



Fußheberorthese

Benutzer Handbuch

Produktname: Fußheberorthese

Größe: Eine große **Farbe:** Schwarz

Modell: SLZXC03 **Charge:** SLZXC202409

Enthaltene komponenten:

1 Fußheberorthese und 1 benutzerhandbuch

Zielkörperteil: Fuß

Spezifische verwendungen für das produkt:

Geeignet für fußabfall.



Anwendbare personen:

Männer und frauen im alter von 16–70 jahren

Unerwünschte reaktionen: Keine

Gültigkeitsdauer: Keine

Lagerbedingungen: In trockener umgebung lagern

Pflegehinweise:

Nur von hand waschen und an der luft trocknen

Gebrauchsanweisung:

Einzelheiten entnehmen sie bitte der im paket enthaltenen 5 sprachigen bedienungsanleitung, darunter Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch.

Medizinische einstuftung

Rezeptfrei (OTC), verbraucher können es selbst kaufen

Herkunftsland: China

Markenname: Sylong



Name des herstellers :

Shenzhen Xilang E-commerce Co., Ltd.

Shenzhen shi Xilang Dianzi Shangwu

Youxiangongsi

Adresse des herstellers :

2603U15, Floor 26, Xinhua Insurance Geb-
äude, Nr. 171, Mintian Straße, Fu'an Ge-
meinde, Futian Str., Shenzhen, Guang-
dong, 518000, China

E-Mail des herstellers :

sylong-service@outlook.com

GPSR: Kontaktdaten der verantwortlichen Person



eVatmaster Consulting GmbH

Bettinastr. 30

60325 Frankfurt am Main, Germany

contact@evatmaster.com

OST_EU_20210330000051

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturer/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

WARNUNG

Plastiktüten können gefährlich sein. Um eine erstickungs-
gefahr zu vermeiden, bewahren sie diese tasche außerh-
alb der reichweite von babys und kindern auf.



Wie benutzt man die Fußfallstütze?



Schritt 1

Stecken Sie Ihre Füße in die Manschette der Orthese.



Schritt 2

Legen Sie den Riemen in den rechteckigen Knopf.



Schritt 3

Ziehen Sie den Riemen nach links.



Schritt 4

Ziehen Sie die Gurte fest.



Schritt 5

Fädeln Sie den Riemen durch den Schnürsenkel.



Schritt 6

Befestigen Sie den Gurt an der oberen Schnalle.



Schritt 7

Passen Sie die Enge mit Klettverschluss an.



Schritt 8

Jetzt haben Sie es fertig angelegt und können problemlos gehen.

Wie verwende ich diese Fußheberstütze zum anheben von sandalen?



Schritt 9

Wenn Sie solche Sandalen tragen und feststellen, dass der mittlere Riemen nicht lang genug ist.



Schritt 10

Verwenden Sie ein Ende des Verlängerungsriemens, um die Schnalle einzuführen.



Schritt 11

Stecken Sie das andere Ende in die obere Schnalle.



Schritt 12

Passen Sie die Position des Klettverschlusses an, um die Straffheit einzustellen.

Beste Wünsche

Wir hoffen aufrichtig,
dass ihr fuß bald wieder gesund wird!



Sie können verlängerungsurte verwenden
lassen sie die fußfallstütze mit sandalen funktionieren.