

Guía de Usuario: Venda Crepé sin Látex de 10 cm x 10 m

La venda crepé sin látex de 10 cm de ancho por 10 metros de largo es una herramienta esencial en el botiquín de primeros auxilios, utilizada para proporcionar compresión, soporte y fijación en diversas lesiones. Su diseño elástico y libre de látex la hace adecuada para personas con sensibilidad al látex.

Características Principales

- **Material:** Tejido elástico de algodón, proporcionando una compresión ligera y uniforme.
- **Elasticidad:** Elasticidad longitudinal y transversal constante, permitiendo una aplicación cómoda y efectiva.
- **Transpirabilidad:** Tejido transpirable que permite la circulación del aire, evitando la acumulación de humedad.
- **Bordes:** Bordes no orillados que previenen el deshilachado y aumentan la durabilidad.
- **Libre de látex:** Minimiza el riesgo de reacciones alérgicas en personas sensibles al látex.
- **Color:** Natural con líneas laterales rojas para facilitar su colocación.

Indicaciones de Uso

La venda crepé es adecuada para:

- **Vendajes de compresión:** Ayuda en la reducción de edemas post-inmovilización y en el manejo de inflamaciones.
- **Soporte y fijación:** Brinda soporte en esguinces, distensiones y otras lesiones musculares o articulares.
- **Cirugía vascular:** Especialmente indicada para vendajes en procedimientos de cirugía vascular.

Instrucciones de Aplicación

1. **Preparación:** Asegúrese de que la zona afectada esté limpia y seca antes de aplicar la
2. **Posición inicial:** Comience colocando el extremo de la venda en el área a tratar, sujetándolo con una mano.
3. **Vendaje:** Desenrolle la venda alrededor de la zona, aplicando una tensión uniforme. La elasticidad del material permite ajustar la compresión según sea necesario.
4. **Superposición:** Cada vuelta de la venda debe superponerse aproximadamente en un 50% sobre la anterior para asegurar una cobertura completa y uniforme.
5. **Fijación:** Una vez alcanzada la cobertura deseada, fije el extremo final de la venda utilizando un esparadrapo o un clip de sujeción adecuado.

6. **Verificación:** Asegúrese de que la venda no esté demasiado apretada, verificando que no haya signos de interrupción de la circulación, como cambios de color o sensación de hormigueo.

Precauciones

- **Sensibilidad:** Aunque la venda es libre de látex, si se presenta alguna reacción adversa en la piel, suspenda su uso y consulte a un profesional de la salud.
- **Compresión:** Evite aplicar una compresión excesiva que pueda comprometer la circulación sanguínea.
- **Reutilización:** La venda es reutilizable; sin embargo, asegúrese de que esté limpia y en buen estado antes de cada uso.
- **Esterilización:** Puede ser esterilizada mediante vapor sin su envase original, siguiendo las indicaciones del fabricante.
- **Almacenamiento**
 - Guarde la venda en un lugar fresco y seco, alejada de la luz directa y de fuentes de calor.
 - Manténgala en su envase original hasta el momento de su uso para protegerla de contaminantes.

Esta guía proporciona información general sobre el uso de la venda crepé sin látex de 10 cm x 10 m. Para aplicaciones específicas o en casos de lesiones graves, consulte siempre a un profesional de la salud.

DATOS DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Elisa Romero Miranda- 75558818-T
Escacena del Campo- Huelva- España cp 21870
Calle Sor Angela de la Cruz n 10
compras@hadanela.com
Escacena



Escacena del Campo a 01 de abril de 2025.