

INDICADORES DE ERROR

INDICADOR DE ERROR	CAUSA	CORRECCIÓN
{err1}	Las palmas de sus manos o las plantas de sus pies no están en contacto con los electrodos de manera correcta.	Asegúrese de estar descalzo. Asegúrese que las palmas de sus manos o plantas de sus pies estén limpias y secas. Asegúrese que las palmas de sus manos o plantas de sus pies estén en la posición correcta. Consulte POSTURA CORRECTA PARA LA MEDICIÓN en la página E25 y Cómo sostener los electrodos de agarre en la página E26.
{err2}	La posición durante la medición no fue estable. Las palmas de sus manos o plantas de sus pies no estaban en la posición correcta.	Permanezca quieto y no se mueva hasta que la medición finalice. Consulte POSTURA CORRECTA PARA LA MEDICIÓN en la página E25 y Cómo sostener los electrodos de agarre en la página E26.
{err3}	Las palmas de sus manos o plantas de sus pies están demasiado secas.	Humedezca ligeramente las palmas de sus manos o plantas de sus pies con una toalla húmeda y vuelva a realizar la medición.
{err4}	Los valores de la composición corporal se encuentran fuera de los parámetros de medición.	• Verifique la configuración de sus datos personales. Cambie la configuración si es necesario. Vuelva a realizar la medición. • La unidad principal no puede medir la composición corporal fuera de su rango de medición, aunque la edad, el sexo y la estatura estén configurados correctamente. Consulte Pantalla y Rangos establecidos en la página E41.
{err5}	La balanza no está configurada correctamente.	Retire las pilas. Espere un minuto. Vuelva a colocar las pilas. Consulte COLOCACIÓN DE LAS PILAS en la página E17. Presione el interruptor de encendido para encender la balanza. Vuelva a realizar la medición.
{err}	Se subió a la plataforma de medición antes de que apareciera 0.0 kg en la pantalla.	Espere hasta que aparezca 0.0 kg en la pantalla antes de subirse a la plataforma de medición.
	La balanza se movió antes de que apareciera 0.0 kg en la pantalla.	No mueva la balanza hasta que aparezca 0.0 kg en la pantalla.
	Se produjo movimiento durante la medición.	No se mueva hasta que la medición finalice.
	La balanza detectó peso por encima de 150.0 kg.	Esta balanza solamente puede ser utilizada por personas que pesen menos de 150.0 kg.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
Indicador de pilas bajas. No hay alimentación eléctrica. No aparece nada en la pantalla de la unidad.	Verifique si las polaridades de las pilas están correctamente colocadas. Reemplace las cuatro pilas usadas.
La medición no comienza.	Los datos de la memoria se están actualizando. ("0" aparece en la parte inferior de la pantalla). Espere un minuto y vuelva a intentar.
Los resultados de las mediciones tardan en aparecer.	Si la fecha cambia durante el transcurso de la obtención de una medición, puede que tome más tiempo de lo normal para que los resultados de la medición aparezcan 3 ("0" aparecerá en la parte inferior de la pantalla). Espere a que aparezcan los resultados.
El valor de peso mostrado es anormalmente bajo o alto.	Coloque la balanza sobre una superficie dura y nivelada.
El valor de composición corporal mostrado es anormalmente bajo o alto.	Consulte HORARIOS DE MEDICIÓN RECOMENDADOS en las páginas E12 y E13. Verifique la configuración de sus datos personales.
Otras condiciones.	Retire las pilas. Espere un minuto. Vuelva a colocarlas. Consulte COLOCACIÓN DE LAS PILAS en la página E17.