

Häufig gestellte Fragen

1. Kann ich meine elektrische Oral B-Zahnbürste auch im Ausland benutzen?
Nur einige der elektrischen Oral B-Zahnbürsten passen sich automatisch an Wechselstromnetze (100-240 V) mit einer Frequenz von 50-60 Hz an. Bitte überprüfen Sie die Spannungsanforderungen für Ihr Modell auf dem Ladegerät. In einigen Ländern können Sie auch Reise-Ladegeräte kaufen. Möglicherweise benötigen Sie zusätzlich einen Steckeradapter, damit der Netzstecker in die Steckdose eingesteckt werden kann. Diese Steckeradapter sind in zahlreichen Elektronikgeschäften und im Reisebedarf erhältlich.
2. Ich habe eine Latexallergie. Kann ich Oral B verwenden?
Keine der Power Oral-B-Produkte enthält Latex in irgendeiner Form.
3. Sind die elektrischen Oral-B-Zahnbürsten wassergeschützt?
Alle elektrischen Oral-B-Zahnbürsten sind wassergeschützt. Sie sollten die Handstücke der elektrischen Zahnbürsten jedoch nicht komplett in Wasser eintauchen.
4. Kann der Akku meiner elektrischen Zahnbürste ausgetauscht werden?
Der Akku der elektrischen Zahnbürste kann nicht ausgetauscht werden. Das Handstück ist versiegelt, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
5. Wie oft sollte ich den Bürstenkopf meiner elektrischen Zahnbürste wechseln?
Wie mechanische Zahnbürsten unterliegen auch elektrische Zahnbürsten einer Abnutzung. Um ein gleichbleibendes, effizientes Entfernen der Plaque zu ermöglichen, sollte der Bürstenkopf 3 bis 4 Mal pro Jahr erneuert werden. Dies ist nur ein Richtwert, da verschiedene Personen auch unterschiedlich lange und oft bürsten. Auch variiert die Stärke, mit der die Zähne gebürstet werden, was sich ebenfalls auf die Lebensdauer des Bürstenkopfes auswirkt. Alle Bürstenköpfe für die elektrischen Oral-B-Zahnbürsten (Ausnahme: die Ortho-Modelle) haben Indicator[®]-Borsten. Wenn die Färbung dieser Borsten zur Hälfte verschwunden ist (normalerweise nach 3 bis 4 Monaten), sollte der Bürstenkopf ersetzt werden.
6. Wozu dienen die bunten Ringe?
Die bunten Ringe helfen, die Bürsten voneinander zu unterscheiden, wenn mehrere Personen dasselbe Handstück benutzen.
7. Der Bürstenkopf meiner elektrischen Braun Oral-B-Zahnbürste sieht bereits nach 8 bis 10 Wochen abgenutzt aus. Ist dies nicht eine zu kurze Lebensdauer?
In der Tat. Möglicherweise üben Sie beim Bürsten zu hohen Druck aus. Versuchen Sie,

die Zähne sanfter zu bürsten. Sie können auf diese Weise die Lebensdauer des Bürstenkopfes verlängern. Der Bürstenkopf sollte etwa 3 Monate halten.

8. Mein Bürstenkopf steckt auf der Bürste fest. Wie kann ich ihn wieder von dem Handstück entfernen?

Halten Sie das obere Ende des Handstücks unter warmes Wasser, um den Bürstenkopf zu lösen. Wir empfehlen, den Bürstenkopf nach jedem Gebrauch vom Handstück zu entfernen und auszuspülen und dann wieder auf das Handstück zu stecken.

9. Ersetzt der Oral-B FlossAction/MicroPulse-Bürstenkopf Zahnseide?

Die Verwendung von Zahnseide ist ein wichtiger Bestandteil der regelmäßigen Zahnpflege; sie kann auch durch den FlossAction/MicroPulse-Bürstenkopf nicht ersetzt werden.

10. Wie säubere ich die Oral B-Akkuzahnbürste?

Spülen Sie den Bürstenkopf einige Sekunden lang unter fließendem Wasser ab. Schalten Sie die Zahnbürste dabei ein. Schalten Sie dann den Apparat aus und entfernen Sie den Bürstenkopf vom Handstück. Reinigen Sie beide Teile unter fließendem Wasser und trocknen Sie sie anschließend ab, bevor Sie das Handstück in die Ladestation einstecken. Niemals das Handstück komplett in Wasser eintauchen!

11. Wie sollte ich meine Zahnbürste aufbewahren?

Spülen Sie die Bürste nach der Reinigung aus und schütteln Sie das verbleibende Wasser ab. Stellen Sie sie aufrecht in einem gut belüfteten Bereich ab, nicht in einem Medizinschrank o.ä. Wenn Ihre Zahnbürste nicht in einen herkömmlichen Zahnbürstenhalter passt, verwenden Sie einfach ein Glas.

12. Wie kann ich die Akkuzahnbürste reinigen?

Entfernen Sie nach jeder Anwendung den Bürstenkopf und reiben Sie ggfs. das Handstück und die Ladestation mit einem feuchten Tuch ab. Tauchen Sie das Handstück oder die Ladestation nie komplett in Wasser ein!

13. Wie säubere ich die Oral B-Batteriezahnbürste?

Spülen Sie den Bürstenkopf einige Sekunden lang unter fließendem Wasser ab. Schalten Sie die Zahnbürste dabei ein. Schalten Sie dann den Apparat aus und entfernen Sie den Bürstenkopf vom Handstück. Reinigen Sie beide Teile unter fließendem Wasser, und reiben Sie sie anschließend trocken. Niemals das Handstück komplett in Wasser eintauchen!