

Manuales + — Manuales de usuario simplificados.



Manual de instrucciones del cepillo de dientes eléctrico recargable Oral-B Pro 2 2700

🕒 [18 de mayo de 2022](#)

💬 [Déjame tu comentario](#)

[Inicio](#) » [Oral B](#) » [Manual de instrucciones del cepillo de dientes eléctrico](#)





Contenido [ocultar]

1 Cepillo de dientes eléctrico recargable Oral-B Pro 2 2700

2 Descripción

3 Carga y funcionamiento

4 Usando tu cepillo de dientes

5 Garantía

6 Documentos / Recursos

6.1 Manuales / Recursos relacionados



View PDF Manual

View I



Cepillo de dientes eléctrico recargable Oral-B Pro 2 2700

IMPORTANTE



- Revise periódicamente todo el producto/cable para detectar daños. Una unidad dañada o que no funcione ya no debe utilizarse. Si el producto/cable está dañado, llévelo a un centro de servicio Oral-B. No modifique ni repare el producto. Esto puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No se recomienda su uso por niños menores de 3 años. Los niños y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos pueden utilizar cepillos de dientes, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros implicados.
- Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Use este producto solo para el uso previsto como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante. Utilice únicamente el cargador provisto con su electrodoméstico.

ADVERTENCIA



- Este aparato contiene baterías que no son reemplazables. No abra ni desmonte el dispositivo. Para reciclar la batería, deseche todo el dispositivo de acuerdo con las normas ambientales locales.
- Abrir la manija destruirá el aparato e invalidará la garantía.
- Al desenchufar, siempre sostenga el enchufe en lugar del cable. No toque el enchufe con las manos mojadas. Esto puede provocar una descarga eléctrica.
- Si está recibiendo tratamiento por alguna afección bucal, consulte a su dentista antes de usarlo.
- Este cepillo de dientes es un dispositivo de cuidado personal y no está diseñado para su uso en varios pacientes en una clínica o institución dental.
- Solo para cepillado de dientes. No mastique ni muerda el cepillo. No lo use como un juguete o sin la supervisión de un adulto.

Para evitar la rotura del cabezal del cepillo, lo que puede generar un peligro de asfixia de piezas pequeñas o dañar los dientes:

- Antes de cada uso, asegúrese de que el cabezal del cepillo encaje bien. Deje de usar el cepillo de dientes si el cabezal del cepillo ya no encaja correctamente. Nunca lo use sin un cabezal de cepillo.
- Si se cae el mango del cepillo de dientes, se debe reemplazar el cabezal del cepillo antes del próximo uso, incluso si no hay daños visibles.



- Reemplace el cabezal del cepillo cada 3 meses o antes si el cabezal del cepillo se desgasta.
- Limpiar correctamente el cabezal del cepillo después de cada uso (ver párrafo «Recomendaciones de limpieza»). Una limpieza adecuada garantiza el uso seguro y la vida útil del cepillo de dientes.

Descripción

- Cabeza del cepillo
- Luz de control de presión
- Botón de encendido/apagado (selección de modo) Asa



- Luz indicadora de carga Cargador
- **Accesorios (según modelo):**
- soporte de la cabeza del cepillo
- Cabeza del cepillo
- compartimiento con tapa protectora
- Estuche de viaje (el diseño puede variar)
- Estuche cargador

Especificaciones

Por voltaje Consulte las especificaciones en la parte inferior de la unidad de carga.
Nivel de ruido: ≤ 65 dB (A)

Carga y funcionamiento

Su cepillo de dientes es eléctricamente seguro y está diseñado para usarse en el baño.



- Puede usar su cepillo de dientes de inmediato o cargarlo brevemente colocándolo en el cargador enchufado (f).

Nota: En caso de que la batería esté vacía (no se enciende la luz de carga (e) durante la carga o no reacciona al presionar el botón de encendido/apagado (c)), cárguela durante al menos 30 minutos.

La luz indicadora de carga (e) parpadea en verde mientras se carga el mango. Una vez que está completamente cargada, la luz se apaga. Una carga completa suele tardar 12 horas y permite al menos 2 semanas de cepillado regular (dos veces al día, 2 minutos) (imagen 1).



Nota: Después de una descarga profunda, es posible que la luz indicadora de carga no parpadee inmediatamente; puede tardar hasta 30 minutos.

- Si la batería se está agotando, la luz indicadora de carga (e) parpadea en rojo



reduce su velocidad. Una vez que la batería esté vacía, el motor se detendrá; necesitará al menos una carga de 30 minutos para un uso.

- Siempre puede guardar el mango en la unidad de carga enchufada; el dispositivo previene una sobrecarga de la batería. Nota: Guarde el mango a temperatura ambiente para un mantenimiento óptimo de la batería.

Precaución: No exponga el mango a temperaturas superiores a 50 °C. La temperatura ambiente recomendada para la carga es de 5 °C a 35 °C.

Usando tu cepillo de dientes

Técnica de cepillado

Moje el cabezal del cepillo y aplique cualquier tipo de pasta de dientes. Para evitar salpicaduras, guíe el cabezal del cepillo hacia los dientes antes de encender el aparato (imagen 2).

Cuando se cepille los dientes con uno de los cabezales de cepillo giratorios oscilantes de Oral-B, guíe el cabezal del cepillo lentamente de un diente a otro, pasando unos segundos en cada superficie dentaria (imagen 5).



Con cualquier cabezal de cepillado no olvides cepillar las 3 superficies de tus dientes: masticación, superficies exterior e interior. Cepille los cuatro cuadrantes de su boca por igual.

También puede consultar a su dentista o higienista dental sobre la técnica adecuada para usted.

En los primeros días de uso de cualquier cepillo de dientes eléctrico, las encías pueden sangrar levemente. En general, el sangrado debería detenerse después de unos días. Si persiste después de 2 semanas, consulte a su dentista o higienista dental. Si tienes dientes y/o encías sensibles, Oral-B recomienda utilizar el modo «Sensible» (según modelo) (opcional en combinación con un cabezal de cepillo Oral-B «Sensi-tive»).



- Limpieza diaria» – Modo estándar para la limpieza diaria
- Sensible» – Limpieza suave pero profunda para áreas sensibles



Cómo cambiar entre modos:

Su cepillo de dientes se inicia automáticamente en el modo «Limpieza diaria» o «Sensible» (según el modelo adquirido). Para cambiar a otros modos, presione sucesivamente el botón de encendido/apagado. Apague el cepillo de dientes manteniendo presionado el botón de encendido/apagado hasta que el motor se detenga.

Temporizador profesional

Un breve sonido de tartamudeo en intervalos de 30 segundos le recuerda que debe cepillarse los cuatro cuadrantes de la boca por igual (imagen 3). Un sonido entrecortado largo indica el final del tiempo de cepillado de 2 minutos recomendado por profesionales.

Si el cepillo de dientes se apaga durante el cepillado, el tiempo de cepillado transcurrido se memorizará durante 30 segundos. Cuando se hace una pausa de más de 30 segundos, el temporizador se reinicia.

Control de presión

Si se aplica demasiada presión, la luz de control de presión (b) se encenderá en rojo, notificándole que reduzca la presión. Además, la pulsación del cabezal del cepillo se detendrá y el movimiento de oscilación del cabezal del cepillo se reducirá (durante Modo «Limpieza diaria» y «Sensible») (imagen 4)



. Verifique periódicamente el funcionamiento del control de presión presionando moderadamente el cabezal del cepillo durante el uso.

Cabezales de cepillo

Cabezal de cepillo Oral-B CrossAction

Nuestro cabezal de cepillo más avanzado. Cerdas en ángulo para una limpieza precisa. Elimina y elimina la placa. La mayoría de los cabezales de cepillo Oral-B cuentan con cerdas INDICATOR® para ayudarte a monitorear la necesidad de reemplazar el cabezal del cepillo. Con un cepillado completo, dos veces al día durante dos minutos, el color se desvanecerá a la mitad aproximadamente en 3 meses, lo que indica la necesidad de cambiar el cabezal del cepillo. Si las cerdas se abren antes de que el color retroceda, es posible que ejerza demasiada presión sobre los dientes y las encías. No recomendamos utilizar el cabezal de cepillado Oral-B «FlossAction» o Oral-B «3D White» con aparatos ortopédicos. Puede utilizar el cabezal de cepillo Oral-B «Ortho», diseñado específicamente para limpiar alrededor de aparatos ortopédicos y alambres.



Recomendaciones de limpieza

Después del cepillado, enjuague el cabezal del cepillo con agua corriente con el mango encendido. Apague y retire el cabezal del cepillo. Limpie el mango y el cabezal del cepillo por separado; séquelos antes de volver a montarlos.

Desenchufe el cargador (f) antes de limpiarlo. El compartimento del cabezal del cepillo/cubierta protectora (h) y el soporte del cabezal del cepillo (g) son aptos para lavavajillas. El cargador (f), el estuche de viaje (i) y la bolsa del cargador (j) deben limpiarse con un paño solo tela (imagen 6).



Asegúrese de guardar únicamente mangos/cabezales de cepillo limpios y secos en el estuche de viaje (i).
Sujeto a cambios sin previo aviso.



Aviso medioambiental

El producto contiene pilas y/o residuos eléctricos reciclables. Para la protección del medio ambiente, no lo deseche con la basura doméstica, pero para reciclar, llévelo a los puntos de recolección de desechos eléctricos provistos en su país.

Garantía



report this ad

Otorgamos 2 años de garantía limitada sobre el producto a partir de la fecha de compra. Dentro del período de garantía, eliminaremos, sin costo alguno,



garantía no cubre: los daños debidos a un uso inadecuado, el desgaste o uso normal, especialmente en los cabezales de los cepillos, así como los defectos que tengan un efecto insignificante en el valor o el funcionamiento del aparato. La garantía quedará anulada si las reparaciones son realizadas por personas no autorizadas y si no se utilizan piezas originales de Braun. Para obtener servicio dentro del período de garantía, entregue o envíe el aparato completo con su recibo de compra a un centro de servicio autorizado de Oral-B Braun. Reino Unido solamente:

Esta garantía no afecta en modo alguno sus derechos conforme a la ley estatutaria.

- Prueba de 30 días sin riesgo
- ¡Satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero! Detalles completos en www.oralb.com o llamar:
- Reino Unido 0800 731 1792
- ES 1800 509 448

Documentos / Recursos

	<p>Cepillo de dientes eléctrico recargable Oral-B Pro 2 2700 [pdf] Manual de instrucciones Pro 2 2700, Cepillo de dientes eléctrico recargable, Pro 2 2700 Cepillo de dientes eléctrico recargable</p>
--	--

Manuales / Recursos relacionados

[Consejos y cuidado del cepillo de dientes eléctrico Oral-B](#)

Cómo limpiar su cepillo de dientes eléctrico Porque uno de los propósitos principales de un cepillo de dientes es quitar ...

[Mi Electric Scooter Pro Manual](#)

Mi Electric Scooter Pro Manual - Descargar [optimizado] Mi Electric Scooter Pro Manual - Descargar

[Instrucciones para el cepillo de dientes Oral B Smart Bluetooth](#)

Instrucciones para el cepillo de dientes Oral-B®
Smart Bluetooth Descripción Cabezal del cepillo Luz
del sensor de presión Botón de encendido /



Guía del usuario del cepillo de dientes eléctrico
BRAUN Oral B Pro Su cepillo de dientes Oral-B® ha
sido cuidadosamente diseñado para ofrecerle y ...

Déjame tu comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

Comentario



Nombre

Correo electrónico

Sitio Web

Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador para la próxima vez que comente.

Enviar comentario

[Manuales +](#), [política de privacidad](#)

