

User Manual

Aster Replacement Electric Toothbrush Heads

Installation of Electric Toothbrush Head

Make sure the electric toothbrush is turned off.

Unplug the old toothbrush head and insert the new toothbrush head into the connection port to ensure a firm connection.

Replacement of Electric Toothbrush Head

It is recommended to replace the toothbrush head every 3 months, or replace it in time according to personal usage.

Unplug the old toothbrush head and insert the new toothbrush head.

Precautions for using electric toothbrush head

Before using the toothbrush head, read the product manual carefully.

During use, please avoid brushing your teeth hard, just let the electric toothbrush head slide gently on the surface of the teeth.

Please clean the toothbrush head in time after use.

Avoid placing the electric toothbrush head in a hot or humid environment to avoid affecting its service life.

Safety Warnings:

Avoid accidental ingestion: When replacing the toothbrush head, keep small parts out of reach of children to prevent children from accidentally ingesting or misusing it, causing suffocation or other dangers.

Children's use: Children should be supervised by adults when replacing electric toothbrush heads to ensure safe operation.

Matching model: Make sure the replacement toothbrush head you purchase matches the model of your electric toothbrush. Do not use a toothbrush head that does not match the model, so as not to affect the use effect or safety.

Regular inspection: Regularly check the wear of the toothbrush head. If it is found to be severely worn or deformed, please replace it in time to avoid damage to the oral cavity.

Benutzerhandbuch

Aster Ersatzköpfe für elektrische Zahnbürsten

Installation des elektrischen Zahnbürstenkopfes

Stellen Sie sicher, dass die elektrische Zahnbürste ausgeschaltet ist.

Ziehen Sie den alten Zahnbürstenkopf ab und stecken Sie den neuen Zahnbürstenkopf in den Anschlussport, um eine feste Verbindung sicherzustellen.

Austausch des elektrischen Zahnbürstenkopfes

Es wird empfohlen, den Zahnbürstenkopf alle 3 Monate auszutauschen oder ihn je nach persönlichem Gebrauch rechtzeitig auszutauschen.

Ziehen Sie den alten Zahnbürstenkopf ab und setzen Sie den neuen Zahnbürstenkopf ein.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des elektrischen Zahnbürstenkopfes

Lesen Sie vor der Verwendung des Zahnbürstenkopfes das Produkthandbuch sorgfältig durch.

Vermeiden Sie während der Verwendung ein kräftiges Zähneputzen, lassen Sie den elektrischen Zahnbürstenkopf einfach sanft über die Zahnoberfläche gleiten.

Bitte reinigen Sie den Zahnbürstenkopf rechtzeitig nach der Verwendung.

Stellen Sie den elektrischen Zahnbürstenkopf nicht in eine heiße oder feuchte Umgebung, um seine Lebensdauer nicht zu beeinträchtigen.

Sicherheitshinweise:

Versehentliches Verschlucken vermeiden: Bewahren Sie beim Austauschen des Zahnbürstenkopfes Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um zu verhindern, dass Kinder sie versehentlich verschlucken oder missbrauchen, was zu Erstickung oder anderen Gefahren führen kann.

Verwendung durch Kinder: Kinder sollten beim Austauschen elektrischer Zahnbürstenköpfe von Erwachsenen beaufsichtigt werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Passendes Modell: Stellen Sie sicher, dass der von Ihnen gekaufte Ersatzzahnbürstenkopf zum Modell Ihrer elektrischen Zahnbürste passt. Verwenden Sie keinen Zahnbürstenkopf, der nicht zum Modell passt, um die Nutzungswirkung oder Sicherheit nicht zu beeinträchtigen.

Regelmäßige Überprüfung: Überprüfen Sie regelmäßig den Verschleiß des Zahnbürstenkopfes. Wenn Sie feststellen, dass er stark abgenutzt oder verformt ist, ersetzen Sie ihn bitte rechtzeitig, um Schäden in der Mundhöhle zu vermeiden.