



Easy To Install:

- With the latch lever released, simply place the Safe-er-Grip Foot Rest on the desired surface. Apply pressure to the latch to snap it down, securing the Foot Rest to the shower wall. Be sure to attach to smooth, dry, non-porous surfaces. Tile must be 4" x 4" or greater.

Easy To Remove:

- Flip the latch up and slide fingertip under rubber suction cup to release.

IMPORTANT: Always test to confirm that suction is tight before each use.

IMPORTANT: Siempre haga una prueba para confirmar que la succión es ajustada antes de cada uso.

IMPORTANT : Vérifiez toujours que la ventouse adhère fortement au mur avant chaque utilisation.



CAUTION:
To be used only
as a balancing

assist – NOT for body
weight leverage.

PRECAUCIÓN: Sólo debe ser empleado con ayuda para mantener el equilibrio, NO para sostener el peso del cuerpo.

ATTENTION : Cet article est conçu uniquement pour vous aider à garder l'équilibre et non pour supporter tout votre poids.

Fácil de instalar:

- Con la palanca del pestillo liberada, coloque el apoyapiés Safe-er-Grip sobre la superficie deseada. Aplique presión al pestillo para cerrarlo y asegure el apoyapiés a la pared de la ducha. Asegúrese de fijarlo en superficies lisas, secas y no porosas. La baldosa debe ser de 10 cm x 10 cm o más.

Fácil de retirar:

- Abra el pestillo y deslice la punta del dedo bajo la ventosa para liberarlo.

Facile à installer :

- Il vous suffit de dégager le levier de fermeture, puis de placer le repose-pieds Safe-er-Grip à l'endroit désiré. Rabattez le levier vers le bas pour le verrouiller afin de fixer le repose-pieds sur le mur de la douche. Assurez-vous de le fixer sur une surface sèche, lisse et non poreuse. Les dimensions du carreau doivent être d'au moins 10,16 cm x 10,16 cm.

Facile à retirer :

- Abra el pestillo y deslice la punta del dedo bajo la ventosa para liberarlo.



Designed and engineered in the USA by MHI, Inc.
Diseñado y procesado en EE.UU. por MHI, Inc.
Conçu et élaboré aux États-Unis par MHI, Inc.

Made in China
Hecho en China
Fabriqué en Chine

Item #92607