



We take breastmilk storage seriously.

Reinforced, double-sealed side seams to help prevent leaks.

Tamper-evident, **fully sealed tear-away top** for safety.

Patented double, Click 'n' Secure™ seal – a difference you can see, hear, and feel.

Designed to be frozen flat for more **space-efficient** freezer storage. Bags also stand for short-term storage.

BPA and BPS free.

Available in **25, 50** and **100 count** boxes.

Breastfeeding Questions?

Join the Lansinoh Moms' Club!

Sign up today at Lansinoh.com/AboutLMC

Tomamos el almacenamiento de la leche materna con toda seriedad.

Costuras laterales reforzadas ayudan a prevenir derrames.

Sello de seguridad, te indica si la bolsa ha sido alterada.

Cierre doble Click n' Secure™ patentado – puedes ver, oír y sentir cuando la bolsa cierra.

Diseñadas para congelar horizontalmente para **un almacenaje más eficiente.**

Libre de BPA y BPS.

Disponibles en empaques de **25, 50 y 100 unidades.**



BREASTMILK STORAGE BAGS

Lansinoh®

BREASTMILK STORAGE BAGS Pre-Sterilized

Directions for use:

- Open individual storage bag by tearing away tamper-evident safety seal and pulling zipper seal apart.
- Pour breastmilk into bag while holding bag open with one hand.
Caution: To avoid spilling, do not allow bag to stand on its own until bag has been filled and Click 'n' Secure™ top has been sealed.
Caution: Do not fill bag past 6 oz. Breastmilk will expand when frozen.
- Before sealing, carefully squeeze air out of the bag to preserve freshness. Seal the bag.
- Use a ballpoint or Sharpie® pen to fill in the name, date, time, and volume.
(Note: a felt tip marker can smear when wet.)

- When freezing storage bag, lay flat in a container. To avoid sticking, don't place directly on freezer surface.

Thawing instructions:

- Place sealed bag in warm tap water or in a clean, empty container. Do not put in boiling water, microwave, or on stovetop.
- Milk will separate: this is normal.
- Gently swirl after opening.
- Transfer milk into desired feeding container using convenient pour spout feature. Do not reuse bag.
- Dispose of used plastic bag safely.
- Use only as directed.

For additional storage tips and suggestions, visit Lansinoh.com

Breastmilk Storage Guidelines

WHERE	TEMPERATURE	TIME
At Room Temperature	66-78°F (19-26°C)	4 hours (ideal) up to 6 hours (acceptable)
In a Refrigerator	<39°F (<4°C)	72 hours (ideal) up to 8 days (acceptable)
Freezer	0°F (-18°C)	3 months (ideal) up to 6 months (acceptable)
Deep Freezer	-4°F (-20°C)	6 months (ideal) up to 12 months (acceptable)

Source: La Leche League International 2014

BOLSAS PARA ALMACENAR LECHE MATERNA Pre-esterilizadas

Instrucciones de uso:

- Abre cada bolsa de almacenamiento rompiendo el sello de seguridad y abriendo el cierre hermético.
- Vierte la leche materna en la bolsa mientras la sostienes abierta con una mano.
Atención: para evitar derrames, no pares la bolsa por sí sola hasta que esté llena y sellada con su cierre Click 'n' Secure™ ubicado en la parte superior de la bolsa.
Atención: No llene las bolsa de leche materna con más de 6 onzas o 180 ml. La leche se expandirá una vez congelada.
- Antes de ser sellada, trata de remover el aire contenido en la bolsa para que la leche se preserve más fresca. Sella la bolsa.
- Usa un bolígrafo o marcador para escribir el nombre, la fecha, la hora y el volumen en la bolsa.
(Nota: la tinta de algunos marcadores de punta de feltro puede dejar manchas en la bolsa al estar húmeda).

- Al congelar la bolsa, extiéndela horizontalmente sobre la superficie del congelador o almacénala en un contenedor para evitar que se pegue al congelador.

Cómo descongelar:

- Coloca la bolsa sellada bajo el agua tibia del grifo o en un contenedor vacío y limpio. No la coloques en agua hirviendo o en el microondas, ni la calientes en la estufa.
- Los componentes de la leche se separan: esto es normal que pase en la leche materna.
- Revuélvela con cuidado después de abierta.
- Sirve la leche en el envase con el que desees alimentar a tu bebé, utilizando la práctica boquilla de la bolsa. No reutilices la bolsa.
- Desecha de manera segura la bolsa plástica. Úsala sólo según lo indicado.
Precaución: No llene las bolsa de leche materna con más de 6 onzas o 180 ml. La leche se expandirá una vez congelada.

Para obtener pautas y sugerencias adicionales de almacenamiento, visita Lansinoh.com

Pautas para almacenar la leche materna

DÓNDE	TEMPERATURA	TIEMPO
A temperatura ambiente	66-78°F (19-26°C)	4 horas (ideal) hasta máximo 6 horas (aceptable)
Refrigerador	<39°F (<4°C)	72 horas (ideal) hasta máximo 8 días (aceptable)
Congelador	0°F (-18°C)	3 meses (ideal) hasta máximo 6 meses (aceptable)
Congelador de temperaturas menores a 0°F (-18°C)	-4°F (-20°C)	6 meses (ideal) hasta máximo 12 meses (aceptable)

Fuente: La Liga de la Leche Internacional 2014

Distributed by:
Lansinoh Laboratories, Inc
Alexandria, VA 22314
USA
+1-800-292-4794

Lansinoh® is a registered trademark of Lansinoh Laboratories, Inc.
©2015 Lansinoh Laboratories, Inc.
All Rights Reserved
Made in Thailand



BN20425EN1017

Lansinoh.com



0 44677 20425 5