

INNOVATOUCH

cosmetic



ASPIRATEUR DE POINTS NOIRS Modèle ENM-876 (Manuel d'utilisation)

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

Introduction

L'aspirateur de points noirs Innovatouch Cosmetic nettoie les pores et aide à enlever les points noirs. Cet appareil est non invasif et non irritant et le degré de dermabrasion peut être contrôlé à l'aide de la barre de contrôle.

Utilisation

1. Avec le système d'aspiration, l'aspirateur de points noirs Innovatouch tire et masse votre peau, favorisant ainsi la microcirculation du sang. Votre peau se tend et devient plus lisse.
2. Favorise la perméabilité de votre peau. Votre peau peut donc mieux assimiler vos soins quotidiens. La peau devient plus brillante.
3. Favorise la fabrication de collagène. La peau est plus tendue et élastique.
4. Favorise la régénération des cellules. La peau devient plus belle.

La tête en micro cristalline nettoie les particules.
Votre peau paraîtra plus douce et plus jeune.

Spécifications et paramètres

Nom : Innovatouch Cosmetic aspirateur de points noirs
Puissance input : 5V-1A
Puissance : 5W
Taille : 198*42*58 mm



Tête gommage :

elle permet d'exfolier la peau morte et l'enlever, permettant ainsi de réparer la peau, d'enlever l'acné et les rides/ridules.



Tête classique :

l'aspiration est plus faible, peut être utilisée pour aspirer les points noirs, sur de la peau fine.



Tête zones difficiles à atteindre :

enlève les rides. Après avoir aspiré la peau, enlever rapidement, et remettre à nouveau sur la peau. Aide la micro-circulation, votre peau gagne donc en élasticité.



Tête large :

tête puissante pour éliminer les points noirs.

Conseils

1. L'aspirateur de points noirs Innovatouch Cosmetic a pour fonction d'affiner votre visage en tirant doucement sur la peau. Ne pas utiliser sur une peau blessée ou avec cicatrice.
2. Avec sa fonction microcristalline de dermabrasion, l'aspirateur de points noirs Innovatouch assèche la peau. Utiliser une fois par semaine, chaque fois pas plus de 15 minutes.
3. Après le soin, il est normal que votre peau semble un peu rouge, ceci est dû à la stimulation engendrée par l'appareil. Il suffit d'attendre environ 30 minutes et les rougeurs disparaissent.
4. Après avoir utilisé l'appareil, utiliser une crème solaire avant toute exposition au soleil.
5. Ne pas utiliser de gommage avant et/ou après l'utilisation de l'aspirateur de points noirs Innovatouch.

Instructions

- Nettoyer la peau, de préférence avec un nettoyant pour le visage, puis sécher votre peau.
- Utiliser une serviette chaude pendant 10 minutes pour ouvrir les pores du visage.
- Choisir la tête désirée et la connecter à l'appareil.
- Appuyer longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer et régler l'aspiration appropriée en appuyant sur le « + » « - ».
- Commencer par la puissance la plus basse.
- Appuyer longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre.
- Appuyer brièvement pour mettre en pause.
- Tenir et déplacer l'appareil par mouvements circulaires. Ne pas déplacer l'appareil d'avant en arrière ou rester sur le même endroit pendant plus de 3 secondes. 1-2 minutes MAX recommandées pour la première utilisation.
- Utiliser de l'eau froide pour calmer la peau et fermer les pores après utilisation.
- Appliquer une crème hydratante pour le visage.


Avertissements

Concernant les boutons d'acné, s'ils sont aspirés, il faut retirer l'appareil rapidement de la zone. Ne convient pas aux femmes enceintes, aux malades cardiaques, aux peaux avec cicatrices et après la chirurgie esthétique. N'utilisez pas plus de 5 minutes. Il est normal d'avoir des ecchymoses légères / rougeurs au premier usage. La peau retrouve son aspect normal au bout de deux jours maximum. L'appareil met 1 heure et demie à se recharger complètement et ainsi fonctionner durant 2H. L'indicateur d'alimentation indique une lumière clignotante rouge lors de la charge ; lorsque celle-ci est terminée, la lumière arrête de clignoter et devient blanche. S'auto-éteint toutes les 5 minutes pour économiser la batterie.

Ridules

1. Utiliser la tête ovale fournie
2. Utiliser l'aspirateur de points noirs Innovatouch au coin des yeux, de la bouche et autour du nez, en ajustant manuellement le degré d'intensité souhaité. Pour avoir l'effet de microcirculation augmenté, il faut mettre la tête ovale sur la zone souhaitée, puis faire des appels d'air et ainsi répéter l'opération. Ceci stimulera la microcirculation du sang et donc augmentera l'élasticité de la peau, aidant dans la prévention d'apparition des rides et ridules.

Attention à ne pas renouveler l'opération trop de fois sur la même zone, il se peut que la peau devienne rouge ou violette si l'opération est répétée trop de fois.




Zones d'utilisation

- Tête gommage :** en plus de pouvoir être utilisée sur n'importe quelle partie du visage, cette tête peut également l'être sur les peaux mortes des genoux ou des coudes.
- Tête large :** autour des yeux et sur n'importe quelle partie du visage.
- Tête classique :** utilisée dans les endroits sensibles comme par exemple autour des yeux.
- Tête zones difficiles à atteindre :** utilisée pour les yeux, le nez et pour les zones difficiles à atteindre. Peut aussi être utilisée dans le cou.

Configuration du produit

1. Aspirateur de points noirs Innovatouch Cosmetic
2. Socle de chargement
3. Quatre têtes différentes
4. Six filtres de rechange
5. Quatre joints de rechange
6. Un câble de chargement
7. Une notice



Attention

- Avant utilisation, veuillez vérifier que vos mains ne soient pas mouillées.
- Avant utilisation, veuillez vérifier que le filtre est bien en place dans l'appareil et qu'il est sec.
- Ne pas nettoyer l'appareil en le passant sous l'eau.

Carte de garantie

Modèle du produit	
Date d'achat	
Lieu d'achat	
Tampon du vendeur	

Ce produit est garanti 1 an.



CE RoHS FC



MADE IN CHINA

Importé par :

LioG Lab

30 chemin des Tuileries - 13015 Marseille, France
contact@lioglab.com

Imported in Canada by :
LIO.G.LAB CANADA,
Montréal QC, H3B 4W5