

Function Introduction

7 Color Beauty Device for Face & Neck is an over-the-counter hand-held device for the treatment of full-face wrinkles. It combines 7 colors LED light, vibration and heating to better solve wrinkles and other skin problems.

(A) Vibration

It contains 3 massage modes with different energy levels. The CLEAN Mode can clear the pores and keep your skin clean and glow; The EMS Mode can relax your skin, help your skin absorb skin care products and reduce fine lines and wrinkles; The HOT Mode can tighten the sagging skin and promote collagen production, thus rejuvenating your skin.

(B) Heating

45±5 °C constant temperature during the treatment promotes absorption of skincare products. The appropriate temperature also makes skin care more comfortable.

(C) 7 Color LED Light

RED LIGHT (630nm) Anti-aging & promote collagen production
BLUE LIGHT (415nm) Sooth inflammation & calm sensitive skin
GREEN LIGHT (525nm) Smooth wrinkles and fine lines
PURPLE LIGHT (390nm) Promote lymphatic drainage
YELLOW LIGHT (590nm) Reduce melanin production
CYAN LIGHT (490nm) Reduce skin tension and swollen capillaries
WHITE LIGHT (mix) Relax skin & accelerate growth and healing of skin cells

Using Steps

1. After washing your face, apply your favorite skin care products evenly to your face.
2. Press the power button for 2 seconds to turn on the device.
3. Press the button to select the light mode and massage mode according to your needs.
4. Place the massage head against your skin and massage from bottom to top.
5. Press the power button for 2 seconds to turn off the device after use.

Notes

1. This device cannot be used when charging.
2. The massage head needs to fit against the user's skin before it starts to vibrate
3. If there is no operation for one minute, the device will automatically shut down.

Using Tips



1. Massage from chin to cheek
2. Massage from cheek to outer eye corner
3. Massage from neck to chin
4. Massage the forehead from bottom to top


Safety Precautions

1. It is generally not advisable for people who have undergone facial plastic surgery, subcutaneous metal implant and those who are pregnant or within the period to use this product.
2. Wipe the massage head with tissues or cloth after use. Do not wash it with water.
3. Please not put it in the bathroom or other humid places, as it is easy to cause a short circuit.
4. Please not use corrosive solution (alcohol, banana oil, gasoline, nail polish remover and etc.) to wipe the device, which may lead to the failure of the product or the cracking, discolor of components and others.
5. Each mode can only be used once each day, and it is recommended that three modes are used in succession once each day.

Warranty Card		
Product Name	Intense Pulsed Light Wrinkles Reducing Instrument	Model No.
Distributor		
Name		
Address		
Tel	()	Mobilephone
Defective Phenomenon		
For repair purpose, please fill in detail. Main device: 1 year warranty		

Certificate	
Production Date	
Quality testing	

Product Components



7 Color Beauty Device for Face & Neck

Componenti del prodotto



Dispositivo di bellezza a 7 colori per viso e collo

Introduzione alle funzioni

Il dispositivo di bellezza a 7 colori per viso e collo è un dispositivo portatile da banco per il trattamento delle rughe su tutto il viso. Combina luce LED a 7 colori, vibrazione e riscaldamento per risolvere al meglio rughe e altri problemi della pelle.

(A) Vibrazione

Prevede 3 modalità di massaggio con diversi livelli di energia. La modalità CLEAN può pulire i pori e mantenere la pelle pulita e luminosa; la modalità EMS può rilassare la pelle, aiutandola ad assorbire i prodotti per la cura della pelle e ridurre linee sottili e rughe; la modalità HOT può rassodare la pelle rilassata e promuovere la produzione di collagene, ringiovanendo così la pelle.

(B) Riscaldamento

La temperatura costante di 45±5°C durante il trattamento favorisce l'assorbimento dei prodotti per la cura della pelle. La temperatura appropriata rende inoltre la cura della pelle più confortevole.

(C) Luce LED a 7 colori

LUCE ROSSA (630nm) Anti-invecchiamento e stimola la produzione di collagene
LUCE BLU (415nm) Lenisce le infiammazioni e calma la pelle sensibile
LUCE VERDE (525nm) Leviga rughe e linee sottili
LUCE VIOLA (390nm) Favorisce il drenaggio linfatico
LUCE GIALLA (590nm) Riduce la produzione di melanina
LUCE CIANO (490nm) Riduce la tensione cutanea e i capillari gonfi
LUCE BIANCA (mix) Rilassa la pelle e accelera la crescita e la guarigione delle cellule cutanee

Fasi di utilizzo

1. Dopo aver lavato il viso, applicare uniformemente i prodotti per la cura della pelle preferiti.
2. Premere il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il dispositivo.
3. Premere il pulsante per selezionare la modalità luce e la modalità massaggio in base alle proprie esigenze.
4. Posizionare la testina massaggiante sulla pelle e massaggiare dal basso verso l'alto.
5. Premere il pulsante di accensione per 2 secondi per spegnere il dispositivo dopo l'uso.

Note

1. Questo dispositivo non può essere utilizzato durante la ricarica.
2. La testina massaggiante deve essere a contatto con la pelle dell'utente prima di iniziare a vibrare.
3. Se non viene utilizzata per un minuto, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

Suggerimenti per l'uso



1. Massaggiare dal mento alle guance
2. Massaggiare dalle guance all'angolo esterno dell'occhio
3. Massaggiare dal collo al mento
4. Massaggiare la fronte dal basso verso l'alto

Precauzioni di sicurezza

1. Generalmente non è consigliabile l'uso di questo prodotto per persone che hanno subito interventi di chirurgia plastica al viso, impianti metallici sottocutanei e per le donne in gravidanza o che si trovano nel periodo in cui si trovano ad utilizzare questo prodotto.
2. Pulire la testina massaggiante con fazzoletti o un panno dopo l'uso. Non lavarla con acqua.
3. Non riporre il dispositivo in bagno o in altri luoghi umidi, poiché potrebbe causare un cortocircuito.
4. Non utilizzare soluzioni corrosive (alcol, olio di banana, benzina, solvente per unghie, ecc.) per pulire il dispositivo, poiché potrebbero causare guasti al prodotto crepe, scolorimento dei componenti e altro.
5. Ogni modalità può essere utilizzata solo una volta al giorno e si consiglia di utilizzare tre modalità consecutive una volta al giorno.

Scheda di garanzia		
Nome del prodotto	Dispositivo di riduzione delle rughe a luce pulsata intensa	Numero di modello
Distributore		
Nome		
Indirizzo		
Tel	()	Culturale
Fenomeno difettoso		
Per la riparazione, si prega di compilare i dettagli. Dispositivo principale: 1 anni di garanzia		

Certificato	
Data di produzione	
Test di qualità	

Présentation des fonctions

L'appareil de beauté 7 couleurs pour le visage et le cou est un appareil portable en vente libre destiné au traitement des rides du visage. Il combine lumière LED 7 couleurs, vibrations et chauffage pour mieux traiter les rides et autres problèmes de peau.

(A) Vibration

Il propose 3 modes de massage avec différents niveaux d'énergie. Le mode CLEAN désincruste les pores et maintient la peau nette et éclatante ; le mode EMS détend la peau, favorise l'absorption des soins et atténue les rides et ridules ; le mode CHAUD raffermi la peau relâchée et stimule la production de collagène, rajeunissant ainsi la peau.

(B) Chauffage

Une température constante de 45 ± 5 °C pendant le traitement favorise l'absorption des soins. Une température appropriée rend également les soins plus confortables.

(C) Lumière LED 7 couleurs

LUMIÈRE ROUGE (630 nm) Anti-âge et stimulation de la production de collagène
LUMIÈRE BLEUE (415 nm) Apaise les inflammations et apaise les peaux sensibles
LUMIÈRE VERTE (525 nm) Lisse les rides et ridules
LUMIÈRE VIOLETTE (390 nm) Favorise le drainage lymphatique
LUMIÈRE JAUNE (590 nm) Réduit la production de mélanine
LUMIÈRE CYAN (490 nm) Réduit les tensions cutanées et le gonflement des capillaires
LUMIÈRE BLANCHE (mixte) Détend la peau et accélère la croissance et la cicatrisation des cellules cutanées

Étapes d'utilisation

1. Après vous être lavé le visage, appliquez uniformément vos produits de soin préférés sur votre visage.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.
3. Appuyez sur le bouton pour sélectionner le mode lumière et le mode massage selon vos besoins.
4. Placez la tête de massage contre votre peau et massez de bas en haut.
5. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil après utilisation.

Remarques

1. Cet appareil ne peut pas être utilisé pendant la charge.
2. La tête de massage doit être bien ajustée à la peau de l'utilisateur avant de commencer à vibrer.
3. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une minute, il s'éteint automatiquement.

Conseils d'utilisation



1. Masser du menton vers la joue
2. Masser de la joue vers le coin externe de l'œil
3. Masser du cou vers le menton
4. Masser le front de bas en haut


Consignes de sécurité

1. L'utilisation de ce produit est généralement déconseillée aux personnes ayant subi une chirurgie esthétique du visage, ayant reçu des implants métalliques sous-cutanés, aux femmes enceintes ou en période de menstruation.
2. Essuyer la tête de massage avec un mouchoir en papier ou un chiffon après utilisation. Ne pas la laver à l'eau.
3. Ne pas placer l'appareil dans une salle de bain ou tout autre endroit humide, car un court-circuit est facilement possible.
4. Ne pas utiliser de solution corrosive (alcool, huile de banane, essence, dissolvant pour vernis à ongles, etc.) pour essuyer l'appareil, car cela pourrait entraîner une défaillance du produit, des fissures, une décoloration des composants, etc.
5. Chaque mode ne peut être utilisé qu'une fois par jour, et il est recommandé d'utiliser trois modes consécutifs une fois par jour.

Carte de garantie		
Nom du produit	Appareil anti-rides à lumière pulsée intense	Numero de modèle
Distributeur		
Nom		
Adresse		
Tel	()	Téléphone portable
Phénomène défectueux		
Pour toute réparation, veuillez compléter les informations. Appareil principal : garantie 1 an		

Certificat	
Date de production	
Test qualité	

Composants du produit



Appareil de beauté 7 couleurs pour le visage et le cou

Produktkomponenten



7-farbiges Schönheitsgerät für Gesicht und Hals

Funktionsbeschreibung

Das 7-Farben-Schönheitsgerät für Gesicht & Hals ist ein rezeptfreies Handgerät zur Behandlung von Falten im gesamten Gesicht. Es kombiniert 7-farbiges LED-Licht, Vibration und Wärme, um Falten und andere Hautprobleme effektiv zu bekämpfen.

(A) Vibration

Es verfügt über drei Massagemodi mit unterschiedlichen Energiestufen. Der CLEAN-Modus reinigt die Poren und sorgt für reine und strahlende Haut. Der EMS-Modus entspannt die Haut, fördert die Aufnahme von Hautpflegeprodukten und reduziert feine Linien und Fältchen. Der HOT-Modus strafft schlaffe Haut und fördert die Kollagenproduktion, wodurch die Haut verjüngt wird.

(B) Wärme

Eine konstante Temperatur von 45 ± 5 °C während der Behandlung fördert die Aufnahme von Hautpflegeprodukten. Die angenehme Temperatur macht die Hautpflege zudem angenehmer.

(C) 7-Farben-LED-Licht

ROTES LICHT (630 nm) Anti-Aging & Förderung der Kollagenproduktion
BLAUES LICHT (415 nm) Lindert Entzündungen & beruhigt empfindliche Haut
GRÜNES LICHT (525 nm) Glättet Fältchen und feine Linien
LILA LICHT (390 nm) Fördert den Lymphabfluss
GELBES LICHT (590 nm) Reduziert die Melaninproduktion
CYAN LICHT (490 nm) Reduziert Hautspannungen und geschwollene Äderchen
WEISSES LICHT (Mix) Entspannt die Haut & beschleunigt Wachstum und Heilung der Hautzellen

Anwendungsschritte

1. Nach der Gesichtreinigung Ihre bevorzugten Hautpflegeprodukte gleichmäßig auf das Gesicht auftragen.
2. Drücken Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten.
3. Drücken Sie die Taste, um den gewünschten Licht- und Massagemodus auszuwählen.
4. Setzen Sie den Massagekopf auf die Haut und massieren Sie von unten nach oben.
5. Drücken Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang, um das Gerät nach Gebrauch auszuschalten.

Hinweise

1. Dieses Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.
2. Der Massagekopf muss auf der Haut des Benutzers aufliegen, bevor er zu vibrieren beginnt.
3. Nach einer Minute ohne Bedienung schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Anwendungshinweise



1. Vom Kinn bis zur Wange massieren.
2. Von der Wange bis zum äußeren Augenwinkel massieren.
3. Vom Hals bis zum Kinn massieren.
4. Die Stirn von unten nach oben massieren.

Sicherheitshinweise

1. Personen nach Gesichtsoptionen, subkutanen Metallimplantaten sowie Schwangeren und Frauen während ihrer Periode wird die Anwendung dieses Produkts grundsätzlich nicht empfohlen.
2. Den Massagekopf nach Gebrauch mit einem Tuch abwischen. Nicht mit Wasser abwaschen.
3. Das Gerät nicht im Badezimmer oder an anderen feuchten Orten aufbewahren, da dies zu Kurzschlüssen führen kann.
4. Keine ätzenden Lösungen (Alkohol, Bananenöl, Benzin, Nagellackentferner usw.) zum Abwischen des Geräts verwenden. Dies kann zu Produktschäden, Rissen, Verfärbungen und anderen Schäden führen.
5. Jeder Modus kann nur einmal täglich verwendet werden. Es wird empfohlen, drei Modi einmal täglich nacheinander zu verwenden.

Garantiekarte		
Produktname	Gerät zur Faltenreduzierung mit intensiver Pulslicht	Modellnummer
Händler		
Name		
Adresse		
Tel	()	Mobilefonnummer
Defektes Phänomen		
Bei Reparatur bitte Details angeben. Hauptgerät: 1 Jahr Garantie		

Zertifikat	
Produktionsdatum	
Qualitätsprüfung	