


Ultra Facial Lift
With Microcurrents & Light Therapy



EP-4008



Thank you for purchasing this Lifetons® product. This user guide outlines the operating procedures and safety precautions. Please read it carefully to make sure you are using your product properly and retain it for future reference.

How to Use

A. Changing the Treatment Head

1. Press the release button **1** on the back of the device to release the treatment head.
2. Select the treatment head **2** / **3** / **4** you would like to use and attach it to the body of the device.

Notes: The device will not vibrate when using the red photon light head. Do not change the treatment head when the power is on.

B. Microcurrent Facial Massage Treatment

1. Use the microcurrent facial massage treatment head to define and contour larger facial areas such as the jaw, jawline, cheeks and forehead.
2. Cleanse skin and be sure to remove makeup before use. Gel, serum, moisturizer or cream (not included) must be applied in combination with the steps below to ensure conductivity, proper operation and maximum benefits.
3. Attach the facial treatment head **1** to the body of the device. Press the power button **1** 1 time to turn on the device. Adjust the intensity level to your comfort by pressing the up (+) or down (-) button located on the front of the device. The default intensity level is level 0 (no microcurrents).
4. Gently press both spheres of the head onto your face while lifting and holding skin in place for 5 seconds or gently glide the device in a linear, upward motion. See drawing for more details.
5. The device will automatically shut down after 10 minutes of continuous use. Follow-up with your daily skincare routine after treatment.
6. For best results use this treatment for 10 minutes, 2-3 times per week.

C. Microcurrent Eye & Lip Massage Treatment

1. Use the eye and lip massage treatment head to target areas around the eyes and lips such as the lower lip, upper lip, smile lines, lower eyelid, upper eyelid and eyebrows.
2. Cleanse skin and be sure to remove makeup before use. Gel, serum, moisturizer or cream (not included) must be applied in combination with the steps below to ensure conductivity, proper operation and maximum benefits.
3. Attach the eye and lip treatment head **2** to the body of the device. Press the power button **1** 1 time to turn on the device. Adjust the intensity level to your comfort by pressing the up (+) or down (-) button located on the front of the device. The default intensity level is level 0 (no microcurrents).
4. Gently press both spheres of the head onto your face while lifting and holding skin in place for 5 seconds or gently glide the device in a linear, upward motion. See drawing for more details.
5. The device will automatically shut down after 10 minutes of continuous use. Follow-up with your daily skincare routine after treatment.
6. For best results use this treatment for 10 minutes, 2-3 times per week.

D. Red Photon Light Therapy

1. Use the red photon light therapy to target wrinkles, fine lines, dark spots and even out skin tone while helping to promote collagen production.
2. Cleanse skin and be sure to remove makeup before use.
3. Attach the red photon light head to the main body of the device.
4. Put on the eye protection goggles.
5. Turn on the device to start the treatment.
6. Place the lights in direct contact with the skin and hold for 5-8 seconds before moving to the next area. You can treat your entire face using this technique.
7. The device will automatically shut down after 10 minutes of continuous use. Follow-up with your daily skincare routine after treatment.
8. For best results use this treatment for 5-10 minutes, 2-3 times per week.

Notes: Always wear the eye protection goggles when using the photon light therapy. It is dangerous and harmful to your eyes to look directly into the lights.

E. Intensity Level Settings

There are 4 intensity levels for the microcurrent facial and eye treatment. We suggest starting with the first level and gradually increasing it over time depending on your skin's needs. Please note that the default level is level 0 (no current).

1. Press **1**: Power on and intensity level 0 begins (1 blue light appears)
2. Press **2**: 2 times: Switch to intensity level 1 (2 blue lights appear)
3. Press **2**: 3 times: Switch to intensity level 2 (3 blue lights appear)
4. Press **2**: 4 times: Switch to intensity level 3 (4 blue lights appear)
5. Press **2**: 5 times: Switch to intensity level 4 (5 blue lights appear)
6. Press **2**: to lower the intensity level

Notes: The device will automatically shut down after 10 minutes of continuous use. If you want to shorten the usage time, simply press the power button for 1 second. The device will beep 3 times before shutting down.

F. Recharging the Device

1. Connect part **1** (micro-USB jack) to H (micro-USB port).
2. Connect part **2** (USB jack) to a USB port with power supply (e.g., AC adaptor with USB power supply).

G. Battery Indicator

Low battery: All blue LED lights flash 5 times and the device will beep 5 times before shutting down (only when the device is in use)

When charging: Blue LED lights **1** appear to indicate the charging status

Fully charged battery: No lights appear

简中 使用手册

感谢您购买 Lifetons® 产品。本指南概述了操作方法和安全守则。请仔细阅读以正确使用产品。请妥善保管本手册以备将来参考之用。

如何使用

A. 更换护理头

1. 按下仪器背面的释放按钮 **1**，取下护理头。
2. 从 **2** / **3** / **4** 中选择一个需要使用的护理头，安装在机身上。

注意：红光护理时仪器不震动，请勿在开机状态下更换护理头。

B. 微电流面部按摩

1. 使用微电流面部护理头护理大片区域，塑造整体面部轮廓，如下颌，下颌轮廓，脸颊和额头。
2. 按摩前请先卸妆护肤。务必使用凝胶、精华或乳液（包装中不含）配合以下步骤以确保操作正确，获得最佳效果。
3. 将面部护理头 **1** 安装在机身上，按一下电源按钮 **1**，启动仪器。按机身正面的按钮 (+) 可调高档位，(-) 可调低档位，请选择舒适的档位。默认的档位设置是 0（无微电流）。
4. 轻压按摩头于皮肤，让两个半球都接触脸部，提拉，在皮肤上停留 5 秒，亦可轻柔地向上面线滑动。详情请参阅图片。
5. 持续使用 10 分钟后仪器将自动关闭。使用后请按日常护肤步骤进行。
6. 每周按此方法护理 2-3 次，每次 10 分钟，以获得最佳效果。*


C. 微电流眼部按摩

1. 眼部和唇部护理头可用于护理眼周和唇周的肌肤，如上下眼睑附近、法令纹和笑纹部位、下眼睑、上眼睑和眉毛。
2. 使用前请先卸妆护肤。务必使用凝胶、精华或乳液（包装中不含）配合以下步骤以确保操作正确，获得最佳效果。
3. 将眼部唇部护理头 **2** 安装在机身上，按一下电源按钮 **1**，启动仪器。按机身正面的按钮 (+) 可调高档位，(-) 可调低档位，请选择舒适的档位。默认的档位设置是 0（无微电流）。
4. 轻压按摩头于皮肤，让两个半球都接触脸部，提拉，在皮肤上停留 5 秒，亦可轻柔地向上面线滑动。详情请参阅图片。
5. 持续使用 10 分钟后仪器将自动关闭。使用后请按日常护肤步骤进行。
6. 每周按此方法护理 2-3 次，每次 10 分钟，以获得最佳效果。*

D. 红光护理

1. 使用红光护理皱纹、细纹，消除暗斑，均匀肤色，同时帮助促进胶原蛋白产生。
2. 使用前请先卸妆护肤。
3. 将红光头安装在机身上。
4. 戴上护眼镜。
5. 开启仪器开始护理。
6. 将红光头贴在皮肤上，停留 5-8 秒后移动到下一个区域。运用此方法护理整个面部。
7. 持续使用 10 分钟后仪器将自动关闭。使用后请按日常护肤步骤进行。

B



C



D



注意：为避免危险，切勿在使用红光时佩戴护目镜。红光直接照射有害于眼睛。

E. 档位设置

微电流面部按摩器有4个档位可选。建议首次使用从1档开始，根据皮肤需求，逐步增加档位。请注意，默认的档位设置为0档（无微电流）。

1. 按 **①**：开机。默认的档位设置为0档（1个蓝色LED灯亮）
2. 按一下 **②**：切换到1档（2个蓝色LED灯亮）
3. 按两下 **②**：切换到2档（3个蓝色LED灯亮）
4. 按三下 **②**：切换到3档（4个蓝色LED灯亮）
5. 按四下 **②**：切换到4档（5个蓝色LED灯亮）
6. 按 **③**：可降位档位

注意：持续使用10分钟后，仪器会自动关闭。如需继续使用时，按住电源键1秒，仪器会在发出三次“嘟”音后关闭。

F. 充电

连接微型USB插头 **④** 到微型USB接口 **H**。
连接USB插头 **⑤** 到有电源供应的USB端口（例如：有USB电源供应的AC适配器）。

G. 电量指示

电量低：所有LED灯闪烁5次，仪器会在发出5次“嘟”音后关闭（仅在开机状态下）
充电中：蓝色LED灯亮起表示开始充电状态
充电完成：无LED灯

繁中 使用手册

感谢您購買Lifebron® 產品。本指南概述了操作方法和安全守則。請仔細閱讀以正確使用產品。請妥善保存本手冊以備將來參考之用。

如何使用

A. 更換護理頭

1. 按下儀器背部的釋放按鈕 **⑥**，取下護理頭。
2. 從 **⑦** / **⑧** / **⑨** 中選擇一個需要使用的護理頭，安裝在機身上。

注意：紅光護理時儀器不震動。請在開機狀態下更換護理頭。

B. 微電流面部按摩

1. 使用微電流面部護理頭護理大片區域，促進整體光澤輪廓，如下頷、下頰輪廓、臉頰和額頭。
2. 按摩前請先卸妝潔膚。務必使用凝膠、精華或乳液（包裝中不含）配合以下步驟以確保操作正確，獲得最佳效果。
3. 將微電流護理頭 **⑦** 安裝在機身上。按一下電源按鈕 **①**，啟動儀器。按機身正面的按鈕 **(+)** 可調高檔位，**(-)** 可調低檔位，請選擇舒適的檔位。默認的檔位設置為0（無微電流）。
4. 輕壓按摩頭於皮膚，讓兩個半球狀按摩頭，從上至下按摩5秒，亦可輕柔地向土畫線移動。詳情請參考圖片。
5. 持續使用10分鐘後儀器將自動關閉。使用後請按日常護膚步驟進行。
6. 每週按此方法護理2-3次，每次10分鐘，以獲得最佳效果。

C. 微電流面部按摩

1. 眼部和唇部護理頭可用於護理眼周和唇周的肌膚，如上下唇附近、法令紋和笑紋部位、下眼瞼、上眼瞼和眉毛。
2. 使用的請先卸妝潔膚。務必使用凝膠、精華或乳液（包裝中不含）配合以下步驟以確保操作正確，獲得最佳效果。
3. 將微電流護理頭 **⑧** 安裝在機身上。按一下電源按鈕 **①**，啟動儀器。按機身正面的按鈕 **(+)** 可調高檔位，**(-)** 可調低檔位，請選擇舒適的檔位。默認的檔位設置為0（無微電流）。
4. 輕壓按摩頭於皮膚，讓兩個半球狀按摩頭，從上至下按摩5秒，亦可輕柔地向土畫線移動。詳情請參考圖片。
5. 持續使用10分鐘後儀器將自動關閉。使用後請按日常護膚步驟進行。
6. 每週按此方法護理2-3次，每次10分鐘，以獲得最佳效果。

D. 紅光護理

1. 使用紅光燈平皺紋、細紋、消除暗斑、均勻膚色，同時幫助促進骨膠原產生。
2. 使用前請先卸妝潔膚。
3. 將紅光燈頭安裝在機身上。
4. 帶上護目鏡。
5. 開始護理開始護理。
6. 將紅光燈頭貼在皮膚上，停留5-6秒後移動到下一個區域，運用此方法護理整個面部。
7. 持續使用10分鐘後儀器將自動關閉。使用後請按日常護膚步驟進行。
8. 每週按此方法護理2-3次，每次5-10分，以獲得最佳效果。

注意：為避免危險，切勿在使用紅光時佩戴護目鏡。红光直接照射有害于眼睛。

E. 档位设置

微电流面部按摩器有4个档位可选。建议首次使用从1档开始，根据皮肤需求，逐步增加档位。请注意，默认的档位设置为0档（无微电流）。

1. 按 **①**：开机。默认的档位设置为0档（1个蓝色LED灯亮）
2. 按一下 **②**：切换到1档（2个蓝色LED灯亮）
3. 按两下 **②**：切换到2档（3个蓝色LED灯亮）
4. 按三下 **②**：切换到3档（4个蓝色LED灯亮）
5. 按四下 **②**：切换到4档（5个蓝色LED灯亮）
6. 按 **③**：可降位档位


注意：持续使用10分钟后，仪器会自动关闭。如需继续使用时，按住电源键1秒，仪器会在发出三次“嘟”音后关闭。

F. 充电

连接微型USB插头 **④** 到微型USB接口 **H**。
连接USB插头 **⑤** 到有电源供应的USB端口（例如：有USB电源供应的AC适配器）。

G. 电量指示

电量低：所有LED灯闪烁5次，仪器会在发出5次“嘟”音后关闭（仅在开机状态下）
充电中：蓝色LED灯亮起表示开始充电状态
充电完成：无LED灯



Safety Precautions

Please follow the rules outlined in this guide closely to ensure your safety and flawless operation:

- This product is only intended for use on the face.
- Discontinue using the product immediately if any abnormal situation, allergic reaction or discomfort occurs during use.
- This product is a skin care device and is not made for medical purposes. If you are under medical treatment, please consult with your doctor before use.
- This product is not suitable to use on body parts that are embedded with silicone, metal or other foreign objects. Do not use directly on the eyes.
- It is recommended to wait at least 6 months after any facial treatments such as a face lift or Botox injections before using this product. If you are unsure, consult with your doctor.
- Thoroughly clean the product after use.
- Do not use any kind of liquid to clean the product. Keep in mind that the surface of the product should only be wiped with a clean dry cloth.
- This product has a special lacquer - when cleaning, do not use any corrosive solution which may cause damage to the lacquer or appearance.
- Repair, removal or modification of this product is strictly prohibited. Improper handling may result in short circuits, product damage or even fire. Maintenance and warranty services will be void if unauthorized changes have been made to the product. Please contact an authorized dealer to obtain after-sales service if the product has a problem.
- Be cautious of any edges, uneven surfaces, metal parts, accessories or packaging to prevent possible injury or damage. Take note that this product should not be placed in your mouth.
- Do not use this product in locations with high temperatures or high humidity levels (e.g., bathroom). Ideally, the product should be used in a location free of excessive dust and not exposed to direct sunlight.
- Do not insert foreign objects or liquids into the product; this could damage the product.
- Refrain from dropping the product or bumping it against other objects. Avoid damage, collision and excessive pressure by always handling the product with care.
- Do not place this product near strong magnetic or electric fields - this may cause product failure to occur.
- Do not use this product in hazardous locations.
- The product may explode if disposed of in a fire.
- Do not use internally and avoid using near center of the throat to avoid thyroid stimulation.
- Do not use on open sores, wounds or infected areas. Never use internally (i.e., in mouth, nose, etc.).
- Do not use if pregnant, have a pacemaker, heart disease history or other medical condition.

Children

Keep out of reach of children. Do not allow children to play with your product or its accessories. They could hurt themselves or others and could accidentally damage the product. Your product and its accessories may contain small parts that could become detached and create a choking hazard.

Disposal of Electrical and Electronic Equipment

This symbol indicates that all electrical and electronic equipment included with this product should not be treated as household waste. Instead, it should be left at the appropriate collection point for the recycling of electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you are helping to prevent negative consequences for the environment and human health. To recycle this product, please contact your local city office, environmental protection agency, household waste disposal service or where you purchased the product to learn more about appropriate recycling methods.

Battery

It is recommended that you completely use the initial charge up, then recharge the product at least two more times to ensure the best possible performance.

A rechargeable battery can be charged and discharged over one hundred times. However, it will eventually wear out - this is not a defect and corresponds to normal everyday use. When the operating or standby time is noticeably shorter, it may be a sign that the battery has reached the end of its life span. Please do not make repairs, modifications, or installations without contacting an authorized Lifetrons representative.

Limited Warranty

If within 12 months of purchase this product or any part thereof is proven to be defective by reason of faulty workmanship or defect in materials, we will repair or replace the same product free of charge of labor or materials on condition that:

- The original invoice or sales receipt with the date of purchase is presented with the defective unit.
- Lifetrons does not take any responsibility for lost information of any kind and will not reimburse you for any such loss.
- The limited warranty is only valid if the original proof of purchase for this product, issued by a Lifetrons authorized dealer, specifying the date of purchase, is presented with the product to be repaired or replaced. Lifetrons reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the product from the dealer.
- The warranty does not cover product failures which have been caused by use of accessories or other peripheral devices which are not Lifetrons branded original accessories intended for use with the product. The warranty does not cover any damage caused by misuse, abuse, neglect or accidental breakage.
- The warranty does not cover product failures caused by modifications, repairs or disassembly by any person not authorized by the manufacturer.
- Any defective unit or part shall become property of the manufacturer.

Additional Information

Register your Lifetrons Beauty product online at www.lifetrons.com.

Please visit our website www.lifetrons.com or contact our customer service center at customer cs@lifetrons.com to learn more about our new products and special offers.

This user guide was originally composed in English and was subsequently translated into other languages. The facility of subsequent translations cannot be guaranteed. In case of conflict between the English version and another language version, the English version takes precedence.

Product specifications are subject to change at the sole discretion and decision of Lifetrons Switzerland AG, Lifetrons International Ltd. or U-tac without prior notice. Any devices or accessories not listed under "What's Inside" are in reference to compatibility only and are not included. Product images are for reference purposes only; color may vary from the actual product.

Lifetrons Beauty, "Lifetrons Beauty Switzerland", "Lifetrons Beauty Professional Skincare", "Lifetrons Switzerland", "BEAUTÉ SWITZERLAND", "U-tac" are trademarks or registered trademarks owned by Lifetrons Switzerland AG, Lifetrons International Ltd. or U-tac. All other brands and product names listed herein are trademarks or registered trademarks owned by their respective holders and are hereby acknowledged and recognized as such. ©Copyright 2016 by Lifetrons Switzerland AG, Lifetrons International Ltd. and U-tac. All rights reserved.

簡中 安全守則**安全守則**

為確保安全和操作正確，請先詳細閱讀及遵守以下的安全守則：

- 本產品僅適用於面部肌膚。
- 如出現任何異常反應、過敏或不適，請立即停止使用。
- 本產品只作面部護理之用，並非供醫療用途使用。如正接受任何治療，請先諮詢醫生。
- 本產品不適合用於植入有硅胶、金屬或其他外來物質的身體部分使用，亦不可直接用於眼瞼上。
- 如果會進行臉頰拉皮或注射肉毒桿菌素，請在完成療程6個月後方可使用本產品。
- 操作完畢後，請保持產品的清潔。
- 請勿使用任何清潔劑或溶劑來清洗本產品的表面。本產品只可使用干布清洗。
- 本產品有獨特烤漆保護，清洗時請勿使用任何腐蝕性溶液，否則可能導致外表造成損壞。
- 本機不贊自行修理、拆卸或改裝。不適當的處理可能導致電路短路，產品損壞甚至火災。曾被擅自改裝的產品，均不保。若產品產生問題，請到指定售貨單位獲得售後服務。

查詢更多資料

如可到我們的網站www.lifetrons.com在綠意記號的Lifetrons Beauty產品。

請訪問我們的網站www.lifetrons.com或發電郵到cs@lifetrons.com與我們的客戶服務中心連繫，以了解更多有關我們的產品和特價優惠。

本使用手冊以英文編寫，並根據法語譯成其他語言。翻譯語言的準確性不能保證。若英文版本與其他語言版本存在任何歧義，應以英文版本為準。

產品名稱由Lifetrons, Lifetrons Switzerland AG, Lifetrons International Limited和U-tac自行決定及選擇。無須事先通知即可進行修改。任何設備或配件未列入產品說明書內者，提供參考性參考，並不包含於產品中。

"Lifetrons BEAUTÉ", "Lifetrons BEAUTÉ SWITZERLAND", "Lifetrons BEAUTÉ PROFESSIONAL SKINCARE", "Lifetrons SWITZERLAND", "BEAUTÉ SWITZERLAND", "U-tac" are trademarks or registered trademarks owned by Lifetrons Switzerland AG, Lifetrons International Ltd. or U-tac. All other brands and product names listed herein are trademarks or registered trademarks owned by their respective holders and are hereby acknowledged and recognized as such. ©Copyright 2016 by Lifetrons Switzerland AG, Lifetrons International Ltd. and U-tac. All rights reserved.



