

2 WAYS

1) Using a Lansinoh® Pump:

Pump directly into bags following instructions provided below.

2) For use with Other Pumps: Use with Breastmilk Storage Adapters for pumping directly in Lansinoh® Breastmilk Storage Bags (compatible with most Medela®, Ameda®, Evenflo® or other standard neck pumps)

Visit Lansinoh.com for information on where to buy



IMPORTANT! Ensure that your Lansinoh® Breastmilk Storage Bag has white and purple flowers and a white line above the logo as shown in the image. If your bag does not have this design, it is not compatible with pumping directly into the bag.

NOTE: Pumping directly into bags requires two hands to safely remove milk storage bags. For best results use with a hands free pumping bra such as the Lansinoh Simple Wishes bra.

Directions for use with Lansinoh Pumps

Use Lansinoh® Pump to pump directly into Lansinoh® Breastmilk Storage Bags (compatible with Signature Pro®, Smartpump™ or Lansinoh Manual Breast Pump)



1) Open Breastmilk Storage Bag by tearing away tamper-evident safety seal and pulling zipper seal apart.



2) To insert expression set:
a) Tilt expression set as shown.



b) Insert one side of the expression set to align with the printed white line and flower.



c) Gently pull the other side of bag up over expression set so the clear zipper is above the expression set on all sides.



3) Gently pull the bag down until the expression set is just below the clear bottom zipper all the way around the bag. Tug gently on bottom of bag to ensure bag is secure.

4) If working with a double pump, repeat steps 1-3.

5) Pump as usual.

6) Securely hold the bag and gently push the zipper seal past expression set until the bag releases.



Maintaining a firm grip on bag, tilt and remove expression set. Carefully remove as much air as possible and seal bag.

NOTE: Do not fill past the 6oz. mark.

For use with Other Pumps

Use with Breastmilk Storage Adapters for pumping directly in Lansinoh® Breastmilk Storage Bags (compatible with most Medela®, Ameda®, Evenflo® or other standard neck pumps)



Visit Lansinoh.com for information on where to buy

Lansinoh.

Extrae y deposita directamente leche materna en las bolsas de almacenamiento Lansinoh para ahorrar tiempo

2 MANERAS

1) Usando el extractor de Lansinoh:

Extrae directamente en las bolsas siguiendo las instrucciones a continuación.

2) Usando los extractores de Medela®, Ameda®, Evenflo® u otros extractores de cuello estándar: Sigue las instrucciones a continuación para usar los adaptadores que te permitirán extraer leche directamente en las bolsas de almacenamiento Lansinoh.



IMPORTANTE: Asegúrate de que la bolsa de almacenamiento de leche Lansinoh tenga flores blancas y moradas y una línea blanca sobre el logotipo como se muestra en la imagen. Si tu bolsa no tiene este diseño, no es compatible con los adaptadores o extractores Lansinoh.

NOTA: Extraer directamente dentro de las bolsas requiere de ambas manos para retirar las bolsas de almacenamiento de leche de forma segura. Para mejores resultados utiliza con un brasier de extracción manos libres como el brasier Simple Wishes de Lansinoh.

Instrucciones para usar las bolsas de almacenamiento con los extractores Lansinoh

(compatible con los extractores de leche eléctricos Signature Pro, Smartpump o con el extractor de leche manual Lansinoh)



1) Abre la bolsa de almacenamiento de leche rasgando el sello de seguridad y jalando la cremallera hermética.



2) Para insertar el set de extracción:
a) Inclina el set de extracción como se muestra.



b) Inserta un lado del set de extracción para alinearlos con la flor y línea blanca impresos en la bolsa.



c) Jala con cuidado el otro lado de la bolsa de modo que la cremallera transparente quede arriba del set de extracción en todos sus lados.



3) Jala suavemente la bolsa hacia abajo y asegúrate que el set de extracción quede justo abajo de la parte inferior de la cremallera. Tira suavemente de la parte inferior de la bolsa para verificar que la bolsa este asegurada.

4) Si estás usando un extractor doble, repite los pasos 1-3.
5) Extrae la leche como lo haces normalmente.
6) Para retirar la bolsa, invierte el paso 3. **NO JALES LA BOLSA DIRECTAMENTE HACIA ABAJO.** Sujeta firmemente la bolsa y retira suavemente el set de extracción inclinandolo hasta que se libere la bolsa.



Remueve cuidadosamente tanto aire como sea posible y sella la bolsa.

NOTA: No llenes las bolsas más allá de la marca de 6 oz.

Instrucciones para usar adaptadores y bolsas de almacenamiento Lansinoh con otros extractores

(compatible con la mayoría de los extractores Medela®, Ameda®, y Evenflo®)



Visita Lansinoh.com para más información sobre dónde comprar