



Mebak 3

**USER MANUAL  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
MANUEL DE L'UTILISATEUR  
MANUALE DELL'UTENTE  
MANUAL DE USUARIO**

**[www.mebakshop.com](http://www.mebakshop.com)  
[amazon@mekakshop.com](mailto:amazon@mekakshop.com)**



## **USER MANUAL**

|               |   |
|---------------|---|
| ENGLISH ..... | 2 |
|---------------|---|

## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

|                |    |
|----------------|----|
| DEUTSCHE ..... | 10 |
|----------------|----|

## **MANUEL DE L'UTILISATEUR**

|                |    |
|----------------|----|
| FRANÇAIS ..... | 18 |
|----------------|----|

## **MANUALE DELL'UTENTE**

|                |    |
|----------------|----|
| ITALIANO ..... | 26 |
|----------------|----|

## **MANUAL DE USUARIO**

|               |    |
|---------------|----|
| ESPAÑOL ..... | 34 |
|---------------|----|

## TABLE OF CONTENT

|                            |   |
|----------------------------|---|
| WARNINGS.....              | 3 |
| DISCLAIMER.....            | 3 |
| PRODUCT SPECIFICATION..... | 4 |
| CHARGING.....              | 4 |
| PRODUCT DIAGRAM.....       | 5 |
| OPERATING.....             | 6 |
| SAFETY INSTRUCTIONS.....   | 7 |
| QUESTION & ANSWER.....     | 8 |
| WARRANTY.....              | 9 |

## WARNINGS

- Do not use any other brands' massage heads or batteries other than the ones provided by Mebak 3 and only as instructed by Mebak 3.
- Do not use the Mebak 3 on your head, mouth or near your genitals. Do not use the Mebak 3 above your Adam's Apple or C4 vertebrae. Do not use the Mebak 3 to hammer directly bones and spine.
- Do not immerse in water. Keep away from liquids or heat sources.
- For adult use only. Children shall not use and play with the appliance. Do not use it if injured. Consult your doctor before using this product.
- Do not use the Mebak 3 on the same body part over 20s, which may cause a bruise.
- Do not place your fingers, hair, or other parts of the body near the trigger of the massage gun while massaging, as they may cause pinched.
- Do not use the Mebak 3 continuously over 1 hour. Please ensure the device rest for 5 minutes before reusing it.



## DISCLAIMER

To reduce the risk of injury, the user must read Mebak 3's instruction manual.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

BEFORE USING THE MEBAK 3 OR CHARGING THE LITHIUM-ION BATTERY, READ ALL INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS IN THIS MANUAL, ON THE CHARGER, ON THE BATTERY, AND ON THE MEBAK 3.

# PRODUCT SPECIFICATION

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Adjustable Speed | 5 Speeds                                                               |
| Amplitude        | 0.47in (12mm)                                                          |
| Attachments      | 7 Attachments                                                          |
| Working Time     | 2-3Hours(Depending on the intensity you choose)                        |
| Charging Time    | About 3Hours                                                           |
| Working Noise    | 40-50dB                                                                |
| Battery          | 2600mAh                                                                |
| Charging Voltage | 100V-240V                                                              |
| Stall Force      | Speed 1-30lb; Speed 2- 40lb; Speed 3-45lb ;Speed 4-50lb; Speed 5- 55lb |
| Item Weigh       | 1.98lbs                                                                |
| Item Size        | 6.9*9.8*2.6inch                                                        |
| Key Feature      | LED Pressure Sensor Indicator; Light-weight & Compact; Travel Case     |


## Package List

- Percussive Massage Gun × 1
- Massage Head × 7
- Charger × 1
- User Manual × 1


## CHARGING

- Please fully charge the device before you use it.
- To charge, connect the DC end of the Mebak 3 charger to the battery's charging port and plug AC side cable into the wall outlet.
- The battery level percentage is indicated by the number on the screen. We do not recommended to fully deplete the battery under 15 percent.
- The average run-time is 3 hours depending on speed level and pressure applied during use. And the average charging time is 3 hours.

# PRODUCT DIAGRAM



- ① High-Torque Motor
- ② Interchangeable Head Attachments (x7)
- ③ Rechargeable Lithium-Ion Battery
- ④ Battery Level Indicator
- ⑤ Pressure Sensor Indicator
- ⑥ 5 Speed Settings for Optimal Power
- ⑦ Speed Setting Indicator
- ⑧ Power Switch




- ① Fork - mainly for relaxation the sides muscle of spine, shoulder, and ankle.  
(Do not massage directly on the bone)
- ② Shovel - mainly for neck shoulder and low back
- ③ Cushion - mainly for joints or tender massage for all body part
- ④ Round - mainly for large muscle groups
- ⑤ Bullet - mainly for local pain points
- ⑥ Flat - all body parts
- ⑦ Bump - all body parts

**How to massage your body parts  
with correct massage heads?**  
Visit  
<https://www.mebakshop.com/how-to>  
for video instruction


# OPERATING

1



- According to your needs to choose a massage head to insert it into the massage gun, slightly rotate, and push it into firmly.

2




- Pull OFF  ON to the "ON" position at the bottom of the massage gun.

3



- Touch  on the control panel to turn the device on.



4



- 10 minutes automatically stop function. If you want to keep using it, please turn the device on again.



# SAFETY INSTRUCTIONS

- DANGER: TO REDUCE RISKS OF ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND PERSONAL INJURY, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:
- Use only on a dry clean surface of the body over clothing by lightly pressing and moving across the body for approximately 20 seconds per region.
- Use the Mebak 3 only on the body's soft tissue as desired without producing pain or discomfort. Do not use on head or any hard or bony area of the body.
- Bruising can occur regardless of the control setting or pressure applied. Check treated areas frequently and immediately stop at first the sign of pain or discomfort.
- Keep fingers, hair or any other body part away from the shaft and backside of the applicator as pinching may occur.
- Do not place any objects into the ventilation holes of the device.
- Do not immerse in water or allow water to enter the ventilation holes.
- Only recharge with the original adapter and battery.
- Do not drop or misuse the Mebak 3. Do not tamper or alter the Mebak 3 in any way.
- Never leave the Mebak 3 operating or charging unattended.
- Carefully examine device and battery before each use.

PLEASE DO NOT USE THE MEBAK 3, OR ANY VIBRATION DEVICE WITHOUT FIRST OBTAINING APPROVAL FROM YOUR DOCTOR IF ANY OF THE FOLLOWING APPLY:

Pregnancy, diabetes with complications such as neuropathy or retinal damage, wear of pace-makers, recent surgery, epilepsy or migraines, herniated disks, spondylolisthesis, spondylolysis, or spondylosis, recent joint replacements or IUD's, metal pins or plates or any concerns about your physical health. Frail individuals and children should be accompanied by an adult when using any vibration device.

These contraindications do not mean that you are not able to use a vibration or exercise device but we advise you to consult a doctor first.



# QUESTION & ANSWER

| Question                                                                   | Answer                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Why can't my massage gun turn on?                                          | There is an "ON/OFF" switch on the bottom of the handle, please make sure the switch is "ON".                                                                                                                                                    |
|                                                                            | Please check the battery status, charge the device for 6 hours before your first usage.                                                                                                                                                          |
| What is the function of the lights on the right side of the control panel? | The massage gun built-in 5 LED pressure indicators on the right side of the control panel which gives visual force feedback throughout your massage process, directly know the massage force you applied to your body. Protect you from hurting. |
| Why dose the massage gun make a rattles sound when turning on the device?  | Please make sure that you have fully inserted the massage head into the massage gun. When the massage head not fully pushed into massage gun, it will make rattle noise sound.                                                                   |
| Why does the product stop working in the course of the massage?            | The massage gun has 10 minutes automatically stop function, please don't massage too long in the same body area, it may cause a bruise.                                                                                                          |

# WARRANTY

IF WITHIN ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE, THIS PRODUCT FAILS DUE TO A DEFECT IN MATERIAL OR WORKMANSHIP, MEBAK LIMITED WILL REPAIR OR REPLACE THE PRODUCT, OR NECESSARY COMPONENTS, FREE OF CHARGE. THIS WARRANTY EXCLUDES:

- (a) damage caused by accident, abuse, mishandling, or transport;
- (b) units subjected to unauthorized repair;
- (c) units not used in accordance with Mebak 3 instructions;
- (d) damage exceeding the cost of the product;
- (e) deterioration of the delivered product resulting from abnormal storage and/or safeguarding conditions on the client's premises, and failure to provide the dated proof of purchase.
- (f) failure to provide effective proof of purchase.

Any problems with the product, please contact us by this email address:

**amazon@mebakshop.com** Or contact us through our website:

**www. mebakshop.com**

This warranty guarantees specific legal rights, and other rights may vary from country to country and from state to state. This warranty service is available through the operating policies and procedures of Mebak Limited and all Mebak international distributors. If you are a client, please contact the related Mebak business entity, dealer or retailer, from whom you directly purchased the product for warranty and return authorization procedures. This warranty is initiated and executed by Mebak Limited.

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE HINWEISE.....11

HAFTUNGSAUSSCHLUSS..... 11

SPEZIFIKATION ..... 12

AUFLADEN..... 12

BEDIENELEMENTE .....13

BETRIEB ..... 14

SICHERHEITSHINWEISE.....15

Q & A .....16

GARANTIE ..... 17

## WICHTIGE HINWEISE

- Verwenden Sie keine anderen Massageköpfe oder Batterien als die von Mebak bereitgestellten. Bitte verwenden Sie das Gerät gemäß den Anweisungen von Mebak.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf dem Kopf, im Mund oder in der Nähe Ihrer Genitalien. Verwenden Sie das Gerät nicht am Adamsapfel oder C4-Wirbel. Verwenden Sie das Gerät nicht zum direkten Einschlagen von Knochen und Wirbelsäule.
- Tauchen Sie es nicht in Wasser ein. Halten Sie es von Flüssigkeiten oder Wärmequellen fern.
- Nur geeignet für Erwachsene. Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen und damit spielen.
- Verwenden Sie es nicht, wenn Sie verletzt sind. Bitte wenden Sie sich vor dem Gebrauch des Geräts an Ihren Arzt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 20 Sekunden an der gleichen Körperstelle, da dies zu Blutergüssen führen kann. Legen Sie Ihre Finger, Haare oder andere Körperteile während des Massierens nicht in die Nähe des Auslösers der Massagepistole, da dies zu Einklemmungen führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ununterbrochen über 1 Stunde. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Wiederverwendung 5 Minuten lang stehen gelassen wird.



## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Benutzer muss die Bedienungsanleitung von Mebak lesen, um das Verletzungsrisiko zu verringern.

### WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN:

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN IN DIESEM HANDBUCH, AUF DEM LADEGERÄT, AUF DER BATTERIE UND AUF DER MASSAGEPISTOLE, BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN ODER DIE LITHIUM-IONEN-BATTERIE AUFLADEN.

## SPEZIFIKATION

|                              |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einstellbare Geschwindigkeit | 5 Stufen                                                                                      |
| Amplitude                    | 12 mm                                                                                         |
| Aufsatz                      | 7 Aufsätze                                                                                    |
| Arbeitszeit                  | 2-3 Stunden (abhängig von der gewählten Intensität)                                           |
| Ladezeit                     | Ca. 3 Stunden                                                                                 |
| Arbeitsgeräusch              | 40-50dB                                                                                       |
| Batterie                     | 2600mAh                                                                                       |
| Ladespannung                 | 100-240V                                                                                      |
| Kraft                        | Stufe I – 13,5 kg; Stufe II – 18 kg; Stufe III – 20,4 kg; Stufe IV – 22,7 kg; Stufe V – 25 kg |
| Gewicht                      | 0,9 kg                                                                                        |
| Größe                        | 17,5 * 24,9 * 6,6 cm                                                                          |
| Hauptmerkmal                 | LED-Anzeige für Drucksensor; leicht & kompakt; Reisetasche                                    |

## Lieferumfang

Massagepistole × 1

Massagekopf × 7


Adapter × 1

Bedienungsanleitung × 1


## AUFLADEN

- Laden Sie den Akku vor erstem Gebrauch vollständig auf, entweder angebracht oder abgenommen vom Gerät.
- Schließen Sie zum Laden das Ende des mitgelieferten DC-Adapters an den Ladeanschluss des Akkus an und stecken Sie das Kabel in die Steckdose.
- Der Batteriezustand wird durch den Prozentsatz auf dem Bildschirm angezeigt. Es wird nicht empfohlen, den Akku unter 15 Prozent noch zu arbeiten.
- Die durchschnittliche Arbeitszeit beträgt 3 Stunden, je nach Geschwindigkeit und Druck während des Gebrauchs. Die durchschnittliche Ladezeit beträgt 3 Stunden.

# BEDIENELEMENTE



- ① Motor mit hohem Drehmoment
- ② Austauschbare Aufsätze (x7)
- ③ Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
- ④ Batteriezustandsanzeige
- ⑤ LED-Anzeige für Drucksensor
- ⑥ 5 Geschwindigkeitseinstellungen
- ⑦ Geschwindigkeitsanzeige
- ⑧ Netzschalter




- ① U - förmiger Kopf für Entspannung der Muskeln
- ② Schaufel - Kopf für Nacken, Schulter und unteren Rücken
- ③ Kissen - Kopf für Gelenke und dünne Muskeln
- ④ Runder Kopf für große Muskelgruppen
- ⑤ Kugel - Kopf für lokale Schmerzpunkte
- ⑥ Flacher Kopf für alle Körperteile
- ⑦ Pilz - Kopf für alle Körperteile

**Wie massieren Sie Ihre Körperteile mit den richtigen Massageköpfen?**  
**Besuchen Sie**  
<https://www.mebakshop.com/how-to>  
**für Videoanleitungen**


# BETRIEB

1




- Wählen Sie je nach Bedarf einen Massagekopf aus, führen Sie ihn in die Massagepistole ein, drehen Sie ihn leicht und drücken Sie ihn fest hinein.

2




- Ziehen Sie in die Position "ON" unten an der Massagepistole


3



- Berühren Sie das Bedienfeld, um das Gerät einzuschalten



4



- 10 Minuten automatische Stoppfunktion. Wenn Sie es weiterhin verwenden möchten, schalten Sie das Gerät bitte wieder ein.



# SICHERHEITSHINWEISE

- ACHTUNG: UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES, EINES BRANDES UND PERSONENSCHÄDEN ZU VERRINGERN, MUSS DAS GERÄT GEMÄSS DEN FOLGENDEN ANWEISUNGEN VERWENDET WERDEN:
- Verwenden Sie das Gerät nur auf einer trocken sauberen Körperoberfläche über der Kleidung, indem Sie es leicht drücken und ca. 20 Sekunden pro Bereich über den Körper bewegen.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf den gewünschten weichen Teil des Körpers, ohne Schmerzen oder Unbehagen zu verursachen. Wenden Sie nicht auf den Kopf oder harte knöcherne Bereiche des Körpers an.
- Um den bestmöglichen Effekt erzielen, verwenden Sie nur die mitgelieferten Aufsätze.
- Blutergüsse können unabhängig von der Geschwindigkeitseinstellung oder dem Druck auftreten. Überprüfen Sie die behandelten Bereiche häufig und stellen Sie beim ersten Anzeichen von Schmerzen oder Unwohlsein sofort ein.
- Halten Sie Finger, Haare oder andere Körperteile vom Schaft und von der Rückseite des Geräts fern, da es sonst zu Einklemmungen kommen kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen des Geräts
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und lassen Sie kein Wasser in die Lüftungsöffnungen eindringen.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem originalen Adapter und Akku auf.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und verwenden Sie es nicht missbräuchlich. Manipulieren oder verändern Sie das Gerät in keiner Weise. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt in Betrieb.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Gerät und den Akku sorgfältig.

BITTE VERWENDEN SIE DIE MASSAGEPISTOLE VON MEBAK ODER EIN VIBRATIONSGERÄT NICHT OHNE VORHERIGE GENEHMIGUNG IHRES ARZTES, WENN EINER DER FOLGENDEN PUNKTE ZUTRIFFT:

Schwangerschaft und Diabetes mit Komplikationen wie Neuropathie oder Netzhautschäden, Abnutzung von Herzschrittmachern, kürzliche Operationen, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfälle, Spondylolisthese oder Spondylose, Gelenkersatz oder Installation von Intrauterinpeessar, Metallstiftplatten oder jegliche Bedenken hinsichtlich Ihrer körperlichen Gesundheit. Gebrechliche Personen und Kinder sollten bei Gebrauch von Vibrationsgeräten von einem Erwachsenen begleitet werden.

Diese Kontraindikationen bedeuten nicht, dass Sie nicht in der Lage sind, ein Vibrationsgerät zu verwenden. Aber es wird empfohlen, zuerst einen Arzt zu konsultieren.



## Q & A

| Frage                                                                    | Antwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warum kann diese Massagepistole nicht eingeschaltet werden?              | Der Netzschalter befindet sich an der Unterseite des Griffs. Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf „ON“ steht.                                                                                                                                                                                           |
|                                                                          | Bitte überprüfen Sie den Batteriestatus. Laden Sie das Gerät vor erstem Gebrauch 6 Stunden lang auf.                                                                                                                                                                                                         |
| Welche Funktion haben die Lichter auf der rechten Seite des Bedienfelds? | Die Massagepistole verfügt über 5 eingebaute LED-Anzeigen auf der rechten Seite des Bedienfelds, die eine visuelle Krafrückmeldung während des gesamten Massagevorgangs geben, sodass Sie direkt wissen, welche Massagekraft auf Ihren Körper ausgeübt wurde, wodurch Sie vor Verletzungen geschützt werden. |
| Warum macht die Massagepistole beim Einschalten des Geräts ein Geräusch? | Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Massagekopf vollständig in die Massagepistole eingesetzt haben. Wenn der Massagekopf nicht vollständig in die Massagepistole gedrückt wird, ertönt ein Geräusch.                                                                                                      |
| Warum funktioniert das Produkt während der Massage nicht mehr?           | Die Massagepistole hat eine 10-minütige automatische Stoppfunktion. Bitte massieren Sie nicht zu lange denselben Körperteil, da dies zu einem Bluterguss führen kann.                                                                                                                                        |

# GARANTIE

WENN DIESES PRODUKT INNERHALB EINES JAHRES AB KAUFDATUM AUFGRUND VON MATERIAL- ODER VERARBEITUNGSFEHLERN UNBRAUCHBAR WERDEN, WIRD MEBAK LIMITED DAS PRODUKT ODER NOTWENDIGE KOMPONENTEN KOSTENLOS REPARIEREN ODER ERSETZEN. DIESE GARANTIE SCHLIESST AUS:

- (a) Schäden durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Handhabung des Transports;
- (b) Geräte, die einer nicht autorisierten Reparatur unterzogen wurden;
- (c) Geräte, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen von Mebak verwendet werden;
- (d) Schäden, die die Kosten des Produkts übersteigen;
- (e) Verschlechterung des gelieferten Produkts aufgrund anormaler Lagerungs- und / oder Schutzbedingungen beim Kunden, und
- (f) Nichtvorlage des aktualisierten Kaufbelegs.

Bei Problemen mit dem Produkt kontaktieren Sie uns bitte über diese E-Mail-Adresse: **amazon@mebakshop.com** Oder kontaktieren Sie uns über unsere website: **www.mebakshop.com**

Diese Garantie garantiert bestimmte gesetzliche Rechte. Andere Rechte können von Land zu Land und von Staat zu Staat variieren. Dieser Garantieservice ist über die Betriebsrichtlinien und -verfahren von Mebak Limited und allen internationalen Mebak-Händlern verfügbar. Wenn Sie ein Kunde sind, wenden Sie sich bitte an die entsprechende Geschäftseinheit, den Händler oder Einzelhändler von Mebak, von dem Sie das Produkt direkt gekauft haben, um die Garantie- und Rückgabe-Verfahren zu erhalten. Diese Garantie wird von Mebak Limited initiiert und ausgeführt.

## SOMMAIRE

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| AVERTISSEMENTS.....            | 19 |
| DÉCLARATION .....              | 19 |
| SPÉCIFICATION DU PRODUIT ..... | 20 |
| CHARGE .....                   | 20 |
| SPÉCIFICATIONS.....            | 21 |
| FONCTIONNEMENT .....           | 22 |
| CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....     | 23 |
| QUESTION & RÉPONSE .....       | 24 |
| GARANTIE .....                 | 25 |

## AVERTISSEMENTS

- N'utilisez pas de têtes de massage ou de piles autres que celles fournies par Mebak et uniquement celles conformes aux instructions de Mebak.
- N'utilisez pas le Mebak sur votre tête, votre bouche ou près de vos organes génitaux. N'utilisez pas le Mebak au-dessus de votre pomme d'Adam ou de votre vertèbre cervicale C4. N'utilisez pas le Mebak pour percuter directement les os et la colonne vertébrale.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Tenez l'appareil à l'écart des liquides ou des sources de chaleur.
- Réservé à un usage adulte. Les enfants ne doivent pas utiliser et jouer avec l'appareil. Ne l'utilisez pas en cas de blessure. Consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
- N'utilisez pas le MEBAK sur la même partie du corps pendant plus de 20 secondes, car cela pourrait provoquer une ecchymose.
- Ne placez pas vos doigts, vos cheveux ou d'autres parties du corps près de la gâchette du pistolet de massage pendant le massage, car cela pourrait provoquer des pincements.
- N'utilisez pas le Mebak 3 en continu pendant une heure. Veuillez vous assurer que l'appareil prend une pause pendant 5 minutes lors de la réutilisation.



## DÉCLARATION

Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions de Mebak.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES:

AVANT D'UTILISER LE MEBAK OU DE CHARGER LA BATTERIE AU LITHIUM-ION, LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES MARQUES D'AVERTISSEMENT DANS CE MANUEL, SUR LE CHARGEUR, SUR LA BATTERIE ET SUR LE MEBAK.

# SPÉCIFICATION DU PRODUIT

|                         |                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vitesse Réglable        | 5 Vitesses                                                                                              |
| Amplitude               | 12 mm                                                                                                   |
| Accessoires             | 7 Accessoires                                                                                           |
| Temps de Fonctionnement | 2 à 3 heures (Selon l'intensité que vous choisissez)                                                    |
| Temps de Charge         | Environ 3 heures                                                                                        |
| Bruit de Fonctionnement | 40 à 50dB                                                                                               |
| Batterie                | 2600mAh                                                                                                 |
| Tension de Charge       | 100V à 240V                                                                                             |
| Force de Décrochage     | Vitesse 1 - 13,5 kg; Vitesse 2 - 18 kg; Vitesse 3 - 20,4 kg ;<br>Vitesse 4 - 22,7 kg; Vitesse 5 - 25 kg |
| Poids de l'Article      | 0,9 kg                                                                                                  |
| Taille de l'Article     | 17,5 * 24,9 * 6,6 cm                                                                                    |
| Caractéristique Clé     | Indicateur LED de Capteur de Pression;<br>Léger et Compact; Mallette de Voyage                          |


## Liste du Paquet

- Pistolet de Massage À Percussion×1
- Tête de Massage×7
- Adaptateur×1
- Manuel Utilisateur×1


## CHARGE

- Chargez complètement la batterie avant la première utilisation, qu'elle soit attachée ou détachée de l'appareil.
- Pour charger, connectez l'extrémité CC de l'adaptateur fourni au port de charge de la batterie et branchez le côté CA du câble dans la prise murale.
- Le pourcentage de niveau de batterie est indiqué par le chiffre sur l'écran. Il n'est pas recommandé d'épuiser complètement la batterie à moins de 15%.
- La durée de fonctionnement moyenne est de 3 heures selon le niveau de vitesse et la pression appliquée pendant l'utilisation. Et le temps de charge moyen est de 3 heures.

# SPÉCIFICATIONS



- ① Moteur à Couple Élevé
- ② Accessoires de Tête Interchangeables(x7)
- ③ Batterie au Lithium-Ion Rechargeable
- ④ Indicateur de Niveau de Batterie
- ⑤ Indicateur de Capteur de Pression
- ⑥ 5 Réglages de la Vitesse pour une Puissance Optimale
- ⑦ Indicateur de Réglage de la Vitesse
- ⑧ Interrupteur d'Alimentation




- ① Fourche - principalement pour la relaxation des muscles
- ② Pelle - principalement pour le cou, les épaules et le bas du dos
- ③ Coussin - principalement pour les articulations et les muscles fins
- ④ Ronde - principalement pour les grands groupes musculaires
- ⑤ Balle - principalement pour les points douloureux locaux
- ⑥ Plat - pour toutes les parties du corps
- ⑦ Bosse - pour toutes les parties du corps

**Comment masser les parties de votre corps avec de bonnes têtes de massage ?**  
 Visitez <https://www.mebakshop.com/how-to>  
 pour des instructions vidéo


# FONCTIONNEMENT

1




- Selon vos besoins, choisissez une tête de massage pour l'insérer dans le pistolet de massage, faites-la légèrement pivoter et poussez-la fermement.

2




- Tirez en position «ON» au bas du pistolet de massage

3



- Appuyez sur la commande panneau pour allumer l'appareil

État de la batterie



4



- 10 minutes d'arrêt automatique de la fonction. Si vous souhaitez continuer à l'utiliser, veuillez rallumer l'appareil.



# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- DANGER: POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE ET DE BLESSURE CORPORELLE, CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES:
- Utilisez uniquement sur une surface du corps propre et sèche au-dessus des vêtements en appuyant légèrement et en se déplaçant sur le corps pendant environ 20 secondes par zone.
- Utilisez le Mebak uniquement sur les tissus mous du corps comme vous le souhaitez sans produire de douleur ou d'inconfort. N'utilisez pas sur la tête ou sur toute zone dure ou osseuse du corps.
- Utilisez uniquement les applicateurs qui fournissent le meilleur effet souhaité.
- Des ecchymoses peuvent survenir quel que soit le réglage de la commande ou la pression appliquée. Vérifiez fréquemment les zones traitées et arrêtez immédiatement au début le signe de la douleur ou de l'inconfort.
- Gardez les doigts, les cheveux ou toute autre partie du corps éloignés du manche et de l'arrière de l'applicateur car un pincement pourrait se produire.
- Ne placez aucun objet dans les orifices de ventilation du Mebak.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne laissez pas l'eau pénétrer dans les orifices de ventilation.
- Ne rechargez qu'avec l'adaptateur et la batterie d'origine.
- Ne laissez pas tomber ou n'utilisez pas le Mebak à mauvais escient. N'altérez ni ne modifiez le Mebak d'aucune façon.
- Ne laissez jamais le Mebak fonctionner ou se charger sans surveillance.
- Vérifiez attentivement l'appareil et la batterie avant chaque utilisation.

VEUILLEZ NE PAS UTILISER LE MEBAK OU TOUT ÉQUIPEMENT DE VIBRATION SANS OBTENIR D'ABORD L'APPROBATION DE VOTRE MÉDECIN SI L'UNE DES CONDITIONS SUIVANTES S'APPLIQUE:

Grossesse, diabète avec complications telles que neuropathie ou lésions rétinienues, usure de stimulateurs cardiaques, chirurgie récente, épilepsie ou migraines, hernie discale, spondylolisthésis, spondylolyse ou spondylose, arthroplasties ou DIU récents, broches ou plaques métalliques ou toute préoccupation concernant votre santé physique. Les personnes fragiles et les enfants doivent être accompagnés d'un adulte lorsqu'ils utilisent un équipement de vibration.

Ces contre-indications ne signifient pas que vous n'êtes pas en mesure d'utiliser un équipement de vibration ou d'exercice mais nous vous conseillons de consulter d'abord un médecin.



## QUESTION & RÉPONSE

| Question                                                                                               | Réponse                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pourquoi mon pistolet de massage ne peut-il pas s'allumer?                                             | Il y a un interrupteur «MARCHE / ARRÊT» au bas de la poignée, veuillez vous assurer de le mettre sur «MARCHE».                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                        | Veuillez vérifier l'état de la batterie, chargez l'appareil pendant 6 heures avant votre première utilisation.                                                                                                                                                                                            |
| Quelle est la fonction des lumières sur le côté droit du panneau de commande?                          | Le pistolet de massage intégré à 5 indicateurs de pression LED sur le côté droit du panneau de commande qui donne un retour de force visuel tout au long de votre processus de massage, connaît directement la force de massage que vous avez appliquée à votre corps. Ce qui vous protège de la douleur. |
| Pourquoi le pistolet de massage émet-il un bruit de cliquetis lors de la mise en marche de l'appareil? | Veuillez vous assurer que vous avez complètement inséré la tête de massage dans le pistolet de massage. Lorsque la tête de massage n'est pas complètement enfoncée dans le pistolet de massage, il émettra un bruit de cliquetis.                                                                         |
| Pourquoi le produit cesse-t-il de fonctionner au cours du massage?                                     | Le pistolet de massage dispose d'une fonction d'arrêt automatique de 10 minutes, veuillez ne pas masser trop longtemps dans la même zone du corps, cela pourrait provoquer une ecchymose.                                                                                                                 |

# GARANTIE

SI DANS UN AN À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT, CE PRODUIT TOMBE EN PANNE EN RAISON D'UN DÉFAUT DE MATÉRIAU OU DE PROCESSUS DE FABRICATION, MEBAK LIMITED RÉPARERA OU REMPLACERA LE PRODUIT OU LES COMPOSANTS NÉCESSAIRES GRATUITEMENT. CETTE GARANTIE EXCLUT:

- (a) les dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise manipulation ou un transport;
- (b) les unités soumises à une réparation non autorisée;
- (c) unités non utilisées conformément aux instructions de Mebak;
- (d) les dommages dépassant le coût du produit;
- (e) la détérioration du produit livré résultant de conditions de stockage et / ou de sauvegarde anormales dans les locaux du client, et
- (f) défaut de fournir la preuve d'achat datée.

En cas de problème avec le produit, veuillez nous contacter par cette adresse e-mail: **amazon@mebakshop.com** Ou via notre Site Web: **www.mebakshop.com**

Cette garantie garantit des droits légaux spécifiques et d'autres droits peuvent varier d'un pays à l'autre et d'un état à l'autre. Ce service de garantie est disponible via les politiques et procédures d'exploitation de Mebak Limited et de tous les distributeurs internationaux de Mebak. Si vous êtes un client, veuillez contacter l'entité commerciale Mebak appropriée, revendeur ou détaillant, auprès duquel vous avez acheté directement le produit pour les procédures de garantie et d'autorisation de retour. Cette garantie est initiée et exécutée par Mebak Limited.

## INDICE

|                              |    |
|------------------------------|----|
| AVVERTENZE .....             | 27 |
| ESCLUSIONE DI GARANZIA ..... | 27 |
| SPECIFICA DEL PRODOTTO.....  | 28 |
| RICARICA.....                | 28 |
| SPECIFICHE.....              | 29 |
| FUNZIONAMENTO.....           | 30 |
| ISTRUZIONE DI SICUREZZA..... | 31 |
| DOMANDA & RISPOSTA .....     | 32 |
| GARANZIA.....                | 33 |

## AVVERTENZE

- Non usare testine di massaggio o batterie diverse da quelle fornite da Mebak e solo secondo le istruzioni di Mebak.
- Non usare Mebak su testa, bocca o vicino a genitali. Non usare Mebak sopra pomo d'Adamo o vertebre C4. Non usare Mebak per colpire direttamente le ossa e la colonna vertebrale.
- Non immergere in acqua. Tenere lontano da liquidi o fonti di calore.
- Uso solo per adulto. I bambini non devono usare e giocare con l'apparecchio. Non usare se è ferito. Consultare il proprio medico prima di usare questo prodotto.
- Non usare MEBAK sulla stessa parte del corpo per più di 20 secondi, poiché potrebbe causare una contusione.
- Non posizionare le dita, i capelli o altre parti del corpo vicino al grilletto della pistola di massaggio durante il massaggio, poiché ciò potrebbe causare il sentimento di pizzico.
- Non usare Mebak 3 continuamente per più di 1 ora. Assicurarsi che il dispositivo riposi per 5 minuti prima di essere usato di nuovo.



## ESCLUSIONE DI GARANZIA

Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere il manuale di istruzioni di Mebak.

**IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA:**

PRIMA DI USARE IL MEBAK O DI RICARICARE LA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE SEGNATURE DI PRECAUZIONE IN QUESTO MANUALE, SUL CARICABATTERIE, SULLA BATTERIA E SUL MEBAK.

# SPECIFICA DEL PRODOTTO

|                          |                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocità Regolabile      | 5 Velocità                                                                                                      |
| Ampiezza                 | 12mm                                                                                                            |
| Attacchi                 | 7 Attacchi                                                                                                      |
| Tempo di                 | 2-3 ore (Secondo l'intensità scelta)                                                                            |
| Tempo di Ricarica        | Circa 3 Ore                                                                                                     |
| Rumore del Funzionamento | 40-50dB                                                                                                         |
| Batteria                 | 2600mAh                                                                                                         |
| Tensione di Ricarica     | 100V-240V                                                                                                       |
| Forza di Stallo          | Velocità 1 - 13,5 kg; Velocità 2 - 18 kg;<br>Velocità 3 - 20,4 kg ; Velocità 4 - 22,7 kg;<br>Velocità 5 - 25 kg |
| Peso di Articolo         | 0,9 kg                                                                                                          |
| Dimensione di Articolo   | 17,5 * 24,9 * 6,6 cm                                                                                            |
| Caratteristica di        | Indicatore LED del Sensore di Pressione;<br>Leggero & Compatto; Custodia da Viaggio                             |


## Lista del Pacchetto

- Pistola di Messaggio a Percussione×1
- Testina di Massaggio×7
- Adattatore×1
- Manuale dell'Utente×1


## RICARICA

- Ricaricare completamente la batteria prima del primo uso, collegata o scollegata al dispositivo.
- Per ricaricare, collegare l'estremità DC dell'adattatore fornito alla porta di ricarica della batteria e inserire il cavo laterale AC alla presa a muro.
- La percentuale del livello della batteria è indicata in numero sullo schermo. Non è consigliato di scaricare completamente la batteria a un livello inferiore al 15 per cento.
- Il tempo di funzionamento medio è di 3 ore secondo il livello di velocità e la pressione applicata durante l'uso. E il tempo medio di ricarica è di 3 ore.

# SPECIFICHE



- ① Motore a Coppia Elevata
- ② Attacchi per Testina Intercambiabile (x7)
- ③ Batteria Ricaricabile agli Ioni di Litio
- ④ Indicatore del Livello della Batteria
- ⑤ Indicatore del Sensore di Pressione
- ⑥ 5 Impostazioni di Velocità per Potenza Ottimale
- ⑦ Indicatore di Impostazione della Velocità
- ⑧ Interruttore di alimentazione




- ① Forchetta – principalmente per il rilassamento dei muscoli
- ② Pala – principalmente per la spalla del collo e la parte inferiore della schiena
- ③ Cuscino – principalmente per articolazioni e muscoli sottili
- ④ Rotondo – principalmente per grandi gruppi muscolari
- ⑤ Proiettile – principalmente per punti dolenti locali
- ⑥ Piatto – tutte le parti del corpo
- ⑦ Convesso – tutte le parti del corpo

**Come massaggiare le parti del corpo con le testine massaggianti corrette?**  
**Visita**

<https://www.mebakshop.com/how-to>  
per istruzioni video


# FUNZIONAMENTO

1




- Secondo le proprie esigenze, scegliere una testina di massaggio per inserirla nella pistola di massaggio, ruotare leggermente e spingerla saldamente.

2




3



- Tirare in posizione "ON" nella parte inferiore della pistola per massaggio
- Tocca il controllo pannello per accendere il dispositivo

Stato della batteria



4



- 10 minuti di arresto automatico della funzione. Se desideri continuare a utilizzarlo, riaccendi il dispositivo.



# ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- **PERICOLO:** PER RIDURRE RISCHI DI SCOSSE ELETTRICHE, INCENDIO E LESIONI PERSONALI, QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE USATO SECONDO LE SEGUENTI ISTRUZIONI:
- Usare solo su una superficie asciutta e pulita del corpo sopra il vestito premendo leggermente e spostandosi sul corpo per circa 20 secondi su ogni area.
- Usare il Mebak solo sui tessuti molli desiderati del corpo senza causare dolore o disagio. Non usare sulla testa o su qualsiasi area del corpo dura o ossea.
- Usare solo gli applicatori che forniscono l'effetto migliore desiderato.
- Può verificarsi contusione indipendentemente dall'impostazione del controllo o dalla pressione applicata. Controllare frequentemente le aree di trattamento e interrompere immediatamente prima del segno di dolore o disagio.
- Tenere le dita, i capelli o qualsiasi altra parte del corpo lontano dall'asta e dalla parte posteriore dell'applicatore poiché potrebbe verificarsi pizzico.
- Non posizionare alcun oggetto nei fori di ventilazione del Mebak.
- Non immergere in acqua o consentire all'acqua di entrare nei fori di ventilazione.
- Ricaricare solo con l'adattatore e la batteria originali.
- Non far cadere o usare in modo improprio il Mebak. Non manomettere o alterare in alcun modo il Mebak. Non lasciare mai il Mebak in funzionamento o in ricarica incustodito.
- Esaminare attentamente il dispositivo e la batteria prima di ogni uso.

SI PREGA DI NON USARE IL MEBAK O QUALSIASI DISPOSITIVO DI VIBRAZIONE SENZA PRIMA OTTENERE L'APPROVAZIONE DEL MEDICO SE QUALSIASI CONDIZIONE SEGUENTE È APPLICABILE:

Gravidanza, diabete con complicazioni come neuropatia o danno alla retina, usura di pacemaker, interventi chirurgici recenti, epilessia o emicrania, ernia del disco, spondilolistesi, spondilolisi o spondilosi, recenti sostituzioni articolari o IUD, perni o piastre metalliche o qualsiasi preoccupazione per la salute fisica. Le persone deboli e i bambini devono essere accompagnati da un adulto quando usano qualsiasi dispositivo di vibrazione.

Queste controindicazioni non significano che non puoi usare un dispositivo di vibrazione o di esercizio, ma ti consigliamo di consultare prima un medico.



# DOMANDA & RISPOSTA

| Question                                                                           | Risposta                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perché la mia pistola di massaggio non si accende?                                 | C'è un interruttore "ON/OFF" nella parte inferiore della maniglia, assicurarsi di posizionarlo su "ON".                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                    | Si prega di controllare lo stato della batteria, ricaricare il dispositivo per 6 ore prima del primo uso.                                                                                                                                                                                        |
| Qual è la funzione delle luci sul lato destro del pannello di controllo?           | La pistola di massaggio ha incorporato 5 indicatori di pressione a LED sul lato destro del pannello di controllo che danno un feedback visuale della forza durante il processo di massaggio, in modo da conoscere direttamente la forza di massaggio applicata al corpo. Ti protegge dal dolore. |
| Perché la pistola di massaggio produce un rumore quando si accende il dispositivo? | Assicurati di aver inserito completamente la testina massaggiante nella pistola di massaggio. Quando la testina massaggiante non è completamente spinta nella pistola di massaggio, si sentirà un rumore.                                                                                        |
| Perché il prodotto smette di funzionare durante il massaggio?                      | La pistola di massaggio ha 10 minuti della funzione di arresto automatico, si prega di non massaggiare troppo a lungo nella stessa area del corpo, poiché ciò potrebbe causare una contusione.                                                                                                   |

# GARANZIA

SE ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ACQUISTO, QUESTO PRODOTTO NON FA IL SUO DOVERE A CAUSA DI UN DIFETTO DI MATERIALE O LAVORAZIONE, MEBAK LIMITED RIPARERÀ O SOSTITUIRÀ IL PRODOTTO, O COMPONENTI NECESSARI, GRATIS O A PAGAMENTO. QUESTA GARANZIA ESCLUDE:

- (a) danni causati da incidente, abuso, maltrattamento o trasporto;
- (b) unità sottoposte a riparazione non autorizzata;
- (c) unità non usate secondo le istruzioni Mebak;
- (d) danno superiore al costo del prodotto;
- (e) deterioramento del prodotto consegnato proveniente da anormali condizioni di conservazione e/o salvaguardia sul presupposto del cliente;
- (f) mancata fornitura della prova dell'acquisto con data.

Per qualsiasi problema con il prodotto, si prega di contattarci tramite questo indirizzo email: **amazon@mebakshop.com** O contattarci tramite il nostro sito: **www.mebakshop.com**

Questa garanzia copre diritti legali specifici, e altri diritti possono variare da paese a paese e da stato a stato. Questo servizio di garanzia è disponibile attraverso le politiche e le procedure operative di Mebak Limited e di tutti i distributori internazionali di Mebak. Se sei un cliente, contatta l'entità aziendale Mebak appropriato, il rivenditore o il rivenditore, da cui hai acquistato direttamente il prodotto per le procedure di garanzia e autorizzazione alla restituzione. Questa garanzia è avviata ed eseguita da Mebak Limited.

TABLA DE CONTENIDO

ADVERTENCIAS..... 35

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD..... 35

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO ..... 36

CARGAR..... 36

ESPECIFICACIONES..... 37

OPERAR..... 38

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ..... 39

PREGUNTA Y RESPUESTA..... 40

GARANTÍA..... 41

## ADVERTENCIAS

- No use ningún cabezal de masaje o ninguna batería aparte de los proporcionados o instruidos por Mebak.
- No use el Mebak en su cabeza, boca o cerca de sus órganos genitales. No use Mebak por encima de su Nuez de Adán o vértebra C4. No use Mebak para martillar directamente huesos y columnas vertebrales.
- No lo sumerja en agua. Manténgalo alejado de líquidos o fuentes de calor.
- Solamente para uso del adulto. Los niños no deben usar y jugar con el aparato.
- No lo use si está lesionado. Consulte a su doctor antes de usar el producto.
- No use el Mebak en la misma región corporal más de 20 segundos, lo que puede provocar un moretón. No ponga sus dedos, cabello u otras partes corporales cerca del activador de la pistola de masaje cuando está masajeando, ya que pueden causar pellizcos.
- No use el Mebak 3 continuamente más de 1 hora. Asegúrese de que deje reposar el dispositivo durante 5 minutos cuando lo reutilice.



## EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Para reducir el riesgo de lesionarse, el usuario debe leer el manual de usuario de Mebak.

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

ANTES DE USAR EL MEBAK O CARGAR LA BATERÍA DE IONES DE LITIO, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES E INDICACIONES DE PRECAUCIÓN EN ESTE MANUAL, CARGADOR, BATERÍA O EN EL MEBAK.

# ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad Ajustable  | 5 Velocidades                                                                                                        |
| Amplitud             | 12 mm                                                                                                                |
| Accesorios           | 7 Accesorios                                                                                                         |
| Tiempo de Trabajo    | 2-3 horas (Dependiente de la intensidad elegida)                                                                     |
| Tiempo de Carga      | Aprox. 3 horas                                                                                                       |
| Ruido de Trabajo     | 40-50 dB                                                                                                             |
| Batería              | 2600 mAh                                                                                                             |
| Voltaje de Carga     | 100 V-240 V                                                                                                          |
| Fuerza de Parada     | Velocidad 1 - 13,5 kg; Velocidad 2 - 18 kg;<br>Velocidad 3 - 20,4 kg ; Velocidad 4 - 22,7 kg;<br>Velocidad 5 - 25 kg |
| Peso del Artículo    | 0,9 kg                                                                                                               |
| Tamaño del Artículo  | 17,5 * 24,9 * 6,6 cm                                                                                                 |
| Característica Clave | Indicador de Sensor de Presión LED; Ligero y Compacto; Estuche de Viaje                                              |


## LISTA DE EMBALAJE

- Pistola de Masaje Percutora×1
- Cabezal de Masaje×7
- Adaptador×1
- Manual de Usuario×1


## CARGAR

- Cargue completamente la batería antes de usar por primera vez, montar o desmontar el dispositivo.
- Para cargar, conecte el extremo CC del adaptador adjunto al puerto de carga de la batería y enchufe el extremo CA del cable en el tomacorriente de pared.
- El porcentaje de nivel de batería está indicado por el número en la pantalla. No se recomienda agotar completamente la batería a menos del 15 por ciento.
- El tiempo de funcionamiento promedio es 3 horas dependiendo del nivel de velocidad y la presión aplicada durante el uso. El tiempo de carga promedio es 3 horas.

# ESPECIFICACIONES



- ① Motor de Alto Torque
- ② Cabezales Intercambiables (x7)
- ③ Batería de Iones de Litio Recargable
- ④ Indicador del Nivel de Batería
- ⑤ Indicador de Sensor de Presión
- ⑥ 5 Velocidades Ajustables para Potencia Óptima
- ⑦ Indicador de Ajuste de Velocidad
- ⑧ Interruptor de Encendido




- ① Horquilla - Principalmente para relajación de músculos
- ② Pala - Principalmente para cuello, hombro y espalda baja
- ③ Almohadón - Principalmente para articulaciones y músculos delgados
- ④ Redondo - Principalmente para grupos de músculos grandes
- ⑤ Bala - Principalmente para puntos débiles parciales
- ⑥ Plano - Todas las partes del cuerpo
- ⑦ Golpe - Todas las partes del cuerpo

**¿Cómo masajear las partes del cuerpo con los cabezales de masaje correctos?**  
Visite <https://www.mebakshop.com/how-to> para obtener instrucciones en video


# OPERAR

1




- Elija un cabezal de masaje de acuerdo con sus necesidades e insértelo en la pistola de masaje, gírelo ligeramente y empujelo firmemente.

2



3



- Tire a la posición "ON" en la parte inferior de la pistola de masaje
- Toca el control panel para encender el dispositivo



4



- 10 minutos paran automáticamente la función. Si desea seguir usándolo, vuelva a encender el dispositivo.



# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- PELIGRO: PARA REDUCIR RIESGOS O CHOQUE ELÉCTRICO, INCENDIO Y LESIONES PERSONALES, DEBE USAR EL PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:
- Ligeramente presione y mueva por una superficie seca y limpia de región corporal (Atención, use por encima de la ropa y durante aproximadamente 20 segundos para cada región).
- Use solamente el Mebak en los tejidos blandos corporales según sus preferencias para evitar dolores e incomodidades. No lo use en la cabeza o ninguna área corporal dura u ósea.
- Use solamente los cabezales que proporcionan el mejor efecto deseado.
- Se puede ocurrir moretones si no presta atención al ajuste de control o la presión aplicada. Compruebe con frecuencia las áreas tratadas y detenga de inmediato el uso si ocurre dolor o incomodidad.
- Mantenga que dedos, cabello u otra parte corporal están alejados del eje y parte trasera del masajeador para evitar los pellizcos.
- No coloque ningún objeto en los agujeros de ventilación del Mebak.
- No lo sumerja en agua ni deje penetrar el agua en los agujeros de ventilación.
- Cargue solamente con el original adaptador y batería.
- No deje caer ni utilice indebidamente el Mebak. No altere el Mebak de ningún modo.
- No deje operar o cargar Mebak desatendido nunca.
- Examine con cuidado el dispositivo y la batería antes de cada uso.

EN CASO DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES, NO USE EL MEBAK O NINGÚN DISPOSITIVO VIBRATORIO SIN OBTENER AUTORIZACIÓN DE SU DOCTOR:

El embarazo, las diabetes con complicaciones como neuropatía o daños en la retina, desgaste de marcapasos, cirugía reciente, epilepsia o migrañas, hernias discales, espondilolistesis, espondilosis o espondilosis, recientes reemplazos de articulaciones o dispositivos intrauterinos, alfileres o placas de metal o cualquier inquietud sobre su salud física. Los individuales débiles y niños deben ser acompañados por un adulto cuando usan cualquier dispositivo vibratorio.

Estas contraindicaciones no significan que no puede usar un dispositivo de vibración o ejercicio, pero le recomendamos consultar a un médico primero.



# PREGUNTA Y RESPUESTA

| Pregunta                                                                       | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Por qué no se puede encender la pistola de masaje?                            | Hay un interruptor de "ON/OFF" en la parte inferior del mango, asegúrese de empujarlo a                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                | Compruebe el estado de batería, cargue el dispositivo durante al menos de 6 horas antes de su primer uso.                                                                                                                                                                                      |
| ¿Cuál es la función de las luces en el lado derecho del panel de control?      | La pistola de masaje viene con 5 indicadores de presión LED en el lado derecho del panel control que le ofrece visual realimentación de intensidad durante todo el proceso de su masaje, permitiéndole conocer directamente la fuerza de masaje aplicada en su cuerpo. Le protege de lesiones. |
| ¿Por qué la pistola de masaje emite un sonido del sonajero cuando se enciende? | Asegúrese de que haya insertado completamente el cabezal de masaje en la pistola de masaje, de lo contrario, la pistola de masaje emitirá un sonido del sonajero.                                                                                                                              |
| ¿Por qué el producto deja de funcionar durante el masaje?                      | La pistola de masaje tiene la función de parada automática de 10 minutos, no masajee demasiado tiempo en la misma área corporal, lo que provocará un moretón.                                                                                                                                  |

# GARANTÍA

EN UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, SI ESTE PRODUCTO OCURRE UNA DISFUNCIÓN DEBIDO AL DEFECTO DE MATERIAL O MANO DE OBRA, MEBAK LIMITED REPARARÁ O REEMPLAZARÁ EL PRODUCTO O CUALQUIER COMPONENTE NECESARIO DE MANERA GRATUITA O PAGADA. LA GARANTÍA EXCLUYE:

- (a) Daño causado por accidente, uso inapropiado, mal manejo o transporte;
- (b) La unidad se ha sometido a la reparación no autorizada;
- (c) No use la unidad de conformidad con las instrucciones de Mebak;
- (d) El daño que excede el costo del producto;
- (e) El deterioro del producto entregado resultando del almacenamiento anormal y/o condiciones de salvaguardia en las instalaciones del cliente, y
- (f) No puede proporcionar el certificado de compra indicado con fecha.

Póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico:

**amazon@mebakshop.com** o nuestro sitio web oficial: **www. mebakshop.com** para cualquier problema sobre el producto.

Esta garantía garantiza los derechos legítimos específicos, y otros derechos pueden variarse de país o región. El servicio de garantía está disponible a través de las políticas operativas y los procesamiento de Mebak Limited y todos los distribuidores internacionales de Mebak. Si es un cliente, póngase en contacto con la entidad comercial, el distribuidor o minorista de Mebak, de quien compró directamente el producto para obtener los procedimientos de garantía y devolución. Esta garantía se inicia y se ejecuta por Mebak Limited.



**Support E-mail: [amazon@mebakshop.com](mailto:amazon@mebakshop.com)**



Name: Sea&Mew Consulting GmbH  
Address: Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt  
Contact Person: Yuan Li  
Tel: +4915224685061  
Email: [Compliance.EU@outlook.com](mailto:Compliance.EU@outlook.com)