




Health & Wellness

Quick Start Guide

Smart Scale P1
الميزان الذكي P1


دليل البدء السريع

English




- **Not** intended for use by children under 16.*
- **Do not** use this device if you are pregnant.
- **Do not** use this device if you are wearing a pacemaker or any other internal medical devices.

* Considering the vast individual differences among children under 16, the measurement of body fat or other body composition measurements may be less accurate. Their weight-only measurement should remain accurate.




What's Needed

- 1 Compatible smartphone or tablet.
 - iOS 9.0 or above
 - Android 4.4 or above
- 2 Smart Scale P1 with batteries installed.



iPhone, iPad & iPod touch


Android



01

Installing the EufyLife App and Pairing Devices

- 1 Download the EufyLife app from the App Store or Google Play.
- 2 Open the EufyLife app and then follow the on-screen instructions to pair.



Do not pair the scale from your smartphone's Bluetooth menu. Use the EufyLife app to pair the scale with your smartphone.

Using Your Scale

- 1 Place the scale on a hard and flat surface.
- 2 Open the EufyLife app and select Smart Scale on the device homepage. Then create a user ID if necessary.
- 3 Step barefoot onto the scale. An analysis of your body's composition will begin automatically.

Please read the owner's manual for more information


02

eufy

For FAQs and more information, please visit:
www.eufylife.com

Product Number: T9147
51005002156 V01

العربية





- غير مُخصص للاستخدام من قِبل الأطفال أقل من 16 سنة*.
- لا يُستخدم هذا الجهاز في حالات الحمل.
- لا يُستخدم هذا الجهاز إذا كنت تضع جهاز تنظيم ضربات القلب، أو أي أجهزة طبية داخلية أخرى.

* بالنظر إلى الاختلافات الفريدة الواسعة بين الأطفال أقل من 16 سنة، قد تكون قياسات السمنة في الجسم، أو قياسات تكوين الجسم الأخرى أقل دقة. يكون قياس الوزن الخاص بهم فقط هو الدقيق.



المتطلبات

- 1 هاتف ذكي، أو كمبيوتر لوحي متوافق.
 - نظام iOS 9.0+ والإصدار الأحدث
 - نظام Android 4.4+ والإصدار الأحدث
- 2 تنزيل الميزان الذكي P1 مع البطاريات.




iPhone, iPad & iPod touch

Android

03

تنزيل تطبيق EufyLife وإقران الأجهزة

- 1 قم بتنزيل تطبيق EufyLife من متجر التطبيقات أو Google Play.
- 2 قم بفتح تطبيق EufyLife ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للإقران.



لا تقم بإقران الميزان من قائمة Bluetooth في هاتفك الذكي. استخدم تطبيق EufyLife لإقران الميزان مع هاتفك الذكي.

استخدام الميزان الخاص بك

- 1 قم بوضع الميزان على سطح صلب ومستو.
- 2 قم بفتح تطبيق EufyLife وحدد الميزان الذكي على الصفحة الرئيسية في الجهاز. ثم قم بإتشاء مُعرف المُستخدم إذا لزم الأمر.
- 3 اصعد فوق الميزان وأنت حافي القدمين. سيتم البدء بتحليل تكوين جسمك تلقائيًا.

يُرجى قراءة دليل المالك للحصول على المزيد من المعلومات.

04