



DE

EN

NL

FR

IT

ES

PL

RU

JP

NO

SWE

FI

CN

AR

DK

TR

*Teeth Whitening System*  
**USER MANUAL**



1. Laden Sie für ca. 25 Minuten auf



4. Setzen Sie die Schiene in den Mund ein und starten Sie die Lampe



2. Klicken Sie die Lampe in die Schiene



5. Die Lampe geht automatisch aus



3. Verteilen Sie 4ml Gel auf der oberen und unteren Seite



6. Nehmen Sie die Schiene aus dem Mund



Damit Sie Ihr Zahnaufhellungs-Resultat lange genießen können, empfehlen wir das **OnlySmile Zahnaufhellungspulver** zu verwenden



FEUCHTEN



TUPFEN



PUTZEN



START TO SMILE



Die **OnlySmile WhiteSilver Zahnpasta** ist ideal geeignet für die sanfte Reinigung & Pflege von Zähnen und Mundraum



AUFTRAGEN



PUTZEN



START TO SMILE



Tipp: Für 5 Tage täglich 2 Mal hintereinander anwenden, um ein optimales Resultat zu erreichen



Wir empfehlen das Gel sowohl auf die Schiene als auch auf die Zähne aufzutragen



Bei hoher Speichelansammlung Lampe herausnehmen und Speichel ausspucken



Farbige Lebensmittel oder Getränke sowie das Rauchen meiden



Nach der Anwendung für 2 Stunden nur Wasser trinken und für 24 Stunden eine „weiße Diät“ einhalten, also farbige Speisen und Getränke vermeiden. Ebenso sollten Sie für wenigstens 2 Stunden nicht Rauchen



Die OnlySmile Lampe nur mit dem originalen Ladegerät aufladen



Nach der Anwendung nur die Mundschiene reinigen



Die OnlySmile Lampe nicht mit Wasser oder Reinigungsmittel gewaschen werden



Verwenden Sie für die Reinigung der Lampe ein trockenes Tuch

## ONLYSMILE ZAHNAUFHELLUNGSSYSTEM FÜR ZUHAUSE

- **Sichtbares Ergebnis schon nach der ersten Anwendung**
- **Bis zu 9 Töne heller**
- **Mehrfache Anwendung**
- **Jederzeit wiederholbar**

### Anwendung

Laden Sie die OnlySmile Lampe mit dem beigelegten Ladegerät auf.

Befestigen Sie die Mundschiene an der OnlySmile Lampe.

Verteilen Sie 4 ml des OnlySmile Zahnaufhellungsgels innen auf der oberen und unteren Seite der Silikon-Mundschiene.

Setzen Sie die an der OnlySmile Lampe befestigte Silikon-Mundschiene in den Mund ein. Drücken Sie auf den Knopf, um die OnlySmile Lampe zu aktivieren. Nach 30 Minuten geht die OnlySmile Lampe automatisch aus. Trennen Sie die Silikon-Mundschiene von der OnlySmile Lampe und waschen Sie die Silikon-Mundschiene unter warmen Wasser.

Um Ihr bestmögliches Ergebnis zu erreichen, können Sie die Behandlung wiederholen.

**Tip: Für 5 Tage täglich 2-mal hintereinander anwenden (2 x 30 Min), um ein optimales Resultat zu erreichen.**

### Anwendungsmenge

Eine 40 ml Tube OnlySmile Zahnaufhellungsgel reicht für 8–10 Behandlungen.

### Inhaltsstoffe des OnlySmile Zahnaufhellungsgels

Glycerin, Aqua, Propylene Glycol, Carbomer, Urea Peroxide, Natrium Saccharin, Aroma, Limonene, Linalool, Triethanolamine, Mica, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, CI 77891.

Das OnlySmile Zahnaufhellungsgel wird entwickelt und produziert in Deutschland und enthält weniger als 0,1 % Wasserstoff-Peroxid gemäß der Richtlinie 2011/84/EU.

### Warnhinweis OnlySmile Gel

Wenn Sie unangenehme Reizungen wahrnehmen, unterbrechen Sie die Behandlung und fragen Sie Ihren Zahnarzt. Augenkontakt vermeiden. Nicht schlucken. Für Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet. Für Schwangere und Frauen in Stillzeit nicht geeignet.

### Warnhinweis OnlySmile Lampe

Von Wasser fernhalten. Nicht direkt in die Lampe schauen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

### Technische Spezifikationen:

LED-Lampe Modell: OnlySmile Lampe

Wellenlänge: 460 nm – 465 nm

### NiMH-Akku

Ladezeit: 1 Std.

AC-Adapter: 5V, 1A

230V ≈ AC : 50 Hz

Garantie: 2 Jahre ab Kaufdatum

*Start to Smile!*

## ONLYSMILE TEETH WHITENING SYSTEM FOR HOME

- **Visible result after the first application**
- **Up to 9 shades lighter**
- **Multiple use**
- **Can be repeated at any time**

### **Application**

Charge the OnlySmile Lamp using the included charger.

Attach the silicone mouth tray to the OnlySmile Lamp.

Spread 4 ml of the OnlySmile Teeth Whitening Gel on the bottom and top side of the silicone mouth tray. Insert the mouth tray attached to the OnlySmile Lamp. Press the button to activate the OnlySmile Lamp. After 30 minutes the OnlySmile Lamp will turn off automatically.

Detach the silicone mouth tray from the OnlySmile Lamp and wash the silicone mouth tray under warm water. You can repeat the treatment to reach your best possible result.

**Tip: Use twice a day for 5 days (2 x 30 min) to achieve optimal results.**

### **Amount of applications**

The 40 ml tube OnlySmile Teeth Whitening Gel lasts for 8–10 treatments.

### **Ingredients of OnlySmile Teeth Whitening Gel**

Glycerin, Aqua, Propylene Glycol, Carbomer, Urea Peroxide, Sodium Saccharin, Aroma, Limonene, Linalool, Triethanolamine, Mica, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, CI 77891

The OnlySmile Teeth Whitening Gel is developed and produced in Germany and contains less than 0.1 % hydrogen-peroxide according to the European Directive 2011/84/EU.

### **Warning OnlySmile Teeth Whitening Gel**

If you experience any unpleasant irritations, stop the treatment and ask your dentist. Avoid eye contact. Not suitable for children under the age of 6. Not suitable for pregnant or breast-feeding women.

### **Warning OnlySmile Lamp**

Keep away from water. Do not look directly into the lamp. Keep out of reach of children.

### **Technical specifications:**

LED-Lamp Model: OnlySmile Lamp

Wavelength: 460 nm – 465nm

### **NiMH-Battery**

Charging Time: 1h

AC Adapter: 5V, 1A

230V ≈ AC : 50 Hz

Warranty: 2 years from date of purchase.

**ONLYSMILE TANDENBLEEKSYSTEEM VOOR THUIS**

- **Zichtbaar resultaat na de eerste toepassing**
- **Tot 9 tinten lichter**
- **Meervoudig gebruik**
- **Herhaalbaar op elk moment**

**Toepassing**

Laad de OnlySmile lamp op met behulp van de meegeleverde oplader.

Bevestig het hapbitje aan de OnlySmile lamp.

Vul de onder- en bovenzijde van het hapbitje met 4 ml van de tanden-bleekgel OnlySmile Bevestig het hapbitje aan de OnlySmile lamp. Druk op de knop om de OnlySmile lamp te activeren. Na 30 minuten wordt de Lamp automatisch uitgeschakeld.

Maak het hapbitje los van de OnlySmile lamp en was het hapbitje in warm water.

U kunt de behandeling herhalen om het beste resultaat te bereiken.

**Tip: Gebruik 2x per dag gedurende 5 dagen (2x30 min) voor een optimaal resultaat.**

**Aantal behandelingen**

De OnlySmile Teeth Whitening Gel 40ml tube gaat **8 to 10 behandelingen mee**.

**Ingrediënten van OnlySmile Teeth Whitening Gel**

Glycerin, Aqua, Propylene Glycol, Carbomer, Urea Peroxide, Sodium Saccharin, Aroma, Limonene, Linalool, Triethanolamine, Mica, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, CI 77891.

De bleekgel OnlySmile is **ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland** en bevat minder dan 0,1% waterstof peroxidevolgens de Europese Richtlijn 2011/84 / EU.

**Waarschuwing**

Als u onplezierige irritaties ervaart, stop dan de behandeling en consulteer uw tandarts.

Vermijd oogcontact. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar. Niet geschikt voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

**Technical specifications**

LED-Lamp Model: OnlySmile Lamp

Wavelength: 460-465nm

**NiMH-Battery**

Charging Time: 1h

AC Adapter: 5V 1A

230V ≈ AC : 50 Hz

Warranty: 2 years from date of purchase.

## SYSTÈME DE BLANCHIMENT DES DENTS ONLYSMILE

- **Résultat visible dès la première application**
- **Jusqu'à 9 teintes plus clair**
- **Plusieurs utilisations**
- **Répétable à tout moment**

### Application

Chargez la lampe OnlySmile avec le chargeur inclus. Fixez la gouttière en silicone sur la lampe OnlySmile. Étalez 4 ml du Gel Blanchissant pour les Dents OnlySmile sur les faces inférieure et supérieure de la gouttière en silicone. Insérez le plateau buccal fixé à la lampe OnlySmile.

Appuyez sur le bouton pour activer la lampe OnlySmile. Après 30 minutes, la lampe OnlySmile s'éteint automatiquement. Détachez la gouttière en silicone de la lampe OnlySmile et lavez la gouttière en silicone à l'eau chaude. Vous pouvez répéter le traitement pour obtenir le meilleur résultat possible.

**Astuce : Utiliser deux fois par jour pendant 5 jours (2x30 min) pour obtenir des résultats optimaux.**

### Nombre d'applications

Le tube de Gel Blanchissant pour les Dents OnlySmile de 40ml dure 8 à 10 traitements.

### Ingrédients du Gel Blanchissant pour les Dents OnlySmile

Glycerin, Aqua, Propylene Glycol, Carbomer, Urea Peroxide, Sodium Saccharin, Aroma, Limonene, Linalool, Triethanolamine, Mica, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, CI 77891.

Le Gel Blanchissant pour les Dents OnlySmile **est développé et produit en Allemagne** et contient moins de 0,1% de peroxyde d'hydrogène selon la directive européenne 2011/84/UE.

### Attention Gel Blanchissant pour les Dents OnlySmile

Si vous éprouvez des irritations désagréables, arrêtez le traitement et consultez votre dentiste.

Éviter le contact avec les yeux. Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. Ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes.

### Attention Lampe OnlySmile

Tenir à l'écart de l'eau. Éviter le contact oculaire direct avec la lumière. Garder hors de portée des enfants.

### Caractéristiques techniques:

Modèle de lampe LED: Lampe OnlySmile

Longueur d'onde: 460-465nm

### Temps de charge de la batterie NiMH: 1h

Adaptateur secteur: 5V 1A

230V ≈ AC: 50 Hz

Garantie: 2 ans à partir de la date d'achat.

*Souriez!*

## SISTEMA DI SBIANCAMENTO DENTI PER LA CASA ONLYSMILE

- Risultato visibile dopo la prima applicazione
- Fino a 9 tonalità più luminosi
- Multiplo Utilizzo
- Da ripetere in qualsiasi momento

### Applicazione

Caricare la lampada OnlySmile usando il caricabatterie incluso. Attaccare il carrellino da bocca in silicone alla lampada OnlySmile.

Distribuire 4 ml di Gel Sbiancante OnlySmile sul lato inferiore e superiore del carrellino da bocca in silicone.

Inserire il carrellino da bocca nella lampada OnlySmile.

Premere il tasto per attivare la lampada OnlySmile. Dopo 30 minuti, la lampada OnlySmile si spegnerà automaticamente. Staccare il carrellino da bocca in silicone dalla lampada OnlySmile e lavare il carrellino in silicone sotto l'acqua calda.

Puoi ripetere il trattamento per raggiungere il miglior risultato possibile.

**Suggerimento: utilizzare due volte al giorno per 5 giorni (2x30 min) per ottenere risultati ottimali.**

### Numero di applicazioni

Il tubo da 40ml Gel Sbiancante per denti OnlySmile dura per 8-10 trattamenti.

### Ingredienti del gel sbiancante per denti OnlySmile

Glycerin, Aqua, Propylene Glycol, Carbomer, Urea Peroxide, Sodium Saccharin, Aroma, Limonene, Linalool, Triethanolamine, Mica, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, CI 77891.

Il gel per sbiancamento dei denti OnlySmile è sviluppato e prodotto in Germania e contiene meno dello 0,1% di perossido di idrogeno secondo la Direttiva Europea 2011/84 /UE.

### Avvertenze per Gel Sbiancante Denti OnlySmile

Se riscontri qualche spiacevole irritazione, interrompi il trattamento e chiedi al tuo dentista.

Evitare il contatto con gli occhi. Non adatto a bambini di età inferiore ai 6 anni. Non adatto a donne in gravidanza o che allattano.

### Avvertenza Lampada OnlySmile

Tenere lontano dall'acqua. Evitare il contatto visivo diretto con la luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### Specifiche tecniche

Modello con lampada a LED: Lampada OnlySmile

Lunghezza d'onda: 460-465 nm

**Tempo di ricarica della batteria NiMH: 1 ora**

Adattatore CA: 5V 1A

230 V ≈ CA: 50Hz

Garanzia: 2 anni dalla data di acquisto.

*Iniziare a Sorridere!*

## SISTEMA PROFESIONAL DE BLANQUEAMIENTO DENTAL ONLYSMILE PARA LA CASA

- **Resultado visible después de la primera aplicación**
- **Hasta 9 tonos más brillantes**
- **Uso múltiple**
- **Repetible en cualquier momento**

### Aplicación

Cargue la lámpara OnlySmile con el cargador incluido.

Conecte la ferula dental a la lámpara OnlySmile.

Extienda 4 ml del gel blanqueador de dientes OnlySmile en la parte inferior y superior de la ferula dental.

Inserte la ferula dental adjunta a la lámpara OnlySmile en la boca. Presione el botón para activar la lámpara profesional OnlySmile. Después de 30 minutos, la lámpara de OnlySmile se apagará automáticamente.

Separe la ferula de la lámpara OnlySmile y lave la ferula debajo de agua tibia.

Puede repetir el tratamiento para lograr su mejor resultado posible.

**Consejo: Utilizar dos veces al día durante 5 días (2x30 min) para conseguir resultados óptimos.**

### Cantidad de aplicaciones

El tubo del gel blanqueador OnlySmile 40 ml es suficiente para 8-10 tratamientos.

### Ingredientes de OnlySmile Teeth Whitening Gel

Glycerin, Aqua, Propylene Glycol, Carbomer, Urea Peroxide, Sodium Saccharin, Aroma, Limonene, Linalool, Triethanolamine, Mica, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, CI 77891.

El gel blanqueador OnlySmile se desarrolla y produce en Alemania y contiene menos de 0.1% peróxido de hidrógeno según la Directiva Europea 2011/84 / UE.

### Advertencia del Gel OnlySmile

Si experimentas algunas irritaciones desagradables, suspenda el tratamiento y consulte a su dentista. Evita el contacto con los ojos.

No es adecuado para los niños menores de 6 años. No apto para mujeres embarazadas o lactantes.

### Advertencia lámpara OnlySmile

Mantener alejado del agua. Evite el contacto visual con la luz directa.

Mantener alejado de los niños.

### Especificaciones técnicas:

Lámpara LED Modelo: Lámpara OnlySmile

Longitud de onda: 460-465nm

### Batería de NiMH

Tiempo de carga: 1 hora

Adaptador de CA: 5V 1A

230 V ≈ CA: 50 Hz

Garantía: 2 años desde la fecha de compra.

*¡Comience a sonreír!*

**PROFESJONALNY SYSTEM WYBIELANIA ZĘBÓW ONLYSMILE DO UŻYTKU DOMOWEGO**

- Widoczny efekt już po pierwszej aplikacji
- Do 9 odcieni jaśniejsze
- Wielokrotnego użytku
- Może być powtórzony w dowolnym momencie

**Aplikacja**

Naładuj profesjonalną lampę OnlySmile za pomocą dołączonej ładowarki.

Przymocuj szynę ust do profesjonalnej lampy OnlySmile.

Rozprowadź 4ml żelu wybielającego zęby OnlySmile po wewnętrznej stronie górnej i dolnej strony silikonowej szyny.

Włóż silikonowy ochroniacz na zęby przymocowany do profesjonalnej lampy OnlySmile do ust. Naciśnij przycisk, aby aktywować profesjonalną lampę OnlySmile. Profesjonalna lampa OnlySmile wyłącza się automatycznie po 30 minutach.

Oddziel silikonowy ochroniacz na zęby od profesjonalnej lampy OnlySmile i umyj silikonowy ochroniacz pod ciepłą wodą.

Aby uzyskać jak najlepszy efekt, zabieg można powtórzyć.

**Wskazówka: Stosuj dwa razy dziennie przez 5 dni (2x30 min), aby osiągnąć optymalne rezultaty.**

**Ilość aplikacji**

Tuba 40 ml z żelem wybielającym zęby OnlySmile wystarcza na 8-10 zabiegów.

**Składniki żelu wybielającego zęby OnlySmile**

Gliceryna, woda, glikol propylenowy, karbomer, nadtlenek mocznika, sacharyna sodowa, aromat, limonen, linalool, trietanolamina, mika, etyloheksylogliceryna, fenoksyetanol, CI 77891.

Żel do wybielania zębów OnlySmile został opracowany i wyprodukowany w Niemczech i zawiera mniej niż 0,1% nadtlenu wodoru zgodnie z dyrektywą 2011/84/UE.

**Ostrzeżenie Tylko żel do uśmiechu**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek nieprzyjemne podrażnienia, przerwij leczenie i skonsultuj się z dentystą. Unikaj kontaktu wzrokowego. Nie połykaj. Nie nadaje się dla dzieci poniżej 6 lat. Nie nadaje się dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią.

**Tylko ostrzegawcza lampka uśmiechu**

Trzymać z dala od wody. Unikaj bezpośredniego kontaktu wzrokowego ze światłem. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

**Specyfikacja techniczna:**

Model lampy LED: OnlySmile

Długość fali: 460-465nm

**Akumulator NiMH**

Czas ładowania: 1 godzina

Zasilacz sieciowy: 5V 1A

230 V ≈ AC : 50 Hz

Gwarancja: 2 lata od daty zakupu

*Zacznij się uśmiechać!*

## ПРИБОР ONLYSMILE ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ ЗУБОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

- Видимый результат после первого применения
- До 9 тонов светлее
- Аппарат для многоразового использования
- Процедуру можно повторять в любое удобное для Вас время

### Способов применения

Полностью зарядите зарядите прибор **OnlySmile** с помощью зарядного устройства, находящегося в комплекте.

Присоедините силиконовую капу на **прибор OnlySmile**.

Нанесите гель на верхнюю и нижнюю внутренние стенки капы, обращённые к зубам, примерно 1/10 часть тюбика (4 мл.)

Вставьте прибор в рот, чтобы капа с нанесённым гелем соединилась с внешней поверхностью зубов, а губы обхватили силиконовую капу сверху и снизу.

Лёгким движением аппарата влево и вправо распределите гель по поверхности зубов.

Включите прибор нажатием кнопки. Через 30 минут таймер автоматически отключит прибор **OnlySmile**.

После процедуры отсоедините силиконовую капу и помойте её под тёплой водой.

Для получения наилучшего результата, процедуру можно повторить.

**Совет: используйте прибор OnlySmile два раза в день в течение 5 дней (2 раза по 30 минут) для достижения оптимальных результатов.**

### Использование геля OnlySmile

**1 x 40 мл.** Тюбик геля для осветления зубов **OnlySmile** достаточно для 8-10 процедур.

### Состав геля OnlySmile

Glycerin, Aqua, Propylene Glycol, Carbomer, Urea Peroxide, Sodium Saccharin, Aroma, Limonene, Linalool, Triethanolamine, Mica, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, CI 77891.

Гель для осветления зубов **OnlySmile разработан и производится в Германии** и содержит менее 0,1% перекиси водорода согласно Европейскому законодательству (European Directive 2011/84/EU).

### Предосторожность при использовании геля OnlySmile

При возникновении неприятных ощущений во время процедуры, пожалуйста остановите процедуру и обратитесь к своему зубному врачу.

Не допускать попадание в глаза. Не глотать. Не использовать детям младше 6 лет. Не использовать беременным и кормящим грудью женщинам .

### Предосторожность при использовании аппарата OnlySmile

Не мыть аппарат под водой. Протирать влажной салфеткой. Не светить аппаратом в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

### Технические данные аппарата OnlySmile

Модель: OnlySmile лампа

Длина волн : 460-465 nm

**Аккумуляторная батарея : NiMH**

Время зарядки батареи : 1 час

Сетевой адаптер : 5V 1 A

Электрическая сеть: 230V ~ AC. : 50 Hz

Гарантия : 2 года с момента покупки.

*Улыбайтесь!*

## プロの家庭の歯のホワイトニングシステムのみ笑顔

- 最初の塗布後の目に見える結果
- 最大9階調明るく
- 複数の使用
- いつでも繰り返し可能

### アプリケーション

付属の充電器を使用して唯一のスマイルプロフェッショナルランプを充電します。唯一のスマイルプロのランプにシリコン口トレイを取り付けます。

シリコンの口の皿の底そして上の側面の歯の白くなるゲルだけ微笑の広がり4ml。唯一のスマイルプロのランプに接続されている口トレイを挿入します。ボタンを押して、唯一のスマイルプロフェッショナルランプ。30分後のみ笑顔のプロのランプは、しばしば有効になります 自動的に。

唯一のスマイルプロのランプからシリコン口トレイをデタッチし、暖かい水の下にシリコンの口のトレイを洗ってください。

あなたの最良の結果を達成するために治療を繰り返すことができます。

**ヒント:最適な結果を得るには、1日2回5日間(2x30分)使用します。**

### アプリケーションの量

唯一の笑顔歯を白くするゲル 40 ml チューブは、ゲルを白くする唯一のスマイル歯の8-10 治療成分のために続きます。

### スマイル歯のホワイトニングジェルの中の成分

Glycerin, Aqua, Propylene Glycol, Carbomer, Urea Peroxide, Sodium Saccharin, Aroma, Limonene, Linalool, Triethanolamine, Mica, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, CI 77891.

歯を白くするゲルだけ微笑はドイツで開発され、作り出され、ヨーロッパの指令 2011/84/EU に 従ってより少し 0.1% の水素過酸化物を含んでいる。

### 警告のみスマイル歯ホワイトニングジェル

不愉快な苛立ちを経験したら、処置を止め、あなたの歯科医を頼みなさい。アイコンタクトは避けてください。6歳未満のお子様には適していません。妊娠中や授乳中の女性には向かない。

### 警告のみスマイルランプ

水から離れてください。ライトとの直接の目の接触を避けなさい。子供の手の届かないところに保管してください。

### 技術仕様

LED ランプモデル: 唯一のスマイルプロフェッショナル

波の長さ: 460-465nm

**NiMH-バッテリー充電時間: 1h**

ACアダプター: 5V 1A

230V ≈ AC: 50 Hz

保証期間: 購入日から2年間。

**笑顔にスタート!**

## HJEM TENNBLEKING SYSTEM ONLYSMILE

- Synlig resultat etter første påføring
- Opptil 9 nyanser lysere
- Flere bruksområder
- Gjentas når som helst

**Søknad**

Lad opp OnlySmile lampen ved hjelp av den medfølgende laderen.

Fest silikonmunnbrettet til OnlySmile lampen.

Spred 4 ml av tennblekgelen OnlySmile på bunnen og på øvre side av silikonmunnbrettet. • Sett inn munnskuffen festet til OnlySmile lampen.

Trykk på knappen for å aktivere OnlySmile lampen. Etter 30 minutter slår OnlySmile lampen seg av automatisk.

Løsne silikonmunnbrettet fra OnlySmile lampen og vask silikonmunnbrettet under varmt vann.

Du kan gjenta behandlingen for å oppnå best mulig resultat.

**Tips: Bruk to ganger om dagen i 5 dager (2x30 min) for å oppnå optimale resultater.**

**Antall søknader**

The OnlySmile Teeth Whitening Gel 40ml rør varer for **8-10 behandlinger**.

**Ingredienser av OnlySmile Teeth Whitening Gel**

Glycerin, Aqua, Propylene Glycol, Carbomer, Urea Peroxide, Sodium Saccharin, Aroma, Limonene, Linalool, Triethanolamine, Mica, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, CI 77891.

Tennbleking Gel OnlySmile er **utviklet og produsert i Tyskland** og inneholder mindre enn 0,1% hydrogenperoksid i henhold til EU-direktivet 2011/84 / EU.

**Advarsel OnlySmile Tenn Whitening Gel**

Hvis du opplever ubehagelige irritasjoner, stopp behandlingen og spør tannlegen din. Unngå øyekontakt. Ikke egnet for barn under 6 år. Ikke egnet for gravide eller ammende kvinner.

**Advarsel OnlySmile Lampe**

Holdes vekk fra vann. Unngå direkte øyekontakt med lys. Oppbevares utilgjengelig for barn.

**Tekniske spesifikasjoner:**

LED-lampemodell: OnlySmile lampe

Bølgelengde: 460-465nm

**NiMH-batteri**

Ladetid: 1t

Vekselstrømsadapter: 5V 1A

230V ≈ AC: 50 Hz

Garanti: 2 år fra kjøpsdato.

- Synligt resultat efter första appliceringen
- Upp till 9 nyanser ljusare
- Flera användningsområden
- Repeteras när som helst

### Ansökan

Ladda upp OnlySmile-lampan med den medföljande laddaren.

Fäst silikonmagasinet till OnlySmile-lampan.

Sprid 4 ml av tennblekningsgelen OnlySmile på botten och övre sidan av silikonmunstråget.

Sätt i munstycket fäst på OnlySmile-lampan.

Tryck på knappen för att aktivera OnlySmile-lampan. Efter 30 minuter stängs OnlySmile-lampan automatiskt av.

Ta ut munstycket ut av munnen.

Lossa silikonmunstråget från OnlySmile-lampan och tvätta silikonmunstanken i varmt vatten.

Du kan upprepa behandlingen så att du når ditt bästa möjliga resultat.

**Tips: Använd två gånger om dagen i 5 dagar (2x30 min) för att uppnå optimala resultat.**

### Antal ansökningar

The OnlySmile Teeth Whitening Gel 40ml röret håller 8-10 behandlingar.

### Ingredienser av OnlySmile Teeth Whitening Gel

Glycerin, Aqua, Propylene Glycol, Carbomer, Urea Peroxide, Sodium Saccharin, Aroma, Limonene, Linalool, Triethanolamine, Mica, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, CI 77891.

Teeth Whitening Gel OnlySmile är utvecklad och producerad i Tyskland och innehåller mindre än 0,1% väteperoxid enligt EU-direktivet 2011/84 / EU.

### Varning OnlySmile Tänder Whitening Gel

Om du upplever några obehagliga irritationer, sluta behandlingen och fråga din tandläkare. Undvik ögonkontakt. Ej lämplig för barn under 6 år. Ej lämplig för gravida eller ammande kvinnor.

### Varning OnlySmile Lampa

Förvaras borta från vatten. Undvik direkt ögonkontakt med ljus. Förvara utom räckhåll för barn.

### Tekniska specifikationer

LED-lampa Modell: OnlySmile-lampan

Våglängd: 460-465nm

### NiMH-batteri

Laddningstid: 1 timme

Nätadapter: 5V 1A

230V ≈ AC: 50 Hz

Garanti: 2 år från inköpsdatum.

**ONLYSMILE HOME TEETH WHITENING SYSTEM**

- **Näkyvä tulos ensimmäisen käyttökerran jälkeen**
- **Jopa 9 sävyä vaaleammat**
- **Moninkertainen**
- **Käytettävissä mihin aikaan vaan**

**Käyttö**

Lataa OnlySmile Professional Lamppu käyttäen mukana tullutta laturia.

Kiinnitä silikoninen muotti lamppuun.

Levitä 4ml OnlySmile Teeth Whitening Geeliä muotin ylä- ja alapuolille.

Aseta silikoninen muotti suuhun. Paina nappia aktivoiaksesi OnlySmile Professional Lamppu.

30 minuutin jälkeen lamppu sammuu automaattisesti.

Irrota silikoninen muotti laitteesta ja pese se huolellisesti lämpimässä vedessä.

Voit toistaa toimenpiteen saavuttaaksesi halutun lopputuloksen.

**Vinkki: Käytä kahdesti päivässä 5 päivän ajan (2 x 30 min) parhaan tuloksen saavuttamiseksi.**

**Käyttömäärä**

OnlySmile Teeth Whitening Geeli 40ml tuubi kestää 8-10 käyttökertaa.

**OnlySmile Teeth Whitening Geelin sisältö**

Glycerin, Aqua, Propylene Glycol, Carbomer, Urea Peroxide, Sodium Saccharin, Aroma, Limonene, Linalool, Triethanolamine, Mica, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, CI 77891.

Teeth Whitening Geeli on kehitetty ja tuotettu Saksassa ja sisältää vähemmän kuin 0.1% vetyperoksidia, Euroopan direktiivin 2011/84/EU mukaan.

**Varoitus OnlySmile Teeth Whitening Gel**

Jos tuote aiheuttaa alueen ärtymistä, lopeta käyttö ja ole yhteydessä hammaslääkäriisi. Vältä tuotteen joutumista silmiin. Ei sovellu alle 6-vuotiaiden käytettäväksi. Ei sovellu raskaana oleville tai imettäville.

**Varoitus OnlySmile Lamp**

Älä päästä kosketukseen veden kanssa. Vältä suoraan valoon katsomista. Vältä tuotteen joutumista lasten käyttöön.

**Tekniset määräykset:**

LED-Lamp Model: OnlySmile lamppu

Wavelength: 460-465nm

**NiMH-akku**

Latausaika: 1h

AC Adapteri: 5V 1A

230V ≈ AC : 50 Hz

Takuu: 2 vuotta tuotteen ostopäivästä.

- 第一次应用后可见效果
- 最多可 9 个亮度
- 可多次使用
- 可随时重复

### 应用程序

使用包含的充电器充电,将硅胶口盘连接到灯具上。将 4 毫升的牙齿美白凝胶涂抹在硅胶口盘的底部和顶部。插入托盘连接到灯具。按下按钮,激活灯具。30 分钟后,灯具将自动关闭。从灯具上拆下硅胶托盘,用温水清洗硅胶托盘。

你可以重复治疗,以达到最好的效果。

提示:每天使用两次,持续 5 天(2x30 分钟)以获得最佳效果。

### 申请数量

OnlySmile 牙齿美白凝胶 40 毫升管可持续 8-10 次治疗。

### OnlySmile 牙齿美白凝胶成分

甘油,水,丙二醇,卡波姆,过氧化脲,糖精钠,芳香,红,叶基芳樟醇,柠檬醛,三乙醇胺,云母,乙基己基甘油,乙醇,CI 77891

甘油、水、丙二醇、卡波姆、卡波姆过氧化物、糖精钠、芳香族、绒毛、芳樟醇、三乙醇胺、云母、乙基己基甘

油、乙醇、CI 77891

根据欧洲指令 2011/84/EU,德国研发和生产的纯牙齿美白凝胶,其过氧化氢含量低于 0.1%。

### 警告 OnlySmile 牙齿美白凝胶

如果您遇到任何刺激的不良反应,请立刻停止治疗并咨询您的牙医。请避免接触到眼睛。本产品不适宜 6 岁以下的儿童。本产品不适宜孕妇或哺乳期的妇女。

### 警告 OnlySmile 牙齿美白灯

请和水保持距离。避免和灯直接眼睛接触。请放置于孩子无法碰触的地方。

### 技术参数

LED 灯型: OnlySmile Lamp

波长:460-465nm

镍镉电池

充电时间:1 小时

交流适配器:5V1A

230V=AC:50Hz

保修:购买日期起两年内

开始你的微笑!

## جهاز أولى سمايل لتبييض الأسنان بالمنزل بطريقة احترافية.

- الحصول على نتيجة فورية بعد 30 دقيقة فقط.
- متوفر بتسع (9) درجات من اللعان.
- متعدد الإستخدام.
- يمكن إعادة الإستخدام في أي وقت.

### طريقة الإستعمال.

قم ب شحن مصباح اولى سمايل بروفيشنال باستخدام الشاحن المرفق. قم بإرفاق طابع الأسنان المصنوع من السيليكون إلى مسباح أولى سمايل بروفيشنال.

قم بدهان الجزء العلوى و السفلى من طابع الأسنان السيليكونى بجيل أولى سمايل لتبييض الأسنان بسمك 4مم (مليمتر). قم بإدخال طابع الأسنان الملحق بمصباح أولى سمايل بروفيشنال. اضغط على زر تشغيل مصباح أولى سمايل بروفيشنال. سوف يتم إيقاف مصباح أولى سمايل بروفيشنال تلقائياً بعد 30 دقيقة.

قم بفصل طابع الأسنان السيليكونى عن مصباح أولى سمايل بروفيشنال و اغسله بماء دافىء. يمكنك إعادة الإستعمال للحصول على أفضل نتيجة ممكنة

**نصيحة:** استخدمه مرتين يومياً لمدة 5 أيام (2x30 دقيقة) لتحقيق أفضل النتائج.

### عدد مرات الإستعمال.

إن أنبوب جيل أولى سمايل لتبييض الأسنان ذات حجم 40مم تنتهى بعد 8-10 مرات من الإستعمال.

### مكونات جيل أولى سمايل لتبييض الأسنان.

Glycerin, Aqua, Propylene Glycol, Carbomer, Urea Peroxide, Sodium Saccharin, Aroma, Limonene, Linalool, Triethanolamine, Mica, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, CI 77891.

لقد تم تطوير إنتاج جيل أولى سمايل لتبييض الأسنان في ألمانيا و هوه يحتوي على أقل من 0.1% من بيروكسيد الهيدروجين وفقاً للمعايير الأوروبية رقم 2011/84 / EU.

### تنبيه هام جيل أولى سمايل لتبييض الأسنان.

إذا واجهت أي تهيجات مؤلمة و مزعجة ، أوقف الإستعمال واستشر طبيب الأسنان الخاص بك. تجنّب وصول المنتج للعينين. غير مناسب للأطفال دون سن الخامسة. غير مناسب أيضاً للنساء الحوامل أو اللاتي يقمن بالرضاعة الطبيعية.

### تنبيه هام عن مصباح أولى سمايل.

أبقه بعيداً عن الماء. تجنب توجيه ضوء المصباح مباشرة إلى العين. أبقه بعيداً عن متناول الأطفال.

### موصفات فنية.

. موديل مصباح الليد (LED): أولى سمايل بروفيشنال

الطول الموجي: 460-465 نانومتر

مدة شحن البطارية (و هي من نوع نيكل هيدريد فلز و تسمى NiMH): ساعة واحدة

قوة محول التيار المتردد: 5 فولت - 1 أمبير

تردد التيار 230 ≈ فولت : 50 هرتز

الضمان: سنتان من تاريخ الشراء.

## ONLYSMILE HJEMME TANDBLEGNINGS SYSTEM

- Synligt resultat efter den første påføring
- Op til 9 nuancer lysere
- Kan bruges mange gange
- Ny behandling til enhver tid

**Brugsanvisning**

Oplad OnlySmile lampen med den medfølgende oplader.

Fastgør silikone mundskinnen til OnlySmile lampen.

Påfør 4 ml af tandblegnings Gel OnlySmile på bunden og den øverste side af silikone mundskinnen.

Indsæt mundskinnen i munden, fastgjort til OnlySmile lampen.

Tryk på knappen for at aktivere OnlySmile lampen. Efter 30 minutter slukker OnlySmile lampen automatisk.

Tag mundskinnen ud af munden.

Løsne silikone mundskinnen fra OnlySmile lampen, og vask silikone mundskinnen under varmt vand.

Gem mundskinnen sammen med lampen til næste behandling.

Du kan gentage behandlingen for at nå dit bedst mulige resultat.

**Tip: Brug to gange om dagen i 5 dage (2x30 min) for at opnå optimale resultater.**

**Antal behandlinger**

The OnlySmile Tandblegnings Gel 40ml rør varer til **8-10 behandlinger**.

**Ingredienser i OnlySmile Tandblegnings Gel**

Glycerin, Aqua, Propylene Glycol, Carbomer, Urea Peroxide, Sodium Saccharin, Aroma, Limonene, Linalool, Triethanolamine, Mica, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, CI 77891.

Tandblegnings Gel OnlySmile er **udviklet og produceret i Tyskland** og indeholder mindre end 0,1% hydrogenperoxid i henhold til det europæiske direktiv 2011/84 / EU.

**Advarsel OnlySmile Tandblegnings Gel**

Hvis du oplever ubehag eller irritationer, stop behandlingen og spørg din tandlæge.

Undgå øjenkontakt. Ikke egnet til børn under 6 år. Ikke egnet til gravide eller ammende kvinder.

**Advarsel OnlySmile Lampen**

Holdes væk fra vand. Undgå direkte øjenkontakt med lys. Opbevares utilgængelig for børn.

**Tekniske specifikationer:**

LED-lampemodell: OnlySmile lampen

Bølgelængde: 460-465nm

**NiMH-batteri**

Opladningstid: 1 time

Vekselstrømsadapter: 5V 1A

230V ≈ AC: 50 Hz

Garanti: 2 år fra købsdato.

- İlk uygulamadan sonra gözle görülür sonuç
- 9 renye kadar daha parlak
- Çoklu kullanım
- Herhangi bir zamanda tekrarlanabilir

### Kullanım

Birlikte verilen řarj cihazını kullanarak OnlySmile Lambası'nı řarj edin. Silikon ağız tepsisini OnlySmile Lambası'na takın.

Silikon ağız tepsisinin alt ve üst tarafına 4ml OnlySmile Diő Beyazlatma Jeli yayın. OnlySmile Lambası'na takılı ağız tepsisini yerleřtirin. OnlySmile Lambası'nı etkinleřtirmek için düğmeye basın. 30 dakika sonra, OnlySmile Lambası otomatik olarak kapanacaktır.

Silikon ağız tepsisini OnlySmile Lambası'ndan ayırın ve silikon ağız tepsisini ılık su altında yıkayın. Tedaviyi mümkün olan en iyi sonuca ulařmak adına tekrarlayabilirsiniz.

**İpucu: En iyi sonuçları elde etmek için 5 gün (2x30 dk) boyunca günde iki kez kullanın.**

### Uygulamaların miktarı

40ml tüp içerisindeki OnlySmile Diő Beyazlatma Jeli 8-10 uygulama için yeterlidir.

### OnlySmile Diő Beyazlatma Jeli İindeki Malzemeler

Glycerin, Aqua, Propylene Glycol, Carbomer, Urea Peroxide, Sodium Saccharin, Aroma, Limonene, Linalool, Triethanolamine, Mica, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, CI 77891.

Diő Beyazlatma Jeli OnlySmile, Almanya'da geliřtirilmiř ve üretilmiřtir ve Avrupa Direktifi 2011/84/EU'ya göre % 0,1'den daha az hidrojen-peroksit içermektedir.

### Uyarı OnlySmile Diő Beyazlatma Jeli

Hoř olmayan tahriřler yařarsanız, tedaviyi durdurun ve diőçinize danıřın. Göz temasından kaçının. 6 yařın altındaki çocuklar için uygun deęildir. Hamile veya emziren kadınlar için uygun deęildir.

### Uyarı OnlySmile Lambası

Sudan uzak tutunuz. Iřıkla doğrudan göz temasından kaçının. Çocukların erişebileceęi yerlerden uzak tutun.

### Teknik özellikler:

LED-Lamba Modeli: OnlySmile Lambası

Dalga boyu: 460-465nm

**NiMH-Pil řarj Süresi: 1h**

AC Adaptör: 5V 1A

230V ≈ AC: 50 Hz

Garanti: satın alma tarihinden itibaren 2 yıl.

*Haydi gülümseme zamanı !*



Only Kosmetik GmbH  
Königsallee 27 · 40212 Düsseldorf · Germany  
[www.onlysmile.de](http://www.onlysmile.de)