




Health & Wellness

Quick Start Guide

Smart Scale
Smart Scale
Báscula Inteligente
Balance Intelligente
Bilancia Intelligente

Schnellstartanleitung | Guía de inicio rápido
Guide de démarrage rapide | Guida Rapida



English



- Not intended for use by children under 16.
- Do not use this device if you are pregnant.
- Do not use this device if you are wearing a pacemaker or any other internal medical devices.


What's Needed

- 1 Compatible smartphone or tablet.
 - iOS 8.0 or above
 - Android 4.3 or above
- 2 Smart Scale with batteries installed.



Installing App and Pairing Devices

- 1 Download the EufyLife app from the App Store or Google Play.
- 2 Open the EufyLife app and then follow the on-screen instructions to pair.




Do not pair the scale from your smartphone's Bluetooth menu. Use the EufyLife app to pair the scale with your smartphone.

01

Using Your Scale

- 1 Place the scale on a hard and flat surface.
 - 2 Open the EufyLife app and select Smart Scale on the device homepage. Then create a user ID if necessary.
 - 3 Step barefoot onto the scale. An analysis of your body's composition will begin automatically.
- Please read the owner's manual for more information.



Deutsche



- Nicht für Kinder unter 16 Jahren geeignet.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher oder andere interne medizinische Geräte tragen.

Was Sie benötigen


- 1 Kompatibles Handy oder Tablet.
 - iOS 8.0 oder höher
 - Android 4.3 oder höher
- 2 Smart Scale mit installierten Batterien.



02

Installation der App und Pairing von Geräten

- 1 Laden Sie die EufyLife App aus dem App Store oder Google Play Store herunter.
- 2 Öffnen Sie die EufyLife App und folgen Sie den Anweisungen der App.




Verbinden Sie die Waage nicht über das Bluetooth-Menü Ihres Smartphones. Verwenden Sie die EufyLife App, um die Waage mit Ihrem Smartphone zu verbinden.

Verwendung Ihrer Waage

- 1 Stellen Sie die Waage auf einer harten und flachen Oberfläche auf.
 - 2 Öffnen Sie die EufyLife App und wählen Sie Smart Scale auf der Gerätehomepage. Erstellen Sie dann eine Benutzer-ID.
 - 3 Steigen Sie barfuß auf die Waage. Eine Analyse der Zusammensetzung Ihres Körpers beginnt automatisch.
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung für weitere Informationen.

Español





- Producto no diseñado para menores de 16 años.
- No utilice este dispositivo si se encuentra en estado de embarazo.
- No utilice este dispositivo si utiliza o le han implantado marcapasos o algún otro dispositivo médico electrónico.

03


Listado de requerimientos

- 1 Tableta o teléfono inteligente, compatibles con el dispositivo.
 - iOS 8.0 o superior
 - Android 4.3 o superior
- 2 Báscula Inteligente con pilas ya instaladas.



Instalación de la aplicación y sincronización de dispositivos

- 1 Descargue la aplicación EufyLife desde la App Store o Google Play.
- 2 Abra la aplicación EufyLife y siga las instrucciones en pantalla para sincronizar sus dispositivos.




No sincronice su báscula desde el menú de Bluetooth de su teléfono inteligente. Para sincronizar sus dispositivos, use exclusivamente la aplicación EufyLife.

04

Modo de utilización

- 1 Posicione la báscula en una superficie plana y firme.
 - 2 Abra la aplicación EufyLife desde su dispositivo y seleccione Smart Scale (Báscula Inteligente) en la página principal. Si es necesario, cree una cuenta de usuario.
 - 3 Suba con pies descalzos a la báscula. De manera automática, comenzará un análisis de su composición corporal.
- Lea las instrucciones del manual de usuario en caso de requerir más información.


Français



- Non destiné à être utilisé par des enfants de moins de 16 ans.
- N'utilisez pas cet appareil si vous êtes enceinte.
- N'utilisez pas cet appareil si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical interne.

Ce dont vous avez besoin


- 1 Un smartphone ou tablette compatible
 - Système iOS 8.0 ou version ultérieure
 - Système Android 4.3 ou version ultérieure
- 2 La balance intelligente avec piles installées.



05

Installation et Appairage de l'application

- 1 Téléchargez l'application EufyLife depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
- 2 Ouvrez l'application EufyApp et suivez les instructions à l'écran pour appairer la balance à votre appareil.




N'appairez pas la balance à partir du menu Bluetooth de votre smartphone, mais utilisez l'application EufyLife.

Utilisation de la balance

- 1 Placez la balance sur une surface dure et plane.
 - 2 Ouvrez l'application EufyApp et suivez les instructions à l'écran pour appairer la balance à votre appareil.
 - 3 Montez pieds nus sur la balance. Une analyse de la composition de votre corps commencera automatiquement.
- Lisez le manuel d'utilisation pour plus d'informations.

06



Italiano



- Non inteso per l'utilizzo da parte di individui con età inferiore a 16 anni.
- Non utilizzare questo dispositivo durante la gravidanza.
- Non utilizzare questo dispositivo in caso si indossi un pacemaker o altri dispositivi medici interni.


Dispositivi Richiesti

- 1 Smartphone o Tablet compatibile
 - iOS 8.0 o successivi
 - Android 4.3 o successivi
- 2 Bilancia Intelligente con batterie installate.



App di installazione e Dispositivi sincronizzati

- 1 Scaricare l'App EufyLife dall'App Store o Google Play.
- 2 Avviare l'App EufyLife e selezionare le istruzioni a schermo per la sincronizzazione.



07

Non sincronizzare la bilancia dal menù bluetooth del vostro smartphone. Utilizzare l'App EufyLife per farlo.

Utilizzare la Bilancia

- 1 Posizionare la bilancia su una superficie liscia e dura.
 - 2 Avviare l'App EufyLife e selezionare Bilancia Intelligente dalla pagina dei dispositivi. Creare un profilo utente se necessario.
 - 3 Salire a piedi nudi sulla bilancia. L'analisi della composizione del vostro corpo inizierà automaticamente.
- Leggere il manuale utente per maggiori informazioni.

08