

## FEATURES

- 1) 2 push buttons to control bubbles/heat and massage
- 2) full platform generates aerating bubbles
- 3) 3 attachments
  - dual node
  - single node
  - pinpoint
- 4) translucent splash cover
- 5) nonslip feet
- 6) line cord wrap

## RECOMMENDED MASSAGING TIMES

Generally, massage should not last longer than 10 to 15 minutes. Treatment may be applied once or twice daily as desired. Allow unit to cool before using again. As a person's metabolism varies, so does his or her response to massage. You will soon adjust your massage time to suit your needs and personal comfort. If you have any concerns regarding use, we recommend you consult your physician.



## LIMITED ONE YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below, together with your purchase receipt and \$12.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period will be 12 months from the date of manufacture.

**ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

**IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.** Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

**Service Center**  
Conair Corporation  
Service Department  
7475 North Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

Please register this product at: [www.conair.com/registration](http://www.conair.com/registration)



Visit us on the web at: [www.conair.com](http://www.conair.com)  
©2016 Conair Corporation  
East Windsor, NJ 08520/Glendale, AZ 85307

IB-10298A

FB30  
16PS016875

# CONAIR®



## relaxing spa foot bath

### INSTRUCTION BOOKLET FOR ALL FB30 MODELS

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be taken, including the following:

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING DANGER

To reduce the risk of electric shock:


- 1) **Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.**
- 2) Do not reach for an appliance that has fallen into water. **Unplug immediately.**
- 3) Do not use while bathing or in a shower. Use only in a dry area.
- 4) Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop into water or other liquids.

## WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- 1) **An appliance should never be left unattended when plugged in. unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.**
- 2) This massager is not a toy!
- 3) Consult your doctor before using in case of pregnancy, illness, medical condition, or persistent pain.
- 4) Do not use on any unexplained pain or swollen muscles, or following a serious injury, before consulting your physician.
- 5) Do not use massager in close proximity to loose clothing or jewelry.
- 6) Keep long hair away from massager while in use.
- 7) Do not operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- 8) This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
- 9) Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Conair.
- 10) Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- 11) Do not carry this appliance by the power supply cord or use the cord as a handle.
- 12) Keep the cord away from heated surfaces.
- 13) Never operate on a soft surface, such as a bed or couch, where air openings may be blocked.

- 14) Never drop or insert any object into the product.
- 15) Do not use outdoors.
- 16) Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 17) Ensure that your hands are dry when operating the controls or removing the plug.
- 18) To disconnect, turn all controls to the OFF position, then remove plug from outlet.
- 19) This appliance is for household use only.
- 20) Do not stand on or in the foot bath. Use only while seated. Place feet in bath and remove feet from bath while in a seated position only.
- 21) Never use while sleeping or drowsy.
- 22) Keep out of the reach of children.
- 23) Use heated surface carefully. May cause serious burns. Do not use on sensitive skin or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
- 24) Burns may result from improper use.
- 25) To prevent scalding, never add boiling or steaming water to the foot bath.
- 26) Temperatures sufficiently high to cause burns may occur regardless of the control setting. Do not use on an infant, individuals with certain disabilities, or on a sleeping or unconscious person. Check the skin in contact with the heated area of the appliance frequently to reduce the risk of injury.




This unit has a two-wire, double-insulated polarized plug.

## OPERATING INSTRUCTIONS

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

## CAUTION

- 1) **Consult your doctor before using in case of illness or medical condition, including but not limited to pacemaker use, pregnancy, cancer, infection, fracture, or persistent pain.**
- 2) Do not use if you have any of the following conditions: diabetes, tuberculosis, benign or malignant tumors, phlebitis or thrombosis, hemorrhages, open or fresh wounds, ulcerated sores, varicose veins, poor circulation or bruised, discolored, burned, broken, swollen, or inflamed skin or heat sensitivity.
- 3) This product should not be used by any individual suffering from a condition that limits or altogether inhibits the user's capacity to feel or have sensation in any part of the body.
- 4) If you experience pain in a muscle or joint for a prolonged period of time, discontinue use and consult your doctor. Persistent pain could be a symptom of a more serious condition.
- 5) Use of this product should be pleasant and comfortable. Should pain or discomfort result, discontinue use and consult your physician.
- 6) If the user empties water contrary to instructions, a small amount of water may issue from the drain hole. This is normal, as it is a safety measure to prevent water ingress. Wipe floor with dry cloth after use to avoid damage.



## USER/MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- 1) Make sure foot bath is unplugged and is in the OFF position.
- 2) When transporting foot bath, position hands on opposite sides of foot bath for most secure grip.
- 3) Place foot bath on floor, fill foot bath with warm or cold water, and plug into wall outlet. Never plug in or unplug the foot bath while your feet are in water.
- 4) The heat setting is designed to maintain the temperature of warm water, not to heat water.
- 5) Sit in a chair and place your feet in the water. Never stand in foot bath.
- 6) Select foot bath feature by pushing ON/OFF button for bubbles and heat.
- 7) Choose one of the 3 attachments and place on post at the top of the foot bath. Select massaging by pushing ON/OFF for massaging. Place foot on attachment and apply pressure. Move your foot around for more pressure and treatment.

- 8) To clean the unit, make sure the massager is unplugged. Allow the unit to cool, and then wipe down with a damp cloth using soap and water only. Do not use strong chemical cleaners.
- 9) Fill foot bath with warm or cold water to the level indicator MAX. Do not fill above water-level indicator. Never overfill.
- 10) Pour water out of the foot bath from the side opposite the line cord only.
- 11) Do not hang unit from power cord.
- 12) Store unit in its box or in a clean, dry place. Wrap power cord loosely around tub feet.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### SERVICING OF DOUBLE-INSULATED PRODUCTS

In a double-insulated product, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated product, nor should a means for grounding be added to the product.

Servicing a double-insulated product requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated product must be identical to the parts they replace. A double-insulated product is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED." This symbol (square within a square) may also be marked on the product.



8) Antes de limpiar la unidad, desconecte el cable de la toma de corriente. Permita que la unidad se enfríe, y luego límpiela con un paño humedecido con agua jabonosa. No utilice limpiadores químicos fuertes.

9) Llene la tina con agua tibia o fría hasta la línea de llenado máximo. No llene la tina más allá de la línea de llenado máximo “MAX”. Nunca sobrellene la tina.

10) Vacíe el agua por la parte delantera de la tina.

11) No agarre el aparato por el cable.

12) Guarde el aparato en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. Enrolle el cable sin apretar alrededor de los pies del aparato.

### CARACTERÍSTICAS

1) Dos funciones: burbujas/calor (BUBBLES) y masaje (MASSAGE)

2) Plataforma de hidromasaje

3) Tres accesorios:

- masajeador doble
- masajeador simple
- masajeador multipuntos

4) Cubierta antisalpicaduras translúcida

5) Pies antideslizantes

6) Espacio para guardar el cable

### DURACIÓN RECOMENDADA DEL MASAJE

Un masaje, en cualquier parte del cuerpo, no debería exceder 10–15 minutos. Sin embargo, el tratamiento se puede repetir una vez al día. Permita que el aparato se enfríe antes de usarlo otra vez. Cada persona responde al masaje de manera diferente, porque el metabolismo de cada persona es diferente. No demorará en encontrar la duración que más le conviene, para disfrutar de cómodos masajes. Le recomendamos que pida consejo a su médico si tiene alguna pregunta médica relativa al uso de este producto.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

## PELIGRO –

Para reducir el riesgo de electrocución:

- Siempre desconecte el aparato inmediatamente después del uso y antes de limpiarlo.**
- No trate de alcanzar el aparato después de que se hubiese caído al agua **desconéctelo inmediatamente.**
- No lo use en el baño o la ducha. Utilícelo únicamente en un lugar sec
- No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o lavabo. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.

## ADVERTENCIA –

Para reducir el riesgo de quemaduras,

electrocución, incendio o heridas:

- Nunca descuide ni abandone el aparato mientras está conectado. Desconéctelo inmediatamente después del uso y antes de instalar/sacar accesorios.**
- ¡Este aparato no es un jugué
- Pida consejo a su médico antes de usar este aparato si está embarazada o padece cualquier enfermedad, condición médica o dolor persistente.
- Pida consejo a su médico antes de usar este producto si sufre de dolores inexplicables, si tiene músculos hinchados o después de una herida muscular grave.

Mantenga las prendas sueltas y las joyas/alhajas alejadas del aparato durante el uso.


6) Mantenga el cabello largo alejado del aparato durante el u

7) No haga funcionar este aparato debajo de una manta o de una almohada; esto pod provocar un recalentamiento y presentar un riesgo de incendio, electrocución o heridas.

8) Este aparato no debe ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con cier discapacidades.

9) Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solame según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.

10) No utilice este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, si no funcion



debidamente, si estuviese dañado, o después de que se hubiese caído al piso o al agua; regréselo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.

11) No agarre ni transporte el aparato por el cab

12) Mantenga el cable alejado de superficies calient

13) Nunca haga funcionar el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un so donde las entradas de aire se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.

14) Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del apara

15) No lo utilice en exterior

16) No lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se e administrando oxígeno.

17) Nunca toque los controles, enchufe ni desenchufe el aparato con las manos mojad

18) Ponga todos los controles en la posición de apagado (“OFF”) antes de desconectar el ca de la toma de corriente.

19) Para uso doméstico solamen

20) No se ponga de pie sobre o en la tina; úsela sentada/o únicamente. Siéntese antes de ent o sacar los pies de la tina

21) No lo use mientras duerme o está adormilado


22) Manténgalo fuera del alcance de los niñ

23) Para evitar los riesgos de quemaduras, tenga cuidado al tocar las superficies calient riesgo de quemadura grave. No lo emplee en áreas insensibles ni en caso de insuficiencia circulatoria. El uso sin supervisión de este producto por niños o personas discapacitadas puede ser peligroso.

24) El uso inadecuado del producto puede causar quemadur

25) Nunca ponga agua hirviendo ni agua muy caliente en la tina; esto podría provo quemaduras graves.

26) Pueden ocurrir quemaduras, cualquiera que sea la temperatura usada. No lo emp en bebés, personas con ciertas discapacidades o personas dormidas o inconscientes. Para evitar el riesgo de heridas, examine la piel en contacto con la superficie caliente frecuentemente.



Esta unidad está equipada con una clavija polarizada con aislamiento doble.

### GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$12.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío.

En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

**CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.** Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

**CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.** Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

#### Centro de servicio

Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Para registrar su producto, visítenos en: [www.conair.com/registration](http://www.conair.com/registration)



Visítenos en: [www.conair.com](http://www.conair.com)
©2016 Conair Corporation
East Windsor, NJ 08520/Glendale, AZ 85307

IB-10298A

FB30

16PS016875


## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para reducir el riesgo de electrocución, el cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que la otra). Se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, inviértala. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificar la clavija.

## PRECAUCIÓN

- Pida consejo a su médico antes de usar este aparato si está embarazada o padece de cualquier condición médica, incluso, entre otros, problemas cardíacos, cáncer, infección, fractura de hueso o dolor persistente.**
- No utilice este aparato si padece de cualquiera de los problemas siguientes: diabetes, tuberculosis, tumor benigno o maligno, flebitis o trombosis, hemorragia, heridas abiertas o nuevas, úlceras de la piel (ampollas), venas varicosas, problemas circulatorios, moretones, cortaduras, quemaduras, inflamación, hinchazón, decoloración o sensibilidad al calor.
- Este producto no debe ser usado por personas que padezcan de enfermedades que puedan limitar o en cualquier manera inhibir su capacidad de sentir en las partes del cuerpo donde se usa este producto.
- Interrumpa el uso de este producto y llame a su médico en caso de dolor persistente en los músculos o las articulaciones; esto podría ser síntoma de una condición más seria.
- Este producto ha sido diseñado para proporcionar masajes relajantes. Deje de usarlo y pida consejo a su médico en caso de dolor o incomodidad.

Si el usuario vacía el agua en forma contraria a las instrucciones, una pequeña cantidad de agua puede escaparse del orificio de drenaje; esto es normal. Se trata de una medida de seguridad que impide que el agua penetre adentro del motor. Cerciérese de secar el piso con un paño seco después del uso para evitar los daños.



# CONAIR



tina masajeadora

# relajante para pies

#### INSTRUCCIONES PARA LOS MODELOS FB30

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.

#### INSTRUCCIONES/INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que el aparato esté apagado (“OFF”)
- Para transportar el aparato, coloque las manos en lados opuestos de la tina para un agar más seguro.
- Coloque el aparato sobre el piso y llénelo con agua antes de conectar el cable a la toma corriente. Nunca conecte ni desconecte el aparato mientras tiene los pies en agua.
- El aparato no ha sido diseñado para calentar el agua, sino para mantenerla calient
- Siéntese y ponga los pies en el agua. Nunca se ponga de pie en la tin
- Oprima el botón BUBBLES para activar la función de burbujas/calor
- Escoja uno de los tres accesorios e instálelo sobre el soporte en el centro de la tin. Presione el botón MASSAGE para activar la función de masaje. Ponga el pie sobre el

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### REPARACIÓN DE LOS ARTEFACTOS CON AISLAMIENTO DOBLE

El aislamiento doble elimina la necesidad de usar un cable de alimentación de tres conductores (incluso uno para puesta a tierra) y de conectar el aparato con tierra.

La reparación de un artefacto con aislamiento doble requiere extremo cuidado y conocimiento del sistema y debe ser realizada solamente por un técnico de servicio calificado. Además, las piezas de repuesto deben ser idénticas a las piezas originales. Las palabras “DOUBLE INSULATION” o “DOUBLE-INSULATED” aparecen en la placa de características de los artefactos con doble aislamiento. También puede estar presente este símbolo:

