

Locate the non-slip grip at the top of the thigh compression sleeve and position it on your inner thigh for stability.


Localiza el agarre antideslizante en la parte superior de la manga de compresión para el muslo y colócalo en tu muslo interno para estabilidad.

Individua la presa antiscivolo nella parte superiore della manica di compressione per coscia e posizionala sulla tua coscia interna per stabilità.

Localisez la bande antidérapante en haut de la manche de compression pour cuisse et placez-la sur votre cuisse intérieure pour la stabilité.

Finden Sie den rutschfesten Griff am oberen Ende der Oberschenkel-Kompressionsmanschette und positionieren Sie ihn an Ihrer inneren Oberschenkelseite für Stabilität.

太ももの圧迫スリーブの上部にある滑り止めグリップを見つけて、安定性のために内側の太ももに位置させます。



Ensure the BODYPROX logo is aligned vertically down the thigh to guarantee the sleeve is oriented correctly.


Asegúrate de que el logo de BODYPROX esté alineado verticalmente hacia abajo del muslo para garantizar que la manga esté orientada correctamente.

Assicurati che il logo BODYPROX sia allineato verticalmente lungo la coscia per garantire che la manica sia orientata correttamente.

Assurez-vous que le logo BODYPROX est aligné verticalement le long de la cuisse pour garantir que la manche est orientée correctement.

Stellen Sie sicher, dass das BODYPROX-Logo vertikal entlang des Oberschenkels ausgerichtet ist, um zu gewährleisten, dass die Manschette korrekt orientiert ist.

BODYPROXのロゴが太ももの縦に沿って正しく配置されていることを確認し、スリーブが正しく向いていることを保証します。



Pull the sleeve up and adjust it to a comfortable position situated between your thigh and the top of your knee.

Sube la manga y ajústala a una posición cómoda situada entre tu muslo y la parte superior de tu rodilla.

Tira su la manica e aggiustala in una posizione comoda situata tra la tua coscia e la parte superiore del tuo ginocchio.

Tirez la manche vers le haut et ajustez-la à une position confortable située entre votre cuisse et le haut de votre genou.

Ziehen Sie die Manschette hoch und passen Sie sie an eine bequeme Position zwischen Ihrem Oberschenkel und dem oberen Teil Ihres Knies an.

スリーブを引き上げて、太ももと膝の上部の間の快適な位置に調整します。

Repeat the process on the other side to ensure both thighs are equally supported.

Repite el proceso en el otro lado para asegurar que ambos muslos estén igualmente soportados.

Ripeti il processo sull'altro lato per garantire che entrambe le cosce siano supportate equamente.

Répétez le processus de l'autre côté pour assurer un soutien égal des deux cuisses.

Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite, um sicherzustellen, dass beide Oberschenkel gleichmäßig gestützt werden.

もう一方の太ももでも同じプロセスを繰り返し、両方の太ももが均等にサポートされていることを確認します。

Note: Make sure the sleeves are secure but comfortable, and the non-slip grips hold the sleeves in place without causing any discomfort or restricting movement. Adjust as needed during your activities.

Nota: Asegúrate de que las mangas estén seguras pero cómodas, y que los agarres antideslizantes mantengan las mangas en su lugar sin causar incomodidad o restringir el movimiento. Ajusta según sea necesario durante tus actividades.

Nota: Assicurati che le maniche siano sicure ma comode e che le prese antiscivolo mantengano le maniche in posizione senza causare disagio o limitare il movimento. Regola come necessario durante le tue attività.

Remarque: Assurez-vous que les manches sont sécurisées mais confortables et que les bandes antidérapantes maintiennent les manches en place sans causer d'inconfort ou restreindre le mouvement. Ajustez au besoin pendant vos activités.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Manschetten sicher, aber bequem sind und die rutschfesten Griffe die Manschetten ohne Unbehagen oder Einschränkung der Bewegung an ihrem Platz halten. Passen Sie sie bei Bedarf während Ihrer Aktivitäten an.

注意:スリーブがしっかりしているが快適であり、滑り止めグリップが不快感を与えたり動きを制限したりせずにスリーブを固定していることを確認してください。活動中に必要に応じて調整します。

CARE GUIDE

GUIDE D'ENTRETIEN

GUÍA DE CUIDADO

PFLEGEHINWEIS

GUIDA PER LA CURA

ケアガイド



Hand wash in cold water
Lavage à la main à l'eau froide
Lavar a mano en agua fría
Handwäsche in kaltem Wasser
Lavare a mano in acqua fredda
冷水で手洗い



No bleach or fabric softener
Ne pas utiliser d'agent deblanchiment
ou d'adoucissant
No usar lejía ni suavizante de telas
Kein Bleichmittel oder Weichspüler verwenden
Non usare candeggina o ammorbidente
漂白剤または柔軟剤を使わない



Hang or lay flat to dry
Fair sécher à plat ou suspendre
Colgar o secar en plano
Hängen oder flach zum Trocknen auslegen
Appendere o stendere in piano per asciugare
吊るして乾かすか、平らにして乾かす

CONTACT US

We're committed to providing the best experience with our products. If the product wasn't quite what you expected or if you have any questions or concerns, don't hesitate to reach out to us. You can contact our dedicated customer support team at support@bodyprox.com.

KONTAKTIERE UNS

Wir sind verpflichtet, das beste Erlebnis mit unseren Produkten zu bieten. Wenn das Produkt nicht ganz Ihren Erwartungen entsprach oder wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Sie können unser engagiertes Kundensupport-Team unter support@bodyprox.com kontaktieren.

CONTACTEZ-NOUS

Nous nous engageons à vous offrir la meilleure expérience avec nos produits. Si le produit n'a pas tout à fait répondu à vos attentes ou si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez joindre notre équipe d'assistance client dédiée à support@bodyprox.com.

CONTATTACI

Ci impegniamo a fornire la migliore esperienza con i nostri prodotti. Se il prodotto non è esattamente quello che ti aspettavi o se hai domande o dubbi, non esitare a contattarci. Puoi contattare il nostro team di supporto clienti dedicato a support@bodyprox.com.

CONTÁCTANOS

Estamos comprometidos a brindar la mejor experiencia con nuestros productos. Si el producto no fue exactamente lo que esperabas o si tienes alguna pregunta o inquietud, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Puedes contactar a nuestro equipo de atención al cliente dedicado en support@bodyprox.com.

お問い合わせ

私たちは、製品を使用した最高の体験を提供することを約束します。製品が期待通りでなかった場合や、質問や懸念がある場合は、遠慮せずにお問い合わせください。専用のカスタマーサポートチームには、support@bodyprox.comでお問い合わせいただけます。

 @bodyprox

 bodyprox.com

 support@bodyprox.com

BODYPROX®

PREVENT & PROTECT / PRÉVENIR ET PROTÉGER

THIGH COMPRESSION SLEEVES (PACK OF 2)

Boost Your Performance & Recovery

MANGAS DE COMPRESIÓN DE MUSLO (PAQUETE DE 2)

Potencia Tu Rendimiento y Recuperación

MANICOTTI DI COMPRESSIONE PER COSCE (PACCO DA 2)

Potenzia le Tue Prestazioni e Recupero

MANCHONS DE COMPRESSION POUR LES CUISSSES (PACK DE 2)

Stimulez Votre Performance et Récupération

OBERSCHENKEL-KOMPRESSIONSMANSCHETTEN (2ER-PACK)

Steigere Deine Leistung und Erholung

太もも用コンプレッションスリーブ (2枚組)
パフォーマンスと回復の強化