

GRIFEMA

CALIDAD SUPERIOR

INSTRUCTIONS FOR USE



Model:
GA2001

Product name:
SMART BODY FAT SCALE

Brand: **GRIFEMA**
Batch number: **2408**

MANUFACTURER:
PUJIANG RUIKE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD
No.168-55, qianfang avenue, pujiang county, zhejiang province
Email: ibergrif@ibergrif.es


MARKETER:IBERGRIF GRIFERIAS,S.L
Carrer de Laureà Miró, 386, 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona España
Email: ibergrif@ibergrif.es



- EN** **WARNING:** Do not use in wet or slippery conditions to avoid slips and falls
- ES** **ADVERTENCIA:** No utilizar en condiciones húmedas o resbaladizas para evitar resbalones y caídas.
- DE** **WARNUNG:** Nicht bei Nässe oder Glätte verwenden, um Ausrutschen und Stürze zu vermeiden.
- FR** **AVERTISSEMENT :** Ne pas utiliser dans des conditions humides ou glissantes afin d'éviter les glissades et les chutes.
- IT** **AVVERTENZA:** Non utilizzare in condizioni di bagnato o scivoloso per evitare scivolamenti e cadute.
- PL** **OSTRZEŻENIE:** Nie używać w wilgotnych lub śliskich warunkach, aby uniknąć poślizgnięć i upadków.
- NL** **WAARSCHUWING:** Gebruik niet in natte of gladde omstandigheden om uitglijden en vallen te voorkomen.
- SE** **VARNING:** Använd inte i våta eller hala förhållanden för att undvika halkolyckor och fall.

How to use

Remove the insulating tabs from the battery compartment.



Functions

- 1.Maximum weight -150KG/330LB
Minimum weight - 5KG/11LB
- 2.Unit selection
- 3.Automatic switch-off
- 4.Multiple users are supported.



Overload display




Low battery display



Error display

Normal weighing

- 1.Place the scale on a hard, flat floor, gently touch the scale with your feet and then set it down, the scale will automatically turn on, at this time the LCD display shows 0.00;
2. Wait until the value does not change, the foot can leave the weighing body, at this time the display value is the weight.




Attention:

1. To measure body fat correctly, please stand barefoot on the electrodes of the scale.
2. The APP results are for reference only.
3. Make sure the glass surface of the scale is dry to prevent slipping and injury.iones.

EN

Modo de empleo

Retire las lengüetas aislantes del compartimento de las pilas.



Funciones

- 1.Peso máximo -150KG/330LB Peso mínimo - 5KG/11LB
- 2.Selección de unidad
- 3.Apagado automático
- 4.Se admiten múltiples usuarios.



Indicación de sobrecarga




Indicación de batería baja



Indicación de error

Pesaje normal

- 1.Coloque la báscula sobre un suelo duro y plano, toque suavemente la báscula con los pies y luego déjala, la báscula se encenderá automáticamente, en este momento la pantalla LCD muestra 0,00;
2. Espere hasta que el valor no cambie, el pie puede abandonar el cuerpo de pesaje, en este momento el valor de la pantalla es el peso.




Atención:

- 1.Para medir correctamente la grasa corporal, póngase descalzo sobre los electrodos de la báscula.
2. Los resultados de los datos APP son sólo de referencia.
3. Asegúrese de que la superficie de cristal de la báscula esté seca para evitar resbalones y lesiones.

ES

Wie zu verwenden

Entfernen Sie die Isolierlaschen aus dem Batteriefach.



Funktionen

- 1.Maximales Gewicht -150KG/330LB
Mindestgewicht - 5KG/11LB
- 2.Auswahl der Einheit
- 3.Automatische Abschaltung
- 4.Es werden mehrere Benutzer unterstützt.



Überlastungsanzeige




Anzeige für schwache Batterie



Fehleranzeige

Normales Wiegen

- 1.Stellen Sie die Waage auf einen harten, flachen Boden, berühren Sie die Waage berühren Sie die Waage vorsichtig mit Ihren Füßen und stellen Sie sie dann ab, die Waage schaltet sich automatisch Die Waage schaltet sich automatisch ein; zu diesem Zeitpunkt zeigt das LCD-Display 0,00 an;
2. Warten Sie, bis sich der Wert nicht mehr ändert, dann kann der Fuß den Wiegekörper verlassen, zu diesem Zeitpunkt ist der Anzeigewert das Gewicht.




Achtung!

1. Um das Körperfett korrekt zu messen, stellen Sie sich bitte barfuß auf die Elektroden der Waage.
2. Die APP-Ergebnisse dienen nur als Referenz.
3. Achten Sie darauf, dass die Glasoberfläche der Waage trocken ist, um ein Ausrutschen und Verletzungen zu vermeiden.

DE

Comment l'utiliser

Retirez les languettes isolantes du compartiment à piles.



Fonctions

- 1.Poids maximum -150KG/330LB
Poids minimum - 5KG/11LB
- 2.Sélection de l'unité
- 3.Arrêt automatique
- 4.Plusieurs utilisateurs sont pris en charge.



Affichage de la surcharge




Affichage des piles faibles



Affichage des erreurs

Pesée normale

- 1.Placez le pèse-personne sur un sol dur et plat, touchez doucement le pèse-personne avec vos pieds, puis posez-le. avec vos pieds, puis posez-la, la balance s'allume automatiquement.automatiquement, l'écran LCD affiche alors 0,00 ;
2. Attendez que la valeur ne change pas, le pied peut quitter le corps de pesée, la valeur affichée est alors le poids. le pied peut quitter le corps de pesée, la valeur affichée est alors le poids.




Attention :

1. Pour mesurer correctement la graisse corporelle, veuillez vous tenir pieds nus sur les électrodes de la balance.
2. Les résultats de l'APP sont donnés à titre indicatif.
3. Assurez-vous que la surface en verre de la balance est sèche pour éviter de glisser et de vous blesser.

FR

Come si usa

Rimuovere le linguette isolanti dal vano batteria.



Funzioni

- 1.Peso massimo -150KG/330LB
Peso minimo - 5KG/11LB
- 2.Selezione dell'unità
- 3.Spegnimento automatico
- 4.Sono supportati più utenti.



Display di sovraccarico




Display di batteria scarica



Visualizzazione degli errori

Pesatura normale

- 1.Place the scale on a hard, flat floor, gently touch the scale with your feet and then set it down, the scale will automatically turn on, at this time the LCD display shows 0.00;
2. Attendere che il valore non cambi, il piede può lasciare il corpo di pesatura, corpo di pesatura, a questo punto il valore visualizzato è il peso.



Attenzione:

1. Per misurare correttamente il grasso corporeo, è necessario stare a piedi nudi sugli elettrodi della bilancia.
2. I risultati delle APP sono solo di riferimento.
3. Assicurarsi che la superficie di vetro della bilancia sia asciutta per evitare di scivolare e di ferirsi.

IT