


## Sonic Electric Toothbrush

### Operation Instructions



Enjoy Your Life Every Day!

#### Operation Instructions (EN)

##### Important safety information

Before using the product, please read this important information carefully and keep it handy for future reference.

##### Danger

Keep the charger away from the water source. Do not place or store it above or near any container with water, such as bathtub, washbasin, pool, etc. Do not immerse the charger in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger is completely dry before connecting it to the power supply.

##### Warning

Do not replace the power cord. If the power cord is damaged, please discard the charger. You should always use the original-model charger for charging to avoid danger. If the product is damaged (brush head, toothbrush handle or charger), please stop using.

The charger of this product can not charge other brands of electric toothbrush or any product with inductive/wireless charging function, either.

If possible, avoid charging for more than 12 hours. Do not let children play with this product.

• Do not wash the brush head, toothbrush handle or charger in the dishwasher.

• If you have had oral cavity or gum surgery in the past 2 months, please consult your dentist before using this product.

• If the gum bleeds a lot after using this product or it will still bleed after 1 week, please consult your dentist.

• If you feel discomfort or pain when using this product, please also consult your dentist.

• For any questions related to pacemaker or other implantable device, please consult your doctor or the device manufacturer of the implantable device before use.

• If you have medical problems, please consult your doctor before using this product.


• This product is designed only for cleaning teeth and gum only. Do not use it for any other purpose.

• If you feel any discomfort or pain, please stop using this product and contact your dentist or head down hard to the metal axis until it will not go down anymore.

• Please stop using the brush head that deformed or with bent bristles. For bristles of intelligent and curing type, the bristles in the forward will become lighter with use when a brush head should be replaced, so it is recommended to replace the brush head every 3 months. If there are signs of wear, it should be replaced in advance. Do not use other brush heads that are not recommended by the manufacturer.

• If your toothpaste contains peroxide, sodium bicarbonate or other bicarbonates (a common ingredient in whitening toothpaste), be sure to thoroughly clean the brush head with soap and water after each use, which can prevent possible plaque buildup.

#### Parts



(Figure 1)

##### Introduction

Intelligent sonic-wave electric toothbrush (Figure 1)

1. Brush head
2. Body
3. Power on/off button
4. Hidden brushing mode indicator lamp
5. Charging indicator lamp
6. USB charging cable

Note: Items in the packaging box may vary depending on the model purchased.

##### Product Instructions


|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Input voltage: DC 5V     | Rated power: 2W   |
| Product material: PC/ABS | Brush head: Nylon |

##### Preparation for use

Brush head installation steps:  
1. Align the brush heads so that the direction of the bristles is the same as the front of the toothbrush handle (Figure 2).

2. Press the brush head down hard to the metal axis until it will not go down anymore.

##### Instructions




(Figure 2)

#### Charging the product

- Plug the charger into the power socket (Figure 3).
- Connect the body with the charging cable, and the charging indicator lamp will flash until it is fully charged when the indicator is on.
- The body is pre-charged, so you don't need to fully charge it before you use it for the first time.

##### USB charging cable



(Figure 3)

##### Use this product

1. Insert the brush head carefully into the oscillating axis, and leave a certain gap between the brush head and the main body to reserve a working space for the normal work of the brush head.
2. To prevent toothpaste spilling, take a small amount of toothpaste on the brush head before use (generally speaking, sonic-wave electric toothbrush saves more toothpaste than manual toothbrush).
3. First soak the brush head and put it into the mouth, then start the toothbrush.
4. Move the toothbrush slowly with the bristles at 45° to the gum line.
5. Hold the toothbrush handle gently and move slowly in a circular motion. Do not use press it hard.
6. Presses your mouth with water after brushing.

This product can be used only with/for:  
Dental braces (when used with the dental braces, the brush head will wear faster).

Restoration of teeth (filling, crown, porcelain teeth).

##### Brushing mode

**Cleaning mode**  
Effectively remove periodontal plaque (about 30s intervals).  
Cleaning mode is 2 minutes, including four 30s intervals.

**Whitening mode**  
2 minutes to deep whitening teeth, effectively improving tooth surface color.

**Polishing mode**  
Can brighten and polish the front teeth, users can press and hold the power button to stop polishing in advance according to their own needs.

#### Milder mode (beginner mode)

It is suggested that this mode can be used for the beginner which can effectively clean teeth and gently massage gum to improve gum health.

**Soft mode**  
It is a super gentle mode for sensitive teeth and gums which lasts 2 minutes.

##### Toothbrush handle

1. Remove the brush head and wash the metal axis with warm water. Make sure to remove all remaining toothpaste.

**Caution:** Do not press sharp objects on the rubber sealing ring on the metal axis, otherwise it may cause damage.

2. Wipe the entire surface of the toothbrush handle with a wet cloth.

**Caution:** do not use rubbing alcohol of isopropyl, vinegar or bleach to clean the handle, otherwise it may cause discoloration of the handle.

##### Cleaning, service and storage

**Clean the brush head:** wash the brush head and bristles after each use, and dry them with natural air. Do not put the bristles, as the will deform them and cause them to fall off.

**Clean the body:** clean the handle surface with clean water, and scour it with soft cloth, and dry it with natural air. Do not press sharp objects on the rubber sealing ring on the metal axis, otherwise it may cause damage.

**Clean the charger:** clean the slots on the charger with a soft cloth. Be sure to unplug the power plug from the socket before cleaning the charger. Wipe the surface of the charger with a wet cloth and use it after it is completely dry.

**Replace brush head:** professional dentists recommend replacing the brush head every 2-3 months for the best results.

**Clean the bottom of the brush handle:** before charging, be sure to clean the bottom of the brush handle, wipe the bottom surface with a wet cloth, and then charge after the cleaning.

##### Storage

If you do not use this product for a long time, please fully charge the toothbrush handle, unplug the charger from the power socket, clean the two parts and store them in a cool and dry place away from direct sunlight.

##### Recovery

When discarding this product, please do not put it together with the general domestic waste. Instead, hand them to the recycling center designated by the government. This will be beneficial to the environment.

This product contains a built-in rechargeable battery, do not discard the rechargeable battery together with general domestic waste.

Follow your country's regulations on classifying and recycling electronic and electrical products and rechargeable batteries. Proper discarding of products will help to avoid adverse consequences on the environment and human health. Varying period of intelligent sonic-wave electric toothbrush.

#### Manual de Instrucciones (ES)

##### Información importante de Seguridad

Lee atentamente esta información importante antes de utilizar el producto y guárdalo en un lugar seguro para futuras consultas.

##### Peligros

Mantenga el cargador alejado de fuentes de agua y nunca lo coloque o almacene sobre o cerca de cualquier recipiente con agua, como: bañeros, lavabos, fregaderos, etc. No sumerja el cargador en agua ni lo limpie con líquidos. Después de la limpieza, asegúrese de que el cargador esté completamente seco antes de conectarlo a la fuente de alimentación.

##### Advertencia

No se debe sustituir el cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, desecha el cargador. Utilice siempre el tipo de cargador original para la carga, a fin de evitar peligros. Si este producto incluye cable USB (cable de carga, mango de cepillo o cargador), deje de utilizarlo. El cargador de este producto tampoco puede utilizarse para cargar otros modelos de cepillos eléctricos, ni ningún producto con carga por inducción/magnética. Por favor, evite lo más posible cargar durante más de 12 horas. No permita que los niños jueguen con este producto.

• No intente el cabezal, el mango o el cargador del cepillo en el lavavajillas.

• Si se ha recibido una cirugía oral o de las encías en los 2 meses anteriores, consulte a su dentista antes de utilizar este producto.

• Si sus encías sangran abundantemente después de usar este producto o siguen sangrando después de una semana de uso, consulte a su dentista. Si siente molestia o dolor al utilizar este producto, consulte también a su dentista.

• Para cualquier pregunta relacionada con marcapasos u otros dispositivos implantados, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo antes de utilizarlo.

• Si tiene algún problema médico, consulte a su médico antes de utilizar este producto.


• Este producto está diseñado únicamente para la limpieza de dientes y encías. Por favor, no lo utilice para raspar otros tejidos.

• Si siente alguna molestia o dolor, deje de utilizar este producto y póngase en contacto con el médico.

• Este producto se para uso privado y no está destinado a ser utilizado por consultorios o instituciones en múltiples pacientes, el color de su parte delantera se irá haciendo más ligera con el uso y el cabezal deberá ser sustituido en ese momento. Se recomienda cambiar el cabezal cada 3 meses. Si muestran signos de desgaste, deben sustituirse con anterioridad. No utilice nunca un cabezal distinto al recomendado por el fabricante.

• Si es dentífrico que utiliza contiene peróxido, bicarbonato sódico u otros blanqueadores (ingredientes habituales en los dentífricos blanqueadores), asegúrese de limpiar bien el cabezal con agua y jabón después de cada uso. Esto evitará la posible rotura del plástico.

#### Nombre de Partes



(Figure 1)

##### Breve Introducción

Cepillo de Dientes Eléctrico Sónico Inteligente (Figure 1)

1. Cabezal
2. Cuerpo
3. Botón de encendido/apagado
4. Indicador de modo de cepillado oculto
5. Indicador de carga
6. Cable de carga USB

Note: El contenido de la caja puede variar en función del modelo comprado.

##### Dimensional


|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Voltaje de entrada: DC 5V | Potencia: 2.0W |
| Material: PC/ABS          | Cepillo: Nylon |

##### Preparaciones de Uso

**Instalación del cabezal**  
• Alinee el cabezal de forma que las cerdas estén orientadas en la misma dirección que la parte delantera del mango del cepillo (Figure 2).

• Presione con fuerza el cabezal sobre el eje metálico hasta que no se pueda presionar más.

##### Método de Instalación del Cabezal




(Figure 2)

#### Carga del Producto

- Conecte el cargador a una toma de corriente (Figure 3).
- Conecte el cuerpo con el cable de carga, el indicador de carga comenzará a parpadear, y se convertirá en encendido cuando se cargue completamente.
- El cuerpo ya está precargado, por lo que no es necesario cargarlo antes de usarlo por primera vez.

##### Cable de carga USB



(Figure 3)

##### Uso del Producto

**Prep:**  
1. Inserte con cuidado el cabezal en el eje oscilante, dejando un espacio entre el cabezal y el cuerpo para el funcionamiento correcto del cabezal.

2. Para evitar la salida de la pasta de dientes, ponga una pequeña cantidad de pasta en el cabezal antes de usarlo (en general, los cepillos eléctricos sónicos ahorran más pasta de dientes que los manuales).

3. Moje primero el cabezal y colóquelo en la boca antes de activarlo.

4. Mueva el cepillo de dientes lentamente con las cerdas a 45° de la línea de las encías.

5. Sujete suavemente el mango del cepillo y muvalo lentamente con un movimiento circular. No presione con demasiada fuerza.

6. Enjuague la boca con agua después del cepillado.

**Este producto se adapta para su uso en:**  
Aparatos de ortodoncia (los cabezales se desgastan más rápido cuando se utilizan en bráquets), dientes restaurados, lavaplatos, coronas, dientes de porcelana).

##### Modo de Cepillado

**(1) Modo de Limpieza**  
Se elimina efectivamente la placa bacteriana dental (modo por defecto). El modo de limpieza dura 2 minutos e incluye cuatro intervalos de 30 segundos.

**(2) Modo de Blanqueamiento**  
Con 2 minutos de blanqueamiento dental profundo, se mejora de forma efectiva el tono de la superficie dental.

**(3) Modo de Pulido**  
Ajude a pulir los dientes delanteros, y el usuario puede terminar el pulido antes de tiempo pulsando largamente el botón de encendido según sus necesidades.

#### (4) Modo Suave (Modo para Novatos)

Este modo se recomienda a los usuarios novatos para una limpieza eficaz de los dientes y un suave masaje de las encías para mejorar su salud.

##### (5) Modo suave

Es un modo extremadamente suave de 2 minutos para dientes y encías sensibles.

##### Mango del Cepillo

1. Limpie el cabezal y limpie el eje metálico con agua tibia. Asegúrese de eliminar todos los restos de pasta de dientes.

**Note:** No utilice objetos afilados para presionar la junta de goma en el eje metálico, ya que se puede causar daños.

2. Utilice un paño húmedo para limpiar toda la superficie del mango del cepillo.

**Note:** No utilice alcohol tópico (isopropílico, vinagre o lejía para limpiar el mango del cepillo, ya que puede provocar la decoloración del mismo).

##### Mantenimiento de Limpieza y Almacenamiento:

**Limpieza del cabezal:** limpie el cabezal y las cerdas después de cada uso. Evite que se sequen de forma natural. No tire las cerdas, ya que esto las deformará y hará que se cargen.

**Limpieza del cuerpo:**  
Lave la superficie del mango con agua. Enjuague con un paño suave, séquelo de forma natural. No presione la junta de goma del eje metálico con objetos afilados, ya que de lo contrario se puede producir daños.

**Limpieza del cargador:**  
Limpie la superficie del cargador con un paño suave.

**Cambio de cabezal:**  
Los dentistas profesionales recomiendan sustituir el cabezal cada 2-3 meses para obtener los mejores resultados.

**Limpieza de la parte inferior del mango del cepillo:**  
Antes de limpiar la parte inferior del mango del cepillo antes de cargarlo, limpie la superficie inferior con un paño húmedo y enjuague la cara tras la limpieza.

**Almacenamiento:**  
Si se usa este producto durante mucho tiempo, cargue completamente el mango del cepillo, desconecte el cargador de la toma de corriente, limpie ambas partes y guárdelas en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

**Reciclaje**  
• Si se usa este producto, por favor, no lo ponga con la basura doméstica general, sino que entéguelo en un centro de reciclaje designado por el gobierno. Esto beneficia a la protección del medio ambiente. Este producto contiene una batería recargable incorporada. Por favor, no deseché la batería recargable con la basura doméstica general.

Observe la normativa de su país/region sobre el reciclaje por separado de productos electrónicos y electrónicos y de pilas recargables. La eliminación adecuada de los productos evita a evitar consecuencias adversas para el medio ambiente y la salud humana.