

**Oral-B®**

GENIUS X

designed by BRAUN



 **Bluetooth®**  
SMART

Charger Type 3757  
Charging Stand Type 3755  
Handle Type 3771  
Travel Case Type 3760  
Power Cord Type 492-5214

English	6
Español	16
Français	25

**Internet:**

[www.oralb.com](http://www.oralb.com)  
[www.oralb.ca](http://www.oralb.ca)  
[www.braun.com](http://www.braun.com)  
[www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)

Braun GmbH  
Frankfurter Strasse 145  
61476 Kronberg  
Germany/Alemania/Allemagne

**Charger Type 3757**

**Charging Stand Type 3755**

**Handle Type 3771**

**Travel Case Type 3760**

**Power Cord Type 492-5214**

**Tipo de cargador 3757**

**Tipo de base cargadora 3755**

**Tipo de mango 3771**

**Tipo de estuche portátil 3760**

**Tipo de cable eléctrico 492-5214**






**Type de chargeur 3757**









**Type de support de recharge 3755**





**Type de manche 3771**

**Type d'étui de voyage 3760**

**Type de cordon d'alimentation 492-5214**



**A****B****1****2****3****C****D**



---

# IMPORTANT SAFEGUARDS

Your Oral-B® toothbrush has been carefully designed to offer you and your family a unique brushing experience that is both safe and effective.

**When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:**

**Read all instructions before using.**

## DANGER

In order to reduce the risk of electrocution:


1. Do not use while bathing.
2. Do not place or store the charger/charging stand, power cord or charging travel case where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not place the charger/charging stand, power cord or charging travel case in water or other liquid.
4. Do not reach for a charger/charging stand, power cord or charging travel case that has fallen into water. Unplug immediately.

## WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury:

1. Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or persons with disabilities.
2. Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Only use the charger provided with your appliance.
3. Keep cord away from heated surfaces.
4. Never drop the appliance or insert any object into any opening of the appliance.
5. Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged or if it has been dropped into water. If any of these occur, please contact a service center and return the product for examination and repair.
6. Do not use on self when drowsy or on another who is drowsy or sleeping.
7. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

## IMPORTANT

1. Periodically check the entire product/cords/accessories for damage. A damaged or non-functioning unit should no longer be used. If the product/cords/accessories are damaged, take it to an Oral-B Service Center.
2. Do not touch the power plug with wet hands. This can cause an electric shock.
3. When unplugging, always pull the power plug instead of the cord.
4. Do not modify or repair the product. This may cause fire, electric shock or injury. Consult your dealer for repairs or contact an Oral-B Service Center.
5. This appliance contains batteries that are non-replaceable. The appliance has no user serviceable parts. Do not open and disassemble device except when disposing of the battery. Follow handling and disposal instructions of the battery/device described in this manual.
6. Do not use on children under age 3.
7. This toothbrush is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
8. Only use the charger and/or special cord set (smart plug) with integrated Safety Extra Low Voltage power supply provided with your appliance. Do not exchange or tamper with any part of it, otherwise there is risk of an electric shock. If charging stand/charging travel case is marked with  492-5214, only use Braun/Oral-B special cord set (smart plug) with this identification.
9. Small parts may come off, keep out of reach of children.

## CAUTION

To avoid brush head breakage which may generate a small parts choking hazard or damage teeth:

- Prior to each use, ensure the brush head fits well. Discontinue use of the toothbrush, if brush head no longer fits properly. Never use without a brush head.
- If the toothbrush handle is dropped, the brush head should be replaced before the next use even if no damage is visible
- Replace brush head every 3 months or sooner if brush head becomes worn.
- Clean brush head properly after each use (see «Cleaning recommendations» paragraph). Proper cleaning ensures the safe use and functional life of the toothbrush.

If you are undergoing treatment for any oral care condition, consult your dental professional prior to use.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

---

# English

## Important Information

- Your Oral-B toothbrush can be used with your smartphone (find details under «Connecting your toothbrush to your Smartphone»).
- To avoid electromagnetic interference and/or compatibility conflicts, deactivate **Bluetooth®** on your toothbrush handle (5) before using it in restricted surroundings, such as aircrafts or specially marked areas in hospitals.
- Deactivate **Bluetooth** by simultaneously pressing the on/off (3) and mode button (4) for 2 seconds until the **Bluetooth** indicator (7) goes off. Follow the same procedure to reactivate **Bluetooth** again.
- Persons with pacemakers should always keep the toothbrush more than six inches (15 centimeters) from the pacemaker while turned on. Anytime you suspect interference is taking place deactivate **Bluetooth**.

## Description

- 1 Brush head
- 2 Smart Ring
- 3 On/off button
- 4 Brushing mode button
- 5 Handle
- 6 Brushing mode display
- 7 **Bluetooth®** indicator
- 8 Charge level display

### Accessories (depending on model):

- 9 Basic charger (with fixed cord)
- 10 Brush head holder
- 11 Brush head compartment with protective cover
- 12 Charging travel case
- 12a Charge indicator light
- 12b USB port
- 12c Smart plug port
- 12d Inner lid (with smartphone holder)
- 12e Removable inlay
- 13 Power Cord (power supply)
- 14 Charging stand (with detachable cable)
- 15 Beauty bag
- 16 Basic travel case
- 17 Charger pouch

**Note:** Content may vary based on the model purchased.

### Specifications

For voltage specifications refer to the bottom of the charging unit.

Noise level: 68 dB(A)

## Charging and Operating

Your toothbrush has a waterproof handle, is electrically safe and designed for use in the bathroom.

- You may use your toothbrush right away or charge it briefly by placing it on the plugged-in basic charger (9) or charging stand (14). When using the charging stand (14) use the extra power cord (13) provided (picture B). The power cord may be used for all global mains voltage ranges (100 -240V).  
Note: In case the battery is empty (no lights illuminated on charge level display (8) while charging or no reaction when pressing the on/off button (3)), charge at least for 30 minutes.
- The charge level is indicated on the charge level display (8). Flashing lights indicate that the battery is charging (picture ①/B); once it is fully charged, the lights turn off. A full charge typically takes 12 hours and enables at least 2 weeks of regular brushing (twice a day, 2 minutes).  
Note: At a very low charge level, the lights might not flash immediately; it can take up to 30 minutes.
- If the battery is running low, a red light is flashing on the charge level display and the motor is reducing its speed. Once the battery is empty, the motor will stop; it will need at least a 30-minute charge for one usage.
- You can always store the handle on the plugged-in charger to maintain it at full power; a battery overcharge is prevented by device.  
Note: Store handle at room temperature for optimal battery maintenance.

**Caution:** Do not expose handle to temperatures higher than 122°F / 50°C .

## Using your toothbrush

### Brushing technique

Wet brush head and apply any kind of toothpaste. To avoid splashing, guide the brush head to your teeth before switching on the handle (picture ②). When brushing your teeth with one of the Oral-B **oscillating-rotating brush heads** guide the brush head slowly from tooth to tooth, spending a few seconds on each tooth surface. With any brush head start brushing the outsides, then the insides and finally the chewing surfaces. Brush all four quadrants of your mouth equally (picture ③). You may also consult your dentist or dental hygienist about the right technique for you.

In the first days of using any electric toothbrush, your gums may bleed slightly. In general, bleeding should stop after a few days. Should it persist after 2 weeks, please consult your dentist or dental hygienist. If you have sensitive teeth and/or gums, Oral-B recommends using the «Sensitive» mode (optional in combination with an Oral-B «Sensitive» brush head).

### Smart Ring features

Your toothbrush is equipped with a Smart Ring (2) that has various functionalities indicated via different colors of light:

White (default) = Operating and visual timer light  
(choose individual color via Oral-B™ App settings)  
Red = Pressure sensor light  
Blue = Bluetooth® pairing indicator

#### Timer

The timer signals with a short stuttering sound and a flashing light of the Smart Ring at 30-second intervals to move to the next quadrant of your mouth (picture ③). A long stuttering sound and a flashing light indicate the end of the professionally recommended 2-minute brushing time.

The timer memorizes the elapsed brushing time, even when the handle is briefly switched off during brushing. The timer resets if pausing longer than 30 seconds, briefly pressing the mode button (4) during pause or placing the handle on the plugged-in charger.

Note: During the use of the Oral-B™ App, the timer may be deactivated for some features.

Note: You can also customize the timer settings via Oral-B™ App.

#### Pressure sensor

If too much pressure is applied, the Smart Ring (2) will light up in red, reminding you to reduce pressure. Constant high pressure for more than 5 seconds is indicated with a fast flashing Smart Ring (2). In addition the pulsation of the brush head will stop and the oscillation movement of the brush head will be reduced (during «Daily Clean», «Pro Clean» and «Sensitive» mode) (picture ③). Periodically check the operation of the pressure sensor by pressing moderately on the brush head during use.

Note: During the use of the Oral-B™ App, the pressure sensor may be deactivated for some features.

#### **Brushing modes**

Your toothbrush offers different brushing modes indicated on the brushing mode display (6) on your handle («Daily Clean» mode does not illuminate on the brushing mode display):

- «Daily Clean» – Standard mode for daily cleaning
- «Pro Clean» – For an extraordinary clean feeling (operated with a higher frequency)
- «Sensitive» – Gentle, yet thorough cleaning for sensitive areas
- «3D White» – Polishing for occasional or everyday use
- «Gum Care» – Gentle massage of gums
- «Tongue Clean» – Tongue cleaning for occasional or everyday use

When operating the «Tongue Clean» mode, we recommend using the «Sensitive» brush head. You can brush your tongue either with or without toothpaste. Brush the whole area of your tongue systematically in

gentle movements. The recommended brushing time is 20 seconds; indicated with a flashing light of the Smart Ring.

Your toothbrush automatically starts in the mode selected last. To switch to other modes, successively press the mode button during use (picture ④). To return from any mode back to «Daily Clean» mode, press and hold the mode button (4).

Note: You can also customize the mode settings via Oral-B™ App.

## **Brush heads**

Oral-B offers you a variety of different Oral-B brush heads that fit your Oral-B toothbrush handle.

Our **oscillating-rotating brush heads** can be used for tooth-by-tooth precision cleaning.

#### Oral-B CrossAction brush head



Our most advanced brush head. Angled bristles for a precise clean. Lifts and powers away plaque.

#### Oral-B FlossAction brush head



features micropulse bristles that allow for an outstanding plaque removal in the interdental areas.

#### Oral-B 3D White brush head



features a special polishing cup to naturally whiten your teeth. Please note that children under 12 years old should not use the Oral-B «3D White» brush head.

#### Oral-B Sensi Ultrathin brush head



features a combination of regular bristles to clean teeth surfaces and ultrathin bristles for a gentle brushing experience on the gumline.

Most Oral-B brush heads feature light blue INDICATOR® bristles to help you monitor brush head replacement need. With thorough brushing, twice a day for two minutes, the blue color will fade halfway approximately within 3 months, indicating the need to exchange your brush head. If the bristles splay before the color recedes, you may exert too much pressure on teeth and gums.

We do not recommend using the Oral-B «FlossAction» or Oral-B «3D White» brush head with braces. You may use the Oral-B «Ortho» brush head, specifically designed to clean around braces and wires.

## Connecting your toothbrush to your Smartphone

The Oral-B™ App is available for mobile devices running iOS or Android operating systems. It can be downloaded for free from App Store<sup>SM</sup> or Google Play™. Your handle has a sensor installed that, together with a «brushing recognition» feature in the App, helps you to detect what areas to brush and for how long. Furthermore, the Oral-B™ App gives you the opportunity to chart your brushing activities, give you coaching and customize your toothbrush settings.

- Launch the Oral-B™ App. It will guide you through the entire *Bluetooth* pairing procedure. You may also find it under the App's settings (Settings -> Toothbrush).  
Note: Oral-B™ App functionality is limited if *Bluetooth* is deactivated on your smartphone (for directions please refer to your smartphone's user manual).
- Any App instructions will be displayed on your smartphone.
- If *Bluetooth* is activated on your handle, the *Bluetooth* indicator (7) illuminates. Once the handle is paired, with the App, the Smart Ring (2) flashes briefly.
- Keep your smartphone in close proximity (within 16ft/5m distance) when using it with the handle. Make sure the smartphone is safely positioned in a dry place.

Note: Your smartphone must support *Bluetooth* 4.0 (or higher)/*Bluetooth* Smart in order to pair your handle. Compatible smartphones are listed in App Store<sup>SM</sup> or Google Play™.

Caution: Follow your smartphone's user manual to ensure your phone/charger is designed for use in a bathroom environment.

## Cleaning recommendations

After brushing, rinse your brush head under running water with the handle switched on. Switch off and remove the brush head. Clean handle and brush head separately; wipe them dry before reassembling. Unplug the basic charger/charging stand before cleaning (picture ⑤).

To be cleaned with a damp cloth only:

Basic charger (9), charging stand (14), charger pouch (17), charging travel case (12), basic travel case (16), and power cord (13).

Dishwasher-Safe: brush head holder (10), brush head compartment and protective cover (11), removable inlay (12e) of the charging travel case (picture B3).  
Hand wash: beauty bag (15) only with lukewarm water (86°F - 104°F / 30°C - 40°C).

## Accessories (depending on model)

### Charging Travel Case

- To charge your handle (5) place it on the pin in the charging travel case (12) and connect it to an electric outlet, using the extra power cord (13) provided. The power cord may be used for all global mains voltage ranges (100 -240V).
- The flashing light (12a) of the charging travel case indicates that the handle is charging. Once the handle is fully charged the light turns off. A full charge typically takes 12 hours (picture B1).  
Note: You may use the USB port (12b) to charge an electric device while the charging travel case is plugged in. The handle can only be charged with the power cord (13) (12c) and not via USB port.
- The inner lid of the travel case has a built-in smartphone holder (12d), which can hold your smartphone while using (picture B2). Before use, make sure your phone fits the stand and keeps stable.
- Cleaning: The removable inlay (12e) (picture B3) of the travel case is dishwasher-safe (picture ⑤). The outer case should be cleaned with a damp cloth only. Make sure that travel case parts are completely dry before reassembling and toothbrush/brush heads are dry before storing in the travel case.

Note: Clean stains on travel case surface immediately. Store travel case in a clean and dry place.

Follow your smartphone's user manual to ensure your phone/charger is designed for use in a bathroom environment.

### Beauty Bag / Charger Pouch / Basic Travel Case

Store the clean and dry toothbrush/brush heads in the basic travel case (16) and place it inside the beauty bag (15) (picture C). Store the charger/charging stand in the charger pouch (17) (picture D). Cleaning: Clean stains on surfaces immediately. The beauty bag should be hand washed only with lukewarm water (86°F - 104°F / 30°C - 40°C). Basic travel case and charger pouch should be cleaned with a damp cloth only (picture ⑤). Store in clean and dry place.

Subject to change without notice.

## Environmental Notice

Product contains batteries and/or recyclable electric waste. For environment protection do not dispose in household waste, but for recycling take to electric waste collection points provided in your country.



## Information

### Bluetooth® radio module

Although all indicated functions on the *Bluetooth* device are supported, Oral-B does not ensure 100% reliability in connection, and feature operation consistency.

Operation performance and connection reliability are direct consequences of each individual *Bluetooth* device, software version, as well as the operating system of those *Bluetooth* devices and company security regulations implemented on the device. Oral-B adheres to and strictly implements the *Bluetooth* standard by which *Bluetooth* devices can communicate and function in Oral-B toothbrushes. However, if device manufacturers fail to implement this standard, *Bluetooth* compatibility and features will be further compromised and the user may experience functional and feature-related issues. Please note that the software on the *Bluetooth* device can significantly affect compatibility and operation.

### 1) Warranty – Exclusions and Limitations

This limited warranty applies only to the new products manufactured by or for The Procter & Gamble Company, its Affiliates or Subsidiaries (“P&G”) that can be identified by the Braun/Oral-B trademark, trade name, or logo affixed thereto. This limited warranty does not apply to any non-P&G product including hardware and software. P&G is not liable for any damage to or loss of any programs, data, or other information stored on any media contained within the product, or any non-P&G product or part not covered by this limited warranty. Recovery or reinstallation of programs, data or other information is not covered under this limited warranty.

This limited warranty does not apply to (i) damage caused by accident, abuse, misuse, neglect, misapplication, or non-P&G product; (ii) damage caused by service performed by anyone other than Braun or authorized Braun service location; (iii) a product or part that has been modified without the written permission of P&G, and (iv) damage arising out of the use of or inability to use the Oral-B Smartphone stand/puck, Smartphone mirror holder, or charging travel case (“Accessories”).

### 2) Using your smartphone holder

The Oral-B Accessories included in the package has been designed to provide you with a convenient way to position your smartphone while you are using the

Oral-B App. Try multiple orientations of your smartphone in the Oral-B smartphone holder prior to use to determine the best positioning of your smartphone in the holder. Be sure to try this in a manner which will not harm your smartphone if it falls out of the stand. Do not use in automobiles.

### LIMITATION OF LIABILITY

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL P&G, ITS DISTRIBUTORS OR SUPPLIERS BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, OF ANY NATURE WHATSOEVER, ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE ORAL-B ACCESSORIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, INJURY TO PERSONS, PROPERTY DAMAGE, LOSS OF VALUE OF ANY THIRD PARTY PRODUCTS THAT ARE USED IN OR WITH THE ORAL-B ACCESSORIES, OR LOSS OF USE OF THE ORAL-B ACCESSORIES OR ANY THIRD PARTY PRODUCTS THAT ARE USED IN OR WITH THE ORAL-B ACCESSORIES, EVEN IF P&G HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT P&G HAS NO LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR DESTRUCTION TO CONSUMER ELECTRONICS DEVICES OR OTHER PERSONAL PROPERTY THAT ARE CONTAINED ON OR EXTERIOR TO THE ORAL-B ACCESSORIES, OR ANY LOSS OF DATA CONTAINED IN THE FOREGOING DEVICES. IN NO EVENT SHALL ANY RECOVERY AGAINST ORAL-B EXCEED THE ACTUAL PRICE PAID FOR THE PURCHASE OF THE PRODUCT.

### Warranty replacement brush heads

Oral-B warranty will be voided if electric rechargeable handle damage is found to be attributed to the use of non-Oral-B replacement brush heads.

Oral-B does not recommend the use of non-Oral-B replacement brush heads.

- Oral-B has no control over the quality of non-Oral-B replacement brush heads. Therefore, we cannot ensure the cleaning performance of non-Oral-B replacement brush heads, as communicated with the electric rechargeable handle at time of initial purchase.
- Oral-B cannot ensure a good fit of non-Oral-B replacement brush heads.
- Oral-B cannot predict the long-term effect of non-Oral-B replacement brush heads on handle wear.

All Oral-B replacement brush heads carry the Oral-B logo and meet Oral-B’s high quality standards. Oral-B does not sell replacement brush heads or handle parts under any other brand name.

## **Satisfaction Guaranteed or Your Money Back:**

---

Try it with no risk for 60 days!

If you are not 100% satisfied, call 1-877-593-4199 to receive a full refund. Return the product in its original packaging along with the original cash receipt postmarked within 60 days of purchase to receive a pre-paid card in the amount of purchase. Terms of prepaid card apply.

Your Oral-B toothbrush must be returned in its original packaging and be postmarked no later than 60 days after the date of purchase. Please allow 6-8 weeks for handling. In the U.S., the shipment return costs of the product is the responsibility of the consumer. Sorry: No refunds will be made for any Oral-B product damaged by accident, neglect, unreasonable use or lost in the post.

Terms and conditions apply. For further details please contact our customer service.

## Trouble Shooting

Problem	Possible reason	Remedy
<b>APP</b>		
Handle does not operate (properly) with Oral-B™ App.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oral-B™ App is closed.</li> <li>2. <i>Bluetooth</i> is not activated on smartphone.</li> <li>3. <i>Bluetooth</i> is deactivated on handle; <i>Bluetooth</i> indicator (7) is off.</li> <li>4. <i>Bluetooth</i> connection to smartphone has been lost.</li> <li>5. Your smartphone does not support <i>Bluetooth</i> 4.0 (or higher)/<i>Bluetooth</i> Smart.</li> <li>6. Handle on plugged-in charger.</li> <li>7. Outdated Oral-B™ App.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Launch Oral-B™ App.</li> <li>2. Activate <i>Bluetooth</i> on smartphone (described in its user manual).</li> <li>3. Activate <i>Bluetooth</i> by simultaneously pressing on/off (3) and mode button (4) for 2 seconds until <i>Bluetooth</i> indicator (7) turns on.</li> <li>4. Pair handle and smartphone again via App settings. Keep your smartphone in close proximity when using it with handle.</li> <li>5. Your smartphone must support <i>Bluetooth</i> 4.0 (or higher)/<i>Bluetooth</i> Smart in order to pair handle. Check App Store<sup>SM</sup> or Google Play™ for compatible smartphones.</li> <li>6. <i>Bluetooth</i> is deactivated while handle is placed on plugged-in charger.</li> <li>7. Download latest Oral-B™ App.</li> </ol>
Reset to factory settings.	Original App functionality wanted.	Press and hold on/off button (3) for 10 seconds until all indicator lights double blink simultaneously.
<b>TOOTHBRUSH</b>		
Handle is not operating (during first use).	Battery has a very low charge level; no lights illuminate.	Charge at least for 30 min.
Short stuttering sounds/flashing light after 2 minutes or handle does not operate any timer.	Timer has been modified/deactivated via App.	Use App to change timer settings or perform factory reset (see App Trouble Shootings).
Handle does not charge.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Battery is at a very low charger level.</li> <li>2. Ambient temperature for charging is out of valid range (<math>\leq 32^{\circ}\text{F}</math> and <math>\geq 140^{\circ}\text{F}</math>) / (<math>\leq 0^{\circ}\text{C}</math> and <math>\geq 60^{\circ}\text{C}</math>).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Charging lights might not flash immediately; it can take up to 30 minutes.</li> <li>2. Recommended ambient temperature for charging is <math>41^{\circ}\text{F} / 5^{\circ}\text{C}</math> to <math>95^{\circ}\text{F} / 35^{\circ}\text{C}</math>.</li> </ol>
<b>ACCESSORIES</b>		
Charging performance of USB-connected devices via charging travel case are not as expected.	Your USB-connected device may require your manufacturer's power source to fulfill its charging performance.	Use original manufacturer power source of USB-connected device to achieve desired charging performance.

In some limited situations, your toothbrush may turn off due to nearby electromagnetic fields in the range of 621 to 714 MHz. This is not damaging to your toothbrush; you may turn it back on to continue brushing.

---

# FOR USA ONLY

## Limited 2-Year Warranty

Oral-B warrants this appliance to be free of defects in material and workmanship for a period of two years from the date of original purchase at retail. If the appliance exhibits such a defect, Oral-B will, at its option, repair or replace it without cost for parts and labor. The product must be carried in or shipped, prepaid and insured (recommended), to an authorized Oral-B Service Center. Proof of date of original purchase is required.

The cost to ship the product to an authorized Service Center is the responsibility of the consumer, the cost to return the product to the consumer is the responsibility of Oral-B. This warranty does not cover finishes or normal wear, nor does it cover damage resulting from accident, misuse, dirt, water, tampering, unreasonable use, service performed or attempted by unauthorized service agencies, failure to provide reasonable and necessary maintenance, including recharging, or units that have been modified or used for commercial purposes.

This appliance is equipped with a *Bluetooth* Smart approved radio module. Failure to establish a *Bluetooth* Smart connection to specific smart phones is not covered under the device guarantee, unless the *Bluetooth* radio module of this appliance is damaged. The *Bluetooth* devices are warranted by their own manufacturers and not by Oral-B. Oral-B does not influence or make any recommendations to device manufacturers, and therefore Oral-B does not assume any responsibility for the number of compatible devices with our *Bluetooth* systems.

Oral-B reserves the right, without any prior notice, to make any technical modifications or changes to system implementation of device features, interface, and menu structure changes that are deemed necessary to ensure that Oral-B systems function reliably.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO EVENT WILL ORAL-B BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other legal rights which vary from state to state.

## How to obtain service in the USA

Should this product require service, please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

### To obtain service:

- A. Carry the product in to the authorized Oral-B Service Center of your choice or,
- B. Ship the product to the authorized Oral-B Service Center of your choice. Pack the product well. Ship the product prepaid and insured (recommended). Include a copy of your proof of purchase to verify warranty coverage, if applicable.

### To obtain original Oral-B replacement parts and accessories:

Contact an authorized Oral-B Service Center.

Please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

*To order original Oral-B replacement parts and accessories (including replacement brush heads) by phone: Please call 1-800-566-7252.*

*To speak to an Oral-B Consumer Service Representative: Please call 1-800-566-7252.*

### **FCC Compliance Statement**

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### Section 15.21 Information to user:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### Section 15.105 (b)

Note: This equipment has been tested and found to comply with the Limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

---

# FOR CANADA ONLY

## Limited 2-Year Warranty

In the event this appliance fails to function within the specified warranty period because of defects in material or workmanship, and the consumer returns the unit to an authorized service center, Braun Canada will, at its option either repair or replace the unit without additional charge to the consumer. This warranty does not cover any product which has been damaged by dropping, tampering, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies, misuse or abuse. This warranty excludes units which have been modified or used for commercial purposes.

This appliance is equipped with a *Bluetooth* Smart approved radio module. Failure to establish a *Bluetooth* Smart connection to specific smart phones is not covered under the device guarantee, unless the *Bluetooth* radio module of this appliance is damaged. The *Bluetooth* devices are warranted by their own manufacturers and not by Oral-B. Oral-B does not influence or make any recommendations to device manufacturers, and therefore Oral-B does not assume any responsibility for the number of compatible devices with our *Bluetooth* systems.

Oral-B reserves the right, without any prior notice, to make any technical modifications or changes to system implementation of device features, interface, and menu structure changes that are deemed necessary to ensure that Oral-B systems function reliably.

To the extent allowed by law, Braun Canada shall not be responsible for loss of the product, loss of time, inconvenience, commercial loss, special or consequential damages. The provisions of this warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in applicable provincial legislation.

## How to obtain service in Canada

Should this product require service, please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

### *To obtain service:*

- A. Carry the product in to the authorized Oral-B Service Center of your choice or,
- B. Ship the product to the authorized Oral-B Service Center of your choice. Pack the product well.  
Ship the product prepaid and insured (recommended). Include a copy of your proof of purchase to verify warranty coverage, if applicable.

### *To obtain original Oral-B replacement parts & accessories:*

Contact an authorized Oral-B Service Center.

Please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

### *To speak to an Oral-B Service Representative:*

Please call 1-800-566-7252.

## IC Compliance Notice

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

# MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Su cepillo dental Oral-B® ha sido diseñado cuidadosamente para ofrecerles a usted y a su familia una extraordinaria experiencia de cepillado que sea a la vez segura y eficaz.

Quando use un aparato eléctrico, especialmente si hay niños presentes, tome las medidas de seguridad básicas, entre las cuales se incluyen las siguientes:

**Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.**

## PELIGRO

Para disminuir el riesgo de electrocución:


1. No lo use mientras se baña o se ducha.
2. No coloque ni almacene el cargador o la base cargadora, el cable eléctrico o el estuche portátil con cargador en lugares donde pudieran caerse o halarse a la bañera o al lavamanos.
3. No coloque el cargador o la base cargadora, el cable eléctrico o el estuche portátil con cargador en agua ni en otros líquidos.
4. Si el cargador o la base cargadora, el cable eléctrico o el estuche portátil con cargador se caen al agua, no trate de sacarlos. Desenchúfelos de inmediato.

## ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones:

1. Supervise detenidamente el uso de este aparato cuando sea empleado por, en o cerca de niños o personas discapacitadas.
2. Use este producto solamente para el propósito indicado tal como se describe en este manual. No utilice accesorios que no estén recomendados por el fabricante. Use solamente el cargador provisto con el aparato.
3. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
4. No deje caer el aparato ni le introduzca objetos en ninguna de sus aberturas.
5. No use este producto si el enchufe o el cable están dañados, o si no funciona debidamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Ante cualquiera de estos eventos, comuníquese con un centro de servicio técnico y envíe el producto para su revisión y reparación.
6. No lo use en usted mismo si está adormecido ni en otras personas que estén adormecidas o dormidas.
7. No lo use al aire libre ni en lugares donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.

## IMPORTANTE

1. Revise con frecuencia el producto, los cables y los accesorios para asegurarse de que no estén dañados. No se debe usar una unidad dañada o que no funcione. Si el producto, sus cables o accesorios están dañados, lívelos a un centro de servicio Oral-B.
2. No toque el enchufe con las manos mojadas, ya que podría sufrir una descarga eléctrica.
3. Para desenchufar el aparato, asegúrese de jalar del enchufe y no del cable.
4. No modifique ni repare el producto. Esto puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones. Consulte con su distribuidor o comuníquese con el centro de servicio Oral-B para obtener información sobre reparaciones.
5. Este aparato contiene baterías que no pueden reemplazarse. Ninguna parte del aparato puede ser reparada por usted mismo. No abra ni desmonte el aparato, excepto si va a desechar la batería. Siga las instrucciones de manipulación y desecho de la batería/el aparato que se describen en este manual.
6. No use este producto en niños menores de 3 años.
7. Este cepillo dental es un aparato de cuidado personal y no está diseñado para ser usado en varios pacientes en un consultorio o institución dental.
8. Use solamente el cargador o cable eléctrico especial (enchufe inteligente) con transformador de seguridad de voltaje extrabajo integrado que se ha provisto con el aparato. No cambie o manipule ninguna de sus piezas, de otro modo estará en riesgo de descarga eléctrica. Si la base cargadora o estuche portátil con cargador están marcados con el símbolo  492-5214, use solamente el cable eléctrico especial (enchufe inteligente) de Braun/Oral-B que está identificado con este número.
9. Contiene partes pequeñas que se pueden desprender. Mantenga fuera del alcance de los niños.

## PRECAUCIÓN

Para evitar que el cabezal del cepillo se quiebre, lo cual podría generar un peligro de asfixia con partes pequeñas o causar daños en los dientes:

- Antes de cada uso, asegúrese de que el cabezal encaja bien. Suspenda el uso del cepillo si el cabezal ya no encaja adecuadamente. Nunca use el producto sin un cabezal.
- Si el mango del cepillo dental se cae, se debe cambiar el cabezal del cepillo antes de volver a usarlo, incluso cuando a simple vista parezca no haber sufrido daño alguno.
- Reemplace el cabezal del cepillo cada 3 meses o antes si este se desgasta.
- Limpie adecuadamente el cabezal del cepillo después de cada uso (ver el párrafo «Recomendaciones de limpieza»). La limpieza adecuada asegura el uso seguro y la vida útil del cepillo dental.

Si está bajo tratamiento por alguna enfermedad bucal, consulte a su profesional dental antes de usar este producto.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## Información importante

- Su cepillo dental Oral-B se puede usar con su teléfono inteligente (los detalles se encuentran en «Cómo conectar su cepillo dental a su teléfono inteligente»).
- Para evitar la interferencia electromagnética o conflictos de compatibilidad, desactive el **Bluetooth®** del mango de su cepillo dental (5) antes de usarlo en áreas restringidas, como aviones o zonas especialmente designadas en hospitales.
- Para desactivar el **Bluetooth**, oprima el botón de encendido y apagado (3) y el botón selector de modo (4) de manera simultánea durante 2 segundos hasta que el indicador de **Bluetooth** (7) se apague. Realice el mismo procedimiento para restablecer nuevamente la transmisión **Bluetooth**.
- Cuando el cepillo dental está encendido, las personas con marcapasos siempre deben mantenerlo a una distancia mayor de seis pulgadas (15 centímetros) del marcapasos. Si piensa que existe alguna interferencia, desactive el **Bluetooth** del cepillo dental.

## Descripción

- 1 Cabezal del cepillo
- 2 Anillo inteligente
- 3 Botón de encendido y apagado
- 4 Botón de modos de cepillado
- 5 Mango
- 6 Indicador de modo de cepillado
- 7 Indicador de transmisión **Bluetooth®**
- 8 Indicador de nivel de carga

### Accesorios (según el modelo):

- 9 Cargador básico (con cable fijo)
- 10 Soporte para cabezales de cepillo
- 11 Compartimiento de cabezales de cepillo con cubierta protectora
- 12 Estuche portátil con cargador
- 12a Luz indicadora de carga
- 12b Puerto USB
- 12c Puerto del enchufe inteligente
- 12d Tapa interior (con soporte para teléfono inteligente)
- 12e Parte interna removible
- 13 Cable eléctrico (fuente de alimentación)
- 14 Base cargadora (con cable removible)
- 15 Estuche suave
- 16 Estuche portátil básico
- 17 Bolsa para el cargador

**Nota:** El contenido puede variar según el modelo que haya adquirido.

### Especificaciones

Para ver las especificaciones de voltaje, consulte el texto que aparece en la parte inferior del cargador.

Nivel de ruido: 68 dB(A)

## Cómo utilizar y cargar

Este cepillo dental tiene un mango a prueba de agua, no presenta riesgo de descarga eléctrica y está diseñado para usarse en el cuarto de baño.

- Usted puede usar su cepillo dental de inmediato o cargarlo brevemente poniéndolo en el cargador básico (9) o la base cargadora (14) conectados. Cuando use la base cargadora (14), utilice el cable eléctrico extra (13) provisto (imagen B). El cable eléctrico puede usarse en todos los rangos de voltaje de las redes eléctricas globales (de 100 a 240 V).

Nota: Si la batería estuviera descargada [ninguna luz encendida en el indicador de nivel de carga (8) mientras se está cargando o el aparato no reacciona al presionar el botón de encendido y apagado (3)], cargue el producto por lo menos 30 minutos.

- El nivel de carga se muestra en el indicador de nivel de carga (8). Cuando las luces parpadean, esto indica que la batería se está cargando (imagen ①/B); cuando la carga esté completa, las luces se apagan. La carga completa normalmente toma 12 horas y rinde por lo menos dos semanas de cepillado regular (dos veces al día por dos minutos cada vez).

Nota: Cuando el nivel de carga está muy bajo, puede que las luces no parpadeen de inmediato; esto puede tomar hasta 30 minutos.

- Si la carga de la batería está baja, se encenderá una luz roja que parpadea en la pantalla de nivel de carga y la velocidad del motor disminuirá. Cuando la batería esté descargada, el motor se detendrá; deberá cargarla durante mínimo 30 minutos para obtener un uso.
- Siempre puede dejar el mango colocado en el cargador conectado a fin de mantener la carga máxima; la batería del aparato no se va a sobrecargar.  
Nota: Para mantener la batería en óptimas condiciones, guarde el mango a temperatura ambiente.

**Precaución:** No exponga el mango a temperaturas superiores a los 122 °F/50 °C.

## Cómo usar su cepillo dental

### Técnica de cepillado

Enjuague el cabezal del cepillo y ponga cualquier tipo de pasta dental. Para evitar salpicaduras, acerque el cabezal del cepillo a los dientes antes de encender el mango (imagen ②). Al cepillar los dientes con uno de los cabezales **Oral-B de oscilación y rotación**, guíe el cabezal lentamente de un diente a otro, deteniéndose unos cuantos segundos en cada superficie de los dientes. Con cualquier cabezal de

cepillo dental, comience a cepillar la cara exterior y, luego, la cara interior. Finalmente, cepille las superficies de masticación. Cepille los cuatro cuadrantes de la boca en forma homogénea (imagen ③). También puede consultar a su dentista o higienista dental para saber qué técnica es la mejor para usted.

Durante los primeros días de uso de cualquier cepillo dental eléctrico, las encías pueden sangrar un poco. Por lo general, el sangrado debería detenerse en pocos días. Si el sangrado continúa al cabo de dos semanas, consulte con su dentista o higienista dental. Si tiene dientes o encías sensibles, Oral-B le recomienda usar el modo Sensible («Sensitive»), (opcional en combinación con el cabezal Sensible, «Sensitive», de Oral-B).

### Características del anillo inteligente

Su cepillo dental está dotado de un anillo inteligente (2) con diferentes funciones que se indican según los colores de la luz:

Blanco (predeterminado): Luz del medidor de tiempo de operación y visual (elija el color individual mediante la configuración de la aplicación de Oral-B™)

Rojo: Luz del sensor de presión

Azul: Indicador de sincronización con *Bluetooth®*

### Medidor de tiempo

El medidor de tiempo le indica cada intervalo de 30 segundos con un sonido corto intermitente y una luz que parpadea en el anillo inteligente para que pase al siguiente cuadrante de la boca (imagen ③). Un sonido largo intermitente y una luz que parpadea le indicarán la finalización de los 2 minutos de cepillado recomendado por los profesionales.

El medidor de tiempo graba el tiempo de cepillado transcurrido, incluso cuando se apaga el mango brevemente durante el cepillado. El medidor de tiempo se restablece cuando se detiene el cepillado durante más de 30 segundos, se oprime brevemente el botón selector de modo (4) durante la pausa o se coloca el mango en el cargador conectado.

Nota: Cuando esté usando la aplicación de Oral-B™, el medidor de tiempo se puede desactivar para algunas funciones.

Nota: También puede personalizar la configuración del medidor de tiempo desde la aplicación de Oral-B™.

### Sensor de presión

Si aplica demasiada presión, se encenderá el anillo inteligente (2) con luz roja, como recordatorio para reducir la presión. Si aplica mucha presión constantemente por más de 5 segundos, una luz rápida intermitente en el anillo inteligente (2) se lo indicará. Además de esto, la pulsación del cabezal del cepillo se detendrá y el movimiento de oscilación del cabezal disminuirá (al usar los modos limpieza diaria («Daily Clean»), limpieza profesional («Pro Clean») y sensible («Sensitive») (imagen ③).

De vez en cuando, revise el funcionamiento del sensor de presión al presionar con moderación el cabezal del cepillo durante el uso.

Nota: Cuando esté usando la aplicación de Oral-B™, el sensor de presión se puede desactivar para algunas funciones.

### Modos de cepillado

Su cepillo dental ofrece diferentes modos de cepillado que se indican en el indicador de modo de cepillado (6) del mango [el modo limpieza diaria («Daily Clean») no se enciende en el indicador de modo de cepillado]:

<b>Limpieza diaria («Daily Clean»)</b>	– Modo estándar de limpieza diaria
<b>Limpieza profesional («Pro Clean»)</b>	– Para obtener una sensación extraordinaria de limpieza (funciona con una frecuencia más alta)
<b>Sensible («Sensitive»)</b>	– Limpieza delicada pero minuciosa de las zonas sensibles
<b>Blanqueado («3D White»)</b>	– Pulido para uso diario u ocasional
<b>Cuidado de las encías («Gum Care»)</b>	– Masaje suave de las encías
<b>Limpieza de lengua («Tongue Clean»)</b>	– Limpieza de la lengua para usar ocasionalmente o todos los días

Cuando esté usando el modo Limpieza de lengua («Tongue Clean»), recomendamos usar el cabezal sensible («Sensitive»). Puede cepillarse la lengua ya sea con o sin pasta dental. Cepille toda el área de la lengua de manera sistemática con movimientos suaves. El tiempo de cepillado recomendado es de 20 segundos, que se indica con la luz intermitente del anillo inteligente.

Su cepillo dental comienza a funcionar automáticamente en el último modo que utilizó. Para elegir otros modos, oprima sucesivamente el botón selector de modo (imagen ④). Para seleccionar nuevamente el modo Limpieza diaria («Daily Clean»), oprima el botón selector de modo (4) y manténgalo presionado.

Nota: También puede personalizar las funciones de modo desde la aplicación de Oral-B™.

## Cabezales

Oral-B le brinda una variedad de cabezales de cepillo que se adaptan al mango de su cepillo dental Oral-B.

Nuestros **cabezales de oscilación y rotación** se pueden usar para limpiar los dientes con precisión uno por uno.

### Cabezal Oral-B CrossAction



Nuestro cabezal de cepillo más avanzado. Tiene cerdas anguladas para brindar una limpieza precisa. Levanta y arrasa la placa dental.

### Cabezal Oral-B FlossAction



cuenta con cerdas micropulse que permiten la máxima eliminación de la placa dental en las áreas interdentales.

### Cabezal Oral-B 3D White



cuenta con un centro pulidor especial que blanquea los dientes de manera natural. Tenga en cuenta que los niños menores de 12 años no deben usar el cabezal de cepillo Oral-B «3D White».

### Cabezal Oral-B Sensi Ultrathin



cuenta con una combinación de cerdas regulares para limpiar las superficies dentales y cerdas ultradelgadas para obtener una experiencia más delicada de cepillado en el borde de las encías.

La mayoría de los cabezales Oral-B cuentan con cerdas azules indicadores INDICATOR® para ayudarlo a saber cuándo es necesario reemplazar el cabezal. Con un cepillado completo, dos veces al día durante dos minutos, el color azul se desvanecerá hasta la mitad en un periodo aproximado de 3 meses, indicando así que necesitará cambiar el cabezal de su cepillo. Si las cerdas se separan y se abren antes de que se desvanezca el color, es posible que usted esté ejerciendo demasiada presión sobre los dientes y las encías.

No se recomienda usar los cabezales Oral-B «FlossAction» u Oral-B «3D White» con frenos dentales. Puede utilizar el cabezal Oral-B «Ortho», el cual está específicamente diseñado para limpiar alrededor de frenos y alambres.

## Cómo conectar el cepillo dental a su teléfono inteligente

La aplicación de Oral-B™ está disponible para dispositivos móviles que funcionen con sistemas operativos iOS o Android. Puede descargarla gratuitamente del App Store<sup>SM</sup> o de Google Play™. Su mango tiene instalado un sensor que, junto con la función «brushing recognition» («reconocimiento de cepillado») de la aplicación, le ayuda a detectar qué áreas cepillar y por cuánto tiempo. Adicionalmente, la

aplicación de Oral-B™ le permite llevar un registro de sus cepillados y personalizar la configuración de su cepillo dental, además que le dará consejos.

- Abra la aplicación Oral-B™. Esta le guiará en todo el proceso de sincronización con *Bluetooth*. También podrá encontrar esto en la configuración de la aplicación («Settings -> Toothbrush», «Configuración -> Cepillo dental»).  
Nota: La funcionalidad de la aplicación de Oral-B™ será limitada si el *Bluetooth* está desactivado en su teléfono (consulte el manual de usuario de su teléfono para ver las instrucciones respectivas).
- Todas las instrucciones de la aplicación se mostrarán en su teléfono.
- Si el *Bluetooth* está activado en el mango de su cepillo, el símbolo de *Bluetooth* se encenderá (7). Cuando se completa la sincronización con el mango mediante la aplicación, el anillo inteligente (2) se enciende brevemente.
- Mantenga su teléfono inteligente cerca (a una distancia de máximo 16 ft/5 m) cuando lo use con el mango del cepillo dental. Asegúrese de poner su teléfono a salvo en un lugar seco.

Nota: Su teléfono debe tener *Bluetooth* versión 4.0 (o más reciente) o *Bluetooth* Smart para que pueda conectarse con el mango de su cepillo dental. La lista de los teléfonos compatibles se encuentra en la App Store<sup>SM</sup> o en Google Play™.

Precaución: Siga el manual del usuario de su teléfono para asegurarse de que su teléfono y cargador están diseñados para usarse en el ambiente de un cuarto de baño.

## Recomendaciones de limpieza

Después de cepillarse, mantenga el mango encendido y enjuague el cabezal del cepillo con agua corriente. Apáguelo y retire el cabezal del cepillo. Limpie el mango y el cabezal del cepillo por separado; séquelos bien antes de unir las piezas nuevamente. Desconecte el cargador básico o la base cargadora antes de limpiarlos (imagen 6).

Para limpiar solamente con un paño húmedo: cargador básico (9), base cargadora (14), bolsa para el cargador (17), estuche portátil con cargador (12), estuche portátil básico (16) y cable eléctrico (13).

Se pueden lavar en el lavaplatos: soporte para cabezales de cepillo (10), compartimiento de cabezales de cepillo y cubierta protectora (11) y parte interna removible (12e) del estuche portátil con cargador (imagen B3).

Lavar a mano: estuche suave (15), solamente con agua tibia (86 °F-104 °F/30 °C-40 °C).

## Accesorios (según el modelo)

### Estuche portátil con cargador

- Para cargar el mango (5), colóquelo en el pin que se encuentra en el estuche portátil con cargador (12) y conéctelo al tomacorriente con el enchufe inteligente extra (13) incluido. El cable eléctrico puede usarse en todos los rangos de voltaje de las redes eléctricas globales (de 100 a 240 V).
- La luz intermitente (12a) del estuche portátil con cargador indica que el mango se está cargando. Cuando la carga del mango esté completa, la luz se apaga. La carga completa puede demorarse hasta 12 horas (imagen B1).  
Nota: Puede usar el puerto USB (12b) para recargar un dispositivo eléctrico mientras el estuche portátil con cargador esté conectado. El mango solo se puede recargar con el enchufe inteligente (13) (12c), no mediante el puerto USB.
- La tapa interior del estuche portátil tiene incorporado un soporte para teléfono inteligente (12d), en el cual puede poner su teléfono durante el uso (imagen B2). Antes de usar, asegúrese de que su teléfono cabe en el soporte y se mantiene estable.
- **Limpeza:** La parte interna removible (12e) (imagen B3) se puede lavar en el lavaplatos (imagen 5). La parte externa del estuche se debe limpiar solo con un paño húmedo. Asegúrese de que las partes del estuche portátil estén completamente secas antes de volver a ensamblarlo y de que el cepillo dental y los cabezales estén secos antes de guardarlos en el estuche portátil.

Nota: Limpie de inmediato las manchas en la superficie del estuche portátil. Guarde el estuche portátil en un lugar limpio y seco.

Siga el manual del usuario de su teléfono para asegurarse de que su teléfono y cargador están diseñados para usarse en el ambiente de un cuarto de baño.

### Estuche suave/bolsa para el cargador/estuche portátil básico

Guarde el cepillo dental y los cabezales limpios y secos en el estuche portátil básico (16) y ponga este en el estuche suave (15) (imagen C). Guarde el cargador/la base cargadora en la bolsa para el cargador (17) (imagen D). **Limpeza:** Limpie de inmediato las manchas en las superficies. El estuche suave solo se debe lavar a mano con agua tibia (86 °F-104 °F/30 °C-40 °C). El estuche portátil básico y la bolsa para el cargador solo se deben limpiar con un paño húmedo (imagen 5). Guarde en un lugar limpio y seco.

Sujeto a cambios sin previo aviso.

## Aviso acerca del medio ambiente

Este producto contiene baterías o residuos eléctricos reciclables. Para proteger el medio ambiente, no deseche junto con los residuos domésticos, sino que llévalo a los puntos de recolección de basura electrónica de su país para que sean reciclados.



## Información

### sobre el módulo de radio Bluetooth®

Aunque todas las funciones del dispositivo *Bluetooth* que se han descrito son compatibles, Oral-B no asegura la confiabilidad de la conexión al 100 % ni la uniformidad en el funcionamiento de las características.

El desempeño de operación y la confiabilidad de la conexión están directamente relacionados con cada dispositivo *Bluetooth*, la versión de los programas, así como el sistema operativo de los dispositivos *Bluetooth* y las normas de seguridad de cada compañía implementadas en el dispositivo. Oral-B cumple con e implementa estrictamente el estándar de *Bluetooth* según el cual los dispositivos *Bluetooth* pueden funcionar y comunicarse en los cepillos dentales Oral-B.

Sin embargo, si los fabricantes de dispositivos no implementan dicho estándar, la compatibilidad con *Bluetooth* y las características se podrán ver comprometidas y puede que el usuario experimente problemas relacionados con las características o en las funciones. Tenga en cuenta que el programa del dispositivo *Bluetooth* puede afectar de manera significativa la compatibilidad y el funcionamiento.

### 1) Garantía; exclusiones y limitaciones

Esta garantía limitada es aplicable solo para los productos nuevos fabricados por o para The Procter & Gamble Company o sus filiales ("P&G") que se pueden identificar por la marca registrada, la designación comercial o el logo de Braun/Oral-B estampado en ellos. Esta garantía limitada no es aplicable para cualquier producto que no sea de P&G, incluyendo hardware o software. P&G no se hace responsable por daños a o pérdidas de programas, datos u otra información guardada en todo material que el producto contenga, o cualquier producto o parte que no sea de P&G y que no está cubierto por esta garantía limitada. La recuperación o reinstalación de programas, datos u otra información no está amparada por esta garantía limitada.

Esta garantía limitada no es aplicable en caso de (i) daños causados por accidente, abuso, uso incorrecto, negligencia, mal uso, o causados por productos que no son de P&G; (ii) daños causados por reparaciones realizadas por cualquier parte que no sea Braun o un

centro de servicio Braun autorizado; (iii) un producto o parte que haya sido modificado sin el permiso escrito de P&G, y (iv) daños resultantes del uso o la incapacidad de usar la base para teléfono inteligente, el soporte de espejo para teléfono inteligente o el estuche portátil con cargador ("Accesorios").

## 2) Uso del soporte para teléfono inteligente

Los accesorios de Oral-B que se incluyen en el paquete han sido diseñados para brindarle una manera conveniente de colocar su teléfono inteligente cuando esté usando la aplicación de Oral-B. Pruebe varias posiciones de su teléfono en el soporte para teléfono inteligente antes de usar para determinar el mejor posicionamiento de su teléfono en el soporte. Asegúrese de probar esto de manera que no dañe su teléfono inteligente si se cae del soporte. No lo use en automóviles.

## LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES PERTINENTES, NI P&G NI SUS PROVEEDORES O DISTRIBUIDORES SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES O EMERGENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS DE CUALQUIER TIPO QUE SUFRA USTED O CUALQUIER TERCERO COMO CONSECUENCIA DEL USO DE O LA INCAPACIDAD DE USAR LOS ACCESORIOS DE ORAL-B, INCLUYENDO, Y SIN ESTAR LIMITADOS A, LESIONES A PERSONAS, DAÑO A LA PROPIEDAD, DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS DE CUALQUIER TERCERO QUE SE USEN EN O CON LOS ACCESORIOS ORAL-B, O PÉRDIDA DEL USO DE LOS ACCESORIOS DE ORAL-B O CUALQUIER PRODUCTO DE TERCEROS QUE SE USE EN O CON LOS ACCESORIOS DE ORAL-B, INCLUSO SI P&G HA SIDO INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. SIN PERJUICIO DE LO MENCIONADO ANTERIORMENTE, USTED ENTIENDE Y ACEPTA QUE P&G NO ES RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO O POR LA DESTRUCCIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DEL CONSUMIDOR Y CUALQUIER OTRA PROPIEDAD PERSONAL CONTENIDA EN O EXTERIOR A LOS ACCESORIOS DE ORAL-B, O POR CUALQUIER PÉRDIDA DE DATOS EN LOS DISPOSITIVOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE. NINGÚN RESARCIMIENTO CONTRA ORAL-B DEBERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SOBREPASAR EL PRECIO REAL PAGADO AL COMPRAR EL PRODUCTO.

## Acerca de la garantía de los cabezales de repuesto

La garantía de Oral-B será anulada si se encuentra que el daño al mango eléctrico recargable se debió al uso de cabezales de repuesto que no eran de Oral-B. Oral-B no recomienda el uso de cabezales de repuesto que no sean de Oral-B.

- Oral-B no puede controlar la calidad de cabezales de repuesto que no sean Oral-B. Por lo tanto, no aseguramos el rendimiento de limpieza de los cabezales de repuesto que no sean de Oral-B como se comunicó con el mango eléctrico recargable al momento de la compra inicial.
- Oral-B no puede asegurar el buen ajuste de los cabezales de repuesto que no sean de Oral-B.
- Oral-B no puede predecir el efecto, a largo plazo, que los cabezales de repuesto que no son de Oral-B tendrán en el desgaste del mango.

Todos los cabezales de repuesto Oral-B tienen el logotipo de Oral-B y cumplen con los altos estándares de calidad de Oral-B. Oral-B no vende cabezales de repuesto o partes del mango bajo ningún otro nombre de marca.

## Satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero:

¡Pruébelo por 60 días sin compromisos!

Si no queda 100 % satisfecho, llame al 1-877-593-4199 para recibir un reembolso total. Para recibir una tarjeta prepagada por el monto total de la compra, devuelva el producto en su embalaje original junto con el recibo de caja original, con timbre postal dentro de los 60 días a partir de la fecha compra. Se aplican los términos de la tarjeta prepagada.

Debe devolver el cepillo Oral-B en su presentación original dentro de un paquete con timbre postal dentro de los 60 días a partir de la fecha de compra. Espere de 6 a 8 semanas para procesar. En EE. UU., el costo de envío para devolver el producto es responsabilidad del consumidor. Lo sentimos: No se realizarán reembolsos para aquellos productos Oral-B dañados por accidente, negligencia o uso indebido, o que se hayan perdido en el correo.

Se aplican términos y condiciones. Para obtener más información, comuníquese con nuestro centro de servicio al cliente.

## Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
<b>APLICACIÓN</b>		
El mango no funciona (bien) con la aplicación de Oral-B™.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La aplicación de Oral-B™ está cerrada.</li> <li>2. El <i>Bluetooth</i> no está activado en el teléfono inteligente.</li> <li>3. El <i>Bluetooth</i> está desactivado en el mango; el indicador de <i>Bluetooth</i> (7) está apagado.</li> <li>4. Se ha perdido la conexión de <i>Bluetooth</i> con el teléfono.</li> <li>5. Su teléfono inteligente no es compatible con <i>Bluetooth</i> 4.0 (o más reciente)/<i>Bluetooth</i> Smart.</li> <li>6. El mango está en el cargador conectado.</li> <li>7. La aplicación de Oral-B™ no está actualizada.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abra la aplicación de Oral-B™.</li> <li>2. Active el <i>Bluetooth</i> en su teléfono inteligente (como se indique en el manual de usuario del teléfono).</li> <li>3. Active el <i>Bluetooth</i> oprimiendo el botón de encendido y apagado (3) y el botón selector de modo (4) de manera simultánea durante 2 segundos hasta que el indicador de <i>Bluetooth</i> (7) se encienda.</li> <li>4. Sincronice de nuevo el mango y el teléfono mediante la configuración de la aplicación. Mantenga su teléfono inteligente cerca cuando lo use con el mango.</li> <li>5. Su teléfono debe tener <i>Bluetooth</i> versión 4.0 (o más reciente)/<i>Bluetooth</i> Smart para que pueda conectarse con el mango. Revise qué teléfonos son compatibles en la App Store<sup>SM</sup> or Google Play™.</li> <li>6. El <i>Bluetooth</i> se desactiva cuando el mango está puesto en el cargador conectado.</li> <li>7. Descargue la aplicación de Oral-B™ más reciente.</li> </ol>
Restablecer la configuración del fabricante.	Se desea la funcionalidad original de la aplicación.	Presione el botón de encendido y apagado (3) durante 10 segundos hasta que todas las luces indicadoras parpadeen dos veces simultáneamente.
<b>CEPILLO DENTAL</b>		
El mango no funciona (durante el primer uso).	El nivel de carga de la batería está muy bajo; ninguna luz se enciende.	Cargue por lo menos 30 minutos.
Sonidos intermitentes/luz que parpadea luego de 2 minutos o ningún medidor de tiempo del mango funciona.	El medidor de tiempo se ha modificado o desactivado desde la aplicación.	Use la aplicación para modificar la configuración del medidor de tiempo o para restablecer la configuración del fabricante (lea la solución de problemas para la aplicación).
El mango no se carga.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La batería tiene un nivel de carga muy bajo.</li> <li>2. La temperatura ambiental para recargar está fuera del rango aceptable (<math>\leq 32\text{ }^{\circ}\text{F}</math> y <math>\geq 140\text{ }^{\circ}\text{F}</math>) / (<math>\leq 0\text{ }^{\circ}\text{C}</math> y <math>\geq 60\text{ }^{\circ}\text{C}</math>).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puede que las luces indicadoras de recarga no parpadeen de inmediato; esto puede tomar hasta 30 minutos.</li> <li>2. La temperatura ambiental que se recomienda para la recarga es de <math>41\text{ }^{\circ}\text{F}/5\text{ }^{\circ}\text{C}</math> a <math>95\text{ }^{\circ}\text{F}/35\text{ }^{\circ}\text{C}</math>.</li> </ol>
<b>ACCESORIOS</b>		
El desempeño de recarga para los dispositivos conectados al puerto USB del estuche con cargador no es como se esperaba.	Puede que el dispositivo conectado al puerto USB requiera estar conectado con el accesorio de fuente de alimentación provisto por el fabricante del mismo para lograr el desempeño de recarga.	Use la fuente de alimentación provista por el fabricante del dispositivo que conectó al puerto USB para lograr el desempeño de recarga deseado.

Puede que su cepillo dental se apague en algunas situaciones específicas debido a campos electromagnéticos cercanos en el rango de 621 a 714 MHz. Esto no causará daños a su cepillo dental y usted puede volver a encenderlo para continuar cepillándose.

---

# SOLO PARA EE. UU.

## **Garantía limitada de 2 años**

Oral-B garantiza que este aparato no presentará defectos en sus materiales ni en su fabricación durante un periodo de dos años a partir de la fecha de compra original al detalle. Si el aparato presentara algún defecto de este tipo, Oral-B se reserva la opción de repararlo o reemplazarlo sin costo alguno de repuestos y mano de obra. El producto debe llevarse o enviarse por correo prepagado y asegurado (opción recomendada) a un centro de servicio Oral-B autorizado. Se requiere presentar el comprobante con la fecha original de compra.

El costo de envío del producto a un centro de servicio autorizado es responsabilidad del consumidor, el costo de la devolución del producto al consumidor es responsabilidad de Oral-B. Esta garantía no cubre el acabado ni el desgaste normal. Tampoco cubre ningún daño ocasionado por accidentes, uso indebido, suciedad, agua, alteraciones, abuso, reparaciones realizadas o intentadas por agencias de servicio no autorizadas, falta del mantenimiento necesario y razonable, incluida la recarga, o unidades que se han modificado o usado con fines comerciales.

Este aparato está dotado de un módulo de radio *Bluetooth* Smart aprobado. El no establecer una conexión *Bluetooth* Smart con ciertos teléfonos inteligentes no está contemplado en la garantía del aparato, a menos que el módulo de radio *Bluetooth* de este aparato esté dañado. Los dispositivos *Bluetooth* tienen garantía de sus fabricantes y no de Oral-B. Oral-B no influencia o hace recomendaciones a los fabricantes de dispositivos, y por lo tanto Oral-B no asume ninguna responsabilidad por el número de dispositivos compatibles con nuestros sistemas *Bluetooth*.

Oral-B se reserva el derecho, sin notificación previa, de hacer modificaciones técnicas o cambios a la implementación en el sistema de características del aparato, la interfaz o cambios en la estructura del menú que se consideren necesarios para asegurar el funcionamiento confiable de los sistemas de Oral-B.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, SE LIMITAN A DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA. ORAL-B NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA POR DAÑOS INDIRECTOS OCASIONADOS POR EL USO DE ESTE PRODUCTO.

En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de los daños indirectos o secundarios, por lo que es posible que la limitación anterior no rija para usted. Esta garantía le concede derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos legales que varíen de un estado a otro.

## **Cómo obtener servicio en EE. UU.**

En caso de que este producto requiera servicio técnico, llame al 1-800-566-7252 para que lo remitan al centro de servicio Oral-B autorizado de su localidad.

*Para obtener servicio de reparación:*

- A. Lleve el producto al centro de servicio Oral-B autorizado de su elección, o
- B. Envíe el producto al centro de servicio Oral-B autorizado de su elección. Empaque bien el producto y envíelo por correo prepagado y asegurado (opción recomendada). Incluya una copia del comprobante de compra para corroborar la cobertura de la garantía, si corresponde.

*Para obtener repuestos y accesorios originales Oral-B:*

Comuníquese con un centro de servicio Oral-B autorizado. Sírvase llamar al 1-800-566-7252 para que lo remitan al centro de servicio Oral-B autorizado de su localidad.

*Para hacer pedidos de accesorios y repuestos originales Oral-B (incluso cabezales de repuesto) por teléfono:*

Sírvase llamar al 1-800-566-7252.

*Para hablar con un representante de servicio al cliente de Oral-B:*

Sírvase llamar al 1-800-566-7252.

### **Declaración de cumplimiento con la FCC**

Este aparato cumple con la parte 15 del reglamento de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (Federal Communications Commission, FCC). Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) este aparato no podrá causar interferencia dañina y (2) este aparato debe recibir cualquier interferencia, inclusive la interferencia que pudiera causar un funcionamiento indeseado.

Sección 15.21 Información para el usuario:

Los cambios o modificaciones que no estén expresamente autorizados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo.

Sección 15.105 (b)

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites para un aparato digital Clase B, conforme a la Parte 15 de la normativa de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones radiales. Sin embargo, no se puede asegurar que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo en efecto causa una interferencia dañina a la señal de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se aconseja que el usuario trate de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Oriente la antena de recepción hacia otro punto o muévela.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente que forme parte de un circuito diferente del circuito al que el receptor está conectado.
- Busque asistencia del distribuidor o de un técnico de radio/TV.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Votre brosse à dents Oral-B® a été soigneusement conçue pour vous offrir à vous et à votre famille une expérience de brossage unique à la fois sécuritaire et efficace.

Toujours suivre les consignes de sécurité suivantes lorsqu'un appareil électrique est utilisé, surtout en présence d'un enfant :

**Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.**

## DANGER

Pour réduire les risques d'électrocution :


1. Ne pas utiliser dans le bain ou la douche.
2. Éviter de placer ou de ranger le chargeur/le support de recharge, le cordon d'alimentation ou l'étui de voyage avec chargeur intégré à un endroit d'où ils pourraient tomber ou être poussés dans la baignoire ou le lavabo.
3. Éviter d'immerger le chargeur/le support de recharge, le cordon d'alimentation ou l'étui de voyage avec chargeur intégré dans l'eau ou dans tout autre liquide.
4. Ne pas toucher le chargeur/le support de recharge, le cordon d'alimentation ou l'étui de voyage avec chargeur intégré s'ils sont tombés dans l'eau. Le débrancher immédiatement.

## MISE EN GARDE

Afin de réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

1. L'utilisation de ce produit par un jeune enfant ou une personne handicapée, ou en présence de ces derniers, doit être faite sous étroite supervision.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé conformément au mode d'emploi. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant. Utiliser seulement le chargeur fourni avec l'appareil.
3. Tenir le cordon loin des surfaces chaudes.
4. Ne jamais laisser tomber l'appareil ni introduire un objet dans un quelconque orifice de l'appareil.
5. Ne jamais utiliser ce produit si la prise ou le cordon sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou s'il a été immergé dans l'eau. Si l'une de ces situations se produit, veuillez communiquer avec un centre de services et retourner le produit pour qu'il soit examiné et réparé.
6. Ne pas utiliser si vous êtes somnolent ou sur une autre personne somnolente ou endormie.
7. Ne pas utiliser à l'extérieur ni à des endroits où des aérosols sont pulvérisés ou que de l'oxygène est administré.

## IMPORTANT

1. Vérifier périodiquement que le produit/le cordon/les accessoires en entier ne sont pas endommagés. Ne pas utiliser un appareil électrique endommagé ou qui ne fonctionne plus. Si le produit/le cordon/les accessoires sont endommagés, les apporter dans un centre de services Oral-B.
2. Ne pas toucher la prise d'alimentation avec les mains mouillées. Il y a risque d'électrocution.
3. Au moment de débrancher l'appareil, toujours tirer la prise, jamais le cordon d'alimentation.
4. Ne pas modifier le produit et ne pas tenter de le réparer. Cela pourrait causer un incendie, une électrocution ou une blessure. Communiquer avec le détaillant ou le centre de services Oral-B si des réparations sont nécessaires.
5. Cet appareil contient des piles qui ne peuvent pas être remplacées. Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Ne pas l'ouvrir ni le démonter, sauf pour en retirer la pile. Manipuler et jeter la pile/l'appareil conformément au mode d'emploi.
6. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
7. Cette brosse à dents est un appareil de soins personnels et n'est pas conçue pour être utilisée sur de multiples patients dans une clinique dentaire ou tout autre établissement.
8. Utiliser seulement le chargeur ou le cordon spécial (prise intelligente) avec le bloc d'alimentation à sortie de basse tension de sécurité fourni avec l'appareil. Ne pas modifier ou échanger aucune des parties, car autrement, il y a des risques d'électrocution. Si le symbole  492-5214 se trouve sur le chargeur/l'étui de voyage avec chargeur intégré, utiliser seulement le cordon spécial (prise intelligente) de Braun/Oral-B.
9. De petites pièces peuvent se détacher. Tenir hors de la portée des enfants.

## ATTENTION

Pour éviter que la brosette ne se brise, ce qui pourrait générer de petites pièces qui représenteraient un risque d'étouffement ou endommager les dents :

- S'assurer que la brosette s'emboîte bien avant chaque utilisation. Cesser l'utilisation de la brosse à dents si la brosette ne s'emboîte plus correctement. Ne jamais utiliser la brosse sans brosette.
- Remplacer la brosette avant l'utilisation si l'appareil tombe et ce, même si aucun dommage n'est apparent.
- Remplacer la brosette tous les 3 mois, ou plus tôt si la brosette est usée.
- Bien nettoyer la brosette après chaque utilisation (voir le paragraphe sur l'« Entretien »). Un nettoyage approprié de la brosse permet de garantir son utilisation sécuritaire et sa durée de vie.

Si vous suivez un traitement pour une affection buccale, consultez un professionnel des soins buccodentaires avant d'utiliser la brosse à dents.

## CONSERVER CE MODE D'EMPLOI

## Renseignements importants

- Votre brosse à dents Oral-B peut être utilisée avec votre téléphone intelligent (pour plus de détails, recherchez « Connectez votre brosse à dents à votre téléphone intelligent »).
- Pour éviter tout problème de compatibilité ou d'interférence électromagnétique, désactivez **Bluetooth®** du manche de votre brosse à dents (5) avant de l'utiliser dans des zones réglementées comme les avions ou les endroits spécialement désignés dans les hôpitaux.
- Désactivez **Bluetooth** en appuyant simultanément sur les boutons Marche/arrêt (3) et Mode (4) pendant 2 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur **Bluetooth** (7) s'éteigne. Suivez la même procédure pour réactiver **Bluetooth**.
- Les personnes qui ont un stimulateur cardiaque doivent toujours garder la brosse à dents à plus de 15 centimètres (6 pouces) du stimulateur lorsque celle-ci est en marche. Si vous soupçonnez qu'il y a interférence, désactivez **Bluetooth**.

## Description

- 1 Brossette
- 2 Anneau intelligent
- 3 Bouton Marche/arrêt
- 4 Bouton Mode de brossage
- 5 Manche
- 6 Affichage du mode de brossage
- 7 Indicateur **Bluetooth®**
- 8 Indicateur de charge

### Accessoires (selon le modèle) :

- 9 Chargeur de base (avec cordon d'alimentation fixe)
- 10 Support à brossettes
- 11 Compartiment à brossettes avec couvercle protecteur
- 12 Étui de voyage avec chargeur intégré
- 12a Voyant lumineux d'indicateur de charge
- 12b Port USB
- 12c Port de la prise intelligente
- 12d Couvercle intérieur (avec support à téléphone intelligent)
- 12e Intérieur amovible
- 13 Cordon d'alimentation (bloc d'alimentation)
- 14 Support de recharge (avec fil amovible)
- 15 Trousse de beauté
- 16 Étui de voyage de base
- 17 Étui pour chargeur

**Remarque :** Le contenu peut varier selon le modèle.

### Spécifications

Pour connaître les spécifications électriques, consulter les renseignements imprimés sous le chargeur.

Niveau de bruit : 68 dB(A)

## Chargement et fonctionnement

Cette brosse à dents est dotée d'un manche à l'épreuve de l'eau et est un appareil électrique sécuritaire conçu pour être utilisé dans la salle de bains.

- Il est possible d'utiliser la brosse à dents immédiatement ou de la charger en la plaçant brièvement sur le chargeur de base branché (9) ou le support de recharge (14). Lors de l'utilisation du support de recharge (14), utiliser le cordon d'alimentation (13) supplémentaire fourni (illustration B). Le cordon d'alimentation peut être utilisé pour toutes les tensions de secteur globales variant de 100 à 240 V.  
Remarque : Si la pile est vide (aucun voyant lumineux sur l'indicateur de charge (8) pendant le chargement ou rien ne se passe après avoir appuyé sur le bouton Marche/arrêt (3)), charger la brosse à dents pendant au moins 30 minutes.
- Le niveau de charge est indiqué sur l'indicateur de charge (8). Les voyants clignotants indiquent que la brosse se charge (illustration ①/B). Lorsque la brosse est complètement chargée, les voyants s'éteignent. Il faut compter jusqu'à 12 heures pour charger complètement l'appareil, ce qui permet au moins 2 semaines de brossage régulier (2 fois par jour, pendant 2 minutes).  
Remarque : Lorsque le niveau de charge est très bas, les voyants peuvent ne pas clignoter immédiatement; cela peut prendre jusqu'à 30 minutes avant qu'ils ne s'allument.
- Lorsque la pile est faible, une lumière rouge clignote sur l'indicateur de charge et la vitesse du moteur est réduite. Lorsque la pile est complètement déchargée, le moteur s'arrêtera et la brosse devra être chargée pendant au moins 30 minutes avant d'être utilisée pour un brossage.
- Vous pouvez toujours ranger le manche de la brosse à dents sur le chargeur pour qu'il conserve une charge maximale. Il n'y a aucun risque de surcharger la pile.  
Remarque : Ranger le manche de la brosse à dents à une température ambiante pour un maintien optimal de la pile.

**Attention :** Ne pas exposer le manche à des températures de plus de 50 °C (122 °F).

## Brossage des dents

### Technique de brossage

Mouillez la brossette et appliquez n'importe quel dentifrice. Pour éviter les éclaboussures, placez la brosse sur vos dents avant de la mettre en marche (illustration ②). Lorsque vous vous brossez les dents avec une des **brossettes oscillantes et rotatives** de Oral-B, déplacez lentement la brossette d'une dent à

l'autre, en brossant la surface de chaque dent durant quelques secondes. Avec n'importe quelle brosse, brossez d'abord les surfaces extérieures des dents, puis les surfaces intérieures, et enfin les surfaces de mastication. Brossez les quadrants de la bouche de façon égale (illustration ③). Vous pouvez également consulter votre dentiste ou votre hygiéniste dentaire pour savoir quelle technique vous convient le mieux.

Durant les premiers jours d'utilisation d'une brosse à dents électrique, il est possible que vos gencives saignent légèrement. En général, ces saignements devraient cesser au bout de quelques jours. S'ils persistent plus de deux semaines, veuillez consulter votre dentiste ou hygiéniste dentaire. Oral-B recommande aux gens dont les dents ou les gencives sont sensibles d'utiliser le mode « Sensible » (optionnel en combinaison avec la brosse « Sensitive » (Sensible)).

### Caractéristiques de l'anneau intelligent

Votre brosse à dents est dotée d'un anneau intelligent (2) dont les nombreuses fonctionnalités sont indiquées par des voyants lumineux de différentes couleurs : Blanc (par défaut) = Voyant lumineux de mise en marche et du minuteur (choisir une couleur via les paramètres de l'application Oral-B™) Rouge = Voyant lumineux du détecteur de pression Bleu = Indicateur de pairage Bluetooth®

#### Minuteur

Le minuteur émet un bref son saccadé et un voyant de l'anneau intelligent clignote toutes les 30 secondes pour vous indiquer le moment de changer de quadrant (illustration ③). Un long son saccadé et un voyant clignotant indiquent que le temps de brossage de 2 minutes recommandé par les professionnels est atteint.

Le minuteur mémorise le temps de brossage écoulé, même lorsque le manche est brièvement mis en arrêt pendant le brossage. Le temps est remis à zéro lorsque le manche est mis en arrêt pendant plus de 30 secondes, lorsque le bouton de choix de mode de brossage (4) est enfoncé brièvement lorsque le manche est mis en arrêt ou lorsque le manche est déposé sur le chargeur branché.

Remarque : Lors de l'utilisation de l'application Oral-B™, le minuteur peut être désactivé pour certaines caractéristiques.

Remarque : Vous pouvez également personnaliser les paramètres du minuteur grâce à l'application Oral-B™.

#### Détecteur de pression

Si vous exercez trop de pression sur vos dents, le voyant lumineux rouge de l'anneau intelligent (2) s'allumera pour vous rappeler d'appliquer moins de pression. Un clignotement rapide de l'anneau intelligent (2) indique une pression élevée constante de plus de 5 secondes. De plus, la pulsation de la brosse s'arrêtera et le mouvement d'oscillation de la brosse

sera réduit pendant le brossage en modes « Nettoyage quotidien », « Nettoyage professionnel » et « Sensible » (illustration ③). Assurez-vous régulièrement du bon fonctionnement du détecteur de pression en appuyant modérément sur la brosse lorsque vous brossez les dents.

Remarque : Pendant l'utilisation de l'application Oral-B™, le détecteur de pression peut être désactivé pour certaines caractéristiques.

### Modes de brossage (selon le modèle)

Les différents modes de brossage offerts avec votre brosse à dents sont indiqués sur l'affichage du mode de brossage (6) de votre manche (sauf le mode de brossage « Nettoyage quotidien » qui ne s'affiche pas sur l'affichage du mode de brossage) :

- « **Nettoyage quotidien** » – Mode standard pour le nettoyage quotidien
- « **Nettoyage professionnel** » – Pour une sensation extraordinaire de propreté (nettoyage effectué à fréquence plus élevée)
- « **Sensible** » – Pour un nettoyage en douceur mais complet des zones sensibles
- « **3D White** » – Pour un polissage quotidien ou occasionnel
- « **Soin des gencives** » – Pour masser délicatement les gencives
- « **Nettoyage de la langue** » – Nettoyage de la langue occasionnel ou quotidien

Lorsque vous utilisez le mode « Nettoyage de la langue », nous vous recommandons d'utiliser la brosse « Sensitive ». Vous pouvez brosser votre langue avec ou sans dentifrice. Brossez toute la surface de votre langue en effectuant des mouvements délicats. Le temps de brossage recommandé est de 20 secondes et sera indiqué par un voyant clignotant de l'anneau intelligent.

La brosse à dents démarre automatiquement avec le dernier mode de brossage utilisé. Pour passer d'un mode à un autre, appuyez successivement sur le bouton Mode durant l'utilisation (illustration ④). Pour revenir de n'importe quel mode à « Nettoyage quotidien », appuyez sur le bouton Mode (4) et maintenez-le enfoncé.

Remarque : Vous pouvez également personnaliser les paramètres des modes grâce à l'application Oral-B™.

## Brossettes

Oral-B offre une variété de différentes brosettes qui conviennent à votre manche Oral-B.

Nos **brossettes oscillantes et rotatives** peuvent être utilisées pour un nettoyage et rotatis dent par dent.

### Brossette Oral-B CrossAction



Notre brosette la plus avancée. Soies orientées pour un nettoyage précis. Soulève et déloge la plaque.

### Brossette Oral-B FlossAction



Met en vedette des soies micropulse qui enlèvent remarquablement la plaque entre les dents.

### Brossette Oral-B 3D White



Met en vedette une cupule de polissage spéciale qui blanchit naturellement les dents. Veuillez noter que les enfants de moins de 12 ans ne devraient pas utiliser la brosette Oral-B « 3D White ».

### Brossette Oral-B Sensi Ultrathin



Met en vedette un ensemble de soies régulières qui nettoient les surfaces des dents ainsi que des soies ultra-minces qui offrent une expérience de brossage en douceur sur les gencives.

La plupart des brosettes Oral-B se distinguent par leurs soies INDICATOR® bleu pâle qui vous aident à évaluer quand remplacer la brosette. Lorsque la brosette est utilisée correctement, c'est-à-dire deux fois par jour pendant deux minutes chaque fois, la couleur bleue des soies s'estompe à mi-hauteur après environ 3 mois d'utilisation pour indiquer de changer la brosette. Si les soies s'aplatissent avant que la couleur ne s'estompe, c'est que vous exercez probablement une pression trop forte sur vos dents et vos gencives pendant le brossage.

Nous ne recommandons pas d'utiliser la brosette Oral-B « FlossAction » ou Oral-B « 3D White » si vous portez un appareil orthodontique. Vous pouvez utiliser la brosette Oral-B « Ortho » spécialement conçue pour nettoyer autour des broches et des fils.

## Branchement de votre brosse à dents à votre téléphone intelligent

L'application Oral-B™ est disponible pour les systèmes d'exploitation iOS ou Android des appareils mobiles.

Elle peut être téléchargée gratuitement dans l'App Store<sup>SM</sup> ou Google Play™.

Votre manche est doté d'un détecteur qui, conjointement avec la caractéristique « reconnaissance du brossage » de l'application, vous aide à détecter quelles zones brosser et pendant combien de temps les brosser. De plus, l'application Oral-B™ vous offre l'occasion de faire le suivi de votre brossage, vous donne des conseils et vous permet de personnaliser les paramètres de votre brosse à dents.

- Lancez l'application Oral-B™. Suivez la procédure affichée pour effectuer le pairage *Bluetooth*. Vous pouvez aussi la trouver dans les paramètres de l'application (Paramètres -> Brosse à dents). Remarque : Si la réceptivité *Bluetooth* de votre téléphone est désactivée, les fonctionnalités offertes par l'application Oral-B™ seront limitées (consultez le guide de l'utilisateur de votre téléphone intelligent pour les directives).
- L'application affichera toute autre directive sur votre téléphone intelligent.
- Si la fonctionnalité *Bluetooth* de votre manche est activée, l'indicateur *Bluetooth* (7) s'illuminera. Une fois que le pairage du manche avec l'application est effectué, l'anneau intelligent (2) clignote brièvement.
- Lorsque vous utilisez votre brosse à dents, gardez votre téléphone intelligent à proximité (à moins de 5 m (16 pi)). Assurez-vous que votre téléphone intelligent est placé dans un endroit sec et sécurisé.

Remarque : Votre téléphone intelligent doit supporter *Bluetooth* 4.0 ( ou une version ultérieure)/*Bluetooth* Smart pour se connecter au manche de votre brosse à dents.

La liste des téléphones intelligent compatibles se trouve sur l'App Store<sup>SM</sup> ou Google Play™.

Attention : Suivez le guide d'utilisateur de votre téléphone intelligent pour vous assurer que votre téléphone/chargeur est conçu pour être utilisé dans une salle de bain.

## Recommandations d'entretien

Après l'utilisation, rincer la brosette sous l'eau courante en gardant le manche en marche. Éteindre le manche et retirer la brosette. Nettoyer les deux pièces séparément sous l'eau courante, puis les essuyer avant d'assembler la brosse à nouveau. Débrancher le chargeur de base/le support de recharge avant de le nettoyer (illustration ⑤).

À être nettoyés avec un linge humide seulement : Chargeur de base (9), support de recharge (14), étui pour chargeur (17), étui de voyage avec chargeur intégré (12), étui de voyage de base (16), et cordon d'alimentation (13).

Peuvent être nettoyés au lave-vaisselle : Support à brossettes (10), Compartiment à brossettes avec couvercle protecteur (11), Intérieur amovible (12e) de l'étui de voyage avec chargeur intégré (illustration B3).

Doit être nettoyé à la main : Trousse de beauté (15) seulement avec de l'eau tiède (température de 30 à 40 °C (86 à 104 °F)).

## Accessoires (selon le modèle)

### Étui de voyage avec chargeur intégré

- Pour recharger le manche, le placer (5) sur la tige dans l'étui de voyage avec chargeur intégré (12) et le brancher à une prise de courant en utilisant le cordon d'alimentation (12) supplémentaire fourni à cette fin. Le cordon d'alimentation peut être utilisé pour toutes les tensions de secteur globales variant de 100 à 240 V.
- Le voyant clignotant (12a) de l'étui de voyage avec chargeur intégré indique que le manche de la brosse se charge. Lorsque la brosse est complètement chargée, le voyant s'éteint. Il faut compter jusqu'à 12 heures pour charger complètement l'appareil (illustration B1).  
Remarque : Vous pouvez utiliser le port USB (12b) pour charger un appareil électrique pendant que l'étui de voyage avec chargeur intégré est branché. Le manche ne peut être rechargé qu'avec le cordon d'alimentation (13) (12c) et non avec le port USB.
- Le couvercle intérieur de l'étui de voyage est doté d'un support à téléphone intelligent (12d), lequel peut soutenir votre téléphone intelligent pendant son utilisation (illustration B2). Avant de l'utiliser, s'assurer que le téléphone s'emboîte bien dans le support et qu'il est stable.
- Nettoyage : L'intérieur amovible (12e) (illustration B3) de l'étui de voyage va au lave-vaisselle (illustration 5). La partie extérieure de l'étui doit être nettoyée uniquement avec un linge humide. S'assurer que toutes les parties de l'étui de voyage sont complètement sèches avant d'assembler la brosse à dents de nouveau et que le manche et la brossette sont secs avant de les ranger dans l'étui de voyage.

Remarque : Nettoyer immédiatement les taches à la surface de l'étui de voyage. Ranger l'étui de voyage dans un endroit propre et sec.

Suivez le guide d'utilisateur de votre téléphone intelligent pour vous assurer que votre téléphone/chargeur est conçu pour être utilisé dans une salle de bain.

### Trousse de beauté / Étui pour chargeur / Étui de voyage de base

Ranger la brosse à dents ou les brossettes propres et sèches dans l'étui de voyage de base (16) et le placer dans la trousse de beauté (15) (illustration C). Ranger le chargeur ou le support de recharge dans l'étui pour chargeur (illustration D). **Nettoyage :** Nettoyer immédiatement les taches sur les surfaces. La trousse de beauté (15) devrait être lavée à la main seulement avec de l'eau tiède (température de 30 à 40 °C (86 à 104 °F)). L'étui de voyage de base et l'étui pour chargeur devraient être nettoyés seulement avec un linge humide (illustration 5). Ranger dans un endroit propre et sec.

Sous réserve de modifications sans préavis.

## Avis environnemental

Ce produit contient des piles et/ou des déchets électriques recyclables. Pour protéger l'environnement, ne pas jeter dans les ordures ménagères; déposer plutôt dans un point de collecte pour déchets électriques de votre région.



## Renseignements

### Importants sur le module radio Bluetooth®

Bien que toutes les fonctions indiquées sur l'appareil Bluetooth soient supportées, Oral-B ne peut garantir une fiabilité de connexion à 100 % ni la constance d'exécution des caractéristiques. La performance d'exécution et la fiabilité de la connexion dépendent de chaque appareil Bluetooth individuel, de la version logicielle ainsi que du système d'exploitation de l'appareil Bluetooth, de même que des règles de sécurité intégrées à l'appareil par l'entreprise. Oral-B adhère au standard Bluetooth et se conforme à celui-ci avec rigueur; un standard grâce auquel les appareils Bluetooth peuvent communiquer et fonctionner avec les brosses à dents Oral-B. Si, toutefois, les fabricants ne se conforment pas à ce standard, la compatibilité et les caractéristiques Bluetooth seront compromises et l'utilisateur pourra alors rencontrer des problèmes en matière de fonctionnalité et de caractéristiques. Veuillez prendre note que l'aspect logiciel de l'appareil Bluetooth peut avoir un grand impact sur la compatibilité et l'usage.

### 1) Garantie de P&G – Exclusions et restrictions

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits fabriqués par ou pour la compagnie Procter & Gamble, ses sociétés affiliées ou filiales (« P&G ») pouvant être identifiées à la marque de commerce, au nom de la marque ou au logo apposé de Braun/Oral-B. Cette garantie limitée ne s'applique pas aux produits qui ne sont pas fabriqués par P&G, incluant le matériel et les logiciels. P&G se dégage de toute responsabilité

à l'égard de dommages quelconques ou de toute perte de programmes, de données ou d'autres informations stockés sur les médias incorporés au produit, ou des produits non fabriqués par P&G, ou des pièces non couvertes par cette garantie limitée. La récupération ou la restauration de programmes, de données ou d'autres informations ne sont pas couvertes par cette garantie limitée.

La présente garantie limitée ne s'applique pas (i) aux dommages causés par accident, l'usage abusif, la mauvaise utilisation, la négligence, la mauvaise application, ou aux produits non fabriqués par P&G; (ii) aux dommages découlant de réparations ou de modifications effectuées par toute personne autre qu'un représentant Braun ou un centre de services autorisé Braun; (iii) à un produit ou à des pièces qui ont été modifiés sans l'autorisation écrite de P&G, et (iv) aux dommages découlant de l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser le support/la rondelle à téléphone intelligent Oral-B, le support à miroir pour téléphone intelligent, ou l'étui de voyage avec chargeur intégré (« Accessoires »).

## 2) Utilisation du support à téléphone intelligent

Les accessoires Oral-B inclus avec ce produit ont été conçus pour vous permettre de positionner votre téléphone intelligent d'une manière efficace pendant que vous utilisez l'application Oral-B. Essayez plusieurs positions avant de déterminer laquelle convient le mieux pour placer votre téléphone intelligent dans le support à téléphone intelligent Oral-B. Assurez-vous de le faire d'une manière qui n'endommagera pas votre téléphone intelligent s'il tombait du support. Ne l'utilisez pas dans les automobiles.

## LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS, P&G, SES DISTRIBUTEURS OU FOURNISSEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES VIS-À-VIS DE VOUS OU DE TOUTE TIERCE PARTIE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, FORTUITS, CONSÉCUTIFS, PARTICULIERS, PUNITIFS OU EXEMPLAIRES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT SURVENANT À LA SUITE DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LES ACCESSOIRES ORAL-B, INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, DES BLESSURES CAUSÉES À DES PERSONNES, DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, LA PERTE DE VALEUR DE PRODUITS TIERS QUI SONT UTILISÉS AVEC OU À L'INTÉRIEUR DES ACCESSOIRES ORAL-B, OU LA PERTE DE L'USAGE D'UN ACCESSOIRE ORAL-B OU DE PRODUITS TIERS QUI SONT UTILISÉS AVEC OU À L'INTÉRIEUR DES ACCESSOIRES ORAL-B, MÊME DANS LE CAS OÙ P&G AURAIT ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. SANS QU'EN SOIT LIMITÉE LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ QUE P&G NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES OU DE LA DESTRUCTION D'APPAREILS

ÉLECTRONIQUES DU CONSOMMATEUR OU D'AUTRE PROPRIÉTÉ PERSONNELLE À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR DES ACCESSOIRES ORAL-B, OU DE LA PERTE DE DONNÉES CONTENUES DANS CES APPAREILS. EN AUCUN CAS, UNE POURSUITE NE POURRA ÊTRE INTENTÉE CONTRE ORAL-B POUR UNE SOMME EXCÉDANT LE PRIX RÉELLEMENT PAYÉ POUR L'ACHAT DU PRODUIT.

## Garantie des brossettes de recharge

La garantie Oral-B sera annulée si les dommages causés au manche électrique rechargeable sont attribuables à l'utilisation de brossettes de recharge d'une marque autre que Oral-B.

Oral-B ne recommande pas l'utilisation de brossettes autres que Oral-B.

- Oral-B n'a aucun contrôle sur la qualité des brossettes autres que Oral-B. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la performance de nettoyage de brossettes qui ne sont pas de marque Oral-B, tel qu'annoncé au moment de l'achat initial.
- Oral-B ne peut pas assurer le bon ajustement de brossettes autres que Oral-B.
- Oral-B ne peut prédire l'effet à long terme de l'utilisation de brossettes autres que Oral-B sur l'usure du manche.

Toutes les brossettes Oral-B portent le logo Oral-B et répondent aux standards de haute qualité Oral-B.

Oral-B ne vend pas de brossettes ou de pièces détachées sous le nom d'autres marques.

## Satisfaction garantie ou argent remis :

Essayez-la sans risque pendant 60 jours!

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de ce produit, composez le 1-877-593-4199 pour recevoir un remboursement complet. Vous n'avez qu'à poster le produit dans son emballage original et le reçu de caisse original dans les 60 jours suivant l'achat pour recevoir une carte prépayée du même montant que votre achat. Les modalités de la carte prépayée s'appliquent.

Votre brosse à dents Oral-B doit être retournée dans son emballage original et postée au plus tard 60 jours après la date d'achat. Veuillez prévoir de 6 à 8 semaines pour le traitement de votre demande. Aux É.-U., les frais d'expédition pour retourner le produit sont aux frais du consommateur. Nous sommes désolés, aucun remboursement ne sera effectué si le produit Oral-B a été endommagé par accident, par négligence ou par un usage abusif, ou qu'il a été perdu par la poste.

Des modalités s'appliquent. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.

## Dépannage

Problème	Cause possible	Résolution
<b>APPLICATION</b>		
Le manche ne fonctionne pas (correctement) avec l'application Oral-B™.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'application Oral-B™ est fermée.</li> <li>2. <i>Bluetooth</i> n'est pas activé sur le téléphone intelligent.</li> <li>3. La fonctionnalité <i>Bluetooth</i> est désactivée sur le manche; l'indicateur <i>Bluetooth</i> (7) est éteint.</li> <li>4. La connexion à <i>Bluetooth</i> est interrompue.</li> <li>5. Votre téléphone intelligent ne supporte pas <i>Bluetooth</i> 4.0 (ou une version ultérieure)/<i>Bluetooth</i> Smart.</li> <li>6. Le manche est sur le chargeur branché.</li> <li>7. La version de l'application Oral-B™ est désuète.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Démarrer l'application Oral-B™.</li> <li>2. Activer <i>Bluetooth</i> sur le téléphone intelligent (comme décrit dans son guide de l'utilisateur).</li> <li>3. Activer <i>Bluetooth</i> en appuyant simultanément sur les boutons Marche/arrêt (3) et Mode (4) pendant 2 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur <i>Bluetooth</i> (7) s'allume.</li> <li>4. Refaire le pairage du manche avec le téléphone intelligent via les paramètres de l'application. Garder le téléphone à proximité pendant l'utilisation.</li> <li>5. Votre téléphone intelligent doit supporter <i>Bluetooth</i> 4.0 (ou une version ultérieure)/<i>Bluetooth</i> Smart pour se connecter au manche de votre brosse à dents. Consulter l'App Store<sup>SM</sup> ou Google Play™ pour connaître la liste des téléphones intelligents compatibles.</li> <li>6. <i>Bluetooth</i> est désactivé lorsque le manche est placé sur le chargeur branché.</li> <li>7. Télécharger la dernière version de l'application Oral-B™.</li> </ol>
Réinitialiser l'appareil aux réglages en usine.	Retour aux fonctionnalités originales de l'application désirées.	Maintenir le bouton Marche/arrêt (3) enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que tous les voyants lumineux clignotent simultanément deux fois.
<b>BROSSE À DENTS</b>		
Le manche ne fonctionne pas (lors de la première utilisation).	La pile a un niveau de charge très bas; aucun voyant allumé.	Charger pendant au moins 30 minutes.
Brefs sons saccadés/voyant clignotant après 2 minutes ou le manche n'a aucun minuteur.	Le minuteur a été modifié/désactivé dans l'application.	Utiliser l'application pour modifier les paramètres du minuteur ou réinitialiser les paramètres par défaut (voir Dépannage de l'application).
Le manche ne charge pas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La pile a un niveau de charge très faible.</li> <li>2. La température ambiante pour charger ne doit pas dépasser (<math>\leq 0\text{ }^{\circ}\text{C}</math> et <math>\geq 60\text{ }^{\circ}\text{C}</math>) / (<math>\leq 32\text{ }^{\circ}\text{F}</math> and <math>\geq 140\text{ }^{\circ}\text{F}</math>).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il est possible que les voyants lumineux indiquant la charge ne clignotent pas immédiatement; cela peut prendre jusqu'à 30 minutes avant qu'ils ne clignotent.</li> <li>2. La température ambiante recommandée pour charger l'appareil est de <math>5\text{ }^{\circ}\text{C}/41\text{ }^{\circ}\text{F}</math> à <math>35\text{ }^{\circ}\text{C}/95\text{ }^{\circ}\text{F}</math>.</li> </ol>
<b>ACCESSOIRES</b>		
Le chargement des appareils connectés à l'étui de voyage avec chargeur intégré via USB ne s'effectue pas correctement.	Il se peut que l'appareil connecté via USB ait besoin de la source d'alimentation du fabricant pour être chargé correctement.	Utiliser la source d'alimentation originale de de l'appareil connecté via USB pour le charger correctement.

Dans certaines situations exceptionnelles, votre brosse à dents pourrait s'éteindre en raison de champs électromagnétiques environnants de 621 à 714 MHz. Ceci ne présente aucun risque pour votre brosse à dents et vous pouvez la rallumer afin de continuer le brossage.

---

# POUR LE CANADA SEULEMENT

## **Garantie limitée de 2 ans**

Si l'appareil présente un défaut de fonctionnement, au cours de la période stipulée par la garantie, causé par un vice de matériau ou de fabrication et que le consommateur retourne l'appareil à un centre de services autorisé, Braun Canada, à sa discrétion, réparera ou remplacera l'appareil sans frais additionnels pour le consommateur. La présente garantie ne couvre pas tout produit endommagé par chute, altération, réparation ou tentative de réparation par une agence de services non autorisée, mauvais usage ou usage abusif. La présente garantie ne couvre pas les éléments qui auront été modifiés ou utilisés à des fins commerciales.

Cet appareil possède un module radio approuvé *Bluetooth* Smart. La garantie de l'appareil ne concerne pas l'échec d'établir une connexion *Bluetooth* Smart à des téléphones intelligents précis, sauf si le module radio *Bluetooth* de cet appareil est endommagé. Les appareils *Bluetooth* sont sous la garantie de leur fabricant et non sous celle d'Oral-B. Oral-B n'influence pas les fabricants ni ne leur émet de recommandations; conséquemment, Oral-B n'est aucunement responsable du nombre d'appareils compatibles à nos systèmes *Bluetooth*.

Oral-B se réserve le droit d'effectuer sans préavis toute modification technique ou tout changement jugés nécessaires à l'implémentation au système des caractéristiques de l'appareil, de l'interface ou de la structure du menu pour veiller à ce que les systèmes Oral-B fonctionnent avec fiabilité.

Dans la mesure permise par la loi, Braun Canada ne pourra être tenue responsable de la perte du produit, de la perte de temps, du désagrément, du préjudice commercial ou des dommages spéciaux ou indirects. Les dispositions de la présente garantie s'ajoutent aux garanties légales et autres droits et recours prévus par les lois provinciales applicables et ne modifient ou ne diminuent en rien ces garanties, droits et recours.

## **Comment obtenir des services au Canada**

Si ce produit devait avoir besoin d'un service après-vente, composez le 1-800-566-7252 pour que l'on vous dirige vers le centre de services autorisé Oral-B le plus près de chez vous.

*Pour obtenir des services :*

- A. Apportez le produit au centre de services Oral-B autorisé de votre choix; ou
- B. Expédiez le produit au centre de services Oral-B autorisé de votre choix. Emballez le produit correctement. Envoyez le produit port payé et assuré (recommandé). Incluez une copie de votre preuve d'achat afin de nous permettre de vérifier la couverture de la garantie, s'il y a lieu.

*Pour obtenir des pièces originales Oral-B et des accessoires :*

Communiquez avec un centre de services autorisé Oral-B.

Pour connaître le centre de services autorisé Oral-B le plus près de chez vous, veuillez composer le 1-800-566-7252.

*Pour joindre un représentant du service à la clientèle Oral-B :* Veuillez composer le 1-800-566-7252.

## **Déclaration de conformité**

Cet appareil est conforme aux critères CNR exempts de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

