

Massage Gun

Model: RP-GM171H



Thank you for your purchase of RENPHO Massage Gun. The massage gun offers a powerful percussion massage. While enjoying muscle and body relief, you should use it with care and safety in mind. To ensure safety and avoid any property damage, please read this manual carefully and use as indicated. Non-compliance may cause serious injuries or death and/or severe property damage.

Important Safety Instructions

When using an electric appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using (this appliance).

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. The appliance is not intended for medical use. It is intended only for household to provide a luxurious massage.

DANGER - To reduce the risk of electric shock:

- 1) Always unplug the charger from the electrical outlet after charging.
- 2) Do not reach for the appliance that has fallen into water.
- 3) Do not use while bathing or in a shower.
- 4) Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.

WARNING - To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, please follow the instructions below:

- 1) The appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before cleaning, putting on or taking off parts.
- 2) Do not operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- 3) Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.

- 4) Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- 5) Never operate this appliance if it is not working properly, has been damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- 6) Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- 7) Never drop or insert any object into any opening.
- 8) Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 9) Do not keep the appliance near a magnetic field or where it can be affected by a magnetic field, for it can cause batteries to discharge.
- 10) Do not use the appliance before bed as it has a stimulating effect and can delay sleep.
- 11) Avoid touching the gap between the massage head and body with your finger or hair. Beware of pinching.
- 12) It is recommended to start the massage with the lowest intensity. Do not use for more than 30 minutes at a time. Excessive use could lead to slight bruise or appliance overheating that shortens its lifespan.
- 13) Please keep the appliance away from heat and avoid using it in places where the surrounding temperature is relatively hot.
- 14) Do not use the appliance with wet hands.
- 15) Only use the original massage head officially provided in the package. The use of a third-party massage head may cause damage to the appliance and void the warranty.
- 16) Do not drop, apply excessive force or heavy weight over the appliance to avoid malfunction and/or damages.
- 17) If a high temperature or foul odor occurs while using the appliance, stop using it immediately and unplug the appliance.
- 18) It is prohibited for non-professional personnel to repair the appliance or replace parts.
- 19) Use only massage heads that produce the best results.
- 20) Do not press the massage head vigorously or cover the appliance during a massage.
- 21) Do not use the appliance in close proximity to long hair, loose clothing or jewelry.
- 22) Do not massage on the same part for a long time in a row. If you feel unwell, please stop using it immediately.

Do not use the massage gun on

- 1) Sensitive skin, swollen or inflamed areas, in the area of poor circulation, where skin eruptions are present, or in the area of unexplained abdominal pain;
- 2) Head, face, cervical vertebrae, spine vertebral body;
- 3) Varicose veins;
- 4) Tumor site;
- 5) The throat area;
- 6) Hard parts such as the head or body bones;
- 7) Genital area (do not use this for sexual purposes. It is a powerful massaging appliance and may cause severe bodily harm);
- 8) An unconscious or sleeping person;
- 9) Any possible fracture site;
- 10) Positions close to the bony areas: the humerus, the back of the foot, the back of the hand and so on.

If you fall into any of the following user groups, please consult a doctor before use:

- 1) Blood stasis;
 - 2) Fractures;
 - 3) Heart disease, with a pacemaker, defibrillator, or metal contents in the body;
 - 4) Infants/minors/pregnant women;
 - 5) If you have experienced joint surgery within 90 days, do not use the appliance on the body within 3 inches of the surgical position.
- If you feel unwell or have any unusual discomfort, please stop using the appliance immediately.

About Battery

1. Warning Chemical Exposure: If the battery pack leaks, Do Not allow the liquid to contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
2. Do not throw the battery into fire or heat it. The used battery should be placed in a sealed plastic bag and safely disposed of in accordance with local environmental regulations.
3. Battery life can vary by application and/or operating conditions. If the appliance is not in use for a long period of time, please keep it powered off and charge it once a month to prolong its lifespan.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

About the RENPHO Massage Gun

1.What's in the box

RENPHO Massage Gun x 1

Massage Head x 5

Type C Charging Cable x 1

Rubber Sleeve x 2

User Manual x 1

2.Product Introduction

Removable and replaceable massage head



TIP: None of the massage heads are to be used for your head. **DO NOT** use on your head.



Heating Head

Type-C charging port (Use 5V 1A/2A charger, not included)

When the massage gun reaches a certain amplitude, the massage head will automatically turn on the heating function.

- Built-in 600mAh lithium battery
- Charging time: about 90 minutes
- Battery life: about 90 minutes

* When the red light inside the heating head flashes, please charge it.



Ball head

Ball head: For large muscle groups like quads, glutes, extreme muscles, and joint soreness.



U-shaped head

U-shaped head: for spine, neck, and shoulder for sensitive muscles and soft tissues.



Air cushion head

Air cushion head: for sensitive body flesh relaxation.



Heating head

Heating head: for all parts of the body.



Bullet head

Bullet head: for joints, deep tissues, trigger points and small muscle areas like feet, and wrist.



Rubber Sleeve

Each massage head is pre-installed with a rubber sleeve, if it is damaged, replace it with a spare one.

Using the RENPHO Massage Gun

1. Important tips before use

1.1 Charging

- Please charge the massage gun before use.



DON'T use the massage gun when charging!

- To charge the massage gun, plug the type C cable into an adapter and into the unit's charging interface.
- The indicator light on the massage gun will **BLINK BLUE** during the charging process. The indicator light will be **SOLID BLUE** when charging is complete.
- For safety considerations, the massage gun will NOT work while charging. Additionally, the massage gun will automatically shut off after 10 minutes of continuous use. If you want longer massage, please turn it on then.

Laptop/Desktop

Adapter



RENPHO
Massage Gun

Note: Adapter is not included.

1.2 Battery Life

- This Massage gun has a built-in rechargeable battery. A full charge takes about 3 hours. Total battery life is up to 150 minutes after a full charge. Please fully charge it before first use.
- Battery life can vary by application and/or operating conditions. If the product is not in use for a long time, please keep it powered off and charge it once a month so that the battery will last longer.
- Please keep the massage gun away from heat and avoid using it in places where the surrounding temperature is relatively hot.


2. Preparation

- Please fully charge the massage gun for 3 hours before use.
- Select the appropriate massage head to connect with the host.

3. Operation Instruction

1. Connect the device with the massage head

Insert the massage head completely into the host when using, and plug out when stop using. Note: The installation of the U-shaped head should be positioned. When the buckle is inserted into the slot, it means the installation is in place. If the massage gun's head is not installed in place, there will be a risk of falling off while use.



2. Long press the  button on the panel for 2 seconds to power on and start the first speed, short press the  button on the panel, the speed will switch between 1-5 level. Long press the  button for 2 seconds to power it off.

*After 10 minutes of operation, the device automatically powers off.


3. Use the massage gun on any area of your body to relieve stiffness, soreness, and pain.



Shoulder Massage




Back Massage




Foot Massage



Arm Massage



Waist Massage



Leg Massage

Product Care and Maintenance

- Place the massage gun in a safe, cool, and dry place when not in use.
- Always unplug the massage gun prior to cleaning.
- After use, wipe massage gun with a soft, damp cloth using non-abrasive cleaners. If necessary, clean with a sterilizer.
- **DO NOT** submerge the massage gun in water or any other liquid.
- Keep away from all solvents and harsh detergents.
- **DO NOT** attempt to repair this massage gun. There are no user-serviceable parts.
- **DO NOT** dispose the massage gun in a land fill. It contains a Li-ion battery and other electrical components, which is considered hazardous E-waste.



- 1) The appliance has a heated massage head. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
- 2) Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use it on insensitive skin or on a person with poor blood circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
- 3) Temperatures sufficiently high to cause burns may occur regardless of the control setting. Do not use on an infant or invalid or on a sleeping or unconscious person. Check the skin in contact with the heated area of the appliance frequently to reduce the risk of blistering.

Troubleshooting

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Massage gun doesn't turn on.	Power is off.	Long press the Power Button to turn on the massage gun.
	Battery is too low.	Charge the massage gun.
	Massage gun shuts-off after 10 minutes.	Long press the Power Button to turn on the massage gun for another 10 minutes.
Massage gun shuts off automatically.	The massage gun's overheat protection will switch off the massage gun automatically when too hot.	Wait for the massage gun to cool down before powering it back on.
	Massage gun shuts off after 10 minutes.	Long press the Power Button to turn on the massage gun for another 10 minutes.
Massage gun fails to run.	The massage head is to inserted too tight.	Plug out the massage head a little, then power it on.
If you encounter any other problems, contact: support-eu@renpho.com		

Specifications

Product Name: Massage Gun
Model: RP-GM171H
Input: 5V $\equiv$ 2A
Battery Voltage: 7.4V $\equiv$
Rated Power: 25W
Battery Capacity: 2500mAh
Amplitude: 10mm
RPM: Max 3200r/min
Auto Shut-off Timer: 10 minutes
Product Dimensions: 186*147*60mm
Product Weight: 680g

Warranty Policy

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

Customer Service

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

 **Tel:** +44(0)7434-666088 (UK ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

***For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.**

Notice:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Massage-Pistole

Modell: RP-GM171H



Vielen Dank für den Kauf der RENPHO Muskelmassagepistole. Die Massagepistole bietet eine kraftvolle Perkussionsmassage. Während Sie die Muskel- und Körperentlastung genießen, sollten Sie die Pistole mit Vorsicht und Sicherheit verwenden. Um die Sicherheit zu gewährleisten und Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und verwenden Sie es wie angegeben. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod und/oder zu schweren Sachschäden führen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Benutzung eines elektrischen Gerätes sollten stets grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen (einschließlich der folgenden) eingehalten werden:

Lesen Sie sich bitte vor der Verwendung (dieses Gerät) alle Anweisungen sorgfältig durch.

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen bzw. psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn dies unter Aufsicht geschieht oder sie mit dem sicheren Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
2. Kindern ist das Spielen mit dem Gerät untersagt. Die Reinigung sowie vom Benutzer durchzuführende Wartungen dürfen von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden.
3. Dieses Gerät ist nicht zur medizinischen Benutzung bestimmt. Es dient ausschließlich zum Einsatz im häuslichen Bereich und zur Verabreichung luxuriöser Massagen.

GEFAHRENHINWEIS – zur Verringerung des Stromschlagrisikos:

- 1) Ziehen Sie nach dem Aufladen immer den Stecker des Ladegerätes aus der Steckdose.
- 2) Versuchen Sie nicht ein ins Wasser gefallenes Gerät mit der Hand herauszuholen.
- 3) Nicht beim Baden oder Duschen verwenden.
- 4) Stellen Sie das Gerät nicht dorthin, wo es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen bzw. hineingezogen werden könnte, und bewahren

Sie es auch nicht an einem solchen Ort auf. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten stellen oder fallen lassen.

WARNHINWEIS – zur Verringerung der Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen:

- 1) Das Gerät sollte in angeschlossenem Zustand niemals unbeaufsichtigt bleiben. Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, vor dem Reinigen sowie dem Ein-/Aufsetzen bzw. Entfernen von Teilen aus der Steckdose.
- 2) Betreiben Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen. Übermäßige Erhitzung kann zu Brand, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- 3) Wird das Gerät von, bei oder in der Nähe von Kindern bzw. gebrechlichen oder behinderten Menschen eingesetzt, ist sorgfältige Aufsicht erforderlich.
- 4) Setzen Sie dieses Gerät nur für den dafür vorgesehenen und in diesem Handbuch beschriebenen Gebrauch ein. Benutzen Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- 5) Verwenden Sie dieses Gerät niemals, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie es in diesem Fall zur Überprüfung und Reparatur in ein Kundendienstzentrum.
- 6) Benutzen Sie niemals das Gerät, wenn die Luftöffnungen blockiert sind. Sorgen Sie dafür, dass die Luftöffnungen stets frei von Flusen, Haaren und Ähnlichem sind.
- 7) Lassen Sie niemals Gegenstände in eine Öffnung fallen und stecken Sie auch solche nie dort hinein.
- 8) Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen Aerosol-/Sprayprodukte zum Einsatz kommen oder Sauerstoff verabreicht wird.
- 9) Lassen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Magnetfelds oder an Orten, an denen es von einem Magnetfeld beeinflusst werden kann, da dies eventuell eine Entladung der Batterien bewirkt.
- 10) Verwenden Sie das Gerät nicht vor dem Schlafengehen, da es eine stimulierende Wirkung besitzt und möglicherweise das Einschlafen erschwert.
- 11) Vermeiden Sie, dass der Spalt zwischen Massagekopf und -gehäuse mit Fingern oder Haaren in Berührung gelangt. Vorsicht – Einklemmungsgefahr.

- 12) Es wird empfohlen, die Massage mit geringster Stärke zu beginnen. Verwenden Sie das Gerät nicht länger als jeweils 30 Minuten. Ein übermäßiger Einsatz kann zu einer die Lebensdauer verkürzenden Überhitzung des Gerätes oder leichten Blutergüssen führen.
- 13) Halten Sie das Gerät bitte von Hitze fern und benutzen Sie es nicht an Orten, an denen eine relativ heiße Umgebungstemperatur herrscht.
- 14) Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- 15) Verwenden Sie nur den originalen, offiziell im Paket inbegriffenen Massagekopf. Die Verwendung eines Massagekopfs von Drittanbietern kann zu Schäden am Gerät führen und das Erlöschen der Garantie nach sich ziehen.
- 16) Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es auch nicht übermäßiger Kraft oder hohem Gewicht aus, um Fehlfunktionen und/oder Schäden zu vermeiden.
- 17) Wenn während der Benutzung des Gerätes eine hohe Temperatur oder ein unangenehmer Geruch auftritt, beenden Sie bitte umgehend dessen Einsatz und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 18) Es ist nicht sachkundigem Personal untersagt, das Gerät zu reparieren oder dessen Teile auszutauschen.
- 19) Verwenden Sie nur Massageköpfe, die die besten Ergebnisse erzielen.
- 20) Üben Sie während einer Massage keinen heftigen Druck auf den Massagekopf aus und bedecken Sie das Gerät auch nicht.
- 21) Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von langem Haar, lockerer Kleidung oder Schmuck.
- 22) Massieren Sie nicht mehrmals hintereinander für längere Zeit die gleiche Stelle. Im Falle von Unwohlsein hören Sie bitte sofort mit dem Einsatz des Gerätes auf.

Benutzen Sie die Massagepistole nicht auf

- 1) empfindlicher Haut, geschwollenen, entzündeten oder schlecht durchbluteten Zonen und auch nicht in Bereichen mit Hautausschlägen oder unerklärlichen Bauchschmerzen
- 2) Kopf, Gesicht, Halswirbel und dem Hauptteil der Wirbelsäule
- 3) Krampfadern
- 4) Tumorstellen
- 5) dem Halsbereich
- 6) harten Teilen wie Kopf- oder Körperknochen

7) im Genitalbereich (nicht für sexuelle Zwecke einsetzen; es handelt sich um ein leistungsstarkes Massagegerät, das schwere Körperschäden verursachen kann)

8) einer bewusstlosen oder schlafenden Person

9) etwaigen Bruchstellen

10) Positionen in der Nähe knöcherner Bereiche wie dem Oberarm, der Rückseite des Fußes, dem Handrücken etc.

Wenn Sie einer Benutzergruppen mit folgenden Eigenschaften zuzuordnen sind, konsultieren Sie bitte vor der Anwendung einen Arzt:

1)Blutstau

2)Frakturen

3)Herzkrankheit, Träger eines Herzschrittmachers bzw. Defibrillators oder eine Person mit anderweitigem Metallgehalt im Körper

4)Säuglinge/Minderjährige/Schwangere

5)Wenn Sie in den letzten 90 Tagen eine Gelenkoperation gehabt haben, verwenden Sie das Gerät bitte mit einem Mindestabstand von 8 cm von der jeweiligen Operationsstelle

Sollten Sie sich unwohl fühlen oder ungewöhnliche Beschwerden wahrnehmen, beenden Sie die Benutzung des Gerätes bitte umgehend.

Akku-Information

1. Warnung vor chemischer Exposition: Tritt Flüssigkeit aus dem Akku aus, darf diese nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Sollte dies dennoch geschehen, reinigen Sie bitte den betroffenen Körperbereich mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

2. Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer oder erhitzen Sie diese auch nicht. Die gebrauchte Batterie sollte in einem versiegelten Kunststoffbeutel gemäß den örtlichen Umweltvorschriften sicher entsorgt werden.

3. Die Akku-Lebensdauer kann je nach Verwendung und/oder Betriebsbedingungen variieren. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, lassen Sie es bitte ausgeschaltet und laden Sie es einmal im Monat auf, um seine Lebensdauer zu verlängern.

HEBEN SIE DIESE HINWEISE BITTE AUF

Über die RENPHO-Massage-Pistole

1. Was in der Box ist

RENPHO Massage-Pistole x 1
Massagegerät Kopf x 5
Typ C Ladekabel x 1
Gummimanschette x 2
Benutzerhandbuch x 1

2. Produkt-Einführung

Abnehmbarer und austauschbarer Massagekopf



TIPP: Keiner der Massageköpfe darf für Ihren Kopf verwendet werden.
NICHT für Ihren Kopf verwenden.



Heizkopf

Typ-C-Ladeanschluss (Verwenden Sie ein 5V 1A/2A Ladegerät, nicht im Lieferumfang enthalten)

Wenn die Massagepistole eine bestimmte Amplitude erreicht, wird der Massagekopf die Heizfunktion automatisch einschalten.

- Eingebaute 600mAh Lithiumbatterie
- Ladezeit: ca. 90 Minuten
- Akkulaufzeit: ca. 90 Minuten

* Wenn das rote Licht im Heizkopf blinkt, laden Sie es bitte auf.



Kugelpopf

Kugelpopf: Für große Muskelgruppen wie Quads, Gesäßmuskeln, extreme Muskeln und Gelenkschmerzen.



U-förmiger Kopf

U-förmiger Kopf: für Wirbelsäule, Hals und Schulter für empfindliche Muskeln und Weichteile.



Luftkissen-Kopf

Luftkissen-Kopf: für empfindliche Körperfleisch-Entspannung.



Heizkopf

Heizkopf: für alle Körperteile.



Kugelpopf

Kugelpopf: für Gelenke, tiefes Gewebe, Triggerpunkte und kleine Muskelbereiche wie Füße und Handgelenke.



Gummimanschette

Jeder Massagekopf ist mit einer Gummimanschette vorinstalliert. Wenn er beschädigt ist, ersetzen Sie ihn durch einen Ersatzkopf.

Verwendung der Massage-Pistole

1. Wichtige Tipps vor der Anwendung

1.1 Aufladen

• Bitte laden Sie die Massagepistole vor dem Gebrauch auf.



Verwenden Sie die Massagepistole **NICHT** während des Aufladens!

• Um die Massagepistole aufzuladen, stecken Sie das Kabel vom Typ C in einen Adapter und in die Ladeschnittstelle des Geräts.

• Die Anzeigeleuchte der Massagepistole blinkt während des Ladevorgangs **BLAU**. Die Anzeigeleuchte leuchtet **BLAU**, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

• Aus Sicherheitsgründen funktioniert die Massagepistole während des Ladevorgangs **NICHT**. Außerdem schaltet sich die Massagepistole nach 10 Minuten Dauerbetrieb automatisch ab. Wenn Sie eine längere Massage wünschen, schalten Sie sie dann bitte ein.

Laptop/Desktop

Adapter



RENPHO-
Massagepistolen

Hinweis: Adapter ist nicht enthalten.

1.2 Lebensdauer der Batterie

- Diese Massagepistole hat eine eingebaute wiederaufladbare Batterie. Eine volle Ladung dauert etwa 3 Stunden. Die Gesamtlebensdauer des Akkus beträgt bis zu 150 Minuten nach einer vollen Ladung. Bitte laden Sie ihn vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Die Lebensdauer des Akkus kann je nach Anwendung und/oder Betriebsbedingungen variieren. Wenn das Produkt für längere Zeit nicht benutzt wird, lassen Sie es bitte ausgeschaltet und laden Sie es einmal im Monat auf, damit die Batterie länger hält.
- Bitte halten Sie die Massagepistole von Hitze fern und vermeiden Sie es, sie an Orten zu benutzen, an denen die Umgebungstemperatur relativ heiß ist.



2. Vorbereitung

- Bitte laden Sie die Massagepistole vor dem Gebrauch 3 Stunden lang vollständig auf.
- Wählen Sie den geeigneten Massagekopf für die Verbindung mit dem Gastgeber

3. Anleitung zur Bedienung

1. das Gerät mit dem Massagekopf verbinden

Stecken Sie den Massagekopf bei der Benutzung vollständig in den Wirt ein und stecken Sie ihn bei der Beendigung der Benutzung wieder aus. Hinweis: Die Installation des U-förmigen Kopfes sollte positioniert werden. Wenn die Schnalle in den Schlitz eingeführt wird, bedeutet dies, dass die Installation an Ort und Stelle ist. Wenn der Kopf der Massagepistole nicht an Ort und Stelle installiert ist, besteht die Gefahr, dass er während der Benutzung herunterfällt.



2. 2. Drücken Sie die Taste auf der Schalttafel (⏻) 2 Sekunden lang, um die erste Geschwindigkeit einzuschalten und zu starten, drücken Sie die Taste auf der Schalttafel kurz (⏻), die Geschwindigkeit wechselt zwischen 1-5 Stufen. Drücken Sie die Taste (⏻) für 2 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

*Nach 10 Minuten Betrieb schaltet sich das Gerät automatisch aus.


3. Verwenden Sie die Massagepistole an einer beliebigen Stelle Ihres Körpers, um Steifheit, Schmerzen und Schmerzen zu lindern.



Schultermassage




Rückenmassage




Fußmassage



Arm-Massage



Taillenmassage



Beinmassage

Produktpflege und Wartung

- Legen Sie die Massagepistole an einen sicheren, kühlen und trockenen Ort, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Stecker der Massagepistole ab.
- AWischen Sie die Massagepistole nach dem Gebrauch mit einem weichen, feuchten Tuch und nicht scheuernden Reinigungsmitteln ab. Reinigen Sie sie bei Bedarf mit einem Sterilisationsmittel.
- Tauchen Sie die Massagepistole **NICHT** in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.
- Halten Sie sich von allen Lösungsmitteln und scharfen Reinigungsmitteln fern.
- Versuchen Sie **NICHT**, diese Massagepistole zu reparieren. Es gibt keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
- Entsorgen Sie die Massagepistole **NICHT** auf einer Mülldeponie. Sie enthält eine Lithium-Ionen-Batterie und andere elektrische Komponenten, die als gefährlicher Elektroschrott betrachtet werden.



- 1) Das Gerät verfügt über einen beheizten Massagekopf. Personen, die empfindlich auf Hitze reagieren, sollten bei der Verwendung des Gerätes vorsichtig sein.
- 2) Bei der Benutzung erhitzter Oberflächen ist Vorsicht geboten, da dies zu schweren Verbrennungen führen kann. Die unbeaufsichtigte Benutzung von Wärme erzeugenden Geräten durch Kinder oder behinderte Menschen ist für diese eventuell gefährlich.
- 3) Unabhängig von der Reglereinstellung können Temperaturen auftreten, die ausreichend hoch sind, um Verbrennungen zu verursachen. Nicht bei Säuglingen, gebrechlichen/behinderten Menschen oder bei schlafenden bzw. bewusstlosen Personen anwenden. Ein Einsatz auf unempfindlicher Haut oder bei Personen mit schlechter Durchblutung ist ebenfalls zu unterlassen. Überprüfen Sie häufig die Haut, die mit dem erhitzten Bereich des Gerätes in Kontakt kommt, um die Gefahr von Blasenbildung zu verringern.

Anleitung zur Fehlerbehebung

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Die Massagepistole schaltet sich nicht ein.	Der Strom ist ausgeschaltet.	Drücken Sie lange auf die Netztaste, um den Massagegummi einzuschalten.
	Die Batterie ist zu schwach.	Laden Sie die Massagepistole auf.
	Die Massagepistole schaltet sich nach 10 Minuten ab.	Drücken Sie lange auf die Netztaste, um die Massagepistole für weitere 10 Minuten einzuschalten.
Die Massagepistole schaltet sich automatisch aus.	Der Überhitzungsschutz der Massagepistole schaltet die Massagepistole automatisch ab, wenn sie zu heiß wird.	Warten Sie, bis die Massagepistole abgekühlt ist, bevor Sie sie wieder einschalten.
	Die Massagepistole schaltet sich nach 10 Minuten ab.	Drücken Sie die Einschalttaste lange, um die Massagepistole für weitere 10 Minuten einzuschalten.
Die Massagepistole läuft nicht.	Der Massagekopf ist zu fest eingesteckt.	Stecken Sie den Massagekopf ein wenig aus und schalten Sie ihn dann ein.
Wenn Sie auf andere Probleme stoßen, wenden Sie sich an: support-eu@renpho.com		

Spezifikationen

Produktname: Muskelmassage-Pistole

Modell: RP-GM171H

Eingang: 5V $\equiv$ 2A

Batteriespannung: 7,4V $\equiv$

Nennleistung: 25W

Kapazität der Batterie: 2500mAh

Amplitude: 10mm

RPM: Max 3200r/min

Automatischer Abschalttimer: 10 minutes

Produkt-Abmessungen: 186*147*60mm

Produkt Gewicht: 680g

Garantiebestimmungen

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich.

Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

Kundendienst

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.

 **Tel:** +49 40 23969285 (DE ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.

Hinweis: Dieses Symbol auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin: Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall; verwenden Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser austreten und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen kann. Beim Austausch alter gegen neue Geräte ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät mindestens kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.



Pistolet de massage

Modèle: RP-GM171H



Pour assurer la sécurité et éviter tout dommage matériel, veuillez lire attentivement ce manuel et l'utiliser comme indiqué. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou la mort et/ou des dommages matériels importants.

Importantes consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, vous devez toujours prendre des précautions de base, notamment les suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision et des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus.
2. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. L'appareil n'est pas destiné à un usage médical. Il est destiné uniquement à un usage domestique pour procurer un massage de luxe.

DANGER – Pour réduire le risque d'électrisation :

- 1) Débranchez toujours le chargeur de la prise électrique après la recharge.
- 2) N'essayez pas d'attraper l'appareil s'il est tombé dans l'eau.
- 3) N'utilisez pas l'appareil en prenant un bain ou une douche.
- 4) Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il peut tomber dans une baignoire ou un évier. Ne placez pas et ne laissez pas tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

ATTENTION - Pour réduire le risque d'incendie, d'électrisation et de blessure, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

- 1) L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, ou bien avant d'ajouter ou de retirer des pièces.
- 2) N'utilisez pas l'appareil sous une couverture ou un oreiller. Un chauffage excessif peut se produire et provoquer un incendie, une électrisation ou des blessures.
- 3) Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou près d'enfants, ou de personnes invalides ou handicapées.
- 4) Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce mode d'emploi. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

- 5) N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de maintenance pour examen et réparation.
- 6) Ne faites jamais fonctionner l'appareil si les orifices d'aération sont obstrués. Veillez à ce que les orifices d'aération soient exempts de peluches, de cheveux et d'autres éléments similaires.
- 7) N'insérez jamais d'objet dans les orifices.
- 8) N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où des produits en aérosol sont utilisés ou dans des endroits où de l'oxygène est administré.
- 9) Ne gardez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique ou dans un endroit où il peut être affecté par un champ magnétique, car cela peut provoquer la décharge des piles.
- 10) N'utilisez pas l'appareil avant de vous coucher, car il a un effet stimulant et peut retarder l'endormissement.
- 11) Évitez de toucher l'espace entre la tête de massage et le corps avec votre doigt ou vos cheveux. Attention aux pincements.
- 12) Il est recommandé de commencer le massage avec l'intensité la plus faible. Ne l'utilisez pas pendant plus de 30 minutes d'affilée. Une utilisation excessive pourrait entraîner de légères contusions ou une surchauffe de l'appareil qui réduirait sa durée de vie.
- 13) Veuillez conserver l'appareil à l'abri de la chaleur et éviter de l'utiliser dans des endroits où la température ambiante est relativement élevée.
- 14) N'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées.
- 15) N'utilisez que la tête de massage originale fournie dans l'emballage. L'utilisation d'une tête de massage tierce peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- 16) Ne laissez pas tomber l'appareil, n'appliquez pas de force excessive ni de poids important sur l'appareil pour éviter tout dysfonctionnement et / ou dommage.
- 17) Si une température élevée ou une odeur nauséabonde se dégage pendant l'utilisation de l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser et débranchez-le.
- 18) Il est interdit au personnel non professionnel de réparer l'appareil ou de remplacer des pièces.
- 19) N'utilisez que les têtes de massage qui donnent les meilleurs résultats.
- 20) N'appuyez pas vigoureusement sur la tête de massage et ne couvrez pas l'appareil pendant le massage.
- 21) N'utilisez pas l'appareil à proximité de cheveux longs, de vêtements amples ou de bijoux.

22) Ne massez pas une même partie du corps pendant une longue période d'affilée. Si vous ressentez un inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

N'utilisez pas le pistolet de massage sur :

- 1) Une peau sensible, des zones enflées ou enflammées, des zones où la circulation sanguine n'est pas optimale, des éruptions cutanées et le ventre en cas de douleurs abdominales inexplicables
- 2) La tête, le visage, les vertèbres cervicales, la colonne vertébrale
- 3) Les varices
- 4) Les zones affectées par une tumeur
- 5) La gorge
- 6) Les parties dures comme le crâne ou d'autres os
- 7) Les parties génitales (n'utilisez pas cet appareil à des fins sexuelles. Il s'agit d'un appareil de massage puissant qui peut causer des blessures graves)
- 8) Une personne inconsciente ou endormie
- 9) Une fracture
- 10) Des endroits proches des zones osseuses : l'humérus, le dos du pied, le dos de la main, etc.

Si vous êtes concerné par les éléments suivants, veuillez consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil :

- 1) Stase sanguine
 - 2) Fractures
 - 3) Maladie cardiaque, ou si vous portez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur ou un élément métallique dans le corps
 - 4) Enfants / mineurs / femmes enceintes
 - 5) Si vous avez subi une intervention chirurgicale au niveau des articulations dans les 90 jours, n'utilisez pas l'appareil sur le corps à moins de 7 cm (3 pouces) de la zone concernée.
- Si vous ressentez un inconfort ou une gêne inhabituelle, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

À propos de la batterie

1. Avertissement concernant l'exposition aux produits chimiques : si la batterie fuit, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez abondamment la zone affectée avec de l'eau et consultez un médecin.
2. Ne jetez pas la batterie au feu et ne la faites pas chauffer. Les batteries usagées doivent être placées dans un sac en plastique fermé et éliminées en toute sécurité, conformément à la réglementation environnementale locale.
3. La durée de vie de la batterie peut varier selon l'application et/ou les conditions d'utilisation. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période,

À propos du pistolet de massage RENPHO

1. Contenu de la boîte

Pistolet de massage RENPHO x 1
Masseur de tête x 5
Câble de recharge de type C x 1
Manchon en caoutchouc x 2
Mode d'emploi x 1

2. Introduction du produit

Tête de massage amovible et remplaçable



CONSEIL : Aucune des têtes de massage ne doit être utilisée pour votre tête.
NE PAS utiliser sur votre tête.



Tête chauffante

Port de charge de type C (utilisez un chargeur 5V 1A/2A, non inclus)

Lorsque le pistolet de massage atteint une certaine amplitude, la tête de massage active automatiquement la fonction de chauffage.

- Batterie au lithium 600mAh intégrée
- Temps de charge: environ 90 minutes
- Autonomie de la batterie: environ 90 minutes

* Lorsque le voyant rouge à l'intérieur de la tête chauffante clignote, veuillez la charger.



Tête à boule

Tête à boule : Pour les grands groupes de muscles comme les quadriceps, les fessiers, les muscles extrêmes et les douleurs articulaires.



Tête à U

Tête en forme de U : pour la colonne vertébrale, le cou et les épaules pour les muscles et les tissus mous sensibles.



Tête de coussin d'air

Tête à coussin d'air : pour une détente sensible des tissus



Tête chauffante

Tête chauffante : pour toutes les parties du corps.



Tête de balle

Tête de balle : pour les articulations, les tissus profonds, les points de déclenchement et les petites zones musculaires comme les pieds et le poignet.



Manchon en caoutchouc

Chaque tête de massage est pré-installée avec un manchon en caoutchouc, si elle est endommagée, remplacez-la par une pièce de rechange.

Utilisation du pistolet de massage

1. Conseils importants avant l'utilisation

1.1 Chargement

• Veuillez charger le pistolet de massage avant de l'utiliser.



N'utilisez pas le pistolet de massage pendant le chargement !

• Pour charger le pistolet de massage, branchez le câble de type C dans un adaptateur et dans l'interface de chargement de l'appareil.

• Le voyant lumineux du pistolet de massage clignotera en **BLEU** pendant le processus de chargement. Le voyant lumineux sera **BLEU CLAIR** une fois le chargement terminé.

• Pour des raisons de sécurité, le pistolet de massage ne fonctionnera PAS pendant la phase de chargement. De plus, le pistolet de massage s'éteindra automatiquement après 10 minutes d'utilisation continue. Si vous souhaitez un massage plus long, veuillez l'allumer à ce moment-là.

Ordinateur portable/
ordinateur de bureau

Adaptateur



Pistolet de
massage RENPHO

Note : L'adaptateur n'est pas inclus.

1.2 Durée de vie des piles

- Ce pistolet de massage est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Une charge complète prend environ 3 heures. L'autonomie totale de la batterie est de 150 minutes après une charge complète. Veuillez la recharger complètement avant la première utilisation.
- La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de l'application et/ou des conditions d'utilisation. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le laisser hors tension et le charger une fois par mois afin que la batterie dure plus longtemps.
- Veuillez garder le pistolet de massage à l'abri de la chaleur et éviter de l'utiliser dans des endroits où la température ambiante est relativement élevée.

2. Préparation

- Veuillez charger complètement le pistolet de massage pendant 3 heures avant de l'utiliser.
- Choisissez la tête de massage appropriée à connecter avec la l'appareil.


3. Le mode d'emploi

1. connecter l'appareil à la tête de massage

Insérez la tête de massage complètement dans son logement lorsque vous l'utilisez et débranchez-la lorsque vous cessez de l'utiliser.

Remarque : l'installation de la tête en forme de U doit être positionnée.

Lorsque la fermoir est inséré dans la fente, cela signifie que le raccord est bien fixé. Si la tête du pistolet de massage n'est pas correctement installée, il y aura un risque de chute pendant l'utilisation.



2. Appuyez longuement sur le bouton (⏻) de l'écran pendant 2 secondes pour mettre en marche et démarrer la première vitesse, appuyez brièvement sur le bouton (⏻) de l'écran, la vitesse passera de 1 à 5 niveaux. Appuyez longuement sur le bouton (⏻) pendant 2 secondes pour l'éteindre.

*Après 10 minutes de fonctionnement, l'appareil s'éteint automatiquement.


3. Utiliser pour soulager les courbatures, les douleurs et les contractions.



Massage des épaules




Massage du dos




Massage des pieds



Massage des bras



Massage de la taille



Massage des jambes

Entretien et maintenance des produits

- Placez le pistolet de massage dans un endroit sûr, frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Débranchez toujours le pistolet de massage avant de le nettoyer.
- Après utilisation, essuyez le pistolet de massage avec un chiffon doux et humide en utilisant des produits de nettoyage non abrasifs. Si nécessaire, nettoyez-le avec un désinfectant.
- N'immergez pas le pistolet de massage dans l'eau ou tout autre liquide.
- Évitez les solvants et les détergents agressifs.
- N'essayez pas de réparer ce pistolet de massage. Il n'y a pas de pièces pouvant être réparées par l'utilisateur.
- NE PAS jeter le pistolet de massage dans une décharge. Il contient une batterie Li-ion et d'autres composants électriques, qui sont considérés comme des déchets électroniques dangereux.



- 1) Cet appareil est équipé d'une tête de massage chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lorsqu'elles utilisent cet appareil.
- 2) Utilisez les surfaces chauffées avec précaution. Il existe un risque de graves brûlures. L'utilisation sans surveillance de la fonction de chauffage par des enfants ou des personnes inaptes peut être dangereuse.
- 3) Des températures suffisamment élevées pour provoquer des brûlures peuvent se produire quel que soit le réglage. N'utilisez pas cet appareil sur un nourrisson ou une personne invalide, endormie ou inconsciente. Ne l'utilisez pas sur une peau insensible ou sur une personne ayant une mauvaise circulation sanguine. Vérifiez fréquemment la peau en contact avec la zone chauffée pour réduire le risque de formation d'ampoules.

Anleitung zur Fehlerbehebung

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le pistolet de massage ne s'allume pas.	Le courant a sauté.	Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer le pistolet de massage.
	La batterie est trop faible.	Chargez le pistolet de massage.
	Le pistolet de massage s'éteint après 10 minutes.	Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pour allumer le pistolet de massage pendant 10 minutes supplémentaires.
Le pistolet de massage s'éteint automatiquement.	La protection contre la surchauffe du pistolet de massage éteint automatiquement le pistolet de massage lorsqu'il est trop chaud.	Attendez que le pistolet de massage refroidisse avant de le remettre en marche.
	Le pistolet de massage s'éteint au bout de 10 minutes.	Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour remettre le pistolet de massage en marche pendant 10 minutes supplémentaires.
Le pistolet de massage ne fonctionne pas.	La tête de massage est trop serrée.	Démontez un peu la tête de massage, puis remettez-la en marche.
Si vous rencontrez d'autres problèmes, contactez : support-eu@renpho.com		

Spécifications

Nom du produit : Pistolet de massage

Modèle: RP-GM171H

Contribution: 5V $\equiv$ 2A

Tension de la batterie: 7,4 V $\equiv$

Puissance nominale: 25W

Capacité de la batterie: 2500mAh

Amplitude: 10mm

RPM: Max 3200r/min

Minuterie d'arrêt automatique: 10 minutes

Dimensions du produit: 186*147*60mm

Poids du produit: 680g

Garantie

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez:
<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

Service client

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

 **Email:** support-eu@renpho.com (UK&EU)

***En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.**

Avertissement:



Ce symbole sur l'appareil ou son emballage indique : Ne pas jeter les appareils électriques dans les décharges municipales non triées ; utiliser des installations de collecte séparées. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui est préjudiciable à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par de nouveaux, le commerçant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour l'éliminer gratuitement.

Pistola da massaggio

Modalità: RP-GM171H



Grazie per aver acquistato la pistola da massaggio RENPHO. La pistola da massaggio offre un potente massaggio a percussione. Mentre vi godete il massaggio rilassante su corpo e muscoli, è raccomandabile utilizzare l'apparecchio con cura e attenzione. Per garantire la sicurezza ed evitare danni alle cose, si prega di leggere attentamente il presente manuale e di utilizzarlo come indicato. La mancata osservanza può causare lesioni gravi o morte e/o gravi danni materiali.

Importanti avvertenze di sicurezza

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, si dovrebbero sempre rispettare delle precauzioni di base, fra cui le seguenti:

Prima di utilizzare (questo apparecchio), leggi tutte le istruzioni.

1. Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini dagli 8 anni di età in su e dalle persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure che non hanno l'esperienza e la conoscenza, qualora siano a conoscenza delle istruzioni riguardanti un utilizzo sicuro dell'apparecchio, o siano supervisionati durante il suo utilizzo, e capiscano i pericoli del caso.
2. I bambini non dovrebbero giocare con questo apparecchio. La pulizia e la manutenzione non dovrebbero essere fatte da bambini non supervisionati.
3. L'apparecchio non è destinato ad un uso medico, ma solamente ad un uso domestico, per fornire un massaggio di qualità.

PERICOLO – Per ridurre il rischio di elettro-shock:

- 1) Scollega sempre l'alimentatore dalla presa elettrica, dopo la ricarica.
- 2) Non recuperare l'apparecchio, se è caduto dentro l'acqua.
- 3) Non utilizzarlo mentre fai il bagno la doccia.
- 4) Non posizionare e non conservare l'apparecchio in un luogo in cui possa cadere o possa essere tirato dentro una vasca da bagno o un lavandino. Non immergerlo e non farlo cade in acqua o altri liquidi.

AVVISO - Per ridurre il rischio di incendi, elettro-shock o lesioni a persone, attieniti alle seguenti istruzioni:

- 1) L'apparecchio non deve essere mai lasciato da solo, quando è collegato. Scollegalo dalla presa quando non è in uso, prima della pulizia o quando si montano o si smontano i vari pezzi.
- 2) Non metterlo in funzione sotto una coperta o un cuscino. Un surriscaldamento eccessivo potrebbe provocare incendi, elettro-shock o lesioni a persone.
- 3) È necessaria una stretta supervisione quando questo apparecchio viene utilizzato da bambini, invalidi o disabili o nelle loro vicinanze.
- 4) Utilizza questo apparecchio solo per la sua destinazione d'uso, descritta nel presente manuale. Non utilizzare componenti accessori non consigliati dal

produttore.

- 5) Non utilizzare mai questo apparecchio se non funziona adeguatamente, è stato danneggiato o è caduto in acqua. Porta l'apparecchio in un centro assistenza per farlo esaminare e riparare.
- 6) Non utilizzare mai l'apparecchio con le fessure dell'aria bloccate. Mantieni le fessure dell'aria libere da lanugine, capelli e elementi simili.
- 7) Non far mai cadere o inserire alcun oggetto nelle fessure.
- 8) Non far funzionare in presenza di prodotti spray aerosol o laddove venga somministrato dell'ossigeno.
- 9) Non tenere l'apparecchio vicino a un campo magnetico, o dove possa essere influenzato da un campo magnetico, poiché ciò potrebbe provocare lo scaricamento delle batterie.
- 10) Non utilizzare l'apparecchio prima di andare a letto, poiché ha un effetto stimolante e potrebbe ritardare il sonno.
- 11) Evita di toccare lo spazio presente fra la testa e il corpo del massaggiatore con le tue dita o con i capelli. Attenzione al pericolo di pizzicamento.
- 12) Si consiglia di iniziare il massaggio con l'intensità più bassa. Non utilizzare per oltre 30 minuti alla volta. Un utilizzo eccessivo potrebbe provocare delle piccole lesioni oppure un surriscaldamento dell'apparecchio, che ne accorcerebbe il suo ciclo di vita.
- 13) Mantieni l'apparecchio distante dalle fonti di calore ed evita di utilizzarlo nei luoghi in cui la temperatura ambiente è relativamente alta.
- 14) Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- 15) Utilizza solamente la testa del massaggiatore originale fornita nella confezione. L'utilizzo di altre teste del massaggiatore potrebbe provocare danni all'apparecchio e invalidarne la garanzia.
- 16) Non far cadere l'apparecchio e non applicarvi una forza o un peso eccessivi, per evitare malfunzionamenti e/o danni.
- 17) Qualora, durante l'utilizzo dell'apparecchio, si verificasse un surriscaldamento eccessivo, oppure l'apparecchio emanasse un odore sgradevole, interrompine immediatamente l'utilizzo e scollega il cavo dell'alimentazione dell'apparecchio.
- 18) È vietato al personale non autorizzato riparare l'apparecchio o sostituire le parti di ricambio.
- 19) Utilizza solamente le teste dei massaggiatori che producono i risultati migliori.
- 20) Non premere la testa del massaggiatore vigorosamente, e non coprire l'apparecchio durante un massaggio.
- 21) Non utilizzare l'apparecchio nelle vicinanze di capelli lunghi, vestiti larghi o gioielli.
- 22) Non massaggiare la stessa parte per molto tempo di fila. Se non ti senti bene, smetti di usare l'apparecchio immediatamente.

Non utilizzare il massaggiatore su

- 1) Pelle sensibile, zone gonfie o infiammate, zone in cui è presente una

circolazione non adeguata, in presenza di eruzioni cutanee o nelle zone addominali doloranti;

2) Viso, testa, vertebre cervicali e colonna vertebrale;

3) Vene varicose;

4) Zona interessata dal tumore;

5) Gola;

6) Zone rigide come la testa o le ossa del corpo;

7) Zona genitale (non utilizzare per scopi sessuali. Si tratta di un apparecchio potente per i massaggi, che potrebbe provocare dei danni gravi al corpo);

8) Una persona inconscia o che sta dormendo;

9) In una zona in cui vi possa essere una frattura;

10) In posizioni in prossimità delle ossa: omero, dorso del piede, dorso della mano e simili.

Qualora appartenessi a uno dei seguenti gruppi di utilizzatori, rivolgiti al dottore prima dell'utilizzo:

1) Stasi del sangue;

2) Fratture;

3) Patologie del cuore, portatore di pacemaker, defibrillatore o parti metalliche nel corpo;

4) Bambini, minori, donne in gravidanza;

5) Sei hai subito un intervento alle articolazioni negli ultimi 90 giorni, non utilizzare l'apparecchio sul corpo a una distanza inferiore ai 10 cm dal luogo in cui è avvenuta l'operazione.

Se non ti senti bene, oppure provi una sensazione insolita di fastidio, smetti di usare immediatamente l'apparecchio.

Informazioni sulla batteria

1. Avviso di esposizione agli agenti chimici: se dal pacchetto batteria dovessero fuoriuscire dei liquidi, non consentire a questi di entrare in contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lava l'area interessata con acqua abbondante e rivolgiti a un medico.

2. Non gettare la batteria nel fuoco e non riscaldarla. La batteria usata dovrebbe essere posizionata in una busta di plastica sigillata e smaltita in maniera sicura, attenendosi alle disposizioni vigenti locali.

3. La vita della batteria potrebbe variare in base all'utilizzo e/o alle condizioni di funzionamento. Qualora l'apparecchio venisse utilizzato per un lungo periodo di tempo, mantienilo scollegato dalla presa elettrica e ricaricalo una volta al mese per prolungare la sua durata nel tempo.

SALVA LE PRESENTI ISTRUZIONI

Informazioni sulla pistola per massaggi RENPHO

1. Contenuto della confezione

RENPHO Pistola per massaggi x 1

Testa del massaggiatore x 5

Cavo di ricarica di tipo C x 1

Manicotto di gomma x 2

Manuale d'uso x 1

2. Introduzione al prodotto

Testa di massaggio rimovibile e sostituibile



CONSIGLIO: Nessuna delle teste di massaggio deve essere usata per la testa. NON usare sulla testa.



Testa di riscaldamento

• Porta di ricarica di tipo C (utilizzare un caricabatterie 5V 1A/2A, non incluso)

Quando la pistola per massaggio raggiunge una certa ampiezza, la testina per il massaggio lo farà attivare automaticamente la funzione di riscaldamento.

- Batteria al litio integrata da 600 mAh

- Tempo di ricarica: circa 90 minuti

- Durata della batteria: circa 90 minuti

* Quando la luce rossa all'interno della testina di riscaldamento lampeggia, caricarla.



Testa a sfera

Testa a palla: Per grandi gruppi muscolari come quadricipiti, glutei, muscoli estremi e dolori articolari.



Testa a U

Testa a forma di U: per la colonna vertebrale, il collo e le spalle per i muscoli sensibili e i tessuti molli.



Testa a cuscino d'aria

Testa a cuscino d'aria: per un sensibile rilassamento della carne del corpo.



Testa di riscaldamento

Testa piatta: per tutte le parti del corpo.



Testa a proiettile

Testa di proiettile: per articolazioni, tessuti profondi, punti di innesco e piccole aree muscolari come i piedi e il polso.



Manicotto di gomma

Ogni testina massaggiante è preinstallata con un manicotto in gomma, se è danneggiato, sostituirlo con uno di ricambio.

Uso della pistola per massaggi

1. Consigli importanti prima dell'uso

1.1 Carica

• Si prega di caricare la pistola per massaggi prima dell'uso.

• Per caricare la pistola per massaggi, inserire il cavo di tipo C in un adattatore e nell'interfaccia di ricarica dell'apparecchio.

• L'indicatore luminoso sulla pistola per massaggi lampeggia in **BLU** durante il processo di carica. La spia luminosa sarà di colore **BLU CHIARO** al termine della ricarica.

• Per motivi di sicurezza, la pistola per massaggi **NON** funzionerà durante la carica. Inoltre, la pistola per massaggio si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti di uso continuo. Se si desidera un massaggio più lungo, si prega di accenderla.



NON usare la pistola per massaggi durante la carica!

laptop/desktop

Adattatore



pistola da massaggio
RENPHO

Nota: l'adattatore non è incluso.

1.2 Durata della batteria

- Questa pistola da massaggio ha una batteria ricaricabile incorporata. Una carica completa richiede circa 3 ore. La durata totale della batteria è di 150 minuti dopo una carica completa. Si prega di caricarla completamente prima del primo utilizzo.
- La durata della batteria può variare in base all'applicazione e/o alle condizioni di utilizzo. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si prega di tenerlo spento e di ricaricarlo una volta al mese in modo che la batteria duri più a lungo.
- Si prega di tenere la pistola per massaggi lontano dal calore ed evitare di utilizzarla in luoghi dove la temperatura circostante è relativamente calda.



2. Preparazione

- Si prega di caricare completamente la pistola per massaggi per 3 ore prima dell'uso.
- Selezionare la testa di massaggio appropriata da collegare all'apparecchio per il massaggio

3. Istruzioni per l'operazione

1. Collegare l'apparecchio con la testa di massaggio

Inserire completamente la testina di massaggio nell'ospite quando si usa, e spegnerla quando si smette di usarla. Nota: L'installazione della testa a forma di U deve essere posizionata. Quando la fibbia è inserita nella fessura, significa che l'installazione è stata effettuata in modo corretto. Se la testa della pistola per massaggio non è installata correttamente, esiste il rischio di caduta durante l'uso.



2. Premere a lungo il pulsante sul pannello (⏻) per 2 secondi per accendere e azionare la prima velocità, premere brevemente il pulsante sul pannello (⏻), la velocità passerà da 1-5 livello. 3. Premere a lungo il pulsante (⏻) per 2 secondi per spegnerlo.

*Dopo 10 minuti di funzionamento, il dispositivo si spegne automaticamente.


3. Utilizzare la pistola per massaggi su qualsiasi area del corpo per alleviare la rigidità, il dolore e l'indolenzimento.



Massaggio
della spalla




Massaggio
della schiena




Massage des pieds



Massaggio
del braccio



Massaggio della vita



Massaggio gambe

Cura e manutenzione del prodotto

- Posizionare la pistola per massaggi in un luogo sicuro, fresco e asciutto quando non viene utilizzata.
- Scollegare sempre la pistola per massaggi prima della pulizia.
- Dopo l'uso, strofinare la pistola per massaggi con un panno morbido e umido utilizzando detergenti non abrasivi. Se necessario, pulire con uno sterilizzatore.
- NON immergere la pistola per massaggio in acqua o in altri liquidi.
- Tenere lontano da tutti i solventi e dai detergenti aggressivi.
- NON tentare di riparare questa pistola per massaggio. Non ci sono parti a che possono essere riparate dall'utente.
- NON gettare la pistola per massaggi in una discarica. Contiene una batteria agli ioni di litio e altri componenti elettrici, che sono considerati rifiuti pericolosi.



- 1) L'apparecchio è dotato di una testa massaggiante riscaldante. Le persone insensibili al calore dovrebbero prestare attenzione durante l'utilizzo di questo apparecchio.
- 2) Utilizzare le superfici riscaldate attentamente, poiché possono provocare ustioni gravi. L'uso non sorvegliato del calore da parte di bambini o persone incapaci può essere pericoloso.
- 3) A prescindere dalle impostazioni di controllo, potrebbero verificarsi temperature abbastanza alte da provocare ustioni. Non utilizzare su neonati, invalidi, persone addormentate o prive di conoscenza. Non utilizzare su pelli sensibili o su persone con scarsa circolazione sanguigna. Per ridurre il rischio di scottature, controllare frequentemente la pelle a contatto con l'area riscaldata.

Anleitung zur Fehlerbehebung

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
La pistola da massaggio non si accende.	La corrente è staccata.	Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere la pistola da massaggio.
	La batteria è troppo scarica.	Caricare la pistola per massaggi.
	La pistola per massaggi si spegne dopo 10 minuti.	Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere la pistola per massaggi per altri 10 minuti.
La pistola per massaggi si spegne automaticamente.	La protezione contro il surriscaldamento della pistola da massaggio spegne automaticamente il dispositivo quando è troppo caldo.	Aspettate che la pistola da massaggio si raffreddi prima di riaccenderla.
	La pistola per massaggi si spegne dopo 10 minuti.	Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere la pistola per massaggi per altri 10 minuti.
La pistola da massaggio non funziona.	La testa di massaggio deve essere fissata in modo troppo stretto.	Spegnere un attimo la testina di massaggio e poi riaccenderla.
Se si verificano altri problemi, contattare: support-eu@renpho.com		

Specifiche

Nome del prodotto: Pistola da massaggio

Modello: RP-GM171H

Ingresso: 5V $\equiv$ 2A

Voltaggio batteria: 7,4 V $\equiv$

Potenza nominale: 25 W

Capacità della batteria: 2500mAh
Ampiezza: 10mm
RPM: Max 3200r/min
Timer di spegnimento automatico: 10 minutes
Dimensioni del prodotto: 186*147*60mm
Peso del prodotto: 680g

Norme sulla garanzia

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

Assistenza clienti

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

✉ **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

***Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. NON buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.**

Avvertenze:



Questo simbolo sul dispositivo o sulla confezione indica: Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati; utilizzare impianti di raccolta differenziata. Contattare le autorità locali per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o cassonetti, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e il vostro benessere. Quando si sostituiscono vecchi apparecchi con nuovi, il rivenditore è obbligato per legge a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

Pistola de masaje

Modo: RP-GM171H



Gracias por su compra de RENPHO pistola de masaje. La pistola de masaje ofrece un potente masaje de percusión. Mientras disfruta de alivio muscular y corporal, usted debe usarlo con cuidado y seguridad en mente. Para garantizar la seguridad y evitar cualquier daño a la propiedad, lea atentamente este manual y utilícelo como se indica. El incumplimiento puede causar lesiones graves o la muerte y/o daños graves a la propiedad.

Instrucciones de seguridad importantes

Siempre debe tenerse un mínimo de precaución al utilizar el aparato. Lea todas las instrucciones antes de usarlo.

1. Los niños mayores de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, pueden usar este aparato si cuentan con la supervisión de un adulto libre de estas condiciones o si han recibido instrucciones para poderlo usar de forma segura y comprendiendo los peligros que pueda entrañar su uso.
2. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben encargarse de la limpieza y el mantenimiento del aparato sin la supervisión de un adulto.
3. Este aparato no está pensado para finalidades de diagnóstico y tratamiento médico. Está diseñado para ofrecerle un masaje de lujo en un uso exclusivamente doméstico.

PELIGRO: Siga estas instrucciones para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas:

- 1) Desconecte siempre el cargador de la corriente después de cada carga.
- 2) No intente coger el aparato si se ha caído al agua.
- 3) No lo use mientras se baña o se ducha.
- 4) No coloque ni guarde el aparato en un lugar donde pueda caerse en una bañera o fregadero. No lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.

ATENCIÓN: Siga estas instrucciones para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas, quemaduras, que se queme el aparato o lesiones de cualquier tipo:

- 1) No deje desatendido el aparato mientras esté enchufado o en marcha. Desenchúfelo de la corriente después de haberlo cargado, antes de usarlo y antes de limpiarlo o de poner o quitar algún accesorio.
- 2) No use este producto bajo las sábanas o la almohada; podría recalentarse y aumentar el riesgo de que se prenda fuego, de descarga eléctrica o de causar algún otro tipo de daño a las personas.
- 3) Es necesario supervisar su uso en caso de que niños o gente enferma o con discapacidades lo usen (o estén cerca mientras alguien lo use).

- 4) Este producto solo debe usarse en los modos descritos en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- 5) No use este producto si no funciona correctamente, se ha caído o estropeado, o si se ha sumergido en agua. Entregue el aparato en un punto de servicio para su examen y reparación.
- 6) No use nunca este aparato si las salidas de aire están bloqueadas. Procure que las salidas de aire no estén obstruidas por pelusas, cabello o cualquier otro objeto.
- 7) No introduzca nada en ninguno de los orificios del aparato.
- 8) No utilice este producto cerca de aerosoles (espráis) ni en lugares donde se administre oxígeno.
- 9) No deje el aparato cerca de un campo magnético ni donde pueda verse afectado por un campo magnético, ya que esto puede provocar la descarga de la batería.
- 10) No use el aparato antes de acostarse, ya que ejerce un efecto estimulante y puede retrasar el sueño.
- 11) Evite tocar el hueco entre el cabezal de masaje y el cuerpo del aparato con sus dedos o cabello, para evitar pellizcos y tirones.
- 12) Se le recomienda empezar el masaje con la intensidad más baja. No use el aparato por más de 30 minutos seguidos; un uso excesivo podría producir moretones o que el aparato se sobrecalentara, acortando su vida útil.
- 13) Mantenga el aparato alejado del calor y evite usarlo en lugares donde la temperatura sea relativamente caliente.
- 14) No use el aparato con las manos húmedas.
- 15) Use solo el cabezal de masaje oficial originalmente provisto en el paquete. El uso de un cabezal de masaje de terceros puede provocar daños al aparato, además de anular la garantía.
- 16) Para evitar averías o daños, no tire, aplique fuerza excesiva ni coloque mucho peso sobre el aparato.
- 17) Si se produce un olor desagradable o nota un exceso de temperatura mientras usa el aparato, deje de usarlo de inmediato y desenchúfelo de la corriente.
- 18) Está prohibido que personal no profesional repare el aparato o cambie cualquiera de sus componentes.
- 19) Use solo los cabezales de masaje que produzcan los mejores resultados.
- 20) No presione el cabezal de masaje con demasiada fuerza ni cubra el aparato durante un masaje.
- 21) No use el aparato cerca de cabellos largos, ropa holgada ni joyas.
- 22) No masajee la misma zona durante demasiado rato seguido. Si siente cualquier incomodidad o malestar, deje de usar el aparato de inmediato.

No use la pistola masajeadora en:

- 1) Piel sensible, hinchada o inflamada, zonas con mala circulación sanguínea, zonas con erupciones cutáneas o zonas con dolor abdominal cuya causa no haya sido identificada;
- 2) La cabeza, el rostro, las cervicales, la columna vertebral;
- 3) Venas varicosas;
- 4) Zonas tumorales;
- 5) La garganta;
- 6) Partes duras, como el cráneo o donde el hueso está más descubierto, como el humero, los tobillos o el dorso de la mano;
- 7) El área genital (no use este aparato con finalidades sexuales, ya que no está diseñado para tal fin y podría causar lesiones graves);
- 8) Una persona inconsciente o dormida;
- 9) Ninguna zona fracturada.

Si forma parte de alguno de los colectivos enumerados a continuación, consulte a un médico antes de usar el aparato:

- 1) Personas con estasis sanguínea;
 - 2) Personas con fracturas;
 - 3) Personas con cardiopatías, marcapasos, desfibrilador o piezas metálicas en el cuerpo;
 - 4) Niños pequeños o mujeres embarazadas;
 - 5) Personas operadas de las articulaciones hace menos de 90 días (no use el aparato a menos de 7 cm de la zona operada).
- Si no se siente bien o si nota cualquier incomodidad inusual, deje de usar el aparato de inmediato.

Instrucciones específicas sobre la batería:

1. Advertencia de exposición a productos químicos: si la batería pierde líquido, evite cualquier contacto del mismo con la piel o los ojos. Si ha habido contacto, lave la zona afectada con abundante agua y acuda al médico.
2. No tire la batería al fuego ni la caliente. Si la batería llega al final de su vida útil, debe ser guardada dentro de una bolsa de plástico sellada y depositada en los puntos de recogida o reciclaje establecidos por la normativa medioambiental local.
3. La vida de la batería puede variar según el uso que se le dé al aparato y las condiciones de dicho uso. Si el aparato no se va a usar por mucho tiempo, guárdelo apagado y cárguelo una vez al mes para prolongar la vida de la batería.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Acerca de la Pistola de Masaje RENPHO

1. Lo que hay en la caja

RENPHO Pistola de Masaje x 1

Cabeza de masajexor x 5

Tipo C Cable de carga x 1

Manga de goma x 2

Manual de usuario x 1

2. Introducción al producto

Cabezal de masaje extraíble y reemplazable



CONSEJO: Ninguno de los cabezales de masaje debe utilizarse para la cabeza. NO lo use en la cabeza.



Cabezal calefactor

• Puerto de carga tipo C (use un cargador de 5V 1A / 2A, no incluido)

Cuando la pistola de masaje alcanza una cierta amplitud, el cabezal de masaje enciende automáticamente la función de calefacción.

- Batería de litio incorporada de 600 mAh

- Tiempo de carga: unos 90 minutos.

- Duración de la batería: unos 90 minutos.

* Cuando la luz roja dentro del cabezal de calentamiento parpadee, cárguela.



Cabeza de bola

Cabeza de bola: Para grupos musculares grandes como quads, glúteos, músculos extremos y dolor articular.



Cabeza en forma de U

Cabeza en forma de U: para columna vertebral, cuello y hombro para músculos sensibles y tejidos blandos.



Cabezal de cojín de aire

Cabezal de cojín de aire: para la relajación sensible de la carne corporal.



Cabezal calefactor

Cabezal calefactor: para todas las partes del cuerpo.



Cabeza de bala

Cabeza de bala: para articulaciones, tejidos profundos, puntos desencadenantes y pequeñas áreas musculares como pies y muñeca.



Manga de goma

Cada cabezal de masaje viene preinstalado con una funda de goma, si está dañada, reemplázela por una de repuesto.

Uso de pistola de masaje

1. Consejos importantes antes de usar

1.1 Carga

- Cargue la pistola de masaje antes de usarla.
- Para cargar la pistola de masaje, conecte el cable tipo C en un adaptador y en la interfaz de carga de la unidad.
- La luz indicadora de la pistola de masaje parpadeará en azul durante el proceso de carga. La luz indicadora será **SOLID BLUE** cuando se complete la carga.
- Por motivos de seguridad, la pistola de masaje NO funcionará durante la carga. Además, la pistola de masaje se apagará automáticamente después de 10 minutos de uso continuo. Si quieres un masaje más largo, por favor enciéndelo entonces.



¡NO uses la pistola de masaje al cargar!

ordenador
portátil/escritorio

Adaptador



pistola de
masaje RENPHO

Nota: El adaptador no está incluido.

1.2 Duración de la batería


- Esta pistola de masaje tiene una batería recargable incorporada. Una carga completa tarda aproximadamente 3 horas. La duración total de la batería es de hasta 150 minutos después de una carga completa. Por favor, cárguelo completamente antes del primer uso.
- La duración de la batería puede variar según la aplicación y/o las condiciones de funcionamiento. Si el producto no está en uso durante mucho tiempo, manténgalo apagado y cárgalo una vez al mes para que la batería dure más tiempo.
- Por favor, mantenga la pistola de masaje lejos del calor y evite usarla en lugares donde la temperatura circundante es relativamente caliente.

2. Preparación

- Cargue completamente la pistola de masaje durante 3 horas antes de su uso.
- Seleccione el cabezal de masaje adecuado para conectarse con el anfitrión

3. Instrucciones de funcionamiento

1. Inserte el cabezal de masaje completamente en el anfitrión cuando lo use y desenchufe cuando deje de usarlo. Nota: Se debe colocar la instalación de la cabeza en forma de U. Cuando la hebilla se inserta en la ranura, significa que la instalación está en su lugar. Si la cabeza de la pistola de masaje no está instalada en su lugar, habrá un riesgo de caerse durante el uso.



2. Mantenga pulsado el botón  en el panel durante 2 segundos para encender e iniciar la primera velocidad, presione brevemente el botón  en el panel, la velocidad cambiará entre 1-5 nivel. Mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos para apagarlo.

* Después de 10 minutos de funcionamiento, el dispositivo se apaga automáticamente.


3. Use la pistola de masaje en cualquier área de su cuerpo para aliviar la rigidez, el dolor y el dolor.



Masaje de hombro




Masaje de espalda




Masaje de pies



Masaje de brazos



Masaje de cintura



Masaje de piernas

Cuidado y mantenimiento del producto

- Coloque la pistola de masaje en un lugar seguro, fresco y seco cuando no esté en uso.
- Desenchufe siempre la pistola de masaje antes de limpiarla.
- Después de su uso, limpie la pistola de masaje con un paño suave y húmedo con limpiadores no abrasivos. Si es necesario, límpiela con un esterilizador.
- NO sumerja la pistola de masaje en agua ni en ningún otro líquido.
- Mantener alejado de todos los disolventes y detergentes agresivos.
- NO intente reparar esta pistola de masaje. No hay piezas que puedan usar el servicio de usuario.
- NO tire la pistola de masaje en un relleno de tierra. Contiene una batería de iones de litio y otros componentes eléctricos, que se considera peligroso E-residuos.



- 1) El aparato dispone de un cabezal de masaje con calor. Aquellas personas que no sean sensibles al calor deben tener especial cuidado al usar el aparato.
- 2) Tenga cuidado con las superficies calientes, ya que le podrían causar quemaduras graves. Es peligroso dejar que niños o personas discapacitadas usen el calor sin ningún tipo de supervisión.
- 3) Pueden producirse temperaturas lo suficientemente altas como para causar quemaduras, independientemente del ajuste de control. No use el aparato en niños pequeños o en personas inválidas, dormidas o inconscientes. No use el aparato en pieles insensibles ni en personas con problemas de circulación sanguínea. Compruebe con frecuencia la piel que está en contacto con el área calentada del aparato para reducir el riesgo de formación de ampollas.

Anleitung zur Fehlerbehebung

SOLUCIÓN DE	CAUSA DEL	PROBLEMA
La pistola de masaje no se enciende.	La energía está apagada.	Mantenga pulsado el botón de encendido para encender la goma de masaje.
	La batería está demasiado baja.	Cargar la pistola de masaje.
	La pistola de masaje se apaga después de 10 minutos.	Mantenga pulsado el botón de encendido para encender la pistola de masaje durante otros 10 minutos.
La pistola de masaje se apaga automáticamente.	La protección contra sobrecalentamiento de la pistola de masaje apagará la pistola de masaje automáticamente cuando esté demasiado caliente.	Espere a que la pistola de masaje se enfríe antes de volver a encenderla.
	La pistola de masaje se apaga después de 10 minutos.	Mantenga pulsado el botón de encendido para encender la pistola de masaje durante otros 10 minutos.
La pistola de masaje no funciona.	El cabezal de masaje es para insertar demasiado apretado.	Enchufe un poco la cabeza del masaje y luego encendala.
Si tiene sin problemas, póngase en contacto con: support-eu@renpho.com		

Especificaciones

Nombre del producto: Pistola de masaje

Modelo: RP-GM171H

Entrada: 5V --- 2A

Voltaje de la batería: 7.4V ---

Potencia nominal: 25W

Capacidad de la batería: 2500mAh

Amplitud: 10mm

RPM: Max 3200r/min

Temporizador de apagado automático: 10 minutos

Dimensiones del producto: 186*147*60mm

Peso del producto: 680g

Política de garantía

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

Atención al cliente

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

✉ **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

***Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/repación.**

Aviso:



Este símbolo en el dispositivo o en su embalaje indica: No deseché los aparatos eléctricos como residuos municipales no clasificados; utilizar instalaciones de recogida separadas. Póngase en contacto con su autoridad local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar. Al reemplazar los electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar su antiguo aparato para su eliminación al menos de forma gratuita.



UK Importer: EEON(UK)LIMITED

Kemp House 160 City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom

EU Importer: Renpho GmbH

Lehmweg 17, 20251 Hamburg Hoheluft-Ost, Deutschland, Germany
Tel: +49 40 23969285 (DE ONLY)

Manufacturer: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd.

Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, 518000 P.R.China

UK REP Richers & Vision Ltd.

Unit 58B, Bordon Enterprise Park, Budds Lane, Bordon, Hampshire, GU35 0JE, U.K.

EU REP C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH

Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
Email: info@ce-connection.de

装订方式：骑马钉

成品尺寸：98 x 135mm

材質：128g銅版紙 雙面彩色印刷

本页不印刷

版本号：NA4