





US	01-25
DE	26-50
ES	51-75
FR	76-100



US

✓STATEMENT

Thank you for purchasing this product, and in order to ensure proper use of this product, please read the user manual carefully before using it and keep this manual where you can refer to it at any time.

✓HISTORY OF LED LIGHT THERAPY

LED therapy began in 1903 when a scientist named Niels Finsen was awarded the Nobel Prize in Medicine for his use of light therapy. The field has expanded, and more clinics and the medical science industry are putting the effects of phototherapy to work with greater impact. Through extensive research and years of use of red light therapy and infrared therapy, it was found that not only make the tissues healed, but also make the condition of the skin surface was improved.

✓PRODUCT PRINCIPLE

LED red light therapy pad is through special LEDs, 660nm red light wavelength and 850nm infrared light wavelength, which has optical effects on organisms and produces important biological effects and phototherapy effects. Mitochondria in cells absorb red light the most, after the irradiation of red light, the catalase (CAT) activity of mitochondria increases, which can increase cell metabolism, increase glycogen content, increase protein synthesis and increase the decomposition of adenoglycine triphosphate (ATP), thereby strengthening the regeneration of cells, promoting the healing of ulcers, but also increasing the phagocytosis of white blood cells, improving the body's immune function, improving blood circulation, promoting local tissue metabolism, promoting hair growth, and promoting fracture healing, Accelerates the regeneration of damaged nerves, etc.

✓PRODUCT ADVANTAGES

1. The product can be used for phototherapy of the trunk and limbs (Which parts of the body the product can be used on is determined by the characteristics of the product)., as well as joint soft tissue health care and physiotherapy after injury, which can improve blood circulation and human metabolism to eliminate the pain of the injured part, so that the local damage of the human body can be repaired quickly, and the body's immune function can be effectively improved;
2. The technology of the product is very advanced, using LED red light module technology, combined with microelectronic heat compress, infrared and LED red light and other technologies in the performance of treatment, is a highly technological product, is a safe, effective, reliable, painless, non-toxic, natural body pain relief solution;
3. This product is a unique and high-end gift for your lover, parents, the elderly, friends, etc. on birthday, anniversary, Father's Day,

Mother's Day, Valentine's Day, Thanksgiving, Christmas and New Year.

☑SYMPTOMS ADAPTION

It is suitable for the adjuvant treatment of trunk and limb soft tissue injuries, acute and chronic shoulder, neck, back and leg pain. It has anti-inflammatory, anti-swelling, analgesic, improves microcirculation, promotes blood circulation, Anti-aging and cosmetic effect.

☑INTRODUCTION TO LIGHT SOURCES AND WAVELENGTHS

Color	wavelength	Function (different wavelengths, different skin depths)
Blue light	460nm	It is an extremely effective light source for activating cellular activity, and energy is available to many hair follicles and sebaceous glands. And can stimulate macrophages to release cytokines, thereby affecting the formation of inflammation, and play a certain healing and repair, anti-inflammatory, sedative, and have a certain effect on congestion and pain relief.
Red light	640nm	It has the characteristics of high purity, strong light source and uniform energy density. It plays an important role in skin care and recovery and is known as bioactive light. Red light can increase cell activity, promote cell metabolism, promote blood circulation, make the skin secrete a large amount of collagen and fibrous tissue to fill itself, accelerate blood circulation, increase skin elasticity, improve skin chlorosis and dullness, so as to achieve anti-aging, anti-aging oxidation and repair.
	660nm	
Infrared	850nm	It is invisible to the naked eye and penetrates deep into human tissues, which can expand local blood vessels, accelerate blood circulation, increase local arterial blood supply, help provide more energy and nutritional support, promote the healing of lesions, and relieve muscle tension, fatigue and strain.

☑ADAPTATIONS

1. Home; 2. Beauty salon; 3. Clinic; 4. Gym; 5. Sauna; 6. Physiotherapy center.

☑CONTRAINDICATION

1. Children under 13 years old and pregnant women should not use phototherapy products;
2. Cancer patients;
3. Tuberculosis patients;
4. Acute purulent inflammation;
5. Patients with bleeding;
6. Patients with heart disease and pacemakers;
7. Patients with arteriosclerosis;
8. Newborns and infants;
9. Patients allergic to light;
10. People who are deemed inappropriate to use these products by doctors.

WARNING

1. Do not irradiate the eyes;
2. Don't let children play, it's not a toy;
3. Do not contact with water to prevent short circuit leakage; Not waterproof, only for indoor use;
4. If other equipment such as wires or plugs is damaged, please do not use it, only use the equipment accessories provided;
5. This product contains SBR, if you are allergic to SBR, please do not use this product;
6. Do not use this product in sleeping, comatose or drunk people;
7. Do not wrinkle or fold the device, and need to roll it into a round shape when storing;
8. Do not use this equipment in open wounds, bleeding caused by increased heat and accelerated blood circulation;
9. When not in use, unplug the power supply to avoid tripping hazards;
10. If you feel unwell during use, discontinue use immediately and contact your doctor.


WARM PROMPT

1. After phototherapy, the skin will have a few traces of lamp beads, which usually disappear automatically within 30-60 minutes;
2. It is recommended to turn on infrared and red light at the same time;
3. The temperature is recommended to be gradually increased from 1 gear according to personal preferences and acceptance, and there are 3 gears;
4. Put the infrared pad flat, can not be cushioned on soft objects, the product has many FPC board and lamp beads composition, easy to make the therapy pad bend, damage the FPC board, resulting the therapy pad can not be used;
5. We recommend to enjoy the therapy with naked body to get better effect;
6. Turn on the therapy pad and warm it up for 2-3 minutes before use.

Controller Instruction



Power Connection Method



INSTRUCTIONS FOR USE

For model numbers

CM-RED-M29; CM-RED-M39; CM-RED-M49; CM-RED-M59; CM-RED-M69;
CM-RED-M79; CM-RED-M89; CM-RED-C18

1. Press the power switch, the indicator light is on.
2. Wavelength selection: press the “R” key once, the LED power indicator will display green, and both red and infrared light will be on; press the “R” key twice, only the near-infrared light will be on (not visible to the naked eye, slightly glowing in dark light), the red light is off; press the “R” key 3 times, only the red light is on, and the near-infrared light is off; press the “R” key 4 times, all the LED lights are off. (Red light and infrared light can be selected according to individual needs. It is recommended to use red light and infrared light at the same time).
3. Temperature selection: the default LED power indicator will display green, and the heating temperature of the product is $39^{\circ}\text{C} \pm 2$; press the “C” key once, the LED power indicator will display blue, and the heating temperature of the product is $43^{\circ}\text{C} \pm 2$; press the “C” key twice, the LED power indicator shows red, and the heating temperature of the product is $47^{\circ}\text{C} \pm 2$. (It is recommended to choose the default temperature of $39^{\circ}\text{C} \pm 2$, and gradually increase it to a suitable temperature according to individual needs).
4. Pulse selection: Press the “R” key to set the wavelength mode, and then press the “P” key to start the corresponding wavelength pulse mode. (The pulse mode is selected according to individual needs).
5. Timing selection: press the timing button, press “I” for 10 minutes, the 10min indicator light is on, “II” is set for 20 minutes, the 20min indicator light is on, press “III” for 30 minutes, the 30min indicator light is on, the timer defaults to start for 30 minutes. Timing setting includes red light, infrared, temperature, pulse all modes. And product will auto shut off when the time is up.
6. Usage time: It is recommended to use it 1 to 2 times a day, no more than 30 minutes for each body part, and use it continuously for at least 4 weeks.
7. In the process of using red and infrared light, if you feel any discomfort, you should stop using it immediately.
8. The removable power bank pocket (only for some products) can be tied to the arm or pasted on the product in the direction of the Velcro, which is convenient for using the power bank during activities.
9. Please note: all plug connectors must be inserted tightly during use to prevent poor contact.
10. Do not fold during storage and use to avoid damage to the lamp beads.
11. There may be traces of light beads on the skin surface after use, which usually disappear automatically within 20-50 minutes.

US

CM-RED-M29



PRODUCT PARAMETERS

Model No	CM-RED-M29
Product Name	Red and infrared light foot pads
Voltage	AC 100-240V, DC 12V (can be connected to power bank or AC power)
Power	25W
LED QTY	150PCS
Wavelength	Red light 640nm*1; Red light 660nm*1; Infrared 880nm*1
Material	SBR
Size	760*130mm
Package contents	Foot pad*1; AC power adapter*1; Control switch*1; Elastic band*3; USB boost cable*1; Power bank * 1; User manual*1.
Function	Infrared, red light, pulse, heating, timing
Usage count	1-2 times a day, no more than 30 minutes per body part, at least 4 weeks.

US

CM-RED-M39



PRODUCT PARAMETERS

Model No	CM-RED-M39
Product Name	Red light & infrared light shoes
Voltage	AC 100-240V, DC 12V (can be connected to power bank or AC power)
Power	28W
LED QTY	158PCS
Wavelength	Red light 660nm*1; infrared light 850nm*2.
Material	SBR
Size	350*220mm
Package contents	Shoe*1 (not 1 pair); AC power adapter*1; Control switch*1; USB boost cable*1; Power bank bag*1; User manual*1.
Function	Infrared, red light, pulse, heating, timing
Usage count	1-2 times a day, no more than 30 minutes per body part, at least 4 weeks.

US

CM-RED-M49



US**CM-RED-M49**

AC CHARGING MODE




PRODUCT PARAMETERS

Model No	CM-RED-M49
Product Name	Red and infrared light full body pad
Voltage	AC 100-240V, working voltage 36V
Power	160W
LED QTY	960PCS
Wavelength	Red light 660nm*1; infrared light 850nm*2.
Material	SBR
Size	1700*400mm
Package contents	Mat*1; Control Switch*1; AC Power Adapter*1; Power Cord*1; User Manual*1
Function	Infrared, red light, pulse, heating, timing
Usage count	1-2 times a day, no more than 30 minutes each time, at least 4 weeks.

US

CM-RED-M59



PRODUCT PARAMETERS

Model No	CM-RED-M59
Product Name	Red light & infrared hand wrist band
Voltage	AC 100-240V, DC 12V (can be connected to power bank or AC power)
Power	9W
LED QTY	40PCS
Wavelength	Red light 660nm*1; infrared light 850nm*2.
Material	SBR
Size	100*400mm
Package contents	Hand Wrist band*1; AC power adapter*1; Control switch*1; USB boost cable*1;Elastic band*1;Power bank bag*1; User manual*1.
Function	Infrared, red light, pulse, heating, timing
Usage count	1-2 times a day, no more than 30 minutes per body part, at least 4 weeks.

US

CM-RED-M69



PRODUCT PARAMETERS

Model No	CM-RED-M69
Product Name	Red light & infrared foot ankle strap
Voltage	AC 100-240V, DC 12V (can be connected to power bank or AC power)
Power	15W
LED QTY	66PCS
Wavelength	Red light 660nm*1; infrared light 850nm*2.
Material	SBR
Size	320*340mm
Package contents	Foot ankle strap*1; AC power adapter*1; Control switch*1; USB boost cable*1; Power bank bag*1; User manual*1.
Function	Infrared, red light, pulse, heating, timing
Usage count	1-2 times a day, no more than 30 minutes per body part, at least 4 weeks.

US

CM-RED-M79



PRODUCT PARAMETERS

Model No	CM-RED-M79
Product Name	Red light & infrared gloves
Voltage	AC 100-240V, DC 12V (can be connected to power bank or AC power)
Power	19W
LED QTY	100PCS
Wavelength	Red light 660nm*1; infrared light 850nm*2.
Material	SBR
Size	170*320mm
Package contents	Glove*1(not 1 pair); AC power adapter*1; Control switch*1; USB boost cable*1; Elastic band*2; Power bank bag*1; User manual*1.
Function	Infrared, red light, pulse, heating, timing
Usage count	1-2 times a day, no more than 30 minutes per body part, at least 4 weeks.

US

CM-RED-M89



PRODUCT PARAMETERS

Model No	CM-RED-M89
Product Name	Red and infrared light belt
Voltage	AC 100-240V, DC 12V (can be connected to power bank or AC power)
Power	26W
LED QTY	150PCS
Wavelength	Red light 660nm*1; infrared light 850nm*2.
Material	SBR
Size	450*200mm
Package contents	Belt*1; AC power adapter*1; Control switch*1; USB boost cable*1; Elastic band*1; Power bank bag*1; User manual*1.
Function	Infrared, red light, pulse, heating, timing
Usage count	1-2 times a day, no more than 30 minutes per body part, at least 4 weeks.

US**CM-RED-C18****PRODUCT PARAMETERS**

Model No	CM-RED-c18
Product Name	Red and infrared light knee pad
Voltage	AC 100-240V, DC 12V (can be connected to power bank or AC power)
Power	16W
LED QTY	76PCS
Wavelength	Red light 660nm*1; Infrared 850nm*2
Material	SBR
Size	830*250mm
Package contents	Knee pad*1; AC power adapter*1; Control switch*1; Elastic band*1; USB boost cable*1; Power bank * 1;User manual*1.
Function	Infrared, red light, pulse, heating, timing
Usage count	1-2 times a day, no more than 30 minutes per body part, at least 4 weeks.

US

CM-RED-M19



PRODUCT PARAMETERS

Model No	CM-RED-M19
Product Name	Red and infrared light hat
Voltage	AC 100-240V, DC 12V (can be connected to power bank or AC power)
Power	25W
LED QTY	144PCS
Wavelength	Blue light 460nm*1; Red light 660nm*1; Infrared light 850nm*1
Material	SBR
Size	300*245mm
Package contents	Hat*1; AC Power Adapter*1; Control Switch*1; USB Boost Cable*1; Power Bank Bag*1; User Manual*1.
Function	Blue light, infrared light, red light, pulse, heating, timing
Usage count	1-2 times a day, no more than 30 minutes per body part, at least 12 weeks.

☑ INSTRUCTIONS FOR USE

1. Press the power switch, the indicator light is on.
2. Wavelength selection: press the "R" key once, the LED power indicator will display green, and the blue light will be all on; press the "R" key twice, the infrared and red lights will all light up; press the "R" key three times, the blue light, red light/infrared light turns on alternately; press the "R" key 4 times, all the LED lights are off. (Red light and infrared light can be selected according to individual needs. It is recommended to use red light and infrared light at the same time).
3. Temperature selection: the default LED power indicator will display green, and the heating temperature of the product is $39^{\circ}\text{C} \pm 2$; press the "C" key once, the LED power indicator will display blue, and the heating temperature of the product is $43^{\circ}\text{C} \pm 2$; press the "C" key twice, the LED power indicator shows red, and the heating temperature of the product is $47^{\circ}\text{C} \pm 2$. (It is recommended to choose the default temperature of $39^{\circ}\text{C} \pm 2$, and gradually increase it to a suitable temperature according to individual needs).
4. Pulse selection: Press the "R" key to set the wavelength mode, and then press the "P" key to start the corresponding wavelength pulse mode. (The pulse mode is selected according to individual needs).
5. Timing selection: press the timing button, press "I" for 10 minutes, the 10min indicator light is on, "II" is set for 20 minutes, the 20min indicator light is on, press "III" for 30 minutes, the 30min indicator light is on, the timer defaults to start for 30 minutes. Timing setting includes red light, infrared, temperature, pulse all modes. And product will auto shut off when the time is up.
6. Usage time: It is recommended to use it 1-2 times a day, no more than 30 minutes for each body part, and use it continuously for more than 4 weeks.
7. In the process of using red and infrared light, if you feel any discomfort, you should stop using it immediately.
8. The removable power bank pocket (only for some products) can be tied to the arm or pasted on the product in the direction of the Velcro, which is convenient for using the power bank during activities.
9. Please note: all plug connectors must be inserted tightly during use to prevent poor contact.
10. Do not fold during storage and use to avoid damage to the lamp beads.
11. There may be traces of light beads on the skin surface after use, which usually disappear automatically within 20-50 minutes.

US

CM-RED-C28



PRODUCT PARAMETERS

Model No	CM-RED-C28
Product Name	Red &Infrared Light Space Therapy Pad
Input voltage	110-240V (50-60Hz)
Output voltage	DC36V
Power	upper pad 270W, lower pad 280W
Current	7.8A*1,7.8A*1
LED QTY	1392PCS on the upper pad; 1440PCS on the lower pad
Wavelength	LED red light 660nm*1, LED infrared 850nm*2
Optical Density	1st gear: 120mw/cm ² ; 2nd gear: 135MW/cm ² ; 3rd gear: 150MW/cm ²
Temperature	109-131°F (43-55°C)
Timing range	0-60 minutes (Default time: 30 minutes)
Material	Therapy mat: SBR, Protective case: TPU + nylon cloth
Size	1700mm*600mm
Package contents	Therapy mat*2PCS (upper and lower);Protective case* 2PCS (up and down);remote control *1; Adapter*2; Goggles*1; Power cord *2; User manual *1; Storage bag*1; AAA battery*2
Function	Near infrared + red light + timing + pulse

US**CM-RED-C28**

✓HOW TO USE THE PROTECTIVE CASE

1. Place the protective case flat, one corner of the protective case with an opening, here is the power connection interface;
2. Make sure power supply interface of the therapy pad is coincide with the protective case opening before putting the therapy pad in the protective case;
3. Put the therapy pad completely flat into the protective case, and check whether the 4 corners are all aligned, and there can be no overlap part on the pad, so as not to damage the internal FPC board;
4. Zip the zipper after there are no overlap part on the therapy pad;
5. The protective case made in nylon, which is durable, wear-resistant, dirt-resistant, flat and easy to clean;
6. The transparent case is made in TPU material which is environmentally friendly, non-toxic, non-allergic, non-irritating, wear-resistant, good light transmission, and does not affect the penetration of light waves.

Protective Case Usage Steps



US

CM-RED-C28

Introduction of Remote Control



- ✓ A/B: A means control button for upper therapy pad.B means control button for Lower therapy pad
- ✓ Please install the 2*AAA battery before using the remote control, and pay attention to the positive and negative poles direction when installing.
- ✓ NOTE: Each LED beads contains 2pcs near infrared. Each therapy pad with 2 control buttons to turn on or off the 2pcs near infrared separately,or turn on them at the same time.

A/B	"A" on the remote control is the upper therapy pad control button; "B" is the lower therapy pad control button.
	Power Switch and Pulse Button Combination Power Switch: long press for 3 seconds to turn on the power supply, at the same time the button and the screen light on. On the contrary, long press for 3 seconds to turn off the power. Pulse Button: short press the button to start the pulse function. The button lights up after pressing, and the therapy pad starts the strobe function, and will see the light is flicking.
	The near infrared buttons, each LED beads has 2pcs 850nm infrared, a button to control a 850nm infrared alone, if you need turn on 2pcs 850nm at the same time, you need to turn on 2 buttons, the button lights on. The near infrared light is visible in the low light or dark light.
	The red light button, each LED beads has a 660nm red light, turn on the button, red light and the button light on at the same time, the therapy pad starts working.
	The power button, there are 3 gears, each pressing is a gear. The button lights up after pressing, the green indicator on the side of the display is the 1st gear, the blue indicator is the 2nd gears, and the red indicator is the 3rd gears. At the same time, you can obviously observe the brightness change, higher power, stronger light. According to personal preferences to choose different power.
	The time plus button, for timing the upper and lower therapy pads at the same time, add 5 minutes with each pressing. The button lights on after pressing and the display shows the time. Time is up, the device automatically stops working.
	The time minus button, for timing the upper and lower therapy pads at the same time, reduce 5 minutes with each pressing, the button lights on after pressing and the display shows the time. Time is up, the device automatically stops working.
1. Only one of the remote control mode and manual mode can be selected, and cannot be used at the same time. 2. Please install the 2*AAA battery before using the remote control, and pay attention to the positive and negative poles direction when installing.	

US**CM-RED-C28****☑MANUAL STANDBY MODE OPERATION METHOD**

1. Press the switch 1 time, the switch indicator is green: 1 group of red light + 2 groups of infrared (visible in the dark) work, the default low power.	
2. Press the switch 2 times, the switch indicator is green: 1 group of infrared work.	
3. Press the switch 3 times, the switch indicator is green: 1 group of red light work.	
4. Press the switch 4 times, the switch indicator is green: another group of infrared work.	
5. Press the switch 5 times, the switch indicator does not light up, and all LED lights stop working.	
6. Any of the above modes long press for 3 seconds, high power mode, with blue light indicator, and manual mode no mid-range power.	
7. Timing defaults to 30 minutes.	
8. Only one of the remote control mode and manual mode can be selected, and cannot be used at the same time.	

☑HOW TO USE THE PRODUCT

1. Put the lower therapy pad in the protective case, place it on hard objects, and never place it on the soft objects (such as soft Simmons, latex pad, sofa, etc.);
2. Plug in the power supply and check whether all interfaces are plugged in tightly;
3. Cover the upper therapy pad, which can be fixed according to personal habits;
4. The gap on the 2 sides of the upper and lower pads is specially designed for heat dissipation;
5. Wear the goggles;
6. Operate according to the instruction of the remote control;
7. Start enjoying your phototherapy moments;
8. It is recommended to use it once a day, 30-60 minutes each time, at least for more than 1 week.

US**CM-RED-C38**

PRODUCT PARAMETERS

Model No	CM-RED-C38
Product Name	Red and infrared light full body pad
Input voltage	110-240V (50-60Hz)
Output voltage	DC36V
Power	280W
Current	7.8A
LED QTY	1440PCS
Wavelength	LED red light 660nm*1, LED infrared 850nm*2
Optical Density	120mw/cm ² -150MW/cm ²
Temperature	118-132°F (48-56°C)
Timing range	0-30 minutes (Default time: 15 minutes)
Material	Therapy mat: SBR, Protective case: TPU + nylon cloth
Size	1700mm*600mm
Package contents	Therapy mat:*1PCS ;Protective case* 1PCS;remote control *1; Adapter*1; Goggles*1; Power cord *1; User manual *1; Storage bag*1; AAA battery*2
Function	Near infrared + red light + timing + pulse+Remote control

☑ HOW TO USE THE PROTECTIVE CASE

1. Place the protective case flat, one corner of the protective case with an opening, here is the power connection interface;
2. Make sure power supply interface of the therapy pad is coincide with the protective case opening before putting the therapy pad in the protective case;
3. Put the therapy pad completely flat into the protective case, and check whether the 4 corners are all aligned, and there can be no overlap part on the pad, so as not to damage the internal FPC board;
4. Zip the zipper after there are no overlap part on the therapy pad;
5. The protective case made in nylon, which is durable, wear-resistant, dirt-resistant, flat and easy to clean;
6. The transparent case is made in TPU material which is environmentally friendly, non-toxic, non-allergic, non-irritating, wear-resistant, good light transmission, and does not affect the penetration of light waves.

Protective Case Usage Steps



US

CM-RED-C38

✓MANUAL STANDBY MODE OPERATION METHOD

1. Press the switch 1 time, the switch indicator is green: 1 group of red light + 2 groups of infrared (visible in the dark) work, the default low power.	
2. Press the switch 2 times, the switch indicator is green: 1 group of infrared work.	
3. Press the switch 3 times, the switch indicator is green: 1 group of red light work.	
4. Press the switch 4 times, the switch indicator is green: another group of infrared work.	
5. Press the switch 5 times, the switch indicator does not light up, and all LED lights stop working.	
6. Under any of the above modes long press for 3 seconds, switch to the high temperature mode with blue light indicator. Manual mode without middle temperature mode (The default is low temperature mode with green light indicator).	
7. Timing defaults to 30 minutes.	
8. Only one of the remote control mode and manual mode can be selected, and cannot be used at the same time.	

Introduction of Remote Control



1. Only the remote control mode or manual mode can be selected at a time, and cannot be used 2 control modes at the same time.
2. Please install the 2*AAA battery before using the remote control, and pay attention to the positive and negative poles direction when installing.

US**CM-RED-C38****✓HOW TO USE THE REMOTE CONTROL**

	Power switch, long press for 3 seconds to turn on the power, while the button and display light up. Instead, long press for 3 seconds to turn off the power.
	The near infrared buttons, each LED beads has 2pcs 850nm infrared, a button to control a 850nm infrared alone, if you need turn on 2pcs 850nm at the same time, you need to turn on 2 buttons at the same time, the button lights on. The near infrared light is visible in the low light or dark light.
	The red light button, each LED beads has a 660nm red light, turn on the button, red light and the button light on at the same time, the therapy pad starts working.
	Temperature button, button light up after pressing. Level 1 (Low: 48°C/118°F), level 2 (Medium: 52°C/125°F), level 3 (High: 56°C/132°F). On the left side of the display, the green light means low gear, the blue light means medium gear, and the red light means high gear. At the same time, brightness changes can be clearly observed, higher temperatures and stronger light. Choose a suitable temperature according to your personal preference.
	The pulse function starts after short pressing the button, and the button P1, P2, P3 represents the flashing speed of low, medium and high. There are pulse indicator light on the right side of the display. Green light indicates P1 low gear. Blue light indicates P2 mid-gear. Red light indicates P3 high gear. According to personal preference, choose the suitable pulse gear. You will see the light flashing when the light therapy mat activates the pulse function.
	The time plus or minus button increases or decreases by 5 minutes each time it is pressed. When pressed, the button lights up and the display shows the time. When the time is up, the product will automatically stop working.
1. Only one of the remote control mode and manual mode can be selected, and cannot be used at the same time. 2. Please install the 2*AAA battery before using the remote control, and pay attention to the positive and negative poles direction when installing.	

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts, und um die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts sicherzustellen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden, und bewahren Sie dieses Handbuch auf, wo Sie jederzeit darauf zugreifen können.

✓ GESCHICHTE DER LED-LICHTTHERAPIE

Die LED-Therapie begann 1903, als ein Wissenschaftler namens Niels Finzen den Nobelpreis für Medizin für seine Verwendung der Lichttherapie erhielt. Das Feld hat sich erweitert, und immer mehr Kliniken und die medizinische Industrie setzen die Auswirkungen der Phototherapie mit größerer Wirkung ein. Durch umfangreiche Forschung und jahrelange Anwendung der Rotlichttherapie und Infrarottherapie wurde festgestellt, dass nicht nur das Gewebe geheilt wird, sondern auch der Zustand der Hautoberfläche verbessert wurde.

✓ PRODUKTPRINZIP

LED-Rotlicht-Therapie-Pad ist durch spezielle LEDs, 660nm Rotlicht-Wellenlänge und 850nm Infrarotlicht-Wellenlänge, die optische Effekte auf Organismen hat und wichtige biologische Effekte und Phototherapie-Effekte erzeugt. Die Mitochondrien in den Zellen absorbieren rotes Licht am meisten, nach der Bestrahlung mit rotem Licht steigt die Katalase (CAT)-Aktivität der Mitochondrien, was den Zellstoffwechsel steigern, den Glykogengehalt erhöhen, die Proteinsynthese steigern und den Abbau von Adenoglycintriphosphat (ATP) erhöhen kann, wodurch die Regeneration der Zellen verstärkt wird, Förderung der Heilung von Geschwüren, aber auch Steigerung der Phagozytose weißer Blutkörperchen, Verbesserung der Immunfunktion des Körpers, Verbesserung der Blutzirkulation, Förderung des lokalen Gewebestoffwechsels, Förderung des Haarwachstums, Förderung der Heilung von Knochenbrüchen, Beschleunigung der Regeneration geschädigter Nerven usw.

✓ PRODUKTVORTEILE

1. das Produkt kann für die Phototherapie des Rumpfes und der Gliedmaßen verwendet werden (welche Teile des Körpers das Produkt auf verwendet werden kann, wird durch die Eigenschaften des Produkts bestimmt). sowie gemeinsame weiche Gewebe Gesundheitspflege und Physiotherapie nach der Verletzung, die Blutzirkulation und den menschlichen Stoffwechsel verbessern kann, um den Schmerz des verletzten Teils zu beseitigen, so dass der lokale Schaden des menschlichen Körpers schnell repariert werden kann, und die körpereigene Immunfunktion kann effektiv verbessert werden;
2. die Technologie des Produkts ist sehr fortschrittlich, mit LED-Rotlicht-Modul-Technologie, kombiniert mit mikroelektronischen Wärmekompressen, Infrarot- und LED-Rotlicht und andere Technologien in der Leistung der Behandlung, ist ein hochtechnologisches Produkt, ist eine sichere, wirksame, zuverlässige, schmerzlos, nicht-toxische, natürliche Körper Schmerzlinderung Lösung;
3. Dieses Produkt ist ein einzigartiges und hochwertiges Geschenk für Ihren Liebhaber, Eltern, ältere Menschen, Freunde, etc. zum Geburtstag, Jahrestag, Vatertag, Muttertag, Valentinstag, Thanksgiving, Weihnachten und Neujahr.

☑SYMPTOME ADAPTION

Es eignet sich zur unterstützenden Behandlung von Weichteilverletzungen an Rumpf und Gliedmaßen, akuten und chronischen Schulter-, Nacken-, Rücken- und Beinschmerzen. Es wirkt entzündungshemmend, abschwellend, schmerzlindernd, verbessert die Mikrozirkulation und fördert die Durchblutung, Anti-Aging und kosmetische Wirkung.

☑EINFÜHRUNG ZU LICHTQUELLEN UND WELLENLÄNGEN

Die Farbe	Wellenlänge:	Funktion (verschiedene Wellenlängen, verschiedene Hauttiefen)
Das blaue Licht	460nm	Es ist eine äußerst wirksame Lichtquelle für die Aktivierung der zellulären Aktivität, und die Energie ist für viele Haarfollikel und Talgdrüsen verfügbar. Und kann Makrophagen stimulieren, um Zytokine freizusetzen, wodurch die Bildung von Entzündungen, und spielen eine gewisse Heilung und Reparatur, entzündungshemmend, Beruhigungsmittel, und haben eine gewisse Wirkung auf Staus und Schmerzlinderung.
Rote Ampel	640nm	Es zeichnet sich durch hohe Reinheit, starke Lichtquelle und gleichmäßige Energiedichte aus. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Hautpflege und -erholung und ist als bioaktives Licht bekannt. Rotes Licht kann die Zellaktivität erhöhen, den Zellstoffwechsel fördern, die Blutzirkulation fördern, die Haut dazu bringen, eine große Menge an Kollagen und faserigem Gewebe abzusondern, um sich selbst aufzufüllen, die Blutzirkulation zu beschleunigen, die Elastizität der Haut zu erhöhen, die Chlorose und Mattigkeit der Haut zu verbessern, um so Anti-Aging, Anti-Aging-Oxidation und Reparatur zu erreichen.
	660nm	
Infrarot	850nm	Es ist für das bloße Auge unsichtbar und dringt tief in das menschliche Gewebe ein. Es kann die lokalen Blutgefäße erweitern, die Blutzirkulation beschleunigen, die lokale arterielle Durchblutung erhöhen, zu mehr Energie und Nährstoffversorgung beitragen, die Heilung von Verletzungen fördern und Muskelverspannungen, Müdigkeit und Überanstrengung lindern.

☑ADAPTATIONEN

1. zu Hause;2. im Schönheitssalon;3. in der Klinik;4. im Fitnessstudio;5. Sauna;6. Zentrum für Physiotherapie;

☑KONTRAINDIKATION

1. Kinder unter 13 Jahren und schwangere Frauen sollten keine Phototherapieprodukte verwenden;
2. Krebspatienten;
3. Tuberkulose-Patienten;
4. Akute eitrige Entzündungen;
5. Patienten mit Blutungen;
6. Patienten mit Herzerkrankungen und Herzschrittmachern;
7. Patienten mit Arteriosklerose;
8. Neugeborene und Säuglinge;
9. Patienten mit einer Lichtallergie;

10. Personen, die von Ärzten als ungeeignet für die Verwendung dieser Produkte eingestuft werden.

WARNUNG

1. Die Augen dürfen nicht bestrahlt werden;
2. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, es ist kein Spielzeug;
3. Nicht mit Wasser in Berührung kommen, um einen Kurzschluss zu vermeiden; Nicht wasserdicht, nur für den Innenbereich geeignet;
4. Wenn andere Geräte wie Drähte oder Stecker beschädigt sind, verwenden Sie sie bitte nicht, verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör;
5. Dieses Produkt enthält SBR, wenn Sie allergisch auf SBR sind, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht;
6. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei schlafenden, komatösen oder betrunkenen Personen;
7. Falten Sie das Gerät nicht und rollen Sie es bei der Lagerung in eine runde Form;
8. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in offenen Wunden, Blutungen durch erhöhte Hitze und beschleunigte Blutzirkulation verursacht;
9. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker, um Stolperfallen zu vermeiden;
10. Wenn Sie sich während des Gebrauchs unwohl fühlen, brechen Sie den Gebrauch sofort ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt.


WARMER PROMPT

1. Nach der Phototherapie wird die Haut ein paar Spuren von Lampenperlen aufweisen, die in der Regel innerhalb von 30-60 Minuten von selbst verschwinden;
2. Es wird empfohlen, Infrarot- und Rotlicht gleichzeitig einzuschalten;
3. Die Temperatur wird empfohlen, schrittweise von 1 Gang nach persönlichen Vorlieben und Akzeptanz erhöht werden, und es gibt 3 Gänge;
4. Legen Sie die Infrarot-Pad flach, kann nicht auf weiche Gegenstände gepolstert werden, hat das Produkt viele FPC-Board und Lampe Perlen Zusammensetzung, leicht zu machen, die Therapie-Pad biegen, beschädigen die FPC-Board, was die Therapie-Pad kann nicht verwendet werden;
5. Wir empfehlen, die Therapie mit nacktem Körper zu genießen, um eine bessere Wirkung zu erzielen;
6. Schalten Sie das Therapiekissen ein und wärmen Sie es für 2-3 Minuten vor dem Gebrauch auf.

Controller-Anweisung



Stromverbindungsmethode



GEBRAUCHSHINWEISE

Für Modell

CM-RED-M29; CM-RED-M39; CM-RED-M49; CM-RED-M59; CM-RED-M69;
CM-RED-M79; CM-RED-M89; CM-RED-C18

1. Drücken Sie den Netzschalter, die Kontrollleuchte leuchtet.
2. Wellenlängenauswahl: Drücken Sie die "R"-Taste einmal, die LED-Stromanzeige leuchtet grün, und sowohl das rote als auch das infrarote Licht leuchten; drücken Sie die "R"-Taste zweimal, nur das Nahinfrarotlicht leuchtet (nicht sichtbar für das bloße Auge, leicht leuchtend im dunklen Licht), das rote Licht ist aus; drücken Sie die "R"-Taste dreimal, nur das rote Licht leuchtet, und das Nahinfrarotlicht ist aus; drücken Sie die "R"-Taste viermal, alle LED-Leuchten sind aus. (Rotlicht und Infrarotlicht können je nach Bedarf ausgewählt werden; es wird empfohlen, Rotlicht und Infrarotlicht gleichzeitig zu verwenden).
3. Temperatúrauswahl: die Standard-LED-Anzeige leuchtet grün, und die Heiztemperatur des Produkts beträgt $39^{\circ}\text{C} \pm 2$; drücken Sie die Taste " $^{\circ}\text{C}$ " einmal, die LED-Anzeige leuchtet blau, und die Heiztemperatur des Produkts beträgt $43^{\circ}\text{C} \pm 2$; drücken Sie die Taste " $^{\circ}\text{C}$ " zweimal, die LED-Anzeige leuchtet rot, und die Heiztemperatur des Produkts beträgt $47^{\circ}\text{C} \pm 2$. (Es wird empfohlen, die Standardtemperatur von $39^{\circ}\text{C} \pm 2$ zu wählen und sie schrittweise auf eine geeignete Temperatur entsprechend den individuellen Bedürfnissen zu erhöhen).
4. Auswahl des Impulses: Drücken Sie die "R"-Taste, um den Wellenlängenmodus einzustellen, und drücken Sie dann die "P"-Taste, um den entsprechenden Wellenlängen-Pulsmodus zu starten. (Der Pulsmodus wird je nach individuellen Bedürfnissen ausgewählt).
5. Zeiteinstellung: Drücken Sie die Zeiteinstellungstaste, drücken Sie "I" für 10 Minuten, die 10-Min-Kontrollleuchte leuchtet, "II" ist für 20 Minuten eingestellt, die 20-Min-Kontrollleuchte leuchtet, drücken Sie "III" für 30 Minuten, die 30-Min-Kontrollleuchte leuchtet, der Timer startet standardmäßig für 30 Minuten. Timing-Einstellung umfasst Rotlicht, Infrarot, Temperatur, Puls alle Modi. Und das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn die Zeit abgelaufen ist.
6. Benutzungszeit: Es wird empfohlen, es 1-2 Mal pro Tag zu verwenden, nicht mehr als 30 Minuten für jeden Körperteil, und verwenden Sie es kontinuierlich für mehr als 4 Wochen.
7. Wenn Sie während der Anwendung von rotem und infrarotem Licht ein Unbehagen verspüren, sollten Sie die Anwendung sofort beenden.
8. Die abnehmbare Tasche für die Powerbank (nur bei einigen Produkten) kann in Richtung des Klettverschlusses an den Arm gebunden oder auf das Produkt geklebt werden, was für die Verwendung der Powerbank während der Aktivitäten praktisch ist.
9. Bitte beachten Sie: Alle Stecker müssen während des Gebrauchs fest eingesteckt sein, um einen schlechten Kontakt zu vermeiden.
10. falten Sie das Gerät nicht während der Lagerung und Verwendung, um eine Beschädigung der Lampenperlen zu vermeiden.
11. es kann Spuren von Lichtperlen auf der Hautoberfläche nach dem Gebrauch geben, die normalerweise innerhalb von 20-50 Minuten automatisch verschwinden.



PRODUKTPARAMETER

Modell Nr	CM-RED-M29
Produktname	Rot- und Infrarotlicht-Fußpolster
Stromspannung	AC 100-240 V, DC 12 V (kann an Powerbank oder Wechselstrom angeschlossen werden)
Leistung	25W
LED-MENGE	150PCS
Wellenlänge	Rotes Licht 640 nm * 1; Rotes Licht 660 nm * 1; Infrarot 880nm*1
Material	SBR
Größe	760*130mm
Packungsinhalt	Fußpolster * 1; Netzteil*1; Steuerschalter*1; Gummiband*3; USB-Boost-Kabel*1; Powerbank * 1; Benutzerhandbuch * 1.
Funktion	Infrarot, Rotlicht, Puls, Heizung, Zeitmessung
Nutzungshäufigkeit	1-2 mal täglich, nicht länger als 30 Minuten pro Körperteil, mindestens 4 Wochen.



PRODUKTPARAMETER

Modell Nr	CM-RED-M39
Produktname	Rotlicht- und Infrarotlichtschuhe
Stromspannung	AC 100-240 V, DC 12 V (kann an Powerbank oder Wechselstrom angeschlossen werden)
Leistung	28W
LED-MENGE	158PCS
Wellenlänge	Rotes Licht 660nm*1; Infrarotlicht 850nm*2.
Material	SBR
Größe	350*220mm
Packungsinhalt	Schuh*1 (nicht 1 Paar); Netzteil*1; Steuerschalter*1; USB-Boost-Kabel*1; Powerbank-Tasche * 1; Benutzerhandbuch*1.
Funktion	Infrarot, Rotlicht, Puls, Heizung, Zeitmessung
Nutzungshäufigkeit	1-2 mal täglich, nicht länger als 30 Minuten pro Körperteil, mindestens 4 Wochen.

DE

CM-RED-M49



DE


CM-RED-M49

AC-LADEMODUS



PRODUKTPARAMETER

Modell Nr	CM-RED-M49
Produktname	Rot- und Infrarotlicht-Ganzkörperauflage
Stromspannung	Wechselstrom 100-240 V, Betriebsspannung 36 V
Leistung	160W
LED-MENGE	960PCS
Wellenlänge	Rotes Licht 660nm*1; Infrarotlicht 850nm*2.
Material	SBR
Größe	1700*400mm
Packungsinhalt	Matte*1; Steuerschalter*1; Netzteil*1; Netzkabel*1; Benutzerhandbuch*1
Funktion	Infrarot, Rotlicht, Puls, Heizung, Zeitmessung
Nutzungshäufigkeit	1-2 mal täglich, jeweils nicht länger als 30 Minuten, mindestens 4 Wochen.



PRODUKTPARAMETER

Modell Nr	CM-RED-M59
Produktname	Rot- und Infrarotlicht- Armband
Stromspannung	AC 100-240 V, DC 12 V (kann an Powerbank oder Wechselstrom angeschlossen werden)
Leistung	9W
LED-MENGE	40PCS
Wellenlänge	Rotes Licht 660nm*1; Infrarotlicht 850nm*2.
Material	SBR
Größe	100*400mm
Packungsinhalt	Armband * 1; Netzteil*1; Steuerschalter*1; Gummiband*1; USB-Boost-Kabel*1; Powerbank * 1; Benutzerhandbuch * 1.
Funktion	Infrarot, Rotlicht, Puls, Heizung, Zeitmessung
Nutzungshäufigkeit	1-2 mal täglich, nicht länger als 30 Minuten pro Körperteil, mindestens 4 Wochen.



PRODUKTPARAMETER

Modell Nr	CM-RED-M69
Produktname	Rot- und Infrarotlicht-Knöchelriemen
Stromspannung	AC 100-240 V, DC 12 V (kann an Powerbank oder Wechselstrom angeschlossen werden)
Leistung	15W
LED-MENGE	66PCS
Wellenlänge	Rotes Licht 660nm*1; Infrarotlicht 850nm*2.
Material	SBR
Größe	320*340mm
Packungsinhalt	Knöchelriemen* 1; Netzteil*1; Steuerschalter*1; USB-Boost-Kabel*1; Powerbank * 1; Benutzerhandbuch * 1.
Funktion	Infrarot, Rotlicht, Puls, Heizung, Zeitmessung
Nutzungshäufigkeit	1-2 mal täglich, nicht länger als 30 Minuten pro Körperteil, mindestens 4 Wochen.



PRODUKTPARAMETER

Modell Nr	CM-RED-M79
Produktname	Rot- und Infrarotlicht-Handschuhe
Stromspannung	AC 100-240 V, DC 12 V (kann an Powerbank oder Wechselstrom angeschlossen werden)
Leistung	19W
LED-MENGE	100PCS
Wellenlänge	Rotes Licht 660nm*1; Infrarotlicht 850nm*2
Material	SBR
Größe	170*320mm
Packungsinhalt	Handschuhe* 1 (nicht 1 Paar); Netzteil*1; Steuerschalter*1; USB-Boost-Kabel*1; Powerbank * 1;Gummiband*2; Benutzerhandbuch * 1
Funktion	Infrarot, Rotlicht, Puls, Heizung, Zeitmessung
Nutzungshäufigkeit	1-2 mal täglich, nicht länger als 30 Minuten pro Körperteil, mindestens 4 Wochen.

DE

CM-RED-M89

PRODUKTPARAMETER

Modell Nr	CM-RED-M89
Produktname	Rot- und Infrarotlicht-Gürtel
Stromspannung	AC 100-240 V, DC 12 V (kann an Powerbank oder Wechselstrom angeschlossen werden)
Leistung	26W
LED-MENGE	150PCS
Wellenlänge	Rotes Licht 660nm*1; Infrarotlicht 850nm*2
Material	SBR
Größe	450*200mm
Packungsinhalt	Gürtel* 1; Netzteil*1; Steuerschalter*1; USB-Boost-Kabel*1; Powerbank * 1;Gummiband*1;Benutzerhandbuch * 1.
Funktion	Infrarot, Rotlicht, Puls, Heizung, Zeitmessung
Nutzungshäufigkeit	1-2 mal täglich, nicht länger als 30 Minuten pro Körperteil, mindestens 4 Wochen.



PRODUKTPARAMETER

Modell Nr	CM-RED-C18
Produktname	Rotes und infrarotes Licht Kniepolster
Stromspannung	AC 100-240 V, DC 12 V (kann an Powerbank oder Wechselstrom angeschlossen werden)
Leistung	16W
LED-MENGE	76PCS
Wellenlänge	Rotes Licht 660nm*1; Infrarotlicht 850nm*2
Material	SBR
Größe	830*250mm
Packungsinhalt	Knieschoner*1; Netzteil*1; Steuerschalter*1; Gummiband*1; USB-Boost-Kabel*1; Powerbank * 1; Benutzerhandbuch*1.
Funktion	Infrarot, Rotlicht, Puls, Heizung, Zeitmessung
Nutzungshäufigkeit	1-2 mal täglich, nicht länger als 30 Minuten pro Körperteil, mindestens 4 Wochen.



PRODUKTPARAMETER

Modell Nr	CM-RED-M19
Produktname	Roter und infraroter Lichthut
Stromspannung	AC 100-240 V, DC 12 V (kann an Powerbank oder Wechselstrom angeschlossen werden)
Leistung	25W
LED-MENGE	144PCS
Wellenlänge	Blaulicht 460nm*1; Rotes Licht 660nm*1; Infrarotlicht 850nm*1
Material	SBR
Größe	300*245mm
Packungsinhalt	Hut*1; Netzteil*1; Steuerschalter*1; USB-Boost-Kabel*1; Powerbank-Tasche * 1; Benutzerhandbuch*1.
Funktion	Blaulicht, Infrarotlicht, Rotlicht, Puls, Heizung, Timing
Nutzungshäufigkeit	1-2 mal täglich, nicht länger als 30 Minuten pro Körperteil, mindestens 12 Wochen.

GEBRAUCHSHINWEISE

1. drücken Sie den Netzschalter, die Kontrollleuchte leuchtet.
2. Wellenlängenauswahl: Drücken Sie die "R"-Taste einmal, die LED-Power-Anzeige wird grün angezeigt, und das blaue Licht wird alle auf; drücken Sie die "R"-Taste zweimal, die Infrarot- und roten Lichter werden alle aufleuchten; drücken Sie die "R"-Taste dreimal, das blaue Licht, rotes Licht/Infrarot-Licht schaltet sich abwechselnd; drücken Sie die "R"-Taste 4 mal, alle LED-Leuchten sind aus. (Rotes Licht und infrarotes Licht können je nach Bedarf ausgewählt werden; es wird empfohlen, rotes Licht und infrarotes Licht gleichzeitig zu verwenden).
3. Temperatúrauswahl: die Standard-LED-Anzeige leuchtet grün, und die Heiztemperatur des Produkts beträgt $39^{\circ}\text{C} \pm 2$; drücken Sie die Taste "°C" einmal, die LED-Anzeige leuchtet blau, und die Heiztemperatur des Produkts beträgt $43^{\circ}\text{C} \pm 2$; drücken Sie die Taste "°C" zweimal, die LED-Anzeige leuchtet rot, und die Heiztemperatur des Produkts beträgt $47^{\circ}\text{C} \pm 2$. (Es wird empfohlen, die Standardtemperatur von $39^{\circ}\text{C} \pm 2$ zu wählen und sie schrittweise auf eine geeignete Temperatur entsprechend den individuellen Bedürfnissen zu erhöhen).
4. Auswahl des Impulses: Drücken Sie die "R"-Taste, um den Wellenlängenmodus einzustellen, und drücken Sie dann die "P"-Taste, um den entsprechenden Wellenlängen-Pulsmodus zu starten. (Der Pulsmodus wird je nach individuellen Bedürfnissen ausgewählt).
5. Zeiteinstellung: Drücken Sie die Zeiteinstellungstaste, drücken Sie "I" für 10 Minuten, die 10-Min-Kontrollleuchte leuchtet, "II" ist für 20 Minuten eingestellt, die 20-Min-Kontrollleuchte leuchtet, drücken Sie "III" für 30 Minuten, die 30-Min-Kontrollleuchte leuchtet, der Timer startet standardmäßig für 30 Minuten. Timing-Einstellung umfasst Rotlicht, Infrarot, Temperatur, Puls alle Modi. Und das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn die Zeit abgelaufen ist.
6. Benutzungszeit: Es wird empfohlen, es 1-2 Mal pro Tag zu verwenden, nicht mehr als 30 Minuten für jeden Körperteil, und verwenden Sie es kontinuierlich für mehr als 4 Wochen.
7. Wenn Sie während der Anwendung von rotem und infrarotem Licht ein Unbehagen verspüren, sollten Sie die Anwendung sofort beenden.
8. Die abnehmbare Tasche für die Powerbank (nur bei einigen Produkten) kann in Richtung des Klettverschlusses an den Arm gebunden oder auf das Produkt geklebt werden, was für die Verwendung der Powerbank während der Aktivitäten praktisch ist.
9. Bitte beachten Sie: Alle Stecker müssen während des Gebrauchs fest eingesteckt sein, um einen schlechten Kontakt zu vermeiden.
10. falten Sie das Gerät nicht während der Lagerung und Verwendung, um eine Beschädigung der Lampenperlen zu vermeiden.
11. es kann Spuren von Lichtperlen auf der Hautoberfläche nach dem Gebrauch geben, die normalerweise innerhalb von 20-50 Minuten automatisch verschwinden.



PRODUKTPARAMETER

Modell Nr	CM-RED-C28
Produktname	Rotes & Infrarotlicht Raumtherapie-Pad
Eingangsspannung	110-240V (50-60Hz)
Ausgangs-Spannung	DC36V
Macht	Obere Matte: 270W, Unteres Matte: 280W
Strömung	7.8A*1, 7.8A*1
LED-MENGE	1392PCS für das obere Pad; 1440PCS für das untere Pad
Wellenlänge	Rotes Licht 660nm*1; Infrarotlicht 850nm*2
Die optische Dichte	1. Gang: 120mw/cm ² ; 2. Gang: 135MW/cm ² ; 3. Gang: 150MW/cm ²
Temperatur	109-131°F (43-55°C)
Timing-Bereich	0-60 Minuten (Standardzeit: 30 Minuten)
Material	Therapiematte: SBR, Schutzhülle: TPU + Nylontuch
Größe	1700mm*600mm
Inhalt des Pakets	Therapiematte:*2PCS (oben und unten); Schutzhülle* 2PCS (oben und unten); Fernbedienung*1; Adapter*2; Brille*1; Netzkabel*2; Bedienungsanleitung*1; Aufbewahrungstasche*1; AAA-Batterie*2
Funktion	Nahes Infrarot + Rotlicht + Zeitmessung + Impuls

☑ WIE DIE SCHUTZHÜLLE VERWENDET WIRD

1. Legen Sie die Schutzhülle flach hin, eine Ecke der Schutzhülle hat eine Öffnung, hier befindet sich die Schnittstelle für den Stromanschluss;
2. Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgungsschnittstelle des Therapiepads mit der Öffnung der Schutzhülle übereinstimmt, bevor Sie das Therapiepad in die Schutzhülle legen;
3. Legen Sie das Therapiepad vollständig flach in die Schutzhülle und überprüfen Sie, ob alle 4 Ecken aneinander ausgerichtet sind und keine überlappenden Teile auf dem Pad vorhanden sind, um die interne FPC-Platine nicht zu beschädigen;
4. Schließen Sie den Reißverschluss, wenn keine überlappenden Teile auf dem Therapiekissen vorhanden sind;
5. Die Schutzhülle besteht aus Nylon, das langlebig, verschleißfest, schmutzabweisend, flach und leicht zu reinigen ist;
6. Die transparente Hülle ist aus TPU-Material, das umweltfreundlich, ungiftig, nicht allergisch, nicht reizend, verschleißfest, gute Lichtdurchlässigkeit ist und das Eindringen von Lichtwellen nicht beeinträchtigt.

Schritte zur Verwendung der Schutzhülle



Legen Sie die Schutzhülle bereit



Richten Sie den Stromanschluss aus



Legen Sie das Therapiepad ein



Legen Sie das Therapiepad aus



Reißverschluss



Schließen Sie das Netzteil an



Wischen Sie die Schutzhülle sauber



Strom einschalten, mit der Arbeit beginnen

Einführung der Fernbedienung



- ✓ A/B: A bedeutet Steuertaste für das obere Therapiepad. B bedeutet Steuertaste für das untere Therapiepad
- ✓ Bitte legen Sie die 2 * AAA-Batterie ein, bevor Sie die Fernbedienung verwenden, und achten Sie bei der Installation auf die Richtung der positiven und negativen Pole.
- ✓ HINWEIS: Jede LED-Perle enthält 2 Stück Nahinfrarot. Jedes Therapiepad mit 2 Steuertasten zum separaten Ein- oder Ausschalten der 2 Nahinfrarotgeräte oder zum gleichzeitigen Einschalten.

A/B	"A" auf der Fernbedienung ist die obere Taste zur Steuerung des Therapiepads, "B" ist die untere Taste zur Steuerung des Therapiepads.
	Kombination aus Netzschalter und Impulstaste Netzschalter: 3 Sekunden lang drücken, um die Stromversorgung einzuschalten, gleichzeitig leuchten die Taste und der Bildschirm auf. Umgekehrt schalten Sie das Gerät durch langes Drücken (3 Sekunden) aus. Impulstaste: Drücken Sie die Taste kurz, um die Impulsfunktion zu starten. Die Taste leuchtet nach dem Drücken auf, und die Therapie-Pad beginnt die Strobe-Funktion, und wird das Licht zu sehen ist flackernd.
	Die nahen Infrarottasten, jede LED-Perle hat 2pcs 850nm Infrarot, eine Taste zur Steuerung eines 850nm Infrarot allein, wenn Sie 2pcs 850nm gleichzeitig einschalten müssen, müssen Sie 2 Tasten einschalten, die Taste leuchtet an. Das nahe Infrarotlicht ist im schwachen oder dunklen Licht sichtbar.
	Die rote Licht-Taste, jede LED-Perlen hat eine 660nm rotes Licht, schalten Sie die Taste, rotes Licht und die Taste Licht auf zur gleichen Zeit, die thearpy Pad beginnt zu arbeiten.
	Die Einschalttaste verfügt über 3 Gänge, jeder Druck entspricht einem Gang. Die Taste leuchtet nach dem Drücken, die grüne Anzeige auf der Seite des Displays ist der 1. Gang, die blaue Anzeige ist der 2. Gang und die rote Anzeige ist der 3. Gleichzeitig können Sie natürlich die Helligkeitsänderung beobachten, höhere Leistung, stärkeres Licht. Je nach persönlichen Vorlieben, um verschiedene Macht zu wählen.
	Die Zeit-Plus-Taste für die gleichzeitige Zeitmessung der oberen und unteren Therapiepads addiert bei jedem Druck 5 Minuten. Die Taste leuchtet nach dem Drücken auf und das Display zeigt die Zeit an. Ist die Zeit abgelaufen, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
	Die Zeit-Minus-Taste, für die Zeitmessung der oberen und unteren Therapie-Pads zur gleichen Zeit, reduzieren 5 Minuten mit jedem Drücken, die Taste leuchtet nach dem Drücken und das Display zeigt die Zeit. Ist die Zeit abgelaufen, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
1. nur einer der Fernbedienungsmodi und der manuelle Modus können ausgewählt werden und können nicht gleichzeitig verwendet werden. 2. bitte legen Sie die. 2*AAA-Batterie ein, bevor Sie die Fernbedienung verwenden, und achten Sie beim Einlegen auf die Richtung der positiven und negativen Pole.	

✓ MANUELLER STANDBY-BETRIEB

1. drücken Sie den Schalter 1 Mal, die Schalteranzeige ist grün: 1 Gruppe von rotem Licht + 2 Gruppen von Infrarot (sichtbar im Dunkeln) arbeiten, die Standard-schwache Leistung.	
2. drücken Sie den Schalter 2 mal, die Schalteranzeige ist grün: 1 Gruppe von Infrarot arbeiten.	
3. drücken Sie den Schalter 3 mal, die Schalteranzeige ist grün: 1 Gruppe von rotem Licht arbeiten.	
4. drücken Sie den Schalter 4 mal, die Schalteranzeige ist grün: eine weitere Gruppe von Infrarot-Arbeit.	
5. 5 Mal auf den Schalter drücken, die Schalteranzeige leuchtet nicht auf, und alle LED-Leuchten leuchten nicht mehr.	
6. einer der oben genannten Modi langes Drücken für 3 Sekunden, High-Power-Modus, mit blauem Licht-Indikator, und manuelle Modus keine Mid-Range-Power.	
7. die Zeiteinstellung ist standardmäßig 30 Minuten.	
8. Es kann nur einer der beiden Modi "Fernbedienung" und "Manuell" ausgewählt und nicht gleichzeitig verwendet werden.	

✓ WIE MAN DAS PRODUKT VERWENDET

1. Legen Sie das untere Therapiekissen in die Schutzhülle, stellen Sie es auf harte Gegenstände und niemals auf weiche Gegenstände (z. B. weiche Simmons, Latexkissen, Sofa usw.);
2. Schließen Sie das Netzteil an und überprüfen Sie, ob alle Schnittstellen fest eingesteckt sind;
3. Decken Sie das obere Therapiekissen ab, das je nach den persönlichen Gewohnheiten befestigt werden kann;
4. Der Spalt an den beiden Seiten des oberen und unteren Pads ist speziell für die Wärmeableitung ausgelegt;
5. Setzen Sie die Schutzbrille auf;
6. Bedienen Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen auf der Fernbedienung;
7. Genießen Sie Ihre Phototherapie-Momente;
8. Es wird empfohlen, es einmal pro Tag, 30-60 Minuten jedes Mal, mindestens für mehr als 1 Woche zu verwenden.



PRODUKTPARAMETER

Modell Nr	CM-RED-C38
Produktname	Rotes und infrarotes Licht Ganzkörperpad
Eingangsspannung	110-240V (50-60Hz)
Ausgangsspannung	DC36V
Macht	280W
Strömung	7.8A
LED-MENGE	1440PCS
Wellenlänge	LED-Rotlicht 660nm*1, LED-Infrarot 850nm*2
Die optische Dichte	120mw/cm ² -150MW/cm ²
Temperatur	118-132°F (48-56°C)
Zeitlicher Bereich	0-30 Minuten (Standardzeit: 15 Minuten)
Material	Therapiematte: SBR, Schutzhülle: TPU + Nylontuch
Größe	1700mm*600mm
Inhalt des Pakets	Therapiematte:*1PCS;Schutzhülle* 1PCS;Fernbedienung*1; Adapter*1; Schutzbrille*1; Netzkabel *1; Bedienungsanleitung *1; Aufbewahrungstasche*1; AAA-Batterie*2
Funktion	Nah-Infrarot + Rotlicht + Zeitmessung + Impuls+Fernsteuerung

☑ WIE DIE SCHUTZHÜLLE VERWENDET WIRD

1. Legen Sie die Schutzhülle flach hin, eine Ecke der Schutzhülle hat eine Öffnung, hier befindet sich die Schnittstelle für den Stromanschluss;
2. Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgungsschnittstelle des Therapiepads mit der Öffnung der Schutzhülle übereinstimmt, bevor Sie das Therapiepad in die Schutzhülle legen;
3. Legen Sie das Therapiepad vollständig flach in die Schutzhülle und überprüfen Sie, ob alle 4 Ecken aneinander ausgerichtet sind und keine überlappenden Teile auf dem Pad vorhanden sind, um die interne FPC-Platine nicht zu beschädigen;
4. Schließen Sie den Reißverschluss, wenn keine überlappenden Teile auf dem Therapiekissen vorhanden sind;
5. Die Schutzhülle besteht aus Nylon, das langlebig, verschleißfest, schmutzabweisend, flach und leicht zu reinigen ist;
6. Die transparente Hülle ist aus TPU-Material, das umweltfreundlich, ungiftig, nicht allergisch, nicht reizend, verschleißfest, gute Lichtdurchlässigkeit ist und das Eindringen von Lichtwellen nicht beeinträchtigt.

Schritte zur Verwendung der Schutzhülle

Legen Sie die Schutzhülle bereit



Richten Sie den Stromanschluss aus



Legen Sie das Therapiepad ein



Legen Sie das Therapiepad aus



Reißverschluss



Schließen Sie das Netzteil an



Wischen Sie die Schutzhülle sauber



Strom einschalten, mit der Arbeit beginnen

DE

CM-RED-C38

✓ MANUELLES STANDBY-VERFAHREN

1. drücken Sie den Schalter 1 Mal, die Schalteranzeige ist grün: 1 Gruppe von rotem Licht + 2 Gruppen von Infrarot (sichtbar im Dunkeln) arbeiten, die Standard-schwache Leistung.	
2. drücken Sie den Schalter 2 mal, die Schalteranzeige ist grün: 1 Gruppe von Infrarot arbeiten.	
3. drücken Sie den Schalter 3 mal, die Schalteranzeige ist grün: 1 Gruppe von rotem Licht arbeiten.	
4. drücken Sie den Schalter 4 mal, die Schalteranzeige ist grün: eine weitere Gruppe von Infrarot-Arbeit.	
5. 5 Mal auf den Schalter drücken, die Schalteranzeige leuchtet nicht auf, und alle LED-Leuchten leuchten nicht mehr.	
6. In einem der oben genannten Modi lange drücken für 3 Sekunden, wechseln Sie in den Hochtemperaturmodus mit blauer Lichtanzeige. Manueller Modus ohne mittleren Temperaturmodus (Die Standardeinstellung ist der Niedertemperaturmodus mit grüner Lichtanzeige).	
7. die Zeiteinstellung ist standardmäßig 30 Minuten.	
8. Es kann nur einer der beiden Modi "Fernbedienung" und "Manuell" ausgewählt werden, die nicht gleichzeitig verwendet werden können.	

Einführung der Fernbedienung



1. Nur der Fernbedienungsmodus oder der manuelle Modus können gleichzeitig ausgewählt werden und es können nicht 2 Steuermodi gleichzeitig verwendet werden.
2. Bitte legen Sie die 2 * AAA-Batterie ein, bevor Sie die Fernbedienung verwenden, und achten Sie bei der Installation auf die Richtung der positiven und negativen Pole.

✓ WIE MAN DIE FERNBEDIENUNG BENUTZT

	Drücken Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten, während die Taste und das Display aufleuchten. Drücken Sie stattdessen 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.
	Die Nah-Infrarot-Tasten, jede LED-Perlen hat 2pcs 850nm Infrarot, eine Taste, um eine 850nm Infrarot allein zu steuern, wenn Sie auf 2pcs 850nm zur gleichen Zeit einschalten müssen, müssen Sie auf 2 Tasten zur gleichen Zeit zu drehen, leuchtet die Taste auf. Das nahe Infrarotlicht ist im schwachen Licht oder im dunklen Licht sichtbar.
	Die rote Licht-Taste, jede LED-Perlen hat eine 660nm rotes Licht, schalten Sie die Taste, rotes Licht und die Taste Licht auf zur gleichen Zeit, die thearpy Pad beginnt zu arbeiten.
	Temperatur-Taste, Taste leuchtet nach dem Drücken. Stufe 1 (Niedrig: 48°C/118°F), Stufe 2 (Mittel: 52°C/125°F), Stufe 3 (Hoch: 56°C/132°F). Auf der linken Seite des Displays bedeutet das grüne Licht einen niedrigen Gang, das blaue Licht einen mittleren Gang und das rote Licht einen hohen Gang. Gleichzeitig sind Helligkeitsänderungen deutlich zu erkennen, höhere Temperaturen und stärkeres Licht. Wählen Sie eine geeignete Temperatur nach Ihren persönlichen Vorlieben.
	Die Pulsfunktion startet nach kurzem Drücken der Taste, und die Tasten P1, P2, P3 stehen für die Blinkgeschwindigkeit von niedrig, mittel und hoch. Auf der rechten Seite des Displays befindet sich eine Pulsanzeige. Grünes Licht zeigt P1 niedrigen Gang an. Blaues Licht zeigt P2 mittleren Gang an. Rotes Licht zeigt den hohen Gang P3 an. Wählen Sie je nach persönlicher Vorliebe den passenden Impulsgang. Sie sehen das Licht blinken, wenn die Lichttherapiematte die Pulsfunktion aktiviert.
	Die Plus- oder Minustaste erhöht oder verringert sich bei jedem Drücken um 5 Minuten. Beim Drücken leuchtet die Taste auf und das Display zeigt die Uhrzeit an. Wenn die Zeit abgelaufen ist, hört das Produkt automatisch auf zu arbeiten.
1. nur einer der Fernbedienungsmodi und der manuelle Modus können ausgewählt werden und können nicht gleichzeitig verwendet werden. 2. legen Sie bitte die 2*AAA-Batterie ein, bevor Sie die Fernbedienung verwenden, und achten Sie beim Einlegen auf die Richtung der positiven und negativen Pole.	

Gracias por adquirir este producto y, para garantizar un uso correcto del mismo, lea atentamente el manual de usuario antes de utilizarlo y consérvelo en un lugar donde pueda consultarlo en cualquier momento.

✓HISTORIA DE LA FOTOTERAPIA CON LEDS

La fototerapia comenzó en 1903, cuando un científico llamado Niels Finsen recibió el Premio Nobel de Medicina por su uso de la fototerapia. El campo se ha ampliado y cada vez son más las clínicas y la industria de la ciencia médica que ponen en práctica los efectos de la fototerapia con mayor impacto. A través de una amplia investigación y años de uso de la terapia de luz roja y la terapia de infrarrojos, se encontró que no sólo hacer que los tejidos curados, sino también hacer que la condición de la superficie de la piel se mejoró.

✓PRINCIPIO DEL PRODUCTO

LED almohadilla de terapia de luz roja es a través de LEDs especiales, 660nm de longitud de onda de luz roja y 850nm de longitud de onda de luz infrarroja, que tiene efectos ópticos sobre los organismos y produce importantes efectos biológicos y efectos de fototerapia. Las mitocondrias de las células son las que más absorben la luz roja, después de la irradiación de luz roja, aumenta la actividad de catalasa (CAT) de las mitocondrias, lo que puede aumentar el metabolismo celular, aumentar el contenido de glucógeno, aumentar la síntesis de proteínas y aumentar la descomposición de adenoglicina trifosfato (ATP), fortaleciendo así la regeneración de las células, promover la curación de las úlceras, sino también aumentar la fagocitosis de glóbulos blancos, mejorar la función inmune del cuerpo, mejorar la circulación sanguínea, promover el metabolismo del tejido local, promover el crecimiento del cabello, y promover la curación de fracturas, Acelera la regeneración de los nervios dañados, etc.

✓VENTAJAS DEL PRODUCTO

- 1.El producto se puede utilizar para la fototerapia del tronco y las extremidades (en qué partes del cuerpo se puede utilizar el producto está determinado por las características del producto)., así como el cuidado de la salud de los tejidos blandos de las articulaciones y la fisioterapia después de la lesión, lo que puede mejorar la circulación sanguínea y el metabolismo humano para eliminar el dolor de la parte lesionada, por lo que el daño local del cuerpo humano puede ser reparado rápidamente, y la función inmune del cuerpo puede ser efectivamente mejorado;
- 2.La tecnología del producto es muy avanzada, utilizando la tecnología del módulo de luz roja LED, combinada con la compresión de calor microelectrónica, infrarrojos y luz roja LED y otras tecnologías en la realización del tratamiento, es un producto altamente tecnológico, es una solución segura, eficaz, fiable, indolora, no tóxica, natural para el alivio del dolor corporal;
3. Este producto es un regalo único y de alta gama para su amante, padres, ancianos, amigos, etc. en cumpleaños, aniversario, Día del Padre, Día de la Madre, Día de San Valentín, Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo.

☑ SÍNTOMAS ADAPTACIÓN

Es adecuado para el tratamiento coadyuvante de lesiones de tejidos blandos del tronco y las extremidades, dolor agudo y crónico de hombros, cuello, espalda y piernas. Posee propiedades antiinflamatorias, antiinflamatorias, analgésicas, mejora la microcirculación, favorece la circulación sanguínea, reduce el dolor y la inflamación, Efecto antienvejecimiento y cosmético.

☑ INTRODUCCION A LAS FUENTES DE LUZ Y LONGITUDES DE

Color	longitud de onda	Función (diferentes longitudes de onda, diferentes profundidades de piel)
Luz azul	460nm	Es una fuente de luz extremadamente eficaz para activar la actividad celular, y la energía está disponible para muchos folículos pilosos y glándulas sebáceas. Y puede estimular a los macrófagos para que liberen citoquinas, lo que afecta la formación de inflamación y desempeña una cierta curación y reparación, antiinflamatorio, sedante y tiene un cierto efecto sobre la congestión y el alivio del dolor.
luz roja	640nm	Tiene las características de alta pureza, fuente de luz fuerte y densidad de energía uniforme. Desempeña un papel importante en el cuidado y la recuperación de la piel y se conoce como luz bioactiva. La luz roja puede aumentar la actividad celular, promover el metabolismo celular, promover la circulación sanguínea, hacer que la piel secrete una gran cantidad de colágeno y tejido fibroso para llenarse, acelerar la circulación sanguínea, aumentar la elasticidad de la piel, mejorar la clorosis y la opacidad de la piel, para lograr anti -envejecimiento, oxidación antienvejecimiento y reparación.
	660nm	
Infrarrojo	850nm	Es invisible a simple vista y penetra profundamente en los tejidos humanos, lo que puede expandir los vasos sanguíneos locales, acelerar la circulación sanguínea, aumentar el suministro de sangre arterial local, ayudar a proporcionar más energía y apoyo nutricional, promover la curación de lesiones y aliviar la tensión muscular. fatiga y tensión.

☑ ADAPTACIÓN

1. Hogar;2. Salón de belleza;3. Clínica;4. Gimnasio;5. 5. Sauna Centro de fisioterapia.

☑ CONTRAINDICACIÓN

1. Los niños menores de 13 años y las mujeres embarazadas no deben utilizar productos de fototerapia;
2. 2. Pacientes con cáncer;
3. Pacientes con tuberculosis;
4. Inflamación purulenta aguda;
5. Pacientes con hemorragias;
6. Pacientes con cardiopatías y marcapasos;
7. Pacientes con arteriosclerosis;
8. Recién nacidos y lactantes;
9. Pacientes alérgicos a la luz;
10. Personas a las que los médicos consideren inapropiadas para el uso de estos productos.

ADVERTENCIA

1. No irradiar los ojos;
2. No deje que los niños jueguen, no es un juguete;
3. No entrar en contacto con el agua para evitar fugas de cortocircuito; No es impermeable, sólo para uso en interiores;
4. Si otros equipos como cables o enchufes están dañados, por favor, no lo utilice, sólo utilice los accesorios de los equipos suministrados;
5. Este producto contiene SBR, si usted es alérgico al SBR, por favor no utilice este producto;
6. No utilice este producto en personas dormidas, comatosas o ebrias;
7. No arrugue ni doble el dispositivo, y necesita enrollarlo en forma redonda cuando lo guarde;
8. No utilice este equipo en heridas abiertas, hemorragias causadas por el aumento de calor y la aceleración de la circulación sanguínea;
9. Cuando no esté en uso, desenchufe la fuente de alimentación para evitar peligros de tropiezo;
10. Si se siente indispuesto durante el uso, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con su médico.

PROMESA CÁLIDA

1. Después de la fototerapia, la piel tendrá algunos restos de perlas de la lámpara, que suelen desaparecer automáticamente en 30-60 minutos;
2. Se recomienda encender la luz infrarroja y roja al mismo tiempo;
3. Se recomienda aumentar gradualmente la temperatura desde 1 marcha según las preferencias personales y la aceptación, y hay 3 marchas;
4. Ponga la almohadilla de infrarrojos plana, no se puede amortiguar en objetos blandos, el producto tiene muchos tablero FPC y la composición de perlas de la lámpara, fácil de hacer que la almohadilla de terapia se doble, dañar el tablero FPC, lo que resulta en la almohadilla de terapia no se puede utilizar;
5. Recomendamos disfrutar de la terapia con el cuerpo desnudo para obtener un mejor efecto;
6. Encienda la almohadilla terapéutica y caliéntela durante 2-3 minutos antes de usarla.

Controller Instruction



Método de conexión de alimentación



INSTRUCCIONES DE USO

Para el Modelo

CM-RED-M29; CM-RED-M39; CM-RED-M49; CM-RED-M59; CM-RED-M69;
CM-RED-M79; CM-RED-M89; CM-RED-C18

1. Presione el interruptor de encendido, la luz indicadora está encendida.
2. Selección de longitud de onda: presione la tecla "R" una vez, el indicador de encendido LED se mostrará en verde y tanto la luz roja como la infrarroja estarán encendidas; presione la tecla "R" dos veces, solo se encenderá la luz infrarroja cercana (no visible a simple vista, brillando ligeramente en la luz oscura), la luz roja está apagada; presione la tecla "R" 3 veces, solo la luz roja está encendida y la luz infrarroja cercana está apagada; presione la tecla "R" 4 veces, todas las luces LED están apagadas. (La luz roja y la luz infrarroja se pueden seleccionar de acuerdo con las necesidades individuales. Se recomienda usar luz roja e infrarroja al mismo tiempo).
3. Selección de temperatura: el indicador de encendido LED predeterminado se mostrará en verde y la temperatura de calentamiento del producto es de $39^{\circ}\text{C} \pm 2$; presione la tecla "C" una vez, el indicador de encendido LED se mostrará azul y la temperatura de calentamiento del producto es de $43^{\circ}\text{C} \pm 2$; presione la tecla "C" dos veces, el indicador de encendido LED se muestra rojo y la temperatura de calentamiento del producto es de $47^{\circ}\text{C} \pm 2$. (Se recomienda elegir la temperatura predeterminada de $39^{\circ}\text{C} \pm 2$ y aumentarla gradualmente a una temperatura adecuada según las necesidades individuales).
4. Selección de pulso: presione la tecla "R" para configurar el modo de longitud de onda y luego presione la tecla "P" para iniciar el modo de pulso de longitud de onda correspondiente. (El modo de pulso se selecciona de acuerdo con las necesidades individuales).
5. Selección de tiempo: presione el botón de tiempo, presione "I" durante 10 minutos, la luz indicadora de 10 minutos está encendida, "II" está configurada para 20 minutos, la luz indicadora de 20 minutos está encendida, presione "III" durante 30 minutos, el la luz indicadora de 30 minutos está encendida, el temporizador se inicia de forma predeterminada durante 30 minutos. La configuración de tiempo incluye luz roja, infrarrojos, temperatura, pulso, todos los modos. Y el producto se apagará automáticamente cuando se acabe el tiempo.
6. Tiempo de uso: se recomienda usarlo 1-2 veces al día, no más de 30 minutos para cada parte del cuerpo y usarlo de forma continua durante más de 4 semanas.
7. En el proceso de usar luz roja e infrarroja, si siente alguna molestia, debe dejar de usarla inmediatamente.
8. El bolsillo del banco de energía extraíble (solo para algunos productos) se puede atar al brazo o pegar en el producto en la dirección del velcro, lo cual es conveniente para usar el banco de energía durante las actividades.
9. Tenga en cuenta: todos los conectores de enchufe deben insertarse firmemente durante el uso para evitar un mal contacto.
10. No doble durante el almacenamiento y el uso para evitar daños en las perlas de la lámpara.
11. Puede haber rastros de gotas de luz en la superficie de la piel después del uso, que generalmente desaparecen automáticamente en 20-50 minutos.

ES

CM-RED-M29



PARAMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	CM-RED-M29
Nombre del producto	Almohadillas para pies con luz roja e infrarroja
Voltaje	AC 100-240V, DC 12V (se puede conectar a un banco de energía o a una fuente de alimentación de CA)
Energía	25W
CANTIDAD DE LED	150PCS
Longitud de onda	Luz roja 640nm*1; Luz roja 660nm*1; Infrarrojos 880nm*1
Material	SBR
Talla	760*130mm
Contenidos del paquete	Almohadilla de pie * 1; adaptador de alimentación de CA * 1; interruptor de control * 1; banda elástica * 3; cable de refuerzo USB * 1; Banco de energía * 1; Manual de usuario * 1.
Función	Infrarrojos, luz roja, pulso, calefacción, temporización
Frecuencia de uso	1-2 veces al día, no más de 30 minutos por parte del cuerpo, al menos 4 semanas.

ES

CM-RED-M39



PARAMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	CM-RED-M39
Nombre del producto	Zapatos de luz roja e infrarroja
Voltaje	AC 100-240V, DC 12V (se puede conectar a un banco de energía o a una fuente de alimentación de CA)
Energía	28W
CANTIDAD DE LED	158PCS
Longitud de onda	Luz roja 660nm*1; luz infrarroja 850nm*2.
Material	SBR
Talla	350*220mm
Contenidos del paquete	Zapato * 1 (no 1 par); adaptador de alimentación de CA * 1; interruptor de control * 1; cable de refuerzo USB * 1; Bolsa de banco de energía * 1; Manual de usuario*1.
Función	Infrarrojos, luz roja, pulso, calefacción, temporización
Frecuencia de uso	1-2 veces al día, no más de 30 minutos por parte del cuerpo, al menos 4 semanas.

ES

CM-RED-M49



ES

CM-RED-M49

MODO DE CARGA DE CA



PARAMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	CM-RED-M49
Nombre del producto	Almohadilla de cuerpo completo con luz roja e infrarroja
Voltaje	CA 100-240V, voltaje de trabajo 36V
Energía	160W
CANTIDAD DE LED	960PCS
Longitud de onda	Luz roja 660nm*1; luz infrarroja 850nm*2.
Material	SBR
Talla	1700*400mm
Contenidos del paquete	estera * 1; interruptor de control*1; Adaptador de corriente CA*1; cable de alimentación*1; Manual de usuario*1
Función	Infrarrojos, luz roja, pulso, calefacción, temporización
Frecuencia de uso	1-2 veces al día, no más de 30 minutos cada vez, al menos 4 semanas.

ES

CM-RED-M59



PARAMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	CM-RED-M59
Nombre del producto	Luz roja y mano infrarroja Muñequera
Voltaje	AC 100-240V, DC 12V (se puede conectar a un banco de energía o a una fuente de alimentación de CA)
Energía	9W
CANTIDAD DE LED	40PCS
Longitud de onda	LED rojo660nm*1;LED infrarrojo850nm*2
Material	SBR
Talla	100*400mm
Contenidos del paquete	Hand Wrist band* 1; interruptor de control*1; banda elástica * 1; Cable de refuerzo USB*1; Bolsa de banco de energía * 1; Manual de usuario*1.
Función	Infrarrojos, luz roja, pulso, calefacción, temporización
Frecuencia de uso	1-2 veces al día, no más de 30 minutos por parte del cuerpo, al menos 4 semanas.

ES

CM-RED-M69



PARAMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	CM-RED-M69
Nombre del producto	Correa de tobillo de pie con luz roja e infrarrojos
Voltaje	AC 100-240V, DC 12V (se puede conectar a un banco de energía o a una fuente de alimentación de CA)
Energía	15W
CANTIDAD DE LED	66PCS
Longitud de onda	LED rojo660nm*1, LED infrarrojo850nm*2
Material	SBR
Talla	320*340mm
Contenidos del paquete	Correa de tobillo de pie * 1; adaptador de alimentación de CA * 1; interruptor de control * 1; cable de refuerzo USB * 1; Bolsa de banco de energía * 1; Manual de usuario*1.
Función	Infrarrojos, luz roja, pulso, calefacción, temporización
Frecuencia de uso	1-2 veces al día, no más de 30 minutos por parte del cuerpo, al menos 4 semanas.

ES

CM-RED-M79



PARAMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	CM-RED-M79
Nombre del producto	Guantes para luz roja e infrarrojos
Voltaje	AC 100-240V, DC 12V (se puede conectar a un banco de energía o a una fuente de alimentación de CA)
Energía	19W
CANTIDAD DE LED	100PCS
Longitud de onda	LED rojo660nm*1; LED infrarrojo850nm*2
Material	SBR
Talla	170*320mm
Contenidos del paquete	Guantes * 1 (no 1 par); adaptador de alimentación de CA * 1; interruptor de control * 1; cable de refuerzo USB * 1; Banda elástica * 2; Bolsa de banco de energía * 1; Manual de usuario*1.
Función	Infrarrojos, luz roja, pulso, calefacción, temporización
Frecuencia de uso	1-2 veces al día, no más de 30 minutos por parte del cuerpo, al menos 4 semanas.

ES

AS-HG-M89



PARAMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	CM-RED-M89
Nombre del producto	Cinturón de luz roja e infrarroja
Voltaje	AC 100-240V, DC 12V (se puede conectar a un banco de energía o a una fuente de alimentación de CA)
Energía	26W
CANTIDAD DE LED	150PCS
Longitud de onda	LED rojo660nm*1; LED infrarrojo850nm*2
Material	SBR
Talla	450*200mm
Contenidos del paquete	Cinturón * 1; adaptador de alimentación de CA * 1; interruptor de control * 1; cable de refuerzo USB * 1; Banda elástica * 1; Bolsa de banco de energía * 1; Manual de usuario*1.
Función	Infrarrojos, luz roja, pulso, calefacción, temporización
Frecuencia de uso	1-2 veces al día, no más de 30 minutos por parte del cuerpo, al menos 4 semanas.

ES**CM-RED-C18**

PARAMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	CM-RED-C18
Nombre del producto	Rodillera de luz roja e infrarroja
Voltaje	AC 100-240V, DC 12V (se puede conectar a un banco de energía o a una fuente de alimentación de CA)
Energía	16W
CANTIDAD DE LED	76PCS
Longitud de onda	LED rojo660nm*1; LED infrarrojo850nm*2
Material	SBR
Talla	830*250mm
Contenidos del paquete	Rodillera*1; Adaptador de corriente alterna*1; Interruptor de control*1; Banda elástica*1; Cable de refuerzo USB * 1; Banco de energía * 1; Manual de usuario*1.
Función	Infrarrojos, luz roja, pulso, calefacción, temporización
Frecuencia de uso	1-2 veces al día, no más de 30 minutos por parte del cuerpo, al menos 4 semanas.

ES

CM-RED-M19



PARAMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	CM-RED-M19
Nombre del producto	Sombrero de luz roja e infrarroja
Voltaje	AC 100-240V, DC 12V (se puede conectar a un banco de energía o a una fuente de alimentación de CA)
Energía	25W
CANTIDAD DE LED	144PCS
Longitud de onda	Luz azul 460nm*1; Luz roja 660nm*1; Luz infrarroja 850nm*1
Material	SBR
Talla	300*245mm
Contenidos del paquete	sombrero * 1; Adaptador de corriente CA*1; interruptor de control*1; Cable de refuerzo USB*1; Bolsa de banco de energía * 1; Manual de usuario*1.
Función	Luz azul, luz infrarroja, luz roja, pulso, calefacción, temporización
Frecuencia de uso	1-2 veces al día, no más de 30 minutos por parte del cuerpo, al menos 12 semanas.

☑ INSTRUCCIONES DE USO

1. Presione el interruptor de encendido, la luz indicadora está encendida.
2. Selección de longitud de onda: presione la tecla "R" una vez, el indicador de encendido LED se mostrará en verde y la luz azul estará encendida; presione la tecla "R" dos veces, las luces infrarrojas y rojas se encenderán; presione la tecla "R" tres veces, la luz azul, la luz roja/la luz infrarroja se encienden alternativamente; presione la tecla "R" 4 veces, todas las luces LED están apagadas. (La luz roja y la luz infrarroja se pueden seleccionar de acuerdo con las necesidades individuales. Se recomienda usar luz roja e infrarroja al mismo tiempo).
3. Selección de temperatura: el indicador de encendido LED predeterminado se mostrará en verde y la temperatura de calentamiento del producto es de $39^{\circ}\text{C} \pm 2$; presione la tecla " $^{\circ}\text{C}$ " una vez, el indicador de encendido LED se mostrará azul y la temperatura de calentamiento del producto es de $43^{\circ}\text{C} \pm 2$; presione la tecla " $^{\circ}\text{C}$ " dos veces, el indicador de encendido LED se muestra rojo y la temperatura de calentamiento del producto es de $47^{\circ}\text{C} \pm 2$. (Se recomienda elegir la temperatura predeterminada de $39^{\circ}\text{C} \pm 2$ y aumentarla gradualmente a una temperatura adecuada según las necesidades individuales).
4. Selección de pulso: presione la tecla "R" para configurar el modo de longitud de onda y luego presione la tecla "P" para iniciar el modo de pulso de longitud de onda correspondiente. (El modo de pulso se selecciona de acuerdo con las necesidades individuales).
5. Selección de tiempo: presione el botón de tiempo, presione "I" durante 10 minutos, la luz indicadora de 10 minutos está encendida, "II" está configurada para 20 minutos, la luz indicadora de 20 minutos está encendida, presione "III" durante 30 minutos, el La luz indicadora de 30 minutos está encendida, el temporizador se inicia de forma predeterminada durante 30 minutos. La configuración de tiempo incluye luz roja, infrarrojos, temperatura, pulso, todos los modos. Y el producto se apagará automáticamente cuando se acabe el tiempo.
6. Tiempo de uso: se recomienda usarlo 1-2 veces al día, no más de 30 minutos para cada parte del cuerpo y usarlo de forma continua durante más de 4 semanas.
7. En el proceso de usar luz roja e infrarroja, si siente alguna molestia, debe dejar de usarla inmediatamente.
8. El bolsillo del banco de energía extraíble (solo para algunos productos) se puede atar al brazo o pegar en el producto en la dirección del velcro, lo cual es conveniente para usar el banco de energía durante las actividades.
9. Tenga en cuenta: todos los conectores de enchufe deben insertarse firmemente durante el uso para evitar un mal contacto.
10. No doble durante el almacenamiento y el uso para evitar daños en las perlas de la lámpara.
11. Puede haber rastros de gotas de luz en la superficie de la piel después del uso, que generalmente desaparecen automáticamente en 20-50 minutos.



PARAMETROS DEL PRODUCTO

No de modelo	CM-RED-C28
Nombre del producto	Almohadilla de terapia espacial con luz roja e infrarroja
Voltaje de entrada	110-240V (50-60Hz)
Voltaje de salida	DC36V
Energía	Alfombrilla superior 270W, almohadilla inferior 280W
Actual	7.8A*1, 7.8A*1
CANTIDAD DE LED	1392PCS en la almohadilla superior; 1440PCS en la almohadilla inferior
Longitud de onda	LED rojo660nm*1; LED infrarrojo850nm*2
Densidad óptica	1ª marcha: 120mw/cm ² ; 2ª marcha: 135MW/cm ² ; 3ª marcha: 150MW/cm ²
Temperatura	109-131°F (43-55°C)
Rango de tiempo	0-60 minutos (Tiempo por defecto: 30 minutos)
Material	Alfombrilla de terapia: SBR, Caso protector: TPU + tela de nylon
Talla	1700mm*600mm
Contenidos del paquete	Esterilla de terapia:*2PCS (superior e inferior);Funda protectora* 2PCS (arriba y abajo);Mando a distancia *1; Adaptador*2; Gafas*1; Cable de alimentación *2; Manual de usuario *1; Bolsa de almacenamiento*1; Pila AAA*2
Función	Infrarrojo cercano + luz roja + temporización + pulso

✓ CÓMO UTILIZAR LA FUNDA PROTECTORA

1. Coloque la carcasa protectora plana, una esquina de la carcasa protectora con una abertura, aquí esté la interfaz de conexión de alimentación;
2. Asegúrese de que la interfaz de la fuente de alimentación de la almohadilla terapéutica coincide con la abertura del estuche protector antes de colocar la almohadilla terapéutica en el estuche protector;
3. Coloque la almohadilla terapéutica completamente plana en el estuche protector, y compruebe si las 4 esquinas están todas alineadas, y no puede haber ninguna parte superpuesta en la almohadilla, para no dañar la placa FPC interna;
4. Cierre la cremallera cuando la almohadilla terapéutica no se haya solapado;
5. La funda protectora hecha de nylon, que es durable, resistente al desgaste, resistente a la suciedad, plana y fácil de limpiar;
6. La funda transparente está hecha de material TPU, que es respetuoso con el medio ambiente, no tóxico, no alérgico, no irritante, resistente al desgaste, buena transmisión de la luz y no afecta a la penetración de las ondas de luz.

Pasos de uso de la funda protectora



Coloque la funda protectora



Alinee el puerto de alimentación



Poner en la almohadilla de terapia



Coloque la almohadilla de terapia



Cerrar



Enchufe la fuente de alimentación



Limpie la funda protectora



Encienda la energía, comience a trabajar

Introducción del Control Remoto



- ✓ A/B: A significa botón de control para la almohadilla de terapia superior. B significa botón de control para la almohadilla de terapia inferior
- ✓ Instale las 2 pilas AAA antes de usar el control remoto y preste atención a la dirección de los polos positivo y negativo al instalar.
- ✓ NOTA: Cada cuenta LED contiene 2 piezas de infrarrojo cercano. Cada almohadilla de terapia con 2 botones de control para encender o apagar las 2 piezas cerca del infrarrojo por separado, o encenderlas al mismo tiempo.

A/B	"A" en el mando a distancia es el botón de control superior de la almohadilla terapéutica; "B" es el botón de control inferior de la almohadilla terapéutica.
A 	Combinación de interruptor de encendido y pulsador Interruptor de encendido: pulsación larga durante 3 segundos para encender la alimentación, al mismo tiempo el botón y la pantalla se encienden. Por el contrario, una pulsación larga de 3 segundos desconecta la alimentación. Botón de pulso: pulse brevemente el botón para iniciar la función de pulso. El botón se ilumina después de pulsarlo, y la almohadilla terapéutica inicia la función estroboscópica, y verá que la luz parpadea.
A 	Los botones de infrarrojo cercano, cada cuenta LED tiene infrarrojos de 2pcs 850nm, un botón para controlar un infrarrojo de 850nm solo, si necesita encender 2pcs 850nm al mismo tiempo, debe encender 2 botones, el botón se enciende. La luz infrarroja cercana es visible en la luz baja o en la luz oscura.
A 	El botón de luz roja, cada perla de LED tiene una luz roja de 660nm, encienda el botón, la luz roja y la luz del botón se encienden al mismo tiempo, la almohadilla therapy comienza a funcionar.
A 	El botón de encendido, hay 3 marchas, cada pulsación es una marcha. El botón se enciende después de pulsar, el indicador verde en el lado de la pantalla es la 1ª marcha, el indicador azul es la 2ª marcha, y el indicador rojo es la 3ª marcha. Al mismo tiempo, se puede observar obviamente el cambio de brillo, mayor potencia, luz más fuerte. De acuerdo con las preferencias personales para elegir diferentes potencias.
A B 	El botón de tiempo plus, para cronometrar las almohadillas terapéuticas superior e inferior al mismo tiempo, añade 5 minutos con cada pulsación. El botón se enciende después de pulsarlo y la pantalla muestra el tiempo. Una vez transcurrido el tiempo, el aparato deja de funcionar automáticamente.
A B 	El botón de tiempo menos, para cronometrar las almohadillas terapéuticas superior e inferior al mismo tiempo, reduce 5 minutos con cada pulsación, el botón se enciende después de pulsarlo y la pantalla muestra el tiempo. Una vez transcurrido el tiempo, el aparato deja de funcionar automáticamente.
1. Sólo se puede seleccionar uno de los modos de mando a distancia y el modo manual, y no se pueden utilizar al mismo tiempo. 2. Por favor, instale la pila 2*AAA antes de utilizar el mando a distancia, y preste atención a la dirección de los polos positivo y negativo al instalarla.	

☑ MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO MANUAL EN MODO DE ESPERA

1. Pulse el interruptor 1 vez, el indicador del interruptor es verde: 1 grupo de luz roja + 2 grupos de infrarrojos (visible en la oscuridad) de trabajo, el defecto de baja potencia.	
2. Pulse el interruptor 2 veces, el indicador del interruptor es verde: 1 grupo de trabajo de infrarrojos.	
3. Pulse el interruptor 3 veces, el indicador del interruptor es verde: 1 grupo de trabajo de luz roja.	
4. Pulse el interruptor 4 veces, el indicador del interruptor es verde: otro grupo de trabajo de infrarrojos.	
5. Pulse el interruptor 5 veces, el indicador del interruptor no se enciende y todas las luces LED dejan de funcionar.	
6. Cualquiera de los modos anteriores pulsación larga durante 3 segundos, modo de alta potencia ,con indicador luminoso azul, y modo manual sin potencia media.	
7. El tiempo predeterminado es de 30 minutos.	
8. Sólo se puede seleccionar uno de los modos de control remoto y el modo manual, y no se pueden utilizar al mismo tiempo.	

☑ CÓMO UTILIZAR EL PRODUCTO

1. Coloque la almohadilla terapéutica inferior en el estuche protector, colóquela sobre objetos duros y nunca la coloque sobre objetos blandos (como Simmons blandos, almohadilla de látex, sofá, etc.);
2. Enchufe la fuente de alimentación y compruebe si todas las interfaces están bien conectadas;
3. Cubra la almohadilla terapéutica superior, que puede fijarse según los hábitos personales;
4. El espacio en los 2 lados de las almohadillas superior e inferior está especialmente diseñado para la disipación del calor;
5. Utilice las gafas;
6. Operar según las instrucciones del mando a distancia;
7. Comience a disfrutar de sus momentos de fototerapia;
8. Se recomienda utilizarlo una vez al día, 30-60 minutos cada vez, al menos durante más de 1 semana.



PARAMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	CM-RED-C38
Nombre del producto	Almohadilla de cuerpo entero con luz roja e infrarroja
Voltaje de entrada	110-240V (50-60Hz)
Voltaje de salida	DC36V
Energía	280W
Actual	7.8A
CANTIDAD DE LED	1440PCS
Longitud de onda	LED rojo660nm*1; LED infrarrojo850nm*2
Densidad óptica	120mw/cm ² -150MW/cm ²
Temperatura	118-132°F (48-56°C)
Rango de tiempo	0-30 minutos (Tiempo por defecto: 15 minutos)
Material	Alfombrilla de terapia: SBR, Caso protector: TPU + tela de nylon
Talla	1700mm*600mm
Contenidos del paquete	Esterilla de terapia:*1PCS ;Estuche protector* 1PCS;mando a distancia *1; Adaptador*1; Gafas*1; Cable de alimentación *1; Manual de usuario *1; Bolsa de almacenamiento*1; Pila AAA*2
Función	Infrarrojo cercano + luz roja + temporización + pulso

✓ CÓMO UTILIZAR LA FUNDA PROTECTORA

1. Coloque la carcasa protectora plana, una esquina de la carcasa protectora con una abertura, aquí esté la interfaz de conexión de alimentación;
2. Asegúrese de que la interfaz de la fuente de alimentación de la almohadilla terapéutica coincide con la abertura del estuche protector antes de colocar la almohadilla terapéutica en el estuche protector;
3. Coloque la almohadilla terapéutica completamente plana en el estuche protector, y compruebe si las 4 esquinas están todas alineadas, y no puede haber ninguna parte superpuesta en la almohadilla, para no dañar la placa FPC interna;
4. Cierre la cremallera cuando la almohadilla terapéutica no se haya solapado;
5. La funda protectora hecha de nylon, que es durable, resistente al desgaste, resistente a la suciedad, plana y fácil de limpiar;
6. La funda transparente está hecha de material TPU, que es respetuoso con el medio ambiente, no tóxico, no alérgico, no irritante, resistente al desgaste, buena transmisión de la luz y no afecta a la penetración de las ondas de luz.

Pasos de uso de la funda protectora

			
Coloque la funda protectora	Alinee el puerto de alimentación	Poner en la almohadilla de terapia	Coloque la almohadilla de terapia
			
Cerrar	Enchufe la fuente de alimentación	Limpie la funda protectora	Encienda la energía, comience a trabajar

✓ MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO MANUAL EN MODO DE ESPERA

1. Pulse el interruptor 1 vez, el indicador del interruptor es verde: 1 grupo de luz roja + 2 grupos de infrarrojos (visible en la oscuridad) de trabajo, el defecto de baja potencia.	
2. Pulse el interruptor 2 veces, el indicador del interruptor es verde: 1 grupo de trabajo de infrarrojos.	
3. Pulse el interruptor 3 veces, el indicador del interruptor es verde: 1 grupo de trabajo de luz roja.	
4. Pulse el interruptor 4 veces, el indicador del interruptor es verde: otro grupo de trabajo de infrarrojos.	
5. Pulse el interruptor 5 veces, el indicador del interruptor no se enciende y todas las luces LED dejan de funcionar.	
6. En cualquiera de los modos anteriores, mantenga presionado durante 3 segundos, cambie al modo de alta temperatura con indicador de luz azul. Modo manual sin modo de temperatura media (el valor predeterminado es el modo de baja temperatura con indicador de luz verde).	
7. El tiempo predeterminado es de 30 minutos.	
8. Sólo se puede seleccionar uno de los modos de control remoto y el modo manual, y no se pueden utilizar al mismo tiempo.	

Introducción de Control Remoto



1. Solo se puede seleccionar el modo de control remoto o el modo manual a la vez, y no se pueden usar 2 modos de control al mismo tiempo.
2. Instale las 2 pilas AAA antes de usar el control remoto y preste atención a la dirección de los polos positivo y negativo al instalar.

✓ CÓMO UTILIZAR EL MANDO A DISTANCIA

	Interruptor de encendido, pulsación larga durante 3 segundos para encender la alimentación, mientras el botón y la pantalla se iluminan. En su lugar, mantenga pulsado durante 3 segundos para apagar la alimentación.
	Los botones de infrarrojo cercano, cada perlas de LED tiene 2pcs 850nm infrarrojos, un botón para controlar un infrarrojo 850nm solo, si necesita encender 2pcs 850nm al mismo tiempo, necesita encender 2 botones al mismo tiempo, el botón se enciende. La luz infrarroja cercana es visible con poca luz o luz oscura.
	El botón de luz roja, cada perla de LED tiene una luz roja de 660nm, encienda el botón, la luz roja y la luz del botón se encienden al mismo tiempo, la almohadilla therapy comienza a funcionar.
	Botón de temperatura, el botón se ilumina tras pulsarlo. Nivel 1 (Bajo: 48°C/118°F), nivel 2 (Medio: 52°C/125°F), nivel 3 (Alto: 56°C/132°F). En el lado izquierdo de la pantalla, la luz verde significa marcha baja, la luz azul significa marcha media y la luz roja significa marcha alta. Al mismo tiempo, se pueden observar claramente los cambios de brillo, temperaturas más altas y luz más fuerte. Elija una temperatura adecuada según sus preferencias personales.
	La función de pulso se inicia después de pulsar brevemente el botón, y el botón P1, P2, P3 representa la velocidad de parpadeo de baja, media y alta. Hay una luz indicadora de pulso en el lado derecho de la pantalla. La luz verde indica P1 marcha baja. La luz azul indica P2 marcha media. La luz roja indica P3 marcha alta. Según sus preferencias personales, elija la marcha adecuada. Verá que la luz parpadea cuando la esterilla de fototerapia active la función de pulso.
	El botón de más o menos tiempo aumenta o disminuye 5 minutos cada vez que se pulsa. Al pulsarlo, el botón se ilumina y la pantalla muestra la hora. Cuando se acaba el tiempo, el producto deja de funcionar automáticamente.
1. Sólo se puede seleccionar uno de los modos de mando a distancia y el modo manual, y no se pueden utilizar al mismo tiempo. 2. Por favor, instale la pila 2*AAA antes de utilizar el mando a distancia, y preste atención a la dirección de los polos positivo y negativo al instalarla.	

FR

☒ DÉCLARATION

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin de garantir une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de l'utiliser et conserver ce manuel à un endroit où vous pourrez vous y référer à tout moment.

☒ HISTOIRE DE LA LUMINOTHÉRAPIE À LED

La photothérapie a vu le jour en 1903, lorsqu'un scientifique nommé Niels Finsen a reçu le prix Nobel de médecine pour son utilisation de la luminothérapie. Le domaine s'est élargi, et de plus en plus de cliniques et l'industrie des sciences médicales utilisent les effets de la photothérapie avec un impact plus important. Grâce à des recherches approfondies et à des années d'utilisation de la luminothérapie rouge et de la thérapie infrarouge, il a été constaté que non seulement les tissus étaient guéris, mais que l'état de la surface de la peau était également amélioré.

☒ PRINCIPE DU PRODUIT

Le coussin de luminothérapie à LEDs rouges se fait par des LEDs spéciales, avec une longueur d'onde de lumière rouge de 660nm et une longueur d'onde de lumière infrarouge de 850nm, ce qui a des effets optiques sur les organismes et produit des effets biologiques importants et des effets de photothérapie. Les mitochondries dans les cellules absorbent le plus la lumière rouge, après l'irradiation de la lumière rouge, l'activité de la catalase (CAT) des mitochondries augmente, ce qui peut augmenter le métabolisme cellulaire, augmenter la teneur en glycogène, augmenter la synthèse des protéines et augmenter la décomposition de l'adénoglycine triphosphate (ATP), renforçant ainsi la régénération des cellules, favoriser la guérison des ulcères, mais aussi augmenter la phagocytose des globules blancs, améliorer la fonction immunitaire du corps, améliorer la circulation sanguine, favoriser le métabolisme local des tissus, favoriser la croissance des cheveux, et favoriser la guérison des fractures, Accélérer la régénération des nerfs endommagés, etc.

☒ AVANTAGES DU PRODUIT

1. Le produit peut être utilisé pour la photothérapie du tronc et des membres (les parties du corps sur lesquelles le produit peut être utilisé sont déterminées par les caractéristiques du produit), ainsi que pour les soins des tissus mous des articulations et la physiothérapie après une blessure, ce qui peut améliorer la circulation sanguine et le métabolisme humain pour éliminer la douleur de la partie blessée, de sorte que les dommages locaux du corps humain peuvent être réparés rapidement, et la fonction immunitaire du corps peut être efficacement améliorée ;
2. La technologie du produit est très avancée, utilisant la technologie de module de lumière rouge LED, combinée avec la compression de chaleur microélectronique, l'infrarouge et la lumière rouge LED et d'autres technologies dans la performance du traitement, est un produit hautement technologique, est une solution sûre, efficace, fiable, indolore, non toxique et naturelle de soulagement de la douleur du corps ;
3. Ce produit est un cadeau unique et haut de gamme pour votre amoureux, vos parents,

les personnes âgées, vos amis, etc. à l'occasion d'un anniversaire, de la fête des pères, de la fête des mères, de la Saint-Valentin, de Thanksgiving, de Noël et du Nouvel An.

☑ ADAPTATION DES SYMPTÔMES

Il convient au traitement adjuvant des blessures des tissus mous du tronc et des membres, des douleurs aiguës et chroniques de l'épaule, du cou, du dos et des jambes. Il possède des propriétés anti-inflammatoires, anti-gonflement, analgésiques, améliore la microcirculation, favorise la circulation sanguine, l'effet anti-âge et cosmétique.

☑ INTRODUCTION AUX SOURCES DE LUMIÈRE ET AUX LONGUEURS D'ONDE

Couleur	longueur d'onde	Fonction (différentes longueurs d'onde, différentes profondeurs de peau)
Lumière bleue	460nm	C'est une source de lumière extrêmement efficace pour activer l'activité cellulaire, et l'énergie est disponible pour de nombreux follicules pileux et glandes sébacées. Et peut stimuler les macrophages à libérer des cytokines, affectant ainsi la formation de l'inflammation, et jouer un certain rôle de cicatrisation et de réparation, anti-inflammatoire, sédatif, et avoir un certain effet sur la congestion et le soulagement de la douleur.
lumière rouge	640nm	Il a les caractéristiques d'une grande pureté, d'une source de lumière puissante et d'une densité d'énergie uniforme. Elle joue un rôle important dans les soins et la récupération de la peau et est connue sous le nom de lumière bioactive. La lumière rouge peut augmenter l'activité cellulaire, favoriser le métabolisme cellulaire, favoriser la circulation sanguine, faire en sorte que la peau sécrète une grande quantité de collagène et de tissu fibreux pour se remplir, accélérer la circulation sanguine, augmenter l'élasticité de la peau, améliorer la chlorose et la matité de la peau, afin d'obtenir un anti- -vieillessement, oxydation anti-âge et réparation.
	660nm	
Infrarouge	850nm	Il est invisible à l'œil nu et pénètre profondément dans les tissus humains, ce qui peut dilater les vaisseaux sanguins locaux, accélérer la circulation sanguine, augmenter l'apport sanguin artériel local, aider à fournir plus d'énergie et de soutien nutritionnel, favoriser la guérison des lésions et soulager la tension musculaire, fatigue et tension.

☑ ADAPTATIONS

1. maison;2. salon de beauté;3. clinique;4. gymnase;5. Sauna;6. Centre de physiothérapie .

☑ CONTRE-INDICATION

1. Les enfants de moins de 13 ans et les femmes enceintes ne doivent pas utiliser de produits de photothérapie;
2. Les patients atteints de cancer;
3. Les patients atteints de tuberculose;
4. Inflammation aiguë purulente;
5. Patients présentant des hémorragies;
6. Patients souffrant de maladies cardiaques et porteurs de stimulateurs cardiaques ;
7. Patients atteints d'artériosclérose;
8. Les nouveau-nés et les nourrissons;
9. Patients allergiques à la lumière;
10. Les personnes dont les médecins jugent l'utilisation de ces produits inappropriée.

AVERTISSEMENT

1. Ne pas irradier les yeux;
2. Ne pas laisser les enfants jouer, ce n'est pas un jouet;
3. Ne pas mettre en contact avec l'eau pour éviter les fuites par court-circuit ; Non étanche, uniquement pour un usage intérieur;
4. Si d'autres équipements tels que des fils ou des fiches sont endommagés, veuillez ne pas les utiliser, utilisez uniquement les accessoires d'équipement fournis;
5. Ce produit contient du SBR, si vous êtes allergique au SBR, veuillez ne pas utiliser ce produit;
6. N'utilisez pas ce produit chez les personnes endormies, comateuses ou ivres;
7. Ne pas froisser ou plier l'appareil, il faut le rouler en forme ronde pour le ranger;
8. Ne pas utiliser cet appareil sur des plaies ouvertes, des saignements causés par une augmentation de la chaleur et une circulation sanguine accélérée;
9. Lorsqu'il n'est pas utilisé, débrancher l'alimentation électrique pour éviter les risques de trébuchement;
10. Si vous vous sentez mal pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez votre médecin.


PROMPT CHAUFFÉ

1. Après la photothérapie, la peau présente quelques traces de billes de lampe, qui disparaissent généralement automatiquement en 30 à 60 minutes;
2. Il est recommandé d'allumer la lumière infrarouge et la lumière rouge en même temps ;
3. Il est recommandé d'augmenter progressivement la température à partir de 1 vitesse selon les préférences et l'acceptation personnelle, et il y a 3 vitesses;
4. Mettez le coussin infrarouge à plat, ne peut pas être coussiné sur des objets mous, le produit a beaucoup de composition de carte FPC et de perles de lampe, facile de faire le coussin de thérapie se plier, endommager la carte FPC, résultant le coussin de thérapie ne peut pas être utilisé;
5. Nous recommandons de profiter de la thérapie avec le corps nu pour obtenir un meilleur effet;
6. Allumez la base thérapeutique et réchauffez-la pendant 2 à 3 minutes avant de l'utiliser.

Instruction du contrôleur



Méthode de connexion d'alimentation



MODE D'EMPLOI

Pour le modèle

CM-RED-M29; CM-RED-M39; CM-RED-M49; CM-RED-M59; CM-RED-M69;
CM-RED-M79; CM-RED-M89; CM-RED-C18

1. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation, le voyant est allumé.
2. Sélection de la longueur d'onde: appuyez une fois sur la touche "R", l'indicateur d'alimentation LED s'affichera en vert et les lumières rouge et infrarouge seront allumées ; appuyez deux fois sur la touche "R", seule la lumière proche infrarouge sera allumée (non visible à l'œil nu, légèrement brillante dans la lumière sombre), la lumière rouge est éteinte ; appuyez 3 fois sur la touche "R", seule la lumière rouge est allumée et la lumière proche infrarouge est éteinte ; appuyez 4 fois sur la touche "R", toutes les lumières LED sont éteintes. (La lumière rouge et la lumière infrarouge peuvent être sélectionnées en fonction des besoins individuels. Il est recommandé d'utiliser la lumière rouge et la lumière infrarouge en même temps).
3. Sélection de la température: l'indicateur d'alimentation LED par défaut s'affiche en vert et la température de chauffage du produit est de $39^{\circ}\text{C} \pm 2$; appuyez une fois sur la touche " $^{\circ}\text{C}$ ", le voyant d'alimentation LED s'affichera en bleu et la température de chauffage du produit est de $43^{\circ}\text{C} \pm 2$; appuyez deux fois sur la touche " $^{\circ}\text{C}$ ", l'indicateur d'alimentation LED s'allume en rouge et la température de chauffage du produit est de $47^{\circ}\text{C} \pm 2$. (Il est recommandé de choisir la température par défaut de $39^{\circ}\text{C} \pm 2$ et de l'augmenter progressivement jusqu'à une température appropriée selon les besoins individuels).
4. Sélection d'impulsion: appuyez sur la touche "R" pour définir le mode de longueur d'onde, puis appuyez sur la touche "P" pour démarrer le mode d'impulsion de longueur d'onde correspondant. (Le mode d'impulsion est sélectionné en fonction des besoins individuels).
5. Sélection de la synchronisation: appuyez sur le bouton de synchronisation, appuyez sur "I" pendant 10 minutes, le voyant 10min est allumé, "II" est réglé sur 20 minutes, le voyant 20min est allumé, appuyez sur "III" pendant 30 minutes, le voyant 30min est allumé, la minuterie par défaut démarre pendant 30 minutes. Le réglage de la synchronisation comprend la lumière rouge, l'infrarouge, la température, l'impulsion de tous les modes. Et le produit s'éteindra automatiquement lorsque le temps sera écoulé.
6. Temps d'utilisation: il est recommandé de l'utiliser 1 à 2 fois par jour, pas plus de 30 minutes pour chaque partie du corps, et de l'utiliser en continu pendant plus de 4 semaines.
7. Lors de l'utilisation de la lumière rouge et infrarouge, si vous ressentez une gêne, vous devez cesser de l'utiliser immédiatement.
8. La poche amovible de la banque d'alimentation (uniquement pour certains produits) peut être attachée au bras ou collée sur le produit dans le sens du velcro, ce qui est pratique pour utiliser la banque d'alimentation pendant les activités.
9. Veuillez noter: tous les connecteurs doivent être insérés fermement pendant l'utilisation pour éviter un mauvais contact.
10. Ne pas plier pendant le stockage et l'utilisation pour éviter d'endommager les perles de la lampe.
11. Il peut y avoir des traces de perles légères sur la surface de la peau après utilisation, qui disparaissent généralement automatiquement dans les 20 à 50 minutes.



PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle Non	CM-RED-M29
Nom du produit	Coussinets de pied à lumière rouge et infrarouge
Tension	AC 100-240V, DC 12V (peut être connecté à une banque d'alimentation ou à une alimentation secteur)
Pouvoir	25W
QTÉ DEL	150PCS
Longueur d'onde	Lumière rouge 640 nm*1 ; lumière rouge 660 nm*1 ; Infrarouge 880nm * 1
Matériel	SBR
Taille	760*130mm
Contenu du colis	repose-pieds * 1 ; Adaptateur secteur CA*1 ; Commutateur de commande*1 ; Bande élastique * 3 ; Câble d'amplification USB * 1 ; Banque d'alimentation * 1 ; manuel d'utilisation * 1.
Une fonction	Infrarouge, lumière rouge, impulsion, chauffage, synchronisation
Fréquence d'utilisation	1 à 2 fois par jour, pas plus de 30 minutes par partie du corps, au moins 4 semaines.



PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle Non	CM-RED-M39
Nom du produit	Chaussures lumière rouge et lumière infrarouge
Tension	AC 100-240V, DC 12V (peut être connecté à une banque d'alimentation ou à une alimentation secteur)
Pouvoir	28W
QTÉ DEL	158PCS
Longueur d'onde	Lumière rouge 660nm*1, Lumière infrarouge 850nm*2
Matériel	SBR
Taille	350*220mm
Contenu du colis	Chaussure * 1 (pas 1 paire); Adaptateur secteur CA*1; Commutateur de commande*1; Câble d'amplification USB * 1; Sac de banque d'alimentation * 1; Manuel d'utilisation*1.
Une fonction	Infrarouge, lumière rouge, impulsion, chauffage, synchronisation
Fréquence d'utilisation	1 à 2 fois par jour, pas plus de 30 minutes par partie du corps, au moins 4 semaines.

FR

CM-RED-M49



FR

CM-RED-M49**MODE DE CHARGE CA****PARAMÈTRES DU PRODUIT**

Modèle Non	CM-RED-M49
Nom du produit	Coussinet corporel intégral à lumière rouge et infrarouge
Tension	AC 100-240V, tension de fonctionnement 36V
Pouvoir	160W
QTÉ DEL	960PCS
Longueur d'onde	Lumière rouge 660nm*1 ; Lumière infrarouge 850nm * 2
Matériel	SBR
Taille	1700×400mm
Contenu du colis	Tapis * 1; Commutateur de commande*1; Adaptateur secteur CA*1; Cordon d'alimentation*1; Manuel d'utilisation * 1
Une fonction	Infrarouge, lumière rouge, impulsion, chauffage, synchronisation
Fréquence d'utilisation	1 à 2 fois par jour, pas plus de 30 minutes à chaque fois, au moins 4 semaines.



PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle Non	CM-RED-M59
Nom du produit	Bracelet lumière rouge et infrarouge
Tension	AC 100-240V, DC 12V (peut être connecté à une banque d'alimentation ou à une alimentation secteur)
Pouvoir	9W
QTÉ DEL	40PCS
Longueur d'onde	LED rouge660nm*1; LED infrarouge850nm*2
Matériel	SBR
Taille	100*400mm
Contenu du colis	Bracelet à main * 1; Adaptateur secteur CA*1 ; Commutateur de commande*1; Câble d'amplification USB * 1; Bande élastique * 1; Sac de banque d'alimentation * 1; Manuel d'utilisation*1.
Une fonction	Infrarouge, lumière rouge, impulsion, chauffage, synchronisation
Fréquence d'utilisation	1 à 2 fois par jour, pas plus de 30 minutes par partie du corps, au moins 4 semaines.



PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle Non	CM-RED-M69
Nom du produit	Sangle de cheville lumière rouge et infrarouge
Tension	AC 100-240V, DC 12V (peut être connecté à une banque d'alimentation ou à une alimentation secteur)
Pouvoir	15W
QTÉ DEL	66PCS
Longueur d'onde	LED rouge660nm*1 ; LED infrarouge850nm*2
Matériel	SBR
Taille	320*340mm
Contenu du colis	Sangle de cheville de pied * 1; Adaptateur secteur CA*1; Commutateur de commande*1; Câble d'amplification USB * 1; Sac de banque d'alimentation * 1; Manuel d'utilisation*1.
Une fonction	Infrarouge, lumière rouge, impulsion, chauffage, synchronisation
Fréquence d'utilisation	1 à 2 fois par jour, pas plus de 30 minutes par partie du corps, au moins 4 semaines.



PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle Non	CM-RED-M79
Nom du produit	Gants lumière rouge et infrarouge
Tension	AC 100-240V, DC 12V (peut être connecté à une banque d'alimentation ou à une alimentation secteur)
Pouvoir	19W
QTÉ DEL	100PCS
Longueur d'onde	LED rouge 660nm*1 ; LED infrarouge 850nm*2
Matériel	SBR
Taille	170*320mm
Contenu du colis	Gants * 1 (pas 1 paire); Adaptateur secteur CA*1 ; Commutateur de commande*1; Câble d'amplification USB * 1; Bande élastique * 2; Sac de banque d'alimentation * 1; Manuel d'utilisation*1.
Une fonction	Infrarouge, lumière rouge, impulsion, chauffage, synchronisation
Fréquence d'utilisation	1 à 2 fois par jour, pas plus de 30 minutes par partie du corps, au moins 4 semaines.



PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle Non	CM-RED-M89
Nom du produit	Ceinture lumineuse rouge et infrarouge
Tension	AC 100-240V, DC 12V (peut être connecté à une banque d'alimentation ou à une alimentation secteur)
Pouvoir	26W
QTÉ DEL	150PCS
Longueur d'onde	LED rouge660nm*1;LED infrarouge850nm*2
Matériel	SBR
Taille	450*200mm
Contenu du colis	Ceinture * 1; Adaptateur secteur CA*1 ; Commutateur de commande*1; Câble d'amplification USB * 1; Bande élastique * 1; Sac de banque d'alimentation * 1; Manuel d'utilisation*1.
Une fonction	Infrarouge, lumière rouge, impulsion, chauffage, synchronisation
Fréquence d'utilisation	1 à 2 fois par jour, pas plus de 30 minutes par partie du corps, au moins 4 semaines.



PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle Non	CM-RED-C18
Nom du produit	Genouillère rouge et infrarouge
Tension	AC 100-240V, DC 12V (peut être connecté à une banque d'alimentation ou à une alimentation secteur)
Pouvoir	16W
QTÉ DEL	76PCS
Longueur d'onde	Lumière rouge 660nm*1; Lumière infrarouge 850nm * 2
Matériel	SBR
Taille	830×250mm
Contenu du colis	Genouillère*1; Adaptateur secteur*1; Interrupteur de commande*1; Bande élastique*1; Câble d'amplification USB*1; Banque d'alimentation * 1; Manuel d'utilisation*1.
Une fonction	Infrarouge, lumière rouge, impulsion, chauffage, synchronisation
Fréquence d'utilisation	1 à 2 fois par jour, pas plus de 30 minutes à chaque fois, au moins 4 semaines.



PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle Non	CM-RED-M19
Nom du produit	Chapeau lumineux rouge et infrarouge
Tension	AC 100-240V, DC 12V (peut être connecté à une banque d'alimentation ou à une alimentation secteur)
Pouvoir	25W
QTÉ DEL	144PCS
Longueur d'onde	Lumière bleue 460nm*1; Lumière rouge 660nm*1; Lumière infrarouge 850nm * 1
Matériel	SBR
Taille	300*245mm
Contenu du colis	Chapeau * 1; Adaptateur secteur CA*1 ; Commutateur de commande*1; Câble d'amplification USB*1; Sac de banque d'alimentation * 1; Manuel d'utilisation*1.
Une fonction	Lumière bleue, lumière infrarouge, lumière rouge, impulsion, chauffage, synchronisation
Fréquence d'utilisation	1 à 2 fois par jour, pas plus de 30 minutes par partie du corps, au moins 12 semaines.

☑ MODE D'EMPLOI

1. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation, le voyant est allumé.
2. Sélection de la longueur d'onde: appuyez une fois sur la touche "R", le voyant d'alimentation LED s'affichera en vert et le voyant bleu sera allumé ; appuyez deux fois sur la touche "R", les voyants infrarouge et rouge s'allumeront tous ; appuyez trois fois sur la touche "R", la lumière bleue, la lumière rouge/la lumière infrarouge s'allument alternativement ; appuyez 4 fois sur la touche "R", toutes les lumières LED sont éteintes. (La lumière rouge et la lumière infrarouge peuvent être sélectionnées en fonction des besoins individuels. Il est recommandé d'utiliser la lumière rouge et la lumière infrarouge en même temps).
3. Sélection de la température: l'indicateur d'alimentation LED par défaut s'affiche en vert et la température de chauffage du produit est de $39^{\circ}\text{C} \pm 2$; appuyez une fois sur la touche "C", le voyant d'alimentation LED s'affichera en bleu et la température de chauffage du produit est de $43^{\circ}\text{C} \pm 2$; appuyez deux fois sur la touche "C", l'indicateur d'alimentation LED s'allume en rouge et la température de chauffage du produit est de $47^{\circ}\text{C} \pm 2$. (Il est recommandé de choisir la température par défaut de $39^{\circ}\text{C} \pm 2$ et de l'augmenter progressivement jusqu'à une température appropriée selon les besoins individuels).
4. Sélection d'impulsion: appuyez sur la touche "R" pour définir le mode de longueur d'onde, puis appuyez sur la touche "P" pour démarrer le mode d'impulsion de longueur d'onde correspondant. (Le mode d'impulsion est sélectionné en fonction des besoins individuels).
5. Sélection de la synchronisation: appuyez sur le bouton de synchronisation, appuyez sur "I" pendant 10 minutes, le voyant 10min est allumé, "II" est réglé sur 20 minutes, le voyant 20min est allumé, appuyez sur "III" pendant 30 minutes, le voyant 30min est allumé, la minuterie par défaut démarre pendant 30 minutes. Le réglage de la synchronisation comprend la lumière rouge, l'infrarouge, la température, l'impulsion de tous les modes. Et le produit s'éteindra automatiquement lorsque le temps sera écoulé.
6. Temps d'utilisation: il est recommandé de l'utiliser 1 à 2 fois par jour, pas plus de 30 minutes pour chaque partie du corps, et de l'utiliser en continu pendant plus de 4 semaines.
7. Lors de l'utilisation de la lumière rouge et infrarouge, si vous ressentez une gêne, vous devez cesser de l'utiliser immédiatement.
8. La poche amovible de la banque d'alimentation (uniquement pour certains produits) peut être attachée au bras ou collée sur le produit dans le sens du velcro, ce qui est pratique pour utiliser la banque d'alimentation pendant les activités.
9. Veuillez noter : tous les connecteurs doivent être insérés fermement pendant l'utilisation pour éviter un mauvais contact.
10. Ne pas plier pendant le stockage et l'utilisation pour éviter d'endommager les perles de la lampe.
11. Il peut y avoir des traces de perles légères sur la surface de la peau après utilisation, qui disparaissent généralement automatiquement dans les 20 à 50 minutes.



PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle Non	CM-RED-C28
Nom du produit	Coussin de thérapie spatiale à lumière rouge et infrarouge
Input voltage	110-240V (50-60Hz)
Tension de sortie	DC36V
Pouvoir	Tapis supérieur: 270W, pad inférieur: 280W
courant	7.8A*1, 7.8A*1
QTÉ DEL	1392PCS sur le tampon supérieur ; 1440PCS sur le tampon inférieur
Longueur d'onde	Lumière rouge 660nm*1 ; Lumière infrarouge 850nm * 2
Densité optique	1ère vitesse: 120mw/cm ² ; 2ème vitesse: 135MW/cm ² ; 3ème vitesse: 150MW/cm ² .
Température	109-131°F (43-55°C)
Plage de temps	0-60 minutes (Durée par défaut : 30 minutes)
Matériel	Tapis de thérapie: SBR, Étui de protection : TPU + tissu en nylon
Taille	1700mm*600mm
Contenu du colis	Tapis de thérapie:*2PCS (haut et bas);Étui de protection* 2PCS (haut et bas);Télécommande*1; Adaptateur*2; Lunettes*1; Cordon d'alimentation*2; Manuel d'utilisation*1; Sac de rangement*1; Pile AAA*2
Fonction	Proche infrarouge + lumière rouge + chronométrage + impulsion

☑ MODE D'UTILISATION DE L'ÉTUI DE PROTECTION

1. Placez le boîtier de protection à plat, un coin du boîtier de protection avec une ouverture, voici l'interface de connexion électrique;
2. S'assurer que l'interface d'alimentation électrique de la tablette thérapeutique coïncide avec l'ouverture de l'étui de protection avant de mettre la tablette thérapeutique dans l'étui de protection;
3. Placer la tablette thérapeutique complètement à plat dans l'étui de protection, et vérifier que les 4 coins sont tous alignés, et qu'il n'y a pas de partie superposée sur la tablette, afin de ne pas endommager la carte FPC interne;
4. Fermer la fermeture à glissière une fois qu'il n'y a plus de chevauchement sur la tablette thérapeutique;
5. L'étui de protection est fabriqué en nylon, qui est durable, résistant à l'usure et à la saleté, plat et facile à nettoyer;
6. L'étui transparent est fabriqué en TPU, un matériau écologique, non toxique, non allergique, non irritant, résistant à l'usure, offrant une bonne transmission de la lumière et n'affectant pas la pénétration des ondes lumineuses.

Étapes d'utilisation de l'étui de protection



Étalez l'étui de protection



Alignez le port d'alimentation



Mettez le coussin thérapeutique



Déposez le coussin thérapeutique



Fermez



Branchez l'alimentation



Nettoyez l'étui de protection



Allumez le courant, commencez à travailler

Introduction de la Télécommande



- ✓ A/B: A signifie bouton de commande pour le coussin de thérapie supérieur. B signifie bouton de commande pour le coussin de thérapie inférieur.
- ✓ Veuillez installer la pile 2 * AAA avant d'utiliser la télécommande et faites attention à la direction des pôles positifs et négatifs lors de l'installation.
- ✓ Remarque: chaque perles LED contient 2 pièces proche infrarouge. Chaque coussin de thérapie avec 2 boutons de commande pour allumer ou éteindre les 2 pièces proches de l'infrarouge séparément, ou les allumer en même temps.

A/B	Sur la télécommande, " A " est le bouton de commande supérieur de la tablette thérapeutique ; " B " est le bouton de commande inférieur de la tablette thérapeutique.
	Combinación de interruptor de encendido y pulsador Interruptor de encendido: pulsación larga durante 3 segundos para encender la alimentación, al mismo tiempo el botón y la pantalla se encienden. Por el contrario, una pulsación larga de 3 segundos desconecta la alimentación. Botón de pulso: pulse brevemente el botón para iniciar la función de pulso. El botón se ilumina después de pulsarlo, y la almohadilla terapéutica inicia la función estroboscópica, y verá que la luz parpadea.
	Les boutons proche infrarouge, chaque perles LED a 2pcs 850nm infrarouge, un bouton pour contrôler un infrarouge 850nm seul, si vous avez besoin d' allumer 2pcs 850nm en même temps, vous devez activer 2 boutons , le bouton s'allume. La lumière proche infrarouge est visible dans la lumière faible ou la lumière sombre.
	Le bouton de lumière rouge, chaque perle de LED a une lumière rouge de 660nm, allumez le bouton, la lumière rouge et le bouton s'allument en même temps, le coussin chauffant commence à fonctionner.
	Le bouton d'alimentation, il y a 3 vitesses, chaque pression est une vitesse. Le bouton s'allume après avoir appuyé, l'indicateur vert sur le côté de l'écran est la 1ère vitesse, l'indicateur bleu est la 2ème vitesse, et l'indicateur rouge est la 3ème vitesse. Dans le même temps, vous pouvez évidemment observer le changement de luminosité, une puissance plus élevée, une lumière plus forte. Selon vos préférences personnelles, vous pouvez choisir une puissance différente.
	Le bouton time plus, pour chronométrer les coussins thérapeutiques supérieur et inférieur en même temps, ajoute 5 minutes à chaque pression. Le bouton s'allume après une pression et l'écran affiche le temps. Lorsque le temps est écoulé, l'appareil s'arrête automatiquement de fonctionner.
	Le bouton temps moins, pour chronométrer les coussinets de thérapie supérieur et inférieur en même temps, réduit de 5 minutes à chaque pression, le bouton s' allume après avoir appuyé et l' écran affiche l' heure. Le temps est écoulé, l' appareil cesse automatiquement de fonctionner.
1. un seul mode de télécommande et un seul mode manuel peuvent être sélectionnés, et ne peuvent pas être utilisés en même temps. 2. veuillez installer la pile 2*AAA avant d'utiliser la télécommande, et faites attention à la direction des pôles positifs et négatifs lors de l'installation.	

☑ MANUAL STANDBY MODE OPERATION METHOD

1. appuyez sur l'interrupteur 1 fois, l'indicateur de l'interrupteur est vert: 1 groupe de lumière rouge + 2 groupes d'infrarouge (visible dans l'obscurité) fonctionnent, la puissance par défaut est faible.	
2. appuyez sur l'interrupteur 2 fois, l'indicateur de l'interrupteur est vert: 1 groupe de travail infrarouge.	
3. appuyez sur l'interrupteur 3 fois, l'indicateur de l'interrupteur est vert: 1 groupe de lumière rouge fonctionne.	
4. appuyez sur l'interrupteur 4 fois, l'indicateur de l'interrupteur est vert: un autre groupe de travail infrarouge.	
5. Appuyez 5 fois sur l'interrupteur, l'indicateur de l'interrupteur ne s'allume pas, et tous les voyants lumineux cessent de fonctionner.	
6. n'importe lequel des modes ci-dessus, appuyez longuement pendant 3 secondes, mode haute puissance ,avec indicateur lumineux bleu, et mode manuel sans puissance moyenne.	
7. La temporisation par défaut est de 30 minutes.	
8. un seul des modes télécommande et manuel peut être sélectionné, et ne peut être utilisé en même temps.	

☑ COMMENT UTILISER LE PRODUIT

1. Placez la semelle thérapeutique inférieure dans l'étui de protection, posez-la sur des objets durs et ne la posez jamais sur des objets mous (tels que des Simmons mous, un coussin en latex, un canapé, etc.);
2. Branchez l'alimentation électrique et vérifiez si toutes les interfaces sont bien branchées;
3. Couvrir le coussin thérapeutique supérieur, qui peut être fixé selon les habitudes personnelles;
4. L'espace sur les 2 côtés des coussins supérieur et inférieur est spécialement conçu pour la dissipation de la chaleur;
5. Porter les lunettes de protection;
6. Opérer selon les instructions de la télécommande;
7. Commencez à profiter de vos moments de photothérapie;
8. Il est recommandé de l'utiliser une fois par jour, 30-60 minutes à chaque fois, au moins pendant plus d'une semaine.



PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle Non	CM-RED-C38
Nom du produit	Coussinet pour tout le corps à lumière rouge et infrarouge
Input voltage	110-240V (50-60Hz)
Tension de sortie	DC36V
Pouvoir	280W
courant	7.8A
QTÉ DEL	1440PCS
Longueur d'onde	Lumière rouge 660nm*1;Lumière infrarouge 850nm * 2
Densité optique	120mw/cm ² -150MW/cm ²
Température	118-132°F (48-56°C)
Plage de temps	0-30 minutes (Durée par défaut : 15 minutes)
Matériel	Tapis de thérapie: SBR, Etui de protection : TPU + tissu en nylon
Taille	1700mm*600mm
Contenu du colis	Tapis de thérapie *1PCS; Étui de protection *1PCS ; Télécommande *1; Adaptateur *1; Lunettes *1; Cordon d'alimentation *1; Manuel d'utilisation* 1; Sac de rangement *1; Pile AAA *2.
Fonction	Proche infrarouge + lumière rouge + chronométrage + impulsion + télécommande

☑ COMMENT UTILISER L'ÉTUI DE PROTECTION

1. Placez le boîtier de protection à plat, un coin du boîtier de protection avec une ouverture, voici l'interface de connexion électrique;
2. S'assurer que l'interface d'alimentation électrique de la tablette thérapeutique coïncide avec l'ouverture de l'étui de protection avant de mettre la tablette thérapeutique dans l'étui de protection;
3. Placer la tablette thérapeutique complètement à plat dans l'étui de protection, et vérifier que les 4 coins sont tous alignés, et qu'il n'y a pas de partie superposée sur la tablette, afin de ne pas endommager la carte FPC interne;
4. Fermer la fermeture à glissière une fois qu'il n'y a plus de chevauchement sur la tablette thérapeutique;
5. L'étui de protection est fabriqué en nylon, qui est durable, résistant à l'usure et à la saleté, plat et facile à nettoyer ;
6. L'étui transparent est fabriqué en TPU, un matériau écologique, non toxique, non allergique, non irritant, résistant à l'usure, offrant une bonne transmission de la lumière et n'affectant pas la pénétration des ondes lumineuses.


Étapes d'utilisation de l'étui de protection

			
Étalez l'étui de protection	Alignez le port d'alimentation	Mettez le coussin thérapeutique	Déposez le coussin thérapeutique
			
Fermez	Branchez l'alimentation	Nettoyez l'étui de protection	Allumez le courant, commencez à travailler

✓ PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT EN MODE VEILLE MANUELLE

1. appuyez sur l'interrupteur 1 fois, l'indicateur de l'interrupteur est vert : 1 groupe de lumière rouge + 2 groupes d'infrarouge (visible dans l'obscurité) fonctionnent, la puissance par défaut est faible.	
2. appuyez sur l'interrupteur 2 fois, l'indicateur de l'interrupteur est vert : 1 groupe de travail infrarouge.	
3. appuyez sur l'interrupteur 3 fois, l'indicateur de l'interrupteur est vert : 1 groupe de lumière rouge fonctionne.	
4. appuyez sur l'interrupteur 4 fois, l'indicateur de l'interrupteur est vert : un autre groupe de travail infrarouge.	
5. Appuyez 5 fois sur l'interrupteur, l'indicateur de l'interrupteur ne s'allume pas, et tous les voyants lumineux cessent de fonctionner.	
6. Sous l'un des modes ci-dessus, appuyez longuement pendant 3 secondes, passez au mode haute température avec indicateur de lumière bleue. Mode manuel sans mode température moyenne (la valeur par défaut est le mode basse température avec indicateur de lumière verte).	
7. La temporisation par défaut est de 30 minutes.	
8. un seul des modes télécommande et manuel peut être sélectionné, et ne peut pas être utilisé en même temps.	


Introduction de la télécommande



1. Seul le mode télécommande ou le mode manuel peut être sélectionné à la fois, et ne peut pas être utilisé 2 modes de contrôle en même temps.
2. Veuillez installer la pile 2 * AAA avant d'utiliser la télécommande et faites attention à la direction des pôles positifs et négatifs lors de l'installation.

☑ COMMENT UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE

	Interrupteur d'alimentation, appuyez longuement pendant 3 secondes pour allumer l'appareil, tandis que le bouton et l'écran s'allument. Au contraire, appuyez longuement pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
	Les boutons infrarouge proche, chaque perles LED a 2pcs 850nm infrarouge, un bouton pour contrôler un 850nm infrarouge seul, si vous avez besoin d'allumer 2pcs 850nm en même temps, vous devez allumer 2 boutons en même temps, le bouton s'allume. La lumière infrarouge proche est visible dans la lumière faible ou la lumière sombre.
	Le bouton de lumière rouge, chaque perle de LED a une lumière rouge de 660nm, allumez le bouton, la lumière rouge et le bouton s'allument en même temps, le coussinet thérapique commence à fonctionner.
	Bouton de température, le bouton s'allume après avoir appuyé. Niveau 1 (bas : 48°C/118°F), niveau 2 (moyen : 52°C/125°F), niveau 3 (élevé : 56°C/132°F). Sur le côté gauche de l'écran, le voyant vert signifie une vitesse faible, le voyant bleu une vitesse moyenne, et le voyant rouge une vitesse élevée. En même temps, les changements de luminosité peuvent être clairement observés, des températures plus élevées et une lumière plus forte. Choisissez une température appropriée en fonction de vos préférences personnelles.
	La fonction d'impulsion démarre après une courte pression sur le bouton, et les boutons P1, P2, P3 représentent la vitesse de clignotement de faible, moyenne et élevée. Il y a des témoins lumineux d'impulsion sur le côté droit de l'écran. Le voyant vert indique P1 vitesse lente. La lumière bleue indique P2 vitesse moyenne. Le voyant rouge indique la vitesse élevée P3. Selon vos préférences personnelles, choisissez le rapport d'impulsion approprié. Vous verrez la lumière clignoter lorsque le tapis de luminothérapie active la fonction de pulsation.
	Le bouton d'augmentation ou de diminution de l'heure augmente ou diminue de 5 minutes chaque fois qu'il est enfoncé. Lorsqu'on appuie dessus, le bouton s'allume et l'écran affiche l'heure. Lorsque le temps est écoulé, l'appareil s'arrête automatiquement.
1. un seul mode de télécommande et un seul mode manuel peuvent être sélectionnés, et ne peuvent pas être utilisés en même temps. 2. veuillez installer la pile 2*AAA avant d'utiliser la télécommande, et faites attention à la direction des pôles positifs et négatifs lors de l'installation.	





China·Dongguan Everest Information Technology Co., Ltd

502/503/504, 5th Floor, Building 6 Vanke 769 Cultural and Creative Park Dongguan City CHINA 523000



RoHS



輸入会社
株式会社未来

FDA
3018359968

Made in China

Dealer:

Dongguanshi Litang Dianshangwu Youxiangongsi

Humenzheng Bochongshequ Taibaolulixindashasilou402shi, Dongguan, Guangdong 523000 CN

EU Representative:

Name: Sea&Mew Consulting GmbH

Address: Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt

Contact Person: Yuan Li

E-Mail: Compliance.EU@outlook.com

