



Family Health Plan Solution Provider

Systeme de récupération par compression

Numéro de modèle FT-082A



Manuel de l'utilisateur

Veuillez lire attentivement le manuel avant utilisation
et conservez-le pour toute référence ultérieure.

I Contenu

Précautions de sécurité	1-2
FAQs	3-5
Spécifications	6-6
Dépannage	7-7
Description du produit	8-8
Structures de fonctionnement	9-12
Note après utilisation	12-13
Nettoyage	13-13
Stockage et entretien	13-14
Élimination	14-14
Le paquet Includes	14-14
Nous contacter	14-14

I Précautions de sécurité

Veuillez lire attentivement les précautions de sécurité suivantes afin de garantir une utilisation sûre et correcte.

Avertissements

1. Si vous ressentez une douleur intense, des symptômes inhabituels ou si vous souhaitez retirer les manchons en cas d'urgence pendant l'utilisation;
 - Appuyer sur le bouton d'alimentation pour arrêter l'appareil ou débrancher les tuyaux.
 - Retirez les manchons et consultez votre médecin.
2. Consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil ou de débrancher les tuyaux;
 - Vous souffrez d'une inflammation, d'une infection, d'une douleur d'origine inconnue, sur le site d'application ou à proximité de celui-ci ;
 - Avoir des fractures ou des luxations osseuses au niveau du site d'application ou à proximité de celui-ci;
 - Recevoir un traitement médical ou avoir une contre-indication nécessitant l'utilisation d'une unité de contrôle médicale;
 - Utiliser un stimulateur cardiaque ou d'autres dispositifs médicaux susceptibles de provoquer des interférences électriques;

- Souffrir de tumeurs malignes;
 - Souffrant de maladies cardiaques;
 - Souffrant d'une grave neuropathie périphérique ou de troubles sensoriels causés par le diabète;
 - être inapte à effectuer le massage en raison de traumatismes sur le corps;
3. Tenir le produit hors de portée des nourrissons et des enfants.
 4. N'utilisez pas d'adaptateur électrique d'une autre marque.
 5. Ne rayez pas, n'endommagez pas, ne traitez pas, ne bandez pas, ne tirez pas ou ne tordez pas excessivement le cordon d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation. Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
 6. Il est interdit d'utiliser l'appareil en cas de dysfonctionnement de l'adaptateur d'alimentation ou si la fiche est desserrée.
 7. Ne pas brancher ou débrancher l'adaptateur secteur avec des mains mouillées.
 8. Ne pas utiliser l'appareil à des températures élevées.
 9. Il est interdit de modifier, de démonter ou de réparer le produit sans autorisation.



■ Précautions

1. n'utilisez que le bloc d'alimentation fourni. L'utilisation d'un autre bloc d'alimentation peut entraîner un mauvais fonctionnement du système.
2. Ne l'utilisez pas dans la salle de bain ou dans d'autres endroits humides.
3. Ne le laissez pas à la portée des enfants.

4. Débranchez l'adaptateur d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas.
5. Ne vous promenez pas lorsque vous utilisez cet appareil.
6. Ne laissez pas l'appareil, le bloc d'alimentation ou les accessoires dans un endroit où ils pourraient être endommagés par des enfants, des animaux domestiques, des parasites ou des liquides.
7. L'appareil est conçu pour être utilisé par une seule personne à la fois.

I FAQs




Q1: Comment ce produit masse-t-il ?

A1: Le masseur est équipé de plusieurs coussins d'air. En contrôlant la séquence de gonflage et de dégonflage de l'air, l'effet de "pétrissage" est créé.



Q2: Combien de types de massage existe-t-il et quelle est la différence ?

A2: Il existe 3 modes de massage.




Mode1 : Mode séquence.



Mode 2 : Mode circulation



Mode 3 : Mode combiné



Q3: Que dois-je faire si j'ai l'impression que l'intensité du massage est trop forte?

A3: L'appareil dispose de 8 niveaux d'intensité réglables, il est donc recommandé de commencer par le niveau d'intensité le plus faible. si vous avez toujours l'impression qu'il est trop fort au réglage le plus bas, veuillez cesser d'utiliser l'appareil, nous vous suggérons de consulter votre médecin avant la prochaine utilisation.

Q4: Pendant combien de temps dois-je l'utiliser ?

A4: Il est recommandé de l'utiliser une à deux fois par jour, pas plus de 30 minutes à la fois.

Q5: Puis-je faire une demande pour une seule jambe ?

A5: Les deux manchons doivent être reliés pour que cela fonctionne, vous pouvez porter un des manchons sur la jambe désirée et laisser un autre manchon de côté qui se gonflera/dégonflera également en même temps même s'il n'y a rien à l'intérieur. Nous vous conseillons d'utiliser les deux manchons en même temps pour obtenir un meilleur soulagement.

Q6: Pourquoi l'unité de contrôle fait-elle du bruit ?

A6: Le bruit provient du fonctionnement de la pompe à air de l'unité de contrôle, qui fournit de l'air en continu aux airbags dans les manches, ce qui est normal.

Q7: Mes jambes sont plus grandes, puis - je utiliser ce produit ?

A7: Les bottes de compression fit King sont disponibles en taille standard avec technologie de capteur de pression intégrée pour s'adapter à différentes jambes. Le système de capteur détectera la pression et arrêtera automatiquement le gonflage jusqu'à ce qu'une certaine valeur de pression soit atteinte.

Q8: Quand dois-je utiliser ce produit ?

A8: avant et après l'exercice, après le travail, à tout moment de la journée.

Spécifications

Nom du produit	Masseur de jambes à compression d'air
Modèle	FT-082A
Adaptateur	AC 100~240V 50/60Hz, AC 50/60Hz, DC12V/1A
Puissance nominale	12W
Mode de compression	3 Modes : Séquence / Circulation / Combinaison
Niveaux d'intensité / plage de pression	8 Niveaux : Faible - 50 / 60 / 70 mmHg, Moyen - 80 / 90 / 100 mmHg, Élevé - 110 / 120 mmHg
Minuterie	3 Choix : 20 / 25 / 30 minutes
Poids (avec tous les accessoires)	3.2 KG / 7.1Lbs
Dimension	Longueur du pied: Petit (11") Moyen (11.8") Grand (12.5") Entrejambe: Petit (31.5") Moyen (34") Grand (35.5")
Type de manchon	4-Chambers Sleeve - Pied / Mollet inférieur / Mollet supérieur / Cuisse
Conditions de fonctionnement	Température : +5°C à 40°C (41°F to 104°F); Humidité : 5% à 85% sans condensation; Pression atmosphérique : 75 kPa à 106 kPa;
Conditions de stockage	Température : -20°C à 40C (-4°F to 104°F); Humidité : 30 % à 85 % sans condensation; Pression atmosphérique : 75 kPa à 106 kPa : Conserver au sec et éviter l'exposition directe à la lumière du soleil


■ Dépannage

Problèmes	Causes possibles	Solutions
1. Ne fonctionne pas et l'écran est éteint.	1. l'appareil n'est pas sous tension. 2. l'adaptateur n'est pas correctement connecté. 3. la prise est défectueuse.	1. Appuyez sur le bouton d'alimentation. 2. Assurez-vous que l'adaptateur secteur est bien connecté à l'unité de contrôle et à la prise de courant. 3. Assurez-vous que l'adaptateur secteur est bien connecté à l'unité de contrôle et à la prise de courant.
2. L'écran est allumé, mais les manches ne fonctionnent pas.	1. Ne raccordez qu'un seul des manchons au tuyau d'air. 2. les tuyaux d'air ne sont pas fermement raccordés. 3. les manchons sont endommagés.	1. Ne fonctionne que lorsque 2 manchons sont raccordés au tuyau d'air. 2. Vérifiez que les tuyaux d'air sont correctement et complètement raccordés à l'unité de contrôle et à la boîte de jonction (notez le marquage "UP"). 3. Vérifiez si les manchons présentent des fuites d'air. Si c'est le cas, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse service@ifitking.com.
3. Arrêt en cours de fonctionnement ou arrêt du processus de pompage.	1. les tuyaux d'air ne sont pas raccordés. 2. l'adaptateur tombe. 3. fin du temps de massage.	1. Vérifiez que les tuyaux d'air sont correctement et complètement raccordés à l'unité de contrôle et à la boîte de jonction (notez le marquage "UP"). 2. Assurez-vous que l'adaptateur secteur est bien connecté à l'unité de contrôle et à la prise de courant. 3. L'appareil s'éteint automatiquement à la fin de la durée prédéfinie, appuyez sur le bouton d'alimentation pour le redémarrer.


* Vous êtes invités à nous contacter à service@ifitking.com si une assistance supplémentaire est nécessaire.

Unité de contrôle

Commande Manuelle




affichage du réglage actuel et de l'état de fonctionnement




- ①. Mode actuel
- ②. Force actuelle
- ③. Pression actuelle
- ④. Temps restant
- ⑤. Chambre de compression

Manchon de massage



Tuyau d'air

1. boîte de jonction pour les tuyaux des manchons
2. connecteur pour l'unité de contrôle



Adaptateur



I Mode d'emploi


Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Afin d'obtenir un meilleur massage, veuillez l'utiliser conformément aux instructions.

1. Raccordez fermement les raccords au tuyau.


* Deux manchons doivent être raccordés pour que le système fonctionne.







2. Raccordez le tuyau à l'unité de contrôle, vous entendrez un "clic" audible.



3. Connecter l'adaptateur à la prise et à l'unité de contrôle. Un son "Di" se fait entendre et l'écran clignote pendant 1 seconde.



4. Mettre les manches correctement sur les jambes.




* Assurez-vous que la fermeture éclair est complètement fermée avant de l'enfiler.
N'essayez jamais d'utiliser le système si la fermeture éclair est partiellement ou totalement ouverte.

* Vous pouvez utiliser la boucle en D sur le dessus de la manche pour l'enfiler rapidement.




5. Trouvez une position assise, allongée ou debout confortable. Appuyez sur le bouton de démarrage  pour commencer.

1). Un "Di" retentit et l'écran s'allume, indiquant le réglage actuel.

2). L'appareil démarre avec le réglage par défaut de: Mode 1 (mode séquence). Intensité minimale (la plus faible), durée 20 minutes.






6. appuyez sur le bouton de mode  pour changer le mode de massage. 3 modes en option, voir la différence dans la FAQS de la session A2.




7. Appuyez sur le bouton de force  pour régler l'intensité de la pression de l'air. 8 niveaux sont disponibles.

* Nous vous recommandons de commencer par une faible intensité lors de la première utilisation et de l'augmenter progressivement après vous être habitué.




8. Appuyez sur la touche time  pour choisir entre 3 durées de séance de traitement. 20 minutes, 25 minutes ou 30 minutes. La durée peut être ajustée à tout moment pendant la séance.




* L'appareil s'éteint automatiquement une fois le temps de massage écoulé. Vous pouvez à tout moment appuyer sur le bouton pour profiter davantage du massage ou le terminer plus tôt.

I Notes après utilisation

1. Après avoir utilisé l'appareil, éteignez l'unité de contrôle et débranchez l'adaptateur de l'unité de contrôle et de la prise de courant.
2. Déconnecter le tuyau de l'unité de contrôle en appuyant sur le bouton situé sur le dessus et en le tirant.
3. Retirez l'appareil de vos jambes.
4. Rangez tous les accessoires dans le sac de rangement.





I Nettoyage

Veillez à couper le courant avant de nettoyer l'appareil.

1. en cas de salissure, essuyer l'unité de contrôle, les manches et les tuyaux avec un chiffon humide et propre.
2. Sécher soigneusement avec un chiffon propre.
3. N'utilisez pas d'essence, d'alcool, de diluant ou d'autres liquides irritants pour nettoyer l'appareil, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou endommager ou décolorer les composants.
4. Veillez à ce qu'aucun corps étranger ne pénètre dans les tuyaux.
5. Ne pas nettoyer à sec.

I Stockage et entretien

1. Ne démontez pas l'appareil vous-même. Il ne contient aucune pièce réparable.
En cas de problème, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse atservice@ifitking.com.
2. Tenir hors de portée des nourrissons et des enfants.
3. Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à une forte humidité.
4. Éviter la lumière directe du soleil.
5. Éviter de percer les manches et les tuyaux avec des objets pointus.

6. Ne posez pas d'objets lourds dessus.

7. Veillez à ce que les orifices ouverts de l'unité de commande, le tuyau d'interconnexion et l'alimentation électrique soient exempts de débris.

8. Ne laissez pas les peluches ou la poussière s'accumuler, essuyez le système avec un chiffon sec avant de l'utiliser.

I Élimination

Veillez respecter les réglementations locales en matière d'élimination des déchets.

I Le paquet Includes

- 2 x Manches de massage (avec tuyaux attachés)
- 1 x Unité de contrôle
- 1 x Tuyau d'air
- 1 x Adaptateur électrique /AC 100~240 V,50 / 60H ; DC 12V 1A
- 1 x Manuel de l'utilisateur
- 1 x Sac de rangement portable

I Nous contacter

En cas de problème, veuillez contacter notre équipe d'assistance après-vente à tout moment.

E-mail: service@ifitking.com

Note : Veuillez indiquer le numéro de commande ainsi que les problèmes que vous rencontrez dans le courrier, les vidéos et les photos sont les bienvenues pour un service meilleur et plus rapide.



SHENZHEN FIT KING HEALTH TECH. CO., LTD.

 D1504, Building 3, Phase 1, Tianan Cloud Park,
Shenzhen, 518129, China.

 service@ifitking.com  www.ifitking.com

