




Body Composition Scale

Contents

English.....	01-08
Deutsch.....	09-16
Français.....	17-24
Italiano.....	25-32
Español.....	33-40

RENPHO is committed to our environment. To reduce paper usage, please scan the QR Code or enter the following URL to download the full version of the electronic User Manual:



<https://renpho.com/pages/product-manual-body-fat-scale>

Caution!


When using this scale, certain basic safety precautions must be followed.

1. The scale should not be used to diagnose or treat any medical condition. You should always consult a doctor prior to undertaking any diet or exercise program.
2. Any persons who may be pregnant, suffer from osteoporosis, have a pacemaker, artificial joints, portable ECG or other metal devices implanted in their body are advised against using this product. If doing so, please use for weight measurement exclusively and wear shoes in order to bypass the electric current when stepping on the scale for measurement.
3. All body composition data is for reference and should not be used as a substitute for advice from a licensed health care professional.
4. If the scale malfunctions, first check the battery power. Replace the batteries if necessary.
5. Check the device before each use. Do not use the device if damaged. The continuous use of a damaged scale may cause injury or inaccurate results.
6. Please keep the scale dry. Take caution when using the scale on wet and slippery surfaces.
7. The scale is fragile. Please handle it with care.
8. This scale is a high-precision measuring device. Never jump on, stomp on, or disassemble the scale. Handle it carefully to avoid breakage.
9. The scale is not waterproof; never immerse the scale in water. To clean the surface, use a damp cloth or glass cleaner. Do not use soap or other chemical cleaning agents.
10. Always use the scale on a solid, flat surface and ensure the scale is kept completely still while weighing.
11. Do not put heavy objects on the scale when not in use.
12. This scale is designed for household use only and is not intended for medical or commercial use.
13. To prevent interference or danger, do not use the device in an environment near equipment with strong electromagnetic fields.
14. Do not attempt to disassemble the scale for any reason.

Step 1

Before use:

Install the provided AAA batteries correctly.





Note:

1. Insert AAA batteries as indicated by the polarity symbols (+ and -) marked inside.
2. The original batteries provided are NOT rechargeable. DO NOT attempt to recharge the batteries.
3. If "Lo" appears on the display, please replace the batteries.

Step 2

Use the scale on a flat, hard surface. Avoid any carpeting or uneven flooring.



Step 3

Download and install the free "Renpho Health" App to your smartphone.



Note: Due to continuing updates and improvements, the "Renpho Health" App may appear slightly different.

Step 4

Open the app and follow set-up and pairing instructions:


- a. Register your account in the Renpho Health App using e-mail.
You may also login using Guest mode if you do not wish to register.
- b. Enable Bluetooth on your smart phone.
 - For iOS users, iOS 12.0 or above requires Bluetooth permissions:
 1. Go to setting;
 2. Scroll down to find the Renpho Health App;
 3. Switch on the Bluetooth permission.
 - For Android users, make sure your location is turned on for Android 7.0 or later.

Note: Phone setting can not connect to the scale, please go to Renpho Health App for connection.

Step 5

Pairing the RENPHO scale with the App.

Method 1




a. Step onto the scale with bare and dry feet on the scale's conductive area. Wait the display to light up.



b. Tap "Pair" to pair the scale with the App.

Method 2




a. Tap "Add device" on the top right corner of the Healthy page.



b. Tap "body fat scale".



c. Step on the scale with bare and dry feet on the scale's electrodes.



d. After the device name shows up, tap "+" to add the device.




e. Keep standing on the scale for 5-10 seconds. Pairing is successful when your metrics appear on the Renpho Health App.

Important!

Calibration:

If the scale has been moved or turned upside down, it must be calibrated to ensure accurate results.

1. Please place your scale in a firm and flat, stable location. Avoid any carpeting.
2. Place one foot on the scale to wake it up.
3. When the display shows digits, remove your foot.
4. The scale will show "CAL" then "0.0" or "0.00", indicating calibrating is complete.



CAL → 00

or

CAL → 000

For more information, please scan the QR code or check out our website of the detailed instruction.



Frequently Asked Questions

1. Why isn't the scale detecting body fat and/or other data?

- Ensure your feet are dry and bare.
- Stand firmly on the scale with feet apart, facing the LED digital display.
- Wait for about 10 seconds to allow the weighing process to complete.
- If not, try applying moisturizer to your feet and measure again.
- Ask other persons to step on the scale and see if the body fat data works for them.

2. I have registered an account on the RENPHO website, why can't I log into the Renpho Health App?

Because the RENPHO website and Renpho Health App are two different systems, you must create an account for the App.

If the regular connection to Bluetooth failed, please try the below steps:

1) Reset the scale.

Take out one battery, wait for 5 seconds and put it back in.

2) Reset the Bluetooth connection.

Ensure Bluetooth and GPS (Android only) are enabled on your phone.

a. Open the "Renpho Health" App.

b. Step one foot on the scale surface to wake it up.

c. After a few seconds of loading, the scale model number will appear and tap it.

Warranty Policy

Your RENPHO product purchase is covered by a one year limited manufacturer warranty from the date of delivery. For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not void the product warranty.

Customer Service

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

 Tel: +44(0)7434-666088 (UK ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)

 Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

Notice:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.


Warnung

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf:

1. Das Gerät ist nicht für den medizinischen Gebrauch geeignet. Lassen Sie sich vor einer geplanten Gewichtsreduzierung von einem Arzt oder Diätspezialisten beraten.
2. Personen, die möglicherweise schwanger sind, an Osteoporose leiden, einen Herzschrittmacher, künstliche Gelenke, ein tragbares EKG oder andere in ihren Körper implantierte Metallgeräte tragen, wird von der Verwendung dieses Produkts abgeraten. Verwenden Sie in diesem Fall bitte ausschließlich zur Gewichtsmessung und tragen Sie Schuhe, um den elektrischen Strom beim Betreten der Waage zur Messung zu umgehen.
3. Wenn Sie unsicher sind, welche Maßnahmen für Ihr persönliches Wohlbefinden geeignet sind, holen Sie sich unbedingt professionellen Rat bei einem Arzt oder Ernährungsberater.
4. Bitte überprüfen Sie zuerst die Batterien und sie ggf. austauschen.
5. Überprüfen Sie die Waage vor jeder Verwendung. Wenn die Waage oder die Elektroden beschädigt sind, soll das Gerät nicht mehr benutzt werden. Weitere Verwendung kann zu falschen Ergebnissen oder körperlichen Verletzungen führen.
6. Bitte die Waage in einer trockenen Umgebung verwenden und aufbewahren. Stellen Sie die Waage nicht auf nasse oder rutschige Oberfläche.
7. Die Waage ist zerbrechlich, bitte gehen Sie vorsichtig damit um.
8. Die Waage ist ein hochpräzises Gerät und eignet sich nur für normales, statisches Messen. Springen oder Aufprallen beschädigt die Waage. Bitte die Waage entsprechend vorsichtig behandeln.
9. Die Waage ist nicht wasserdicht, tauchen Sie niemals in Wasser ein. Reinigen Sie die Waage mit einem feuchten Tuch und lassen Sie kein Wasser ins Innere der Waage gelangen. Benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder Seife.
10. Stellen Sie die Waage immer auf einen flachen und ebenen Boden. Bleiben Sie während der Messung ruhig stehen.
11. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Waage, wenn Sie sie nicht benutzen.
12. Das Gerät wurde nur für den Hausgebrauch konzipiert und ist nicht für medizinische oder kommerzielle Zwecke bestimmt.
13. Verwenden Sie die Waage nicht in der Umgebung mit starken elektromagnetischen Feldern. Dies beeinträchtigt die Funktionalität der Waage.
14. Versuchen Sie nicht, die Waage zu öffnen oder zu zerlegen.

Schritt 1

Vor dem ersten Gebrauch: Batterie einlegen





Hinweise:

1. Legen Sie die Batterie entsprechend der Polarität (+ und -) ein.
2. Die mitgelieferte Batterie ist NICHT wiederaufladbar. Versuchen Sie NICHT, sie aufzuladen.
3. Wenn "Lo" auf dem Display erscheint, tauschen Sie die Batterie aus.

Schritt 2

Stellen Sie die Waage auf eine flache und stabile Fläche.
Vermeiden Sie Teppiche oder unebene Böden.



Schritt 3

Laden Sie die kostenlose App "Renpho Health" herunter und installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone.



Hinweis: Aufgrund ständiger Aktualisierungen und Verbesserungen kann die „Renpho Health“-App bei Ihnen auch etwas anders aussehen.

Schritt 4

Öffnen Sie die App und befolgen Sie die Anweisungen zum Einrichten und Koppeln des Gerätes mit der App:


- a. Um die App zu nutzen, bitte registrieren Sie sich mit einer E-Mail Adresse und richten Sie ein Benutzerkonto ein. Alternativ können Sie sich mit einer E-Mail Adresse als Gast anmelden, indem Sie unsere Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien nicht zustimmen und mit der Installation weiterfahren.
- b. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone
 - Für iOS-Benutzer die neuesten Bluetooth-Systemberechtigungen für iOS:
 1. Gehen Sie zur Einstellung;
 2. Scrollen Sie nach unten, um die Renpho Health-App zu finden.
 3. Schalten Sie die Bluetooth-Berechtigung ein.
 - Android 7,0/höher erfordert Standort/GPS-Aktivierung wegen Bluetooth Low Energy/BLE.

Hinweis: Über die Telefoneinstellungen kann die Waage nicht verbunden werden. Bitte gehen Sie zur „Renpho Health“-App, um die Verbindung herzustellen.

Schritt 5

So koppeln Sie die RENPHO-Waage mit der App.

Methode 1




a. Stellen Sie sich mit nackten und trockenen Füßen auf die leitfähige Fläche der Waage. Warten Sie, bis der Bildschirm aufleuchtet.




b. Tippen Sie auf „Paar“, um die Waage mit der App zu koppeln.

Methode 2




a. Tippen Sie auf das „Gerät hinzufügen“ in der oberen rechten Ecke der Healthy-Seite.



b. Tippen Sie auf „Körperfettwaage“.



c. Stellen Sie sich mit nackten und trockenen Füßen auf die Elektroden der Waage.



d. Nachdem der Geräte-name angezeigt wird, tippen Sie auf „+“, um das Gerät hinzuzufügen.





e. Bleiben Sie für 5–10 Sekunden auf der Waage stehen. Die Kopplung war erfolgreich, wenn Ihre Messwerte in der Renpho Health App angezeigt werden.

Wichtige Hinweise

Kalibrierung:

Wenn die Waage verschoben oder gedreht wurde, muss sie neu kalibriert werden, um genaue Ergebnisse zu erzielen.

1. Stellen Sie die Waage bitte immer auf einen harten und ebenen Boden. Vermeiden Sie weiche Untergründe wie z. B. Teppich oder Linoleum.
2. Treten Sie mit einem Fuß kurz auf die Wiegefläche, um die Waage einzuschalten.
3. Wenn das Display aufleuchtet und Anzeige erscheint, steigen Sie von der Waage herunter.
4. Danach zeigt das Display "CAL" (Kalibrierung) an und anschließend "0,0" oder "0,00". Jetzt ist die Kalibrierung beendet und man kann sich wiegen.



Für weitere Informationen scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie unsere Webseite.



Häufig Gestellte Fragen

1. Warum zeigt die Waage kein Körperfett und/oder andere Daten an?

- Achten Sie darauf, dass Ihre Füße trocken und nackt sind.
- Stellen Sie sich mit gespreizten Beinen fest auf die Waage, mit Blick auf die digitale LED-Anzeige.
- Warten Sie etwa 15 Sekunden, bis der Wiegevorgang abgeschlossen ist.
- Falls es weiterhin nicht gelingt, versuchen Sie, Ihre Füße mit Feuchtigkeitscreme einzucremen und wiegen Sie sich erneut.
- Bitten Sie eine andere Person, sich auf die Waage zu stellen, um zu prüfen, ob die Angaben zum Körperfettanteil für sie stimmen.

2. Ich habe ein Konto auf der RENPHO Website registriert, warum kann ich mich nicht bei der App anmelden?

Da die RENPHO Website und die Renpho Health App zwei verschiedene Systeme sind, müssen Sie auch ein Konto für die App erstellen. Wenn die reguläre Verbindung mit Bluetooth fehlgeschlagen ist, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte:

1) Setzen Sie die Waage zurück.

Nehmen Sie eine Batterie für 5 Sekunden heraus und setzen Sie sie dann wieder ein.

2) Setzen Sie die Bluetooth-Verbindung zurück.

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth und GPS (nur Android) auf Ihrem Telefon aktiviert sind.

- a. Öffnen Sie die App „Renpho Health“.
- b. Treten Sie mit einem Fuß auf die Oberfläche der Waage, um sie zu aktivieren.
- c. Nach einigen Sekunden des Ladens erscheint die Modellnummer der Waage. Tippen Sie darauf.

Garantiebestimmungen

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

Kundendienst

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.

 Tel: +49 40 23969285 (DE ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)

 Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie **KEINE** Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.

Hinweis:



Dieses Symbol auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin: Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall; verwenden Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser austreten und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen kann. Beim Austausch alter gegen neue Geräte ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät mindestens kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.


Attention

Lors de l'utilisation d'une balance numérique, certaines précautions de base doivent être respectées, notamment les suivantes:

1. La balance Bluetooth ne doit pas être utilisée pour diagnostiquer ou traiter un problème médical. Vous devez consulter un médecin lorsque vous suivez un régime ou un programme d'exercice.
2. Il est déconseillé aux personnes enceintes, souffrant d'ostéoporose, portant un stimulateur cardiaque, une articulation artificielle, un appareil portable d'ECG ou tout autre dispositif métallique implanté dans leur corps d'utiliser ce produit. Si c'est le cas, veuillez utiliser ce produit exclusivement pour mesurer le poids et veuillez porter des chaussures afin d'empêcher le courant électrique de traverser votre corps lorsque vous montez sur la balance pour vous peser.
3. Toutes les données sont fournies à titre de référence et ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé agréé.
4. En cas de dysfonctionnement de la balance, vérifiez d'abord l'alimentation des piles et remplacez-les nécessaire.
5. Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation. Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé. L'utilisation continue d'un appareil endommagé peut causer des blessures ou des résultats inadéquats.
6. Veuillez garder la balance sèche. Faites attention à la surface humide et glissante.
7. La balance est fragile, veuillez la manipuler avec précaution.
8. La balance est un appareil de mesure de haute précision. Ne jamais sauter ou marcher sur la balance ou la démonter. Veuillez manipuler la balance avec précaution pour éviter de la casser.
9. La balance n'est pas étanche, ne jamais l'immerger dans l'eau. Pour nettoyer la surface, utilisez un chiffon humide ou un produit pour vitres. N'utilisez jamais de savon ou d'autres produits chimiques.
10. Utilisez toujours la balance sur une surface solide et plane et assurez-vous que la balance reste complètement immobile pendant l'utilisation.
11. Ne posez pas d'objets lourds sur la balance lorsqu'elle n'est pas utilisée.
12. Cette balance a été conçue pour usage domestique uniquement et n'est pas destinée à usage médical ou commercial.
13. Pour éviter toute interférence ou tout danger, n'utilisez pas l'appareil dans un environnement proche d'appareils à forts champs électromagnétiques.
14. Ne pas démonter la balance en aucun cas.

Étape 1

Avant la première utilisation: Installer batterie




Note :

1. Insérez les piles AAA comme indiqué suivant les symboles de polarité (+ et -) marqués à l'intérieur.
2. Les piles d'origine fournies ne sont PAS rechargeables. NE PAS essayer de recharger les piles.
3. Si "Lo" est indiqué sur l'écran, veuillez remplacer les piles.

Étape 2

Utilisez la balance dans un endroit plat et stable. Évitez toute moquette ou tout revêtement de sol irrégulier.



Étape 3

Téléchargez et installez l'application gratuite «Renpho Health» sur votre téléphone intelligent.



Remarque : en raison de la publication régulière de mises à jour et d'améliorations, votre version de l'application Renpho Health peut apparaître légèrement différente de celle-ci.

Étape 4

Ouvrez l'application et suivez les instructions de configuration et de couplage:


- a. Enregistrez votre compte dans l'application Renpho Health par e-mail. Ou vous pouvez vous connecter en mode Invité si vous ne souhaitez pas vous inscrire.
- b. Activez Bluetooth sur votre smartphone:
 - Pour les utilisateurs iOS, le dernier iOS nécessite des autorisations Bluetooth:
 1. Accédez au réglage;
 2. Faites défiler l'application Renpho Health;
 3. Activez l'autorisation Bluetooth.
 - Pour les utilisateurs d'Android, assurez-vous que votre position est activée pour Android 7,0 ou version ultérieure.

Remarque: si le téléphone ne réussit pas à se connecter à la balance, veuillez utiliser l'application Renpho Health pour l'y connecter.


Étape 5

Appariement de la balance RENPHO avec l'application.

Méthode 1




a. Avec les pieds nus et secs, montez sur la balance au niveau de la zone conductrice. Attendez que l'écran s'allume.




b. Appuyez sur le bouton « Un couple » pour appairer la balance avec l'application.

Méthode 2




a. Appuyez sur « Ajouter un appareil » situé dans le coin supérieur droit de la page Santé.




b. Appuyez sur « Balance de graisse corporelle ».



c. Avec les pieds nus et secs, montez sur la balance, au niveau des électrodes.



d. Lorsque le nom de l'appareil est apparu, appuyez sur « + » pour ajouter l'appareil.




e. Restez debout sur la balance pendant 5 à 10 secondes. L'appariement est réussi lorsque vos mesures apparaissent sur l'application Renpho Health.

Important

Calibrage:

Si la balance a été déplacée ou retournée, elle doit être étalonnée pour garantir la précision des résultats.

1. Veuillez placer votre balance dans un endroit stable, plat et ferme, en évitant tout tapis;
2. Montez avec un pied pour activer la balance;
3. Lorsque l'écran affiche des chiffres, descendez;
4. Ensuite la balance affichera "CAL", puis "0,0" ou "0,00", le processus de calibrage est terminé.



CAL → 00
ou
CAL → 000

Pour plus d'informations, veuillez scanner le code QR ou consulter notre site web pour les instructions détaillées.



Foire aux Questions

1. Pourquoi la balance ne détecte-t-elle pas la graisse corporelle et/ou d'autres données ?

- Assurez-vous que vos pieds sont bien nus et secs.
- Tenez-vous fermement sur la balance, les pieds écartés, face à l'écran numérique à LED.
- Attendez environ 15 s que le processus de pesée se termine.
- Si cela ne fonctionne pas, essayez d'appliquer une crème hydratante sur vos pieds et pesez-vous à nouveau.
- Demandez à une autre personne de monter sur la balance pour voir si la mesure de leur graisse corporelle fonctionne.

2. J'ai créé un compte sur le site RENPHO, pourquoi ne puis-je pas me connecter à l'application ?

Étant donné que le site web RENPHO et l'application Renpho Health sont deux systèmes différents, vous devez créer un compte pour l'application. Si l'appareil ne se connecte pas à votre téléphone en Bluetooth, suivez les étapes ci-dessous :

1) Réinitialisez la balance.

Retirez la pile pendant 5 secondes et remettez-la en place.

2) Réinitialisez la connexion Bluetooth.

Vérifiez que les fonctions Bluetooth et GPS (uniquement sur Android) sont activées sur votre téléphone.

- Ouvrez l'application Renpho Health.
- Posez un pied sur la surface de la balance pour la réveiller.
- Après quelques secondes de mise en route, le numéro du modèle de la balance apparaît. Appuyez dessus.

Garantie

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez :
<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

Service Client

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

✉ Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)

***En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.**

Avertissement:



Ce symbole sur l'appareil ou son emballage indique : Ne pas jeter les appareils électriques dans les décharges municipales non triées ; utiliser des installations de collecte séparées. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui est préjudiciable à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par de nouveaux, le commerçant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour l'éliminer gratuitement.


Attenzione

Quando utilizzi la bilancia digitale, devi seguire alcune norme di sicurezza fondamentali, come quelle descritte di seguito:

1. La bilancia Bluetooth non dovrebbe essere utilizzata per diagnosticare o per curare eventuali patologie. Si raccomanda di chiedere consiglio al proprio medico prima di intraprendere qualsiasi programma di dieta o di esercizio.
2. Si sconsiglia l'uso di questo prodotto a tutte le persone che potrebbero essere incinta, soffrire di osteoporosi, avere un pacemaker, articolazioni artificiali, ECG portatile o altri dispositivi metallici impiantati nel proprio corpo. In tal caso, utilizzarlo esclusivamente per la misurazione del peso e indossare scarpe per bypassare la corrente elettrica quando si sale sulla bilancia per la misurazione.
3. Tutti i dati devono essere utilizzati soltanto come riferimento e non devono in alcun modo essere un'alternativa al consiglio di un medico professionista autorizzato.
4. Nel caso in cui la bilancia dovesse essere guasta, controlla prima la carica delle batterie e sostituiscile necessario.
5. Controlla il dispositivo prima di ogni utilizzo. Non usare il dispositivo se danneggiato. L'uso continuo di un dispositivo danneggiato potrebbe causare lesioni o risultati inappropriati.
6. Ti preghiamo di conservare la bilancia in modo che sia sempre asciutta. Presta maggiore attenzione se la superficie è bagnata o scivolosa.
7. La bilancia è fragile, trattatela con cura.
8. La bilancia è uno strumento di misura ad alta precisione. Non saltarci sopra, non usare forza eccessiva e non smontarla. Maneggiala con cura per evitare che si rompa.
9. La bilancia non è impermeabile, non immergerla mai in acqua. Per pulire la superficie, utilizza un panno umido o un detergente per vetri. Non usare saponi o altri prodotti chimici.
10. Usate la bilancia sempre su una superficie solida e piatta e assicuratevi che la bilancia sia completamente ferma mentre vi pesate.
11. Non mettete oggetti pesanti sulla bilancia quando non la utilizzate.
12. Questa bilancia è stata progettata solo per uso domestico e non deve essere intesa per uso medico o commerciale.
13. Per prevenire interferenze o pericolo, non utilizzare il dispositivo in un ambiente vicino a attrezzature con grandi campi elettromagnetici.
14. Non tentate di smontare la bilancia per nessun motivo.

Passaggio 1

Prima del primo utilizzo: installare le batterie





Nota:

1. Inserite le batterie AAA come indicato dai simboli di polarità (+ e -) evidenziati all'interno.
2. Le batterie fornite NON sono ricaricabili. NON provate a ricaricare le batterie.
3. Se sullo schermo appare la scritta "Lo", sostituite le batterie

Passaggio 2

Usate la bilancia in un posto piano e stabile. Evitate tappeti, moquette e piastrelle con dislivelli.



Passaggio 3

Scannerizza il codice QR o cerca "Renpho Health" sull' App Store di Apple o sul Google Play Store.



Nota: a causa dei continui aggiornamenti e miglioramenti, l'app "Renpho Health" potrebbe apparire leggermente diversa.

Passaggio 4

Apri l'app e segui le istruzioni di configurazione e associazione:


- a. Registra il tuo account nell'app Renpho Health tramite e-mail.
Oppure puoi accedere come modalità Ospite se non vuoi registrarti.
- b. Abilita il Bluetooth sul tuo smartphone:
 - Per gli utenti iOS, l'ultimo iOS richiede autorizzazioni Bluetooth:
 1. Vai a impostazione;
 2. Scorri l'app Renpho Health;
 3. Attiva l'autorizzazione Bluetooth.
 - Per gli utenti Android, attiva la tua posizione per Android 7,0 o versioni successive.

Nota: il telefono non riesce a collegarsi alla bilancia. Aprire l'app Renpho Health per la connessione.

Passaggio 5

Accoppiamento della bilancia RENPHO con l'app.

Metodo 1




a. Sali sulla bilancia con i piedi nudi e asciutti, posizionandoti sopra l'area conduttiva della stessa. Attendi che lo schermo si accenda.



b. Tocca "Coppia" per accoppiare la bilancia con l'App.

Metodo 2




a. Tocca "Aggiungi dispositivo" nell'angolo in alto a destra della pagina Healthy.



b. Tocca "Bilancia Grasso Corporeo".



c. Sali sulla bilancia con i piedi nudi e asciutti, posizionandoli sugli elettrodi della stessa.



d. Dopo che il nome del dispositivo è stato mostrato, tocca "+" per aggiungere il dispositivo.





e. Rimani sulla bilancia per 5-10 secondi. L'accoppiamento ha avuto successo se i tuoi parametri appaiono nell'app Renpho Health.

Importante

Calibrazione:

Se la bilancia viene mossa o viene messa sottosopra, allora deve essere calibrata per garantire risultati accurati.

1. Posizionare la bilancia in una posizione stabile, piatta e fissa, evitare i tappeti;
2. Salire con un piede per attivare la bilancia;
3. Scendere quando il monitor mostra delle cifre;
4. La bilancia mostrerà i messaggi "CAL", poi "0,0" o "0,00", a questo punto il processo di calibrazione sarà stato completato.



Per maggiori informazioni
scannerizza il codice QR o
dai un'occhiata al nostro
sito per le istruzioni
dettagliate.



Domande Frequenti

1. Perché la bilancia non rileva il grasso corporeo e/o altri dati?

- Assicurati che i piedi siano nudi e asciutti.
- Rimani sulla bilancia con i piedi staccati, di fronte al display digitale a LED.
- Attendi circa 15 secondi per il completamento del processo di pesatura.
- Se la misurazione non dovesse andare a buon fine, applica un prodotto idratante ai piedi e riprovare.
- Chiedi a un'altra persona di salire sulla bilancia e vedere se i dati sul peso corporeo vengono rilevati correttamente.

2. Ho registrato un account sul sito RENPHO, perché non riesco ad accedere all'app?

Poiché il sito RENPHO e l'App Renpho Health sono due sistemi diversi, dovresti creare un account per l'App. Se la connessione al Bluetooth dovesse fallire, prova a seguire nuovamente i passaggi sottoindicati:

1) Resetta la bilancia.

Togli 1 batteria per 5 secondi e reinseriscila.

2) Resetta la connessione Bluetooth.

Assicurati che il Bluetooth e il GPS (solo Android) siano abilitati sul tuo telefono.

- a. Apri l'app "Renpho Health".
- b. Poggia un piede sulla superficie della bilancia per attivarla.
- c. Dopo alcuni secondi di caricamento, tocca il numero di modello della bilancia che verrà visualizzato.

Norme Sulla Garanzia

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

Assistenza Clienti

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

✉ Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

***Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. NON buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.**

Avvertenze:



Questo simbolo sul dispositivo o sulla confezione indica: Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati; utilizzare impianti di raccolta differenziata. Contattare le autorità locali per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o cassonetti, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e il vostro benessere. Quando si sostituiscono vecchi apparecchi con nuovi, il rivenditore è obbligato per legge a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.


Precaución

Al utilizar la escala digital, se deben seguir ciertas precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

1. La báscula Bluetooth no debe utilizarse para diagnosticar o tratar ninguna condición médica. Usted debe consultar a un médico cuando emprenda cualquier programa de dieta o ejercicio.
2. Se desaconseja que utilicen este producto las personas que estén embarazadas, que tengan osteoporosis, marcapasos, articulaciones artificiales, ECG portátiles y otros dispositivos de metal implantados en su cuerpo. En caso de utilizarla, por favor, utilícela solo para pesarse y use calzado cuando suba a la pesa para evitar corrientes eléctricas.
3. Todos los datos son de referencia y no sustituyen el asesoramiento de un profesional de la salud con licencia.
4. Si la báscula no funciona correctamente, primero compruebe la alimentación de las baterías y las reemplaza si es necesario.
5. Compruebe el dispositivo antes de cada uso. No utilice el dispositivo si está dañado. El uso continuo de la unidad dañada puede causar lesiones o resultados inadecuados.
6. Mantenga la báscula seca. Tenga cuidado en la superficie húmeda y resbaladiza.
7. La báscula es frágil, manéjela con cuidado.
8. La báscula es un dispositivo de medición de alta precisión. Nunca salte ni pisotee la báscula ni desmonte. Por favor, manipule la báscula con cuidado para evitar roturas.
9. La báscula no es impermeable, nunca sumerja la báscula en agua. Para limpiar la superficie, utilice un paño húmedo o un limpiador de vidrio. No utilice jabón u otros productos químicos.
10. Siempre que vaya a utilizar la báscula, colóquela sobre una superficie plana y estable.
11. No coloque objetos pesados sobre la báscula cuando no la esté utilizando.
12. Esta báscula se ha diseñado solo para uso doméstico, y no para uso médico o comercial.
13. Para evitar interferencias en las mediciones u otros peligros, no use la báscula cerca de dispositivos que posean un fuerte campo electromagnético.
14. No intente desmontar la báscula usted mismo.

Paso 1

Antes del primer uso: Instale batería





Nota:

1. Inserte las pilas AAA como indicado en los símbolos de polaridad (+ y -) que verá en el interior.
2. Las pilas que vienen incluidas NO son recargables. NO intente recargar estas pilas.
3. Si en la pantalla aparece el indicador "LO", cambie las pilas.

Paso 2

Utilice la báscula en una superficie plana y estable. Evite colocarla sobre alfombras o suelos que presenten algún tipo de desnivel.



Paso 3

Escanear el código QR o busca "Renpho Health" en Apple App Store o Google Play Store.



Nota: debido a las continuas actualizaciones y mejoras, la aplicación «Renpho Health» puede que tenga un aspecto algo diferente.

Paso 4

Abra la aplicación y siga las instrucciones de configuración y emparejamiento:


- a. Registre su cuenta en la aplicación Renpho Health con el correo electrónico. O puede iniciar sesión como modo Invitado si no desea registrarse.
- b. Habilite Bluetooth en su teléfono inteligente:
 - Para usuarios de iOS, el iOS más nuevo requiere permisos de Bluetooth:
 1. Ir a la configuración;
 2. Desplace la aplicación Renpho Health;
 3. Active el permiso de Bluetooth.
 - Para usuarios de Android, haga que sus ubicaciones estén activadas para Android 7,0 o posterior.

Nota: la configuración actual del teléfono no permite conectar la pesa. Por favor, abra la aplicación Renpho Health para realizar la conexión.

Paso 5

Emparejar la báscula RENPHO con la aplicación.

Método 1



a. Súbase a la báscula con los pies descalzos y secos, sobre la zona conductiva. Espere a que la pantalla se encienda.



b. Pulse "Un par" para emparejar con la aplicación.

Método 2




a. Pulse "Añadir dispositivo" en la esquina superior derecha de la página "Saludable".




b. Pulse "Báscula de grasa corporal".



c. Súbase a la báscula con los pies descalzos y secos, situándose encima de los electrodos de la báscula.



d. En cuanto aparezca el nombre del dispositivo, pulse "+" para añadirlo.





e. Manténgase sobre la báscula de 5 a 10 segundos. El emparejamiento estará confirmado cuando aparezcan sus datos en la aplicación de salud de Renpho Health.

Importancia

Calibración:

Si la báscula se ha movido o puesto al revés, debe calibrarse para garantizar resultados precisos.

1. Por favor, coloque su báscula en un lugar firme, plano y estable, evite cualquier alfombra;
2. pisa con un pie para despertar la báscula;
3. Cuando el monitor muestre dígitos, entonces bajese;
4. A continuación, la escala mostrará "CAL", a continuación, "0,0" o "0,00", el proceso de calibración se ha completado.



Para obtener más información, escanee el código QR o consulte nuestro sitio web de las instrucciones detalladas.



Preguntas Frecuentes

1. ¿Por qué la báscula no detecta mi grasa corporal u otros datos?

- Asegúrese de que sus pies están desnudos y secos.
- Adopte una posición firme y con los pies separados y apuntando hacia el lado donde está la pantalla digital LED.
- Espere unos 15 segundos a que acabe el proceso de pesaje.
- Si todo lo demás falla, intente aplicar algo de loción hidratante en sus pies y vuelva a intentarlo.
- Pídale a otra persona que se suba a la báscula, para comprobar si la medición de grasa corporal funciona en su caso.

2. He registrado una cuenta en el sitio web de RENPHO. ¿Por qué no puedo iniciar sesión en la aplicación?

Porque el sitio web de RENPHO et y la aplicación Renpho Health funcionan como dos sistemas diferentes, por lo que debe crear otra cuenta para la aplicación. Si la conexión regular por Bluetooth falla, intente lo siguiente:

1) Reinicie la báscula.

Saque una pila y vuélvala a poner pasados 5 segundos.

2) Reinicie la conexión Bluetooth.

Asegúrese de que tanto el Bluetooth como el GPS (solo para Android) están activados en su teléfono.

- a. Abra la aplicación "Renpho Health".
- b. Coloque un pie sobre la báscula para despertarla.
- c. Pasados unos segundos de inicio, aparecerá el número de modelo de la báscula. Púlselo.

Política de Garantía

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

Atención al Cliente

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

✉ Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)

***Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/repación.**

Aviso:



Este símbolo en el dispositivo o en su embalaje indica: No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales no clasificados; utilizar instalaciones de recogida separadas. Póngase en contacto con su autoridad local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar. Al reemplazar los electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar su antiguo aparato para su eliminación al menos de forma gratuita.

RENPHO

SMART HEALTHY LIVING

UK Importer: EEON(UK)LIMITED

Kemp House 160 City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom

EU Importer: Renpho GmbH

Lehmweg 17, 20251 Hamburg Hoheluft-Ost, Deutschland, Germany
Tel: +49 40 23969285 (DE ONLY)

Manufacturer: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd.

Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, 518000 P.R.China

UK REP Richers & Vision Ltd.

Unit 58B, Bordon Enterprise Park, Budds Lane, Bordon, Hampshire, GU35 0JE, U.K.

EU REP C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH

Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
Email: info@ce-connection.de

Made in China