


# Ulike

## Air3 IPL Hair Removal Device User Manual

Air Series





ENGLISH ————— 02-17

DEUTSCH ————— 20-35

FRANÇAIS ————— 38-53

ITALIANO ————— 56-70

ESPAÑOL ————— 72-87

Before using the device, please read the user manual carefully, including all contraindications, warnings and safety information, and keep them for future reference. Illustrations in this manual are for reference only.

**Thank you for choosing Ulike.**

**Founded in 2013, Ulike has focused on at-home IPL hair removal devices from day one.**

**We believe hair removal should be a safe, smooth, and pain-free experience.**

**And this device is going to be the hair removal system you like.**

Any questions or concerns about the products, please do not hesitate to contact us via site or email - we are here to assist you!

[de.ulike.com](http://de.ulike.com)

[uk.ulike.com](http://uk.ulike.com)

[de.support@ulikeglobal.com](mailto:de.support@ulikeglobal.com)

[uk.support@ulikeglobal.com](mailto:uk.support@ulikeglobal.com)



Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.  
810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza, No. 8 Keyuan Road,  
Science Park Community, Yuehai Sub-District, Nanshan District, Shenzhen  
518000, Guangdong, P.R. China

## Safety Precautions

### ■ ATTENTION

- Please assemble and use the product precisely according to the instructions provided in this manual.
- Please read the User Manual carefully and keep this document for future reference.
- If you have any questions regarding the use of this product, please contact Ulike customer service for assistance.

⊗ **DANGER: Personal injury due to incorrect use**

ⓘ **WARNING: Danger due to incorrect use**

⚠ **CAUTION: Personal safety hazard or property loss due to incorrect use**

⊗ **DANGER**



- Do not use the device directly on your eyes; the strong light emitted by the product may harm the eyes.
- While the device is turned on and in use, do not directly touch the side ventilation outlet; the temperature of the outlet may scald skin.
- Do not insert any objects into the device; doing so may result in harm to you.
- No data regarding this product's use by children under 18 years of age is currently available. Children below 18 should not be allowed to touch or use it. Please keep this product away from children under 18 years of age.
- The product should not be used by people with physical, sensory or mental impairments, or lack of experience and knowledge of its use, unless supervised or directed by a person responsible for their safety.

ⓘ **WARNING**



- Please do not apply antiperspirant immediately after treating the armpit area;
- To avoid scalding and mechanical failure, please regularly clean the light window;
- Please do not place the light window near items that may easily cause demagnetization; otherwise, failure and damage may result.
- Please do not use the product when the ventilation outlet is blocked; otherwise, the device may cause smoke or fire.
- Please do not point the light window at black objects.
- To avoid blackening, discoloration, and breakage, please do not use the device towards clothes, hair, or other items.
- Please do not use the product on pets, as this may cause them harm.

- Eye (blindness) or skin damage may result if you don't follow the User Manual. Please carefully read and follow the User Manual.
- Please do not overuse this product or reuse on one area; doing so may harm your skin.
- Please protect your eyes. Do not use the product above the eyelids or near the eyes.
- Please test on your skin before use and check the area after 2 hours. You can use the product if no abnormal conditions (i.e. redness or blisters) occur in the irradiated area.
- Please wear safety glasses (provided) during the entire process. Keep the light window close to skin so that your eyes won't be irritated by strong light.
- After use, please wipe off the hair, dirt, and oily residue on the device to avoid mechanical failure and skin damage.
- Please set the intensity level according to your personal skin type and condition. Be sure to start with Gentle Mode the first time.
- It is normal if skin is slightly hot and red after use.
- The product cannot be left unattended while turned on, Please turn it off when not in use.
- If the operating environment temperature difference reaches more than 20 degrees (from low temperature to high temperature, or vice versa), please turn the device off and wait for about 2 hours before using it again.
- Please do not use the product near inflammable and explosive objects (i.e. sprayers, gas stations) which may cause fire, electric shock, et cetera.
- The product should be used at 5-30°C. Please check room temperature before use.
- Please avoid direct ultraviolet radiation on the irradiated area within 48 hours after using this product.
- Please do not expose the product to sunlight or UV light for an extended period of time; serious damage will result.
- If the built-in fan does not function after the product is turned on (there is no humming sound), please do not use the device; continued use in this case may result in smoke, fire, etc.
- It is not recommended to use the product for long stretches of time. Please turn the device off for 10 minutes after 1 hour of use.
- If the casing, lens, or power supply is damaged, please stop using the product immediately. Please do not attempt to repair the product without official Ulike authorization. The device must be repaired by professional personnel from the manufacturer's maintenance department or a similar department.
- This product is not suitable for everyone. Please do not use this product if you match any of the descriptions below.
- Do not use it in the bath, shower or other places near the water source: Please keep the product and the power adapter dry.



## ■ Unsuitable population and situation

- The product may cause discomfort for, or adverse effects on, people with allergies, skin diseases, allergic dermatitis, sensitive skin, etc. If any adverse effects occur during use, please stop using the product immediately.
- Please do not use the product on areas where skin integrity is damaged (in areas with burns, blisters, cuts, wounds, active skin diseases, or infections).
- If you are taking light-sensitive drugs, please seek medical advice before using this product; otherwise, using this device may damage your skin.
- The product is not suitable for pregnant, lactating, or menstruating women, or people with scars, diabetes, or fragile skin.
- People with severe heart disease, moderate to severe hypertension, malignant tumors, folliculitis, infectious skin disease, burned skin, and anticoagulant disorders are prohibited from using this product.
- Please do not use if you have abnormal collagen metabolism, including scars and poor wound healing.
- Please do not use it if you have vascular diseases such as varicosity and hemangiectasis in the area to be irradiated.
- Please do not use if your skin is sensitive to light and prone to rashes or allergic reactions.
- Please do not use it if your irradiated area is infected or you have herpes simplex, skin lesions, or hematoma.
- Please do not use it if you have immune response suppression diseases (such as HIV infection, lupus erythematosus, porphyria, etc.).
- Patients with hemorrhage syndromes and those who are using isotretinoin, alpha hydroxyl acid(AHA), beta hydroxyl acid(BHA) or azalea acid are prohibited from using this product.
- Please use this product carefully if you had chemical hair removal done within 30 days or recently applied skin whitening products or cosmetics with vitamin A.
- The product cannot be used with essential oil products. Please ensure that the skin in the irradiation area is clean and dry without applied lotions, lubricants, or other cosmetics.
- If the skin is not clean and dry, this may negatively affect your experience with the product and even damage the device.
- People who are taking aspirin drugs, immunosuppressive drugs, isotretinoin and other drugs, and recently took light-sensitive drugs such as tetracycline and sulfa, are prohibited from using this product.
- People recently injected with fillers and toxins are prohibited from using this product.

**■ Please do not use the product on any of the following body parts or any body parts with the following conditions**

1/ Oral cavity, genitals, mucosa, etc.	6/ Acnes	11/ Inside the navel
2/ Plastic surgery or other surgical procedure	7/ Spots and moles	12/ Large vein
3/ Throat	8/ Eyebrow, hair	13/ Tattoo, body painting
4/ Eyeball, eyelid, around the eyes	9/ Ear	
5/ Head	10/ Nipple, areola	

(Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can or cannot use this product, please consult a doctor)

**■ After using the product, you may experience the following side effects:**


1/ Burns	3/ Swollen hair follicles and blisters	5/ Itchiness and pain
2/ Local redness and swelling	4/ Erythema and pigmentation	6/ Scarring

(Note: The list is not exhaustive. If you experience any discomfort, please consult Ulife customer service or a doctor)

**▲ NOTICE**

- 1.This product is not intended to treat diseases.
- 2.We advise against using this product to remove white or gray hair.
- 3.If you have naturally dark skin, please do not use this product.
- 4.Please do not expose yourself to sunlight before using this product.
- 5.On first use, please try this product in Gentle Mode on a small area of your arm to test your skin's reaction.
- 6.Make sure that the light window is close to the skin before beginning the hair removal process.
- 7.Do not use this product in dark conditions.
- 8.To avoid mechanical failure, please do not use the product in direct sunlight.
- 9.Please do not hit or violently shake this product.
- 10.Please turn off the device before unplugging it from an electrical outlet; doing otherwise may damage this product.

**Note:**When you finish using the product, please have the ventilation outlet facing upwards and the treatment window downwards for better heat dissipation and cooling.



## Product introduction


### ■ About the Ulike IPL Hair Removal Device

•The product, unlike concave-tip hot light hair removal devices, adopts the clinical sapphire contact cooling technology. Ulike's patented sapphire ice-cooling technology effectively cools the skin, reduces heat, avoids burns, and better protects the skin barrier. While removing hair, the sapphire flat tip compresses the skin, pressing down hair follicles to bring roots closer to the area with higher energy, thus improving the energy absorption efficiency of hair follicles. The sapphire flat tip is easy to clean and effectively transmits light to achieve better hair removal results.


•This product's long lamp lifetime and versatility means that it does not need to be replaced and is suitable for multiple areas (such as the face, lips, underarms, bikini lines, arms, legs, etc.) to save expensive lamp head replacement costs. You don't need to buy accessories frequently or worry about additional fees. In addition, this product is designed to efficiently filter ineffective short wavelengths and harmful light with top-grade filter.

## ■ Product structure and accessories


### Product composition




Host



Power cord




Power Adaptor



User manual






IPL Safety Glasses




Razor

## ■ Product structure



## Before use



### ① Clean your skin thoroughly

Ensure that there is no hair or oily residue (perfume, lotion, deodorant, sun cream, etc.) left on your skin and it is completely dry.

### ② Make sure that the exposure port is free of dust, hair and dirt, and is not damaged or has no abnormal conditions

If there is dirt, please clean it up to avoid product failure, deterioration and skin problems.

### ③ Perform a skin test before using the depilator

Confirm your skin condition 2 hours after the skin test. If there is no abnormal signs (redness, blisters) at the irradiated site, you can use this product.

## ■ Set exposure intensity

This product offers 3 energy modes, which can meet the needs of different degrees of skin sensitivity and different body hair colors. The following are related instructions:

#### • Mode:

Soft Mode: Suitable for sensitive parts such as lips, people with dark skin and sensitive skin, etc.

Body Mode: Suitable for the body parts of people with thick hair in medium or low hardness, such as arms, legs, etc.

Strong Mode: Suitable for the body parts of people with thick and hard hair, such as arms, legs, etc. (Due to the higher power of Strong Mode, you may feel hotter than Soft Mode and Body Mode, but this is not product failure)

• Please refer to the table below to select a mode suitable for your skin nature and hair color:


Skin color Hair color	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brown black and darker
	White/Grey	×	×	×	×	×
Red	×	×	×	×	×	×
Light blond	×	×	×	×	×	×
Dark blond/light brown	regular mode power mode	regular mode power mode	regular mode power mode	soft mode regular mode	×	×
Brown	regular mode power mode	regular mode power mode	regular mode power mode	soft mode regular mode	×	×
Dark brown	regular mode power mode	regular mode power mode	regular mode power mode	soft mode regular mode	×	×
Black	regular mode power mode	regular mode power mode	regular mode power mode	soft mode regular mode	×	×

(Note: X means not applicable)


If you feel pain or discomfort during the use, please use a different mode (if you feel warm or slight burning without pain, it is normal), people with darker skin colors are prone to skin allergies, so it is recommended to use Soft Mode or Body Mode Please ensure you start with Soft Mode the first time.

## Usage


### ■ How to Use




1. Use a scraper to remove hair from body areas in need of care. Please do not apply the scraper blade directly to the skin. Use with lather, or shave when taking a shower. The blade is sharp. Use it carefully to avoid scratches.




2. Connect the power chord to the adapter, plug the power chord into the power supply connection on the rear of the product




3. After connecting the power chord to the product's power supply connection, insert the plug into a power outlet.




4. Short press Power On/Off on the side of the main unit to turn on the product, and the energy level and cooling function will be displayed when the product is turned on.




5. The product has three modes. Short press Power On/Off/Mode Switch on the side of the main unit to turn on the product and switch to the hair removal mode you need. The mode will change in the following order: Soft Mode - Body Mode - Power Mode - Body Mode - Soft Mode.



6. Wear protective glasses before removing hair to protect your eyes.



7. Place the light outlet on the area to be treated on the skin and fully fit the skin vertically. The white lamp of hair removal sensor lamp will light up, indicating that it has been fully contacted. Press the flash key and start the hair removal operation. If the white lamp is not light up, which indicating that lamp holder does not fully contact to the skin, and the device will not shine




8. After finishing the hair removal process, long press the on/off button for 1.2s to turn the machine off (do not unplug it directly without turning off the machine to avoid damage.)

## ■ Treatment Methods

### •Auto-Glide Method (for large areas such as arms, legs):

Place the light outlet on the area to be treated and let it fully contact the skin. At this time, the hair removal sensor indicator light will light up, indicating that the lamp head fully contacts the skin. Long press the flashing button for 1.2 seconds and the continuous play indicator light will light up. Smart Continuous Play Mode will engage.




Please keep the light outlet contacting the skin. Flashes will be emitted at a certain interval. Please keep moving the product. Move it back and forth twice on the area to be treated to ensure that the area is covered evenly and avoid missing light.

Tip: You can adjust your movement speed according to the flashing speed, so that the product can cover the area more evenly. The flashing frequency is higher in Soft Mode and slightly lower in Body Mode. Furthermore, the higher the level, the slower the light will be emitted.

### •Spot Method (suitable for small areas such as fingers and upper lips):


Place the light outlet on the area to be treated and let it fully contact the skin. The hair removal sensor indicator light will light up at this time, indicating that the lamp head fully contacts the skin. Short press the flashing button to start hair removal. Move the lamp head to the next area, wait for the white light of the hair removal sensor indicator light, and then press the flashing button again to repeat the above operation in order.



Tip: If you start to feel excessive heat on your skin during the hair removal process, pause for a few seconds to let the light outlet cool down again before using the product again

## ■ Tips for using Ulike Air Series

1. Due to continuous flashes, this product will heat up. In order to maintain an optimal cooling effect, we recommend you use the light window on the target area for about 30 seconds after hair removal before moving on to the next area.



2. For best results, press the light window tightly against your skin so that the lamp head is fully engaged. In this way the device can cool the skin in advance, reduce heat, and better protect the skin barrier.



## ■ Usage frequency

weeks 1-4  
3 times a week

from 5 weeks  
every half or one month

Use 3 times a week for weeks 1-4;

Use every half or one month from 5 weeks.

Note: Please use it multiple times according to the growth of the hair. Too thick hair can be appropriately increased in gear and frequency based on this, the specific situation varies from person to person.

## Care after using

Precautions to take after hair removal with this product

- We recommend you avoid having the treated area come into contact with water for 6 hours after hair removal. After that, you may moisturize the treatment area.
- Please do not use perfumes, facial masks, or cosmetics containing exfoliation beads on the treated area after hair removal.
- Please avoid exposure to ultraviolet light for 48 hours after hair removal. Apply sunscreen as necessary.
- Artificial tanning is prohibited while undergoing this hair removal process.
- If you require plastic surgery on the area being treated for hair removal, please consult a doctor.
- If you experience discomfort, please stop using the product and consult a doctor.

## ■ Cleaning and maintenance

For best results and to maximize the service life of the product, please clean the product before and after each use to avoid accumulation of hair and dust. Lack of proper maintenance of this product will negatively affect its functionality and effectiveness.

- Before cleaning the product, you must first turn it off, unplug it, and let the device cool down.
- Use a soft, clean, and dry cloth to wipe the mirror of the light window.
- Store the product in a dry and dust-free environment between -10 and 55 °C.
- Do not wash the product and its accessories under a faucet or in a dishwasher.



- Do not use steel balls, abrasive cleaners (toothpaste, etc.) or corrosive liquid (gasoline, motor oil, acetone, etc.) to clean the product.

**Note:** If water is insufficient to clean the product, you can use a few drops of high-concentration alcohol (lower than 95%) to wipe the parts.

## ■ Environmentally Safe Disposal

When disposing of this product, please do not include it with general household waste. Instead, please send it to a designated recycling center.



## FAQ

This section outlines the problems you may encounter when using this product. If you cannot resolve a problem with the solutions provided, please contact the Ulike customer service center in your country/region.

- If an abnormal situation occurs or a defect cannot be fixed, please contact the after-sales customer service department.
- Please keep your purchase invoice and warranty card. You will need to provide this documentation if the product fails.

This device complies with the standards

EN 55014-1

EN55014-2

EN 61000-3-2

EN61000-3-3

EN 62233

EN 60335-1

EN 60335-2-23

IEC 60335-2-113

IEC 62471

BS EN 60335-2-23

BS EN 60335-1

BS EN 62233

BS EN 55014-1

BS EN 55014-2

BS EN IEC 61000-3-2

BS EN 61000-3-3

## Faults and Solutions

Problem	Possible reason	Solution
The product will not turn on	The product is not connected to a power source.	Check that the product is plugged in to an electrical outlet
The product does not emit light	The temperature of the main unit head is too high. Or, the main unit head is not in full contact with skin	Wait for the device to cool down naturally before continuing. Check that the main unit is in close contact with skin—watch for the indicator light.
The working indicator light is not on	The product is defective or malfunctioning	Check if the power supply is working properly Repair or return the product immediately
There is an odor when the product is flashing	The light filtration mirror is contaminated by hair left on the area to be treated	Wipe off the light filtration mirror. Shave hair off area to be treated. Reduce product's intensity level
You experience unbearable pain during hair removal	The hair in the area to be treated has not been shaven	Before using this product, please shave off the hair in the area to be irradiated. If shaving causes skin irritation, cut the hair as short as possible and use a lower intensity mode
	The area to be treated is not suitable according to the guidelines presented above	Do not use this product on the inner labia, vagina, anus, nipples, and areola. Male users should not use this product on the face or on genitalia
	The intensity level is too high	Reduce the intensity level until you are comfortable
	The light window is damaged	Immediately contact Ulike customer service to arrange for repair or to return the product
After hair removal, the treated area is red	Slight redness is normal and harmless and will soon fade	Use aloe vera gel to soothe the reddened area or use the sapphire lamp head to cool down the skin
Unsatisfactory hair removal effect	You used an intensity level that is too low for your hair type	Select a higher intensity
	You didn't press the flashing button when moving to the next area	Press the flashing button when you move to the next area. There should be some overlap between different areas
	This device has no effect on your hair color	If your hair is light blond, gray, red, or white, irradiation will not be effective
	You did not use the product frequently enough	To successfully remove all hair, we recommend that you follow the provided irradiation regimen
	Your body's desired response to irradiation may take longer than expected	This product should be used continuously for at least 5 months in order to fully suppress hair regrowth
The product becomes hot and humid during use	The product has been on and in use for an extended period of time	Turn off the product and let it fully cool down before using it again

## Warranty regulations

- The warranty period of this product may vary according to the laws of the country in which it is sold.
- The warranty period of this product, the power cord, and included accessories is 2 year from the date of purchase.
- If the product has quality problems during the warranty period, Ulike will repair or replace it free of charge. However, damage caused by improper use is not covered by the warranty. In that case Ulike will replace the damaged part or the old device at the original price. The old device will be returned to Ulike.
- Please present your warranty card at the time you require service. The warranty period of the product is based on the date on which you bought it. If no date of purchase is available, the warranty period will be calculated based on the date of production.

**In the following cases, Ulike may not provide warranty service, refunds, or replacements.**

**Ulike is not responsible for reissuing the purchase invoice and warranty card. Please keep your purchase invoice and warranty card safe.**

- 1.Product damage caused by unpredictable events such as fire, earthquake, flood, etc.
- 2.Product failure and damage caused by negligence, misuse, or use under abnormal conditions.
- 3.Product damage caused by unauthorized disassembly and improper storage (such as rodent damage or liquid penetration).
- 4.Product damage caused by use of the product in inappropriate circumstances, including but not limited to excessive workload.
- 5.Product damage caused by other conditions that Ulike cannot control.
- 6.For damage associated with the function or use of this product (such as loss of business benefits, business interruption, other losses caused by the use of the product, costs of replacing equipment, devices or services related to using this product, customer claims, etc.), Ulike assumes no responsibility.

Depending on the type and extent of accidents, Ulike will bear corresponding responsibility according to relevant laws and regulations.

## Authorised Representative



Ulike Europe SAS  
4 rue Royale, 75008, Paris, France  
Contact: Raphael  
E-Mail: [contacteurope@ulikeglobal.com](mailto:contacteurope@ulikeglobal.com)



Name: Kingsmead Service Limited  
Add.: 19 mezzanine floor 19-21 Crawford Street London, England W1H 1PJ  
Contact: Peng Yan  
E-mail: [office@kingsmead-service.com](mailto:office@kingsmead-service.com)

## Basic parameters

<b>Air3 Series</b>	Specification	
	Product name	: IPL Hair Removal Device
	Product model	: UI06
	Product Size	: 179*58*34mm
	Rated Input	: 24V $\overline{\text{=}}$ 2.8A
	Power	: 67.2W
	Energy level	: 3 levels
	Spot size	: 3.3cm <sup>2</sup> $\pm$ 0.25cm <sup>2</sup>
	Spectrum	: 550-1200nm
	Pulse duration	: 1.12ms-7.44ms
	Pulse repetition rate	: 0.33Hz-2.5Hz
	Manufacturer	: Shenzhen Ulike Smart Electroics Co., Ltd
	Address	: 810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza, No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai Sub-District, Nanshan District, Shenzhen 518000, Guangdong, P.R. China

Storage and transportation conditions		Operating conditions	
storage temperature	-10-55°C	Operating temperature	5-30°C
Humidity	$\leq$ 90%RH	Humidity	$\leq$ 80%RH
Relative pressure	50-106 kPa	Relative pressure	80-106kPa



Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produkts. Um die Benutzung zu erleichtern, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich unserer Produkte haben, zögern Sie bitte nicht, uns über unsere Website oder per E-Mail zu kontaktieren – wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung!

**[de.ulike.com](http://de.ulike.com)**

**[uk.ulike.com](http://uk.ulike.com)**

**[de.support@ulikeglobal.com](mailto:de.support@ulikeglobal.com)**

**[uk.support@ulikeglobal.com](mailto:uk.support@ulikeglobal.com)**

Shenzhen Ulike Intelligente Elektronik GmbH

Raum 810, Gebäude 1, Xunmei-Wissenschafts- und Technologieplatz, Nr. 8 Keyuan-Straße,  
Wissenschaftspark-Gemeinschaft, Yuehai-Unterbezirk, Nanshan-Bezirk, Shenzhen 518000,

Guangdong, VR China

# Sicherheitsvorkehrungen

## ■ Besondere Aufmerksamkeit

- Tragen Sie vor der Verwendung keine Gele oder Pflegeprodukte (Aloe-Vera-Gel, usw.) auf.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt gemäß den in der Bedienungsanleitung enthaltenen Vorschriften montieren und verwenden.
- Bitte lesen Sie die „Bedienungsanleitung“ sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Wenn Sie während der Verwendung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Online-Kundendienst in der gewünschten Sprache.

**☹ GEFAHR: Inhalte, die ein Personenschadensrisiko aufgrund der unsachgemäßen Verwendung darstellen**

**! WARNUNG: Gefahrverursachend aufgrund unsachgemäßer Verwendung**

**⚠ VORSICHT: Inhalte, die sich auf die persönliche Sicherheit oder auf Sachschäden durch unsachgemäße Bedienung beziehen**

### ☹ Risiko



- Verwenden Sie das Gerät nicht indem Sie es direkt auf die Augen richten, da die starke Lichtquelle, die das Produkt ausstrahlt, Augenschäden verursachen kann;
- Unter normalen Betriebsbedingungen darf der seitliche Auslass nicht direkt angebracht werden, da sonst die Temperatur des Auslasses Verbrennungen der Haut verursachen kann;
- Führen Sie unter normalen Betriebsbedingungen keine Gegenstände in das Gerät, da dies sonst Schäden am menschlichen Körper verursachen kann;
- Es liegen derzeit keine Daten für die Verwendung an Kindern unter 18 Jahren vor, aufgrund dessen dürfen Kinder unter 18 Jahren das Produkt weder berühren noch verwenden. Bitte verhindern Sie, dass Kinder unter 18 Jahren das Produkts verwenden.

### ! Warnung



- Bei der Nicht-Befolgung der Anweisungen, können unerwünschte Wirkungen auftreten;
- Tragen Sie unmittelbar nach der Bestrahlung der Achselhöhle kein Antitranspirant auf;
- Um Verbrühungen und Fehlfunktionen bei der Verwendung zu vermeiden, überprüfen und entfernen Sie bitte regelmäßig die Verschmutzung der Bestrahlungsöffnung;
- Platzieren Sie den Bestrahlungsöffnung nicht in der Nähe von Gegenständen, die leicht entmagnetisiert werden können, da es sonst zu Störungen und Schäden kommen kann;
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Entlüftung blockiert ist, da es sonst zu Rauch- und Brandgefahr kommen kann;
- Für den normalen Betrieb des Geräts sollten Sie die Bestrahlungsöff

nung nicht auf schwarze Objekte richten;

- Um Schwärzungen, Verfärbungen und Brüche zu vermeiden, bestrahlen Sie keine Kleidung, Haare oder andere Gegenstände;
- Verwenden Sie das Produkt an Haustieren, da es sonst Verletzungen verursachen kann;

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann Augen (möglicherweise Erblindung) oder Hautschäden verursachen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig

- Vermeiden Sie eine übermäßige Verwendung auf Oberflächen, einschließlich übermäßiger Impulsfolgen und/oder übermäßige Anwendungen, die Ihre Haut schädigen können;
- Die unsachgemäße Bedienung kann Augenschäden verursachen, bitte schützen Sie Ihre Augen vor der Exposition, verwenden Sie das Produkt nicht über den Augenlidern oder in der Nähe der Augen;
- Missachten Sie nicht die inhärenten Sicherheitsmechanismen des Produkts. Zum Beispiel, das korrekte Tragen der Schutzbrille, die richtige Anpassung an die Haut, etc;
- Bitte führen Sie vor der Verwendung einen Hauttest aus und bestätigen Sie den Hautzustand nach einem 2-stündigen Test. Sie können das Produkt verwenden, wenn an der bestrahlten Stelle keine Anomalien (Rötungen oder Blasen) auftreten;
- Bitte tragen Sie während der Verwendung die Schutzbrille und platzieren Sie das Enthaarungsvisier für den Enthaarungsvorgang nahe an die Haut;
- Wischen Sie nach der Verwendung die am Enthaarungsgerät angebrachten Haar- und Hautpflegeprodukte ab, um Fehlfunktionen und Hautschäden zu vermeiden;
- Bitte befolgen Sie die Anweisungen und tragen Sie bei der Verwendung des Produkts eine Schutzbrille, um starke Lichtreize zu vermeiden;
- Bitte stellen Sie die Intensität der Bestrahlung entsprechend Ihrem Hautzustand ein und beginnen Sie zum ersten Mal mit dem Sanftmodus.
- Wenn die Haut nach der Verwendung leicht heiß und rot ist, ist das normal;
- Das Gerät darf nach dem Einschalten nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, und schalten Sie es bitte rechtzeitig nach der Verwendung aus;
- Reinigen Sie die Haut, um sicherzustellen, dass sie frei von Haarresten, vollständig trocken und frei von fettigen Substanzen und Flecken ist;
- Wenn der Temperaturunterschied in der Betriebsumgebung mehr als 20 Grad beträgt (von einer Niedrigtemperatur-Umgebung zu einer Hochtemperatur-Umgebung oder umgekehrt), schalten Sie das Gerät bitte aus und warten Sie ca. 2 Stunden, bevor Sie es wieder benutzen;
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren und explosiven Gegenständen (einschließlich Sprühgeräten, Tankstellen, usw.), da dies Brände, Stromschläge und andere Risiken verursachen kann;
- Die Umgebungstemperatur des Enthaarungsgeräts beträgt 5-30°C.

Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung die Raumtemperatur;

- Vermeiden Sie innerhalb von 48 Stunden nach der Bestrahlung die direkte ultraviolette Strahlung auf dem bestrahlten Teil;
- Setzen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum der Sonne oder ultraviolettem Licht aus, da dies das Produkt ernsthaft beschädigen kann;
- Wenn das eingebaute Gebläse nach dem Einschalten nicht funktioniert (es ist kein Brummen zu hören), verwenden Sie es nicht, da es sonst Fehlfunktionen, wie Rauch, Feuer, usw., verursachen kann;
- Verwenden Sie es nicht in der Badewanne, unter der Dusche oder an anderen Orten in der Nähe einer Wasserquelle;
- Bitte halten Sie das Produkt und den Netzadapter trocken;
- Es wird nicht empfohlen, das Produkt über einen längeren Zeitraum hinweg zu verwenden. Bitte schalten Sie das Gerät nach 1 Stunde Verwendung für 10 Minuten aus;
- Wenn das Gehäuse, das Objektiv oder das Netzteil beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Produkts bitte sofort ein. Reparieren Sie das Produkt nicht ohne die Genehmigung. Die Reparatur muss von Fachpersonal der Wartungsabteilung des Herstellers oder einer ähnlichen Abteilung durchgeführt werden.
- Bitte benutzen Sie das Gerät nicht in der Badewanne, Dusche oder in der Nähe von Wasserquellen: Halten Sie das Produkt und den Netzadapter stets trocken.



## ■ Ungeeignete Bevölkerungsgruppen und Zustände

- Die Verwendung des Produkts kann bei Allergikern, Menschen mit Hautkrankheiten und allergischer Dermatitis, Menschen mit empfindlicher Haut, usw., zu Unannehmlichkeiten oder unerwünschten Wirkungen führen. Sollten während der Verwendung unerwünschte Wirkungen auftreten, stellen Sie die Verwendung des Produkts bitte sofort ein;
- Verwenden Sie das Produkt nicht an Stellen, an denen die Haut beschädigt ist (z. B., Verbrennungen, Blasen, Schnitte, Wunden, aktive Hautkrankheiten oder Infektionen);
- Wenn Sie lichtempfindliche Medikamente für wichtige Behandlungen einnehmen, ist vor der Anwendung des Produkts eine ärztliche Beratung erforderlich, da die Anwendung des Produkts sonst Hautschäden verursachen kann;
- Nicht geeignet für Schwangere, Stillende, Frauen während der Menstruationsperiode, bei Narben am Körper, Diabetes, empfindlicher und lichtempfindlicher Haut;
- Die Verwendung ist verboten bei schwere Herzkrankheiten, mäßigem bis schwerem Bluthochdruck, bösartigen Tumoren, Follikulitis, infektiösen Hautkrankheiten, Hautverbrennungen und Blutgerinnungsstörungen;
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einem anormalen

Kollagenstoffwechsel leiden, einschließlich Narben und schlechter Wundheilung;

- Nicht verwenden bei Patienten mit Gefäßerkrankungen, wie Krampfadern und Gefäßerweiterungen an der Bestrahlungsstelle;
- Nicht verwenden, wenn Ihre Haut lichtempfindlich ist und zu Hautausschlägen oder Allergien neigt;
- Bitte verwenden Sie es nicht, wenn Ihr bestrahlter Bereich infiziert ist. Das Produkt ist bei Patienten mit Herpes simplex, Hautverletzungen und Hämatomen verboten;
- Die Unterdrückung von Erkrankungen des Immunsystems (einschließlich HIV-Infektion, Lupus erythematoses, Porphyrie, usw.) ist verboten;
- Die Behandlung von Patienten mit Blutungsstörungen ist verboten, sowie von Patienten, die Isotretinoin, Fruchtsäure (AHA), Salicylsäure (BHA) oder Azaleensäure verwenden;
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht, wenn Sie innerhalb von 30 Tagen eine chemische Haarentfernung durchgeführt haben, wenn Sie vor kurzer Zeit Produkte zur Hautaufhellung verwendet haben oder wenn Sie Vitamin-A-Inhaltsstoffe verwendet haben;
- Nicht gleichzeitig mit ätherischen Ölprodukten verwenden. Bitte achten Sie darauf, dass die Haut im Lichtbereich sauber und trocken ist und keine Salben, Gleitmittel oder andere Kosmetika verwendet werden;
- Wenn die Hautoberfläche nicht sauber und trocken ist, kann dies die Anwendung des Produkts beeinträchtigen und sogar das Produkt beschädigen;
- Die Verwendung ist während der Einnahme von Aspirin-Medikamenten, immunsuppressiven Medikamenten, Isotretinoin und anderen Medikamenten verboten. Die Einnahme von lichtempfindlichen Medikamenten (wie Tetracyclin und Sulfa) ist verboten;
- Das Produkt darf nicht bei Personen verwendet werden, die sich vor kurzem Füllstoffe oder Toxine injiziert haben lassen.

### ■ Verwenden Sie es nicht auf die folgenden Körperteile oder unter den folgenden Bedingungen

1/ Intraoral, Genitalien, Schleimhäute, usw.	6/ Akne-Bereich	11/ Im Inneren des Nabels
2/ Bei der Plastischen Chirurgie	7/ Bei Flecken und Muttermale	12/ Erweiterte Blutgefäße
3/ Kehlkopfknoten	8/ Augenbrauen, Haare	13/ Tätowierungen, Körperbemalungen
4/ Augapfel, Augenlid, Augenumgebung	9/ Ohr	
5/ Kopf	10/ Brustwarze, Warzenhof	

(Anmerkung: Diese Liste ist nicht endgültig; wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie dieses Produkt verwenden können, empfehlen wir Ihnen, einen Arzt aufzusuchen.)

## ■ Nach der Anwendung des Produkts können möglicherweise die folgenden Nebenwirkungen auftreten:


1/ Hautverbrennungen	3/ Ödeme und Blasenbildung der Haarfollikel	5/ Juckreiz und Schmerzen
2/ Lokale Rötung und Schwellung	4/ Rötung und Pigmentierung	6/ Narben

(Hinweis: Die Liste ist nicht endgültig; wenn Sie andere Beschwerden haben, sollten Sie den Kundendienst oder einen Arzt aufsuchen.)

### ▲ Zustände, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern

1. Das Produkt sollte nicht für die Behandlung von Krankheiten verwendet werden
2. Es wird nicht empfohlen, weiße oder graue Haare zu entfernen
3. Verwenden Sie das Produkt bitte nicht bei natürlich dunkler Haut,
4. Setzen Sie sich vor der Haarentfernung nicht der Sonne aus
5. Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, beginnen Sie bitte mit dem Sanftmodus und testen Sie die Hautreaktion an einer kleinen Stelle auf dem Arm.
6. Achten Sie darauf, dass sich das Enthaarungsgerät beim Enthaaren nah an der Haut befindet, und führen Sie dann den Enthaarungsvorgang durch
7. Verwenden Sie es nicht in einer dunklen Umgebung
8. Um einen Ausfall des Geräts zu vermeiden, verwenden Sie es bitte nicht in direktem Sonnenlicht
9. Stoßen und schütteln Sie das Produkt nicht heftig
10. Ziehen Sie den Stecker nicht aus der Steckdose, ohne das Gerät auszuschalten; andernfalls kann das Gerät beschädigt werden

**Hinweis: Achten Sie bei der Verwendung des Haarentferners darauf, dass der Lufteinlass nach oben und die Anwendungsfenster nach unten gerichtet ist, da dies zu einer besseren Wärmeableitung und Kühlung des Enthaarungsgeräts führt.**




## ■ Kurzeinführung

### Über den Haarentferner


- Dieser innovative flache Heißlicht-Haarentferner wandelt die medizinische Eis-Haarentfernungs-Technik in ein kleines Haushaltsgerät mit einer passender Größe. Die innovative kühlende Saphir-Hautpflege-Technik kühlt effektiv die Haut, reduziert die Hautwärme, vermeidet Sonnenbrand und schützt die Haut besser. Der Saphir-Flachkopf komprimiert die Haut und drückt die Haarfollikel nach unten, um die Wurzeln näher an die Energiebereiche zu bringen, welche die Effizienz der Energieabsorption der Haarfollikel verbessern. Der Saphiren-Flach-Lampenkopf ist leicht zu reinigen und weist eine gute Transparenz auf, was einen besseren Haarentfernungseffekt bewirkt.
- Das Produkt verfügt über 5 Energiestufen, um den Bedürfnissen der verschiedenen Hautsensibilitäten gerecht zu werden. Das Gerät und die Stromversorgung können getrennt werden, es ist kompakt und tragbar und leicht zu verstauen.
- Dieses Produkt verfügt über eine integrierte Lampenhalterung, die während eines langen Lebenszyklus nicht ausgetauscht werden muss, und eignet sich für mehrere Haarentfernungsbereiche (wie z. B.: Gesicht, Lippen, Achselhöhlen, Bikinizone, Arme, Beine usw.). So sparen Sie sich die teuren Kosten für den Austausch der Lampenhalterung, müssen nicht häufig Zubehör kaufen und haben keine versteckten Zusatzkosten. Darüber hinaus verfügt es über ein perfektes Filtersystem, das unwirksames kurzwelliges und schädliches Licht sehr gut filtern kann.

## ■ Produktstruktur und Zubehör

### Zusammensetzung des Produkts




**Air IPL-  
Haarentfernungsgerät**



**Netz Kabel**




**Adapter**



**Handbuch**




**Schutzbrille**




**Rasierer**

# Produkt



## Vorbereitung vor der Verwendung



- ① Reinigen Sie die Haut gründlich, um sicherzustellen, dass sie haarlos, vollständig trocken und frei von fettigen Substanzen ist. (Rückstände wie Parfüms, Lotionen, Deodorants und Sonnenschutzmittel)
- ② Vergewissern Sie sich, dass kein Schmutz, keine Haare oder andere Verunreinigungen auf dem Bestrahlungsportaal zurückgeblieben sind und dass keine Beschädigungen oder Anomalien auftreten. Falls Schmutz vorhanden ist, reinigen Sie ihn bitte, um Produktfehler, Zerfall und Hautprobleme zu vermeiden.
- ③ Bestätigen Sie nach einem 2-stündigen Test den Zustand der Haut. Wenn an der bestrahlten Stelle keine Auffälligkeiten (Rötungen, Blasen) auftreten, können Sie dieses Produkt bedenkenlos verwenden. Wir empfehlen, den Haarentfernungsvorgang nicht durchzuführen, bevor der Hautbelastungstest abgeschlossen ist.

### ■ Einstellen der Bestrahlungsintensität

Dieses Produkt verfügt über 3 Energiestufen, die den Bedürfnissen unterschiedlicher Hautempfindlichkeiten und verschiedener Haarfarben gerecht werden können. Im Folgenden finden Sie die empfohlenen Anweisungen:

•Modus:

Sanftmodus: Geeignet für empfindliche Bereiche wie Lippen und Intimbereich, Menschen mit dunklerer Haut/Menschen mit empfindlicher Haut usw..

Körper: Geeignet für Rumpfparten von Menschen mit dickem Haar und mittlerer oder geringer Härte, wie Arme, Beine usw.

Stark: Geeignet für Rumpfparten von Menschen, wie Arme, Beine usw. (Aufgrund der hohen Energie des Stark-Modus kann man sich heißer fühlen, im Vergleich mit dem Soft-Modus und im Körper-Modus. Es ist kein Maschinenausfall)

•Bitte wählen Sie gemäß der nachstehenden Tabelle den für Ihren Hauttyp und Ihre Haarfarbe geeigneten Modus aus.

Skin color \ Hair color	Skin color						
	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brown black and darker	
White/Grey	×	×	×	×	×	×	
Red	×	×	×	×	×	×	
Light blond	×	×	×	×	×	×	
Dark blond/light brown	regular mode power mode	regular mode power mode	regular mode power mode	soft mode regular mode	×	×	
Brown	regular mode power mode	regular mode power mode	regular mode power mode	soft mode regular mode	×	×	
Dark brown	regular mode power mode	regular mode power mode	regular mode power mode	soft mode regular mode	×	×	
Black	regular mode power mode	regular mode power mode	regular mode power mode	soft mode regular mode	×	×	

(Hinweis: X bezieht sich auf den Artikel, nicht auf die Anwendung)

Wenn Sie während des Gebrauchs Schmerzen oder Unbehagen verspüren, stellen Sie bitte den Modus ein (Wenn Sie Wärme oder ein leichtes Brennen ohne Schmerzen verspüren, ist das aber normal.)


Menschen mit dunkleren Hauttönen neigen zu Hautreizungen, daher wird es empfohlen, den Sanftmodus oder den Körpermodus zu verwenden. Wenn Sie es zum ersten Mal verwenden, starten Sie mit dem Sanftmodus.

## Anwendungsanleitung


### ■ Verwenden Sie die Schritte




1. Entfernen Sie die pflegebedürftigen Haare mit einem Rasierer




2. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Adapter, Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzeingang auf der Rückseite des Geräts




3. Nachdem Sie das Netzkabel an den Netzeingang des Produkts angeschlossen haben, führen Sie den Stecker in eine Steckdose




4. Drücken Sie kurz die Power-Taste an der Seite des Hauptgeräts, um es einzuschalten. Der Gang und der Eismodus werden angezeigt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.




5. Es gibt 3 Gänge/Modi bei diesem Gerät. Drücken Sie kurz die Power-Taste / Energieregulierung auf der Seite des Hauptgeräts, um den gewünschten Haarentfernungsmodus einzustellen. Der Zyklus lautet: Sanftmodus-Körpermodus-Kraftmodus-Körpermodus-Sanftmodus.



6. Setzen Sie die Schutzbrille auf, bevor Sie die Haare rasieren, um die Augen zu schützen



7. Richten Sie den Lichtaustritt auf die zu behandelnde Haut und wenden Sie ihn senkrecht an. Das Licht des Haarentfernungsensors leuchtet auf, um anzuzeigen, dass er vollständig in Kontakt ist. Drücken Sie die Blitztaste, um den Haarentfernungsprozess zu starten. Wenn das weiße Licht nicht eingeschaltet ist, bedeutet dies, dass der Lampenkopf nicht vollständig auf der Haut sitzt und das Gerät kein Licht abgibt




8. Halten Sie die Power-Taste 1,2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten, wenn Sie mit der Haarentfernung fertig sind (Ziehen Sie den Stecker nicht aus der Steckdose, ohne das Gerät auszuschalten, andernfalls kann das Gerät beschädigt werden)

## ■ Einführung in den Modus

### •Intelligenter Dauerblitz-Modus(anwendbar auf große Bereiche wie Arme und Beine):

Bringen Sie den Blitzauslass an der Haut an. Leuchtendes Sensorlicht zeigt an, dass ausreichend Kontakt besteht, Halten Sie die Blitztaste 1,2 Sekunden lang gedrückt, die Anzeige Dauer-Blink leuchtet zu diesem Zeitpunkt auf und der intelligente Dauerblitz-Modus ist ein.




Passen Sie die Haut vollständig an, und der Blitz wird zu bestimmten Intervallen ausgegeben. Zu diesem Zeitpunkt halten Sie bitte das Haarentfernungsgerät bewegen und wischen Sie zweimal über den zu entfernenden Bereich hin und her, um sicherzustellen, dass der zu entfernende Bereich völlig bedeckt ist und kein Licht verloren geht.

\*Tipp: Die Bewegungsgeschwindigkeit auf der Haut kann entsprechend der Blitzgeschwindigkeit eingestellt werden, um die Haut gleichmäßiger abzudecken. Im Sanftmodus ist die Blitzfrequenz schneller während im Körpermodus aber ein wenig langsam. Also je höher der Gang ist, desto langsamer ist die Blitzgeschwindigkeit.

### •Einzelblitz-Modus (geeignet für kleine Bereiche wie Finger und Lippen):



Bringen Sie den Blitzauslass an der Haut an. Leuchtendes Sensorlicht zeigt an, dass ausreichend Kontakt besteht. Drücken Sie kurz die Flash-Taste, um mit dem Blinken zu beginnen. Bewegen Sie nach Abschluss des Blitzes den Blitzauslass in den nächsten Bereich und wiederholen die vorliegende Bedienung.



\* Tipp: Wenn Sie sich während der Haarentfernung überhitzt fühlt, unterbrechen Sie den Vorgang bitte für etwa 10 Sekunden, damit sich der Blitzauslass vor der Haarentfernung wieder abkühlen kann

### [Tipps zur Haarentfernung]

1. Das kontinuierliche Blitzen des Haarentfernungsgeräts führt zu einer ständigen Wärmeentwicklung. Um den Kühlungseffekt wirksam aufrechtzuerhalten, wird empfohlen, die aufgehellte Hautpartie nach dem Haarentfernungsvorgang etwa 30 Sekunden lang mit einem Saphir-Lampenkopf zu kühlen und dann die Haarentfernungsvorgang im nächsten Bereich durchzuführen. Dies wird die Haut mit der Kühlung wieder beruhigt.



2. Drücken Sie den Lampenkopf fest gegen die Haut, um sicherzustellen, dass der Lampenkopf in vollem Kontakt mit der Wurzel des Haarfollikels ist. Der Haarfollikel wird die höhere Energie absorbieren und eine bessere Haarentfernungswirkung wird erzielt. Die Saphir-Gefrier-Hautpflege-Technik kühlt die Haut effektiv, reduziert die Hautwärme und verbessert den Hautschutz.

### ■ Lebenszyklus

In der ersten bis vierten Woche wird es dreimal pro Woche verwendet; ab der fünften Woche wird es alle zwei bis vier Wochen einmal verwendet.

**Hinweis: Bitte verwenden Sie es je nach Haarwuchs mehrere Male. Bei übermäßig dichtem Haar können Stufe und Häufigkeit entsprechend auf das 12-fache erhöht werden. In diesem speziellen Fall, wobei die spezifische Situation von Person zu Person unterschiedlich ist.**

## Pflege nach der Verwendung

### ■ Vorsichtsmaßnahmen nach dem Haarentfernungsvorgang

- Es wird empfohlen, den Kontakt mit Wasser innerhalb von 6 Stunden nach der Haarentfernung zu vermeiden. Feuchtigkeitsspendendes Gesichtswasser Gesichtswasser kann verwendet werden, um den bestrahlten Bereich zu befeuchten.
- Verwenden Sie nach dem Haarentfernungsvorgang keine Parfums, Masken oder Kosmetika, die mattierte Perlen enthalten. Vermeiden Sie 48 Stunden lang nach der Haarentfernungsvorgang die UV-Bestrahlung, und tragen Sie gegebenenfalls Sonnenschutzmittel auf.
- Sonnenbäder können Hautverfärbungen oder Sonnenbrand verursachen. Eine Bestrahlung zu diesem Zeitpunkt führt zu Rötungen, Schwellungen und Entzündungen. Achten Sie daher darauf, dass Sie sich während der Verwendung dieses Produkts nicht der Sonne aussetzen, und dass die Zeit zur Behebung des Sonnenbrands nicht weniger als 1 Woche beträgt.
- Die künstliche Bräunung ist während des Haarentfernungsvorgangs

nicht gestattet.

- Wenn Sie nach dem Haarentfernungsvorgang einen plastischen Eingriff benötigen (ausschließlich im Haarentfernungsbereich), wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Wenn Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und suchen Sie einen Arzt auf

## ■ Reinigung und Wartung

Um die besten Ergebnisse und die längste Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten, reinigen Sie das Produkt bitte vor und nach jedem Haarentfernungsvorgang, um eine langfristige Ansammlung von Haaren und Staub zu vermeiden. Wenn Sie es nicht ordnungsgemäß reinigen, kann das Produkt volle Wirkung nicht erzielen

- Vor Beginn der Reinigung muss das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker getrennt werden, sodass das Gerät abkühlen kann.
- Verwenden Sie ein weiches, sauberes und trockenes Tuch, um die Spiegelfläche des Lichtauslasses abzuwischen und zu reinigen.
- Lagern Sie das Gerät in einer trockenen, staubfreien Umgebung bei -10-55° C.
- Waschen Sie das Produkt und das Zubehör niemals unter Wasserhähnen oder Geschirrspülern.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Stahlkugeln, Scheuermittel (Zahnpasta, usw.) oder ätzende Flüssigkeiten (Benzin, Motoröl, Aceton, usw.).



**Hinweis: Falls das Wasser nicht ausreichend reinigt, können Sie einige Tropfen hochprozentigen Alkohol (nicht mehr als 95 %) verwenden, um die oben genannten Teile zu reinigen.**



## FAQ

In diesem Kapitel werden die Probleme beschrieben, die bei der Verwendung dieses Produkts auftreten können. Wenn Sie die aufgetretenen Probleme anhand der folgenden Lösungen nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum in Ihrem Land/Ihrer Region.

- Wenn eine abnormale Situation auftritt oder der Fehler nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst in der entsprechenden Sprache.

Frage	Möglicher Grund	Lösung
Normaler Neustart ist nicht möglich	Das Stromnetz ist nicht angeschlossen	Prüfen Sie, ob das Stromnetz verbunden ist
Unfähig, Licht zu emittieren	Ob die Temperatur des Halterungskopfes und des Körpers zu hoch ist, ob der Kopf sich zu nahe an der Haut befindet	Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es verwenden. Halten Sie die Halterung nahe an die Haut, bis die Leuchtanzeige aufleuchtet
Die Arbeitsanzeige ist ausgeschaltet	Schlechter Gerätekontakt	Prüfen Sie, ob die Stromversorgung ordnungsgemäß funktioniert. Reparieren oder geben Sie das Produkt sofort wieder zurück
Ein Geruch erscheint beim Blinken	Das Filter ist verschmutzt. Es befinden sich Haarrückstände auf der Körperoberfläche	Wischen Sie das Filter ab. Rasieren der Haare und Reduzieren der Lichtintensität
Unerträgliche Schmerzen während des Haarentfernungs Vorgangs	Das zu entfernende Haar wurde nicht rasiert	Rasieren Sie bitte die zu bestrahlenden Haare bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn die Rasur Hautreizungen verursacht, schneiden Sie Ihr Haar so kurz wie möglich und tragen Sie es in einer bequemen Position
	Es ist verboten, dieses Produkt an der Haarentfernungsstelle zu verwenden	Verwenden Sie dieses Produkt nicht an den inneren Schamlippen, der Vagina, den Anus, die Brustwarzen und den Warzenhof. Männer sollten dieses Produkt nicht im Gesicht oder am Penis anwenden
	Die Lichtintensität ist zu hoch	Reduzieren Sie die Lichtintensität auf ein angenehmes Niveau
	Die Lichtdurchlässigkeitanzeige ist beschädigt	Der Wartungstechniker schickt das Produkt sofort zurück
Nach der Anwendung färbt sich der Haarentfernungsbereich rot	Eine leichte Rötung ist normal und für den Körper unbedenklich, sie verblasst bald	Verwenden Sie Aloe-Vera-Gel, um die Haut zu beruhigen, oder verwenden Sie einen Saphiren-Lampenkopf zur Eisberuhigung
Unbefriedigende Wirkung der Haarentfernung	Sie verwenden eine Lichtintensität, die für Sie zu niedrig ist	Bitte wählen Sie beim nächsten Mal einen höheren Gang
	Fehlende Blitzlichtbereiche im Haarentfernungsbereich	Blitze in unmittelbarer Nähe, und eine gewisse Überlappung zwischen den Blitzbereichen sollte vorhanden sein
	Dieses Gerät hat keinen Einfluss auf Ihre Haarfarbe	Bei hellblondem, grauem, rotem und weißem Haar ist die Belichtung nicht wirksam
	Die unzureichende Häufigkeit der Nutzung dieses Geräts	Um alle Haare erfolgreich zu entfernen, empfehlen wir Ihnen, das empfohlene Bestrahlungsschema zu befolgen
	Ihre Reaktion auf die Lichteinwirkung ist langsam	Dieses Produkt sollte mindestens 5 Monate lang ununterbrochen verwendet werden, da es während dieses Zeitraums den Haarwuchs noch unterdrücken kann.
Das Produkt wird während der Verwendung heiß und feucht	Dies kann auf den Langzeitbetrieb des Geräts zurückzuführen sein. Es kann auf den Langzeitbetrieb des Geräts zurückzuführen sein	Schalten Sie das Gerät aus, lassen Sie es stehen und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es verwenden

## Garantiebestimmungen

- Die Garantiezeit für dieses Produkt kann je nach Land, in dem es verkauft wird, variieren, und wir werden versuchen, sie so weit wie möglich gemäß den Gesetzen des jeweiligen Landes zu verlängern.
- Die Garantiezeit für dieses Produkt beträgt 2 Jahr ab dem Kaufdatum. Für das Netzteil und das Zubehör gilt eine Garantiezeit von einem Jahr ab dem Kaufdatum.
- Falls das Gerät während der Garantiezeit Qualitätsprobleme aufweist, wird es von Ulike kostenlos repariert oder ersetzt. Schäden am Gerät, die durch die unsachgemäße Verwendung oder unsachgemäße Bedienung verursacht werden, sind jedoch nicht von der Garantie gedeckt. Ulike ersetzt das beschädigte, oder das alte Teil, zum Selbstkostenpreis. Das alte Gerät befindet sich im Besitz von Ulike.
- Das Garantiedatum von Ulike-Produkten basiert auf dem Kaufdatum des Produkts. Wenn Sie kein Kaufdatum vorweisen können, wird der Preis auf der Grundlage des Herstellungsdatums berechnet

### **In den folgenden Fällen kann Ulike möglicherweise keine Garantie oder Rückgabe gewähren.**

- 1.Im Falle von Produktschäden, die durch unvorhersehbare Ereignisse wie Brand, Erdbeben und Überschwemmung verursacht werden.
- 2.Geräteausfall und Schäden, die aufgrund Fahrlässigkeit, Missbrauch oder Verwendung unter anderen anormalen Bedingungen verursacht werden.
- 3.Beschädigung des Geräts aufgrund unsachgemäßer Demontage und Lagerung (z. B., durch Nagetiere oder eingedrungene Flüssigkeiten).
- 4.Schäden, die durch die obligatorische Verwendung des Produkts in einer Umgebung verursacht werden, in der das Produkt nicht verwendet wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Überschreitung der Arbeitslast.
- 5.Produktschäden, die durch andere Bedingungen verursacht werden, auf die Ulike keinen Einfluss hat.
- 6.Für die Funktion dieses Produkts oder die durch seine Verwendung entstehenden Schäden (wie z.B., Verlust Ihrer geschäftlichen Vorteile, Betriebsunterbrechung, andere durch die Verwendung des Geräts verursachte Verluste, die Kosten für die Verwendung dieses Produkts zum Ersatz von Ausrüstungen, Geräten oder Dienstleistungen, Ansprüche Ihrer Kunden, usw.), übernimmt Ulike keine Verantwortung. Je nach Art und Umfang des Unfalls, trägt Ulike die Kosten gemäß den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften.Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften.

## Autorisierter Repräsentant

**EC** **REP**

Ulike Europe SAS  
4 rue Royale, 75008 Paris, Frankreich  
Kontakt: Raphael  
E-Mail: [contacteurope@ulikeglobal.com](mailto:contacteurope@ulikeglobal.com)

**UK** **REP**

Name: Kingsmead Dienstleistungen GmbH  
Adresse: Zwischenschicht 19, Crawford Straße 19-21,  
London, England W1H 1PJ  
Kontakt: Peng Yan  
E-Mail: [office@kingsmead-service.com](mailto:office@kingsmead-service.com)

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Pour faciliter l'utilisation, veuillez lire et conserver soigneusement ce "Mode d'emploi" avant de l'utiliser, les photos de ce manuel sont uniquement destinées à l'illustration, veuillez-vous référer au produit réel.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant nos produits, n'hésitez pas à nous contacter via notre site ou par e-mail - nous sommes là pour vous aider!

**[de.ulike.com](http://de.ulike.com)**

**[uk.ulike.com](http://uk.ulike.com)**

**[de.support@ulikeglobal.com](mailto:de.support@ulikeglobal.com)**

**[uk.support@ulikeglobal.com](mailto:uk.support@ulikeglobal.com)**

Shenzhen Ulike Électronique intelligente SARL

Salle 810, Bâtiment 1, Place de la science et de la technologie de Xunmei, Route N° 8 de Keyuan, Communauté du parc scientifique, Sous-district de Yuehai, District de Nanshan, Shenzhen 518000, Guangdong, R.P. Chine

## Précautions de sécurité

### ■ Une attention particulière

- Montez et utilisez toujours le produit conformément aux prescriptions contenues dans le "mode d'emploi".
- Veuillez lire attentivement le "mode d'emploi" et le conserver dans un endroit sûr pour vous y référer.
- Si vous avez des questions pendant l'utilisation, veuillez contacter notre service clientèle en ligne.

⊘ **Danger : une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures corporelles**

⚠ **Attention : une mauvaise manipulation peut entraîner un danger**

⚠ **Remarque : une utilisation incorrecte peut entraîner des risques pour la sécurité des personnes ou des dommages matériels.**  
Dangers

### ⊘ Dangers



- Ne pas utiliser directement devant les yeux car la lumière intense émise par cet appareil peut provoquer des lésions oculaires ;
- Ne pas appliquer directement sur la sortie d'air latérale pendant le fonctionnement normal car la température de la sortie d'air peut provoquer des brûlures de la peau ;
- N'insérez aucun objet dans ce produit pendant son fonctionnement normal, car cet appareil peut causer des dommages au corps humain ;
- Ce produit ne dispose pas de données pour une utilisation sur des enfants de moins de 18 ans. Veuillez ne pas permettre aux enfants de moins de 18 ans de toucher ou d'utiliser ce produit, et veuillez garder les enfants de moins de 18 ans à l'écart de ce produit lorsqu'ils l'utilisent. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
- Les appareils ne sont pas destinés à être utilisés par des personnes (y compris les enfants) souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou manquant d'expérience et de connaissance de leur utilisation, à moins qu'elles ne soient supervisées ou instruites dans l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

### ⚠ Attention

- Le non-respect du mode d'emploi peut entraîner des effets indésirables ;
- N'utilisez pas d'anhydrotiques immédiatement après l'irradiation des aisselles ;
- Veuillez vérifier et nettoyer régulièrement l'orifice d'irradiation pour éviter les brûlures et les dysfonctionnements pendant l'utilisation ;
- Ne placez pas l'orifice d'irradiation à proximité d'objets facilement démagnétisables, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement et une rupture.
- N'utilisez pas l'appareil si les orifices de ventilation sont bloqués, car cela pourrait provoquer de la fumée et un incendie ;
- Ne dirigez pas l'orifice d'irradiation vers des objets noirs, car cela



pourrait empêcher le bon fonctionnement de la machine ;

- N'irradiez pas les vêtements, les cheveux et autres articles, car cela pourrait provoquer des brûlures, des décolorations et des cassures;

- Ne pas utiliser sur le corps des animaux domestiques, car cela pourrait causer des blessures;

- Peut provoquer des lésions oculaires (potentiellement aveugles) ou cutanées si les instructions d'utilisation ne sont pas respectées. Veuillez lire et suivre les instructions d'utilisation ;

- Ne prolongez pas ou ne répétez pas l'application sur une même surface. Évitez toute sur utilisation, notamment l'utilisation de trop d'empilements d'impulsions et/ou d'une fréquence trop élevée, car cela pourrait endommager la peau;

- Une mauvaise utilisation peut entraîner des lésions oculaires. Veuillez protéger vos yeux de toute exposition et ne pas utiliser ce produit au-dessus ou à proximité des paupières ;

- Ne négligez pas le mécanisme de sécurité inhérent au produit. Par exemple, le port correct des lunettes de protection, la manière correcte de coller la peau, etc ;

- Veuillez effectuer un test cutané avant l'utilisation et confirmer l'état de la peau après 2 heures de test. Si la zone irradiée ne présente aucune anomalie (rougeur, cloque), vous pouvez utiliser le produit sans crainte ;

- Portez des lunettes de protection pendant toute la durée de l'opération et gardez la fenêtre près de la peau pour l'épilation;

Après utilisation, essuyez tous les produits de soin de la peau les poils fixés à l'appareil d'épilation pour éviter tout dysfonctionnement et tout dommage à la peau ;

- Veuillez suivre ce mode d'emploi et utiliser le produit avec des lunettes correctes pour éviter toute irritation des yeux due à la lumière vive;

- Définissez l'intensité d'irradiation en fonction du type de votre peau. Veuillez utiliser le mode Doux lorsque vous l'utilisez pour la première fois.

- Il est normal que la peau devienne légèrement chaude et rouge après utilisation ;

- Le produit ne doit pas être laissé sans surveillance après avoir été allumé et doit être éteint rapidement après utilisation.

- Nettoyez la peau en veillant à ce que la surface soit exempte de résidus de poils, complètement sèche et exempte de substances huileuses et de taches ;

- Si la différence de température ambiante atteint plus de 20 degrés (d'un environnement à basse température à un environnement à haute température ou vice versa), éteignez l'instrument et laissez-le pendant environ 2 heures avant de l'utiliser ;

- Ne pas utiliser à proximité de matériaux inflammables et explosifs (y compris les distributeurs d'aérosols et les stations-service, etc.), car cela peut entraîner un incendie et des blessures par choc électrique, etc ;

- Cet appareil d'épilation peut être utilisé à une température ambiante de 5-30°C. Veuillez vérifier la température de la pièce avant de l'utiliser ;

- Conservez les parties irradiées à l'abri de la lumière UV directe pendant 48 heures après l'irradiation ;

- Ne laissez pas le produit au soleil ou sous une lampe UV pendant de longues périodes, car cela pourrait sérieusement endommager le produit ;
- N'utilisez pas l'appareil si le ventilateur intégré ne fonctionne pas (pas de bourdonnement) lorsque l'appareil est mis sous tension, car cela pourrait provoquer de la fumée et un incendie ;
- Ne pas utiliser dans le bain, la douche ou tout autre endroit proche de l'eau, et garder le produit et l'adaptateur électrique au sec ;
- Lorsque vous utilisez ce produit, il n'est pas recommandé de l'utiliser pendant de longues périodes. Veuillez éteindre le produit après 1 heure d'utilisation pendant 10 minutes avant de le réutiliser ;
- Si le boîtier du produit, la lentille ou l'unité d'alimentation sont endommagés, veuillez cesser immédiatement d'utiliser le produit ; N'effectuez pas de réparations non autorisées, qui doivent être effectuées par du personnel professionnel du service de maintenance du fabricant ou similaire.
- Veuillez ne pas utiliser l'appareil dans la baignoire, la douche ou à proximité de sources d'eau: veuillez à maintenir le produit et l'adaptateur secteur au sec.



## ■ Groupes et conditions inadaptés

- L'utilisation de ce produit peut provoquer une gêne ou des effets indésirables chez les personnes allergiques, les personnes souffrant de maladies de la peau et de dermatite allergique, les personnes à la peau sensible, etc. Si des effets indésirables surviennent lors de l'utilisation de ce produit, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser ;
- N'utilisez pas ce produit sur des zones où l'intégrité de la peau a été compromise (par exemple, brûlures, ampoules, incisions, blessure, maladie cutanée active ou infections) ;
- Une consultation médicale est nécessaire avant l'utilisation de ce produit si un traitement important avec des produits photo pharmaceutiques est entrepris, sinon l'utilisation de ce produit peut endommager la peau ;
- Ne pas utiliser sur les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les femmes qui ont leurs règles, les cicatrices corporelles, les diabétiques, les personnes à la peau fragile et les personnes à la peau photosensible ;
- Contre-indiqué en cas de cardiopathie sévère, d'hypertension modérée à sévère, de malignité, de folliculite, de maladie infectieuse de la peau, de peau brûlée et de troubles anticoagulants ;
- Ne pas utiliser si vous présentez des anomalies du métabolisme du collagène, notamment des cicatrices de cicatrisation et de mauvaise cicatrisation ;
- Ne pas utiliser si vous avez une maladie vasculaire telle que des varices ou une vasodilatation au niveau de la zone irradiée ;
- Ne pas utiliser si la peau est facilement sensible à la lumière et sujette à des éruptions ou des allergies ;
- Ne pas utiliser si la zone irradiée est infectée, herpès simplex, lésions cutanées et hématomes ;
- Ne pas utiliser si vous souffrez d'une maladie immunodépressive, notamment l'infection par le VIH, le lupus érythémateux et la porphyrie ;

- Contre-indiqué chez les patients souffrant de troubles hémorragiques, et contre-indiqué en cas d'utilisation topique d'isotrétinoïne, d'acides de fruits (AHA), d'acide salicylique (BHA) ou d'acide ou d'acide de rhododendron;
- Utilisez avec prudence si vous avez utilisé des méthodes d'épilation chimique dans les 30 jours, si vous avez utilisé des produits de blanchiment de la peau à court terme ou si vous avez utilisé des cosmétiques contenant de la vitamine A ;

- Ne doit pas être utilisé en même temps que les produits à base d'huiles essentielles. Veuillez-vous assurer que la peau de la zone éclairée est propre, sèche et exempte de lotions, lubrifiants et autres cosmétiques ;

- Si la surface de la peau n'est pas propre et sèche, cela peut affecter l'expérience d'utilisation du produit et même l'endommager ;

- Contre-indiqué en cas de prise d'aspirine, de prise de médicaments immunosuppresseurs, de prise d'isotrétinoïne, etc. Il est contre-indiqué chez les personnes qui ont récemment pris des médicaments photosensibles (par exemple, la tétracycline et les sulfamides) ;

- Ce produit est contre-indiqué pour les personnes qui ont reçu récemment des injections de produits de remplissage et de toxines.

**■ Ne pas utiliser pour les parties du corps suivantes ou si les conditions suivantes existe.**

1/Intérieur de la bouche, zone vaginale, muqueuses, etc.	6/Zone d'acné	11/Intérieur du nombril
2/Zones plastiques et chirurgicales	7/ Zones des taches et des grains de beauté	12/ Grosses veines
3/Nœuds de la gorge	8/ Sourcils, cheveux	13/Zones de tatouage, zones peintes sur le corps
4/ Autour des globes oculaires, des paupières, des yeux	9/ Oreille	
5/ Tête	10/ Mamelon, aréole	

(Remarque : cette liste n'est pas exhaustive et il vous est conseillé de consulter votre médecin si vous n'êtes pas sûr de pouvoir utiliser ce produit)

**■ Les effets secondaires suivants peuvent être causés par l'utilisation de ce produit:**

1/ Brûlures de la peau	3/Œdème et boursouffure des follicules pileux	5/ Démangeaisons, sensation de douleur
2/ Rougeur et gonflement localisés	4/ Rougeur, pigmentation	6/Cicatrices


(Remarque : cette liste n'est pas exhaustive et il est conseillé de consulter le service clientèle et votre médecin en cas de malaise)

**⚠ Précautions à prendre**

1. Ce produit ne doit pas être utilisé pour le traitement d'une maladie
2. Non recommandé pour l'élimination des poils blancs ou gris
3. N'utilisez pas cet appareil sur une peau naturellement foncée.
4. Ne pas s'exposer au soleil avant l'épilation

5. Lors de votre première utilisation, assurez-vous de commencer par le mode Doux, puis choisissez une petite zone sur votre bras pour tester la réaction cutanée.
6. Lors de l'épilation, veillez à ce que la fenêtre d'épilation soit maintenue près de la peau, puis procédez à l'épilation.
7. Ne pas utiliser dans des environnements sombres.
8. Ne pas utiliser en plein soleil, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
9. Ne frappez pas le produit avec force et ne le secouez pas.
10. Ne débranchez pas directement la machine sans l'éteindre, car cela pourrait l'endommager.

**Remarque : lorsque vous utilisez l'appareil d'épilation au milieu d'une pause, veillez à ce que l'entrée d'air soit orientée vers le haut et l'écran sortie de la lumière le bas afin de faciliter le refroidissement de l'appareil d'épilation.**



## Présentation du produit


### ■ Description du produit Diamond Air

À propos de l'appareil d'épilation


- Ce produit révolutionne l'appareil d'épilation concave par lumière thermique en miniaturisant la technologie de l'épilation médicale au point de congélation. La technologie innovante de soins de la peau Saphir au point de congélation a permis de pré-refroidir efficacement l'épiderme pour réduire la chaleur épidermique, éviter les brûlures et mieux protéger la peau. La tête plane en saphir appuie sur la peau pendant l'épilation, submergeant les follicules pileux et rapprochant leurs racines des zones à plus haute énergie de l'épiderme, augmentant ainsi l'efficacité de l'absorption d'énergie par les follicules pileux. La tête de lumière plate en saphir est facile à nettoyer, avec un simple coup de chiffon, une meilleure transmission de la lumière et de meilleurs résultats d'épilation.
- Petit et portable, facile à ranger.
- Ce produit est doté d'une tête de lumière monobloc à haute durée de vie qui ne doit pas être remplacée et convient à l'épilation de plusieurs zones. (Par exemple, le visage, les lèvres, les aisselles, la ligne du bikini, les bras, les jambes, etc.) Vous économisez le coût du remplacement coûteux des têtes de lumière, vous n'avez pas besoin d'acheter fréquemment des accessoires et vous n'avez pas de frais supplémentaires cachés. En outre, il est doté d'un système de filtrage parfait, qui filtre les longueurs d'onde courtes invalides et la lumière nocive.

## ■ Construction du produit et accessoires

### Composants du produit




Unité principale



Cordon




Adaptateurs



Mode




Lunettes de protection




Rasoir

## Construction du produit



## Préparation avant l'utilisation



- ① Nettoyez soigneusement la peau en veillant à ce qu'elle soit exempte de poils, complètement sèche et sans résidus huileux. (résidus de parfums, lotions, déodorants et crème antisolaire)
- ② Assurez-vous que le port d'irradiation est exempt de saleté, de cheveux et d'autres résidus et qu'il n'est pas cassé ou anormal. Veillez à nettoyer toute saleté afin d'éviter toute défaillance du produit, toute détérioration et tout problème de peau.
- ③ Effectuez un test cutané avant d'utiliser l'appareil d'épilation. Après 2 heures de test cutané, confirmez l'état de votre peau et s'il n'y a aucune anomalie (rougeur, cloque) sur la zone irradiée, vous pouvez utiliser le produit sans crainte.

### ■ Réglage de l'intensité de l'éclairage

**Réglage de l'intensité de l'irradiation : ce produit dispose de 3 modes, chacun pouvant répondre aux besoins des différentes sensibilités cutanées et couleurs de poils. Voici les instructions d'utilisation recommandées :**

#### • Modes :

Mode Doux : Approprié pour les parties sensibles telles que les contours de la bouche, les parties intimes, les personnes à la peau plus foncée/sensible, etc.

Mode Corps : Approprié pour les parties du corps telles que les bras ou les jambes de personnes ayant un poil épais mais moyennement ou peu rude.

Mode Fort : Appropriée pour les parties du corps telles que les bras ou les jambes de personnes ayant un poil épais et rude. (En raison du fait qu'en mode Fort, une plus grande énergie est consommée, il est possible qu'au contraire que sous le mode Léger ou le mode Corps, l'appareil chauffe, mais cela ne signifie nullement qu'il soit en panne.)

• Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître le mode adapté à votre peau.

Skin color \ Hair color	Skin color					
	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brown black and darker
White/Grey	×	×	×	×	×	×
Red	×	×	×	×	×	×
Light blond	×	×	×	×	×	×
Dark blond/light brown	regular mode power mode	regular mode power mode	regular mode power mode	soft mode regular mode	×	×
Brown	regular mode power mode	regular mode power mode	regular mode power mode	soft mode regular mode	×	×
Dark brown	regular mode power mode	regular mode power mode	regular mode power mode	soft mode regular mode	×	×
Black	regular mode power mode	regular mode power mode	regular mode power mode	soft mode regular mode	×	×


(Note : X n'est pas applicable)

•Si vous ressentez une douleur ou une gêne pendant l'utilisation, veuillez modifier le mode (si vous vous sentez une chaleur plus ou moins forte mais pas de douleur, nul besoin de s'inquiéter).

Les personnes à la peau plus foncée sont sujettes aux irritations cutanées, il leur est donc recommandé d'utiliser le mode Doux ou le mode Corps. Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, veuillez commencer par le mode Doux.


## Mode d'emploi

### ■ Étapes à suivre




1. Raser les poils de la zone à traiter à l'aide d'un rasoir


⚠ N'utilisez pas le rasoir en contact direct avec la peau, il doit être utilisé avec une mousse ou sous la douche. Le rasoir est tranchant, veuillez l'utiliser avec précaution pour éviter les rayures




2. Connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur, Insérez le cordon d'alimentation dans le connecteur d'entrée d'alimentation à l'extrémité du produit




3. Après avoir connecté le cordon d'alimentation au connecteur d'entrée d'alimentation du produit, insérez la fiche dans la prise de courant




4. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation sur le côté de l'unité principale pour allumer l'appareil. La vitesse et le mode de compression glacée s'affichent lorsque l'appareil est allumé.




5. Cet appareil dispose de trois modes de vitesse. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation/bouton de réglage de la vitesse sur le côté de l'unité principale pour activer le mode d'épilation requis. Les modes sont ainsi disposés : mode Doux - mode Corps - mode Fort - mode Corps – mode Doux.



6. Portez des lunettes de protection avant l'opération d'épilation pour protéger vos yeux



7. Placez la sortie de lumière sur la zone de la peau à traiter et ajustez-la verticalement, la lumière du capteur d'épilation s'allumera en blanc, indiquant un contact complet, appuyez sur le bouton flash pour commencer l'opération d'épilation, si la lumière blanche ne s'allume pas, cela signifie que la tête de lumière et la peau ne sont pas complètement ajustées, l'instrument n'émettra pas de lumière




8. Une fois l'épilation terminée, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncée pendant 1,2 seconde pour éteindre l'appareil (ne débranchez pas l'appareil avant de l'avoir éteint pour éviter les blessures).

## ■ Présentation des modes

### •Mode intelligent de frappe continue (applicable aux grandes surfaces telles que les bras et les jambes) :

placez la sortie de lumière sur la zone à traiter et ajustez-là à la peau. À ce moment là, la lumière du capteur d'épilation s'allume, indiquant que la tête de lumière est suffisamment en contact avec la peau. Appuyez sur le bouton flash et maintenez-le enfoncé pendant 1,2 s, l'indicateur clignotant en continu




s'allumera à ce moment-là, signifiant que vous êtes dans le mode intelligent de frappe continue. Il vous suffit de laisser la tête près de la peau pour que les flashes soient émis à certains intervalles. Faites glisser l'appareil deux fois dans la zone où il faut procéder à l'épilation pour vous assurer que la zone d'épilation a été traitée de manière uniforme.

\*Conseil : la vitesse du mouvement sur la peau peut être ajustée en fonction de la vitesse du flash, de sorte que le traitement soit plus uniforme. La fréquence du flash est plus rapide en mode Doux, légèrement plus lente en mode Corps. Plus la vitesse est élevée, plus la vitesse de sortie de la lumière est lente.

### •Mode de frappe unique (adapté aux petites zones telles que les doigts et les contours des lèvres) :

Placez la sortie de lumière sur la zone à traiter et ajustez-là à la peau. À ce moment là, la lumière du capteur d'épilation s'allume, indiquant que la tête de lumière est suffisamment en contact avec la peau. Appuyez brièvement sur le bouton flash pour commencer l'épilation. Déplacez la tête de





lumière vers la zone de peau suivante, attendez que la lumière blanche du capteur d'épilation s'allume, puis appuyez sur le bouton flash. Répétez les opérations ci-dessus à tour de rôle.

\*Conseil : Au cours du processus d'épilation, si votre peau commence à chauffer, faites une pause de quelques secondes pour permettre à la sortie de lumière de se refroidir avant de continuer l'épilation.

### [Conseils pour l'utilisation de l'appareil d'épilation]

1. Comme le clignotement continu de l'appareil d'épilation accumule de la chaleur, pour que l'application de glace reste efficace, il est recommandé, après l'épilation d'une zone, d'utiliser la tête de la lumière en saphir pour appliquer de la glace d'avant en arrière sur la zone éclairée de la peau pendant environ 30 secondes avant l'épilation de la zone suivante. Cela permet de calmer la peau en appliquant à nouveau de la glace et de renforcer l'effet rafraîchissant du saphir.



2. Lors de l'utilisation de l'appareil d'épilation, la tête de la lumière doit être pressée fermement contre la peau de manière à être en contact total avec la racine du follicule pileux, afin que celui-ci absorbe un niveau d'énergie plus élevé et que l'épilation soit plus efficace. En même temps, le saphir entre en contact avec la peau, pré-refroidissant l'épiderme et réduisant sa chaleur pour une meilleure protection.

### ■ Cycle d'utilisation

Pendant les semaines 1 à 4, il est utilisé trois fois par semaine ; à partir de la cinquième semaine, il est utilisé une fois toutes les deux à quatre semaines.

**Note : Veuillez appliquer plusieurs fois en fonction de la croissance des poils. Les poils excessivement grossiers et durs peuvent être traités en augmentant de manière appropriée la vitesse et la fréquence. La situation exacte varie d'une personne à l'autre.**

## Soins après utilisation

### ■ Précautions à prendre après l'épilation

- Il est recommandé d'éviter de toucher l'eau pendant 6 heures après l'opération d'épilation, après quoi la zone irradiée peut être hydratée avec de l'eau hydratante.
- N'utilisez pas de parfums, de masques ou de produits cosmétiques contenant des perles de dépolissage après l'épilation de la peau.
- Évitez l'exposition aux rayons UV pendant les 48 heures qui suivent la procédure d'épilation. Si nécessaire, appliquez une crème à base d'un produit de protection solaire.
- La peau artificiellement bronzée n'est pas autorisée pendant les opérations d'épilation.
- Veuillez consulter votre médecin si vous devez subir une chirurgie esthétique après une épilation (zones d'épilation uniquement).
- Si vous ressentez un quelconque malaise, arrêtez d'utiliser le produit et consultez un médecin.

## ■ Nettoyage et entretien

Pour garantir les meilleurs résultats et une durée de vie maximale du produit, veuillez nettoyer le produit avant et après chaque séance d'épilation afin d'éviter l'accumulation de poils et de poussière au fil du temps. Si vous ne le nettoyez pas correctement, le produit ne sera pas aussi efficace qu'il le devrait.

- Avant de commencer le nettoyage, il faut éteindre et débrancher la machine et la laisser refroidir.
- Essuyez et nettoyez la surface du miroir de la sortie de lumière avec un chiffon doux, propre et sec.
- Stockez la machine dans un environnement sec et sans poussière à -10-55°C.
- Ne pas nettoyer le produit et les accessoires dans les robinets et les lave-vaisselle.
- N'utilisez pas de balles métalliques, de nettoyeurs abrasifs (dentifrice, etc.) ou de liquides agressifs (essence, huile moteur, acétone, etc.) pour nettoyer le produit.



**Remarque : si l'eau ne nettoie pas bien, quelques gouttes d'alcool très concentré (pas plus de 95 %) peuvent être utilisées pour nettoyer les pièces ci-dessus.**

## ■ Nettoyage et entretien

Lorsque vous vous débarrassez du produit, ne le jetez pas avec les déchets ménagers normaux, mais remettez-le à un centre de recyclage désigné, car cela est bon pour l'environnement.



## Réponses aux questions fréquemment posées

Ce chapitre présente les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de ce produit. Si vous ne parvenez pas à résoudre les problèmes que vous rencontrez à l'aide des solutions suivantes, veuillez contacter le centre de service clientèle de votre pays.

- En cas d'anomalie ou de panne, veuillez contacter notre service après-vente dans votre langue.

Problème	Causes possibles	Solution
La machine ne peut pas être mise en marche	L'alimentation n'est pas connectée	Vérifiez que l'alimentation électrique est branchée
La lumière ne sort pas	La tête et le corps de l'unité principale sont-ils trop chauds La tête de l'unité principale est-elle proche de la peau	Attendez que la machine refroidisse naturellement avant de l'utiliser Tenez l'unité principale près de la peau et attendez que le témoin lumineux s'allume
Le témoin lumineux de fonctionnement ne s'allume pas	Machine défectueuse	Vérifiez si l'alimentation électrique fonctionne correctement Réparez ou renvoyez le produit immédiatement
Odeur inhabituelle lors du flash.	Filtres sales et contaminés Résidus de poils sur la surface du corps	Essayez le filtre Rasez les poils pour réduire l'intensité de la lumière
Douleur insupportable pendant l'épilation.	Pas de rasage du poil à épiler	Avant d'utiliser ce produit, rasez la zone à irradier. Si le rasage provoque une irritation de la peau, coupez les poils aussi courts que possible et appliquez-les à une position confortable.
	Ce produit ne convient pas à l'utilisation sur la zone à épiler.	Ce produit ne doit pas être utilisé sur les lèvres internes, le vagin, l'anus, les mamelons et l'aréole. Utilisez ce produit sur les mamelons et l'aréole Les hommes ne doivent pas utiliser ce produit sur le visage ou sur le scrotum.
	Intensité lumineuse excessive	Réduire l'intensité lumineuse à un niveau confortable
	Dommages aux fenêtres translucides	Réparez ou renvoyez le produit immédiatement
Après l'épilation, la zone où le poil a été enlevé devient rouge.	La légère rougeur est normale, inoffensive et s'estompe rapidement.	Apaisez votre peau avec du gel d'aloë vera ou utilisez la tête en saphir pour appliquer des poches de glace.

Problème	Causes possibles	Solution
Résultats d'épilation moins que satisfaisants.	Vous avez utilisé un réglage d'intensité lumineuse trop faible pour vous.	La prochaine fois, veuillez choisir un réglage plus élevé.
	Vous ne flashez pas sur une zone adjacente à la zone précédemment irradiée.	Vous devez flasher sur des zones proches les unes des autres et il doit y avoir un certain chevauchement entre les zones de flash.
	Cet appareil n'est pas efficace pour la couleur de vos poils.	Si vos poils sont blonds clairs, gris, roux ou blancs, l'irradiation ne sera pas efficace.
	L'appareil n'est pas utilisé assez fréquemment.	Pour une élimination réussie de tous les poils, nous vous recommandons de suivre le protocole d'irradiation recommandé.
	Vous êtes lent à réagir à l'exposition à la lumière.	Ce produit doit être utilisé de façon continue pendant au moins 5 mois, car il inhibe encore la repousse des poils pendant cette période.
Le produit devient chaud et humide pendant son utilisation.	Peut-être en raison d'un fonctionnement prolongé de l'appareil.	Éteignez l'appareil pour lui permettre de se reposer et de dissiper suffisamment de chaleur avant de l'utiliser à nouveau

## Règlements de garantie

- La période de garantie de ce produit peut varier en fonction du pays dans lequel il est vendu, et nous nous efforcerons de la prolonger dans la mesure où la loi de ce pays le permet.
- La garantie de ce produit est d'un an à compter de la date d'achat. La garantie pour le bloc d'alimentation et les accessoires qui l'accompagnent est de 2 an à compter de la date d'achat.
- Si l'instrument présente des problèmes de qualité pendant la période de garantie, **Ulike** le réparera ou le remplacera gratuitement. Toutefois, la garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une mauvaise utilisation de la machine par vous-même. **Ulike** remplacera la pièce endommagée ou l'échangera contre une nouvelle pièce au prix coûtant. La propriété de l'ancien instrument appartient à **Ulike**.
- La date de garantie pour les produits **Ulike** commence à la date de votre achat, si vous n'avez pas de date d'achat, elle sera calculée sur la date d'usine.

### **Ulike ne peut fournir une garantie ou un échange dans les cas suivants.**

1. Pour les dommages aux produits causés par des événements imprévisibles tels que les incendies, les tremblements de terre, les inondations, etc.
2. En cas de dysfonctionnement et de dommage de l'instrument causé par votre négligence, une mauvaise utilisation, une utilisation dans d'autres conditions anormales, etc.
3. Les dommages causés par votre propre démontage et un stockage inapproprié (par exemple, dommages causés par les rongeurs ou pénétration de liquide).
4. Dommages causés par l'utilisation forcée du produit dans un environnement autre que celui dans lequel le produit est utilisé, y compris, mais sans s'y limiter, le dépassement de la charge de travail, etc.
5. Dommages au produit causés par d'autres circonstances indépendantes de la volonté d'**Ulike**.
6. **Ulike** n'est pas responsable des dommages liés au fonctionnement ou à l'utilisation de ce produit (par exemple, la perte de vos intérêts commerciaux, l'interruption de votre activité, d'autres dommages causés par l'utilisation de l'appareil, les coûts encourus pour remplacer les équipements, les dispositifs ou les services nécessaires à l'utilisation de ce produit, les réclamations de vos clients, etc.)

Le type et l'étendue de la responsabilité en cas d'accident seront supportés par **Ulike** conformément aux lois et règlements en vigueur.

## Représentant agréé

**EC** **REP**

Ulike Europe SAS  
4 Rue Royale, 75008 Paris, France  
Contact : Raphael  
E-mail : [contacteurope@ulikeglobal.com](mailto:contacteurope@ulikeglobal.com)

**UK** **REP**

Nome: Kingsmead Service SARL  
Adresse: 19ème étage en mezzanine, 19-21 Rue Crawford  
, Londres, Angleterre W1H 1PJ  
Contact: Peng Yan  
E-mail: [office@kingsmead-service.com](mailto:office@kingsmead-service.com)

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per comodità d'uso, si prega di leggere e conservare attentamente il manuale prima dell'uso. Le immagini in questo manuale sono solo per riferimento. Si prega di prendere l'oggetto reale come riferimento.

Se avete domande o dubbi sui nostri prodotti, non esitate a contattarci tramite il nostro sito o via e-mail – siamo qui per assistervi!

**de.ulike.com**

**uk.ulike.com**

**de.support@ulikeglobal.com**

**uk.support@ulikeglobal.com**

Shenzhen Ulike Elettronica intelligente SRL

Stanza 810, Edificio 1, Piazza della Scienza e della Tecnologia di Xunmei, Strada N. 8 di Keyuan, Comunità Parco Scientifico, Sotto-distretto di Yuehai, Distretto di Nanshan, Shenzhen 518000, Guangdong, Repubblica Popolare Cinese

## Misure di Sicurezza

### ■ Attenzione

- Assicuratevi di assemblare e utilizzare il prodotto secondo le norme contenute nel "Manuale Utente".
- Si prega di leggere attentamente questo "Manuale Utente" e di conservarlo adeguatamente per la richiesta.
- Se avete domande in uso, si prega di contattare il servizio clienti online.

⊗ **Pericolo: Operazione sbagliata porterà a lesioni personali e altre lesioni correlate**

⚠ **Avvertimento: Operazione sbagliata può portare a pericolosi incidenti correlati**

⚠ **Nota: Operazione sbagliata porterà alla sicurezza personale o a danni alla proprietà**

### ⊗ Pericolo



- Non usarlo direttamente agli occhi, altrimenti la forte fonte di luce emessa dall'apparecchio può causare danni agli occhi;
- In condizioni di lavoro normali, non avvicinarsi direttamente all'uscita dell'aria laterale, altrimenti la temperatura dell'uscita dell'aria può causare ustioni alla pelle;
- Non inserire alcun oggetto nel prodotto in condizioni di lavoro normali, altrimenti potrebbe causare danni al corpo umano;
- Questo prodotto è mancante di dati sui bambini sotto i 18 anni. Si prega di non lasciare che i bambini sotto i 18 anni lo tocchino o lo usino. Si prega di tenere lontano dai bambini sotto i 18 anni quando si utilizza questo prodotto. I bambini devono essere controllati e assicurarsi che non giochino con questo apparecchio.
- L'apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (bambini compresi) che hanno deficienze fisiche, sensoriali o mentali o non hanno esperienza e conoscenza nell'uso, a meno che qualcuno responsabile della loro sicurezza non li controlli o li istruisca in relazione all'uso dell'apparecchio.

### ⚠ Avvertimento



- Se non si seguono le istruzioni, si possono avere effetti negativi;
- Non usare antitraspiranti subito dopo l'irradiazione ascellare;
- Confermare e pulire regolarmente lo sporco sulla porta d'irradiazione per evitare scottature o altre lesioni durante l'uso;
- Non mettere l'irradiatore vicino agli oggetti di smagnetizzazione, in modo da evitare problemi o danni al prodotto;
- Non usarlo quando lo sfianto è bloccato per evitare fumo o fuoco;
- Non rivolgere la porta di irradiazione verso l'oggetto nero, nel caso in cui la macchina non possa funzionare normalmente;
- Non rivolgere la porta di irradiazione verso l'oggetto nero, nel caso in cui la macchina non possa funzionare normalmente;

- Non usarlo su animali domestici per evitare lesioni;•Se le istruzioni non sono seguite, può causare cecità (potenziale cecità) o danni alla pelle. Si prega di leggere e seguire le istruzioni;
- Non usarlo su una superficie per lungo tempo o ripetutamente, ed evitare l'uso eccessivo, compreso l'uso di troppe sovrapposizioni di impulsi e/o frequenze troppo alte, altrimenti può causare lesioni alla pelle;
- L'uso errato può causare lesioni agli occhi. Si prega di proteggere gli occhi dall'esposizione. Non utilizzare il prodotto sopra le palpebre o vicino agli occhi;
- Si prega di non ignorare le misure di sicurezza intrinseche del prodotto. Per esempio, l'uso corretto degli occhiali di protezione, il modo corretto di adattare la pelle, ecc;
- Si prega di effettuare il test della pelle prima dell'uso e confermare la condizione della pelle dopo 2 ore di test. Se non c'è nessuna anomalia (rossore e vescica) nell'area irradiata, è possibile utilizzare questo prodotto in modo sicuro;
- Durante l'uso, si prega di indossare occhiali di protezione durante tutto il processo e chiudere la finestra di rimozione dei capelli alla pelle per la rimozione dei capelli;
- Dopo l'uso, si prega di pulire i capelli e i prodotti per la cura della pelle attaccati al dispositivo di rimozione dei capelli per evitare guasti alla macchina o danni alla pelle;
- Si prega di seguire le istruzioni in questo manuale e indossare correttamente gli occhiali di protezione per utilizzare questo prodotto, in modo da evitare che l'occhio venga stimolato dalla luce forte;
- Si prega di impostare l'intensità dell'irradiazione in base al proprio tipo di pelle, per la prima volta utilizzare la modalità softsoft;
- Se la pelle è leggermente calda e rossa dopo l'uso, è normale;
- Non lasciare il prodotto incustodito dopo l'avvio, si prega di spegnerlo in tempo dopo l'uso;
- Pulire la pelle per assicurarsi che la superficie della pelle sia priva di residui di capelli, completamente asciutta e priva di sostanze oleose e macchie;
- Se la differenza di temperatura ambientale raggiunge più di 20 °C (si prega di regolare dall'ambiente a bassa temperatura all'ambiente ad alta temperatura, o viceversa), si prega di spegnere lo strumento e lasciarlo riposare per circa 2 ore prima di utilizzarlo;
- Si prega di non utilizzare vicino a materiali infiammabili ed esplosivi, compresi gli spruzzatori o la stazione di servizio, ecc, che possono causare incendi e lesioni elettriche
- La temperatura ambiente dello strumento è 5-30 °C, si prega di confermare la temperatura ambiente prima dell'uso;
- Entro 48 ore dopo l'irradiazione, la parte irradiata dovrebbe essere protetta dalla radiazione ultravioletta diretta;
- Non esporre il prodotto alla luce del sole o ai raggi ultravioletti per un lungo periodo, che danneggerà seriamente il prodotto;

- Non usare il ventilatore incorporato se non funziona dopo l'accensione (non si sente alcun ronzio), in modo da evitare fumo, fuoco e altri guasti;
- Non usarlo nella vasca da bagno, nella doccia o in altri luoghi vicino a fonti d'acqua. Si prega di tenere il prodotto e l'adattatore di alimentazione in stato asciutto;
- Quando si usa questo prodotto, non si raccomanda di usarlo per molto tempo. Si prega di usarlo per 1 ora e spegnerlo per 10 minuti;
- Se la custodia, la lente o l'alimentatore del prodotto sono danneggiati, si prega di smettere di usare il prodotto immediatamente. Non ripararlo senza autorizzazione. Deve essere riparato da personale professionale del reparto manutenzione del produttore o di reparti simili.
- Si prega di non utilizzare l'apparecchio nella vasca da bagno, nella doccia o vicino a fonti d'acqua: mantenere il prodotto e l'adattatore di alimentazione asciutti.



## ■ Non adatto a persone e circostanze

- L'uso di questo prodotto può avere effetti spiacevoli o cattivi su persone con costituzione allergica, persone con malattie della pelle e dermatiti allergiche, persone con pelle sensibile, ecc;
- Si prega di non utilizzare questo prodotto sulla pelle danneggiata (come ustioni, vesciche, incisioni, malattie della pelle attive o infezioni);
- Se state prendendo il trattamento importante quale la terapia farmacologica fotosensibile, la consultazione medica dovrebbe essere condotta prima di usando questo prodotto, altrimenti, l'uso di questo prodotto può danneggiare la pelle;
- Le donne incinte, le donne che allattano, il periodo mestruale, le cicatrici della pelle, il diabete, la pelle vulnerabile e la pelle sensibile alla luce non dovrebbero essere usati;
- I pazienti con la malattia cardiaca severa, l'ipertensione moderata o severa, il tumore maligno, la mucosite, la malattia infettiva della pelle, la pelle dell'ustione ed il disordine anticoagulante sono vietati;
- Non usare per le persone con metabolismo anormale del collagene, compresa la storia della cicatrice e la guarigione difficile della ferita;
- Non usi per i pazienti con le malattie vascolari, quali le vene varicose e la vasodilatazione al sito di irradiazione;
- Non usare se la pelle è sensibile alla luce e incline all'eruzione o all'allergia;
- Se il sito di irradiazione è infetto, herpes simplex, lesioni cutanee ed ematoma, non usarlo;
- Non usare malattie anti immunitarie (compresa l'infezione da HIV / AIDS, lupus eritematoso, porfiria, ecc;)
- È vietato l'uso di isotretinoina, acido fruttico (AHA), acido salicilico (BHA) o acido rododendrico in pazienti con qualsiasi malattia emorragica;
- Per coloro che usano la depilazione chimica entro 30 giorni, coloro che hanno usato prodotti per lo sbiancamento della pelle o cosmetici contenenti vitamina A in breve tempo, si prega di usarli con cautela;
- Questo prodotto non può essere usato insieme a prodotti a base di oli

essenziali. Si prega di assicurarsi che la pelle sia pulita, asciutta e priva di emulsione, lubrificante o altri cosmetici

- Se la superficie della pelle non è pulita e asciutta, può influenzare l'esperienza di utilizzo del prodotto, o addirittura danneggiare il prodotto;
- È vietato l'uso di aspirina, immunosoppressori e isotretinoina. L'uso recente di farmaci sensibili alla luce (come tetraciclina e sulfanilamide, ecc.) è vietato;
- Questo prodotto è vietato per coloro che hanno recentemente iniettato otturazioni o tossine.

### ■ Non utilizzare per le seguenti parti del corpo o situazioni

1/All'interno della bocca, genitali, mucose, ecc.	6/Zona dell'acne	11/Dentro l'ombelico
2/Chirurgia plastica, sito chirurgico	7/Zona Macchie, nei	12/Grande vena
3/Pomo d'Adamo	8/Sopracciglia, capelli	13/Tatuaggio e pittura del corpo
4/Bulbi oculari, palpebre, intorno agli occhi	9/Orecchio	
5/Testa	10/Capezzolo, areola	

(Nota: Questo elenco non è esaustivo. Se non sei sicuro di poter utilizzare questo prodotto, ti consigliamo di consultare il tuo medico)

### ■ Dopo aver usato questo prodotto, può causare i seguenti effetti collaterali:

1/ustioni cutanee	3/Edema del follicolo pilifero, vesciche	5/prurito, dolore
2/arrossamento e gonfiore locali	4/eritema, pigmentazione	6/Cicatrice

(Nota: Questo elenco non è esaustivo. In caso di malessere, si consiglia di consultare il servizio clienti e il medico)


### ⚠️ Precauzioni

1. Questo prodotto non può essere utilizzato per il trattamento di malattie
2. La rimozione di capelli bianchi o grigi non è raccomandata
3. Non utilizzare questo strumento per la pelle naturalmente scura
4. Non esporsi al sole prima della depilazione
5. Quando viene utilizzato per la prima volta, assicurarsi di impostare la modalità soft, utilizzando una piccola area del braccio per testare la reazione cutanea
6. Quando si depila, assicurarsi che la finestra depilatoria è vicino alla pelle, e poi depilare
7. È vietato usare nell'ambiente scuro
8. Si prega di non usarlo alla luce diretta del sole per evitare il guasto della macchina

9. Non urtare o scuotere violentemente il prodotto

10. Non estrarre direttamente la spina senza spegnere la macchina, in modo da non causare danni alla macchina

**Nota: quando si usa il depilatore, si prega di assicurarsi che l'ingresso dell'aria sia in alto e l' Luce spenta, il che favorisce un migliore raffreddamento del depilatore.**



## Descrizione del prodotto

### ■ Introduzione al Prodotto Diamond Air

Informazioni su Hair Remover


- Questo prodotto è diverso dallo strumento di sbrigliamento a luce calda concavo e miniaturizza la tecnologia di sbrigliamento del punto di congelamento di Yimei. L'innovativa tecnologia per la cura della pelle del punto di congelamento dello zaffiro può efficacemente pre raffreddare l'epidermide, ridurre il calore dell'epidermide, evitare le ustioni e proteggere meglio la pelle. Quando si depila, premere la testa piatta zaffiro strettamente sulla pelle per sopraffare il follicolo pilifero, in modo che la radice è più vicino alla zona di alta energia dell'epidermide, in modo da migliorare l'efficienza di assorbimento di energia del follicolo pilifero. Il cappuccio della lampada piatta di zaffiro è facile da pulire e pulire non appena è pulito. Ha una trasmissione della luce più forte e un migliore effetto di depilazione.

- È piccolo, portatile e facile da riporre.

- Questo prodotto ha un uso a lungo termine senza sostituzione del tappo della lampada integrata, ed è adatto a più aree di rimozione dei capelli (come il viso, labbro, ascella, linea bikini, braccio, gamba, ecc.), risparmiandovi costosi costi di sostituzione del tappo della lampada, non è necessario acquistare accessori frequentemente, nessun costo aggiuntivo nascosto. Inoltre, questo prodotto ha un perfetto sistema di filtraggio, che può ben filtrare invalido lunghezza d'onda breve e luce nociva.

## ■ Struttura del prodotto e accessori

### Composizione del prodotto




Host



Cavo di alimentazione




Adattatore di alimentazione



Manuale




Occhiali




Coltello per la rasatura

## Struttura del prodotto



## Preparazione prima dell'uso



①Può pulire a fondo la pelle, assicurarsi che la pelle non abbia peli, completamente asciutta, nessun residuo di sostanza oleosa (profumo, lozione, fluido per il corpo e residui di protezione solare).

②Si prega di assicurarsi che non ci siano residui di sporco, come polvere e capelli, e che non ci siano danni o anomalie. Se c'è dello sporco, si prega di assicurarsi di pulirlo per evitare il fallimento del prodotto, il deterioramento e i problemi della pelle.

③Si prega di testare la pelle prima di utilizzare l'epilatore. Dopo 2 ore di test cutaneo, confermare la condizione della pelle. Se non c'è nessuna anomalia (rossore e vescica) nell'area irradiata, si può usare questo prodotto in modo sicuro.

### Impostazione dell'intensità dell'irradiazione

Per l'impostazione dell'intensità dell'irraggiamento, questo prodotto ha 3 modalità di regolazione, che si adattano alle esigenze di diverse sensibilità della pelle e ai diversi colori dei peli del corpo, di seguito sono riportate le istruzioni per l'uso consigliate:

Modalità:

Modalità softsoft: adatta per le parti sensibili come labbra e parti intime / persone con pelle più scura / persone con pelle sensibile, ecc.

Modalità corpo: adatta per persone con peli mediamente spessi e ruvidi per zone del corpo come braccia, gambe, ecc. Modalità potentepotente: adatta per persone con peli spessi e ruvidi per zone del corpo come braccia, gambe, ecc. (Siccome nella modalità potente richiede molta energia, potrebbe essere più leggero e la modalità corpo potrebbe sviluppare un più potente senso di calore, non si tratta di un guasto all'apparecchio)

•Fare riferimento alla seguente tabella per il tipo di colore dei peli adatto al proprio tipo di pelle.


Skin color \ Hair color	Skin color					
	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brown black and darker
White/Grey	×	×	×	×	×	×
Red	×	×	×	×	×	×
Light blond	×	×	×	×	×	×
Dark blond/light brown	regular mode power mode	regular mode power mode	regular mode power mode	soft mode regular mode	×	×
Brown	regular mode power mode	regular mode power mode	regular mode power mode	soft mode regular mode	×	×
Dark brown	regular mode power mode	regular mode power mode	regular mode power mode	soft mode regular mode	×	×
Black	regular mode power mode	regular mode power mode	regular mode power mode	soft mode regular mode	×	×

(Nota: X significa non adatto.)

•Se durante l'uso si percepisce dolore o fastidio, regolare la modalità (se si sente caldo o un leggero bruciore ma nessun dolore, è normale)  
Le persone con la pelle più scura sono soggette a irritazioni cutanee, quindi si consiglia di utilizzare la modalità soft o la modalità corpo  
Al primo utilizzo si consiglia di utilizzare la modalità soft o la modalità corpo


## Istruzioni

### ■ Utilizzare i passaggi




1. Si prega di utilizzare un rasoio per radere i peli delle parti che hanno bisogno di cure


⚠ Non toccare direttamente la pelle, non usare con la schiuma o radersi nella vasca da bagno. La lama è affilata. Si prega di usarla con attenzione per evitare di graffiare




2. Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore, Inserire il cavo di alimentazione nel connettore di ingresso dell'alimentazione all'estremità del prodotto




3. Collegare il cavo di alimentazione all'interfaccia di ingresso dell'alimentazione del prodotto, quindi inserire la spina nella presa di corrente




4. Pressa breve il pulsante di alimentazione posto sul lato del corpo principale per accenderlo e immediatamente verrà visualizzata la marcia e la modalità ghiaccio




5. Questo prodotto ha tre modalità di marcia, premere brevemente il pulsante di accensione/pulsante di regolazione sul lato del corpo principale per attivare la modalità d'epilazione scelta tra: modalità soft - modalità corpo - modalità potente - modalità corpo - modalità soft.



6. Indossare occhiali per proteggere gli occhi prima della depilazione



7. Posizionare l'uscita della luce nell'area della pelle da trattare e montarla verticalmente. La luce del sensore di depilazione si accenderà di luce bianca, indicando il contatto completo. Premere il tasto flash per avviare l'operazione di depilazione. Se la luce bianca non è accesa, significa che il coprilampada non si adatta completamente alla pelle, e lo strumento non emette luce




8. Finita l'epilazione, tenere premuto il pulsante di accensione per 1,2 secondi per spegnere il dispositivo (non scollegare il dispositivo senza prima spegnerlo per evitare danni)

## ■ Spiegazione delle modalità d'uso

### •Modalità di applicazione continua intelligente (applicabile a grandi aree come braccia e gambe):

posizionare la presa di luce nell'area da trattare e applicarla direttamente sulla pelle. A questo punto, la spia del sensore di rimozione dei peli si accende, indicando che la testa della lampada è in pieno contatto con la pelle. Tenere premuto il pulsante del flash per 1,2 secondi, allora l'indicatore di lampeggiamen




to continuo si accende, entrando nella modalità continua intelligente, tenerlo applicato vicino alla pelle e i flash verranno emessi a intervalli regolari. Scorrere avanti e indietro 2 volte per assicurarsi che l'area di depilazione sia tutta coperta in modo uniforme ed evitare che la luce si disperda.

\*Suggerimento: la velocità di spostamento sulla pelle può essere regolata in base alla velocità del flash, in modo che la copertura sia il più uniforme possibile, la frequenza del flash è più veloce in modalità morbida, leggermente più lenta in modalità corpo; più alta è la marcia, più lenta sarà la luce velocità in uscita.

### •Modalità di applicazione singola (applicabile a piccole parti come peli delle dita e delle labbra, ecc.):

Posizionare l'uscita della luce sull'area della pelle da trattare e applicarla direttamente sulla pelle, allora la spia del sensore di epilazione si accende, indicando che la testa della luce è completamente a contatto con la pelle. Premere brevemente il pulsante del flash per avviare l'epilazione. Spostare la testina della




luce sulla parte contigua di pelle, attendere che la luce bianca della spia del sensore di epilazione si accenda, quindi premere il pulsante del flash e ripetere nuovamente le operazioni di cui sopra.

\*Suggerimento: in qualsiasi momento durante il processo di epilazione, se la pelle inizia a surriscaldarsi, fai una pausa per alcuni secondi per consentire alla presa di Uscita luminosa di raffreddarsi di nuovo prima di rimuovere i peli.

### [Suggerimenti per l'uso del depilatore]

1. Poiché il flash continuo dello strumento di depilazione accumulerà il calore continuamente, per fare l'effetto dell'applicazione del ghiaccio continuare ad essere efficace, è suggerito che dopo la depilazione in un'area, la lampada dello zaffiro dovrebbe essere usata per ghiacciare l'area di pelle depilata avanti e indietro per circa 30s, e poi l'operazione di depilazione nell'area seguente dovrebbe essere effettuata. Questo può ghiacciare di nuovo per calmare la pelle e rendere l'effetto di raffreddamento dello zaffiro migliore.



2. Quando si utilizza lo strumento di rimozione dei capelli, il tappo della lampada dovrebbe premere la pelle strettamente per renderlo completamente contatto con la radice del follicolo pilifero, in modo da garantire che il follicolo pilifero può assorbire maggiore energia e raggiungere più efficace effetto di rimozione dei capelli. Allo stesso tempo, il contatto dello zaffiro con la pelle, può pre raffreddare l'epidermide, ridurre il calore dell'epidermide, meglio proteggere la pelle.

### ■ Ciclo di vita

Nelle prime quattro settimane viene utilizzato tre volte alla settimana; a partire dalla quinta settimana viene utilizzato una volta ogni due o quattro settimane.

**Nota: si prega di usarlo per molte volte secondo la crescita dei capelli. Se i capelli sono troppo spessi e duri, è possibile aumentare la marcia e la frequenza in modo appropriato. La situazione specifica varia da persona a persona.**

## Manutenzione dopo l'uso

### ■ Precauzioni dopo la depilazione

- Si raccomanda di evitare di toccare l'acqua entro 6 ore dopo la depilazione, e poi usare acqua idratante per idratare le parti irradiate.
- Non usare profumi, maschere per il viso e cosmetici contenenti perle smerigliate dopo la depilazione.
- Evitare l'esposizione ai raggi UV nelle 48 ore successive alla depilazione e applicare la protezione solare se necessario
- Lo scurimento artificiale della pelle durante la depilazione non è consentito.
- Consultate il vostro medico se avete bisogno di un intervento di chirurgia plastica dopo la depilazione (solo nell'area della depilazione).
- Se vi sentite male, smettete di usare questo prodotto e consultate il vostro medico.

## ■ Pulizia e manutenzione

Al fine di garantire il miglior effetto e la più lunga durata del prodotto, si prega di pulire il prodotto prima e dopo ogni depilazione per evitare l'accumulo a lungo termine di capelli e polvere. Se non si pulisce normalmente, il prodotto non otterrà l'effetto dovuto.

- Prima della pulizia, l'attrezzatura deve essere spenta e l'alimentazione deve essere rimossa per permettere alla macchina di raffreddarsi.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire lo specchio di uscita della luce.
- Conservare l'attrezzatura in un ambiente asciutto e privo di polvere a -10-55 °C.
- Non pulire il prodotto e gli accessori nel rubinetto e nella lavastoviglie.
- Non usare sfere d'acciaio, detersivi abrasivi (dentifricio, ecc.) o liquidi corrosivi (benzina, olio motore, acetone, ecc.) per pulire il prodotto.



**Nota: Se l'effetto di pulizia dell'acqua non è buono, alcune gocce di alcool ad alta concentrazione (non più del 95%) possono essere usate per pulire le parti di cui sopra.**

## ■ Protezione dell'ambiente

Quando si eliminano i prodotti, si prega di non gettarli insieme ai rifiuti domestici generali, ma di consegnarli al centro di riciclaggio designato, il che favorisce la protezione dell'ambiente.



## Domande frequenti

Questo capitolo descrive i problemi che si possono incontrare quando si usa questo prodotto. Se non riuscite a risolvere i problemi con le seguenti soluzioni, contattate il centro di assistenza clienti del vostro paese/regione.

- In caso di situazione anomala o di guasto, si prega di contattare in tempo il servizio clienti post-vendita della lingua corrispondente.

Problema	Possibile motivo	Soluzione
Impossibile accendere	L'alimentazione non è collegata correttamente	Si prega di controllare se il cavo di alimentazione è collegato
Nessuna luce	La temperatura della testa del motore principale e della fusoliera è troppo alta La testa dell'host è vicina alla pelle	Attendere che la macchina si raffreddi Tenere l'host vicino alla pelle fino a quando l'indicatore luminoso si accende
L'indicatore di lavoro non è acceso	Problema della macchina Machine	Controllare se l'alimentazione funziona normalmente Riparare o restituire immediatamente il prodotto
C'è uno strano odore nel flash	Il filtro è sporco e inquinato Peli residui sulla superficie del corpo	Pulire il filtro I peli della rasatura riducono l'intensità della luce
Quando si tratta di depilazione, il dolore è insopportabile	I peli della parte da depilare non sono rasati	Prima di usare questo prodotto, si prega di radere i capelli della parte da irradiare. Se la rasatura provoca allergia alla pelle, tagliare i capelli il più corto possibile e usarlo in un ambiente confortevole
	La parte depilata non è adatta all'uso di questo prodotto	Non usare questo prodotto sulle labbra interne, la vagina, l'ano, il capezzolo e l'areola Gli uomini non dovrebbero usare questo prodotto in faccia o nella vagina
	L'intensità della luce è troppo alta	Ridurre l'intensità della luce a un livello confortevole
	La finestra trasparente è danneggiata	Riparare o restituire immediatamente il prodotto
Dopo la depilazione, la parte da depilare diventa rossa	Un leggero rossore è normale, innocuo per il corpo e scomparirà presto	Usare il gel di aloe vera per lenire la pelle o usare il tappo della lampada zaffiro per un impacco di ghiaccio
L'effetto della depilazione non è soddisfacente	Stai usando un'impostazione di intensità troppo bassa per te	La prossima volta, scegli un'impostazione di intensità della luce più alta
	Non lampeggi nell'area adiacente a quella precedentemente illuminata	Dovreste lampeggiare vicini l'uno all'altro e ci dovrebbe essere una certa sovrapposizione tra le aree del flash
	Questo dispositivo non ha alcun effetto sul colore dei tuoi capelli	Se i tuoi capelli sono oro pallido, grigi, rossi o bianchi, l'irradiazione non funzionerà
	La frequenza di utilizzo di questo dispositivo non è sufficiente	Per essere in grado di rimuovere tutti i peli con successo, si consiglia di seguire il regime di irradiazione raccomandato
	La tua risposta alla luce non è rapida	Questo prodotto dovrebbe essere usato continuamente per almeno 5 mesi, perché può ancora inibire la rigenerazione dei capelli durante questo periodo
Il prodotto diventa caldo e umido durante l'uso	Può essere dovuto al funzionamento a lungo termine dello strumento	Spegnerne la macchina e lasciarla riposare. Utilizzarla dopo una sufficiente dissipazione del calore

## Norme di garanzia

1. Per i danni al prodotto causati da incendi, terremoti, inondazioni e altri eventi imprevedibili.
  2. Il guasto dello strumento e i danni causati da 2 vostro errore, dall'uso improprio e da altre condizioni anormali.
  3. Il guasto dello strumento e i danni causati dal vostro errore, dall'uso improprio e da altre condizioni anormali.
  4. Danni causati dall'uso forzato del prodotto in un ambiente non prodotto, incluso ma non limitato al sovraccarico, ecc.
  5. Danni al prodotto causati da altre circostanze al di fuori del controllo di Ulike.
  6. Ulike non è responsabile per qualsiasi danno incidentale alla funzione o all'uso di questo prodotto (come la perdita di interesse della vostra attività, l'interruzione della vostra attività, altre perdite causate dall'uso dello strumento, i costi sostenuti per la sostituzione di attrezzature, dispositivi o servizi quando si utilizza questo prodotto, reclami dei vostri clienti, ecc.)
- Ulike sarà responsabile dei tipi e dell'entità degli incidenti in conformità con le leggi e i regolamenti pertinenti.

## Rappresentante autorizzato



Ulike Europa SRL  
4 rue Royale, 75008, Parigi, Francia  
Contatto: Raphael  
E-Mail: [contacteurope@ulikeglobal.com](mailto:contacteurope@ulikeglobal.com)



Nome: Kingsmead Service S.r.l.  
Indirizzo: 19 piano mezzanino, 19-21 Via Crawford, Londra,  
Inghilterra W1H 1PJ  
Contatto: Peng Yan  
E-mail: [office@kingsmead-service.com](mailto:office@kingsmead-service.com)

Gracias por comprar este producto. Para facilitar su uso, lea detenidamente este Manual y guárdelo adecuadamente. Las imágenes de este manual son solo ilustrativas, prevalecerá en especie.

Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web o correo electrónico - ¡estamos aquí para ayudarle!

**de.ulike.com**

**uk.ulike.com**

**de.support@ulikeglobal.com**

**uk.support@ulikeglobal.com**

Shenzhen Ulike Electrónica inteligente SRL

Sala 810, Edificio 1, Plaza de la ciencia y de la tecnología de Xunmei, Calle No 8 de Keyuan, Comunidad del Parque Científico, Subdistrito de Yuehai, Distrito de Nanshan, Shenzhen 518000, Guangdong, R. P. de China

## Precauciones de seguridad

### ■ Atención especial

- Asegúrese de ensamblar y usar el producto de acuerdo con las regulaciones contenidas en el Manual de Instrucciones.
- Lea detenidamente el Manual de Instrucciones y consérvelo adecuadamente para su referencia en el futuro.
- Si tiene alguna duda durante el uso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en línea.

⊗ **PELIGRO:** Contenido relacionado con lesiones personales debido a una operación incorrecta.

⚠ **ADVERTENCIA:** Contenido relacionado con peligros debido a una operación incorrecta.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Contenido relacionado con la seguridad personal o daños a la propiedad debido a una operación incorrecta.

### ⊗ Peligro



- No utilice el instrumento directamente contra los ojos, de lo contrario, la fuerte fuente de luz emitida por el producto puede lesionar los ojos;
- de lo contrario, la temperatura de la salida puede causar quemaduras para la piel;
- En condiciones normales de funcionamiento, no inserte ningún objeto en el producto, de lo contrario, puede causar daños al cuerpo humano;
- Actualmente no hay datos disponibles para su uso en niños menores de 18 años, por lo tanto, los niños menores de 18 años no pueden tocarlo ni usarlo. Manténgalo alejado de los niños menores de 18 años cuando use el producto. Debe cuidarse a los niños y asegurarse de que no jueguen al aparato.
- El aparato no está diseñado para quienes que tengan deficiencias físicas, sensoriales o mentales o que carezcan de experiencia y conocimientos en el uso (incluidos niños), salvo que haya alguno responsable de su seguridad los supervise o les instruya en la materia del uso del aparato.

### ⚠ Advertencia



- Pueden producirse efectos adversos si no se siguen las instrucciones;
- No aplique antitranspirante inmediatamente después de irradiar la axila;
- Para evitar quemaduras y fallos durante el uso, confirme y limpie periódicamente las suciedades en el puerto de irradiación;
- No acerque el puerto de irradiación a los elementos que sean fáciles de desmagnetizar, de lo contrario, puede causar fallos y daños;
- No lo use cuando la ventilación está bloqueada, de lo contrario, puede causar humos e incendios;
- Para el funcionamiento normal del producto, no apunte el puerto de irradiación hacia objetos negros;

- Para evitar ennegrecimiento, decoloración y rotura, no irradie ropa, cabello u otros artículos;
- No use el producto en mascotas, de lo contrario, puede causar lesiones;
- Puede causar lesiones para los ojos (que potencialmente cause ceguera) o para la piel si no se siguen las instrucciones. Lea y siga las instrucciones de operación;
- No extienda ni reutilice en un área de superficie, evite el uso excesivo, incluida la acumulación excesiva de impulsos y/o la frecuencia excesiva, que puede lesionar su piel;
- El mal uso puede causar lesiones para los ojos, por favor proteja sus ojos contra la exposición, no use el producto por encima de los párpados o cerca de los ojos;
- No ignore los mecanismos de seguridad inherentes al producto. Por ejemplo, el uso correcto de las gafas protectoras, la forma correcta de pegar en la piel, etc.;
- Realice una prueba cutánea antes de usar, confirme la condición de la piel durante 2 horas después de la prueba, puede utilizar el producto sin preocupaciones si no hay anomalías (enrojecimiento o ampollas) en la parte irradiada;
- Durante el uso, use las gafas protectoras durante todo el proceso y pegue la ventana de depilación en la piel para la operación de depilación;
- Después del uso, elimine el cabello y los productos para el cuidado de la piel adheridos a la depiladora para evitar fallos y lesiones para la piel;
- Siga las instrucciones, use las gafas protectoras correctamente para usar el producto, a fin de evitar un fuerte estímulo de la luz para los ojos;
- Elija la intensidad de irradiación según su condición de piel. Seleccione el modo suave cuando use la depiladora por primera vez.
- Si la piel está ligeramente caliente y enrojecida después del uso, es el fenómeno normal;
- El producto no se puede dejar desatendido después de encenderlo, y apáguelo a tiempo después de su uso;
- Limpie la piel para asegurarse de que esté libre de residuos de cabello, completamente seca y libre de sustancias grasas y manchas;
- Si la diferencia de temperatura del entorno operativo alcanza más de 20 grados centígrados (de un entorno de baja temperatura a un entorno de alta temperatura, o viceversa), apáguelo y espere unas 2 horas antes de utilizarlo nuevamente;
- No utilice el producto cerca de objetos inflamables y explosivos (incluidos pulverizadores, gasolineras, etc.) que puedan provocar incendios, choques eléctricos y otros peligros;
- La temperatura ambiente de la depiladora es de 5 a 30°C, confirme la temperatura ambiente antes de su uso;

- Evite la radiación ultravioleta directa sobre la parte irradiada dentro de las 48 horas posteriores a la irradiación;
- No exponga el producto a la luz solar ni lo coloque bajo luz ultravioleta durante mucho tiempo, lo que dañará gravemente el producto;
- Si el ventilador incorporado no funciona después de encender la fuente de alimentación (no se oye ningún zumbido), no lo use, de lo contrario puede causar fallos como humo, fuego, etc.;
- No lo use en el baño, la ducha u otros lugares cerca de la fuente de agua, mantenga secos el producto y el adaptador de potencia;
- Cuando use el producto, no se recomienda usarlo por un tiempo prolongado, apáguelo durante 10 minutos después de usarlo durante 1 hora para el próximo uso;
- Si la carcasa, la lente o la fuente de alimentación están dañadas, deje de usar el producto inmediatamente. No repare el producto sin autorización, debe ser reparado por personal profesional del departamento de mantenimiento del fabricante o de un departamento similar.
- Por favor, no utilice el dispositivo en la bañera, la ducha o cerca de fuentes de agua: mantenga el producto y el adaptador de corriente secos.



## ■ Personas y situaciones inadecuadas

- El uso del producto puede causar molestias o efectos adversos en personas con alergias, personas con enfermedades cutáneas y dermatitis alérgica, personas con piel sensible, etc., si ocurre algún efecto adverso durante el uso, deje de usar el producto inmediatamente; in, immunosoppressori e isotretinoina. L'uso
- No use el producto en áreas con la integridad dañada de la piel (por ejemplo, quemaduras, ampollas, cortes, heridas, enfermedades cutáneas activas o infecciones);
- Si está tomando medicamentos fotosensibles para tratamientos importantes, se requiere una consulta médica antes de usar el producto, de lo contrario, el uso del producto puede lesionar la piel;
- No es apto para mujeres embarazadas, mujeres lactantes, períodos menstruales femeninos, cicatrices corporales, diabetes, piel frágil y piel sensible a la luz;
- Se prohíbe para los que tengan enfermedades cardíacas graves, hipertensión moderada a grave, tumores malignos, foliculitis, enfermedades cutáneas infecciosas, piel quemada y trastornos anticoagulantes;
- No lo use si tiene un metabolismo anormal del colágeno, incluidos antecedentes de cicatrices y cicatrización deficiente de heridas;
- No lo use si tiene enfermedades vasculares, como varices y vasodilatación en la parte de irradiación;
- No lo use si la piel es sensible a la luz y propensa a erupciones o alergias;
- No lo use si la parte irradiada está infectada, no lo use si tiene los

herpes simples, las lesiones cutáneas y el hematoma;

- No lo use si tiene enfermedades de supresión de respuesta inmunitaria (incluida la infección por VIH, lupus eritematoso, porfiria, etc.);
- Se prohíbe para cualquier paciente con trastorno hemorrágico, y se prohíbe para los que usen isotretinoína, ácido de frutas (AHA), ácido salicílico (BHA) o ácido de azalea;
- Utilice este producto con precaución para los que usen la depilación química dentro de los 30 días, para los que hayan usado productos para blanquear la piel durante poco tiempo o para los que hayan utilizado ingredientes de vitamina A;
- No lo use con productos de aceites esenciales al mismo tiempo.
- No lo use con productos de aceites esenciales al mismo tiempo. Asegúrese de que la piel en la parte a irradiar esté limpia y seca, y libre de lociones, lubricantes u otros cosméticos;
- Si la superficie de la piel no está limpia y seca, puede afectar la experiencia de uso del producto e incluso dañar el producto;
- Está prohibido durante el uso de medicamentos con aspirina, el uso de medicamentos inmunosupresores, isotretinoína y otros medicamentos. Está prohibido el uso reciente de medicamentos sensibles a la luz (como tetraciclina y sulfa etc.);
- Está prohibido para las personas que se hayan inyectado con rellenos y toxinas recientemente.

### ■ No lo use para las siguientes partes corporales o bajo las siguientes condiciones

1/Intraoral, genitales, mucosas, etc.	6/Área de acné	11/Dentro del ombligo
2/Cirugía plástica, parte quirúrgica	7/Manchas y motas	12/Vena grande
3/Nudo de garganta	8/Cejas, cabello	13/Tatuaje, pintura corporal
4/Globo ocular, párpados, alrededores de los ojos	9/Orejas	
5/Cabeza	10/Pezón, areola	

(Nota: esta lista no es exhaustiva, si no está seguro de si se puede utilizar este producto, le recomendamos consultar a un médico)

### ■ Después de usar el producto, pueden producirse los siguientes efectos secundarios:


1/Quemaduras cutáneas	3/Edema de folículos pilosos y ampollas	5/Picazón y dolor
2/Enrojecimiento e hinchazón locales	4/Eritema y pigmentación	6/Cicatrices

(Nota: esta lista no es exhaustiva; si siente cualquier otra molestia, le recomendamos consultar al servicio de atención al cliente o a un médico)

## ⚠ Precauciones

- 1.El producto no debe utilizarse para el tratamiento de enfermedades.
- 2.No se recomienda eliminar el vello blanco o gris.
- 3.Para pieles naturalmente oscuras, no utilice el producto.
- 4.No se exponga a la luz solar antes de la depilación.
- 5.Cuando la use por primera vez, seleccione el modo suave y haga una prueba en una pequeña área de piel en el brazo para comprobar la reacción de la piel.
- 6.Asegúrese de que la ventana de depilación pegue en la piel durante la depilación, y luego, realice la operación de depilación.
- 7.No lo use en un ambiente oscuro.
8. Para evitar fallos en la máquina, no lo utilice bajo la luz solar directa.
- 9.No golpee ni agite violentamente el producto.
- 10.No desenchufe el conector sin apagarlo, de lo contrario, podría dañar el producto.

**Nota: cuando se detiene durante el uso de la depiladora, asegúrese de colocar la entrada de aire hacia arriba y la pantalla Salida de luz, lo que favorece una mejor disipación del calor y enfriamiento de la depiladora.**



## Introducción del producto


### ■ Breve introducción del producto

Sobre la depiladora


- El producto rompe la técnica de la depiladora de luz caliente cóncava, convierte en la miniaturización la tecnología de depilación con congelación de la medicina cosmética. La tecnología innovadora para el cuidado de la piel con congelación de zafiro enfría la piel de manera eficaz, reduce el calor de la piel, evita las quemaduras solares y protege la piel de mejor manera. La cabeza plana de zafiro comprime la piel y presiona los folículos pilosos para acercar sus raíces a las áreas de mayor energía, lo que mejora la eficiencia de la absorción de energía de los folículos pilosos. El portalámparas de zafiro plano es fácil de limpiar y tiene una buena transparencia de luz, lo que brinda un mejor efecto de depilación.
- El instrumento es compacto y portátil, fácil de almacenar.
- Este producto tiene un portalámparas integrado que no necesita ser reemplazado, tiene una larga vida y es adecuado para múltiples áreas de depilación (como: cara, labios, axilas, líneas de bikini, brazos, piernas, etc.) para ahorrar sus altos costos de reemplazo del portalámparas, no necesita comprar accesorios con frecuencia y no hay costos adicionales ocultos. Además, tiene un sistema de filtrado perfecto, que puede filtrar de mejor manera la longitud de onda corta ineficaz y la luz dañina.

## ■ Estructura del producto y accesorios

### Composición del producto




Unidad



Cable de alimentación




Adaptador



Manuale




Gafas




Maquinilla de afeitar

## Estructura del producto



## Preparaciones antes de usar



- ① Limpie a fondo la piel para asegurarse de que no tenga vellos residuales, esté completamente seca y libre de sustancias oleosas residuales. (Residuos como perfumes, lociones, desodorantes y protectores solares)
- ② Compruebe que no queden polvos, vellos u otras suciedades sobre el puerto de irradiación y que no haya daños ni anomalías. Si hay suciedades, límpielas para evitar fallos del producto, deterioro y problemas de la piel.
- ③ Realice una prueba cutánea antes de usar la depiladora, confirme la condición de la piel durante 2 horas después de la prueba, puede utilizar el producto sin preocupaciones si no hay anomalías (enrojecimiento o ampollas) en la parte irradiada.

### ■ Configuración de la intensidad de irradiación

Este producto tiene 3 modos de ajuste de intensidad, que pueden satisfacer las diferentes necesidades según la sensibilidad de la piel y el color del vello corporal. A continuación se indican las instrucciones de uso recomendadas:

•Modos:

Modo suave: adecuado para personas con piel oscura y sensible en partes sensibles como labios y partes íntimas.

Modo corporal: adecuado para las partes del tronco de personas con vello poco denso y de dureza media o baja, como brazos y piernas, etc.

Modo intenso: adecuado para las partes del tronco de personas con vello grueso y duro, como brazos y piernas, etc. (El modo intenso brinda más energía en comparación con el modo suave y el modo corporal, por lo que la depiladora se calienta más en este modo, esto no es un fallo del dispositivo.)

•Consulte la tabla a continuación para determinar el modo adecuado para su condición de piel y color de vello.

Skin color Hair color	Skin color					
	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brown black and darker
White/Grey	×	×	×	×	×	×
Red	×	×	×	×	×	×
Light blond	×	×	×	×	×	×
Dark blond/light brown	regular mode power mode	regular mode power mode	regular mode power mode	soft mode regular mode	×	×
Brown	regular mode power mode	regular mode power mode	regular mode power mode	soft mode regular mode	×	×
Dark brown	regular mode power mode	regular mode power mode	regular mode power mode	soft mode regular mode	×	×
Black	regular mode power mode	regular mode power mode	regular mode power mode	soft mode regular mode	×	×

(Nota: X es el ítem no aplicable)

• Si siente dolor o molestias durante el uso, ajuste el modo (si siente calor o un poco de ardor pero no siente dolor, es normal)

Las personas con piel más oscura son propensas a sufrir irritaciones de la piel, por lo que se recomienda usar el modo suave o el modo corporal. Cuando use la depiladora por primera vez, seleccione el modo suave o el modo corporal


## Cómo usar

### ■ Pasos de uso




1. Use una maquinilla de afeitar para afeitarse el vello que necesita cuidado


⚠ La maquinilla de afeitar no debe tener contacto directo con la piel, afeítese el vello con espuma o durante la ducha. La maquinilla de afeitar está afilada, úsela con cuidado para evitar raspaduras




2. Conecte el cable de alimentación al adaptador, Enchufe el cable de alimentación en el conector de entrada de la fuente de alimentación de la parte posterior del producto




3. Después de conectar el cable de alimentación al conector de entrada de la fuente de alimentación del producto, inserte el conector en un enchufe de alimentación




4. Presione brevemente el botón de encendido en el lado de la depiladora para encenderla. Una vez encendida, podrá ver la marcha y el modo de compresión de hielo.




5. Este dispositivo tiene tres modos de marcha. Presione brevemente el botón de encendido/botón de ajuste de marcha en el lado del dispositivo para encender el dispositivo y ajustar el modo de depilación deseado. Los modos de ajuste son: modo suave - modo corporal - modo intenso - modo corporal - modo suave.



6. Lleve las gafas protectoras antes de la depilación para proteger los ojos



7. Coloque la salida de luz sobre la piel a tratar y pegue en ella verticalmente. La luz del sensor de depilación se volverá blanca para indicar que está totalmente en contacto. Presione el botón de destello para comenzar la depilación. Si la luz indicadora de depilación no se vuelve blanca, significa que el portalámparas no está completamente adherido a la piel y el instrumento no emitirá luz




8. Una vez completada la depilación, mantenga presionado el botón de encendido durante 1,2 segundos para apagar el dispositivo (a fin de evitar daños, no desconecte el dispositivo sin haberlo apagado antes)

## ■ Introducción al modo

### •Modo de flash continuo (adecuado para áreas grandes como brazos y piernas):

Coloque la salida de luz en el área a depilar y ajústela de forma que esté en contacto completo con la piel, luego la luz del sensor de depilación se encenderá, lo que indica que la salida de luz está en contacto completo con la piel. Mantenga presionado el botón de flash durante 1,2 segundos y el indicador




comenzará a parpadear, indicando que está en modo de flash continuo. Mientras mantenga el dispositivo en contacto completo con la piel, la luz flash se emitirá a ciertos intervalos. En este momento, mantenga la depiladora en movimiento y deslícela hacia arriba y hacia abajo dos veces en el área de depilación, a fin de garantizar una cobertura uniforme en el área de depilación y evitar la pérdida de luz.

\*Consejo: A fin de garantizar una cobertura uniforme, la velocidad de movimiento se puede ajustar según la frecuencia de flash. En el modo suave, la frecuencia de flash de luz es más rápida, mientras que en el modo corporal es ligeramente más lenta. Cuanto más alta sea la marcha, más lenta será la frecuencia de flash.

### •Modo de flash único (adecuado para áreas pequeñas, como vellos en los dedos y labios) :


Coloque la salida de luz en el área a depilar y ajústela de forma que esté en contacto completo con la piel, luego la luz del sensor de depilación se encenderá, lo que indica que el cabezal de luz está en contacto completo con la piel. Pulse brevemente el botón de flash para iniciar la depilación. Mueva el cabezal de luz a la siguiente zona y espere a que se encienda la luz blanca del sensor de depilación. Después presione el botón de flash y repita los pasos anteriores.



\*Consejo: En cualquier momento durante el proceso de depilación, si siente que su piel está demasiado caliente, haga una pausa de unos segundos para que la salida de luz se enfríe antes de continuar con la depilación.

### [Consejos de uso de la depiladora]

1. El destello continuo de la depiladora acumulará energía continuamente. Para mantener eficaz la compresa de hielo, se recomienda usar el portalámparas de zafiro para aplicar compresa de hielo alrededor del área de la piel depilada durante aproximadamente 30 s después de la depilación del área, y luego realizar la depilación en la siguiente área. Así calmará la piel nuevamente con la compresa de hielo y se permitirá que el zafiro se enfríe de mejor manera.



2. Presione el portalámparas firmemente contra la piel para que el portalámparas esté en contacto completo con la raíz de los folículos pilosos, para asegurarse de que los folículos pilosos absorben más energía, así se logrará un mejor efecto de depilación. Mientras tanto, el zafiro podrá estar en contacto con la piel, para enfriar previamente la piel, reducir el calor de la piel y proteger la piel de mejor manera.

### ■ Ciclo de vida útil

Durante las semanas 1 a 4, se utiliza tres veces por semana; a partir de la quinta semana, se utiliza una vez cada dos o cuatro semanas.

**Nota: Úselo varias veces de acuerdo con el crecimiento del vello. Puede aumentar adecuadamente la posición y la frecuencia para el vello que es demasiado grueso y duro sobre esta base, la situación específica varía de personas.**

## Cuidado después del uso

### ■ Precauciones después de la depilación

- Evite tocar el agua dentro de las 6 horas posteriores a la depilación, se puede usar agua hidratante para el cuidado de las partes irradiadas después de 6 horas.
- No utilice perfumes, mascarillas o cosméticos que contengan perlas abrasivas después de la depilación de la piel.
- Evite la exposición a los rayos ultravioleta durante las 48 horas posteriores a la depilación y aplique protector solar si es necesario.
- No se permite el bronceado artificial durante la operación de depilación.
- Si necesita recibir cirugía plástica después de la depilación (solo para la zona de depilación), consulte a su médico.
- Si siente cualquier molestia, deje de utilizar el instrumento inmediatamente y consulte a un médico.

## ■ Limpieza y mantenimiento

Para garantizar los mejores efectos y una vida útil más prolongada del producto, limpie el producto antes y después de cada depilación para evitar la acumulación de vellos y polvos a largo plazo. Si no lo limpia adecuadamente, el producto no obtendrá su efecto deseado.

- Antes de comenzar la limpieza, el instrumento debe estar apagado y desenchufado de la fuente de alimentación para permitir que el instrumento se enfríe.

- Utilice un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del espejo de la salida de luz.

- Almacene el instrumento en un entorno seco, sin polvo, a temperatura de -10-55°C.



- Nunca lave el producto y los accesorios en grifos y lavavajillas.

- No utilice bolas de acero, detergentes abrasivos (pasta de dientes, etc.) o líquidos corrosivos (gasolina, aceite para motor, acetona, etc.) para limpiar el producto.

**Nota: Si con el agua no se limpia bien, puede usar unas gotas de alcohol de alta concentración (no más del 95%) para limpiar las piezas anteriores.**

## ■ Protección del medio ambiente

Cuando se deseché el producto, no lo tire con los residuos domésticos generales. Debe enviarlo a un centro de reciclaje designado, lo que es amigable con el medio ambiente.



## Preguntas más frecuentes

Este capítulo describe los problemas con que se puede encontrar al utilizar este producto. Si no puede resolver los problemas encontrados con las siguientes soluciones, póngase en contacto con el centro de servicio al cliente de su país/región.

- Cuando ocurre una anomalía o no se puede eliminar el fallo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de postventa en el idioma correspondiente.

Problema	Possible motivo	Soluzione
No se puede encender	Hay una mala conexión con la fuente de alimentación.	Revise si la fuente de alimentación está conectada correctamente.
No se emite la luz	Si la temperatura de la cabeza y del cuerpo de la unidad principal es demasiado alta. Si la cabeza de la unidad principal está adherida a la piel.	Espera a que el instrumento se enfríe de forma natural antes de usarlo. Haga que la unidad principal se adhiera completamente a la piel después de que se encienda la luz indicadora de salida de luz.
La luz indicadora de funcionamiento no se enciende.	Falla el instrumento.	Revise si la fuente de alimentación funciona correctamente. Repare o devuelva el producto inmediatamente.
Hay mal olor al destellar	El filtro está sucio. Hay residuos de vello en la superficie corporal.	Limpie el filtro. Aféitese el vello y reduzca la intensidad de la luz.
Dolor insoportable durante la depilación	No se ha afeitado el vello de la parte a depilar.	Antes de usar este producto, aféitese el vello de la parte a irradiar. Si el afeitado causa irritación de la piel, córtese el vello lo más corto posible y úselo bajo un establecimiento cómodo.
	Está prohibido usar este producto para la parte depilada.	No use este producto para labios internos de la vulva, vagina, ano, pezones y areola. No use este producto en la cara o el pene para los hombres.
	La intensidad de la luz es demasiado alta	Reduzca la intensidad de la luz a un nivel cómodo.
	La ventana de transmisión de luz está dañada	Repare o devuelva el producto inmediatamente.
Después de su uso, el área depilada se enrojece.	Un ligero enrojecimiento es el fenómeno normal e inofensivo para el cuerpo, y pronto se desvanecerá.	Use gel de aloe vera para calmar la piel o use un portalámparas de zafiro para calmar la piel con compresa de hielo.

Problema	Possible motivo	Soluzione
Efecto de depilación insatisfactorio	Utiliza un nivel de intensidad de luz que es demasiado bajo para usted.	Elija un nivel más alto para la próxima vez.
	Faltan áreas de destello cercanas al área irradiada.	Debe destellar en un área más cercana y haber algo de superposición entre las áreas de destello.
	Este dispositivo no tiene ningún efecto sobre el color de su vello.	Si su vello es rubio pálido, gris, rojo o blanco, la irradiación no será eficaz.
	Frecuencia insuficiente para el uso de este instrumento	Para eliminar todo el vello con éxito, le recomendamos que siga el esquema de irradiación recomendado.
	Su respuesta a la irradiación a la luz es lenta.	Este producto debe usarse de forma continua durante al menos 5 meses, ya que aún puede suprimir la regeneración del vello durante este período.
El producto se calienta y se humedece durante su uso	Puede deberse a un funcionamiento prolongado del instrumento.	Apague el instrumento para reposarlo, déjelo enfriar antes de usarlo.

## Disposiciones de garantía

- El período de garantía de este producto puede variar según el país en el que se venda, e intentaremos extenderlo lo más posible conforme a las leyes de ese país.
- El período de garantía de este producto es de 2 año a partir de la fecha de compra. La fuente de alimentación y los accesorios están garantizados por un año a partir de la fecha de compra.
- Si el instrumento tiene problemas de calidad durante el período de garantía, **Ulike** lo reparará o reemplazará sin gastos adicionales. Sin embargo, el daño al instrumento causado por un uso inadecuado o una operación incorrecta no está cubierto por la garantía. **Ulike** reemplazará la pieza dañada o el instrumento viejo al precio de costo. El instrumento viejo es de propiedad de **Ulike**.
- La fecha de garantía del producto de **Ulike** es la fecha en que lo compró. Si no tiene una fecha de compra, se calculará en función de la fecha de fábrica.

### **En las siguientes circunstancias, Ulike no podrá proporcionar garantía o devolución**

- 1.Por daños al producto causados por eventos impredecibles como incendios, terremotos e inundaciones.
- 2.Fallos y daños del instrumento causados por su negligencia, mal uso o uso bajo otras condiciones anormales.
- 3.Daños al instrumento causados por un desmontaje y almacenamiento incorrectos (como daños por roedores o penetración de líquidos).
- 4.Daños causados por el uso forzado del producto en un entorno inadecuado para el uso del producto, que incluyen, sin limitarse a, el exceso de carga de funcionamiento.
- 5.Daños del producto causados por otras condiciones que **Ulike** no puede controlar.
- 6.Por la función de este producto o el daño incidental a su uso (como pérdida de sus beneficios comerciales, interrupción del negocio, otras pérdidas causadas por el uso del instrumento, el costo de usar este producto para reemplazar equipos, dispositivos o servicios, reclamación presentada por su cliente, etc.), **Ulike** no asume ninguna responsabilidad por esto.

Para el tipo y la extensión del accidente, **Ulike** lo asumirá conforme a las leyes y regulaciones pertinentes.



7211100157

V2

B00

此处为供应商代码, 由供应商自行修改.



**Air Series**

IPL Hair Removal Device







## Representante Autorizado

**EC** **REP**


Ulike de Europa SAS  
Calle Royale 4, 75008, París Francia  
Contacto: Raphael  
Correo electrónico: [contacteurope@ulikeglobal.com](mailto:contacteurope@ulikeglobal.com)

**UK** **REP**

Nombre: Servicio de Kingsmeda Limitada  
Dirección: Planta de Entresuelo 19, Calle de Crawford 19-21,  
Londres. Inglaterra WIH IPJ  
Persona de contacto: Peng Yan  
Correo electrónico: [office@kingsmead-service.com](mailto:office@kingsmead-service.com)

变更履历					
料号	版本号	说明	日期	绘图	
7211100121	V1	欧代信息修改	23/11/02	吴璐婷	
7211100157	V2	更改欧英代信息	2024/08/22	何冰冰	

## 封面



## 技术要求:

- 产品不可有卷翘, 毛边, 鼓泡等不良现象, 边缘不可有溢胶
- 符合ROHS、REACH相关要求
- 含胶材质3个月内使用最佳, 务必在6个月内使用完, 使用以先进先出原则

— 模切线

 四色 K60 K80


## 模切尺寸 (mm)

长 101 ±0.5mm

宽 201 ±0.5mm

除另有标注, 否则以mm为公差单位

## 第三视角投影



产品名称: Ulike-UI06欧英版说明书

材料要求: 157g双铜纸, 正面裱哑膜; 内页80g书纸  
工艺: 胶装

绘图 何冰冰

2024/08/22

审核 周梦娟

2024/08/22

核准 邱其练

2024/08/22

比例 1:1

页码 1/1