



INVOSPA

YOUR PERSONAL MASSAGE EXPERT



Multipurpose KNEADING MASSAGER

Contact info: support@invospa.com



INVOSPA

Introduction

Thank you for purchasing the InvoSpa Multipurpose KNEADING MASSAGER.

This manual contains the instructions you will need to operate and maintain your model so that you can enjoy it for years to come. However, please be advised that mishaps could happen in time, and rest assured that InvoSpa is a team of professionals who aim to provide the highest level of support possible.

We know you're excited about getting started with your new massager, but it's very important that you take some time to read through the User's Manual. This manual contains all the necessary setup and operating procedures that will allow you to use your new device. Also, be sure to read and follow the precautions and warnings in this manual and on any labels or tags attached to your model. They are there to educate you on how to operate your unit safely and also get maximum life and performance from it.

Thank you again for choosing InvoSpa. We work hard every day to make sure you receive the highest level of customer satisfaction possible. We truly want you to enjoy your new multipurpose Kneading Massager!

Find more information on our website:
www.invospa.com.

Scan the QR code with your phone
camera to get assistance.

For premium support & lifetime warranty
Register now!





INVOSPA

What's in the Box



InvoSpa Kneading Massager

AC and Car
Adapters



User Manual

Product Name: InvoSpa Kneading Massager
Model: JC-668 (Blue), JC-779 (Dark Gray), TE-336 (White),
TE-339 (Black and Gray), TE-886 (Light Gray),
TE-889 (Black), ZC-3006 (Green), ZC-3007 (Yellow),
ZC-3008 (Red)

Power Consumption: 24W

Voltage: 12V 2A

Box Size: 40*19.5*17 cm \ 15.75 x 7.68 x 6.69 in

Product Weight: 2.031 kg \ 4.478 lbs





Terms of Use

This product is surrendered by InvoSpa to the purchaser with the understanding that the purchaser accepts the responsibility that using this model and the enclosed accessories in a careless, improper, or unsafe manner can result in serious injury or death. Also, the purchaser assumes all liability resulting from any misuse, unsafe handling, failure to follow instructions, or any action that constitutes a violation of any applicable laws or regulations. InvoSpa shall not be liable for personal injury, loss of property, or loss of life resulting from the use of this product under any circumstances, including intentional, reckless, negligent, or accidental behavior. InvoSpa shall also not be liable for any special, indirect, incidental, or consequential damages arising out of the assembly, installation, or use of their products or any accessory or chemical required to use their products. By the act of using the product, the user accepts all resulting liability and releases InvoSpa of any and all liability associated with its use. If you as the user do not accept liability of usership, InvoSpa requests that you do not use this product. Do not open any of the enclosed materials and return the unit to InvoSpa.

All information contained in this User's Manual is subject to change without notice.

For the latest version of the User Manual, please visit our website: www.invospa.com. InvoSpa reserves the right to make changes and improvements to products without incurring any obligation to incorporate such improvements into products previously sold. If you have any questions about your product or its operation, contact InvoSpa Customer Support at support@invospa.com.



Warranty

LIMITED WARRANTY

Our InvoSpa return policy allows returns for a full refund within 30 days from the delivery of the order, no questions asked, just by providing proof of purchase. After 30 days, you can still return the product for replacement or repairs up to 12 months (US) / 24 months (EU/UK) ONLY IF the unit is defective.

Please note that our InvoSpa products are regulated by the U.S. Consumer Product Safety Commission.

COVERED BY WARRANTY

To guarantee that you have the best experience, we offer a one-year warranty covering defects in materials, workmanship, and assembly on all our products.

*To ensure that you don't invalidate the terms of the warranty, please read and understand this booklet.

IT IS THE PARENTS' OR GUARDIANS' RESPONSIBILITY TO ENSURE MINORS RECEIVE APPROPRIATE GUIDANCE AND/OR SUPERVISION WHEN USING THIS PRODUCT. THIS IS A COMPLEX HIGH-PERFORMANCE MASSAGER AND MUST BE TREATED WITH CARE AND RESPECT.

InvoSpa has made every effort to ensure that your product is as strong and durable as possible. However, it is still possible that some mishaps may occur, and we take full responsibility. If the product starts to malfunction, please contact us at support@invospa.com and we will assist right away.

NOT COVERED BY WARRANTY

- All other parts not mentioned above
- Lack of maintenance, improper use or abuse
- Water damage or problems resulting from water intake



INVOSPA

Control Panel



Power ON/OFF Button

Massage Direction Button

Speed/Intensity Button


Heat ON/OFF Button

MASSAGER FEATURES


1. Shiatsu-type Massage
2. 8 Kneading Rollers
3. Heat
4. 2 Massage Directions
5. For neck, shoulders, back, waist, arms, thighs and legs.
6. Auto shutdown after 15 minutes
7. Home AC adapter and car adapter included.



Benefits



8 MASSAGE ROLLER BALLS – This shoulder massager comes with 4 big nodes and 4 small nodes, which provide deep tissue massages on your neck, shoulders, upper back, lower back, waist, foot, thighs, calves, legs, feet and arms.



HEAT FUNCTION – By turning on the heat function (optional), you can enhance your massage session.



DESIGNED FOR YOU – Massaging For Upper and Lower Body.

ADJUSTABLE INTENSITY – This neck massager pad has 3 speed strength levels, which allow you to get the right and appropriate amount of pressure on your muscles.



PORTABLE AND DURABLE – This neck and back massager includes a wall power adapter and a car charger, so you can have an electric self-massage in your home, office, or car when you are traveling. This Shiatsu Kneading massager pillow is the perfect gift for your loved ones!



Safety Instructions


1. The massager has a built-in timer and it will automatically turn off after 15 minutes. You can push the power button to start another 15 minute session.
NOTE: To avoid possible overheating of the unit, it is recommended NOT to use the massager for more the 30 consecutive minutes.
2. Avoid using the massager under direct sunlight or in any high temperature setting.
3. Do not use the massager in the bathroom, bathtub or any setting with high levels of moisture.
4. Disconnect the power when the massager is not being used.
5. Always disconnect the power before cleaning the massager.
6. Do not clean the massager with detergent or any sort of liquid.
7. Wipe the massager with dry or damp cloth to clean it.
8. Do not use the massager if any part of it (including power cord) is damaged.
9. Do not let children use the massager.
10. Stop using the massager if you are experiencing discomfort or pain.
11. Do not use the massager if your body is wet.
12. Do not use the massager on sensitive skin.
13. Do not use the massager on joints and bony parts of the body.
14. Do not use the massager on your abdominal region if you are pregnant.



UPPER BACK/NECK




MID BACK



LOWER BACK



THIGH / LEG



WAIST



SHOULDERS / ARMS



Safety Precautions

SAFETY PRECAUTIONS: This massager is capable of extreme performance. Responsibility, maturity, and common sense are required. This model must be treated with respect and caution to ensure your safety. Operating this massager in a careless, unsafe manner, without adequate care and preparation, can result in serious injury or death.

- ALWAYS confirm that the charger/plug settings exactly match the type (chemistry), specification, and configuration of the device to be charged. DO NOT exceed the maximum manufacturer recommended charge rate, which is DC 12V, 2A.
- DO NOT disassemble, crush, short circuit, or expose the device to flame or other sources of ignition.
- ALWAYS unplug the charger from the wall outlet and disconnect the cable when not in use. If there are any signs of a malfunction, unplug the power source.
- If the massager gets too hot to the touch during operation (temperature greater than 100-104°F / 38-40°C), immediately disconnect it from the power source.
- Keep a Class D fire extinguisher nearby in case of fire.
- DO NOT expose the unit to water or moisture.

WARNING: Do not use the device if you have any of the following conditions:

- You are pregnant.
- You have a pacemaker or other medical implant.
- You are suffering from heart or vascular disease.
- You have irregular blood pressure or are receiving treatment to normalize your blood pressure.
- You are suffering from osteoporosis.
- You are suffering from cancer.
- You have recently undergone surgery.
- You have concerns regarding areas of your health.

Never leave the appliance unattended, especially if children are present.

We recommend you limit the use of the massager to 15-minute sessions and for no more than 30 minutes consecutively.

Never use this product directly on swollen or inflamed areas of skin or open wounds.

This product should NEVER be used by an individual suffering from any physical ailment that limits the user's mobility.

WARNING

We strongly recommend that people who are very sensitive and/or have sensitive limbs use the lowest intensity.

Note: The feeling of pressure when using the massager is perfectly normal and not a sign of injury or malfunction. We recommend using the intensity/speed levels gradually, going from the lowest to higher levels.



Care, Maintenance, and Cleaning Instructions

- Store the massager in a cool dry place when not in use.
- Do not store the unit in the bathroom or in a humid setting with high levels of moisture.
- Do not place or immerse the unit into any type of liquid.
- Do not place the unit near a fireplace, heater, stove, oven, furnace, or other sources of ignition.
- Keep away from all solvents and harsh detergents.
- After use, wipe with a soft, damp cloth using non-abrasive cleaners.



Troubleshooting

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Massager is not turning on	Power plug is loose	Reconnect the plug to the outlet.
	Adapter is not plugged in correctly	Unplug the adapter and plug it in again.
	Power is off	Push the on button to turn the massager on.
Massager is turning off on its own	Faulty adapter	Connect the massager to the car plug to verify massager functionality.
	No power	Try a different power outlet or check the car power sockets.
	Power plug is loose	Follow instructions above and check the connection, adapter, and sockets.
	The 15-minute timer went off	The massager has a timer and will turn off on its own after 15 minutes. You can push the Power button to start another 15 minute session.

NOTE: IT IS NOT RECOMMENDED TO USE THE MASSAGER FOR MORE THAN 30 CONSECUTIVE MINUTES.



Schalttafel



Ein-/Aus-Taste

Massagerichtung

Geschwindigkeitsänderung

Heizung EIN/AUS-Taste

BEDIENFELD

1. Massage vom Typ Shiatsu
2. 8 Knetwalzen
3. Wärme
4. 2 Massagerichtungen
5. Für Nacken, Schultern, Rücken, Taille, Arme, Oberschenkel und Beine
6. Automatische Abschaltung nach 15 Minuten
7. Netzadapter für Haus und Auto im Lieferumfang enthalten




Wärme Ein / Aus

1. Das Massagegerät hat einen eingebauten Timer und schaltet sich nach 15 Minuten automatisch ab. Sie können die EIN-Taste drücken, um eine weitere 15-minütige Sitzung zu starten.
HINWEIS: Um eine mögliche Überhitzung des Geräts zu vermeiden, wird empfohlen, das Massagegerät NICHT länger als 30 aufeinanderfolgende Minuten zu verwenden.
2. Vermeiden Sie es, das Massagegerät in direktem Sonnenlicht oder in einer Umgebung mit hohen Temperaturen zu verwenden.
3. Verwenden Sie das Massagegerät nicht im Badezimmer, in der Badewanne oder an einem anderen Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit.
4. Trennen Sie die Stromversorgung ab, wenn das Massagegerät nicht in Gebrauch ist.
5. Trennen Sie vor dem Reinigen des Massagegeräts immer den Strom ab.
6. Reinigen Sie das Massagegerät nicht mit einem Reinigungsmittel oder einer anderen Flüssigkeit.
7. Wischen Sie das Massagegerät mit einem trockenen oder feuchten Tuch ab, um es zu reinigen.
8. Verwenden Sie das Massagegerät nicht, wenn ein Teil des Geräts (einschließlich des Netzkabels) beschädigt ist.
9. Lassen Sie Kinder das Massagegerät nicht benutzen
10. Hören Sie auf, das Massagegerät zu benutzen, wenn Sie sich unwohl fühlen oder Schmerzen haben.
11. Verwenden Sie das Massagegerät nicht, wenn Ihr Körper nass ist.
12. Verwenden Sie das Massagegerät nicht bei empfindlicher Haut.
13. Verwenden Sie das Massagegerät nicht an Gelenken und knöchernen Körperteilen.
14. Verwenden Sie das Massagegerät nicht auf Ihrem Bauchbereich, wenn Sie schwanger sind.




OBERER RÜCKEN/NACKEN

MITTLERER
RÜCKEN

UNTERER RÜCKEN



OBERSCHENKEL/BEINE



TAILLE



SCHULTERN / ARME



Fehlerbehebung

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Massagegerät schaltet sich nicht ein	Der Netzstecker ist falsch angeschlossen	Schließen Sie den Stecker wieder an die Steckdose an
	Der Adapter ist nicht richtig angeschlossen	Ziehen Sie den Adapter ab und schließen Sie ihn wieder an
	Der Strom ist ausgeschaltet	Drücken Sie die "on"-Taste, um das Massagegerät einzuschalten
Das Massagegerät schaltet sich aus	Keine Macht	Versuchen Sie eine andere Steckdose oder überprüfen Sie die Steckdose des Autos
	Fehlerhafter Adapter	Schließen Sie das Massagegerät an den Autostecker an, um die Funktionalität des Massagegeräts zu überprüfen
	Das Massagegerät schaltet sich aus	Folgen Sie den obigen Anweisungen und überprüfen Sie den Anschluss, den Adapter und die Stecker
	Der 15-Minuten-Timer ging los	Das Massagegerät ist mit einem Timer ausgestattet und schaltet sich nach 15 Minuten ab. Sie können die EIN-Taste drücken, um eine weitere 15-minütige Sitzung zu starten.

REMARQUE : IL N'EST PAS RECOMMANDE D'UTILISER LE MASSEUR PENDANT PLUS DE 30 MINUTES CONSECUTIVES.



Panneau De Controle



Bouton Marche/Arrêt

Direction Du Massage

Changement De Vitess

Bouton MARCHE/ARRÊT de la chaleur

CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL DE MASSAGE

1. Massage de type shiatsu
2. 8 rouleaux de pétrissage
3. Chauffer
4. 2 directions de massage
5. Pour le cou, les épaules, le dos, la taille, les bras, les cuisses et les jambes
6. Arrêt automatique après 15 minutes
7. Adaptateur secteur pour la maison et pour la voiture inclus



Instructions De Securite

1. Le masseur a une minuterie intégrée et s'éteint automatiquement après 15 minutes. Vous pouvez appuyer sur le bouton ON pour démarrer une autre session de 15 minutes.

NOTE : Pour éviter une éventuelle surchauffe de l'appareil, il est recommandé de ne pas utiliser le masseur pendant plus de 30 minutes consécutives.

2. Évitez d'utiliser l'appareil de massage sous la lumière directe du soleil ou dans un environnement à température élevée.

3. N'utilisez pas le masseur dans la salle de bains, la baignoire ou tout autre endroit où le taux d'humidité est élevé.

4. Débranchez l'alimentation électrique lorsque le masseur n'est pas utilisé.

5. Débranchez toujours le courant avant de nettoyer le masseur.

6. Ne pas nettoyer le masseur avec du détergent ou tout autre liquide.

7. Essuyez le masseur avec un chiffon sec ou humide pour le nettoyer.

8. N'utilisez pas le masseur si une partie quelconque de l'appareil (y compris le cordon d'alimentation) est endommagée.

9. Ne laissez pas les enfants utiliser le masseur.

10. Cessez d'utiliser le masseur si vous ressentez une gêne ou une douleur.

11. N'utilisez pas le masseur si votre corps est mouillé.

12. N'utilisez pas le masseur sur les peaux sensibles.

13. N'utilisez pas le masseur sur les articulations et les parties osseuses du corps.

14. N'utilisez pas le masseur sur votre région abdominale si vous êtes enceinte.



HAUT DU DOS / COU




MILIEU DU DOS



BAS DU DOS



CUISSES / JAMBES



TAILLE



EPAULES / BRAS



Dépannage

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le masseur ne s'allume pas	La fiche d'alimentation est mal branchée	Reconnectez la fiche à la prise de courant
	L'adaptateur n'est pas branché correctement	Débranchez l'adaptateur et rebranchez-le
	L'électricité est coupée	Appuyez sur le bouton "on" pour allumer le masseur
	Pas de courant	Essayez une autre prise de courant ou vérifiez la prise de courant de la voiture
	Adaptateur défectueux	Connectez le masseur à la prise de voiture pour vérifier la fonctionnalité du masseur
Le masseur s'éteint	La fiche d'alimentation est mal branchée	Suivez les instructions ci-dessus et vérifiez la connexion, l'adaptateur et les prises
	La minuterie de 15 minutes s'est désactivée	Le masseur est doté d'une minuterie et s'éteint de lui-même après 15 minutes. Vous pouvez appuyer sur le bouton ON pour démarrer une autre session de 15 minutes

REMARQUE : IL N'EST PAS RECOMMANDE D'UTILISER LE MASSEUR PENDANT PLUS DE 30 MINUTES CONSECUTIVES.



Pannello Di Controllo



Pulsante di accensione/
spegnimento

Accensione E Spegnimento

Direzione Massaggi

Pulsante di accensione/
spegnimento del riscaldamento

CARATTERISTICHE DEL MASSAGGIATORE

1. Massaggio shiatsu
2. 8 Rulli Impastatori
3. Calore
4. 2 direzioni di massaggio
5. Per collo, spalle, schiena, vita, braccia, cosce e gambe
6. Spegnimento automatico dopo 15 minuti
7. Adattatore AC per la casa e l'auto incluso



Istruzioni Di Sicurezza

1. Il massaggiatore ha un timer incorporato e si spegne automaticamente dopo 15 minuti. È possibile premere il pulsante ON per avviare un'altra sessione di 15 minuti.

NOTA: Per evitare un possibile surriscaldamento dell'unità, si raccomanda di non utilizzare il massaggiatore per più di 30 minuti consecutivi.

2. Evitare l'uso del massaggiatore alla luce diretta del sole o in ambienti ad alta temperatura.

3. Non utilizzare il massaggiatore in bagno, nella vasca da bagno o in qualsiasi altro luogo ad alta umidità.

4. Scollegare l'alimentazione elettrica quando il massaggiatore non è in uso.

5. Scollegare sempre l'alimentazione prima di pulire il massaggiatore.

6. Non pulire il massaggiatore con detergenti o altri liquidi.

7. Pulire il massaggiatore con un panno asciutto o umido per pulirlo.

8. Non utilizzare il massaggiatore se una qualsiasi parte dell'unità (compreso il cavo di alimentazione) è danneggiata.

9. Non lasciare che i bambini usino il massaggiatore.


10. Smettere di usare il massaggiatore se si avverte disagio o dolore.

11. Non usare il massaggiatore se il corpo è bagnato.

12. Non utilizzare il massaggiatore sulla pelle sensibile.

13. Non utilizzare il massaggiatore sulle articolazioni e sulle parti ossee del corpo.


14. Non utilizzare il massaggiatore sulla zona addominale in caso di gravidanza.



SCHIENA
SUPERIORE / COLLO




SCHIENA CENTRALE



SCHIENA INFERIORE



COSCE / GAMBE



FIANCHI



SPALLE / BRACCIA



Fehlerbehebung

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il massaggiatore non si accende	La spina di alimentazione è collegata in modo errato	Ricollegare la spina alla presa di corrente
	L'adattatore non è collegato correttamente	Scollegare l'adattatore e ricollegarlo
	L'elettricità è spenta	Premere il tasto "on" per accendere il massaggiatore
	Nessun potere	Provare una presa di corrente diversa o controllare la presa di corrente dell'auto
	Adattatore difettoso	Collegare il massaggiatore alla presa dell'auto per verificarne la funzionalità
Il massaggiatore si spegne	La spina di alimentazione è collegata in modo errato	Seguire le istruzioni di cui sopra e controllare il collegamento, l'adattatore e le spine
	Il timer di 15 minuti si è spento	Il massaggiatore è dotato di un timer e si spegne dopo 15 minuti. È possibile premere il pulsante ON per avviare un'altra sessione di 15 minuti

NOTA: SI RACCOMANDA DI NON UTILIZZARE IL MASSAGGIATORE PER PIU' DI 30 MINUTI CONSECUTIVI.



Panel De Control



Botón de encendido/apagado

Derección De Masaje

Cambio De Marchas

Botón de encendido/
apagado de calor

CARACTERISTICAS DEL MASAJEADOR

1. Masaje tipo Shiatsu
2. 8 rodillos amasadores
3. Calor
4. 2 direcciones de masaje
5. Para el cuello, los hombros, la espalda, la cintura, los brazos, los muslos y las piernas
6. Apagado automático después de 15 minutos
7. Se incluye un adaptador de CA para la casa y el coche



Instrucciones De Seguridad

1. El masajeador tiene un temporizador incorporado y se apaga automáticamente después de 15 minutos. Puede pulsar el botón ON para iniciar otra sesión de 15 minutos.

NOTA: Para evitar un posible sobrecalentamiento de la unidad, se recomienda no utilizar el masajeador durante más de 30 minutos consecutivos.

2. Evite usar el masajeador bajo la luz solar directa o en un ambiente de alta temperatura.

3. No utilice el masajeador en el baño, la bañera o cualquier otro lugar con alta humedad.

4. Desconecte la fuente de alimentación cuando el masajeador no esté en uso.

5. Siempre desconecte la energía antes de limpiar el masajeador.

6. No limpie el masajeador con detergente o cualquier otro líquido.

7. Limpie el masajeador con un paño seco o húmedo para limpiarlo.

8. No utilice el masajeador si alguna parte de la unidad (incluido el cable de alimentación) está dañada.

9. No deje que los niños usen el masajeador.


10. Deje de usar el masajeador si siente molestias o dolor.

11. No utilice el masajeador si su cuerpo está mojado.

12. No utilice el masajeador en pieles sensibles.

13. No utilice el masajeador en articulaciones y partes óseas del cuerpo.


14. No use el masajeador en su área abdominal si está embarazada.



PARTE SUPERIOR DE
LA ESPALDA / CUELLO




LA PARTE MEDIA
DE LA ESPALDA



LA PARTE BAJA DE
LA ESPALDA



MUSLOS / PIERNAS



CINTURA



HOMBROS / BRAZOS



Solución De Problemas

PROBLEMA	PORQUE	SOLUCIÓN
El masajeador no se enciende	El enchufe está mal conectado	Vuelva a conectar el enchufe a la toma de corriente
	El adaptador no está conectado correctamente	Desconecta el adaptador y vuelve a conectarlo
	La electricidad está apagada	Presione el botón "on" para encender el masajeador
	No hay energía	Intenta con otro enchufe o revisa la toma de corriente del coche
	Adaptador defectuoso	Conecte el masajeador al enchufe del automóvil para verificar la funcionalidad del masajeador
El masajeador se apaga	El enchufe está mal conectado	Siga las instrucciones anteriores y compruebe la conexión, el adaptador y los enchufes
	El temporizador de 15 minutos se disparó	El masajeador está equipado con un temporizador y se apaga por sí mismo después de 15 minutos. Puede pulsar el botón ON para iniciar otra sesión de 15 minutos

NOTA: NO SE RECOMIENDA UTILIZAR EL MASAJEADOR DURANTE MAS DE 30 MINUTOS CONSECUTIVOS.



Bedieningspaneel



Aan/uit-knop

Massagedirectie

Versnellingsbak

Warmte AAN/UIT-knop

MASSAGER FUNCTIES

1. Massage van het Shiatsu-type
2. 8 kneedrollen
3. Verwarmen
4. 2 Massage-instructies
5. Voor nek, schouders, rug, taille, armen, dijen en benen.
6. Automatische uitschakeling na 15 minuten
7. AC-adapter voor thuis en auto-adapter inbegrepen.



Veiligheidsinstructies

1. De massager heeft een ingebouwde timer en schakelt na 15 minuten automatisch uit. U kunt op de AAN-knop drukken om nog een sessie van 15 minuten te starten.

OPMERKING: Om mogelijke oververhitting van het apparaat te voorkomen, wordt aanbevolen de stimulator niet langer dan 30 minuten achter elkaar te gebruiken.

2. Vermijd het gebruik van de stimulator in direct zonlicht of in een omgeving met hoge temperaturen.

3. Gebruik de stimulator niet in de badkamer, het bad of op een andere plaats met een hoge vochtigheidsgraad.

4. Schakel de stroomtoevoer uit als de stimulator niet in gebruik is.

5. Schakel altijd de stroom uit voordat u de stimulator reinigt.

6. Reinig de massager niet met reinigingsmiddel of een andere vloeistof.

7. Veeg de stimulator af met een droge of vochtige doek om hem te reinigen.

8. Gebruik de massager niet als een onderdeel van het apparaat (inclusief het netsnoer) beschadigd is.

9. Laat kinderen de stimulator niet gebruiken.

10. Stop met het gebruik van de stimulator als u ongemak of pijn voelt.

11. Gebruik de stimulator niet als uw lichaam nat is.

12. Gebruik de stimulator niet op de gevoelige huid.

13. Gebruik de stimulator niet op gewrichten en benige delen van het lichaam.


14. Gebruik de stimulator niet op uw buik als u zwanger bent.



BOVENRUG / NEK




MIDDEN ACHTERAAN



ONDERRUG



DIJEN / BENEN



TAILLE



SCHOULDERS / ARMEN



Probleemoplossen

PROBLEEM	OMDAT	OPLOSSING
Masseur gaat niet aan	De stekker is verkeerd aangesloten	Sluit de stekker weer aan op het stopcontact
	De adapter is niet goed aangesloten	Haal de adapter uit het stopcontact en sluit hem weer aan
	De elektriciteit is uit	Druk op de "aan"-knop om de massager in te schakelen
	Geen stroom	Probeer een ander stopcontact of controleer het stopcontact van de auto
	Defecte adapter	Sluit de stimulator aan op de autostekker om de functionaliteit van de stimulator te controleren
De massager wordt uitgeschakeld	De stekker is verkeerd aangesloten	Volg de bovenstaande instructies en controleer de aansluiting, de adapter en de stekkers
	De 15-minuten timer ging af	De massager is voorzien van een timer en schakelt zichzelf na 15 minuten uit. U kunt op de AAN-knop drukken om nog een sessie van 15 minuten te starten

OPMERKING: HET WORDT NIET AANBEVOLEN OM DE STIMULATOR MEER DAN 30 OPEENVOLGENDE MINUTEN TE GEBRUIKEN.



Kontrollpanel



Ström PÅ/AV-knapp

Massageriktningsknapp

Hastighet/intensitetsknapp

Värme PÅ/AV-knapp

MASSAGERFUNKTIONER

1. Massage av Shiatsu-typ
2. 8 Knådningsrullar
3. Värme
4. 2 Massageanvisningar
5. För nacke, axlar, rygg, midja, armar, lår och ben.
6. Automatisk avstängning efter 15 minuter
7. Hem AC-adapter och biladapter ingår.



Säkerhetsinstruktion


1. Massageapparaten har en inbyggd timer och den stängs automatiskt av efter 15 minuter. Du kan trycka på strömknappen för att starta ytterligare en 15-minuters session.
OBS: För att undvika eventuell överhettning av enheten rekommenderas det att INTE använda massageapparaten i mer än 30 minuter i följd.
2. Undvik att använda massageapparaten i direkt solljus eller i någon miljö med hög temperatur.
3. Använd inte massageapparaten i badrummet, badkaret eller någon miljö med hög fukthalt.
4. Koppla från strömmen när massageapparaten inte används.
5. Koppla alltid bort strömmen innan du rengör massageapparaten.
6. Rengör inte massageapparaten med rengöringsmedel eller någon form av vätska.
7. Torka av massageapparaten med en torr eller fuktig trasa för att rengöra den.
8. Använd inte massageapparaten om någon del av den (inklusive nätsladden) är skadad.
9. Låt inte barn använda massageapparaten.
10. Sluta använda massageapparaten om du upplever obehag eller smärta.
11. Använd inte massageapparaten om din kropp är våt.
12. Använd inte massageapparaten på känslig hud.
13. Använd inte massageapparaten på leder och beniga delar av kroppen.
14. Använd inte massageapparaten på din bukregion om du är gravid.



ÖVRE RYGG/HALS




MITT BAK



LÄNDRYGG



LÅR / BEN



MIDJA



ÅXLAR / ARMAR



Felsökning

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Massager är inte Sätter på	Elkontakten är lös	Återanslut kontakten till uttaget.
	Adaptern är inte ansluten in korrekt	Koppla ur adaptern och koppla in den igen.
	Strömmen är avstängd	Tryck på på-knappen för att slå på massageapparaten.
Massageapparaten vrider sig av på egen hand	Defekt adapter	Anslut massageapparaten till bilkontakten för att verifiera massager funktionalitet.
	Ingen ström	Prova en annan kraft uttag eller kolla bilen eluttag.
	Elkontakten är lös	Följ instruktioner ovan och kontrollera anslutning, adapter, och uttag.
	15-minuterstimern gick av	Massageapparaten har en timer och stängs av på egen hand efter 15 minuter. Du kan trycka strömknappen för att börja ytterligare 15 minuter session.

OBSERVERA: DET REKOMMENDERAS INTE ATT ANVÄNDA MASSAGERN LÄNGRE ÄN 30 MINUTTER I SLUT.



Panel Sterowania



Przycisk włączania/
wyłączania zasilania

Przycisk kierunku masażu

Przycisk prędkości/
intensywności

Przycisk włączania/
wyłączania ogrzewania


FUNKCJE MASAŻERA

1. Masaż typu Shiatsu
2. 8 wałków ugniatających
3. Ciepło
4. 2 kierunki masażu
5. Na szyję, ramiona, plecy, talie,
ramiona, uda i nogi.
6. Automatyczne wyłączenie po 15
minutach
7. Domowy zasilacz sieciowy i zasilacz
samochodowy w zestawie.



Instrukcje bezpieczeństwa

1. Masażer posiada wbudowany timer i automatycznie wyłączy się po 15 minutach. Możesz nacisnąć przycisk zasilania, aby rozpocząć kolejną 15-minutową sesję.
UWAGA: Aby uniknąć możliwego przegrzania urządzenia, zaleca się NIE używać masażera dłużej niż 30 kolejnych minut.
2. Unikaj używania masażera w bezpośrednim świetle słonecznym lub w wysokich temperaturach.
3. Nie używaj masażera w łazience, wannie ani w żadnym miejscu o wysokim poziomie wilgoci.
4. Odłącz zasilanie, gdy masażer nie jest używany.
5. Zawsze odłączaj zasilanie przed czyszczeniem masażera.
6. Nie czyść masażera detergentem ani jakimkolwiek płynem.
7. Przetrzyj masażer suchą lub wilgotną ściereczką, aby go wyczyścić.
8. Nie używaj masażera, jeśli jakkolwiek jego część (w tym przewód zasilający) jest uszkodzona.
9. Nie pozwalaj dzieciom korzystać z masażu.
10. Przestań używać masażera, jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból.
11. Nie używaj masażera, jeśli twoje ciało jest mokre.
12. Nie używaj masażera na wrażliwej skórze.
13. Nie stosować masażera na stawy i kościste części ciała.
14. Nie używaj masażera w okolicy brzucha, jeśli jesteś w ciąży.



GÓRNA GÓRNA PLECY/SZYJA




PLECY



DOLNA TYŁ



UDA / NOGA



TALIA



RAMIONA / RAMIONA



Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Masażer nie włączenie	Wtyczka zasilania jest poluzowana	Ponownie podłącz wtyczkę do wylotu.
	Adapter nie jest podłączony w poprawnie	Odłącz adapter i podłącz ponownie.
	Zasilanie jest wyłączone	Naciśnij przycisk włączania, aby włączyć masażer.
Masażer się obraca wyłączyć na własną rękę	Wadliwy adapter	Podłącz masażer do wtyczki samochodowej w celu sprawdzenia funkcja masażu.
	Brak mocy	Spróbuj innej mocy gniazdka lub sprawdź samochód gniazdka elektryczne.
	Wtyczka zasilania jest poluzowana	Postępuj według instrukcji powyżej i sprawdź złącze, adapter, i gniazdka.
	15-minutowy minutnik wyszedł	Masażer posiada min minutnik i wyłączy się samodzielnie po 15 minuty. Możesz naciskać przycisk zasilania, aby zacznij kolejne 15 minut sesja.

UWAGA: NIE ZALECA SIĘ UŻYWANIA MASAŻERA PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 30 KOLEJNYCH MINUT.



Bedieningspaneel



Aan/uit-knop

Massage Richtingsknop

Snelheid/Intensiteit Knop

Verwarming AAN/UIT Knop

MASSAGEER FUNCTIES

1. Shiatsu-type Massage
2. 8 Kneedrollen
3. Warmte
4. 2 Massage Richtingen
5. Voor nek, schouders, rug, taille, armen, dijen en benen.
6. Automatische uitschakeling na 15 minuten
7. Inclusief thuis-AC-adapter en auto-adapter.



Veiligheidsinstructies

1. De massager heeft een ingebouwde timer en schakelt automatisch uit na 15 minuten. U kunt op de aan/uit-knop drukken om een nieuwe sessie van 15 minuten te starten. **OPMERKING:** Om mogelijke oververhitting van het apparaat te voorkomen, wordt aanbevolen de massager niet langer dan 30 opeenvolgende minuten te gebruiken.
2. Vermijd gebruik van de massager in direct zonlicht of in een omgeving met hoge temperaturen.
3. Gebruik de massager niet in de badkamer, het bad of andere omgevingen met hoge vochtigheidsniveaus.
4. Koppel de massager los van de stroom wanneer deze niet wordt gebruikt.
5. Koppel altijd de stroom los voordat u de massager schoonmaakt.
6. Reinig de massager niet met schoonmaakmiddel of vloeistoffen.
7. Veeg de massager schoon met een droge of vochtige doek.
8. Gebruik de massager niet als een deel ervan (inclusief het snoer) beschadigd is.
9. Laat kinderen de massager niet gebruiken.
10. Stop met het gebruik van de massager als u ongemak of pijn ervaart.
11. Gebruik de massager niet als uw lichaam nat is.
12. Gebruik de massager niet op gevoelige huid.
13. Gebruik de massager niet op gewrichten en botachtige delen van het lichaam.
14. Gebruik de massager niet op uw buikregio als u zwanger bent.



BOVENRUG / NEK




MIDDENRUG



ONDERSTE RUG



DIJ / BEEN



TALIE



SCHOULDERS / ARMS



Problemen Oplossen

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De massager gaat niet aan	De stroomsteek is los	Sluit De Stekker opnieuw aan op het stopcontact.
	De adapter is niet juist aangesloten	Haal de adapter uit het stopcontact en sluit hem weer aan
	De elektriciteit is uitgevallen	Druk op de "aan"-knop om de massager in te schakelen
	Geen stroom	Probeer een ander stopcontact of controleer het stopcontact van de auto
	Defecte adapter	Sluit de stimulator aan op de autostekker om de functionaliteit van de stimulator te controleren
De massager wordt uitgeschakeld	De stekker is verkeerd aangesloten	Volg de bovenstaande instructies en controleer de aansluiting, de adapter en de stekkers
	De 15-minuten timer ging af	De massager is voorzien van een timer en schakelt zichzelf na 15 minuten uit. U kunt op de AAN-knop drukken om nog een sessie van 15 minuten te starten

OPMERKING: HET WORDT NIET AANBEVOLEN OM DE STIMULATOR MEER DAN 30 OPEENVOLGENDE MINUTEN TE GEBRUIKEN.



INVOSPA

INVOSPA Wellness Products Collection



Shiatsu Back, Shoulder, and Neck
Massager (Dark Gray)



Shiatsu Back, Shoulder, and Neck
Massager (White Fabric)



35 Shiatsu Back, Shoulder, and Neck
Massager (Black and Gray Fabric)



Shiatsu Back, Shoulder, and Neck
Massager (Light Gray Fabric)



INVOSPA

INVOSPA Wellness Products Collection



Shiatsu Back, Shoulder, and Neck
Massager (Black Fabric)



Shiatsu Back, Shoulder, and Neck
Massager (Green)



Shiatsu Back, Shoulder, and Neck
Massager (Yellow)



Shiatsu Back, Shoulder, and Neck
Massager (Red)



INVOSPA

INVOSPA Wellness Products Collection



**Electric Throw Heated
Blanket Gray - 50"x60"**



**Electric Throw Heated
Blanket Blue - 50"x60"**



**Electric Throw Heated
Blanket Gray - 72"x84"**



**Electric Throw Heated
Blanket Blue - 72"x84"**



INVOSPA

INVOSPA Wellness Products Collection



Shiatsu Foot Massager



Muscle Massage Gun for Athletes



Leg Massager for Circulation



INVOSPA

YOUR PERSONAL MASSAGE EXPERT



JC-668



JC-779



TE-336



TE-339



TE-886



TE-889



ZC-3006



ZC-3007



ZC-3008

Shaft Innovations HK Limited

HK Address
Room 409, Beverley Commercial Centre,
87-105 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong

EU Address
ORCA - Calle Gil-Vernet 54/55, Les Tapies 1
Hospitalet De L'infant, Tarragona, Spain 43890

Email: support@invospa.com
Web: www.invospa.com

Design by InvoSpa in Austin, TX
Made in China

Model Number:

JC-668 (Blue), ZC-3006 (Green),
JC-779 (Dark Gray), ZC-3007 (Yellow),
TE-336 (White), ZC-3008 (Red)

TE-339 (Black and Gray),

TE-886 (Light Gray),

TE-889 (Black)

Voltage: DC 12V 2A

Power: 24W

FCC UK CA CE RoHS



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The above declaration relates to both the massager device and the DC wall adapter.