



Coslus Group

CONTACT

✉ support@coslus.com 🌐 www.coslus.com

☎ +1(855) 594-3950 (9am-5pm Mon. - Fri. (EST))

CE FC IC

RoHS




Made in China

V2.0

COSLUS

E40

Oral Irrigator User Manual



Model: E40

Oral Irrigator

Munddusche

Irrigateur buccal

Irrigador bucal

Irrigatore orale

User Manual (EN)	01
Bedienungsanleitung (DE)	13
Manuel d'utilisation (FR)	25
Manual del usuario (ES)	37
Manuale dell'utente (IT)	49



IMPORTANT SAFETY CAUTIONS

All information in this part is provided to instruct you to use the appliance in a correct and safe way so that you can avoid injuries to yourself and others as well as damage to property.


- The appliance can be used by children aged 8 years and above. Person with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge are not allowed to use unless they have guardian supervision or instruction concerning safe using.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- Never alter the appliance. Also, do not try to disassemble or repair it.
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- Unplug the appliance from power supply when removing the battery.
- The battery should be disposed of safely.
- Regarding how to remove the battery, please refer to disposal instruction.
- Do not fill the tank with water warmer than 40°C.
- If the external flexible cable or cord is damaged, please ask the manufacturer, service agent or qualified professional person for help to avoid hazard.
- Keep the cable or cord away from heated surfaces.
- Please do not use it if you lost the nozzle.
- Do not submerge the device in water.
- Do not use for any purpose other than oral cleaning.
- Keep nozzle away from small children. The nozzle is small enough to be swallowed and can be lodged in the throat.
- Certain types of mouthwash may damage the appliance by causing the housing or water reservoir to crack. Therefore, do not fill water tank with mouthwash.
- People who is suffering from tooth or gum pain may not be able to use the appliance and should consult their dentist before use.
- Do not press the nozzle too firmly against your teeth or gums, or it may cause injury.

Product specifications

Model	E40(WFP14)
Charge Input	5V $\mp$ 2A (Max)
Voltage	3.7V
Power	5W
Battery capacity	1400mAh
Noise	<72dB
Waterproof rating	IPX7
Water pressure range	30-150PSI
Storage temperature	0-40°C
Humidity	20%-85%
Atmospheric pressure	70-106kPa
Water tank capacity	300ml


Package list

- 1 Main unit x 1
- 2 Standard jet tip x 2
- 3 Orthodontic tip x 1
- 4 Periodontal tip x 1
- 5 Tongue scraper x 1
- 6 User manual x 1
- 7 USB cable x 1
(adapter is not included)



Product Overview

- a. Speed Control Knob
- b. On/Off button
- c. Mode button
- d. Mode indicator
 - Floss
 - Massage
- e. Charging base
- f. Charging base cover
- g. Nozzle
- h. Rotatable ring
- i. Nozzle suction tube
- j. Filter
- k. Water tank
- l. Water tank cap
- m. Nozzle release button
- n. Battery indicator



Note:


There may be some liquid remaining inside the main appliance before use (tank, water suction tube, etc), this is the remaining distilled water for performance (water flow) test, so there are no health concerns.

Nozzle introduction

Standard Jet Tip: daily clean teeth, gum line, fissure, remove food residue, stain, plaque, etc.




Standard jet tip
x 2



Orthodontic Tip: clean bridge and teeth with braces, suitable for those who wear braces or have dental implant.




Orthodontic tip
x 1



Periodontal Tip: clean gingival sulcus, especially suitable for those who are suffering from periodontal diseases. When cleaning periodontal pocket, please use the lowest water pressure. Direct water flow along the gum line with nozzle tip at 45° and turn it on.



Periodontal tip
x 1



Tongue Scraper: clean tongue surface, remove bad breath, food residue and thick tongue fur. When cleaning tongue, please use the soft mode. Lean forward, put scraper on your tongue and turn it on, then move gently from back to front. You can adjust water pressure according to your need.



Tongue scraper
x 1




Note: It is recommended to replace cleaning tip every 6 months for better cleaning experience.

Use instruction

How to charge


1. Take charging base cover down, securely plug USB cable into charging port of the appliance. (Make sure no liquid remaining inside the port before plugging.)
2. Connect the charging adaptor securely with the power outlet.
3. Battery indicator blinks during the oral irrigator is charging. When fully charged, it lights up for 1min and then turns off.
4. Cover charging base again after charging is finished.




Note: When the battery indicator lights up or blinks, it means the oral irrigator needs charging. A full charge takes about 4 hours.

How to operate

1. Attach nozzle onto the main unit.



2. Open water tank cap to fill the tank with water(not exceed 40°C), then close the cap. Or slide water tank down off the main unit to fill with water(not exceed 40°C), then attach the tank onto the main unit.



Note: Steps below are very important. Improper operations may cause water leaking or spilling during use.

3. Press "Mode" button to select desired mode. Turn speed control knob to adjust water pressure. During irrigating, you can change the working mode and water pressure.

Mode introduction:

Floss: for normal deaning.

Massage: for cleaning and massaging gums.


Speed control knob introduction (Factory default pressure 3 levels): Turn speed control knob to the right to increase water pressure. Turn speed control knob to the left to reduce water pressure.

Pressure introduction:


Level 1-3: Low water pressure for beginners, people with sensitive gums, and children.

Level 4-7: Medium water pressure for most people skilled in using oral irrigators.

Level 8-10: High water pressure for people with experience in tooth cleaning and strong gum tolerance.





4. Upright hold the main unit with nozzle tip point toward your teeth.
5. Keep your mouth open slightly so that water can flow out.




6. Press "On/Off" button to start irrigating.


- 1). Direct water flow at 90° to the teeth and gums
- 2). Direct water flow slowly along the teeth
- 3). Direct water flow along the gum line with nozzle tip at 90°
- 4). Clean between the teeth and around any braces, crowns or bridgework thoroughly



7. Press "On/Off" button to turn it off, then press nozzle release button to replace other nozzle you need.



8. After irrigating is finished, press "On/Off" button again to turn off.



Maintenance instructions

After using

1. Open water tank cap and dispose of water inside the tank.
2. Tilt and shake the main unit to drain the water from the speed control knob.
3. Press "On/Off" button to turn on and drain water inside the appliance.
4. Wipe the appliance with dry cloth.



Note: To prevent bacteria breeding, make sure there is no remaining water inside. If you're not going to use the appliance for a long time, be sure to wipe and dry it before storing.

Maintenance

Use only water or neutral cleaning agent to clean the appliance. Never use caustic or abrasive agents (e.g., vinegar or lime scale removers), since they may cause damage to the appliance. Do not use water over 40°C. Keep the appliance away from high temperature and avoid direct sunlight.

• Main unit

1. Wipe the dirt by cloth with soapy water.
2. Do not submerge the main unit in water to clean.
3. Dry after washing with water.

• Water tank cap

Wipe off any grime and dirt with a cloth.

• Nozzle

1. Wash with water and wipe with soft cloth.
2. Replace the nozzle every 6 months.

• Water suction tube

1. Wash with water and wipe with soft cloth.
2. Do not bend, pull or twist the water suction tube.

• Tank


1. Wash with water and wipe with soft cloth.
2. Dry the tank when not using for a long period.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
Water does not come out	Negative pressure caused by not using for a long time.	Solution 1: Full fill the tank with water, invert the device and shake it to eliminate negative pressure.
		Solution 2: Install the nozzle tip on the main unit, suck out the air from nozzle tip with mouth to eliminate negative pressure.
	You've just purchased the appliance or it has been left unused for a period.	Pull out the nozzle, then flush nozzle hole on the body.
It does not work	You've just purchased the appliance or it has been left unused for more than 3 months.	Charge the appliance for at least 4 hours.
It only works for a few minutes even after charging	The battery has reached the end of its service life.	Contact service center for support.
	Charging time was insufficient.	Charge the unit for at least 4 hours.
Water pressure is very low	There is dirt stuck in the nozzle.	Replace the nozzle.
	The nozzle is deformed.	
	There is dirt stuck in the filter.	Clean the filter.



Disposal

The rechargeable battery inside your appliance is easy to remove for recycling. At the end of its service life and prior to disposal, please remove the rechargeable battery following the instructions below.



Note: During below operation, be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.

1. Remove 2pcs rubber feet on the bottom of the appliance.
2. Use screwdriver counterclockwise to loosen bottom cap.
4. Open top cover and put inner part out of the main unit, then unscrew all screws of the inner part.



3. Slide water tank down off the main unit and unscrew two screws beside nozzle suction tube.
5. Cut off battery wire and pull out batteries from the inner.



Warm Tip: If you have any question about recycling, please contact your local waste management office.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Alle Informationen in diesem Abschnitt dienen dazu, Ihnen die korrekte und sichere Verwendung des Geräts zu erklären, um Verletzungen sowie Sachschäden zu vermeiden.


- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder nach Anweisung eines Betreuers zur sicheren Nutzung verwenden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht ohne Aufsicht von Kindern durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Verändern Sie das Gerät niemals. Versuchen Sie außerdem nicht, es zu zerlegen oder zu reparieren.
- Der Akku muss vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie die Batterie entnehmen.
- Der Akku muss sicher entsorgt werden.
- Informationen zur Entnahme des Akkus finden Sie in den Entsorgungshinweisen.
- Füllen Sie den Wassertank nicht mit Wasser, das wärmer als 40°C ist.
- Falls das externe Netzkabel oder die Anschlussleitung beschädigt ist, wenden Sie sich an den Hersteller, einen Kundendienst oder eine qualifizierte Fachkraft, um Gefahren zu vermeiden.
- Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Düse verloren gegangen ist.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zur Reinigung des Mundraums.
- Halten Sie die Düse von kleinen Kindern fern. Sie ist klein genug, um verschluckt zu werden und könnte im Hals stecken bleiben.
- Bestimmte Arten von Mundspüllösungen können das Gerät beschädigen, indem sie das Gehäuse oder den Wassertank zum Riss bringen. Füllen Sie den Wassertank daher nicht mit Mundspülung.
- Personen mit Zahn- oder Zahnfleischproblemen sollten vor der Nutzung ihren Zahnarzt konsultieren.
- Drücken Sie die Düse nicht zu fest gegen Ihre Zähne oder Ihr Zahnfleisch, da dies Verletzungen verursachen kann.

Produktspezifikationen

Modell	E40(WFP14)
Ladeeingang	5V $\Rightarrow$ 2A (Max)
Spannung	3,7V
Leistung	5W
Akkukapazität	1400mAh
Geräuschpegel	<72dB
Wasserdichtigkeit	IPX7
Wasserdruckbereich	30-150PSI
Lagertemperatur	0-40°C
Luftfeuchtigkeit	20%-85%
Atmosphärischer	70-106kPa
Wassertankkapazität	300ml


Lieferumfang

- 1 Hauptgerät x 1
 - 2 Standard-Düsen Spitze x 2
 - 3 Kieferorthopädische Spitze x 1
 - 4 Parodontale Spitze x 1
 - 5 Zungenschaber x 1
 - 6 Bedienungsanleitung x 1
 - 7 USB-Kabel x 1
- (Adapter ist nicht enthalten)



Produktübersicht

- | | | |
|------------------------|------------------------------|-----------------------|
| a. Geschwindigkeitsrad | e. Ladestation | j. Filter |
| b. Ein/Aus-Taste | f. Abdeckung der Ladestation | k. Wassertank |
| c. Modus-Taste | g. Düse | l. Wassertankdeckel |
| d. Modus-Anzeige | h. Drehbarer Ring | m. Düsenfreigabeknopf |
| · Floss (Spülen) | i. Saugrohr der Düse | n. Batterieanzeige |
| · Massage | | |



Hinweis:


Vor der ersten Nutzung kann sich noch eine geringe Menge Flüssigkeit im Hauptgerät (Wassertank, Saugrohr etc.) befinden. Dies ist destilliertes Wasser aus dem Leistungstest (Wasserflusssprüfung) und stellt kein Gesundheitsrisiko dar.

Düsenübersicht

Standarddüse: Für die tägliche Reinigung der Zähne, des Zahnfleischs und von Fissuren. Entfernt Speisereste, Verfärbungen und Plaque.




Standarddüse
x 2



Kieferorthopädische Düse: Zur Reinigung von Zahnspangen und Brücken. Besonders geeignet für Personen mit Zahnspangen oder Zahnimplantaten.



Kieferorthopädische
Düse
x 1




Parodontaldüse: Reinigt den Zahnfleischsaum und ist besonders für Personen mit Parodontalerkrankungen geeignet.

Anwendung: Bei der Reinigung von Zahnfleischtaschen den niedrigsten Wasserdruck verwenden. Die Düse in einem Winkel von 45° entlang des Zahnfleischs führen und das Gerät einschalten.



Parodontaldüse
x 1



Zungenschaber: Reinigt die Zungenoberfläche, entfernt schlechten Atem, Essensreste und dickes Zungenfell. Wenn Sie die Zunge reinigen, verwenden Sie bitte den Soft-Modus. Beugen Sie sich vor, setzen Sie den Schaber auf die Zunge und schalten Sie ihn ein, dann bewegen Sie ihn sanft von hinten nach vorne. Sie können den Wasserdruck je nach Bedarf einstellen.



Zungenschaber
x 1




Hinweis: Es wird empfohlen, die Reinigungsdüse alle 6 Monate auszutauschen, um eine optimale Reinigungsleistung zu gewährleisten.

Bedienungsanleitung

Aufladen des Geräts




1. Nehmen Sie die Abdeckung der Ladestation ab und stecken Sie das USB-Kabel sicher in den Ladeanschluss des Geräts. (Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken, dass keine Flüssigkeit im Anschluss verbleibt).
2. Verbinden Sie den Ladeadapter sicher mit der Steckdose.
3. Die Batterieanzeige blinkt, während die Munddusche aufgeladen wird. Wenn es vollständig aufgeladen ist, leuchtet es 1 Minute lang auf und schaltet sich dann aus.
4. Decken Sie die Ladestation wieder ab, wenn der Ladevorgang beendet ist.




Hinweis: Wenn die Batterieanzeige aufleuchtet oder blinkt, muss die Munddusche aufgeladen werden. Eine vollständige Aufladung dauert etwa 4 Stunden.

Bedienung

1. Setzen Sie die Düse auf das Hauptgerät.



2. Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks, um den Tank mit Wasser zu füllen (nicht über 40°C), dann schließen Sie die Abdeckung. Oder schieben Sie den Wassertank nach unten vom Hauptgerät, füllen Sie ihn mit Wasser (nicht über 40°C) und befestigen Sie ihn wieder am Hauptgerät.



Hinweis: Die folgenden Schritte sind sehr wichtig. Bei unsachgemäßer Handhabung kann es zu Wasseraustritt oder -überlauf während des Gebrauchs kommen.

- Drücken Sie die Taste "Mode", um den gewünschten Modus auszuwählen. Drehen Sie das Geschwindigkeitsrad, um den Wasserdruck anzupassen. Während der Bewässerung können Sie den Arbeitsmodus und den Wasserdruck ändern.(5)

Moduseinführung:

Spülen: für die normale Reinigung

Massage: zur Reinigung und Massage des Zahnfleisches.

Einführung in die Verwendung des Druckeinstellrads (Standardmäßiger Werksdruck 3 Stufen):

Drehen Sie das Geschwindigkeitsrad nach rechts, um den Wasserdruck zu erhöhen.


Drehen Sie das Geschwindigkeitsrad nach links, um den Wasserdruck zu verringern.

Einführung von Druck:


Stufe 1-3: Niedriger Wasserdruck für Anfänger, Menschen mit empfindlichem Zahnfleisch und Kinder.

Stufe 4-7: Mittlerer Gang, starker Wasserdruck, gute Reinigungsfähigkeit, geeignet für die meisten Benutzer, die sich mit Zahnspülern auskennen

Stufen 8-10: High-End-Getriebe mit starkem Wasserdruck und starker Reinigungswirkung. Geeignet für Benutzer, die über umfangreiche Erfahrung in der Zahnreinigung verfügen und eine starke Toleranz für gesundes Zahnfleisch haben.





- Halten Sie die Haupteinheit aufrecht, so dass die Düsen spitze zu Ihren Zähnen zeigt.
- Halten Sie Ihren Mund leicht geöffnet, damit das Wasser herausfließen kann.




- Drücken Sie die "On/Off"-Taste, um die Reinigung zu starten.


- Richten Sie den Wasserstrahl im 90°-Winkel auf Zähne und Zahnfleisch.
- Führen Sie den Wasserstrahl langsam entlang der Zähne.
- Bewegen Sie die Düse im 90°-Winkel entlang des Zahnfleischrands.
- Reinigen Sie gründlich zwischen den Zähnen sowie um Zahnspangen, Kronen oder Brücken.



7. Drücken Sie die "On/Off"-Taste, um das Gerät auszuschalten. Drücken Sie dann die Düsenfreigabetaste, um die Düse zu wechseln.




8. Nachdem die Reinigung abgeschlossen ist, drücken Sie erneut die "On/Off"-Taste, um das Gerät auszuschalten.



Wartungsanweisungen

Nach der Verwendung

1. Öffnen Sie den Wassertankdeckel und entsorgen Sie das Wasser im Tank.
2. Kippen und schütteln Sie das Hauptgerät, um das Wasser aus dem Geschwindigkeitsreglerknopf abzulassen.
3. Drücken Sie die Taste "On/Off", um das Gerät einzuschalten und das Wasser im Gerät abzulassen.
4. Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ab.



Hinweis: Um die Bildung von Bakterien zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass sich kein verbleibendes Wasser im Gerät befindet. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, wischen und trocknen Sie es vor der Lagerung gründlich.

Pflegehinweise

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ausschließlich Wasser oder ein neutrales Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel (z. B. Essig oder Kalkentferner), da diese das Gerät beschädigen können. Verwenden Sie kein Wasser über 40°C. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

• Hauptgerät

1. Mit einem Tuch und Seifenwasser Schmutz abwischen.
2. Das Hauptgerät nicht zur Reinigung in Wasser tauchen.
3. Nach dem Abwischen mit Wasser gründlich trocknen.

• Wassertankdeckel

Mit einem Tuch Schmutz und Ablagerungen abwischen.

• Düse

1. Mit Wasser reinigen und mit einem weichen Tuch abwischen.
2. Die Düse alle 6 Monate austauschen.

• Wassersaugrohr

1. Mit Wasser reinigen und mit einem weichen Tuch abwischen.
2. Nicht biegen, ziehen oder verdrehen.

• Wassertank


1. Mit Wasser reinigen und mit einem weichen Tuch abwischen.
2. Bei längerer Nichtbenutzung den Tank trocknen.

Fehlersuche

Problem	Ursache	Lösung
Kein Wasserfluss	Negativer Druck durch lange Nichtbenutzung.	Lösung 1: Füllen Sie den Wassertank vollständig mit Wasser, drehen Sie das Gerät um und schütteln Sie es, um den Unterdruck zu beseitigen.
		Lösung 2: Installieren Sie die Düsen Spitze am Hauptgerät und saugen Sie mit dem Mund die Luft aus der Düsen Spitze ab, um den Unterdruck zu beseitigen.
	Das Gerät wurde neu gekauft oder längere Zeit nicht benutzt.	Ziehen Sie die Düse heraus und spülen Sie das Düsenloch am Gerät aus.
Gerät funktioniert nicht	Das Gerät wurde neu gekauft oder länger als 3 Monate nicht benutzt.	Laden Sie das Gerät für mindestens 4 Stunden auf.
Gerät funktioniert nur wenige Minuten nach dem Aufladen	Gerät funktioniert nur wenige Minuten nach dem Aufladen	Kontaktieren Sie das Servicecenter für Unterstützung.
	Die Ladezeit war nicht ausreichend.	Laden Sie das Gerät für mindestens 4 Stunden auf.
Wasserdruck ist sehr niedrig	Schmutz in der Düse.	Ersetzen Sie die Düse.
	Die Düse ist verformt.	
	Schmutz im Filter.	Reinigen Sie den Filter.



Entsorgungs- / Demontageanleitung

Der wiederaufladbare Akku im Gerät kann zur Wiederverwertung einfach entfernt werden. Am Ende der Lebensdauer und vor der Entsorgung entfernen Sie den Akku gemäß den folgenden Anweisungen.




Hinweis: Während der folgenden Schritte Augen, Hände, Finger und die Arbeitsfläche schützen.

- Entfernen Sie die 2 Gummifüße an der Unterseite des Geräts.
- Lösen Sie die untere Abdeckung mit einem Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn.
- Öffnen Sie die obere Abdeckung, nehmen Sie das Innengehäuse heraus und lösen Sie alle Schrauben der inneren Einheit.



- Ziehen Sie den Wassertank nach unten vom Hauptgerät ab und lösen Sie die zwei Schrauben neben dem Düsen-Saugrohr.
- Schneiden Sie das Akku-Kabel durch und entfernen Sie die Akkus aus dem Gerät.



Hinweis: Falls Sie Fragen zum Recycling haben, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Abfallentsorgungsstelle.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Toutes les informations contenues dans cette partie ont pour but de vous apprendre à utiliser l'appareil de manière correcte et sûre, afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes, ainsi que de provoquer des dégâts matériels.


- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus. Les personnes avec capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances ne sont pas autorisées à utiliser l'appareil, sauf sous la supervision d'un tuteur ou d'instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.
- Ne modifiez jamais l'appareil. N'essayez pas non plus de le démonter ou de le réparer.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant sa mise au rebut.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsque vous retirez la batterie.
- La batterie doit être mise au rebut en toute sécurité.
- En ce qui concerne la manière de retirer la batterie, veuillez vous référer aux instructions de mise au rebut.
- Ne remplissez pas le réservoir avec de l'eau plus chaude que 40°C.
- Si le câble ou cordon flexible externe est endommagé, demandez de l'aide au fabricant, à l'agent de service ou à une personne professionnelle qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Tenez le câble ou le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- **Ne utilisez pas si vous avez perdu l'embout.**
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Ne utilisez pas à d'autres fins que le nettoyage buccal.
- Tenez l'embout hors de portée des jeunes enfants. L'embout est suffisamment petit pour être avalé et peut se coincer dans la gorge.
- Certains types de bains de bouche peuvent endommager l'appareil en provoquant la fissuration du boîtier ou du réservoir d'eau. Par conséquent, ne remplissez pas le réservoir d'eau avec un bain de bouche.
- Les personnes souffrant de douleurs dentaires ou gingivales peuvent ne pas être en mesure d'utiliser l'appareil et doivent consulter leur dentiste avant de l'utiliser.
- N'appuyez pas trop fermement l'embout sur vos dents ou vos gencives, sous peine de vous blesser.

Spécifications

Modèle	E40(WFP14)
Entrée de charge	5V --- 2A (Max)
Tension	3,7V
Puissance	5W
Capacité de la batterie	1400mAh
Bruit	<72dB
Indice d'étanchéité	IPX7
Plage de pression de l'eau	30-150PSI
Température de stockage	0-40°C
Humidité	20%-85 %
Pression atmosphérique	70-106 kPa
Capacité du réservoir d'eau	300ml


Liste des paquets

- 1 Unité principale x 1
 - 2 Embout de jet standard x 2
 - 3 Embout orthodontique x 1
 - 4 Embout parodontal x 1
 - 5 Radeur de langue x 1
 - 6 Manuel d'utilisation x 1
 - 7 Câble USB x 1
- (adaptateur non inclus)



Présentation du produit

- a. molette de vitesse
- b. Bouton On/Off
- c. Bouton Mode
- d. Indicateur Mode
 - Floss (Rinçage)
 - Massage
- e. Base de chargement
- f. Couvercle de la base de chargement
- g. Embout
- h. Anneau rotatif
- i. Tube d'aspiration de l'embout
- j. Filtre
- k. Réservoir d'eau
- l. Bouchon du réservoir d'eau
- m. bouton d'ouverture de la buse
- n. indicateur de batterie



Remarque :


Il se peut qu'il reste un peu de liquide à l'intérieur de l'appareil principal avant l'utilisation (réservoir, tube d'aspiration de l'eau, etc.), il s'agit de l'eau distillée restante pour le test de performance (débit d'eau), il n'y a donc aucun risque pour la santé.

Présentation de la buse

Embout de jet standard: nettoyage quotidien des dents, sillon gingival, fissures, élimination des résidus alimentaires, taches, plaque, etc.




Embout de jet standard
x 2



Embout orthodontique: nettoyage du bridge et des dents avec appareil dentaire, convient aux personnes portant un appareil dentaire ou ayant un implant dentaire.




Embout orthodontique
x 1



Embout parodontal: nettoyage du sillon gingival, particulièrement adapté aux personnes souffrant de maladies parodontales. Lors du nettoyage de la poche parodontale, veuillez utiliser la pression d'eau la plus faible. Dirigez le flux d'eau le long de la ligne gingivale avec l'embout de la buse à 45° et mettez en marche.




Embout parodontal
x 1



Racleur de langue: nettoyage de la surface de la langue, élimination de la mauvaise haleine, des résidus alimentaires et des poils épais de la langue. Lors du nettoyage de la langue, utilisez le mode doux. Penchez-vous en avant, placez le racleur sur votre langue et mettez-le en marche, puis déplacez-le doucement de l'arrière vers l'avant. Vous pouvez régler la pression de l'eau en fonction de vos besoins.



Racleur de langue
x 1




Hinweis: Es wird empfohlen, die Reinigungsdüse alle 6 Monate auszutauschen, um eine optimale Reinigungsleistung zu gewährleisten.

Instructions d'utilisation

Comment charger


1. Abaissez le couvercle de la base de chargement, branchez fermement le câble USB dans le port de chargement de l'appareil. (Assurez-vous qu'il n'y a pas de liquide à l'intérieur du port avant de le brancher).
2. Branchez fermement l'adaptateur de charge dans la prise de courant.
3. L'indicateur de batterie clignote pendant que l'irrigateur oral est en charge. Une fois complètement chargé, il s'allume pendant 1 minute puis s'éteint.
4. Recouvrez la base de chargement une fois la charge terminée.




Remarque : lorsque l'indicateur de batterie s'allume ou clignote, cela signifie que l'irrigateur buccal doit être rechargé. Une charge complète prend environ 4 heures.

Comment utiliser

1. Fixez l'embout sur l'unité principale.



2. Ouvrez le bouchon du réservoir d'eau pour remplir le réservoir d'eau (ne pas dépasser 40°C), puis fermez le bouchon. Ou faites glisser le réservoir d'eau vers le bas de l'unité principale pour le remplir d'eau (ne pas dépasser 40°C), puis fixez le réservoir sur l'unité principale.



Remarque: Les étapes ci-dessous sont très importantes. Des opérations incorrectes peuvent entraîner des fuites ou des éclaboussures d'eau pendant l'utilisation.

3. Appuyez sur le bouton "Mode" pour sélectionner le mode souhaité. Tourner la molette pour régler la pression de l'eau. Pendant l'irrigation, vous pouvez modifier le mode de fonctionnement et la pression de l'eau.(5)

Présentation du mode:

Rinçage: pour un doynage normal

Massage: pour nettoyer et masser les gencives.

Introduction de la molette de vitesse (Pression par défaut 3 niveaux):

Tourner la molette vers la droite pour augmenter la pression de l'eau.


Tourner la molette vers la gauche pour réduire la pression de l'eau.

Introduction de la pression :

Niveau 1-3: Pression d'eau faible pour les débutants, les personnes aux gencives sensibles et les enfants.


Niveau 4-7: Pression d'eau moyenne pour la plupart des personnes qui savent utiliser les irrigateurs buccaux.

Niveau 8-10: Pression d'eau élevée pour les personnes ayant de l'expérience dans le nettoyage des dents et une forte tolérance des gencives.



4. Tenez l'unité principale en position verticale, l'extrémité de l'embout dirigé vers vos dents.

5. Gardez la bouche légèrement ouverte pour que l'eau puisse s'écouler.





6. Appuyez sur le bouton "On/Off" pour commencer l'irrigation. (8)

- 1). Orientez le flux d'eau à 90° vers les dents et les gencives.


- 2). Orientez le flux d'eau lentement le long des dents.

- 3). Orientez le flux d'eau le long de la ligne gingivale avec l'embout de la buse à 90°.


- 4). Nettoyez soigneusement entre les dents et autour des appareils dentaires, des couronnes ou des bridges.



7. Press "On/Off" button to turn it off, then press nozzle release button to replace other nozzle you need.




8. After irrigating is finished, press "On/Off" button again to turn off.



Instructions d'entretien

Après utilisation

1. Ouvrez le bouchon du réservoir d'eau et retirez l'eau contenue dans le réservoir.
2. Inclinez et secouez l'unité principale pour vider l'eau du bouton de contrôle de vitesse.
3. Appuyez sur le bouton "On/Off" pour mettre l'appareil en marche et vidanger l'eau qu'il contient.
4. Essuyez l'appareil avec un chiffon sec.



Remarque: Pour éviter la prolifération des bactéries, veillez à ce qu'il ne reste pas d'eau à l'intérieur de l'appareil. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veillez à l'essuyer et à le sécher avant de le ranger.

Entretien

Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement de l'eau ou un produit de nettoyage neutre. N'utilisez jamais de produits caustiques ou abrasifs (par ex., du vinaigre ou des produits anticalcaires), sous risque d'endommager l'appareil. N'utilisez pas d'eau de plus de 40°C. Conservez l'appareil à l'abri des températures élevées et évitez la lumière directe du soleil.

• Unité principale

1. Nettoyez la saleté à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau savonneuse.
2. N'immergez pas l'unité principale dans l'eau pour la nettoyer.
3. Séchez après lavage à l'eau.

• Bouchon du réservoir d'eau

Essuyez toute trace de saleté à l'aide d'un chiffon.

• Embout

1. Lavez à l'eau et essuyez avec un chiffon doux.
2. Remplacez l'embout tous les 6 mois.

• Tube d'aspiration d'eau

1. Lavez à l'eau et essuyez avec un chiffon doux.
2. Ne pas plier, tirer ou tordre le tube d'aspiration d'eau.

• Réservoir


1. Lavez à l'eau et essuyez avec un chiffon doux.
2. Séchez le réservoir lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
L'eau ne sort pas	Pression négative due à une non-utilisation prolongée.	Solution1: remplir le réservoir d'eau et retourner la machine, secouez-la, laissez la pression de l'eau s'exercer vers l'avant, éliminez la pression négative, éliminez la pression négative ;
		Solution2: Installer la machine avec une buse standard, l'aspiration contre la buse, pour éliminer la pression négative.
	L'appareil vient d'être acheté ou n'a pas été utilisé pendant un certain temps.	Tirez l'embout, puis rincez l'orifice de l'embout sur le corps de l'appareil.
Il ne fonctionne pas	Vous venez d'acheter l'appareil ou il n'a pas été utilisé pendant plus de 3 mois.	Chargez l'appareil pendant au moins 4 heures.
Il ne fonctionne que quelques minutes même après chargement	La batterie a atteint la fin de sa durée de vie.	Contactez le centre de service pour plus d'aide.
	Le temps de charge était insuffisant.	Chargez l'appareil pendant au moins 4 heures.
La pression de l'eau est très faible	Des saletés sont coincées dans l'embout.	Remplacer l'embout.
	L'embout est déformé.	
	Des saletés sont coincées dans le filtre.	Nettoyez le filtre.



Instructions de mise au rebut/démontage

La batterie rechargeable se trouvant à l'intérieur de votre appareil est facile à retirer pour être recyclée. À la fin de sa durée de vie et avant sa mise au rebut, veuillez retirer la batterie rechargeable en suivant les instructions ci-dessous.




Remarque: Pendant l'opération ci-dessous, veuillez à protéger vos yeux, vos mains, vos doigts et la surface sur laquelle vous travaillez.

- Retirez les deux pieds en caoutchouc situés sous l'appareil.
- Utilisez un tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer le capuchon inférieur.
- Ouvrez le couvercle supérieur et enlevez la partie intérieure de l'unité principale, puis dévissez toutes les vis de la partie intérieure.



- Faites glisser le réservoir d'eau vers le bas, hors de l'unité principale, et dévissez les deux vis situées à côté du tube d'aspiration de l'embout.
- Coupez le câble de la batterie et retirez les batteries de la partie intérieure de l'appareil.



Conseil pratique : pour toute question sur le recyclage, veuillez contacter l'organisme de gestion des déchets le plus proche de chez vous.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Toda la información proporcionada en esta sección tiene por finalidad enseñarle a utilizar el aparato de forma correcta y segura, para que pueda evitar lesiones a sí mismo y a otras personas, así como daños materiales.


- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus. Les personnes avec capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances ne sont pas autorisées à utiliser l'appareil, sauf sous la supervision d'un tuteur ou d'instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil.
- El aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años. Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos no pueden utilizarlo a menos que cuenten con la supervisión de un adulto o reciban instrucciones sobre su uso seguro.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- El aparato sólo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el mismo.
- No modifique nunca el aparato. Tampoco intente desmontarlo ni repararlo.
- Retire la batería del aparato antes de desecharlo.
- Desconecte el aparato de la fuente de alimentación cuando extraiga la batería.
- La batería debe desecharse de forma segura.
- Respecto a cómo extraer la batería, consulte las instrucciones de desecho.
- No llene el depósito con agua a una temperatura superior a 40 °C.
- Si el cable o cordón flexible externo está dañado, consulte al fabricante, al servicio técnico o a un profesional cualificado para evitar riesgos.
- Mantenga el cable o cordón alejado de superficies calientes.
- No lo utilice si ha perdido la boquilla.
- No sumerja el aparato en agua.
- No lo utilice para ningún otro fin que no sea la limpieza bucal.
- Mantenga la boquilla fuera del alcance de los niños pequeños. La boquilla es lo suficientemente pequeña como para que puedan tragársela y quedarse atascada en la garganta.
- Ciertos tipos de enjuague bucal pueden dañar el aparato haciendo que se agriete la carcasa o el depósito de agua. Por lo tanto, no llene el depósito de agua con enjuague bucal.
- Es posible que las personas que sufran dolor de dientes o encías no puedan utilizar el aparato y deben consultar a su dentista antes de usarlo.
- No presione la boquilla con demasiada presión contra los dientes o las encías, o podría causar lesiones.

Especificaciones del producto

Modelo	E40(WFP14)
Puerto de alimentación	5V $\pm$ 2A (máx.)
Voltaje	3.7V
Fuente de alimentación	5W
Capacidad de la batería	1400mAh
Ruido	<72dB
Nivel de impermeabilidad	IPX7
Nivel de presión del agua	30-150PSI
Temperatura de almacenamiento	0-40°C
Humedad	20%-85%
Presión atmosférica	70-106kPa
Capacidad del depósito del agua	300ml


Detalles del paquete

- 1 Unidad principal x 1
- 2 Boquillas estándar x 2
- 3 Boquilla de ortodoncia x 1
- 4 Boquilla periodontal x 1
- 5 Raspador lingual x 1
- 6 Manual de usuario x 1
- 7 Cable USB x 1
(adaptador no incluido)



Resumen del producto

- a. rueda de velocidad
- b. Botón de encendido/apagado
- c. Botón de modo
- d. Indicador de modo
 - Floss (Enjuague)
 - Massage (Masaje)
- e. Base de carga
- f. Tapa de la base de carga
- g. Boquilla
- h. Anillo giratorio
- i. Tubo de aspiración de la boquilla
- j. Filtro
- k. Depósito de agua
- l. Tapa del depósito de agua
- m. botón de liberación de la boquilla
- n. indicador de batería



Nota:


Es posible que quede algo de líquido en el interior del aparato principal antes de su uso (depósito, tubo de aspiración de agua, etc.), se trata del agua destilada restante para la prueba de rendimiento (caudal de agua), por lo que no hay que preocuparse por la salud.

Introducción de las Boquillas

Boquilla de propulsión estándar: limpieza diaria de dientes, línea de las encías, fisuras, eliminación de restos de comida, manchas, placa, etc.




Boquilla de propulsión
estándar
x 2



Boquilla ortodóntica: limpia el puente y los dientes con frenillos, adecuada para quienes usan frenillos o tienen implantes dentales.




Boquilla ortodóntica
x 1



Boquilla periodontal: limpia el surco gingival, especialmente indicada para quienes padecen enfermedades periodontales. Cuando limpie la cavidad periodontal, utilice la presión de agua más baja. Dirija el flujo de agua a lo largo de la línea de las encías con la punta de la boquilla a 45° y enciéndala.



Boquilla periodontal
x 1



Raspador de lengua: limpia la superficie de la lengua, elimina el mal aliento, los residuos de comida y el pelo grueso de la lengua. Cuando limpie la lengua, utilice el modo suave. Inclínese hacia adelante, coloque el raspador en la lengua y enciéndalo, luego muévalo suavemente de atrás hacia adelante. Puede ajustar la presión del agua según sus necesidades.



Raspador de lengua
x 1




Nota: Se recomienda sustituir la punta limpiadora cada 6 meses para una mejor experiencia de limpieza.

Instrucciones de uso

Cómo cargarlo


1. Retire la tapa de la base de carga y enchufe firmemente el cable USB en el puerto de carga del aparato. (Asegúrese de que no haya líquido dentro del puerto antes de enchufarlo).
2. Conecte firmemente el adaptador de carga a la toma de corriente.
3. El indicador de batería parpadea durante la carga del irrigador bucal. Cuando está completamente cargada, se enciende durante 1 minuto y luego se apaga.
4. Vuelva a tapar la base de carga una vez finalizada la carga.



Nota: Cuando el indicador de batería se enciende o parpadea, significa que es necesario cargar el irrigador bucal. Una carga completa tarda unas 4 horas.

Cómo funciona

1. Coloque la boquilla en la unidad principal.



2. Abra la tapa del depósito de agua para llenarlo con agua (no más de 40°C), luego ciérrela. O deslice el depósito de agua hacia abajo de la unidad principal para llenarlo de agua (no exceda los 40°C), luego conecte el depósito a la unidad principal.



Nota: Los pasos que se indican más abajo son muy importantes. Las operaciones incorrectas pueden causar fugas o derrames de agua durante el uso.

3. Pulse el botón "Modo" para seleccionar el modo deseado. Gire la rueda de velocidad para ajustar la presión del agua. Durante el riego, puede cambiar el modo de trabajo y la presión del agua.(5)

Introducción del modo:

Enjuague: para limpieza normal

Masaje: para limpieza y masaje de encías.

Instrucciones para la rueda de velocidad (Presión predeterminada de fábrica 3 niveles):

Gire la rueda de velocidad hacia la derecha para aumentar la presión del agua. Gire la rueda de velocidad hacia la izquierda para reducir la presión del agua.

Introducción de la presión:


Nivel 1-3: Baja presión de agua para principiantes, personas con encías sensibles y niños.

Nivel 4-7: Presión de agua media para la mayoría de las personas con experiencia en el uso de irrigadores bucales.

Nivel 8-10: Alta presión de agua para personas con experiencia en limpieza dental y encías con alta tolerancia.





4. Sujete la unidad principal con la punta de la boquilla apuntando hacia sus dientes.
5. Mantenga la boca ligeramente abierta para que pueda salir el agua.




- 6 Pulse el botón «On/Off» para empezar a irrigar.


- 1). Dirija el flujo de agua a 90° hacia los dientes y las encías.
- 2). Dirija el flujo de agua lentamente a lo largo de los dientes
- 3). Dirija el flujo de agua a lo largo de la línea de las encías con la punta de la boquilla a 90°.
- 4). Limpie a fondo entre los dientes y alrededor de los frenillos, coronas o puentes.



7. Pulse el botón «On/Off» para apagarla y, después, pulse el botón de liberación de la boquilla para intercambiarla por la que necesite.




8. Una vez finalizada la irrigación, pulse de nuevo el botón «On/Off»



Instrucciones de mantenimiento

Después de su uso

1. Abra la tapa del depósito de agua y deseche el agua del interior del depósito.
2. Inclíne y agite la unidad principal para drenar el agua de la perilla de control de velocidad.
3. Pulse el botón "On/Off" para encender y vaciar el agua del interior del aparato.
4. Limpie el aparato con un paño seco.



Nota: Para evitar la proliferación de bacterias, asegúrese de que no quede agua en el interior. Si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo, asegúrese de limpiarlo y secarlo antes de guardarlo.

Mantenimiento

Utilice únicamente agua o un producto de limpieza neutro para limpiar el aparato. No utilice en ningún caso agentes cáusticos o abrasivos (por ejemplo, vinagre o desincrustantes de cal), ya que podrían dañar el aparato. No utilice agua a más de 40 °C. Mantenga el aparato alejado de altas temperaturas y evite la luz solar directa.

• Unidad principal

1. Limpie el polvo con un paño humedecido con agua jabonosa.
2. No sumerja la unidad principal en agua para limpiarla.
3. Séquela después de lavarla con agua.

• Tapa del depósito de agua

Limpie cualquier resto de suciedad con un paño.

• Boquilla

1. Lávela con agua y límpiela con un paño suave.
2. Sustituya la boquilla cada 6 meses.

• Tubo de succión del agua

1. Lave con agua y limpie con un paño suave.
2. No doble, tire ni retuerza el tubo de succión del agua.

• Depósito


1. Lávela con agua y límpiela con un paño suave.
2. Seque el depósito cuando no lo utilice durante un periodo prolongado.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El agua no sale	Presión negativa provocada por la falta de uso durante mucho tiempo.	Solución 1: Llene el tanque con agua completamente, invierta el dispositivo, agítelo para eliminar la Presión negativa. Solución 2: Instale la punta de la boquilla en la unidad principal, succione el aire de la punta de la boquilla con la boca para eliminar la presión negativa.
	Recientemente ha comprado el aparato o lo ha dejado de usar durante un tiempo.	Extraiga la boquilla y luego enjuague el orificio de la misma.
No funciona	Recientemente ha comprado el aparato o no lo ha usado durante más de 3 meses.	Cargue el aparato durante al menos 4 horas.
Sólo funciona durante unos minutos incluso después de cargarse	La batería ha llegado al final de su vida útil.	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
	El tiempo de carga fue insuficiente.	Cargue el aparato durante al menos 4 horas.
La presión del agua es muy baja	Hay residuos atascados en la boquilla.	Reemplace la boquilla.
	La boquilla se deforma.	
	Hay residuos atascados en el filtro.	Limpie el filtro.



Instrucciones de desecho / desmontaje

La batería recargable que se encuentra en el interior de su aparato es fácil de extraer para su reciclaje. Al final de su vida útil y antes de desecharla, extraiga la batería recargable siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.



Nota: Durante la siguiente operación, asegúrese de protegerse los ojos, las manos, los dedos y la superficie sobre la que trabaja.

1. Retire las dos patas de goma de la parte inferior del aparato.
2. Utilice un destornillador en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la tapa inferior.
4. Abra la tapa superior y saque la parte interior de la unidad principal, después desatornille todos los tornillos de la parte interior.



3. Deslice hacia abajo el depósito de agua de la unidad principal y desenrosque los dos tornillos situados junto al tubo de aspiración de la boquilla.
5. Corte el cable de las baterías y sáquelas de la parte interior.



Consejo: Si tiene alguna duda sobre el reciclado, póngase en contacto con la oficina local de gestión de residuos.

IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA

Tutte le informazioni contenute in questa parte sono fornite per istruire l'utente a utilizzare l'apparecchio in modo corretto e sicuro, in modo da evitare lesioni a se stessi e agli altri e danni materiali.


- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni. Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza non possono utilizzarlo a meno che non abbiano la supervisione di un tutore o istruzioni per un utilizzo sicuro.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito con l'apparecchio.
- Non modificare mai l'apparecchio. Inoltre, non tentare di smontare o riparare l'apparecchio.
- La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima di essere rottamata.
- Quando si rimuove la batteria, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
- La batteria deve essere smaltita in modo sicuro.
- Per quanto riguarda le modalità di rimozione della batteria, consultare le istruzioni per lo smaltimento.
- Non riempire il serbatoio con acqua più calda di 40 °C.
- Se il cavo flessibile esterno è danneggiato, contattare il produttore, l'agente di assistenza o un professionista qualificato per evitare rischi.
- Tenere il cavo o il cordone lontano da superfici riscaldate.
- Non utilizzare l'apparecchio se si è perso l'ugello.
- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Non utilizzare per scopi diversi dalla pulizia orale.
- Tenere gli ugelli lontani dalla portata dei bambini. L'ugello è abbastanza piccolo da poter essere inghiottito e può finire in gola.
- Alcuni tipi di collutorio possono danneggiare l'apparecchio causando la rottura dell'alloggiamento o del serbatoio dell'acqua. Pertanto, non riempire il serbatoio dell'acqua con il collutorio.
- Le persone che soffrono di dolori ai denti o alle gengive potrebbero non essere in grado di utilizzare l'apparecchio e dovrebbero consultare il proprio dentista prima dell'uso.
- Non premere l'ugello con troppa forza contro i denti o le gengive, per evitare di provocare lesioni.

Specifiche del prodotto

Modello	E40(WFP14)
Ingresso di carica	5V $\pm$ 2A (Max)
Tensione	3.7V
Potenza	5W
Capacità della batteria	1400mAh
Rumore	<72dB
Grado di impermeabilità	IPX7
Pressione dell'acqua	30-150PSI
Temperatura di stoccaggio	0-40°C
Umidità	20%-85%
Pressione atmosferica	70-106kPa
Capacità del serbatoio dell'acqua	300ml


Elenco del pacchetto

- 1 Unità principale x 1
- 2 Punta jet standard x 2
- 3 Punta ortodontica x 1
- 4 Punta paradontale x 1
- 5 Raschia lingua x 1
- 6 Manuale d'uso x 1
- 7 Cavo USB x 1
(adattatore non incluso)



Resumen del producto

- a. ruota di velocità
- b. Pulsante di accensione/spegnimento
- c. Pulsante modalità
- d. Indicatore di modalità
 - Floss (Enjuague)
 - Massage (Masaje)
- e. Base di ricarica
- f. Copertura base di ricarica
- g. Ugello
- h. Anello girevole
- i. Tubo di aspirazione dell'ugello
- j. Filtro
- k. Serbatoio d'acqua
- l. Tappo del serbatoio dell'acqua
- m. pulsante di rilascio dell'ugello
- n. indicatore della batteria



Nota:


Potrebbe rimanere del liquido all'interno dell'apparecchio principale prima dell'uso (serbatoio, tubo di aspirazione dell'acqua, ecc.); si tratta dell'acqua distillata rimanente per il test delle prestazioni (flusso d'acqua), quindi non ci sono problemi di salute.

Introduzione dell'ugello

Punta a getto standard: pulizia quotidiana di denti, gengive, fessure, rimozione di residui di cibo, macchie, placca, ecc.




Punta a getto
standard
x 2



Punta ortodontica: pulisce ponti e denti con apparecchi, adatta a chi porta l'apparecchio o ha un impianto dentale.




Punta ortodontica
x 1



Punta parodontale: pulisce il solco gengivale, particolarmente indicata per chi soffre di malattie parodontali. Per la pulizia della tasca parodontale, utilizzare la pressione dell'acqua più bassa. Dirigere il flusso d'acqua lungo la linea gengivale con la punta dell'ugello a 45° e accenderlo.



Punta parodontale
x 1



Raschietto per Lingua: pulisce la superficie della lingua, rimuove l'alitosi, i residui di cibo e il pelo spesso della lingua. Quando si pulisce la lingua, utilizzare la modalità soft. Piegati in avanti, metti il raschietto sulla lingua e accendilo, quindi muoviti delicatamente da dietro in avanti. È possibile regolare la pressione dell'acqua in base alle proprie esigenze.



Raschietto per Lingua
x 1




Nota: si consiglia di sostituire la punta ogni 6 mesi per una migliore pulizia.

Istruzioni per l'uso

Come caricare


1. Abbassare il coperchio della base di ricarica e collegare saldamente il cavo USB alla porta di ricarica dell'apparecchio. (Assicurarsi che non rimanga liquido all'interno della porta prima di collegarla.)
2. Collegare saldamente l'adattatore di ricarica alla presa di corrente.
3. L'indicatore della batteria lampeggia durante la ricarica dell'irrigatore orale. Quando è completamente carica, si accende per 1 minuto e poi si spegne.
4. Coprire nuovamente la base di ricarica una volta terminata la ricarica.



Nota: quando l'indicatore della batteria si accende o lampeggia, significa che l'irrigatore orale deve essere ricaricato. Una carica completa richiede circa 4 ore.

Come si usa

1. Collegare l'ugello all'unità principale.



2. Aprire il tappo del serbatoio dell'acqua per riempirlo d'acqua (non più di 40°C), quindi chiudere il tappo. Oppure far scorrere il serbatoio dell'acqua dall'unità principale per riempirlo d'acqua (non più di 40°C), quindi fissare il serbatoio all'unità principale.



Nota: I passaggi seguenti sono molto importanti. Operazioni improprie possono causare perdite o versamenti di acqua durante l'uso.

3. Pulse el botón "Modo" para seleccionar el modo deseado. Gire la rueda de velocidad para ajustar la presión del agua. Durante el riego, puede cambiar el modo de trabajo y la presión del agua.(5)

Introduzione del modo:

Enjuague: para limpieza normal

Masaje: para limpieza y masaje de encías.

Instrucciones para la rueda de velocidad (Presión predeterminada de fábrica 3 niveles):


Gire la rueda de velocidad hacia la derecha para aumentar la presión del agua. Gire la rueda de velocidad hacia la izquierda para reducir la presión del agua.

Introduzione de la presión:


Nivel 1-3: Baja presión de agua para principiantes, personas con encías sensibles y niños.

Nivel 4-7: Presión de agua media para la mayoría de las personas con experiencia en el uso de irrigadores bucales.

Nivel 8-10: Alta presión de agua para personas con experiencia en limpieza dental y encías con alta tolerancia.




4. Tenere l'unità principale in posizione verticale con la punta dell'ugello rivolta verso i denti.
5. Tenere la bocca leggermente aperta in modo che l'acqua possa fuoriuscire.




6. Premere il pulsante "On/Off" per avviare l'irrigazione.


- 1). Dirigere il flusso d'acqua a 90° verso i denti e le gengive.
- 2). Dirigere il flusso d'acqua lentamente lungo i denti.
- 3). Dirigere il flusso d'acqua lungo il bordo gengivale con la punta dell'ugello a 90°.
- 4). Pulire accuratamente tra i denti e intorno a eventuali apparecchi, corone o ponti.



7. Premere il pulsante "On/Off" per spegnerlo, quindi premere il pulsante di rilascio dell'ugello per sostituire l'altro ugello necessario.




8. Al termine dell'irrigazione, premere nuovamente il pulsante "On/Off" per spegnere l'apparecchio.



Istruzioni di manutenzione

Dopo l'uso

1. Aprire il tappo del serbatoio dell'acqua e smaltire l'acqua all'interno del serbatoio.
2. Inclina e agita l'unità principale per scaricare l'acqua dalla manopola di controllo della velocità.
3. Premere il pulsante "On/Off" per accendere e scaricare l'acqua all'interno dell'apparecchio.
4. Pulire l'apparecchio con un panno asciutto.



Nota: per evitare la formazione di batteri, accertarsi che non vi sia acqua residua all'interno. Se non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo, assicurarsi di pulirlo e asciugarlo prima di riporlo.

Manutenzione

Per la pulizia dell'apparecchio utilizzare solo acqua o detergenti neutri. Non utilizzare mai agenti caustici o abrasivi (ad esempio, aceto o anticalcare), poiché potrebbero danneggiare l'apparecchio. Non utilizzare acqua a temperatura superiore a 40°C. Tenere l'apparecchio lontano da temperature elevate ed evitare la luce solare diretta.

• Unità principale

1. Pulire la sporcizia con un panno e acqua saponata.
2. Non immergere l'unità principale in acqua per pulirla.
3. Asciugare dopo il lavaggio con acqua.

• Tappo del serbatoio dell'acqua

Pulire la sporcizia con un panno.

• Ugello

1. Lavare con acqua e pulire con un panno morbido.
2. Sostituire l'ugello ogni 6 mesi.

• Tubo di aspirazione dell'acqua

1. Lavare con acqua e pulire con un panno morbido.
2. Non piegare, tirare o torcere il tubo di aspirazione dell'acqua.

• Serbatoio


1. Lavare con acqua e pulire con un panno morbido.
2. Asciugare il serbatoio quando non viene utilizzato per un lungo periodo.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
L'acqua non esce	Pressione negativa dovuta al prolungato inutilizzo.	Soluzione 1: Riempire completamente il serbatoio con acqua, capovolgere il dispositivo e agitarlo per eliminare la pressione negativa.
		Soluzione 2: Installare la punta dell'ugello sull'unità principale, aspirare l'aria dalla punta dell'ugello con la bocca per eliminare la pressione negativa.
	L'apparecchio è stato appena acquistato o è rimasto inutilizzato per un certo periodo.	Estrarre l'ugello, quindi spurgare il foro dell'ugello sul corpo dell'unità.
Non funziona	L'apparecchio è stato appena acquistato o è rimasto inutilizzato per più di 3 mesi.	Caricare l'apparecchio per almeno 4 ore.
Funziona solo per pochi minuti, anche dopo la ricarica.	La batteria ha raggiunto la fine della sua vita utile.	Contattare il centro di assistenza per ottenere supporto.
	Il tempo di ricarica è stato insufficiente.	Caricare l'unità per almeno 4 ore.
La pressione dell'acqua è molto bassa	L'ugello è sporco.	Sostituire l'ugello.
	L'ugello è deformato.	
	Il filtro è sporco.	Pulire il filtro.



Istruzioni per lo smaltimento / smontaggio

La batteria ricaricabile all'interno dell'apparecchio è facile da rimuovere per il riciclaggio. Al termine della sua vita utile e prima dello smaltimento, rimuovere la batteria ricaricabile seguendo le istruzioni riportate di seguito.




Nota: durante le operazioni di seguito descritte, assicurarsi di proteggere gli occhi, le mani, le dita e la superficie su cui si lavora.

1. Rimuovere i 2 pezzi di piedini in gomma situati nella parte inferiore dell'apparecchio.
2. Utilizzare un cacciavite in senso antiorario per allentare il tappo inferiore.
4. Aprire il coperchio superiore e far uscire la parte interna dall'unità principale, quindi svitare tutte le viti della parte interna.



3. Far scorrere il serbatoio dell'acqua verso il basso dall'unità principale e svitare le due viti accanto al tubo di aspirazione dell'ugello.
5. Tagliare il cavo della batteria ed estrarre le batterie dalla parte interna.



Consiglio utile: per qualsiasi domanda sul riciclaggio, si prega di contattare l'ufficio locale per la gestione dei rifiuti.