MODE D’EMPLOI THERMOMETRE KARMAN

1 Avant de mesurer la température corporelle, assurez vous de choisir le bon mode.

1 appuyer sur le bouton de test pour allumer l’appareil, il s’auto testera et tous les symboles s’afficheront normalement.

3 l’appareil doit être à une distance de 3 à 5 cm du front du patient, appuyer sur le bouton de test.

4 En une seconde, les résultats sont affichés.

5 si l’appareil n’est pas utilisé pendant 30 secondes, il s’arrêtera automatiquement.