ユーザーマニュアル



PEPE – 寝たまま差し込み便器

P40005

P40016

PEPE – 寝たまま差し込み便器は、寝たきりや椅子から立ち上がることができない患者さんの排便・排尿のためにお使いできます。排便は女性でも男性でも、排尿は女性が使用可能です。材質：ABS樹脂。重量：300g。色：白。

使用方法


1. 患者はベッドに寝かせたまま、膝を立てて脚を曲げます。
2. 患者の脚を上げ、製品のハンドルをつかみ、脚の下に置いてください。
3. 所定の位置になったら、患者を組み入れます。
4. 使用後は、不快感を避けるためにできるだけ早く取り外し、トイレに行って排泄物を処理し、次の使用のために石鹸と水で洗浄してください。容量は2000mlまでです。

注意事項

長時間の使用は避けてください。
摩耗や破損がないか、定期的に点検してください。
本製品に関する重大な事故は、製造元および使用者と患者が所在する国の管轄官庁に報告する必要があります。

メンテナンス

石鹸と水で洗浄することができます。



IMPROVING MOBILITY DEVELOPMENT S.L.
Avda. Mare Nostrum 1, Bloque 1, Pta 16
46120, Alboraya, Valencia, Spain
admin@kmina.com | www.kmina.com

16/02/2023 V.1.

CE