



Istruzioni d'uso e manutenzione del materasso

Il vostro materasso è realizzato per offrire comfort e benessere duraturo nel tempo ed è pertanto necessario seguire le seguenti indicazioni:

1. Posizionamento corretto del materasso:

Appoggiare il materasso su una rete adeguata, di dimensioni corrispondenti e con un supporto solido per garantire una corretta stabilità e circolazione dell'aria.

Evitare di posizionare il materasso direttamente sul pavimento o su superfici non traspiranti per prevenire l'accumulo di umidità.

Si sconsiglia l'utilizzo di reti metalliche che, a lungo andare, neutralizzerebbero l'efficacia del materasso causandone anche un danneggiamento del rivestimento.

E' consigliabile affidarsi al nostro customer care per la scelta della rete di supporto da acquistare in quanto, una rete non adeguata, può modificare le caratteristiche di risposta del prodotto.

2. Roteazione ed inversione:

Per un utilizzo uniforme del materasso, ruotare il materasso (testa/piedi) ogni 3-6 settimane. Il materasso può essere capovolto (sotto/sopra) per prolungarne la durata; se previste, risulta utile seguire le indicazioni delle etichette estate/inverno presenti sul lato.

3. Pulizia:

Areare frequentemente la camera in cui è posizionato il materasso nonché il materasso stesso (privo di lenzuola); se si tratta di un materasso sfoderabile, aprire il rivestimento per consentire l'evaporazione dell'umidità prevenendo qualsiasi tipo di formazione della muffa e lavare il rivestimento stesso seguendo le indicazioni presenti sull'etichetta del prodotto. Evitare di bagnare il materasso con sostanze chimiche e/o solventi aggressivi; se strettamente necessario, pulire macchie superficiali con un panno umido e sapone neutro. Successivamente, assicurarsi che il materasso sia completamente asciutto prima di riutilizzarlo.

Per una maggiore conservazione del materasso si consiglia l'utilizzo di copri reti e copri materassi traspiranti idonei a garantire l'aerazione del materasso.

Non conservare il materasso in un ambiente umido in quanto ciò può portare al proliferare di muffe presenti nell'aria sotto forma di spore.

Per qualsiasi ulteriore evento non prevedibile, è possibile rivolgersi al nostro customer care prima di adottare misure di pulizia non esplicitamente raccomandate nella presente guida.

4. Utilizzo corretto:

Assicuratevi di aver acquistato un prodotto adatto alla vostra corporatura.

Non saltare sul materasso per evitare danni alla struttura interna; il movimento brusco può causare mutazioni del prodotto.

DENOMINAZIONE: INDUSTRIA BENESSERE ITALIANA MATERASSI S.R.L.

CODICE FISCALE: 07286180638

PARTITA IVA/VAT: 07286180638

IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE BD/RDM: 23190451

CODICE ATTRIBUITO DAL FABBRICANTE/ASSEMBLATORE: PREMIUM H25

CND: V080702 - MATERASSI MEDICALI ANTIDECUBITO NON ATTIVI

NORMATIVA: Reg. UE 2017/745

CLASSE CE: R1 - CLASSE I

DATA PUBBLICAZIONE: 11/10/2022

NOME COMMERCIALE E MODELLO: MATERASSI MEMORY

INDIRIZZO: VIA GUGLIELMO MELISURGO 4 - 80133 - NAPOLI (NA)

NOME: GIOVANNI SILVESTRO

RUOLO: AMMINISTRATORE

FIRMA: