



Modulo GPSR

Questo modulo funge da modulo di conformità GPSR per Actesso Medical Supports Ltd

Nome del prodotto

Actesso Polsiera per Dolori Articolari - (Beige o Nera). Tutore Polso Elastica per Slogature al Polso, RSI, Tendinite e Sport - Ambidestra

Informazioni sulla sicurezza

- Questi supporti sono destinati a entrare in contatto solo con la pelle integra, sono destinati a un singolo paziente e sono riutilizzabili.
- Assicurati che i supporti siano adatti alla tua condizione e che tu non sia sensibile al neoprene o a qualsiasi altro materiale elencato nella casella dei dettagli "materiale". Non utilizzare se si è sensibili ai materiali o se si ha la pelle sensibile a base di lattice o gomma. Dopo il primo utilizzo, si consiglia di rimuovere il supporto dopo un'ora di utilizzo per assicurarsi di non essere sensibili ai materiali utilizzati nel prodotto. Non indossare con creme che potrebbero reagire con il materiale.
- Se il tutore è troppo stretto, si consiglia di sostituire il prodotto con una migliore vestibilità. La vestibilità aderente può causare disagio. Le cinghie devono sovrapporsi al materiale e la parte inferiore non deve essere esposta alla pelle. I supporti sono semplici da montare e funzionano bene se si seguono le istruzioni per l'uso.
- Lavare a mano e asciugare all'aria.

Materiale (Materiale)

90% gomma neoprene, 10% nylon poliestere

Varianti di prodotto (Varianti di prodotto)

Stile di variazione	ASIN	Numero di modello
XL, Beige	B0784X523X	W/ELGR/BGXL/ACT
L, Beige	B00I80FW5M	W/ELGR/BGL/ACT
M, Beige	B00I80FVBM	W/ELGR/BGM/ACT
S, Beige	B00I80FX1K	W/ELGR/BGS/ACT
XL, Nero	B0784X523N	CON ELGR/BKXL/ACT
L, Nero	B01D02VLOI	W/ELGR/BKL/ACT
M, Nero	B01D02VL16	W/ELGR/BKM/ACT
S, Nero	B01D02VLAM	CON ELGR/BKS/ACT
S, Beige	B00I80FX1K	W/ELGR/BGS/ACT
Grigio, S	B0D6WHDR78	W/ELGR/GY/S/ACT
Grigio, M	B0D6WKF393	W/ELGR/GY/M/ACT
Grigio, L	B0D6WHR9K3	W/ELGR/GY/L/ACT

Grigio, XL	B0D6Z3VFF6	W/ELGR/GY/XL/ACT
------------	------------	------------------

Istruzioni per l'uso (Istruzioni per l'uso)

- Inserisci la tua mano: inizia lasciando la cinghia allentata. Spingi la mano attraverso la manica, assicurandoti che scivoli comodamente sul polso.
- Posiziona il pollice: trova il foro per il pollice nella manica. Infila il pollice attraverso il foro e regola la manica in modo che si adatti comodamente alla tua mano.
- Avvolgi il cinturino da polso: prendi il cinturino da polso elastico e avvolgilo intorno al polso.
- Fissare la cinghia fissando il dispositivo a strappo (Velcro) alla manica, assicurando una perfetta aderenza.
- Regola la compressione: regola la tenuta del cinturino in base alle tue preferenze. La compressione dovrebbe fornire supporto ma non limitare la circolazione.
- Controllo finale della vestibilità: assicurati che la manica intorno alla mano non sia troppo stretta. È normale che questa parte della manica sia leggermente allentata, purché il cinturino da polso fornisca il supporto necessario.



EC REP

Divisorio per pazienti Europa UG
Hauffstraße 41
73765 Neuhausen
Deutschland / Germania
info@patientguard.com

Indirizzo del produttore

Actesso Medical Supports Ltd
Unità H7 Hermes
Parco Dedalo
Daedalus Drive
Lee-on-the-Solent
PO13 9FX

