HALEON



Rhinomer Plus Bebés y Adultos, Fuerza 1 - Suave

Rhinomer Plus Bebés y Adultos, Fuerza 1 - suave, es un descongestivo nasal 100% natural y clínicamente probado.

Una solución hipertónica de agua de mar

(2,3% NaCI) rica en los beneficiosos ingredientes del mar (sales minerales y oligoelementos). Rhinomer Plus alivia la congestión nasal y la presión sinusal a través del mecanismo natural de ósmosis. Además, limpia las cavidades nasales, eliminando la mucosidad acumulada costras, polvo, impurezas, contaminantes, alérgenos y agentes infecciosos (virus y bacterias) ayudando a mantener la nariz sana y prevenir de infecciones ORL (otorrinolaringológicas) secundarias. Adicionalmente, ayuda a hidratar la mucosa nasal.

El agua de mar utilizada en Rhinomer Plus se recoge en la Bahía de Cancale en la costa de Bretaña en Francia. La zona es conocida por sus mares abiertos y fuertes mareas y, por lo tanto, constituve un aqua de mar de calidad excepcional, rica en sales minerales y oligoelementos.

Rhinomer Plus está libre de medicamentos, conservantes y aditivos químicos.

Rhinomer Plus puede usarse solo como una alternativa natural a los medicamentos descongestivos (corticosteroides locales, antihistamínicos, vasoconstrictores), o en combinación con ellos para mejorar su eficacia. Como tal, ayuda a disminuir la duración del tratamiento medicado y puede llevar a una reducción general del consumo de medicamentos.

- Alivia la congestión nasal reduciendo la hinchazón de la mucosa nasal (a través de
- Fluidifica las secreciones de moco facilitando su expulsión.
- Ayuda a restaurar la función natural de la
- Limpia las cavidades nasales de mucosidad acumulada costras, polvo, impurezas, contaminantes, alérgenos y agentes infecciosos (virus y bacterias).
- Hidrata la mucosa nasal y alivia la sequedad

Rhinomer Plus mejora la calidad de vida aliviando los síntomas relacionados con la congestión nasal (por ejemplo, picor en la nariz, estornudos, tos, presión en los senos paranasales y oídos, alteraciones del sueño).

Rhinomer Plus se recomienda:

- Para todos los casos de congestión nasal y sinusal, por ejemplo, rinitis (infecciosa o alérgica), sinusitis; para el resfriado común y
- En casos donde los medicamentos desconaestivos están contraindicados (por ejemplo, embarazo, lactancia, enfermedad de la tiroides, presión arterial alta, enfermedades del corazón, diabetes).

- Para mejorar la eficacia de los medicamentos descongestivos y reducir su uso.
- Para la profilaxis de infecciones nasales y ORL (otorrinolaringológicas) secundarias y complicaciones, por ejemplo, otitis.
- Para promover la recuperación después de la cirugía endonasal.
- Para la higiene diaria (por ejemplo, en ambientes contaminados).
- Para la hidratación en ambientes secos.

Composición de Rhinomer Plus Bebés y Adultos: Agua de mar 70%, agua purificada 30%, equivalente a 23 g/L NaCl (2,3%). Sin conservantes. Sin medicamentos. Sin aditivos químicos. 100% natural.

Descripción:

Rhinomer Plus Bebés y Adultos: Spray nasal de 125 ml. Spray suave - fuerza 1 - con boquilla de seguridad adecuada para bebés y niños a partir

Dosis recomendada:

Utilizar según se indica a continuación, o según las instrucciones del médico.

Rhinomer Plus Bebés y Adultos: +1 mes: 1-3 pulverizaciones en cada fosa nasal, al día; +6 meses: 1-2 pulverizaciones en cada fosa nasal, 2-3 veces al día.

Instrucciones de uso: Adultos y Niños

- 1. Sonarse la nariz para eliminar la mucosidad antes de usar Rhinomer Plus.
- 2. Romper el precinto de seguridad del bote y quitar el tapón protector.
- 3. Colocar el aplicador nasal en la parte superior 4. Inclinar suavemente el cuello hacia adelante
- sobre un lavabo y ladear la cabeza hacia la 5. Introducir suavemente el aplicador en la fosa
- nasal izquierda, en paralelo con el tabique nasal, y presionar firmemente 6. Girar la cabeza hacia el lado opuesto y repetir la aplicación en la otra fosa nasal.
- 7. Retirar el aplicador nasal de la fosa nasal, volver a la posición vertical mientras se deja actuar la solución durante unos segundos y, a continuación, sonarse la nariz.
- 8. Repetir el procedimiento si es necesario. 9. Retirar el aplicador nasal del bote, lavar bien con agua tibia y secar después de cada uso.



Bebés y Niños que requieren asistencia

- 1. Sonar la nariz para eliminar la mucosidad antes de usar Rhinomer Plus.
- 2. Romper el precinto de seguridad del bote y quitar el tapón protector.
- 3. Colocar el aplicador nasal en la parte superior
- 4. Tumbar al bebé boca arriba girando su cabeza hacia la derecha.
- 5. Introducir suavemente el aplicador en la fosa nasal izquierda, en paralelo con el tabique nasal, y presionar firmemente.
- 6. Girar la cabeza hacia el lado opuesto y repetir
- la aplicación en la otra fosa nasal. Retirar el aplicador de la fosa nasal del bebé v volver a colocarlo en posición vertical mientras se deja actuar la solución durante unos segundos y, a continuación, limpiar la nariz.

8. Repetir el procedimiento si es necesario.

9. Retirar el aplicador nasal del bote, lavar bien con agua tibia y secar después de cada uso.



Precauciones: Solo para uso nasal. No utilice el mismo aplicador nasal en más de una persona. No utilice después de la fecha de caducidad. Mantener fuera del alcance de los niños. No utilice en caso de hipersensibilidad al agua de mar.

Consejo: Al inicio de su uso, puede experimentar una irritación leve y temporal.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar por debajo de 25°C. Recipiente a presión. Proteger de la luz solar y las fuentes de calor. No exponer a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar el recipiente, incluso cuando esté vacío.

Otra información: Gas propelente inerte (nitrógeno), no en contacto con la solución. Solución contenida en un recipiente separado.

Rhinomer Plus es una línea completa de soluciones de aqua de mar hipertónica que cubre las necesidades de todas las edades, desde recién nacidos hasta adultos

Apto durante el embarazo y la lactancia.

Los productos Rhinomer Plus son productos sanitarios con marcado CE que cumplen con los requisitos de la Directiva 93/42 de la Unión

Para obtener más información sobre este producto, lea la información en el folleto contenido en el envase.



wystory.es@haleon.com
900 816 705

www.rhinomer.es Distribuidor: Haleon Spain, S.A.

C/ Severo Ochoa, 2, 28760 - Tres Cantos, Madrid - España.



Gerolymatos International S.A. 8 Asklipiou str., 145 68 Kryoneri, Attiki, Grecia.
T: +30 210 3500800, F: +30 210 6220384

Recicle este folleto en el contenedor azul.

Marcas propiedad del, o licenciadas al, grupo de compañías Haleon. ©2024 Haleon o lice

233006

Technical Specifications Size of the leaflet: 210x297 mm Size of the folded leaflet: 210x38 mm

V2 31 - MAY - 2024 Artwork			Information Panel			HALEON
Non Production Artwork			Production Artwork X			Component No: AWP No: 233006 7700257
Total Number of Colours including Varnish & Foils: 1						Manufacturing Site:
70% 50% 20%						Gerolymatos Note: North American Artwork will have N/A in this field) Approving Market: Spain-ESP Technical Drawing No:
1. Black	2.	3.	4.	5.	6.	RHINOMER 125ml_Leaflet Material Spec No: (Note: North American Artwork will have N/A in this field)
						Body Text Size: 8.5pt Smallest Text Size: 5.0pt [Note: For North American Artwork, see Regulatory Space box for this information Electronic Verification Code:
7.	8.	9.	10.	11.	12.	
Total Special	Finishes: 0					Printer and User notes: